

# IPPS™ Overlay

*An indexed patient positioning system for use with GE Healthcare*

---

REFERENCE GUIDE

**CIVCO**  
Radiotherapy™

CE



**INTENDED USE**

The device is intended to aid in patient positioning.

**CAUTION**

Federal (United States) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

**⚠ WARNING**


- Do not use if device appears damaged.
- Overlay weight: 40 lbs (18.1 kg). For total table load rating, including accessories, refer to your system's manual.
- Ensure device is secure prior to use.

NOTE: If any serious incident occurs in relation to device, incident should be reported to manufacturer. If incident occurred within the European Union, also report to the competent authority of the Member State in which you are established.

**ATTACHING DOCKING STATION TO CRADLE**


- NOTE:
- MT-IL3311 Tools Required: 5/32" hex wrench, M5 hex wrench, flat head screwdriver and level (*not provided*).
  - MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310 Tools Required: 5/32" hex wrench, 3/16" hex wrench, flat head screwdriver and level (*not provided*).

1. Remove all accessories from cradle.
2. Fasten docking station loosely using screws, docking bushings, and washers (*provided*).



**ATTACHING OVERLAY**

1. Loosen tongue screws with screwdriver.
2. Slide overlay into docking station, ensure tongue fits properly into accessory slot.
3. Ensure latch is locked into docking station.




4. Tighten tongue screws to lock tongue into place.
5. Note position of docking station. Remove overlay with latch release button.
6. Tighten docking station with M5 hex wrench (MT-IL3311) or 3/16" hex wrench (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310).

NOTE: Ensure docking station location allows for easy installation and removal of overlay.

7. Attach overlay to docking station.
8. Ensure overlay is level to within 1° laterally and longitudinally.


NOTE: If vertical height adjustment is necessary: remove latch and adjust by adding or removing shims.



**USING Lok-Bar™**

**WARNING**  
 Do not use Lok-Bar™ to secure positioning devices.

1. Snap Lok-Bar™ at appropriate longitudinal position. Ensure Lok-Bar™ is secure.
2. Place positioning accessory onto Lok-Bar™ pins.





NOTE: For optimal imaging, begin scanning after scan line.

**WARNING**

- Avoid pinch points when overlay is in motion by ensuring patient does not grasp overlay sides.
- Potential pinch point occurs between overlay and gantry when scanning with the table in lowest position.
- Potential pinch point occurs between overlay and table when retracting overlay.
- Attach foam bumpers to head end of the table top to aid in pinch point prevention (MT-IL3300, MT-IL3301, and MT-IL3308).

NOTE: Spacing between divergent wires (2) can be used as a reference for slice location when viewing multiple images containing axial slices (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, and MT-IL3311).





### REPROCESSING



#### **WARNING**

- *Users of this product have an obligation and responsibility to provide the highest degree of infection control to patients, co-workers and themselves. To avoid cross-contamination, follow infection control policies established by your facility.*

1. Wipe all surfaces with common germicidal or antiseptic wipe, such as alcohol.

### MAINTENANCE

NOTE: Inspect device prior to use for signs of damage and general wear.

**预期用途**

本器械用于辅助患者的定位。

**小心**

联邦（美国）法律限制本器械只能由医生销售或订购。

**警告**


- 如果设备有损坏迹象，请勿使用。
- 面罩重量：40 磅。（18.1 公斤）。要了解包括附件在内的工作台的总额定负荷，请参阅您的系统手册。
- 使用前确保器械紧固。

注意： 如果发生设备相关的严重事故，应向制造商报告事故。如果事故发生在欧洲联盟，还应向所在的成员国主管机构报告。

**将坞站安装到吊架上**


- 注意：
- MT-IL3311 所需工具：5/32" 六角扳手、M5 六角扳手、一字螺丝刀和水平仪（未提供）。
  - MT-IL3300、MT-IL3301、MT-IL3302、MT-IL3306、MT-IL3308、MT-IL3310 所需的工具：5/32" 六角扳手、3/16" 六角扳手、一字螺丝刀及水准仪（未提供）。

1. 从支架上拆下所有附件。
2. 使用螺丝钉、坞站套管和垫圈（提供）宽松地固定坞站。



**连接面罩**

1. 使用螺丝刀松开舌片螺丝钉。
2. 将上层板滑动到坞站内，确保舌片正确嵌入附件插槽。
3. 确保插销插入坞站。




4. 拧紧舌片螺丝钉，将舌片固定到位。
5. 注意坞站的位置。使用插销释放按钮去掉上层板。
6. 使用 M5 六角扳手 (MT-IL3311) 或 3/16" 六角扳手 ( MT-IL3300、MT-IL3301、MT-IL3302、MT-IL3306、MT-IL3308、MT-IL3310 ) 。

注意： 确保坞站位置便于安装和拆卸面罩。

7. 将上层板安装到坞站。
8. 确保面罩的横向和纵向水平都在 1° 以内。

注意: 如果需要进行垂直高度调节: 卸掉插销并通过添加或去掉垫片来调整。




使用LOK-BAR™

**警告**

- 切勿使用Lok-Bar™固定定位装置。

1. 将Lok-Bar™卡接到适当的纵向位置。确保Lok-Bar™卡接牢固。
2. 将定位配置于Lok-Bar™插针上。





注意: 要获得最佳成像效果, 请在扫描线之后开始扫描。

**警告**

- 确保患者不抓上层板的侧边, 以避免上层板运动时出现窄点。
- 当工作台处于最低位置而进行扫描时, 上层板和台架之间可能出现窄点。
- 当缩回上层板时, 上层板和工作台之间可能出现窄点。
- 将泡沫缓冲器安装在台面的头部一端, 以有助于避免挤夹点 ( MT-IL-3300、MT-IL-3301 和 MT-IL-3308 )。

注意: 分叉导线 (2) 之间的间隔在观察含有轴向切片的多个图像时, 可用作切片位置的参考 ( MT-IL3300、MT-IL3301、MT-IL3302和 MT-IL3311 )。





**再处理**

**警告**

- 此产品的用户有义务和责任为患者、同事及其自身提供最高级别的感染控制。为了避免交叉感染，请遵守您所在单位制定的感染控制政策。

- 用酒精等常用杀菌剂擦拭所有表面。

**维护**

注意： 在使用之前，检查器械是否有损坏迹象和一般性磨损。



**产品名称:** 人体定位袋

**备案凭证编码:**

国械备20140355号

国械备20161113号

国械备20190114号

**产品技术要求编码:**

国械备20140355号

国械备20161113号

国械备20190114号

**备案人名称:** CIVCO Medical Solutions

美泰柯有限公司

**备案人注册地址:** 1401 8th St. SE, Orange City, IA, 51041, United States

**生产地址:** 1401 8th St. SE, Orange City, IA, 51041, United States

**电话:** 319 2486757

**代理人:** 广州康理医疗器械有限公司

**代理人注册地址:** 广州市天河区体育东路108号东座602单元

**电话:** 020-38080269

**传真:** 020-38080299

**售后服务机构名称:** 广州康理医疗器械有限公司

**地址:** 广州市天河区体育东路108号东座602单元

**电话:** 020-38080269

**型号规格:** 见标签

**结构及组成:** 见标签

**生产日期:** 见标签

**失效日期:** 见标签

**预期用途:** 用于放疗患者的体位固定。

**说明书编制日期:** 2013/6/5

**说明书修订日期:** 2021/1/20

**PREDVIĐENA UPORABA**

Uređaj ima namjenu pomoći pri pozicioniranju bolesnika.

**OPREZ**

Federalni zakon (Sjedinjenih Američkih Država) ograničava prodaju ovog uređaja od strane ili po nalogu liječnika.

**⚠ UPOZORENJE**

- Ne koristite ako uređaj izgleda oštećeno.
- Težina zaslóna: 18,1 kg (40 lbs). Ukupnu nosivost stola s uključenom dodatnom opremom potražite u priručniku za sustav.
- Prije uporabe provjerite da je uređaj siguran.


NATUKNICA: U slučaju ozbiljnog incidenta povezanog s uređajem o tome obavijestite proizvođača. Ako se incident dogodi unutar Europske unije, prijavite ga i nadležnom tijelu države članice u kojoj imate sjedište.

**SPAJANJE STANICE ZA SPAJANJE NA LEŽIŠTE**


NATUKNICA: • Potrebni alat za MT-IL3311: 5/32" imbus ključ, M5 imbus ključ, ravni odvijač i libela (ne isporučuje se).

- Potrebni alat za MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310: 5/32" imbus ključ, 3/16" imbus ključ, ravni odvijač i libela (ne isporučuje se).

1. Uklonite svu dodatnu opremu iz ležišta.
2. Labavo pričvrstite priključnu stanicu s pomoću vijaka, spojnih elemenata i podloški (isporučuje se u paketu).

**POSTAVLJANJE ZASLONA**

1. Otpustite vijke s pomoću odvijača.
2. Gurnite zaslón u priključnu postaju te osigurajte da jezik pravilno ulazi u utor za dodatnu opremu.
3. Osigurajte da je zasun zabravljen u priključnu stanicu.




4. Pritegnite vijke kako biste fiksirali jezik.
5. Zabilježite položaj priključne stanice. Uklonite zaslón s pomoću gumba za otključavanje.
6. Zategnite priključnu stanicu s pomoću imbus ključa M5 (MT-IL3311) ili imbus ključa 3/16" (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310).

NATUKNICA: Osigurajte da položaj priključne stanice omogućuje jednostavnu ugradnju i uklanjanje zaslóna.

7. Pričvrstite zaslón na stanicu za spajanje.
8. Osigurajte da je zaslón u ravni unutar 1° bočno i uzdužno.

NATUKNICA: Ako je potrebno vertikalno podesiti visinu: uklonite zasun i prilagodite visinu dodavanjem ili uklanjanjem podmetača.




#### UPORABA Lok-Bar™

##### ⚠ UPOZORENJE

- Nemojte koristiti Lok-Bar™ da biste osigurali uređaje za pozicioniranje.

- Pričvrstite Lok-Bar™ na odgovarajući uzdužni položaj. Provjerite da je Lok-Bar™ sigurno.
- Postavite dodatke za pozicioniranje na Lok-Bar™ igličaste priključke.





NATUKNICA: Za optimalno snimanje započnite snimanje iza linije snimanja.

##### ⚠ UPOZORENJE

- Izbjegavajte točke nabiranja kada je zaslon u pokretu tako što ćete osigurati da pacijent ne hvata stranice zaslona.
- Moguće su točke nabiranja između zaslona i kućišta prilikom snimanja dok je stol u najnižem položaju.
- Moguće su točke nabiranja između zaslona i stola prilikom povlačenja zaslona.
- Pričvrstite pjenaste odbojnice na gornji dio stola radi sprječavanja nastanka točki nabiranja (MT-IL3300, MT-IL3301 i MT-IL3308).

NATUKNICA: Razmak između divergentnih žica (2) može se upotrijebiti kao referentna točka za mjesto presjeka kod pregledavanja više snimki koje sadrže više aksijalnih presjeka (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302 i MT-IL3311).





### PRERADA

#### UPOZORENJE

- *Korisnici ovog proizvoda imaju obvezu i odgovornost osigurati najviši stupanj kontrole infekcije za pacijente, suradnike i sebe. Da biste izbjegli unakrsno onečišćenje, slijedite pravila kontrole infekcije koje je odredila vaša ustanova.*

1. Obrišite sve površine uobičajenim germicidnim ili antiseptičkim sredstvom, poput alkohola.

### ODRŽAVANJE

NATUKNICA: Pregledajte uređaj prije uporabe zbog znakova oštećenja i općeg habanja.

**ÚČEL POUŽITÍ**

Prostředek slouží jako pomůcka při polohování pacienta.

**VAROVÁNÍ**

Federální zákon (USA) omezuje prodej tohoto zařízení na lékaře nebo na jejich objednávku.

**VAROVÁNÍ**


- Pokud je zařízení poškozené, nepoužívejte jej.
- Hmotnost overlay: 40 lbs (18,1 kg). Celkovou nosnost stolu, včetně příslušenství, najdete v příručce vašeho systému.
- Před použitím zkontrolujte, zda je zařízení bezpečné.

POZNÁMKA: Pokud dojde ve spojitosti s prostředkem k závažnému incidentu, incident je nutné nahlásit výrobci. Pokud dojde k incidentu v Evropské unii, nahláste jej také příslušnému úřadu členského státu, kde sídlíte.


**PŘIPOJENÍ DOKOVACÍ STANICE K VIDLICI**

POZNÁMKA: • Potřebné nástroje MT-IL3311: 5/32" šestihřanný klíč, imbusový klíč M5, šroubovák s plochou hlavou a libela (*není součástí dodávky*).  
• MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310 Potřebné nástroje: 5/32" šestihřanný klíč, 3/16" šestihřanný klíč, šroubovák s plochou hlavou a libela (*není součástí dodávky*).

1. Odstraňte z vidlice veškeré příslušenství.
2. Připevněte dokovací stanici volně za použití šroubů, dokovacích průvleček a podložek (*součástí dodávky*).

**PŘIPOJENÍ OVERLAY**

1. Uvolněte šrouby jazyčku pomocí šroubováku.
2. Posuňte overlay do dokovací stanice. Ujistěte se, že jazyček správně sedí do otvoru příslušenství.
3. Ujistěte se, že je západka uzamčena do dokovací stanice.




4. Utáhněte šrouby jazyčku, čímž jej zajistíte na místě.
5. Zapište polohu dokovací stanice. Odstraňte overlay s tlačítkem k uvolnění západky.
6. Utáhněte dokovací stanici se šestihřanným klíčem M5 (MT-IL3311) nebo 3/16" šestihřanným klíčem (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310).

POZNÁMKA: Zkontrolujte, že poloha dokovací stanice umožňuje jednoduchou instalaci a odstraňování překryvu.

7. Připojte overlay k dokovací stanici.
8. Ujistěte se, že je overlay zarovnáno s přesností na 1° laterálně a podélně.


POZNAMKA: Pokud je nutné upravit vertikální výšku: odstraňte západku a upravte přidáním nebo odstraněním vložek.



**POUŽÍVÁNÍ Lok-Bar™**

**VAROVÁNÍ**  
 • *Nepoužívejte Lok-Bar™ k zajištění polohovacích prostředků.*

1. Zaklapněte Lok-Bar™ na nejvhodnějším podélném místě. Zkontrolujte Lok-Bar™, jestli je zabezpečeno.
2. Umístěte polohovací příslušenství na Lok-Bar™ kolíky.





POZNAMKA: Optimálního zobrazení dosáhnete zahájením skenování po skenovacím řádku.

**VAROVÁNÍ**

- *Zabraňte vzniku bodů s rizikem přiskřípnutí, když bude overlay v pohybu – dávejte pozor, aby se pacient nedržel bočních stran overlay.*
- *K přiskřípnutí mezi overlay a gantry může dojít při skenování se stolem v nejnižší poloze.*
- *K přiskřípnutí mezi overlay a stolem může dojít při zatahování overlay.*
- *Připojte pěnové nárazníky k hlavovému konci stolu, abyste předešli přiskřípnutí (MT-IL3300, MT-IL3301 a MT-IL3308).*

POZNAMKA: Rozestupy mezi divergentními dráty (2) lze použít jako referenci pro polohu řezu při použití několika snímků obsahujících axiální řezy (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302 a MT-IL3311).





- I. Gantry
- II. Překrytí
- III. Stůl

### OPAKOVANÉ ZPRACOVÁNÍ

#### **VAROVÁNÍ**

- *Uživatelé tohoto produktu jsou povinni a odpovědní za zajištění nejvyššího stupně kontroly infekcí u pacientů, kolegů a sebe sama. Abyste zabránili křížové kontaminaci, postupujte podle zásad kontroly infekcí zavedených na vašem pracovišti.*

1. Utřete všechny povrchy běžnou germicidní nebo antiseptickou utěrkou, jako alkohol.

#### ÚDRŽBA

**POZNAMKA:** Před použitím zkontrolujte, zda u zařízení nejsou patrné známky poškození nebo celkového opotřebení.

**TILSIGTET ANVENDELSE**

Anordningen er beregnet til at hjælpe ved patientplacering.

**FORSIGTIG**

I USA må denne anordning kun sælges af læger eller på lægers ordinerings i henhold til gældende amerikansk lov.

**ADVARSEL**


- *Må ikke benyttes, hvis enheden synes beskadiget.*
- *Overliggerens vægt: 18.1 kg. (40 lbs). Den totale bordbelastning, inkl. tilbehør, fremgår af din systemmanual.*
- *Sørg for, at anordningen sidder godt fast før brug.*

BEMÆRK: Hvis der opstår en alvorlig hændelse i forbindelse med udstyret, skal hændelsen rapporteres til producenten. Hvis hændelsen har fundet sted inden for Den Europæiske Union, skal den også rapporteres til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor du er etableret.

**FASTGØRELSE AF DOCKING STATIONEN PÅ VUGGEN**


- BEMÆRK:
- MT-IL3311 Nødvendigt værktøj: 5/32" sekskantet nøgle, M5 sekskantet nøgle, skruetrækker med fladt hoved, og waterpas (*ikke medleveret*).
  - MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310: Nødvendigt værktøj: 5/32" Umbraco-nøgle, 3/16" Umbraco-nøgle, skruetrækker med fladt hoved, og waterpas (*ikke medleveret*).

1. Fjern alt tilbehør fra vuggen.
2. Spænd dockingsstationen løst på med skruer, monteringsbøsninger og skiverne (*medleveret*).



**PÅSÆTNING AF OVERLIGGEREN**

1. Løsn tungeskruerne med en skruetrækker.
2. Før overliggeren ind i dokningsstationen. Sørg for at tungen kommer rigtig ind i tilbehørsrillen.
3. Kontrollér at palen er låst i dokningsstationen.




4. Spænd tungeskruerne, så tungen holdes på plads.
5. Læg mærke til dokningsstationens position. Aftag overliggeren v.h.a. knappen til udløsning af palen.
6. Spænd docking-stationen fast med M5- Umbracnøglen (MT-IL3311), eller 3/16"- Umbracnøglen (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310).

BEMÆRK: Kontrollér, at der er rigelig plads på dokning stationen til let at kunne påsætte og fjerne overliggeren.

7. Sæt overliggeren på dokningsstationen.
8. Kontrollér, at overliggeren er i vater med 1° på langs og på tværs.



BEMÆRK: Hvis det er nødvendigt at justere i højden: Fjern palen og tilpas ved at lægge mellemlæg i, eller fjerne nogle.




#### ANVENDELSEN AF LOK-BAR™

##### ⚠ ADVARSEL

- Anvend ikke Lok-Bar™ til at fastgøre placeringsanordninger.

1. Klik Lok-Bar™ på i den rigtige længdeposition. Kontroller at Lok-Bar™ sidder sikkert.
2. Påsæt positioneringsanordningen på Lok-Bar™ tappene.





BEMÆRK: For at sikre optimal billedannelse påbegyndes scanningen efter scan-linien.

##### ⚠ ADVARSEL

- Undgå skæringspunkter, når overliggeren er i bevægelse, ved at sikre at patienten ikke tager fat i overliggerens sider.
- Der opstår eventuelt skæringspunkter mellem overliggeren og ophængningen når bordet er i laveste position.
- Der opstår eventuelt skæringspunkter mellem overliggeren og bordet, når overliggeren trækkes tilbage.
- Sæt Flamingo-fendere på hovedenden af bordets top for at bidrage til at forhindre, at der opstår et klemmepunkt (MT-IL3300, MT-IL3301, and MT-IL3308).

BEMÆRK: Afstand imellem divergente tråde (2) kan benyttes som reference ved skiveplacering ved gennemsyn af flere billeder med aksiale skiver. (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, and MT-IL3311)





### EFTERBEHANDLING

#### ADVARSEL

- Brugere af dette produkt har forpligtelse til og ansvar for at yde infektionskontrol af højeste grad til patienter, kolleger og dem selv. For at undgå krydskontaminering skal du følge infektionsretningslinjerne på din arbejdsplads.

1. Desinficer alle overflader med et almindeligt bakteriedræbende eller antiseptisk middel, såsom alkohol.

### VEDLIGEHOLDELSE

BEMÆRK: Efterse anordningen før brug, for at se om der er tegn på skader og almindeligt slid.

**BEOOGD GEBRUIK**

Apparaat is bedoeld als hulp bij het positioneren van patiënten.

**LET OP**

Volgens de federale wetgeving in de VS mag dit apparaat uitsluitend worden verkocht door of op voorschrift van een arts.

**⚠ WAARSCHUWING**


- Niet gebruiken indien apparaat beschadigd lijkt te zijn.
- Gewicht bekleding: 40 lbs. (18.1 kg.). Voor de totale rating tafelbelasting, met inbegrip van toebehoren, bekijkt u de handleiding van uw systeem.
- Controleer vóór gebruik of het apparaat goed vastzit.

OPMERKING: Als er met het apparaat een ernstig voorval plaatsvindt, moet dit incident aan de fabrikant gerapporteerd worden. Als het incident binnen de Europese Unie plaatsvindt dient ook de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar u zich bevindt te worden geïnformeerd.


**BEVESTIGEN DOCKINGSTATION AAN HOUDER**

OPMERKING: • MT-IL3311 Vereiste gereedschap: 5/32" hex sleutel, M5 hex sleutel, schroevendraaier met vlakke kop, en effen (niet bijgeleverd).  
• MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310 Vereist gereedschap: 5/32" hex sleutel, 3/16" hex sleutel, schroevendraaier met platte kop en waterpas (niet meegeleverd).

1. Verwijder alle accessoires van cradle.
2. Bevestig docking station losjes met schroeven, invoegingen en sluitingen (meegeleverd).

**VERBINDEN BEDEKKING**

1. Maak tongschroeven los met schroevendraaier.
2. Glijd de bekleding in het beddenstation, zorg ervoor dat de tong goed past in de gleuf toebehoren.
3. Zorg ervoor dat het veerslot gesloten is in het beddenstation.




4. Span de tongschroeven aan om de tong op haar plaats te vergrendelen.
5. Markeer stand van beddenstation. Verwijder bekleding met slotopeningsknop.
6. Draai docking station aan met M5 hex sleutel (MT-IL3311) of 3/16" hex sleutel (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310).

OPMERKING: Controleer of de locatie van het dockingstation ruimte biedt voor het eenvoudig aanbrengen en verwijderen van de bekleding.

7. Bevestig bekleding aan het beddenstation.
8. Controleer of de bekleding zowel lateraal als longitudinaal 1° waterpas is.

OPMERKING: Indien verticale aanpassing van de hoogte nodig is: verwijder veerslot en pas het aan door voeringen te verwijderen of toe te voegen.




**GEBRUIK VAN DE LOK-BAR™**

**⚠ WAARSCHUWING**

• Gebruik Lok-Bar™ niet om positioneringsapparaten te bevestigen.

1. Klik de Lok-Bar™ op de juiste lengtepositie. Zorg ervoor dat de Lok-Bar™ goed vastzicht.
2. Plaats positioneringsaccessoire op Lok-Bar™ pennen.





OPMERKING: Voor optimale beeldvorming, begint u te scannen na de scanlijn.

**⚠ WAARSCHUWING**

- Vermijd klempunten als de bekleding in beweging is door ervoor te zorgen dat de patiënt niet de kanten van de bekleding vastgrijpt.
- Potentiële klempunten ontstaan tussen de bekleding en de rijbrug als er gescand wordt met de tafel in de laagste stand.
- Potentiële klempunten treden op tussen de bekleding en de tafel bij het wegtrekken van de bekleding.
- Bevestig schuimbumpers aan hoofdeinde van het tafelblad om te helpen bij het voorkomen van knijppunten (MT-IL3300, MT-IL3301, and MT-IL3308).

OPMERKING: Ruimte tussen divergente kabels (2) kan worden gebruikt als referentie van de plaklocatie wanneer u meerdere beelden met axiale plakken bekijkt (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, and MT-IL3311).





### RECYCLEREN

#### WAARSCHUWING

- De gebruikers van dit product hebben de verplichting en de verantwoordelijkheid om voor de hoogst mogelijke graad van infectiebeheersing voor patiënten, medewerkers en zichzelf te zorgen. Om kruisbesmetting te voorkomen, dient u de beleidslijnen voor infectiepreventie van uw instelling op te volgen.

1. Veeg alle oppervlakken schoon met een algemeen bacteriedodend middel of antiseptisch doekje, zoals alcohol.

### ONDERHOUD

OPMERKING: Inspecteer apparaat vóór gebruik op tekenen van schade en algemene slijtage.

**KÄYTTÖTAR-KOITUS**

Tuote on tarkoitettu avuksi potilaan asetteluun.

**HUOMIO**

Liittovaltion laki (USA) rajoittaa tämän laitteen myynnin lääkäriille tai lääkärin määräyksestä.

**VAROITUS**


- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut.
- Peitteen paino: 18.1 kg. Katso järjestelmäopasta halutessasi tietoja tason kuormituksesta, lisävarusteet mukaan lukien.
- Varmista ennen käyttöä, että laite pysyy tukevasti paikoillaan.

HUOMAUTUS: Laitteen käyttöön liittyvistä vakavista tapaturmista on ilmoitettava valmistajalle. Jos tapaturma sattui EU:n alueella, ilmoita siitä myös sijaintivaltiosi toimivaltaiselle viranomaiselle.


**TELAKOINTIASEMAN KIINNITYS ALUSTAAN**

HUOMAUTUS: • MT-IL3311 Vaaditut työkalut: 5/32" kuusiokoloavain, M5 kuusiokoloavain, tasapäinen ruuvimeisseli sekä taso (ei kuulu pakkaukseen).  
• MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310 Tarvittavat työkalut: 5/32" kuusiokoloavain, 3/16" kuusiokoloavain, tasapäinen ruuvimeisseli ja vatupassi (ei kuulu pakkaukseen).

1. Poista alustasta kaikki lisävarusteet.
2. Kiinnitä kytkentäasema löysästi ruuveja, kytkentäeristimiä ja välilevyjä käyttäen (kuuluvat pakkaukseen).

**VUOTEEN KIINNITYS**

1. Löysää ruuvit ruuvimeisselillä.
2. Liuta peite kytkentäasemaan ja varmista, että kieleke sopii oikein lisävarusteille tarkoitettuun koloon.
3. Varmista, että telki on lukittu kytkentäasemaan.




4. Kiristä kielekkeen ruuvit kielekkeen lukitsemiseksi paikoilleen.
5. Huomaa kytkentäaseman sijainti. Poista peite teljen vapautuspainikkeella.
6. Kiristä liitäntäkeskusta M5-kuusiokoloavaimella (MT-IL3311) tai 3/16" -kuusiokoloavaimella (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL 3306, MT-IL3308, MT-IL3310).

HUOMAUTUS: Varmista, että kytkentäaseman sijainti mahdollistaa helpon peitteen asennuksen ja poiston.

7. Kiinnitä peite kytkentäasemaan.
8. Varmista, että peitteen kallistuskulma on sivuttain ja pitkittäin enintään 1°.

HUOMAUTUS: Mikäli pitkittäissuuntainen korkeuden säätö on tarpeen: poista telki ja säädä lisäämällä tai poistamalla tiivistelevyjä.




### LOK-BAR™:IN KÄYTTÖ

#### VAROITUS

- Älä käytä Lok-Bar™ -laitetta asetuslaitteiden kiinnittämiseen.

1. Napsauta Lok-Bar™ oikeaan asentoon pituussuunnassa. Varmista, että Lok-Bar™ on kunnolla kiinni.
2. Aseta asetuslisälaite Lok-Bar™-nastoihin.





HUOMAUTUS: Optimaalisen kuvauksen saavuttamiseksi aloita skannaus skannauslinjan jälkeen.

#### VAROITUS

- Vältä kiristyskohtia peitteen ollessa liikkeessä varmistamalla, ettei potilas tartu peitteen sivuihin.
- Potentiaalinen kiristyskohta tapahtuu peitteen ja kehyksen välillä suorittaessa skannausta alimmalla tasolla.
- Potentiaalinen kiristyskohta tapahtuu peitteen ja tason välillä peitettä vetäessä sisään.
- Liitä vaahdotuovien ohjaimet pöytälevyn pääosaan helpottamaan pinch point-ehkäisyä (MT-IL3300, MT-IL3301, ja MT-IL3308).

HUOMAUTUS: Erisuuntaisten lankojen (2) välistä matkaa voidaan käyttää referenssinä leikkeen sijaintiin katseltaessa useampia kuvia, jotka sisältävät aksiaalileikkeitä (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, and MT-IL3311).





### UDELLEENKÄSITTELY

#### **VAROITUS**

- Tämän tuotteen käyttäjillä on velvollisuus ja vastuu antaa potilaille, työtovereille ja itselleen paras mahdollinen tartuntasuoja. Vältä ristikontaminaatio noudattamalla laitoksesi infektiotorjuntamenetelmiä.

1. Pyyhi kaikki pinnat tavallisella germisidillä tai antiseptisellä aineella, kuten alkoholilla.

#### YLLÄPITO

HUOMAUTUS: Tarkista laite ennen käyttöä säännöllisin väliajoin mahdollisten vaurioiden ja kulumisen varalta.



**UTILISATION PRÉVUE**

Le dispositif est conçu pour faciliter le positionnement du patient.

**ATTENTION**

La loi fédérale américaine n'autorise la vente de ce dispositif que sur ordonnance ou par un médecin.

**⚠ AVERTISSEMENT**


- Ne pas utiliser si le dispositif semble endommagé.
- Poids de la housse de protection : 18.1 kg. Pour obtenir des informations sur la capacité de charge totale de la table, y compris les accessoires, consulter le manuel du système.
- S'assurer que le dispositif est sécurisé avant son utilisation.

REMARQUE: En cas d'incident grave en lien avec le dispositif, ledit incident doit être signalé au fabricant. Si l'incident se produit au sein de l'Union européenne, veuillez également le signaler à l'organisme compétent de l'État membre dans lequel vous êtes établi.


**FIXATION DE LA STATION D'ACCUEIL AU BERCEAU**

REMARQUE: • Outils requis pour MT-IL3311: clé hexagonale 5/32", clé hexagonale M5, tournevis à tête plate et niveau (*non fournis*).  
• Outils requis pour MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310 : clé hexagonale 5/32", clé hexagonale 3/16", tournevis à tête plate et niveau (*non fournis*).

1. Retirer tous les accessoires du berceau.
2. Fixer la station d'accueil sans la serrer à l'aide des vis, bagues d'amarrage et rondelles (*fournies*).

**FIXATION DE LA HOUSSE DE PROTECTION**

1. Desserrer les vis à languette avec un tournevis.
2. Faire glisser la housse de protection dans la station d'accueil, s'assurer que la languette s'insère correctement dans la fente d'accessoire.
3. S'assurer que le loquet est verrouillé dans la station d'accueil.




4. Serrer les vis à languette pour verrouiller la languette en place.
5. Noter la position de la station d'accueil. Retirer la housse de protection avec le bouton d'ouverture du loquet.
6. Serrez la station d'accueil avec la clé hexagonale M5 (MT-IL3311) ou la clé 3/16" (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310).

REMARQUE: S'assurer que la position de la station d'accueil permet d'installer et de retirer l'overlay facilement.

7. Fixer la housse de protection à la station d'accueil.
8. S'assurer que l'orientation de l'overlay est comprise dans une latitude et une longitude de 1°.

REMARQUE: Si un ajustement de la hauteur est nécessaire : retirer le loquet et l'ajuster en ajoutant ou en retirant des chevilles.




UTILISATION DE LA LOK-BAR™

**⚠ AVERTISSEMENT**

• Ne pas utiliser la Lok-Bar™ pour fixer du matériel de positionnement.

1. Clipper la Lok-Bar™ dans une position longitudinale appropriée. S'assurer que la Lok-Bar™ est fixée.
2. Fixer le dispositif de positionnement sur les goupilles Lok-Bar™.





REMARQUE: Pour une imagerie optimale, débiter la lecture après la ligne de balayage.

**⚠ AVERTISSEMENT**

- Éviter les points de pincement lorsque la housse de protection est en mouvement en s'assurant que le patient ne saisit pas les côtés de cette housse de protection.
- Un point de pincement peut se produire entre la housse de protection et le bras isocentrique au cours de la lecture, lorsque la table est en position la plus basse.
- Un point de pincement peut se produire entre la housse de protection et la table lors du retrait de la housse de protection.
- Fixez les protections en mousse à la tête de la table pour éviter tout pincement (MT-IL3300, MT-IL3301 et MT-IL3308).

REMARQUE: L'espacement entre des fils divergents (2) peut servir de référence pour l'emplacement de la tranche lorsque plusieurs images contenant des tranches axiales sont visualisées (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, and MT-IL3311).





#### RETRAITEMENT

##### AVERTISSEMENT

- Les utilisateurs de ce produit ont l'obligation et la responsabilité d'accorder le plus haut degré de prévention des infections aux patients, au personnel et à eux-mêmes. Pour éviter toute contamination croisée, suivre les principes de contrôle des infections en vigueur dans votre établissement.

1. Essuyer toutes les surfaces avec un germicide ou un antiseptique générique, comme de l'alcool.

#### ENTRETIEN

REMARQUE: Vérifier avant utilisation si le dispositif présente des signes de dommages ou d'usure normale.

**VERWENDUNGSZWECK**

Die Vorrichtung soll bei der Patientenpositionierung helfen.

**ACHTUNG**

Nach US-amerikanischem Recht darf diese Vorrichtung nur von einem Arzt oder auf Anweisung eines Arztes verkauft werden.

**⚠ WARNHINWEIS**


- Das Gerät nicht benutzen, falls es beschädigt wurde.
- Aufsatzgewicht: 40 lbs. (18.1 kg.). Die zulässige Gesamtbelastung des Tisches einschließlich Zubehör siehe im Systemhandbuch.
- Vor der Verwendung sicherstellen, dass die Vorrichtung richtig fixiert wurde.

HINWEIS: Wenn es zu einem ernsthaften Vorfall im Zusammenhang mit dem Gerät kommt, sollte der Vorfall dem Hersteller gemeldet werden. Wenn der Vorfall in der Europäischen Union geschieht, muss dies auch der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates gemeldet werden, in der sich Ihre Einrichtung befindet.


**BEFESTIGUNG DER ANDOCKSTATION AM GESTELL**

HINWEIS: • MT-IL3311 Benötigte Werkzeuge: 5/32" Sechskantschlüssel, M5 Sechskantschlüssel, Flachkopfschraubenzieher und Wasserwaage (*nicht mitgeliefert*).  
 • MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310 Werkzeuge benötigt: 5/32" Sechskantschlüssel, 3/16" Sechskantschlüssel, Flachkopfschraubenzieher und Wasserwaage (*nicht mitgeliefert*).

1. Das gesamte Zubehör vom Gestell entfernen.
2. Die Andockstation mit Schrauben und Unterlegscheiben (*mitgeliefert*) lose befestigen.

**BEFESTIGUNG DES AUFSATZES**

1. Die Stiftschrauben mit dem Schraubenzieher lösen.
2. Aufsatz in die Andockstation schieben, dafür sorgen, dass der Stift richtig in den Zubehörschlitz eingreift.
3. Dafür sorgen, dass der Riegel in der Andockstation arretiert wird.




4. Stiftschrauben anziehen, damit der Stift richtig platziert wird.
5. Die Position der Andockstation notieren. Aufsatz mit dem Entriegelungskopf entfernen.
6. Andockstation mit M5 Sechskantschlüssel (MT-IL3311) oder 3/16" Sechskantschlüssel (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310) festziehen.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Aufsatz leicht in die Andockstation ein- und ausgebaut werden kann.

7. Aufsatz an die Andockstation anschließen.
8. Sorgen Sie dafür, dass der Aufsatz längs- und querseitig mit einer Genauigkeit von 1° ausgerichtet ist.

HINWEIS: Falls eine Höheneinstellung benötigt wird: Riegel entfernen und durch Hinzufügen oder Entfernen von Unterlegscheiben einstellen.




- I. Aufsatz
- II. Unterlegscheiben
- III. Riegel
- IV. Riegelschrauben

**LOK-BAR™ VERWENDEN**

**⚠ WARNHINWEIS**

• Verwenden Sie Lok-Bar™ nicht, um Positionierungsgeräte zu sichern.

1. Die Lok-Bar™ in der benötigten longitudinalen Position einschnappen lassen. Dafür sorgen, dass die Lok-Bar™ sicher befestigt wird.
2. Positionierzubehör auf die Lok-Bar™-Stifte aufsetzen.




- I. Aufsatz
- II. Lok-Bar™
- III. Lok-Bar™-Stifte
- IV. Prodigy™-Knöpfe
- V. Interloc®-Kerben

HINWEIS: Das Scan-Verfahren für eine optimale Abbildung nach der Scannerlinie starten.


**⚠ WARNHINWEIS**

- Quetschgefahr während der Bewegung des Aufsatzes verhindern, dafür sorgen, dass der Patient die Seiten des Aufsatzes nicht berührt.
- Quetschgefahr zwischen dem Aufsatz und der Haube mit dem Tisch in der niedrigsten Position.
- Quetschgefahr zwischen dem Aufsatz und dem Tisch beim Zurückziehen des Aufsatzes.
- Schaumpuffer am Kopfende der Tischplatte anbringen, um Quetschgefahr zu vermeiden (MT-IL3300, MT-IL3301, and MT-IL3308).

HINWEIS: Der Abstand zwischen verschiedenen Drähten (2) kann bei der Ansicht von mehreren Bildern mit axialen Schichten als Referenz für die Positionierung der Schichten verwendet werden (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, and MT-IL3311).



- I. 24GA auseinandergehende Drähte
- II. 5° Winkel



### WIEDERAUFBEREITUNG

#### **WARNHINWEIS**

- Die Benutzer dieses Produkts sind verpflichtet, für die Patienten, Mitarbeiter und sich selbst den höchsten Grad an Infektionsschutz zu gewährleisten. Zur Vermeidung von Kreuzkontamination sind die in Ihrer Einrichtung vorgeschriebenen Infektionsschutzverfahren einzuhalten.

1. Alle Oberflächen mit gewöhnlichen keimtötenden oder antiseptischen Mitteln, z. B. Alkohol, abwischen.

### WARTUNG

HINWEIS: Das Gerät vor der Benutzung auf Zeichen von Beschädigungen und Abnutzungserscheinungen überprüfen.

**ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ**

Η συσκευή προορίζεται για την υποβοήθηση της διαδικασίας τοποθέτησης του ασθενούς.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Στις Η.Π.Α, η ομοσπονδιακή νομοθεσία περιορίζει την πώληση της συσκευής αυτής μόνο από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.

**⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Να μη χρησιμοποιηθεί εάν η συσκευή εμφανίζει ζημιές.
- Βάρος επικάλυψης: 18.1 kg (40 lb). Για ονομαστική τιμή του συνολικού φορτίου τραπεζιού, συμπεριλαμβανομένων των παρελκομένων, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του συστήματός σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ασφαλής πριν τη χρήση.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν υπάρξει κάποιο σοβαρό συμβάν σε σχέση με τη συσκευή, θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή. Εάν συμβεί κάποιο συμβάν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρετε το επίσης στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είστε εγκατεστημένοι.

**ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ**


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: • MT-IL3311 Απαιτούμενα εργαλεία: Εξαγωνικό κλειδί 5/32", εξαγωνικό κλειδί M5, κατσαβίδι πλακέ κεφαλής και αλφάδι (δεν παρέχεται).

- MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310 Απαιτούμενα εργαλεία: εξαγωνικό κλειδί 5/32", εξαγωνικό κλειδί 3/16", επίπεδο κατσαβίδι και στάθμη (δεν παρέχεται).

1. Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τη βάση.
2. Σφίξτε το σταθμό σύνδεσης χαλαρά με χρήση των βιδών, των δακτυλίων τοποθέτησης και των ροδελών (παρέχονται).

**ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ**

1. Ξεσφίξτε τις βίδες της γλωττίδας με το κατσαβίδι.
2. Σύρετε την επικάλυψη στο σταθμό σύνδεσης και βεβαιωθείτε ότι η γλωττίδα εφαρμόζει σωστά στην υποδοχή παρελκομένων.
3. Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια είναι ασφαλισμένη στο σταθμό σύνδεσης.




4. Σφίξτε τις βίδες της γλωττίδας για την ασφάλιση της γλωττίδας στη θέση της.
5. Σημειώστε τη θέση του σταθμού σύνδεσης. Αφαιρέστε την επικάλυψη με το κουμπί απελευθέρωσης ασφαλείας.
6. Σφίξτε το σταθμό σύνδεσης με το εξαγωνικό κλειδί M5 (MT-IL3311) ή με το εξαγωνικό κλειδί 3/16" (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η θέση του σταθμού σύνδεσης επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση και αφαίρεση της επικάλυψης.

7. Προσαρτήστε την επικάλυψη στο σταθμό σύνδεσης.
8. Βεβαιωθείτε ότι η επικάλυψη είναι επίπεδη σε εύρος 1° πλευρικά και κατά το διαμήκη άξονα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν είναι απαραίτητη η κατακόρυφη προσαρμογή ύψους: αφαιρέστε την ασφάλεια και προσαρμόστε με προσθήκη ή αφαίρεση λεπτών παρεμβάσμάτων.




- I. Επικάλυψη
- II. Παρεμβύσματα
- III. Ασφάλεια
- IV. Βίδες ασφάλειας

**ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LOK-BAR™**

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή Lok-Bar™ για τη στερέωση των συσκευών τοποθέτησης.

1. Ασφαλίστε το Lok-Bar™ στην κατάλληλη διαμήκη θέση. Βεβαιωθείτε ότι το Lok-Bar™ είναι σταθερό.
2. Τοποθετήστε το εξάρτημα τοποθέτησης στους πείρους Lok-Bar™.




- I. Επικάλυψη
- II. Lok-Bar™
- III. Ακίδες Lok-Bar™
- IV. Κουμπιά Prodigy™
- V. Εγκοπές Interloc®

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για βέλτιστη απεικόνιση, αρχίστε τη σάρωση μετά τη γραμμή σάρωσης.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**


- Αποφύγετε τα σημεία εμπλοκής όταν η επικάλυψη είναι σε κίνηση, διασφαλίζοντας ότι ο ασθενής δεν κρατά τις πλευρές της επικάλυψης.
- Πιθανό σημείο εμπλοκής παρουσιάζεται μεταξύ της επικάλυψης και του πλαισίου όταν γίνεται σάρωση με το τραπέζι στην κατώτατη θέση.
- Πιθανό σημείο εμπλοκής παρουσιάζεται μεταξύ της επικάλυψης και του τραπεζιού κατά την απόσυρση της επικάλυψης.
- Τοποθετήστε προφυλακτήρες από αφρώδες υλικό στην κεφαλή της επιφάνειας του τραπεζιού για να διευκολύνετε την αποτροπή δημιουργίας σημείων σύνθλιψης (MT-IL3300, MT-IL3301 και MT-IL3308).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απόσταση μεταξύ των αποκλινόντων συρμάτων (2) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός αναφοράς για τη θέση της τομής όταν προβάλλονται πολλαπλές απεικονίσεις που περιέχουν αξονικές τομές (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, and MT-IL3311).



- I. Αποκλινόν σύρμα 24GA
- II. Γωνία 5°





### ΕΠΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Οι χρήστες του προϊόντος αυτού έχουν υποχρέωση και ευθύνη να παρέχουν τον υψηλότερο βαθμό ελέγχου λοιμώξεων στους ασθενείς, τους συναδέλφους και τους ίδιους. Προς αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης, ακολουθήστε τις πολιτικές ελέγχου λοιμώξεων που ισχύουν στον χώρο εργασίας σας.

1. Σκουπίστε όλες τις επιφάνειες με απλό μικροβιοκτόνο ή αντισηπτικό πανάκι, π.χ. με οινόπνευμα.

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιθεωρείτε τη συσκευή τακτικά πριν από τη χρήση για βλάβες και γενικές φθορές.

**TERVEZETT ALKALMAZÁS**

Az eszköz célja, hogy segítse a beteg pozicionálását.

**VIGYÁZAT!**

Az Egyesült Államok szövetségi törvényei értelmében ez az eszköz csak orvos által vagy orvosi rendelvényre értékesíthető.

**FIGYELEM!**


- Ne használja, ha az eszköz sérültnek tűnik.
- Fedlap tömege: 18,1 kg (40 font). Az asztal teljes teherbíró kapacitásához, beleértve a tartozékokat is, lásd a rendszer kézikönyvét.
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a készülék biztonságos.

MEGJEGYZÉS: Ha bármilyen súlyos baleset következik be az eszközzel kapcsolatban, ezt jelenteni kell a gyártónak. Ha a baleset az Európai Unión belül történt, jelentést kell tenni az Ön letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatósága számára is.


**A DOKKOLÓEGYSÉG CSATLAKOZTATÁSA A BÖLCSŐHÖZ**

MEGJEGYZÉS: • MT-IL3311 szükséges szerszámok: 5/32" imbuszkulcs, M5 imbuszkulcs, laposfejű csavarhúzó és színtező (nincs mellékelve).  
• MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310 szükséges szerszámok: 5/32" imbuszkulcs, 3/16" imbuszkulcs, laposfejű csavarhúzó és színtező (nincs mellékelve).

1. Távolítsa el minden tartozékot a bölcsőből.
2. Rögzítse lazán a dokkolóállomást csavarokkal, dokkoló perselyekkel és csavaralátétekkel (a csomag tartalmazza).

**TAKARÓ FELERŐSÍTÉSE**

1. Csavarhúzóval lazítsa meg az orros csavarokat.
2. Csúsztassa be a takarót a dokkolóegységbe, majd ellenőrizze, hogy az orr megfelelően illeszkedik-e a tartozék hasítékába.
3. Ellenőrizze, hogy a retesz a dokkolóegységben rögzül-e.




4. Húzza meg az orros csavarokat, hogy az orr a helyén legyen.
5. Jegyezze fel a dokkolóállomás pozícióját. Távolítsa el a fedlapot a rögzítőelem kioldó gombjával.
6. Szorítsa meg a dokkolóállomást M5 imbuszkulccsal (MT-IL3311) vagy 3/16" imbuszkulccsal (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310).

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a dokkolóegység elhelyezkedése lehetővé teszi-e, hogy a takarót könnyen fel-, illetve leszerelhessek.

7. Rögzítse a fedlapot a dokkolóállomáshoz.
8. Ellenőrizze, hogy a fedlap oldalirányban és hosszanti irányban 1°-on belül vízszintes-e.


MEGJEGYZÉS: Ha függőleges magasság-beállításra van szükség: távolítsa el a reteszt, majd alátétek hozzáadásával vagy eltávolításával végezze el a beállítást.



**LOK-BAR™ HASZNÁLATA**

**FIGYELEM!**  
• Ne használja a Lok-Bar™-t a pozicionálóeszközök rögzítéséhez.

1. A megfelelő helyzetben pattintsa be a Lok-Bar™-t. Ellenőrizze, hogy a Lok-Bar™ rögzült-e.
2. Helyezze rá a pozicionáló tartozékot a Lok-Bar™ csapjaira.





MEGJEGYZÉS: Az optimális képpalkotás érdekében a szkennelést a szkennelési vonal után kezdje.

**FIGYELEM!**

- Kerülje a rögzítési pontokat a takaró mozgásakor. Ehhez ügyeljen arra, hogy a beteg ne fogja a takaró oldalait.
- Lehetséges rögzítési pontok jelenhetnek meg a takaró és az átvány között, amikor az asztallal a legmélyebb pozícióban végez vizsgálatot.
- Lehetséges rögzítési pontok jelenhetnek meg a takaró és az asztal között a takaró visszahúzásakor.
- Rögzítsen habból készült ütközőket az asztallap fej felőli végéhez, amely segít megelőzni a becsípődés veszélyét (MT-IL3300, MT-IL3301, and MT-IL3308).

MEGJEGYZÉS: A szétágazó vezetékek (2) pozíciója referenciaként is használható a szelet pozíciójának a meghatározásakor, amikor axiális síkú szeleteket tartalmazó több képet jelenít meg (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, and MT-IL3311).





### ÚJBÓLI FELDOLGOZÁS



#### **FIGYELEM!**

- *Az e terméket használóknak kötelessége és egyben feladata, hogy a fertőzés-megelőzést a betegeknek, munkatársaiknak és maguknak is a legmagasabb szinten biztosítsák. A keresztszennyezés megelőzése érdekében tartsa be az adott létesítményben kialakított fertőzés-megelőzési irányelveket.*

1. Minden felületet töröljön le pl. alkohollal átitatott közönséges csiraölvő vagy antiszeptikus törülköendővel.

### KARBANTARTÁS

MEGJEGYZÉS: Használat előtt ellenőrizze az eszközt sérülésre vagy általános kopásra utaló jelek szempontjából.

**USO PREVISTO**

Il dispositivo serve come ausilio per il posizionamento del paziente.

**ATTENZIONE**

Le leggi federali degli Stati Uniti limitano la vendita del presente dispositivo ai soli medici o dietro prescrizione medica.

**⚠ AVVERTENZA**


- Non utilizzare il dispositivo se mostra segni di danneggiamento.
- Peso del piano scorrevole: 40 lbs. (18.1 kg.). Per il carico nominale, accessori compresi, fare riferimento al manuale del proprio sistema.
- Prima dell'utilizzo, verificare che il dispositivo sia ben fissato.

NOTA: In caso di grave incidente associato al dispositivo, l'incidente deve essere segnalato al fabbricante. In caso di incidente all'interno dell'Unione europea, effettuare la segnalazione anche all'autorità competente dello stato membro in cui ha sede la propria azienda.

**FISSAGGIO DELLA STAZIONE DI ANCORAGGIO ALL'INTELAIATURA DI SOSTEGNO**


- NOTA:
- MT-IL3311 Attrezzi necessari: Chiave esagonale da 5/32", chiave esagonale M5, cacciavite a testa piatta e livella (*non forniti*).
  - MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310 strumenti richiesti: chiave esagonale da 5/32", chiave esagonale da 3/16", cacciavite a testa piatta e livella (*non forniti*).

1. Rimuovere tutti gli accessori dal corpo.
2. Fissare la stazione di ancoraggio con le viti e le rondelle (*fornite*) ma senza stringere.



**FISSAGGIO DEL PIANO SCORREVOLE**

1. Allentare le viti della linguetta con un cacciavite.
2. Far scorrere il piano scorrevole nella stazione di ancoraggio, verificando che la linguetta si inserisca correttamente nella scanalatura per gli accessori.
3. Accertarsi che l'apposito dispositivo si blocchi nella stazione di ancoraggio.




4. Stringere le viti che bloccano la linguetta in sede.
5. Annotare la posizione della stazione di ancoraggio. Rimuovere il piano scorrevole con il pulsante di sbloccaggio.
6. Stringere la stazione di ancoraggio con una chiave esagonale M5 (MT-IL3311) o con una chiave esagonale da 3/16" (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310).

NOTA: Accertarsi che la posizione della stazione di ancoraggio consenta facilmente l'installazione e la rimozione del piano scorrevole.

7. Fissare il piano scorrevole alla stazione di ancoraggio.
8. Verificare che il piano scorrevole sia a livello, entro 1° lateralmente e longitudinalmente.

NOTA: Se è necessario regolare l'altezza verticale: rimuovere il dispositivo e regolare aggiungendo o rimuovendo gli spessori.




UTILIZZO DEL LOK-BAR™

**AVVERTENZA**

• Non utilizzare il Lok-Bar™ per fissare dispositivi di posizionamento.

1. Fissare il Lok-Bar™ facendolo scattare sulla posizione longitudinale appropriata. Verificare che il Lok-Bar™ sia ben fissato.
2. Collocare l'accessorio di posizionamento sui perni del Lok-Bar™.





NOTA: Per una diagnostica per immagini ottimale, iniziare la scansione dopo l'apposita linea.

**AVVERTENZA**

- Prevenire lo schiacciamento durante il movimento del piano scorrevole, verificando che il paziente non abbia le mani sui lati della stessa.
- Possono verificarsi schiacciamenti tra il piano scorrevole e l'unità di scansione (gantry), durante la scansione, quando il tavolo è nella posizione più bassa.
- Possono verificarsi schiacciamenti tra il piano scorrevole e il tavolo durante la ritrazione del primo.
- Fissare i gommini di schiuma all'estremità della testa del piano del tavolo per assistere nella prevenzione dei punti di schiacciamento (MT-IL3300, MT-IL3301 e MT-IL3308).

NOTA: La spaziatura tra fili divergenti (2) può essere utilizzato come riferimento per l'ubicazione della sezione nella visualizzazione di più immagini contenenti sezioni assiali (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, and MT-IL3311).





### RIGENERAZIONE

#### AVVERTENZA

- *Gli utilizzatori di questo prodotto hanno l'obbligo e la responsabilità di provvedere nel miglior modo possibile al controllo delle infezioni, per proteggere se stessi, i pazienti e i colleghi. Per prevenire eventuali contaminazioni crociate, seguire le procedure di controllo delle infezioni previste dalla propria struttura.*

1. Passare su tutte le superfici un comune detergente germicida o antisettico, come alcool.

### MANUTENZIONE

NOTA: Prima dell'uso verificare che il dispositivo non presenti segni di danni o di usura generale.

## 使用目的

本装置は、患者の位置を調整するために設計されています。

## 注意

(米国) 連邦法により、本装置の販売は、医師または医師の指示による場合に制限されています。

### 警告


- 製品に損傷が見られる場合は使用しないでください。
- オーバーレイ重量：40ポンド (18.1kg)。付属品を含めた総荷重率については、お使いのシステムのマニュアルをご参照ください。
- 使用前に、装置が固定されていることを確認してください。

備考： 機器に関連して重大な事故が発生した場合、当該事故を製造業者に報告する必要があります。欧州連合内で発生した事故の場合には、御社が設置されている加盟国の所轄官庁にも報告してください。

## ドッキングステーションをクレードルに取り付ける


備考： • MT-IL3311 ツール要件: 5/32インチの六角レンチ、M5六角レンチ、マイナスドライバー、水準器 (供給されていません)。  
• MT-IL3300、MT-IL3301、MT-IL3302、MT-IL3306、MT-IL3308、MT-IL3310 ツール要件: 5/32インチ六角レンチ、3/16インチ六角レンチ、マイナスドライバー、および水準器 (供給されていません)。

1. クレードルからすべてのアクセサリを除去。
2. ねじ、ドッキングブッシュ、座金 (供給されています) を使ってドッキングステーションをゆるく留めます。



## オーバーレイの取り付け

1. 舌ねじをドライバーで緩めます。
2. オーバーレイをドッキングステーションにスライドさせ、舌がアクセサリのスロットに正しく納まっているか確認します。
3. 留め金具がドッキングステーションにロックされたことを確認します。




4. 舌ねじを締めて、舌を所定の位置でロックします。
5. ドッキングステーションの位置に注意してください。留め金具解除ボタンでオーバーレイを取り外します。
6. M5六角レンチ (MT-IL3311) または 3/16インチ六角レンチ (MT-IL3300、MT-IL3301、MT-IL3302、MT-IL3306、MT-IL3308、MT-IL3310) を使用してドッキングステーションを締めます。

備考： ドッキングステーションがオーバーレイを簡単に取り付けたり、取り外しできるような位置にあることを確認してください。

7. オーバーレイをドッキングステーションに取り付けます。
8. オーバーレイが横方向、縦方向ともに1度以内の水平を保っていることを確認します。



備考: 垂直調節が必要な場合は、留め金具を外し、シムの取り付け / 取り外しによりこれを調節してください。




LOK-BAR™の使用™

警告

- Lok-Bar™を位置決めデバイスの固定のために使わないでください。

1. Lok-Bar™を 縦向き正しい位置にはめこみます。Lok-Bar™が固定されたことを確認してください。
2. 位置づけアクセサリをLok-Barピンに取り付けます。





備考: 最適な映像を得るには、走査ラインの後から走査を開始してください。

警告

- オーバーレイ作動中は、患者がオーバーレイ側をつかまないと確認して、つまみポイントを避けてください。
- テーブルを最低位置にしてスキャンをすると、オーバーレイと構台間にピンチポイントが生じる可能性があります。
- オーバーレイを取り外す際、ピンチポイントがオーバーレイとテーブルとの間に生じる可能性があります。
- 発泡体バンパーをテーブル上部のヘッドの端に取り付け、先端が挟まれるのを防ぎます ( MT-IL3300、MT-IL3301、および MT-IL3308 )。

備考: ダイバージェントワイヤ ( 2 ) の間にスペースを空けると水平断面スライスを含む複数の画像を表示するときにスライス位置の参照になります ( MT-IL3300、MT-IL3301、MT-IL3302、および MT-IL3311 )。





### 再処理

#### ⚠ 警告

- 本製品のユーザーは、患者、他の従業員、ユーザー自身に対して、最高水準の感染防止対策を実施する義務および責任があります。二次汚染を防ぐよう、各施設が定める感染管理規定に従ってください。

- アルコールなどの一般的な殺菌剤や消毒剤を使用して全表面を拭き取ります。

### メンテナンス

備考: 破損の徴候や全体的な摩損がないか使用前に装置を点検します。

**PAREDZĒTĀ LIETOŠANA**

Ierīce ir paredzēta kā palīgīdzeklis pacienta novietošanā.

**UZMANĪBU**

Federālie (Amerikas Savienoto Valstu) likumi ierobežo šīs ierīces pārdošanu tikai ārstam vai pēc ārsta pasūtījuma.

**BRĪDINĀJUMS**


- Neizmantojiet, ja ierīce ir bojāta.
- Pārklājuma svars: 18,1 kg. Pilnu galda slodzes vērtējumu, ietverot piederumus, skatiet savas sistēmas rokasgrāmatu.
- Pārļiecinieties, ka ierīce pirms izmantošanas ir droša.

IEVERĪBAI: Ja saistībā ar iekārtu radies nopietns negadījums, par to jāziņo ražotājam. Ja negadījums noticis Eiropas Savienības teritorijā, ziņojiet arī kompetentajai iestādei dalībvalstī, kurā esat reģistrēts.


**DOKSTACIJAS PIEVIENOŠANA STATNIM**

IEVĒRĪBAI: • MT-IL3311 Nepieciešamie darbarīki: 5/32 collu seškanšu atslēga, 5 mm seškanšu atslēga, plakanais skrūvgriezis un līmeņrādis (nav komplektā).  
• MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310 Nepieciešamie darbarīki: 5/32 collu seškanšu atslēga, 5 mm seškanšu atslēga, plakanais skrūvgriezis un līmeņrādis (nav komplektā).

1. Noņemiet visus piederumus no statņa.
2. Ar skrūvēm, dokstacijas ievadiem un paplāksnēm (iekļautas komplektā) brīvi piestipriniet dokstaciju.

**PĀRKLĀJUMA PIEVIENOŠANA**

1. Ar skrūvgriezi atskrūvējiet mēles skrūves.
2. Iebīdiet pārklājumu dokstacijā, pārļiecinoties, vai mēlīte pareizi iegulst piederumu spraugā.
3. Pārļiecinieties, ka fiksators ir nostiprināts dokstacijā.




4. Pievelciet mēles skrūves, lai fiksētu mēli vietā.
5. Atzīmējiet dokstacijas pozīciju. Noņemiet pārklājumu, izmantojot fiksatora atbrīvošanas pogu.
6. Pievelciet dokstaciju ar M5 sešstūru uzgriežņatslēgu (MT-IL3311) vai 3/16" sešstūru uzgriežņatslēgu (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310).

IEVERĪBAI: Pārļiecinieties, ka dokstacijas atrašanās vieta pieļauj vieglu pārklājuma uzlikšanu un noņemšanu.

7. Piestipriniet pārklājumu dokstacijai.
8. Pārļiecinieties, ka pārklāja virsma ir novietota 1° robežās sāniski un gareniski.

IEVERIBAI: Ja nepieciešams regulēt vertikālo augstumu, noņemiet balstus un pielāgojiet, pievienojot vai noņemot starplikas.




Lok-Bar™ IZMANTOŠANA

**BRĪDINĀJUMS**

Neizmantojiet Lok-Bar™, lai fiksētu pozicionēšanas ierīces.

1. Fiksējiet Lok-Bar™ atbilstošā garenvirziena pozīcijā. Pārļieciniet, ka Lok-Bar™ ir droši nofiksēts.
2. Novietojiet pozicionēšanas piederumu uz Lok-Bar™ tapām.




IEVERIBAI: Optimālai attēlveidošanai sāciet skenēšanu aiz skenēšanas līnijas.


**BRĪDINĀJUMS**

- Izvairieties no asiem galiem, kad pārklājums ir kustībā, pārļiecinoties, ka pacients nesatver pārklājuma malas.
- Skenējot, galdam atrodies zemākajā pozīcijā, starp pārklājumu un platformu iespējams var parādīties ass gals.
- Iebīdot pārklājumu, starp pārklājumu un galdu parādās iespējami asi gali.
- Pievienojiet putu buferus galda virspuses galvgalim, lai palīdzētu novērst asus galus (MT-IL3300, MT-IL3301 un MT-IL3308).

IEVERIBAI: Atstarpe starp diverģējošiem vadiem (2) var noderēt kā norāde uz šķērsriezuma atrašanās vietu, kad tiek skatīti vairāki attēli, kas satur aksiālus šķērsriegzumus (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, un MT-IL3311).



- I. 24GA novirzes stieple
- II. 5° leņķis



#### ATKĀRTOTA APSTRĀDE

##### **⚠ BRĪDINĀJUMS**

- Šī izstrādājuma lietotājiem ir pienākums un atbildība nodrošināt visaugstākās pakāpes infekciju kontroli pacientiem, darbiniekiem un pašiem. Lai izvairītos no savstarpējas inficēšanās, ievērojiet jūsu iestādē pieņemto infekciju kontroles politiku.

1. Noslaukiet visas virsmas ar parastu baktericīdu vai antiseptisku salveti, kas satur, piemēram, spirtu.

#### APKOPE

IEVERIBAI: Pirms lietošanas pārbaudiet, vai iekārtai nav redzami bojājumi.

**ANVENDELSESMOMRÅDE**

Utstyret er beregnet til å assistere i posisjonering av pasient.

**FORSIKTIG**

I USA begrenser føderal lov dette apparatet til salg eller bruk av eller etter ordre fra lege.

**⚠ ADVARSEL**


- Apparatet må ikke brukes hvis det ser ut til å være skadet.
- Overtrekkets vekt: 40 pund (18,1 kg). For total bordvektverdi, inkludert tilbehør, henvis til brukerhåndboken for systemet.
- Sørg for at enheten er festet før bruk.

**MERK:** Hvis det oppstår en alvorlig hendelse i tilknytning til utstyret, må hendelsen rapporteres til produsenten. Hvis hendelsen skjedde i EU, må hendelsen også rapporteres til den kompetente myndigheten i medlemslandet du er bosatt i.


**SLIK FESTES DOKKINGSTASJONEN TIL HOLDEREN**

- MERK:**
- Nødvendige MT-IL3311-verktøy: 5/32" sekskantnøkkel, M5 sekskantnøkkel, skrutrekker med flatt hode og vaterpass (*medfølger ikke*).
  - MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3311 nødvendig verktøy: 5/32" sekskantnøkkel, 3/16" sekskantnøkkel, skrutrekker med flatt hode og vaterpass (*medfølger ikke*).

1. Ta alt tilbehør vekk fra understelet.
2. Fest sammenkopplingsstasjonen løst ved bruk av skruer, sammenkopplingshylse og pakninger (*medfølger*).

**SLIK FESTES LOKKET**

1. Løsne tungeskruene med en skrutrekker.
2. Før overtrekket inn i dokkingstasjonen, og sørg for at tungen passer ordentlig i tilbehørsåpningen.
3. Sørg for at låsen er låst på dokkingstasjonen.




4. Stram alle tungeskruene for å låse tungen på plass.
5. Merk deg dokkingstasjonens posisjon. Fjern overtrekket ved hjelp av låsens utløsningsknapp.
6. Trekk til dokkingstasjonen med M5 sekskantnøkkel (MT-IL3311) eller 3/16" sekskantnøkkel (MT-IL-3301, MT-IL-3302, MT-IL-3306, MT-IL3308, MT-IL3310).

**MERK:** Sørg for at dokkingstasjonens plassering gjør installering og fjerning av overlegget lettvin.

7. Fest overtrekket til dokkingstasjonen.
8. Sørg for at overlegget er i vater med inntil 1° margin både horisontalt og vertikalt.

MERK: Dersom vertikal høydejustering er nødvendig: fjern låsen og juster ved å legge til eller fjerne mellomlegg.




SLIK BRUKES LOK-BAR™

⚠ ADVARSEL

- Lok-Bar™ skal ikke brukes til sikring av posisjoneringsutstyr.

- Smekk Lok-Bar™ inn i riktig langsgående posisjon. Påse at Lok-Bar™ sitter fast.
- Sett posisjoneringstibehøret på Lok-Bar™-stiftene.





MERK: For å oppnå optimal avbildning, begynn skanningen etter skannelinjen.

⚠ ADVARSEL

- Unngå klemmepunkter når overtrekket er i bevegelse ved å sørge for at pasienten ikke griper tak i overtrekkssidene.
- Potensielle klemmepunkter forekommer mellom overtrekket og gantry når skanning utføres mens bordet er i laveste posisjon.
- Potensielle klemmepunkter forekommer mellom overtrekket og bordet når overtrekket trekkes tilbake.
- Fest skumplastbuffer til hodeenden av bordflaten, for å hjelpe med å unngå knipepunkter (MT-IL3300, MT-IL3301 og MT-IL3308).

MERK: Avstand mellom divergerende ledninger (2) kan brukes som referanse for snittsted under visning av flere bilder som inneholder aksiale snitt. (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, og MT-IL3311).





### OMBEHANDLING

#### ADVARSEL

- *Brukere av dette produktet er forpliktet til og har ansvar for å gi pasienter, medarbeidere og seg selv best mulig infeksjonsbeskyttelse. Unngå krysskontaminering ved å følge retningslinjene for infeksjonskontroll som gjelder for din institusjon.*

1. Tørk av alle overflater med vanlig bakteriedrepende eller antiseptisk middel, som for eksempel alkohol.

### VEDLIKEHOLD

MERK: Utstyret skal inspiseres før bruk for å kontrollere at det ikke finnes tegn på skade eller generell slitasje.



**WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA**

Urządzenie ma na celu ułatwienie układania pacjentów.

**UWAGA**

Prawo federalne (w Stanach Zjednoczonych) ogranicza zakres sprzedaży tego wyrobu do sprzedaży przez lekarza lub na jego zlecenie.

**⚠ OSTRZEŻENIE**


- Nie używać, jeśli wyrób wydaje się być uszkodzony.
- Masa nakładki: 40 lb (18,1 kg). Pełne informacje dotyczące obciążalności stołu, w tym akcesoriów, podano w instrukcji obsługi systemu.
- Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio zabezpieczone.

UWAGA: Jeśli dojdzie do poważnego zdarzenia w związku z użytkowaniem wyrobu, należy zgłosić to zdarzenie producentowi. Jeśli zdarzenie zajdzie na terenie Unii Europejskiej, należy je zgłosić również do organów kompetentnych w państwie członkowskim, w którym znajduje się użytkownik.


**MOCOWANIE STACJI DOKUJĄCEJ DO KOŁYSKI**

- UWAGA:
- MT-IL3311 – wymagane narzędzia: klucz inbusowy 5/32", klucz inbusowy M5, śrubokręt płaski oraz poziomica (brak w zestawie).
  - MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310 – wymagane narzędzia: klucz inbusowy 5/32", klucz inbusowy 3/16", śrubokręt płaski oraz poziomica (brak w zestawie).

1. Zdjąć wszystkie akcesoria z kołyski.
2. Zamocować luźno stację dokującą, używając śrub, tulejek dokujących i podkładek (w zestawie).

**MOCOWANIE NAKŁADKI**

1. Poluzować śruby wypustek za pomocą śrubokręta.
2. Nasunąć nakładkę na stację dokującą, upewnić się, że wypustki prawidłowo wpasowały się w szczelinę na akcesoria.
3. Upewnić się, że zatrzask jest zamocowany na stacji dokującej.




4. Dokręcić śruby wypustki, aby zablokować wypustkę w danym położeniu.
5. Zanotować pozycję stacji dokującej. Zdjąć nakładkę za pomocą przycisku zwolnienia zatrzasku.
6. Dokręcić stację dokującą kluczem inbusowym M5 (MT-IL3311) lub kluczem inbusowym 3/16" (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310).

UWAGA: Upewnić się, że położenie stacji dokującej pozwala na łatwą instalację i zdejmowanie nakładki.

7. Zamocować nakładkę do stacji dokującej.
8. Upewnić się, że nakładka jest wypoziomowana z dokładnością do 1° w kierunku bocznym i wzdłużnym.

UWAGA: Jeśli konieczne jest wyregulowanie wysokości w pionie, należy zdjąć zatrzask i wyregulować, dodając lub zdejmując podkładki.




#### OBŚLUGA Lok-Bar™

##### ⚠️ OSTRZEŻENIE

- Nie używać Lok-Bar™ w celu zabezpieczenia urządzeń pozycjonujących.

1. Zatrzaśnij Lok-Bar™ we właściwej pozycji pionowej. Upewnij się, że Lok-Bar™ jest odpowiednio zabezpieczony.
2. Umieść dodatkowe wyposażenie na sworzniach Lok-Bar™.




UWAGA: Aby uzyskać optymalny wynik obrazowania, należy rozpocząć skanowanie za linią skanu.


##### ⚠️ OSTRZEŻENIE

- Unikać punktów przytrzaśnięcia, gdy nakładka jest w ruchu, upewniając się, że pacjent nie chwyta za boki nakładki.
- Pomiędzy nakładką a gantry pojawiają się potencjalne punkty przytrzaśnięcia podczas skanowania przy użyciu stołu w najniższym położeniu.
- Pomiędzy nakładką a stołem powstają potencjalne punkty przytrzaśnięcia, gdy nakładka jest wycofywana.
- Zamocować odbojniki piankowe do końca blatu stołu od strony głowy, aby ułatwić zapobieganie przytrzaśnięciu punktowemu (MT-IL3300, MT-IL3301 oraz MT-IL3308).

UWAGA: Odstęp między przewodami rozbieżnymi (2) można wykorzystać jako odniesienie dla lokalizacji przekrojów w trakcie przeglądania wielu obrazów przedstawiających przekroje osiowe (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302 i MT-IL3311).



1. Kabel rozbiegowy 24GA
2. Kąt 5°



### PONOWNE PRZETWARZANIE

#### **⚠ OSTRZEŻENIE**

- *Użytkownicy tego produktu mają obowiązek zapewnić pacjentom, współpracownikom i sobie jak największe bezpieczeństwo w zakresie kontroli zakażeń. Aby uniknąć zakażenia krzyżowego, należy stosować się do zasad kontroli zakażeń obowiązującej w placówce.*

1. Wytrzyj wszystkie powierzchnie zwykłą chusteczką nasączoną środkiem bakteriobójczym lub antyseptycznym, np. alkoholem.

#### KONSERWACJA

UWAGA: Przed użyciem sprawdź stan urządzenia pod kątem widocznych oznak uszkodzeń lub ogólnego zużycia.

**USO PRETENDIDO**

O dispositivo visa auxiliar no posicionamento do paciente.

**CUIDADO**

As leis federais (Estados Unidos) restringem a venda deste dispositivo por médicos ou mediante a ordem de um médico.

**⚠️ AVISO**


- Não use se o dispositivo parecer danificado.
- Peso da sobreposição: 18.1 kg (40 lbs). Para ver a classificação de carga total da mesa, incluindo os acessórios, consulte o manual do sistema.
- Certifique-se de que o dispositivo esteja fixado com segurança antes de usar.

OBSERVAÇÃO: Se ocorrer algum incidente grave em relação ao dispositivo, o incidente deve ser relatado ao fabricante. Se ocorrer um incidente na União Europeia, informe também a autoridade competente do Estado-Membro em que você está estabelecido.

**COMO CONECTAR A BASE DE ENCAIXE NO SUPORTE**


OBSERVAÇÃO: • Ferramentas Necessárias para o MT-IL3311: Chave Allen 5/32", chave allen M5, chave de fenda cabeça chata e nível (não fornecido).  
 • Ferramentas Necessárias para MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310: Chave Allen 5/32" e 3/16", chave de fenda cabeça chata e nível (não fornecido).

1. Remova todos os acessórios do suporte.
2. Prenda a base de encaixe (sem apertar muito) usando parafusos, buchas de encaixe e arruelas (fornecidos).



**COMO CONECTAR A SOBREPOSIÇÃO**

1. Solte os parafusos da lingueta usando uma chave de fenda.
2. Deslize a sobreposição para a base de encaixe, certifique-se de que a lingueta esteja adequadamente encaixada no slot acessório.
3. Certifique-se de que a trava da base de encaixe esteja fechada.




4. Aperte os parafusos da lingueta para travá-la no lugar.
5. Observe a posição da base de encaixe. Remova a sobreposição por meio do botão de liberação da trava.
6. Aperte a base de encaixe com uma chave Allen M5 (MT-IL3311) ou 3/16" (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310).

OBSERVAÇÃO: Certifique-se de que o local da base de encaixe permita uma instalação fácil e a remoção da sobreposição.

7. Conecte a sobreposição à base de encaixe.
8. Certifique-se de que a sobreposição esteja nivelada em 1° lateral e longitudinalmente.


OBSERVAÇÃO: Se o ajuste de altura vertical for necessário: remova o trinco e faça o ajuste adicionando ou removendo calços.



USO DE Lok-Bar™

**AVISO**  
• Não use o Lok-Bar™ para fixar dispositivos de posicionamento.

1. Encaixe o Lok-Bar™ na posição longitudinal adequada. Garanta que o Lok-Bar™ esteja fixo.
2. Coloque o acessório de posicionamento sobre os pinos do Lok-Bar™.





OBSERVAÇÃO: Para uma aquisição de imagens ideal, comece a escanear após a linha de escaneamento.

**AVISO**

- Evite pontos de esmagamento quando a sobreposição estiver em movimento, garantindo que o paciente não segure as laterais da sobreposição.
- Possíveis pontos de esmagamento ocorrem entre a sobreposição e o gantry durante o escaneamento com a mesa na posição mais baixa.
- Possíveis pontos de esmagamento ocorrem entre a sobreposição e a mesa durante a retração da sobreposição.
- Coloque amortecedores de espuma na extremidade da cabeça do topo da mesa para auxiliar na prevenção de pontos de esmagamento (MT-IL3300, MT-IL3301 e MT-IL3308).

OBSERVAÇÃO: O espaçamento entre fios divergentes pode ser usado como referência para o local do corte ao visualizar diversas imagens que contêm cortes axiais (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302 e MT-IL3311).





### REPROCESSAMENTO

#### AVISO

- Os usuários deste produto têm a obrigação e a responsabilidade de proporcionar o mais elevado nível de controle de infecção para pacientes, para colegas e para si mesmos. Para evitar contaminação cruzada, siga as políticas de controle de infecção estabelecidas por suas instalações.

- Limpe todas as superfícies com um produto antisséptico ou bactericida comum, como álcool.

### MANUTENÇÃO

OBSERVAÇÃO: Inspeção o dispositivo antes do uso em busca de sinais de danos e desgaste geral.

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**Nome Comercial:** Boards**Nome Técnico:** Suporte de posicionamento

**Modelo Comercial:** MTIL6501 Aquilion One Uc Ct Couch Top  
 MTIL6500 Aquilion Uc Ct Couch Top  
 MTIL6002 Biograph Uc Ct Couch Top  
 MTIL6400 Brilliance Uc Ct Couch Top  
 MTIL3207 Couchtop Nucletron Simulix Hq  
 MTIL3200 Couchtop Nucletron Simulix Mc  
 MTIL3015 Couchtop Siemens Txt W/ Grid  
 MTIL3010 Couchtop Siemens Zxt W/ Grid  
 MTIL301004 Couchtop Siemens Zxt W/solid  
 MTIL3600 Couchtop, Accuray Cyberknife  
 MTIL3601 Couchtop, Accuray Rcp  
 MTIL3009 Couchtop, Siemens Simview  
 MTIL331105 Cradle Overlay, Gt1700 W/o  
 MTIL331110 Cradle Overlay, Gt2000 W/o  
 MTIL3403 Cradle Overlay, Pet Ct Gemini  
 MTIL6301 Discovery St Uc Ct Couch Top  
 MTIL6300 Ge Hi- speed Uc Ct Couch Top  
 MTIL6302 Global 1700 Uc Ct Couch Top  
 MTIL6303 Global 2000 Uc Ct Couch Top  
 MTIL3306 Overlay Ge Discovery S  
 MTIL3310 Overlay Ge Discovery St T  
 MTIL3311 Overlay Ge Ltp Vct&disc St E  
 MTIL4000 Overlay Kermath O  
 MTIL3013 Overlay Siemens Somatom Sen A  
 MTIL3001 Overlay Siemens Somatom Sen N  
 MTIL3001 Overlay Siemens Somatom Sen N  
 MTIL3018 Overlay Siemens Sensation T  
 MTIL3008 Overlay Siemsomatom Emo&espirim  
 MTIL3704 Overlay Toshiba Aquilion(sht)2  
 MTIL3705 Overlay Toshibaaquilion(lon) 2  
 MTIL3019 Overlay, Ct,siemens Definition  
 MTIL3302 Overlay, Ge 9800  
 MTIL3300 Overlay, Ge Highspeed Adv  
 MTIL3301 Overlay, Ge Highspeed Lx/i  
 MTIL3404 Overlay, Pet/ct, Gemini 53cm  
 MTIL3502 Overlay, Philips/marconimx8000  
 MTIL4101 Overlay, Siemens Biograph  
 MTIL3000 Overlay, Siemens Zxt  
 MTIL6003 Somatom Uc Ct Couch Top  
 MTIL3706 Toshiba Aquilion One Overlay

115401 Toshiba Ct401 Overlay  
 115403 Toshiba Ct403 Overlay  
 115407 Toshiba Ct407 Overlay  
 115451 Toshiba Ct451 Overlay  
 MTSBRT002 Sbrt Platform  
 MTIL6220 Uc 1 Piece Elekta Precise  
 MTIL6720 Uc 1 Piece Forte Automation  
 MTIL6321 Uc 1 Piece Ge Discovery St  
 MTIL6320 Uc 1 Piece Ge Hi- speed  
 MTIL6322 Uc 1 Piece Global 1700  
 MTIL6323 Uc 1 Piece Global 2000  
 MTIL6420 Uc 1 Piece Philips Brilliance  
 MTIL6022 Uc 1 Piece Siemens Biograph  
 MTIL6023 Uc 1 Piece Siemens Somatom  
 MTIL6021 Uc 1 Piece Siemens Zxt  
 MTIL6521 Uc 1 Piece Toshiba Aquilion One  
 MTIL6520 Uc 1 Piece Toshiba Aquilion  
 MTIL6020 Uc 1 Piece Txt-protura Couch  
 MTIL6120 Uc 1 Piece Varian Exact  
 MTIL6121 Uc 1 Piece Varian Exact  
 MTIL6200 Uc Treatment Couch- precise  
 MTIL6001 Uc Treatment Couch- siemens Zxt  
 MTIL6100 Uc Treatment Couch- var Exact  
 MTIL6101 Uc Treatment Couch- var Exact  
 MTIL6000 Uc Txt Treatment Couch

**PRODUTO MÉDICO. REUTILIZÁVEL.****LEIA O MANUAL DO USUÁRIO ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO.****APÓS O USO, O PRODUTO DEVE SER DESCARTADO. O DESCARTE QUE DEVE SER REALIZADO EM CONFORMIDADE A RDC 222/2018 OU A OUTRA QUE VENHA A SUBSTITUIR.**

**Importador:** Emergo Brazil Importação e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.  
 Avenida Francisco Matarazzo 1.752 Salas 502/503, Água Branca  
 São Paulo - SP, CEP - 05001-200  
 CNPJ: 04.967.408/0001-98  
 brazilvigilance@ul.com

**Responsável Técnico:** Luiz Levy Cruz Martins CRF/SP-42415**Número de Registro:** 80117580246**Fabricante:** MEDTEC, Inc. dba CIVCO Medical Solutions**Origem:** Estado Unidos

**UTILIZAÇÃO**

O dispositivo destina-se a auxiliar ao posicionamento do paciente.

**ATENÇÃO**

A lei federal dos EUA limita este dispositivo a venda por ou com a autorização de um médico.

**⚠️ AVISO**


- Não utilizar se o dispositivo aparentar estar danificado.
- Peso do suporte: 18.1 kg. (40 libras) Para a classificação do peso total da mesa, incluindo os acessórios, consulte o manual do sistema
- Assegure-se de que o dispositivo está seguro antes da utilização.

NOTA: Se ocorrer algum incidente grave que envolva o dispositivo, o incidente deve ser relatado ao fabricante. Se o incidente ocorrer dentro da União Europeia, também o relate à autoridade competente do Estado-Membro no qual se encontra.


**INSTALAR A ESTAÇÃO DE ANCORAGEM NO APOIO**

- NOTA:
- MT-IL3311 Ferramentas necessárias: Chave hexagonal 5/32", chave hexagonal M5, chave de parafusos e nível (não fornecido).
  - MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310 Ferramentas necessárias: Chave hexagonal 5/32", chave hexagonal 3/16", chave de parafusos e nível (não fornecido).

1. Retire todos os acessórios do apoio.
2. Fixe a estação de ancoragem sem apertar demasiado, utilizando os parafusos, buchas de ancoragem e anilhas (fornecidos).

**INSTALAR O SUPORTE**

1. Desaperte os parafusos da língua com a chave.
2. Deslize o suporte para a estação de ancoragem, assegure que a língua encaixa de forma adequada na ranhura de acessórios.
3. Assegure que a lingueta está presa na estação de ancoragem.




4. Aperte os parafusos da língua para que esta fique presa no sítio.
5. Anote a posição da estação de ancoragem. Remova o suporte com o botão de libertação de lingueta.
6. Aperte a estação de ancoragem com a chave hexagonal M5 (MT-IL3311) ou chave hexagonal 3/16" (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310).

NOTA: Assegure-se de que a estação de ancoragem permite a fácil instalação e remoção do suporte.

7. Instalar o suporte na estação de ancoragem.
8. Assegure-se de que o suporte está nivelado em 1º lateral e longitudinalmente.



NOTA: Se for necessário o ajuste em altura vertical: remover a lingueta e ajustar adicionando ou removendo cunhas.




- I. Suporte
- II. Cunhas
- III. Lingueta
- IV. Parafusos da lingueta

**UTILIZAR A LOK-BAR™**

**AVISO**

• Não utilizar o Lok-Bar™ para fixar dispositivos de posicionamento.

1. Encaixe a Lok-Bar™ na posição longitudinal adequada. Certifique-se de que a Lok-Bar™ está segura.
2. Coloque o acessório de posicionamento nos pinos Lok-Bar™.




- I. Suporte
- II. Lok-Bar™
- III. Pinos Lok-Bar™
- IV. Botões Prodigy™
- V. Ranhuras Interloc®

NOTA: Para uma captura de imagem ideal, inicie o exame depois da linha de medição.


**AVISO**

- Evite fazer pontos de compressão quando o suporte está em movimento assegurando que o paciente não agarra as partes laterais do suporte.
- O ponto de compressão potencial ocorre entre o suporte e a torre durante o exame com a mesa na posição mais baixa.
- O ponto de compressão potencial ocorre entre o suporte e a mesa ao retrain o suporte.
- Encaixe os protectores de espuma na extremidade da cabeça no topo da mesa para auxiliar à prevenção do ponto de compressão (MT-IL3300, MT-IL3301 e MT-IL3308).

NOTA: O espaço entre fios divergentes (2) pode ser utilizado como ponto de referência para a localização do plano ao visualizar múltiplas imagens contendo planos axiais (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, and MT-IL3311).



- I. Fio divergente 24GA
- II. 5° ângulo



### REPROCESSAMENTO

#### AVISO

- Os utilizadores deste produto têm a obrigação e responsabilidade de providenciar o mais elevado grau de controlo de infeção aos pacientes, colegas e a si próprios. Para evitar a contaminação cruzada, cumpra as políticas de controlo de infeção impostas pela sua instalação.

1. Limpar todas as superfícies com germicida ou anti-séptico comum como, por exemplo, álcool ou peróxido de hidrogénio.

### MANUTENÇÃO

NOTA: Inspeccione o dispositivo antes de usar para ver se há sinais de danos e desgaste geral.

**DESTINAȚIA DE UTILIZARE**

Dispozitivul este folosit pentru a ajuta la poziționarea pacientului.

**ATENȚIE**

Legislația federală (din Statele Unite) restricționează comercializarea acestui dispozitiv la vânzarea de către sau la comanda unui medic.

**⚠️ AVERTIZARE**


- A nu se utiliza dacă dispozitivul pare deteriorat.
- Greutate acoperire: 18,1 kg (40 lb). Pentru gradul total de încărcare a mesei, inclusiv accesoriile, consultați manualul sistemului.
- Asigurați-vă că dispozitivul este fixat bine înainte de utilizare.

OBSERVAȚIE: Dacă apare un incident grav în legătură cu dispozitivul, acesta ar trebui să fie raportat producătorului. Dacă incidentul s-a produs într-un stat membru al Uniunii Europene, în care sunteți stabilit, raportați și autorității competente din statul respectiv.


**ATAȘAREA STAȚIEI DE ANDOCARE PE CADRU**

- OBSERVAȚIE:
- Scule necesare pentru MT-IL3311: cheie hexagonală de 5/32", cheie hexagonală M5, șurubelniță cu cap plat și nivelă (*nu sunt furnizate*).
  - Scule necesare pentru MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310: cheie hexagonală de 5/32", cheie hexagonală de 3/16", șurubelniță cu cap plat și nivelă (*nu sunt furnizate*).

1. Îndepărtați toate accesoriile de pe cadru.
2. Fixați stația de andocare în mod liber cu ajutorul șuruburilor, izolatoarelor de andocare și șaiabelor (*furnizate*).

**ATAȘAREA PLĂCII**

1. Slăbiți șuruburile limbii cu șurubelnița.
2. Glišați placa pe stația de andocare, asigurându-vă că limba intră corect în locașul pentru accesorii.
3. Asigurați-vă că clichetul este blocat în stația de andocare.




4. Strângeți șuruburile limbii pentru a bloca limba pe poziție.
5. Notați poziția stației de andocare. Îndepărtați acoperirea cu butonul de eliberare a încuietorii.
6. Strângeți stația de andocare cu o cheie hexagonală M5 (MT-IL3311) sau o cheie hexagonală de 3/16" (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310).

OBSERVAȚIE: Asigurați-vă că poziția stației de andocare permite instalarea și îndepărtarea facilă a plăcii.

7. Atașați acoperirea la stația de andocare.
8. Asigurați-vă că acoperirea este la 1° lateral și longitudinal.

OBSERVAȚIE: Dacă este necesară reglarea pe verticală a înălțimii: îndepărtați clichetul și reglați prin adăugarea sau îndepărtarea de lamele.




#### UTILIZAREA Lok-Bar™

##### ⚠️ AVERTIZARE

- A nu se utiliza Lok-Bar™ pentru a se fixa dispozitivele de poziționare.

1. Cuplați Lok-Bar™ în poziția corectă pe axa longitudinală. Asigurați-vă că Lok-Bar™ este fixată bine.
2. Așezați accesoriul de poziționare pe știfturile Lok-Bar™.





OBSERVAȚIE: Pentru imagini optime, începeți scanarea după linia de scanare.

##### ⚠️ AVERTIZARE

- Evitați punctele de ciupire în timpul mișcării plăcii, asigurându-vă că pacientul nu se ține cu mâinile de lățile plăcii.
- Punctul de ciupire potențial se află între placă și montanț la scanarea cu masa aflată în poziția cea mai joasă.
- Punctul de ciupire potențial se află între placă și masă la retragerea plăcii.
- Atașați barele de spumă la capătul de sus al mesei, pentru a ajuta la prevenirea punctelor cu risc de înțepare (MT-IL3300, MT-IL3301 și MT-IL3308).

OBSERVAȚIE: Distanța dintre cabluri divergente (2) se poate folosi ca referință pentru locația secțiunii atunci când se vizualizează mai multe imagini ce conțin secțiuni axiale (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302 și MT-IL3311).





#### REPROCESARE

- ⚠️ AVERTIZARE**
- Utilizatorii acestui produs au obligația și responsabilitatea de a asigura cel mai înalt nivel de control al infecțiilor pentru pacienți, colegi și ei înșiși. Pentru a evita contaminarea încrucișată, respectați politicile de control al infecțiilor în vigoare în unitatea dumneavoastră.

- Ștergeți toate suprafețele cu un șervețel umezit cu un germicid sau un antiseptic obișnuit, de exemplu alcool.

#### ÎNTREȚINERE

OBSERVAȚIE: Inspectați dispozitivul înainte de utilizare pentru a detecta eventualele semne de deteriorare și uzură generală.

**PREDVIDENA UPORABA**

Naprava je namenjena za pomoč pri nameščanju bolnika.

**POZOR**

V skladu z zvezno zakonodajo ZDA je prodaja te naprave dovoljena samo zdravnikom ali po njihovem naročilu.

**⚠ OPOZORILO**

- Ne uporabljajte, če je naprava poškodovana.
- Teža podlage: 40 lbs (18,1 kg). Za celotno tabelo s stopnjami obremenitev, vključno z dodatki, si oglejte priročnik za sistem.
- Pred uporabo se prepričajte, da je naprava pritrjena.


OPOMBA: Če v zvezi z napravo pride do nastopa kakršnega koli resnega dogodka, morate to prijaviti proizvajalcu. Če se je dogodek zgodil v Evropski uniji, ga morate prijaviti tudi pristojnemu organu države članice, v kateri imate sedež.

**PRITRJEVANJE PRIKLOPNE POSTAJE NA ZIBELKO**


OPOMBA: • MT-IL3311 Potrebno orodje: imbus ključ 5/32", imbus ključ M5, ploški izvijač in vodna tehtnica (*ni priložena*).

- MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310 Potrebno orodje: imbus ključ 5/32", imbus ključ 3/16", ploški izvijač in vodna tehtnica (*ni priložena*).

1. Odstranite vse sestavne dele z zibelke.
2. Ohlapno pritržite priklopno postajo z (*priloženimi*) vijaki, priklopnimi pušami in podložkami.

**PRITRJEVANJE PODLAGE**

1. Z izvijačem odvijte spojne vijake.
2. Potisnite podlago na priklopno postajo in se prepričajte, da jeziček ustrezno nalega v režo dodatka.
3. Prepričajte se, da je zapah zaklenjen v priklopno postajo.




4. Privijte spojne vijake, da pritržite jeziček na mesto.
5. Zabeležite položaj priklopne postaje. Odstranite podlago s sprožilnim gumbom zapaha.
6. Privijte priklopno postajo z imbus ključem M5 (T-IL3311) ali imbus ključem 3/16" (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310).

OPOMBA: Prepričajte se, da mesto priklopne postaje omogoča enostavno namestitev in odstranitev podlage.

7. Pritrdite podlago na priklopno postajo.
8. Prepričajte se, da je podlaga lateralno in vzdolžno poravnana v 1°.

OPOMBA: Če je potrebna navpična nastavitve višine, odstranite zapah in nastavite, tako da dodate ali odstranite kline.




UPORABA Lok-Bar™

**⚠ OPOZORILO**

• Ne uporabljajte Lok-Bar™ za pritrjevanje pozicionirnih naprav.

1. Zaskočite Lok-Bar™ na ustreznem vzdolžnem položaju. Prepričajte se, da je Lok-Bar™ pritrjen.
2. Namestite pozicionirni dodatek na Lok-Bar™ zatiče.





OPOMBA: Za optimalno slikanje prične skenirati za linijo skeniranja.

**⚠ OPOZORILO**

- Ko se podlaga premika, preprečite mesta stiskanja, tako da zagotovite, da se bolnik ne oprijema za strani podlage.
- Pri skeniranju z mizo v najnižjem položaju se lahko med podlago in podstavkom ustvari mesto ušcipa.
- Pri vlečenju podlage nazaj se lahko med podlago in mizo ustvari mesto ušcipa.
- Na stran mizne plošče za glavo pritrdite penaste blažilnike, ki pomagajo preprečevati stiskanje (MT-IL3300, MT-IL3301 in MT-IL3308).

OPOMBA: Razmik med raznosmernimi žicami (2) lahko uporabite kot referenco za mesto režnja pri ogledovanju več slik, ki vsebujejo aksialne režnje (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, and MT-IL3311).





- I. Podstavek
- II. Preveleka
- III. Miza

### PREDELAVA

#### OPOZORILO

- Uporabniki tega izdelka so odgovorni in dolžni poskrbeti za najvišjo stopnjo nadzora nad okužbami pri bolnikih, sodelavcih in pri njih samih. Za preprečevanje navzkrižnih okužb upoštevajte politike za nadzor okužb, ki veljajo v vaši ustanovi.

1. Obrišite vse površine z običajnim antibakterijskim ali antiseptičnim čistilom, kot je alkohol.

### VZDRŽEVANJE

OPOMBA: Pred uporabo preverite, ali je naprava poškodovana oziroma obrabljena.



**USO PREVISTO**

El dispositivo está previsto para ayudar al posicionamiento del paciente.

**PRECAUCIÓN**

Las leyes federales de Estados Unidos limitan la venta de este dispositivo a médicos o por prescripción médico.

**⚠ ADVERTENCIA**


- No utilice el aparato si presenta signos de estar dañado.
- Peso de la plataforma superpuesta: 40 libras (18.1 kg.). Para conocer el régimen de carga total de la mesa, incluidos los accesorios, consulte el manual del sistema.
- Asegúrese de que el dispositivo esté bien fijado antes de usar.

NOTA: En caso de producirse cualquier incidente grave con el dispositivo, el mismo debe ser informado al fabricante. Si el incidente ocurre dentro de la Unión Europea, el mismo también debe ser informado a la autoridad competente del Estado miembro en el cual usted está establecido.

**CONEXIÓN DE LA ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO AL ARMAZÓN**


- NOTA:
- MT-IL3311 Herramientas necesarias: Llave hexagonal de 5/32", llave hexagonal M5, destornillador de cabeza plana y nivel (no suministrado).
  - MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310 Herramientas requeridas: llave hex. 5/32", llave hex. 3/16", destornillador de punta chata y nivel (no suministrados).

1. Retire todos los accesorios del bastidor.
2. Fije la estación de acoplamiento con cierta holgura, utilizando tornillos, cojinetes de acoplamiento y tuercas (suministrados).



**CONEXIÓN DE LA PLATAFORMA SUPERPUESTA**

1. Afloje los tornillos de la lengüeta con un destornillador.
2. Deslice la plataforma superpuesta para que entre en la estación de acoplamiento y asegúrese de que la lengüeta encaja apropiadamente en la ranura de accesorios.
3. Asegúrese de que el cerrojo queda bloqueado en la estación de acoplamiento.




4. Apriete los tornillos de la lengüeta para fijarla en posición.
5. Observe la posición de la estación de acoplamiento. Quite la plataforma superpuesta mediante el pulsador de liberación del cerrojo.
6. Ajuste la estación de acoplamiento con la llave hex. M5 (MT-IL3311) o la llave hex. de 3/16" (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310).

NOTA: Asegúrese de que la ubicación de la estación de acoplamiento permite la fácil instalación y extracción de la plataforma superpuesta.

7. Conecte la plataforma superpuesta a la estación de acoplamiento.
8. Asegúrese de que la plataforma superpuesta esté nivelada lateral y longitudinalmente, con un margen de error de 1°.

NOTA: Si es necesario ajustar la altura en sentido vertical: quite el cerrojo y haga el ajuste añadiendo y quitando cuñas.




USO DE LA BARRA DE BLOQUEO LOK- BAR™

**⚠ ADVERTENCIA**

• No use el Lok-Bar™ para asegurar los dispositivos de posicionamiento.

1. Encaje la barra Lok-Bar™ en la posición longitudinal apropiada. Asegúrese de que la barra de bloqueo Lok-Bar esté fijada.
2. Coloque el accesorio de posición en los pasadores de la barra Lok-Bar™.





NOTA: Para una digitalización de imagen óptima, comience a escanear a partir de la línea de barrido.

**⚠ ADVERTENCIA**

- Evite los puntos de posible pellizco cuando la plataforma superpuesta está en movimiento, para ello asegúrese de que el paciente no agarre los lados de la plataforma superpuesta.
- Los puntos de pellizco potencial están entre la plataforma superpuesta y el pórtico cuando la exploración con escáner se hace con la mesa en la posición más baja.
- También existe el riesgo de pellizco entre la capa superpuesta y la mesa cuando se repliega la capa superpuesta.
- Acople parachoques de espuma al extremo correspondiente a la cabeza de la tapa de la mesa para ayudar a prevenir pellizcos (MT-IL3300, MT-IL3301 y MT-IL3308).

NOTA: La separación entre cables divergentes (2) puede utilizarse como referencia para la ubicación de la parte cuando se vean múltiples imágenes que contengan partes axiales (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, and MT-IL3311).





### REPROCESADO

#### ADVERTENCIA

- Los usuarios de este producto tienen la obligación y la responsabilidad de proporcionar el máximo nivel de control de infecciones a los pacientes, compañeros de trabajo y a ellos mismos. Para evitar la contaminación cruzada, siga las políticas de control de infecciones establecidas por su institución.

1. Limpie todas las superficies con un paño germicida común o antiséptico, como alcohol.

### MANTENIMIENTO

NOTA: Inspeccione el dispositivo antes de usarlo para comprobar si tiene signos de deterioro o desgaste general.

**AVSEDD ANVÄNDNING**

Enheten är avsedd att underlätta patientfixering.

**OBSERVERA**

Enligt federal lag i USA får utrustningen endast säljas av eller på ordination av läkare.

**⚠ VARNING**


- Om emballaget verkar vara skadat ska produkten ej användas.
- Överläggets vikt: 18.1 kg (40 lbs.). För total bordsbelastning, inklusive tillbehör, se ditt systems användarhandbok.
- Försäkra dig om att enheten sitter fast innan den används.

OBS: Om en allvarig incident inträffar med enheten ska incidenten rapporteras till tillverkaren. Om en incident har inträffat inom EU ska den även rapporteras till behörig myndighet i det medlemsland där du är etablerad.


**FASTSÄTTNING AV DOCKNINGSTATION PÅ VAGGA**

OBS: • MT-IL3311 Erforderliga verktyg: 5/32" sexkantnyckel, M5 sexkantnyckel, platt skruvmejsel och vattenpass (*medföljer inte*).  
 • MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310 Erforderliga verktyg: 5/32" sexkantnyckel, 3/16" sexkantnyckel, platt skruvmejsel och vattenpass (*medföljer inte*).

1. Avlägsna alla tillbehör från vaggan.
2. Fäst dockningsstationen löst med skruvar, dockningsbussningar och brickor (*medföljer*).

**ANSLUTA ÖVERLÄGG**

1. Lossa tungskruvarna med skruvmejseln.
2. För in överlägget i dockningsstationen och kontrollera att tungan passar rätt in i tillbehörsplatsen.
3. Kontrollera att spärren är låst till dockningsstationen.




4. Dra åt tungskruvarna för att låsa tungan på plats.
5. Notera dockningsstationens position. Avlägsna överlägget med spärrutlösningssknappen.
6. Spänn dockningsstationen med M5 sexkantnyckel (MT-IL3311) eller 3/16" sexkantnyckel (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310).

OBS: Säkerställ att dockningsstationens placering tillåter enkel installation och borttagning av påläggsplattan.

7. Anslut överlägget till dockningsstationen.
8. Säkerställ att påläggsplattan är vågrät inom 1° sidledes och längdledes.

OBS: Om vertikal höjjustering krävs: ta bort spärren och justera genom att lägga till eller ta bort shims.




ANVÄNDNING AV LOK-BAR™

**⚠ VARNING**

Lok-Bar™ får inte användas för att fästa positioneringsanordningar.

1. Snäpp på Lok-Bar™ på lämplig längsgående position. Säkerställ att Lok-Bar™ sitter ordentligt.
2. Placera positioneringstillbehör på Lok-Bars stift.





OBS: För optimal bildbehandling, påbörja skanning efter skanningslinje.

**⚠ VARNING**

- Undvik klämpunkter då överlägget befinner sig i rörelse genom att säkerställa att patienten inte griper tag i överläggets sidor.
- Potentiell klämpunkt finns mellan överlägg och ställning vid skanning med bordet i lägsta position.
- Potentiell klämpunkt finns mellan överlägg och bord då överlägget dras tillbaka.
- Anslut skumdämpare till bordsskivans huvudände för att underlätta undvikande av klämpunkter (MT-IL3300, MT-IL3301 och MT-IL3308).

OBS: Mellanrum mellan divergenta trådar (2) kan användas som referens för slice-plats vid visning av multipla bilder som innehåller axiella slices (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, and MT-IL3311).





### RENGÖRING

#### VARNING

- Användare av denna produkt har skyldighet och ansvar att tillhandahålla den högsta graden av infektionskontroll för patienter, medarbetare och sig själva. Följ facilitetens bestämmelser för infektionskontroll för att undvika korskontaminering.

- Torka av alla ytor med en vanlig bakteriedödande eller antiseptisk duk, t.ex. en alkoholindränkt duk.

### UNDERHÅLL

OBS: Inspektera enheten regelbundet för tecken på skador och allmänt slitage.

**KULLANIM AMACI**

Cihaz, hasta konumlandırma yardımcı araç olarak tasarlanmıştır.

**DİKKAT**

Federal (Amerika Birleşik Devletleri) yasalarına göre, bu cihaz sadece bir hekim tarafından kullanılabilir veya hekim izniyle satılabilir.

**⚠ UYARI**


- Cihaz hasarlı görünüyorsa kullanmayın.
- Kaplama ağırlığı: 40 lb. (18,1 kg). Aksesuarlar dahil toplam masa yükü derecesi için sisteminizin kılavuzuna başvurun.
- Kullanmadan önce cihazın güvenli olduğundan emin olun.

NOT: Cihazla ilgili ciddi bir olay yaşanırsa olay üreticiye bildirilmelidir. Olay, Avrupa Birliği içerisinde gerçekleşirse kurulduğunuz Üye Devletin yetkili makamına da bildirin.


**YERLEŞTİRME İSTASYONUNUN KIZAĞA BAĞLANMASI**

NOT: • MT-IL3311 Gerekli Aletler: 5/32 inç altıgen anahtar, M5 altıgen anahtar, düz başlı tornavida ve su terazisi (cihazla birlikte verilmemektedir).  
• MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310 Gerekli Aletler: 5/32 inç altıgen anahtar, 3/16 inç altıgen anahtar, düz başlı tornavida ve su terazisi (cihazla birlikte verilmemektedir).

1. Kızaktaki tüm aksesuarları çıkarın.
2. Yerleştirme istasyonunu vidaları, yerleştirme burçlarını ve pulları kullanarak hafifçe sıkın (cihazla birlikte verilmiştir).

**KAPLAMANIN TAKILMASI**

1. Dil vidalarını tornavidayla gevşetin.
2. Kaplamayı yerleştirme istasyonunun içine doğru kaydırın, dilin aksesuar yuvasına düzgün biçimde oturduğundan emin olun.
3. Mandalın yerleştirme istasyonunun içine kilitlendiğinden emin olun.




4. Dili yerine kilitlemek için dil vidalarını sıkın.
5. Yerleştirme istasyonunun konumuna dikkat edin. Kaplamayı mandalın serbest bırakma düğmesiyle çıkarın.
6. Yerleştirme istasyonunu M5 altıgen anahtar (MT-IL3311) veya 3/16 inç altıgen anahtar (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302, MT-IL3306, MT-IL3308, MT-IL3310) ile sıkılaştırın.

NOT: Yerleştirme istasyonu konumunun kaplamanın kolayca takılıp çıkarılmasını sağladığından emin olun.

7. Kaplamayı yerleştirme istasyonuna takın.
8. Kaplamanın yanlamasına ve uzunlamasına 1° içerisinde hizalı olduğundan emin olun.

NOT: Dikey yükseklik ayarı gerekirse: Mandal çıkarın ve pul ekleyerek veya çıkararak ayarlayın.




### LOK-BAR™'İN KULLANILMASI

#### ⚠ UYARI

• Lok-Bar™'i, konumlandırma cihazlarını sabitlemek için kullanmayın.

1. Lok-Bar™'i uygun uzunluğuna konumda oturtun. Lok-Bar™'in sabit olduğundan emin olun.
2. Konumlandırma aksesuarını Lok-Bar™ pimlerinin üzerine yerleştirin.




NOT: Optimum görüntüleme için, taramaya tarama çizgisinden sonra başlayın.


#### ⚠ UYARI

- Kaplama hareket ederken hastanın kaplamanın yanlarından tutmasını önleyerek kısırtma noktaları oluşmasını engelleyin.
- Masayla en alçak konumda tarama yapılırken kaplama ile kızak arasında bir potansiyel kısırtma noktası oluşur.
- Kaplama geri çekilirken kaplama ve masa arasında potansiyel kısırtma noktaları meydana gelir.
- Masa üstünün baş ucuna kısırtma noktasının önlenmesinde yardımcı olmak amacıyla köpük tamponlar yerleştirin (MT-IL3300, MT-IL3301 ve MT-IL3308).

NOT: Eksensel dilimler içeren birden fazla görüntüyü görüntülerken iraksak kablolar (2) arasındaki aralık, dilim konumu için referans olarak kullanılabilir (MT-IL3300, MT-IL3301, MT-IL3302 ve MT-IL3311).





**TEKRAR KULLANIM****⚠ UYARI**

Bu ürünün kullanıcıları hastalar, çalışma arkadaşları ve kendileri için en yüksek düzeyde enfeksiyon kontrolü sağlamaktan sorumludur. Çapraz kontaminasyonu önlemek için kurumunuzun belirlediği enfeksiyon kontrol ilkelerine uyun.

1. Tüm yüzeyleri alkol gibi normal bir mikrop öldürücü veya antiseptik ile silin.

**BAKIM**

NOT: Kullanmadan önce cihazın hasarlı veya genel olarak aşınmış olup olmadığını kontrol edin.








CEpartner4U  
Esdoornlaan 13  
3951 DB Maarn, Netherlands  
Ph: +31 (0) 6-516.536.26

**MD**

Medical Device	Medicīnas ierīce
医疗器械	Medinsk utstyr
Medicinski uređaj	Wyrób medyczny
Zdravotnický prostředek	Dispositivo médico
Medicinsk udstyr	Dispositivo médico
Medisch hulpmiddel	Dispozitiv medical
Lääkinnällinen laite	Medicinska naprava
Dispositif médical	Dispositivo médico
Medizinprodukt	Medicinsk utrustning
Ιατρική συσκευή	Tibbi Cihaz
Orvostechnikai eszköz	
Dispositivo medico	
医療機器	

# CIVCO

## Radiotherapy™

 CIVCO RADIOTHERAPY  
1401 8th Street SE  
Orange City, IA 51041  
United States  
[info@civcort.com](mailto:info@civcort.com)

COPYRIGHT © 2022 ALL RIGHTS RESERVED. CIVCO IS A REGISTERED TRADEMARK OF CIVCO MEDICAL SOLUTIONS. CIVCO RADIOTHERAPY AND CIVCO RT ARE TRADEMARKS OF MEDTEC LLC. INTERLOC IS A REGISTERED TRADEMARK OF MEDTEC LLC. IPPS, LOK-BAR, AND PRODIGY ARE TRADEMARKS OF MEDTEC LLC. ALL OTHER TRADEMARKS ARE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS. PRINTED IN USA.

[WWW.CIVCORT.COM](http://WWW.CIVCORT.COM)