



positioning
patients for life.®

GUIA DO PRODUTO E MANUAL DO USUÁRIO

RT-4544KV e RT-4544KV-10

kVue Access 360™ e

kVue Access 360™ G2

Prone Breast Inserções da prancha da
cama *com acesso supraclavicular*





EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta		Fabricado nos EUA por Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	--	---

Access 360, kVue, e OneTouch são marcas registradas da Qfix.

Exact® é uma marca registrada da Varian Medical Systems.

Clorox® é uma marca registrada da The Clorox Company.

Cidex® é uma marca registrada da Johnson & Johnson.

Registro Anvisa No: 81300160002

SUMÁRIO

PRECAUÇÕES GERAIS.....	4
AVISOS DE CUIDADO	4
INCIDENTES GRAVES.....	4
ADVERTÊNCIAS ADICIONAIS	4
ATENUAÇÃO DO FEIXE DE TRATAMENTO	4
NÍVEL DE CARGA.....	4
ETIQUETAS E DESCRIÇÕES DE CUIDADO	5
USO PRETENDIDO	7
CARACTERÍSTICAS.....	8
DESCRIÇÃO.....	8
ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS.....	8
KVUE™ ACCESS 360™ COMPONENTES	9
KVUE™ ACCESS 360™ G2 COMPONENTES.....	10
COMPONENTES.....	11
INSTRUÇÕES DE USO.....	13
CONFIGURAÇÃO	13
CONEXÃO DOS DISPOSITIVOS DE ELEVAÇÃO PARA TC E DOS CALÇOS PARA TC À SOBREPOSIÇÃO	14
INSTALAÇÃO.....	16
POSICIONAMENTO DO PACIENTE.....	20
MANUTENÇÃO	22
LIMPEZA DO SISTEMA	22
DESINFECÇÃO DO SISTEMA	22
ESPECIFICAÇÕES	23
ACCESS 360™	23
ACCESS 360™ G2.....	24
AJUSTE DO PACIENTE	25
INSERÇÕES DA PRANCHA DA CAMA KVUE™ ACCESS 360™	25
INSERÇÕES DA PRANCHA DA CAMA KVUE™ ACCESS 360™ G2	27
LISTA DE PEÇAS.....	29
INSERÇÕES DA PRANCHA DA CAMA KVUE™ ACCESS 360™	29
INSERÇÕES DA PRANCHA DA CAMA KVUE™ ACCESS 360™ G2	30

PRECAUÇÕES GERAIS

AVISOS DE CUIDADO

! AVISO ! NÃO É PERMITIDO FAZER NENHUMA MODIFICAÇÃO NESTE DISPOSITIVO. SE QUALQUER PEÇA DESTES DISPOSITIVO RECEBER UMA CARGA CATASTRÓFICA, PARECER ESTAR DANIFICADA OU FUNCIONANDO INADEQUADAMENTE, INTERROMPA O USO IMEDIATAMENTE E ENTRE EM CONTATO COM QFIX PELO TELEFONE +1 484-720-6054 OU PELO E-MAIL TECHSUPPORT@QFIX.COM.

! AVISO ! ONETOUCH É UM MECANISMO DE PRECISÃO E SOMENTE DEVE SER USADO COM DISPOSITIVOS KVUE APROVADOS PELA QFIX. DISPOSITIVOS DE OUTRAS MARCAS NÃO APROVADOS E NÃO VALIDADOS PELA QFIX PODEM NÃO SER SEGUROS E ANULARÃO A GARANTIA SE FOREM USADOS.

! AVISO ! AS ESCALAS NA KVUE ACCESS 360™ E KVUE ACCESS 360™ G2 SÃO APENAS PARA REFERÊNCIA.

INCIDENTES GRAVES

Reporte qualquer incidente grave (por exemplo, incidentes que resultem ou possam resultar em óbito ou lesões graves) à Qfix e à Autoridade Competente do seu país.

ADVERTÊNCIAS ADICIONAIS

- **A empunhadura dupla e os manípulos de empunhadura não foram projetados para suportar o peso do paciente: NÃO use alças para posicionar o paciente. NÃO use alças para subir ou descer do dispositivo.**
- **Os pacientes podem precisar de ajuda para subir e descer do dispositivo.**
- **Em função do comprimento do dispositivo, é recomendável que ele seja manejado por duas pessoas durante a instalação e remoção.**
- **NÃO use mais de 3 calços para TC empilhados de cada vez. Fazer isso pode deixar o dispositivo instável.**

ATENUAÇÃO DO FEIXE DE TRATAMENTO

As regiões estruturais da inserção da prancha da cama kVue Access 360™ e kVue Access 360™ G2 atenuarão um feixe de fótons. A atenuação real, com base na configuração, deve ser verificada em seu equipamento específico. O tratamento por meio de qualquer dispositivo, mesmo aquele construído usando material composto, levará a um aumento da dose de radiação na pele.

NÍVEL DE CARGA


NÃO exceder 200 kg (440 lb) de carga uniformemente distribuída ou carga de trabalho máxima da base da cama, o que for menor.

! OBSERVAÇÃO ! Quando combinado com a base da cama OEM, o nível de carga será o menor das duas cargas de trabalho seguras. A carga da prancha da cama kVue NÃO deverá exceder as especificações do fabricante original da base da cama. Consulte a literatura sobre o produto fornecida pelo fabricante original.


PRECAUÇÕES GERAIS

ETIQUETAS E DESCRIÇÕES DE CUIDADO

Consulte Qfix.com para ver uma lista de símbolos e suas definições.




OU



NÍVEL DE CARGA

NÃO exceder 200 kg (440 lb) de carga uniformemente distribuída ou de carga de trabalho máxima segura da inserção kVue ou da base da cama, o que for menor.

NÃO exceder 150 kg (330 lb) de carga uniformemente distribuída quando usada em combinação com a Varian PRS.



NÃO LEVANTAR

! AVISO ! NUNCA LEVANTE A EXTREMIDADE DA INSERÇÃO KVUE.

Os pinos de encaixe poderão dobrar ou quebrar, tornando o kVue inutilizável.




NÃO SE SENTAR

A área além do recorte para as mamas foi projetada e testada para suportar o torso superior do paciente; NÃO foi projetada para suportar a carga do corpo inteiro do paciente.

Ficar em pé ou se sentar sobre a inserção kVue além do recorte para as mamas poderá danificar a inserção kVue ou provocar ferimentos.


PRECAUÇÕES GERAIS

ETIQUETAS E DESCRIÇÕES DE CUIDADO



POSSÍVEIS FERIMENTOS

Existe a possibilidade de ocorrência de ferimentos entre a inserção kVue e outros equipamentos no centro de tratamento. Tenha cuidado ao mover o kVue a fim de evitar ferimentos.



COLISÃO COM A ESTRUTURA DE SUPORTE

A grande variedade de movimentos obtidos com a base da cama e cabeças do acelerador poderá apresentar situações em que a inserção kVue pode colidir com outros itens, como a estrutura de suporte. Tenha cuidado ao mover a cama ou a estrutura de suporte a fim de evitar danos do equipamento ou ferimento no paciente.

USO PRETENDIDO

Este dispositivo destina-se a imobilizar, posicionar e reposicionar pacientes submetidos a terapia de radiação.

! OBSERVAÇÃO ! As leis federais dos EUA restringem a venda deste dispositivo a médicos ou por ordem de um médico.

GRUPO ALVO DE PACIENTES

Pacientes que estejam realizando radioterapia ou procedimentos de diagnóstico por imagens.

USUÁRIO PRETENDIDO

O usuário pretendido para os produtos é uma pessoa qualificada de acordo com as exigências da região regulatória.

CARACTERÍSTICAS

DESCRIÇÃO

O kVue™ Access 360™ e o kVue Access 360™ G2 foram projetados para permitir o tratamento do câncer de mama, das mamas esquerda e direita, incluindo mamas totais, mamas parciais e tratamentos de mamas acelerados. Colocar o paciente na posição em decúbito ventral ajuda a aumentar a distância das mamas em relação a órgãos críticos em risco. Isso significa que a exposição no coração, pulmão e tecidos saudáveis adjacentes pode ser minimizada, além de proporcionar a possibilidade de:

- Liberação mais uniforme da dose
- Menor toxicidade cutânea
- Redução do movimento respiratório

O design cantiléver polido proporciona acesso oblíquo e não coplanar, que pode permitir maior dose por fração. Como o caminho percorrido pelo feixe é principalmente através das mamas, com interferência mínima da prancha da cama, é possível minimizar a ocorrência de artefatos e dispersões.

O Access Prone G2 (RT-4544-01) pode ser usado como um dispositivo de simulação de TC/RM para o Access™ 360 G2 (RT-4544KV-10).


! AVISO ! O ACCESS 360 (RT-4544KV) NÃO PODE SER UTILIZADO COMO UM DISPOSITIVO DE SIMULAÇÃO PARA NENHUM OUTRO PRODUTO, APENAS PARA ELE MESMO OU OUTROS DISPOSITIVOS ACCESS 360 (RT-4544KV).

ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS

Dispositivos de elevação para TC (para simulação)


CARACTERÍSTICAS

KVUE™ ACCESS 360™ COMPONENTES



CARACTERÍSTICAS

KVUE™ ACCESS 360™ G2 COMPONENTES



CARACTERÍSTICAS

COMPONENTES

1. SISTEMA DE INSERÇÃO DA PRANCHA DA CAMA PARA TRATAMENTO DAS MAMAS EM DECÚBITO VENTRAL KVUE™ ACCESS 360™ E KVUE™ ACCESS 360™ G2

O Access 360™ e Access 360™ G2 é usado para auxiliar no posicionamento e ajuste de pacientes submetidos à radioterapia das mamas e região da clavícula na posição em decúbito ventral.

2. INSERÇÃO SUPERIOR DE CAMA PARA MAMA EM POSIÇÃO DE BRUÇOS KVUE™ ACCESS 360™ E KVUE™ ACCESS 360™ G2

O sistema kVue permite o intercâmbio rápido e fácil entre a direita e a esquerda do Access 360™ e do Access 360 G2, bem como outras inserções superiores de camas. A inserção inclui uma grade para permitir o tratamento na região da clavícula.

3. GRADE SUPRACLAVICULAR

A grade para clavícula permite o tratamento na região da clavícula com baixa atenuação.

4. ALMOFADAS

As almofadas destinam-se ao conforto do paciente. Contudo, é possível removê-las e usar almofadas de vácuo. As almofadas também apresentam elementos gráficos adicionais de posicionamento do paciente.

5. EMPUNHADURA DUPLA

A empunhadura dupla foi projetada ergonomicamente para reduzir a tensão no punho dos pacientes, ao contrário de um manípulo padrão que é usado com outros dispositivos.

6. MANÍPULO DE EMPUNHADURA

O manípulo de empunhadura oferece um apoio para pacientes com mobilidade limitada.

7. APOIOS PARA A CABEÇA

O sistema vem com um apoio para a cabeça em decúbito ventral e de contorno. É possível usar um ou outro, de acordo com a preferência de ajuste. Eles podem ser encaixados por marcação no Access 360 em diversos locais, dependendo da altura do paciente.

8. ESCALA IPSIATERAL

A escala ipsilateral oscila e se encaixa para cima (para o ajuste) e oscila de volta para baixo (para o tratamento e armazenamento). A escala pode ser usada como um auxílio de alinhamento. Sua precisão é de ± 1 mm.

9. ESCALA CONTRALATERAL

Access 360: A escala contralateral está localizada no lado contralateral do Access 360 e pode ser usada como um auxílio de alinhamento. A precisão da escala é de ± 1 mm. (Disponível somente no Access 360)

Access 360 G2: Escalas ipsilaterais adicionais estão disponíveis para uso no lado contralateral. (Somente no Access 360 G2)

10. ESCALA INFERIOR

A escala inferior está localizada abaixo das marcações dos joelhos no Access 360 e pode ser usada como um auxílio de alinhamento. A precisão da escala é de ± 1 mm. (Disponível somente no Access 360)

CARACTERÍSTICAS

COMPONENTES

11. DISPOSITIVO DE ELEVAÇÃO PARA TC SUPERIOR

O dispositivo de elevação para TC superior se encaixa por marcação na sobreposição para TC usando uma barra de localização (Locating Bar). Ele eleva a extremidade superior da inserção em 13 cm e é usado junto com o dispositivo de elevação para TC inferior durante a simulação.

12. DISPOSITIVO DE ELEVAÇÃO PARA TC INFERIOR

O dispositivo de elevação para TC inferior se encaixa por marcação na sobreposição para TC usando uma barra de localização. Ele eleva a extremidade inferior da inserção em 13 cm e é usado junto com o dispositivo de elevação para TC superior durante a simulação.

13. CALÇO DO DISPOSITIVO DE ELEVAÇÃO PARA TC SUPERIOR

O calço do dispositivo de elevação para TC se encaixa por marcação em uma barra de localização e eleva o dispositivo de elevação para TC superior em incrementos de 2,5 cm. Este calço pode ser encaixado em outro calço do dispositivo de elevação para TC superior, bem como no dispositivo de elevação para TC superior.

14. CALÇO DO DISPOSITIVO DE ELEVAÇÃO PARA TC INFERIOR

O calço do dispositivo de elevação para TC se encaixa por marcação em uma barra de localização e eleva o dispositivo de elevação para TC inferior em incrementos de 2,5 cm. Este calço pode ser encaixado em outro calço do dispositivo de elevação para TC inferior e pode ser aparafusado no dispositivo de elevação para TC inferior.

15. PLACA DE MARCAÇÃO

Os dispositivos de elevação para TC contêm placas de marcação, que posicionam os dispositivos de elevação para TC em relação à prancha da cama usando uma barra de localização. As placas de marcação dos dispositivos de elevação para TC se encaixam nas placas de marcação dos calços para TC para ajuste da altura.

16. KVUE™ COUCH TOP


O kVue é o sistema completo de suporte ao paciente, excluindo a base da cama do equipamento original. Consiste na estrutura de base (incluindo vigas de apoio), placa de interface (se necessária) e a inserção kVue apropriada. (Para obter mais informações, consulte o Manual de usuário e de instalação do kVue).

INSTRUÇÕES DE USO

CONFIGURAÇÃO

INSTALAÇÃO DA BARRA DE LOCALIZAÇÃO

A barra de localização tem dois pinos de localização que se encaixam na maioria dos acessórios de posicionamento padrão. Para conectá-los, coloque uma das extremidades da barra de localização nos encaixes de marcação compatíveis adequados do Varian Exact® e encaixe-os no lugar.



INSTRUÇÕES DE USO

! OBSERVAÇÃO ! Em função do comprimento do dispositivo, é recomendável que ele seja manejado por duas pessoas durante a instalação e remoção.

CONEXÃO DOS DISPOSITIVOS DE ELEVAÇÃO PARA TC E DOS CALÇOS PARA TC À SOBREPOSIÇÃO

1. Conecte duas Barras de localização a 1260 mm de distância (normalmente nove índices de encaixe) e encaixe-as (Fig. 1 e 2).



Fig. 1




Fig. 2

2. Posicione os dispositivos de elevação e calços para TC, dependendo da configuração que você deseja, nas Barras de localização (Figuras 3 e 4). Certifique-se de indexar os dispositivos de elevação e os calços para TC usando as mesmas localizações A, B, C ou D (Fig. 5, 6 e 7) tanto no dispositivo de elevação superior quanto no inferior. Os calços podem ser empilhados para aumentar a altura em incrementos de 2,5 cm.




Fig. 3

OU




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6



Fig. 7

INSTRUÇÕES DE USO

3. Para diminuir a altura do dispositivo ou remover os dispositivos de elevação e calços para TC, remova o Access 360 ou o Access 360 G2. Mantendo os botões de liberação pressionados em cada lado da placa de indexação, levante o dispositivo de elevação para TC ou o calço para TC do calço para TC inferior e remova-o (Fig. 8).




Fig. 8


INSTRUÇÕES DE USO

INSTALAÇÃO

! OBSERVAÇÃO ! Em função do comprimento do dispositivo, é recomendável que ele seja manejado por duas pessoas durante a instalação e remoção.

INSTALAÇÃO DA INSERÇÃO DE TOPO DE MESA




1. Colocar a inserção de topo de mesa kVue sobre as vigas de apoio e alinhar os dois pinos com os orifícios de encaixe correspondentes no fecho OneTouch Latch.
2. A partir da extremidade para a cabeça do topo de mesa kVue, fazer deslizar a inserção de topo de mesa directamente para os orifícios de encaixe. Ouvir-se-á um estalido quando a inserção de topo de mesa encaixar na respectiva posição. Quando correctamente instalada, ficará visível APENAS a superfície do botão verde.



REMOÇÃO DA INSERÇÃO KVue

! NUNCA LEVANTE A EXTREMIDADE DA INSERÇÃO KVue ! EMBORA O MECANISMO SEJA MUITO FORTE, OS PINOS DE ENCAIXE PODERÃO DOBRAR OU QUEBRAR, TORNANDO O KVue INUTILIZÁVEL.

1. Gire a alavanca no sentido anti-horário.
2. Puxe a alavanca girada de um lado do kVue, até que a inserção kVue seja liberada.
3. Deslize a inserção kVue para longe do kVue.



INSTRUÇÕES DE USO

CONFIGURAÇÃO

APOIO PARA A CABEÇA

1. Escolha o apoio para a cabeça em decúbito ventral ou o apoio para a cabeça de contorno a ser usado para o paciente. (Apoio para a cabeça em posição de bruços mostrado abaixo)
2. Insira a peça plástica de alinhamento na fenda apropriada (A, B, C, D, E, F) na extremidade superior do dispositivo (Fig. 9 e 10).
3. Para remover ou reposicionar o apoio para a cabeça, puxe-o para cima retirando-o da inserção.




Fig. 9



Fig. 10

INSTRUÇÕES DE USO

CONFIGURAÇÃO

EMPUNHADURA DUPLA

! AVISO ! A EMPUNHADURA DUPLA E OS MANÍPULOS DE EMPUNHADURA NÃO FORAM PROJETADOS PARA SUPORTAR O PESO DE UM PACIENTE:

- **NÃO** use alças para posicionar o paciente.
- **NÃO** use alças para subir ou descer do dispositivo.

1. Alinhe as extremidades da empunhadura dupla com os orifícios correspondentes (1, 2, 3, 4, 5, 6) na extremidade superior do Access 360.
2. Pressione a empunhadura dupla para baixo até que ela se encaixe nos orifícios (Fig. 11 e 12).

! OBSERVAÇÃO ! A empunhadura dupla deve ser arqueada para trás, na direção do paciente, como mostrado na imagem abaixo (Fig. 10).

3. Para remover ou reposicionar a empunhadura dupla, puxe-a para cima até desencaixá-la dos orifícios (Fig. 11 e 13).

! OBSERVAÇÃO ! Ao remover as alças, é necessário aplicar pressão na parte superior do Access 360 para que ele **NÃO** se levante. Embora o mecanismo seja muito forte, os pinos de encaixe podem dobrar ou quebrar, tornando o kVue inutilizável.




Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13

INSTRUÇÕES DE USO

CONFIGURAÇÃO

MANÍPULO DE EMPUNHADURA

1. Insira o manípulo de empunhadura no orifício apropriado (A1, A2, A3), na extremidade superior do Access 360 (Fig. 14).
2. Gire o manípulo de empunhadura em qualquer direção, até que a alça fique apertada no orifício e trave na posição (Fig. 15).
3. Para remover o manípulo de empunhadura, gire-o na direção contrária à de instalação até a alça se soltar, depois puxe-o para fora (Fig. 14 e 15).




Fig. 14




Fig. 15

INSTRUÇÕES DE USO

POSICIONAMENTO DO PACIENTE

! OBSERVAÇÃO ! Os pacientes podem precisar de ajuda para subir e descer do dispositivo. As instruções a seguir constituem nossa técnica sugerida, mas podem variar para cada clínica.

COMO SUBIR E DESCER DO ACCESS 360™

1. Desça a cama ou use uma escadinha para ajudar o paciente a subir no Access 360 e Access 360 G2.
2. Assim que o paciente estiver sobre o Access 360, alinhe seus joelhos com as marcações adequadas na espuma.
3. Peça ao paciente para usar as mãos ou cotovelos a fim de mover a parte superior do corpo até a posição correta.
4. Peça ao paciente para descer lentamente até a posição correta.
5. Assim que estiver na posição correta, coloque a cabeça do paciente no apoio para a cabeça e peça-lhe que segure com firmeza nas empunhaduras apropriadas.
6. Para descer do Access 360, sigas as etapas em ordem inversa.




Fig. 16




Fig. 17




Fig. 18

INSTRUÇÕES DE USO

CONFIGURAÇÃO

ESCALA IPSILATERAL

! AVISO ! A ESCALA IPSILATERAL NÃO FOI PROJETADA PARA SUPORTAR O PESO DE UM PACIENTE.

1. Assim que o paciente estiver no lugar, oscile a escala ipsilateral para cima até travá-la na posição (Fig. 20).
2. Alinhe o paciente.

! OBSERVAÇÃO! As escalas estão presentes como um auxílio de alinhamento; é responsabilidade do usuário confirmar a posição do paciente.

! OBSERVAÇÃO! A precisão das escalas é testada para ± 1 mm.

3. Oscile a escala ipsilateral para baixo, em sua posição de armazenamento, antes do tratamento e/ou armazenamento (Fig. 19 e 20).



Fig. 19: Posição de armazenamento



Fig. 20

MANUTENÇÃO

LIMPEZA DO SISTEMA

O dispositivo pode ser limpo com uma solução de limpeza suave, não abrasiva ou uma solução desinfetante. Para limpar, aplique a solução em um pano limpo e limpe a superfície. Inspeccione o dispositivo a olho nu; se não estiver limpo, repita as etapas anteriores de limpeza até que fique limpo a olho nu. Use um pano limpo umedecido com água para limpar o dispositivo e remover qualquer resíduo do agente de limpeza. Para secar, limpe o dispositivo com um pano limpo e seco. Os materiais de limpeza a seguir foram testados e considerados adequados para a limpeza do dispositivo.

- Água
- Água e sabão

DESINFECÇÃO DO SISTEMA

Para desinfetar a superfície do dispositivo, consulte as instruções específicas do fabricante do agente de limpeza.

- Solução alvejante de Clorox® a 10%
- Álcool isopropílico
- 2,4% de solução de dialdeído ativado Cidex®


NÃO pulverizar directamente sobre o topo de mesa ou a inserção de topo de mesa, nem deixar infiltrar na estrutura de base.

NÃO colocar objectos cortantes sobre o topo de mesa ou a inserção de topo de mesa.

ESPECIFICAÇÕES

ACCESS 360™


Limite de peso: Carga de 200 kg (440 lb) uniformemente distribuída.



ESPECIFICAÇÕES

ACCESS 360™ G2

Limite de peso: Carga de 200 kg (440 lb) uniformemente distribuída.



AJUSTE DO PACIENTE


INSERÇÕES DA PRANCHA DA CAMA KVUE™ ACCESS 360™

Nome do paciente: _____

Nº de ID do paciente: _____ Ajuste realizado por: _____

Médico: _____ Data: _____

Comentários: _____



Inserção esquerda

Inserção direita

! OBSERVAÇÃO ! A inserção esquerda é mostrada acima.

1. Alinhamento inferior:

2. Escala contralateral:

3. Escala ipsilateral:

4. Local da empunhadura dupla (selecione um): **1 2 3 4 5 6 N/A**

5. Local do manípulo de empunhadura, À direita do paciente (selecione um): **A1 A2 A3 N/A**

6. Local do manípulo de empunhadura, À esquerda do paciente (selecione um): **A1 A2 A3 N/A**

7. Apoio para a cabeça usado: **Nenhum Em decúbito ventral De contorno**


Local (selecione um): **A B C D F**

8. Local dos joelhos (selecione um): **V W X Y Z**

9. Observações adicionais:

AJUSTE DO PACIENTE

INSERÇÕES DA PRANCHA DA CAMA KVUE™ ACCESS 360™ (CONTINUAÇÃO)



! OBSERVAÇÃO ! A inserção esquerda é mostrada acima.

Dispositivos de elevação para TC e calços

10. Quantos conjuntos de calços do dispositivo de elevação para TC estão sendo usados (selecione um):

0 1 2 3

11. Dispositivo de elevação para TC superior – Local na barra de localização (selecione um): **A B C D**

11a. Local da barra de localização no kVue:

12. Dispositivo de elevação para TC inferior – Local na barra de localização (selecione um): **A B C D**

12a. Local da barra de localização no kVue:

13. Observações adicionais:

AJUSTE DO PACIENTE

INSERÇÕES DA PRANCHA DA CAMA KVUE™ ACCESS 360™ G2

Nome do paciente:


Nº de ID do paciente:

Médico:

Comentários:

Ajuste realizado por:

Data:



Inserção esquerda

Inserção direita

! OBSERVAÇÃO ! A inserção esquerda é mostrada acima.

1. Escala ipsilateral:

2. Local da empunhadura dupla (selecione um): **1 2 3 4 5 6 N/A**

3. Local do manípulo de empunhadura, À direita do paciente (selecione um): **A1 A2 A3 N/A**

4. Local do manípulo de empunhadura, À esquerda do paciente (selecione um): **A1 A2 A3 N/A**

5. Apoio para a cabeça usado: **Nenhum Em decúbito ventral De contorno**


Local (selecione um): **A B C D F**

6. Local dos joelhos (selecione um): **V W X Y Z**

7. Observações adicionais:

AJUSTE DO PACIENTE

INSERÇÕES DA PRANCHA DA CAMA KVUE™ ACCESS 360™ G2 (CONTINUAÇÃO)



! OBSERVAÇÃO ! A inserção esquerda é mostrada acima.

Dispositivos de elevação para TC e calços

8. Quantos conjuntos de calços do dispositivo de elevação para TC estão sendo usados (selecione um):

0 1 2 3

9. Dispositivo de elevação para TC superior – Local na barra de localização (selecione um): **A B C D**

9a. Local da barra de localização no kVue:


10. Dispositivo de elevação para TC inferior – Local na barra de localização (selecione um): **A B C D**

10a. Local da barra de localização no kVue:


11. Observações adicionais:

LISTA DE PEÇAS

INSERÇÕES DA PRANCHA DA CAMA KVUE™ ACCESS 360™



1. RT-4544KV – Conjunto do kVue Access 360
2. RT-4544KV-01 – Inserção da prancha da cama kVue Access 360, mama esquerda
3. RT-4544KV-02 – Inserção da prancha da cama kVue Access 360, mama direita
4. RT-4544KV-03 – Conjunto do dispositivo de elevação para TC do kVue Access 360
5. RT-4544KV-04 – Empunhadura dupla
6. RT-4544KV-05 – Manípulos de empunhadura
7. RT-4544KV-06 – Apoio para a cabeça em decúbito ventral
8. RT-4544KV-07 – Apoio para a cabeça de contorno
9. RT-4551CART – Carrinho de armazenamento (não mostrado no diagrama)
10. 8001846 – Escala ipsilateral
11. 8001946 – Conjunto de almofadas do Access 360




RT-4544KV-03A

Conjunto de calços
kVue™ Access 360™
(vendido separadamente)


LISTA DE PEÇAS

INSERÇÕES DA PRANCHA DA CAMA kVue™ ACCESS 360™ G2



1. RT-4544KV-10 – Conjunto do kVue Access 360 G2
2. RT-4544KV-11 – Inserção da prancha da cama kVue Access 360 G2, mama esquerda
3. RT-4544KV-12 – Inserção da prancha da cama kVue Access 360, G2 mama direita
4. 8002581 – Conjunto do dispositivo de elevação para TC do kVue Access 360 G2
5. 8002579 – Conjunto de calços do kVue Access 360 G2
6. RT-4544KV-04 – Empunhadura dupla
7. RT-4544KV-05 – Manípulos de empunhadura
8. RT-4544KV-06 – Apoio para a cabeça em decúbito ventral
9. RT-4544KV-07 – Apoio para a cabeça de contorno
10. RT-4551CART – Carrinho de armazenamento (não mostrado no diagrama)
11. 8002601 – 40 cm Escala ipsilateral (Reposição)
12. 8002602 – 48 cm Escala ipsilateral (Acessório)
13. 8003038 – Conjunto de almofadas do Access 360 G2

5





8002579

Conjunto de suplementos
kVue™ Access 360™
(se vendem por separado)



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

 +1 610.268.0585 / 800.526.5247

 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

 sales@Qfix.com