



positioning  
patients for life.®

# GUIA DO PRODUTO E MANUAL DO UTILIZADOR

RT-4544KV e RT-4544KV-10

kVue Access 360™ e

kVue Access 360™ G2

Prone Breast Inserções de topo de mesa  
*com acesso supraclavicular*





EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Fabricado nos EUA por Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 <a href="http://www.Qfix.com">www.Qfix.com</a>
----	-----	---	---

Access 360, kVue, e OneTouch são marcas comerciais da Qfix.

Exact® é uma marca registada da Varian Medical Systems.

Clorox® é uma marca comercial registada da Clorox Company.

Cidex® é uma marca comercial registada da Johnson & Johnson.

# ÍNDICE

PRECAUÇÕES GERAIS .....	4
AVISOS .....	4
INCIDENTES GRAVES.....	4
OUTROS AVISOS.....	4
ATENUAÇÃO DO FEIXE DE TRATAMENTO .....	4
CAPACIDADE DE CARGA.....	4
ETIQUETAS DE AVISO E DESCRIÇÕES.....	5
UTILIZAÇÃO PREVISTA .....	7
CARACTERÍSTICAS.....	8
DESCRIÇÃO.....	8
ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS.....	8
KVUE™ ACCESS 360™ COMPONENTES .....	9
KVUE™ ACCESS 360™ G2 COMPONENTES.....	10
COMPONENTES.....	11
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.....	13
CONFIGURAÇÃO .....	13
FIXAÇÃO DOS ELEVADORES E CALÇOS DO TOPO DE MESA À SOBRECAMADA .....	14
INSTALAÇÃO.....	16
POSICIONAMENTO DO DOENTE .....	20
MANUTENÇÃO .....	22
LIMPEZA DO SISTEMA.....	22
DESINFECÇÃO DO SISTEMA .....	22
ESPECIFICAÇÕES .....	23
ACCESS 360™ .....	23
ACCESS 360™ G2.....	24
CONFIGURAÇÃO DO DOENTE.....	25
INSERÇÕES DE TOPO DE MESA KVUE™ ACCESS 360™ .....	25
INSERÇÕES DE TOPO DE MESA KVUE™ ACCESS 360™ G2.....	27
LISTA DE PEÇAS.....	29
INSERÇÕES DE TOPO DE MESA KVUE™ ACCESS 360™ .....	29
INSERÇÕES DE TOPO DE MESA KVUE™ ACCESS 360™ G2.....	30

# PRECAUÇÕES GERAIS

## AVISOS

**! AVISO ! NÃO É PERMITIDA NENHUMA MODIFICAÇÃO DESTE EQUIPAMENTO. SE QUALQUER PARTE DESTE DISPOSITIVO FOR SUBMETIDA A UMA CARGA PREJUDICIAL, PARECER ESTAR DANIFICADA OU FUNCIONAR INADEQUADAMENTE, INTERROMPER IMEDIATAMENTE A UTILIZAÇÃO E ENTRAR EM CONTACTO COM A QFIX ATRAVÉS DO NÚMERO DE TELEFONE +1 484-720-6054 OU DO E-MAIL TECHSUPPORT@QFIX.COM.**

**! AVISO ! O ONETOUCH É UM MECANISMO DE PRECISÃO E SÓ SE DESTINA A UTILIZAÇÃO COM DISPOSITIVOS QFIX KVUE APROVADOS. DISPOSITIVOS NÃO QFIX NÃO APROVADOS QUE NÃO TENHAM SIDO VALIDADOS PELA QFIX PODEM NÃO SER SEGUROS PARA UTILIZAÇÃO E ANULARÃO A GARANTIA SE FOREM UTILIZADOS.**

**! AVISO ! AS ESCALAS PARA A KVUE ACCESS 360™ E KVUE ACCESS 360™ G2 SERVEM APENAS PARA FINS DE REFERÊNCIA.**

## INCIDENTES GRAVES

Comunique quaisquer incidentes graves (por ex., incidentes que resultem em, ou tenham o potencial de resultar em, morte ou lesão grave) à Qfix e à sua Autoridade Competente nacional.

## OUTROS AVISOS

- **As pegas duplas para as mãos e os punhos ipsilaterais não foram concebidos para suportar o peso do doente: NÃO utilizar as pegas nem os punhos para posicionar o doente. NÃO utilizar as pegas nem os punhos para subir ou descer do dispositivo.**
- **Os doentes podem necessitar de ajuda para subirem ou descerem do dispositivo.**
- **Devido ao comprimento do dispositivo, recomenda-se que seja manobrado por duas pessoas durante a instalação e a remoção.**
- **NÃO utilizar mais de 3 calços para TAC empilhados ao mesmo tempo. Fazê-lo pode tornar o dispositivo instável.**

## ATENUAÇÃO DO FEIXE DE TRATAMENTO

As zonas estruturais da inserção de topo de mesa kVue Access 360™ e kVue Access 360™ G2 atenuam um feixe de fótons. Prestar bem atenção à configuração para confirmar a sua adequação ao equipamento utilizado. O tratamento através de qualquer dispositivo, mesmo que fabricado de materiais compósitos, dará origem a um aumento da dose de radiação à pele.

## CAPACIDADE DE CARGA


NÃO exceder 200 kg de carga uniformemente distribuída ou de carga de trabalho máxima da base de mesa, o valor que for menor.

**! NOTA ! Quando combinado com a base de mesa do fabricante do equipamento original, a capacidade de carga será o valor menor das duas cargas de trabalho seguras. A carga topo de mesa kVue Couch Top NÃO deverá exceder as especificações do fabricante original da base de mesa. Consultar a literatura do produto fornecida pelo fabricante original.**


# PRECAUÇÕES GERAIS

## ETIQUETAS DE AVISO E DESCRIÇÕES

Consultar Qfix.com para obter uma listagem dos símbolos e respectivas definições.



OU



### CAPACIDADE DE CARGA

NÃO exceder 200 kg de carga uniformemente distribuída ou a carga de trabalho máxima segura da base de mesa, consoante o valor que for menor.

NÃO exceder 150 kg de carga uniformemente distribuída quando em utilização com o Varian PRS.



### NÃO LEVANTAR

**! AVISO ! NÃO LEVANTAR, NUNCA, A EXTREMIDADE DA INSERÇÃO DE TOPO DE MESA.**

Os pinos de encaixe poderão dobrar ou partir, inutilizando o topo de mesa.




### LINHA "NO STEP" (NÃO PISAR)

A área para além da linha foi concebida e testada para apoiar o tronco superior do doente; NÃO foi concebida para suportar a carga do corpo inteiro do doente.

Ficar em pé ou sentar-se sobre a inserção kVue, para além do recorte peitoral, poderá danificar a mesma ou provocar lesões.


# PRECAUÇÕES GERAIS

## ETIQUETAS DE AVISO E DESCRIÇÕES



### LESÃO POTENCIAL

Existe potencial para lesão entre a inserção do topo de mesa e outro equipamento que se encontre na sala de tratamento. Ao mover o topo de mesa kVue, ter o cuidado de evitar lesões no doente.



### COLISÃO DO PÓRTICO

A grande variedade de movimentos possíveis com as bases de mesa e cabeças de tratamento poderão originar situações em que a inserção kVue colida com outros artigos, incluindo o pórtico. Ao mover a mesa ou o pórtico (gantry), ter o cuidado de evitar danos no equipamento ou lesões no doente.

# UTILIZAÇÃO PREVISTA

Este dispositivo destina-se a imobilizar, posicionar e reposicionar os doentes submetidos a radioterapia.

**! NOTA ! A legislação federal dos Estados Unidos limita a venda deste dispositivo a médicos ou mediante prescrição médica.**

## **GRUPOS DE PACIENTES ALVO**

Pacientes submetidos a radioterapia ou procedimentos de imagiologia de diagnóstico.

## **UTILIZADORES PREVISTOS**

O utilizador previsto para os produtos é uma pessoa qualificada de acordo com os requisitos da região regulamentar.

# CARACTERÍSTICAS

## DESCRIÇÃO

O kVue™ Access 360™ e o kVue Access 360™ G2 foram concebidos para permitir o tratamento do cancro da mama, tanto do lado esquerdo como do lado direito, incluindo tratamentos de aplicação total ou parcial e tratamentos acelerados. O posicionamento do doente em decúbito ventral contribui para separar melhor a mama dos órgãos vitais em risco. Isto significa uma redução da exposição ao coração, aos pulmões e ao tecido saudável adjacente e, ao mesmo tempo, a criação de potencial para:

- Uma aplicação mais uniforme da dose de radiação
- Menos toxicidade para a pele
- Redução do movimento respiratório

A configuração em consola lisa permite o acesso oblíquo e não coplanar, proporcionando uma dose mais elevada por fracção. Uma vez que a trajectória do feixe passa principalmente pela mama, com o mínimo de interferência do topo de mesa, os artefactos e as dispersões podem ser reduzidos.

O Access Prone G2 (RT-4544-01) pode ser utilizado como um dispositivo de simulação para TAC/RM para o Access™ 360 G2 (RT-4544KV-10).


**! AVISO ! O ACCESS 360 (RT-4544KV) NÃO PODE SER UTILIZADO COMO UM DISPOSITIVO DE SIMULAÇÃO PARA QUALQUER OUTRO PRODUTO ALÉM DO PRÓPRIO OU DE OUTROS DISPOSITIVOS ACCESS 360 (RT-4544KV).**

## ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS

Elevadores para TAC (para simulação)


# CARACTERÍSTICAS

## KVUE™ ACCESS 360™ COMPONENTES



# CARACTERÍSTICAS

## KVUE™ ACCESS 360™ G2 COMPONENTES



# CARACTERÍSTICAS

## COMPONENTES

### 1. SISTEMA DA INSERÇÃO DE TOPO DE MESA PARA A MAMA EM DECÚBITO VENTRAL KVUE™ ACCESS 360™ E KVUE™ ACCESS 360™ G2

O Access 360™ e Access 360™ G2 utiliza-se para auxiliar no posicionamento e na configuração de doentes submetidos a radioterapia mamária e da zona clavicular, em decúbito ventral.

### 2. INSERÇÃO DE TOPO DE MESA PARA A MAMA EM DECÚBITO DORSAL KVUE™ ACCESS 360™ E KVUE™ ACCESS 360™ G2

O sistema kVue permite alternar rápida e facilmente entre a inserção esquerda e direita do Access 360™ e Access 360 G2, bem como outras inserções de topos de mesas kVue. A inserção contém uma grelha para permitir o tratamento da zona clavicular.

### 3. GRELHA SUPRACLAVICULAR

A grelha clavicular permite o tratamento da zona da clavícula com baixa atenuação.

### 4. ALMOFADAS

As almofadas destinam-se a dar conforto ao doente, mas podem ser retiradas e substituídas por almofadas de vácuo. As almofadas também têm gráficos suplementares de posicionamento de doentes.

### 5. PEGA DUPLA PARA AS MÃOS

A pega dupla para as mãos é de concepção ergonómica para reduzir a tensão no pulso do doente, ao contrário de um punho rígido, utilizado noutros dispositivos.

### 6. PUNHO PARA AS MÃOS

O punho para as mãos proporciona um ponto de preensão para doentes com mobilidade limitada.

### 7. APOIOS DA CABEÇA

O sistema é fornecido com dois tipos de apoios para a cabeça - Decúbito ventral e Decúbito dorsal. Pode ser utilizado qualquer tipo, dependendo das preferências de configuração. Podem ser indexados à inserção, em vários pontos, dependendo da altura do doente.

### 8. ESCALA IPSILATERAL

A escala ipsilateral roda e encaixa superiormente para a configuração e roda para trás inferiormente para o tratamento e a arrumação. A escala pode utilizar-se como auxiliar de alinhamento. Tem uma exactidão de +/- 1 mm.

### 9. ESCALA CONTRALATERAL

**Access 360:** A escala contralateral está situada ao longo do lado oposto da inserção e pode utilizar-se como auxiliar de alinhamento. Tem uma exactidão de  $\pm 1$  mm. (Disponível apenas para o Access 360)

**Access 360 G2:** Estão disponíveis escalas ipsilaterais adicionais para utilização contralateral. (Apenas para o Access 360 G2)

### 10. ESCALA INFERIOR

A escala inferior está situada abaixo das marcas dos joelhos, na inserção, e pode utilizar-se como auxiliar de alinhamento. Tem uma exactidão de  $\pm 1$  mm. (Disponível apenas para o Access 360)

# CARACTERÍSTICAS

## COMPONENTES

### 11. ELEVADOR SUPERIOR PARA TAC

O elevador superior para TAC indexa à sobrecamada do topo de mesa, através de uma barra de localização. Eleva 13 cm a extremidade superior da inserção e utiliza-se em conjunto com o elevador inferior para TAC, durante a simulação.

### 12. ELEVADOR INFERIOR PARA TAC

O elevador inferior para TAC indexa à sobrecamada para TAC, através de uma barra de localização. Eleva 13 cm a extremidade inferior da inserção e utiliza-se em conjunto com o elevador superior para TAC, durante a simulação.

### 13. CALÇO DO ELEVADOR SUPERIOR PARA TAC

O calço do elevador para TAC indexa a uma barra de localização e levanta o elevador superior para TAC em incrementos de 2,5 cm. Este calço pode encaixar noutro calço do elevador superior para TAC e no elevador superior para TAC.

### 14. CALÇO DO ELEVADOR INFERIOR PARA TAC

O calço do elevador para TAC indexa a uma barra de localização e levanta o elevador inferior para TAC em incrementos de 2,5 cm. Este calço pode encaixar noutro calço do elevador inferior para TAC e pode ser enroscado no elevador inferior para TAC.

### 15. CHAPA DE INDEXAÇÃO

Os elevadores para TAC contêm chapas de indexação, que localizam os elevadores para TAC no topo de mesa, utilizando uma barra de localização. As chapas de indexação nos elevadores para TAC encaixam nas chapas de indexação dos calços para TAC, permitindo ajustar a altura.

### 16. TOPO DE MESA KVUE™


O topo de mesa kVue é o sistema de apoio completo do doente, não incluindo o equipamento original da base de mesa. Consiste na estrutura de base (incluindo vigas de apoio), placa de interface (se necessário) e inserção de topo de mesa adequada. (Para mais informações, consultar as instruções de Instalação e o Manual do Utilizador do kVue).

# INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

## CONFIGURAÇÃO

### BARRA DE LOCALIZAÇÃO

A barra de localização tem dois pinos de localização que encaixam na maioria dos acessórios de posicionamento normalizados. Para encaixar, colocar uma das extremidades da barra de localização nos encaixes de marcação compatíveis com Varian Exact® e encaixar na respectiva posição. Para retirar ou reposicionar, puxar uma das extremidades da barra.



# INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

**! NOTA !** Devido ao comprimento do dispositivo, recomenda-se que seja manobrado por duas pessoas durante a instalação e a remoção.

## FIXAÇÃO DOS ELEVADORES E CALÇOS DO TOPO DE MESA À SOBRECAMADA

1. Fixar 2 barras de localização com 1260 mm de separação (tipicamente, 9 encaixes de marcação) e encaixar na respectiva posição (Fig. 1 e 2).




Fig. 1




Fig. 2

2. Colocar os elevadores e calços do topo de mesa nas barras de localização conforme a configuração pretendida (Fig. 3 e 4). Ter o cuidado de indexar os elevadores e calços do topo de mesa utilizando os mesmos locais nos elevadores inferiores e superiores A, B, C ou D. (Fig. 5, 6 e 7). Os calços podem ser empilhados uns sobre os outros para aumentar a altura em incrementos de 2,5 cm.




Fig. 3

OU




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6



Fig. 7

# INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

3. Para diminuir a altura do dispositivo ou remover elevadores e calços do topo de mesa, remover o Access 360 ou o Access 360 G2. Mantendo pressionados os botões de libertação de cada lado da placa de marcação, levantar o elevador ou o calço do topo de mesa para fora do calço do topo de mesa abaixo e removê-lo (Fig. 8).




Fig. 8


# INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

## INSTALAÇÃO

**! NOTA !** Devido ao comprimento do dispositivo, recomenda-se que seja manobrado por duas pessoas durante a instalação e a remoção.

### INSTALAÇÃO DA INSERÇÃO DE TOPO DE MESA




1. Colocar a inserção de topo de mesa kVue sobre as vigas de apoio e alinhar os dois pinos com os orifícios de encaixe correspondentes no fecho OneTouch Latch.
2. A partir da extremidade para a cabeça do topo de mesa kVue, fazer deslizar a inserção de topo de mesa directamente para os orifícios de encaixe. Ouvir-se-á um estalido quando a inserção de topo de mesa encaixar na respectiva posição. Quando correctamente instalada, ficará visível APENAS a superfície do botão verde.



### INSTALAÇÃO DA INSERÇÃO DE TOPO DE MESA

**! NÃO LEVANTAR, NUNCA, A EXTREMIDADE DA INSERÇÃO DE TOPO DE MESA ! EMBORA O MECANISMO SEJA MUITO ROBUSTO, OS PINOS DE ENCAIXE PODERÃO DOBRAR OU PARTIR, INUTILIZANDO O TOPO DE MESA.**

1. Rodar a alavanca no sentido anti-horário.
2. Puxar a alavanca rodada de um lado do topo de mesa, até que a inserção de topo de mesa seja libertada. Esta operação pode realizar-se com uma das mãos.
3. Fazer deslizar a inserção de topo de mesa para fora do topo de mesa.



# INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

## CONFIGURAÇÃO

### APOIO DA CABEÇA

1. Escolher o apoio de cabeça decúbito ventral ou decúbito dorsal a utilizar para o doente. (Apoio da cabeça em decúbito dorsal apresentado abaixo)
2. Introduzir a peça de alinhamento em plástico na respectiva ranhura (A, B, C, D, E, F), na parte superior do dispositivo (Fig. 9 e 10).
3. Para retirar ou reposicionar, puxar o apoio de cabeça para cima, afastando-o da inserção.




Fig. 9




Fig. 10

# INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

## CONFIGURAÇÃO

### PEGA DUPLA PARA AS MÃOS

**! AVISO ! AS PEGAS DUPLAS PARA AS MÃOS E OS PUNHOS IPSILATERAIS NÃO FORAM CONCEBIDOS PARA SUPORTAR O PESO DO DOENTE:**

- **NÃO** utilizar as pegas nem os punhos para posicionar o doente.
- **NÃO** utilizar as pegas nem os punhos para subir ou descer do dispositivo.

1. Alinhar as extremidades da pega dupla para as mãos com os orifícios correspondentes (1, 2, 3, 4, 5, 6), na parte superior da inserção.
2. Empurrar para baixo a pega dupla para as mãos, até encaixar nos orifícios (Fig. 11 e 12).

**! NOTA ! A pega dupla para as mãos deve ficar arqueada para trás, na direcção do doente, como ilustrado na figura abaixo (Fig. 10).**

3. Para retirar ou reposicionar a pega dupla para as mãos, puxar para cima até desencaixar dos orifícios (Fig. 11 e 13).

**! NOTA ! Ao retirar as pegas, deve exercer-se pressão sobre a inserção para que **NÃO** levante; embora o mecanismo seja bastante robusto, os pinos de encaixe podem dobrar ou partir, inutilizando o topo de mesa.**



Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13

# INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

## CONFIGURAÇÃO

### PUNHOS IPSILATERAIS PARA AS MÃOS

1. Introduzir os punhos para as mãos no respectivo orifício (A1, A2, A3), na parte superior da inserção (Fig. 14).
2. Rodar os punhos para as mãos em qualquer sentido até ficarem apertados e bloqueados no orifício (Fig. 15).
3. Para retirar os punhos para as mãos, rodar no sentido contrário ao de instalação, até ficarem soltos, e puxar a direito para fora (Fig. 14 e 15).




Fig. 14




Fig. 15

# INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

## POSICIONAMENTO DO DOENTE

**! NOTA !** Os doentes podem necessitar de ajuda para subirem ou descerem do dispositivo. As instruções que se seguem constituem a nossa sugestão de técnica, mas podem ser diferentes em cada unidade de saúde.

### COMO SUBIR E DESCER DO ACCESS 360™ E ACCESS 360™ G2

1. Baixar a mesa ou utilizar um banquinho para ajudar o doente a subir para a inserção.
2. Com o doente já na inserção, alinhar-lhe os joelhos com as marcas correspondentes na espuma.
3. Pedir ao doente que posicione o tronco com a ajuda das mãos ou dos cotovelos.
4. Pedir ao doente que se baixe lentamente.
5. Depois de posicionado, colocar a cabeça do doente no apoio para a cabeça e pedir-lhe para se agarrar às pegadas para as mãos.
6. Para descer da inserção, seguir os passos por ordem inversa.




Fig. 16




Fig. 17




Fig. 18

# INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

## CONFIGURAÇÃO

### ESCALA IPSILATERAL

**! AVISO ! A ESCALA IPSILATERAL NÃO FOI CONCEBIDA PARA SUPORTAR O PESO DE UM DOENTE.**

1. Com o doente posicionado, rodar a escala ipsilateral superiormente, até encaixar (Fig. 20).
2. Alinhar o doente.

**! NOTA !** As escalas têm a função de auxiliar no alinhamento, sendo da responsabilidade do utilizador confirmar a posição do doente.

**! NOTA !** A exactidão das escalas foi testada para  $\pm 1$  mm.

3. Antes do tratamento e/ou de arrumar, rodar a escala ipsilateral inferiormente, para a posição de arrumação (Fig. 19 e 20).



Fig. 19: Posição de arrumação



Fig. 20

# MANUTENÇÃO

## LIMPEZA DO SISTEMA

O dispositivo pode ser limpo com uma solução de limpeza suave, não abrasiva ou uma solução desinfetante. Para limpar, aplique a solução em um pano limpo e limpe a superfície. Inspeccione o dispositivo a olho nu; se não estiver limpo, repita as etapas anteriores de limpeza até que fique limpo a olho nu. Use um pano limpo umedecido com água para limpar o dispositivo e remover qualquer resíduo do agente de limpeza. Para secar, limpe o dispositivo com um pano limpo e seco. Os materiais de limpeza a seguir foram testados e considerados adequados para a limpeza do dispositivo.

- Água
- Sabão e água

## DESINFECÇÃO DO SISTEMA

Para desinfetar a superfície do dispositivo, consulte as instruções específicas do fabricante do agente de limpeza.

- Solução de lixívia Clorox® a 10%
- Álcool isopropílico
- Solução de dialdeído activada com Cidex® a 2,4%


**NÃO** pulverizar directamente sobre o topo de mesa ou a inserção de topo de mesa, nem deixar infiltrar na estrutura de base.

**NÃO** colocar objectos cortantes sobre o topo de mesa ou a inserção de topo de mesa.

# ESPECIFICAÇÕES

## ACCESS 360™


**Limite de Peso:** 200 kg de carga uniformemente distribuída.



# ESPECIFICAÇÕES

## ACCESS 360™ G2


**Limite de Peso:** 200 kg de carga uniformemente distribuída.



# CONFIGURAÇÃO DO DOENTE

## INSERÇÕES DE TOPO DE MESA KVUE™ ACCESS 360™

Nome do doente:	
ID do doente N.º:	Configurado por:
Médico:	Data:
Comentários:	



Inserção esquerda

Inserção direita

**! NOTA ! Inserção esquerda apresentada acima.**

1. Alinhamento inferior:

2. Escala contralateral:

3. Escala ipsilateral:

4. Posição da pega dupla para as mãos (selecione uma opção): **1**    **2**    **3**    **4**    **5**    **6**    **N/A**

5. Punho para as mãos, à direita do doente (selecione uma opção): **A1**    **A2**    **A3**    **N/A**

6. Punho para as mãos, à esquerda do doente (selecione uma opção): **A1**    **A2**    **A3**    **N/A**

7. Apoio de cabeça utilizado: **Nenhum**    **Decúbito ventral**    **Decúbito dorsal**


Posição (selecione uma opção): **A**    **B**    **C**    **D**    **F**

8. Posição dos joelhos (selecione uma opção): **V**    **W**    **X**    **Y**    **Z**

9. Outras observações:

# CONFIGURAÇÃO DO DOENTE

## INSERÇÕES DE TOPO DE MESA KVUE™ ACCESS 360™ (CONTINUAÇÃO)



**! NOTA !** Inserção esquerda apresentada acima.

### Elevadores e calços para TAC

10. Quantidade de conjuntos de calços para elevadores para TAC utilizados (selecione uma opção):

**0    1    2    3**

11. Elevador superior para TAC – Posição na barra de localização (selecione uma opção): **A    B    C    D**

11a) Posição da barra de localização no topo de mesa:

12. Elevador inferior para TAC – Posição na barra de localização (selecione uma opção): **A    B    C    D**


12a) Posição da barra de localização no topo de mesa:

13. Outras observações:

# CONFIGURAÇÃO DO DOENTE

## INSERÇÕES DE TOPO DE MESA KVUE™ ACCESS 360™ G2

Nome do doente:	
ID do doente N.º:	Configurado por:
Médico:	Data:
Comentários:	




**! NOTA ! Inserção esquerda apresentada acima.**

Inserção esquerda      Inserção direita

1. Escala ipsilateral:
2. Posição da pega dupla para as mãos (selecione uma opção):    **1**    **2**    **3**    **4**    **5**    **6**    **N/A**
3. Punho para as mãos, à direita do doente (selecione uma opção):    **A1**    **A2**    **A3**    **N/A**
4. Punho para as mãos, à esquerda do doente (selecione uma opção):    **A1**    **A2**    **A3**    **N/A**
5. Apoio de cabeça utilizado:    **Nenhum**    **Decúbito ventral**    **Decúbito dorsal**  
 Posição (selecione uma opção):    **A**    **B**    **C**    **D**    **F**
6. Posição dos joelhos (selecione uma opção):    **V**    **W**    **X**    **Y**    **Z**
7. Outras observações:

# CONFIGURAÇÃO DO DOENTE

## INSERÇÕES DE TOPO DE MESA KVUE™ ACCESS 360™ G2 (CONTINUAÇÃO)



**! NOTA !** Inserção esquerda apresentada acima.

### Elevadores e calços para TAC

8. Quantidade de conjuntos de calços para elevadores para TAC utilizados (selecione uma opção):

**0    1    2    3**

9. Elevador superior para TAC – Posição na barra de localização (selecione uma opção): **A    B    C    D**

9a) Posição da barra de localização no topo de mesa:


10. Elevador inferior para TAC – Posição na barra de localização (selecione uma opção): **A    B    C    D**

10a) Posição da barra de localização no topo de mesa:


11. Outras observações:

# LISTA DE PEÇAS

## INSERÇÕES DE TOPO DE MESA KVUE™ ACCESS 360™



1. RT-4544KV – Embalagem com kVue Access 360
2. RT-4544KV-01 – kVue Access 360 Couch Top Insert, Mama esquerda
3. RT-4544KV-01 – kVue Access 360 Couch Top Insert, Mama direita
4. RT-4544KV-03 – Conjunto de elevadores para TAC kVue Access 360
5. RT-4544KV-04 – Pega dupla para as mãos
6. RT-4544KV-05 – Punho para as mãos
7. RT-4544KV-06 – Apoio de cabeça para decúbito ventral
8. RT-4544KV-07 – Apoio de cabeça para decúbito dorsal
9. RT-4551CART – Carrinho de arrumação; não ilustrado em diagrama
10. 8001846 – Escala Ipsilateral
11. 8001946 – Conjunto de almofadas para Access 360




RT-4544KV-03A

Conjunto de calços  
kVue™ Access 360™  
(vendido separadamente)


# LISTA DE PEÇAS

## INSERÇÕES DE TOPO DE MESA KVUE™ ACCESS 360™ G2



1. RT-4544KV-10 – Embalagem com kVue Access 360 G2
2. RT-4544KV-11 – kVue Access 360 G2 Couch Top Insert, Mama esquerda
3. RT-4544KV-12 – kVue Access 360 G2 Couch Top Insert, Mama direita
4. 8002581 – Conjunto de elevadores para TAC kVue Access 360 G2
5. 8002579 – Conjunto de calços kVue Access 360 G2
6. RT-4544KV-04 – Pega dupla para as mãos
7. RT-4544KV-05 – Punho para as mãos
8. RT-4544KV-06 – Apoio de cabeça para decúbito ventral
9. RT-4544KV-07 – Apoio de cabeça para decúbito dorsal
10. RT-4551CART – Carrinho de arrumação; não ilustrado em diagrama
11. 8002601 – 40 cm Escala Ipsilateral (substituição)
12. 8002602 – 48 cm Escala Ipsilateral (acessório)
13. 8003038 – Conjunto de almofadas para Access 360 G2

5



8002579

Conjunto de calços  
kVue™ Access 360™ G2  
(vendido separadamente)





440 Church Road  
Avondale, PA 19311 USA  
[www.Qfix.com](http://www.Qfix.com)

 +1 610.268.0585 / 800.526.5247

 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

 [sales@Qfix.com](mailto:sales@Qfix.com)