



positioning
patients for life.®

PRODUKTGUIDE OCH ANVÄNDARHANDBOK

RT-4544KV och RT-4544KV-10

kVue Access 360™ och

kVue Access 360™ G2

Prone Breast bordsinlägg

med supraklavikular åtkomst





EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Tillverkad i USA av Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	---

Access 360, kVue och OneTouch är varumärken som tillhör Qfix.

Exact® är ett registrerat varumärke som tillhör Varian Medical Systems.

Clorox® är ett registrerat varumärke som tillhör The Clorox Company.

Cidex® är ett registrerat varumärke som tillhör Johnson & Johnson.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	4
VARNINGSMEDDELANDEN	4
ZÁVAŽNÉ UDALOSTI	4
YTTERLIGARE VARNINGAR	4
ATTENUERING AV BEHANDLINGSSTRÅLE	4
NOMINELL MAXBELASTNING	4
VARNINGSDEKALER OCH BESKRIVNINGAR	5
AVSEDD ANVÄNDNING	7
FUNKTIONER	8
BESKRIVNING	8
NÖDVÄNDIGA TILLBEHÖR	8
KVUE™ ACCESS 360™ KOMPONENTER	9
KVUE™ ACCESS 360™ G2 KOMPONENTER	10
KOMPONENTER	11
ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING	13
IORDNINGSTÄLLNING	13
FASTSÄTTNING AV CT-ATTRAPPERNA OCH CT-MELLANLÄGGEN I ÖVERLÄGGET	14
MONTERING	16
PATIENTPOSITIONERING	20
UNDERHÅLL	22
RENGÖRING AV SYSTEMET	22
DESINFEKTION AV SYSTEMET	22
SPECIFIKATIONER	23
ACCESS 360™	23
ACCESS 360™ G2	24
PATIENTINSTÄLLNING	25
KVUE™ ACCESS 360™ BORDSINLÄGG	25
KVUE™ ACCESS 360™ G2 BORDSINLÄGG	27
DELAR	29
KVUE™ ACCESS 360™ BORDSINLÄGG	29
KVUE™ ACCESS 360™ G2 BORDSINLÄGG	30

ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

VARNINGSMEDDELANDET

! VARNING ! INGA MODIFIERINGAR AV DENNA UTRUSTNING ÄR TILLÅTEN. AVBRYT OMEDELBART ANVÄNDNINGEN OCH KONTAKTA QFIX PÅ +1 484-720-6054 ELLER TECHSUPPORT@QFIX.COM OM NÅGON DEL AV DENNA ENHET BELASTAS KATASTROFALT, FÖREFALLER SKADAD ELLER FUNGERAR FELAKTIGT.

! VARNING ! ONETOUCH ÄR EN PRECISIONSMEKANISM OCH ÄR ENDAST FÖR ANVÄNDNING MED GODKÄNDA QFIX KVUE-ENHETER. ICKE GODKÄNDA ENHETER, ANDRA ÄN QFIX, SOM INTE VALIDERATS AV QFIX KANSKE INTE ÄR SÄKRA ATT ANVÄNDA OCH KOMMER ATT ANNULLERA GARANTIN OM DE ANVÄNDS.

! VARNING ! VÅGEN PÅ KVUE ACCESS 360™ OCH KVUE ACCESS 360™ G2 ÄR ENDAST AVSEDD SOM REFERENS.

ZÁVAŽNÉ UDALOSTI

Nahláste všetky závažné udalosti (napríklad udalosti, ktoré viedli k úmrtiu alebo závažnému zraneniu, prípadne k nim mohli viesť) spoločnosti Qfix aj kompetentnému úradu vo vašej krajine.

YTTERLIGARE VARNINGAR

- Dubbelhandtagen och handtagsgreppen är inte konstruerade för att kunna bära upp patientens vikt: Använd INTE handtagen för att positionera patienten. Använd INTE handtagen som hjälp för att få patienten upp på eller av från enheten.
- Patienterna kan behöva hjälp med att komma upp på och av från enheten.
- På grund av enhetens längd rekommenderas att den hanteras av två personer under montering och avtagning.
- Använd INTE mer än 3 CT-mellanlägg (shim) staplade ovanpå varandra. Om så sker kan enheten bli instabil.

ATTENUERING AV BEHANDLINGSSTRÅLE

De strukturella delarna av kVue Access 360™ och kVue Access 360™ G2 Couchtop bordsinlägg attenuerar en fotonstråle. Den faktiska attenueringen baserad på inställningen ska verifieras med den utrustning som används på er vårdenheter. Behandling genom vilken som helst enhet, även enheter tillverkade av kompositmaterial, leder till en ökad huddos.

NOMINELL MAXBELASTNING


Överskrid INTE en jämnt distribuerad belastning på 200 kg eller maximal arbetsbelastning för bordsunderdelen, beroende på vilket som är minst.

! OBSERVERA ! I kombination med bordsunderdelen från originaltillverkaren är den nominella maxbelastningen den lägre av de två säkra arbetsbelastningarna. Belastningen på kVue -bord får INTE överskrida originaltillverkarens specifikationer för bordsunderdelen. Se produktlitteraturen som tillhandahålls av originaltillverkaren.



ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

VARNINGSDEKALER OCH BESKRIVNINGAR

Se Qfix.com för en lista med symboler med definitioner.



ELLER



NOMINELL MAXBELASTNING

Överskrid INTE en jämnt distribuerad belastning på 200 kg eller maximal säker arbetsbelastning för kVue-inlägget eller bordsunderdelen, beroende på vilken som är minst.

Överskrid INTE en jämnt fördelad belastning på 150 kg vid användning i kombination med Varian PRS.

FÅR EJ LYFTAS

! VARNING ! LYFT ALDRIG COUCHTOP-BORDSINLÄGGETS ÄNDE.

Hoppassningsstiften kan böjas eller brytas, vilket medför att Couchtop blir oanvändbart.


”NO STEP” LINE (”BETRÄD EJ”-LINJE)

Området bortom öppningen för bröstet har utformats och testats för att kunna bära upp patientens överkropp och är INTE konstruerat för att bära upp hela patientens vikt.

Om man står eller sitter på Couchtop-bordsinlägget bortom öppningen för bröstet kan Couchtop-bordsinlägget eller personen ifråga skadas.


ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

VARNINGSDEKALER OCH BESKRIVNINGAR



RISK FÖR SKADA

Det finns en risk för att skadas mellan Couchtop-bordsinlägget och annan utrustning i behandlingsområdet. Var försiktig vid förflyttning av Couchtop så att skada undviks.



GANTRYKOLLISION

Det stora antalet rörelser som kan utföras med bordsunderdelar och behandlingshuvuden kan ge upphov till situationer där Couchtop-bordsinlägget kan kollidera med andra föremål, inklusive gantryt. Var försiktig vid förflyttning av bordet eller gantryt så att skada på utrustningen eller patientskada undviks.

AVSEDD ANVÄNDNING

Denna enhet är avsedd för immobilisering, positionering och ompositionering av patienter som genomgår strålbehandling.

! OBSERVERA ! Enligt amerikansk federal lag får denna enhet endast säljas av eller på ordination av läkare.

CIEĽOVÉ SKUPINY PACIENTOV

Pacienti podstupujúci rádioterapiu alebo diagnostické zobrazovacie vyšetrenia.

CIEĽOVÍ POUŽÍVATELIA

Cieľový používateľ výrobkov je osoba kvalifikovaná v súlade s požiadavkami príslušnej regulačnej oblasti.

FUNKTIONER

BESKRIVNING

kVue™ Access 360™ och kVue Access 360™ G2 är designade för behandling av bröstcancer i både vänster och höger bröst, inklusive hela bröstet, del av bröstet och accelererade bröstbehandlingar. Genom att patienten placeras i magläge ökar avståndet mellan bröstet och andra viktiga organ i riskzonen. Detta innebär att exponering av hjärtat, lungorna och omgivande frisk vävnad kan minimeras och ger samtidigt möjlighet till:

- en mer uniform dosstillförsel
- mindre hudtoxicitet
- minskade rörelser på grund av andning

Den smidiga, utskjutande designen ger åtkomst både i snedplan ("oblique") och i icke-standardplan ("non-coplanar"), vilket potentiellt möjliggör en högre dos per fraktion. Eftersom strålen primärt går genom bröstet med minimal interferens från bordet kan artefakter och spridning minimeras.

Access Prone G2 (RT-4544-01) kan användas som en CT/MR-simuleringsenhet för Access™ 360 G2 (RT-4544KV-10).


! VARNING ! ACCESS 360 (RT-4544KV) KAN INTE ANVÄNDAS SOM EN SIMULERINGSENHET FÖR NÅGON PRODUKT FÖRUTOM SIG SJÄLV ELLER ANDRA ENHETER AV TYPEN ACCESS 360 (RT-4544KV).

NÖDVÄNDIGA TILLBEHÖR

CT-atrapp (för simulering)


FUNKTIONER

KVUE™ ACCESS 360™ KOMPONENTER



FUNKTIONER

KVUE™ ACCESS 360™ G2 KOMPONENTER



FUNKTIONER

KOMPONENTER

1. KVUE™ ACCESS 360™ OCH KVUE™ ACCESS 360™ G2 COUCHTOP BORDSINLÄGGSSYSTEM FÖR BRÖSTBEHANDLING I MAGLÄGE

Access 360™ och Access 360™ G2 används för att underlätta positionering och förberedelse av patienter som genomgår strålbehandling av bröst- och klavikelområdet i magläge.

2. KVUE™ ACCESS 360™ OCH KVUE™ ACCESS 360™ G2 COUCHTOP BORDSINLÄGG FÖR BRÖSTBEHANDLING I MAGLÄGE

kVue-systemet medger snabba och enkla byten mellan höger- och vänstersidig Access 360™ och Access 360 G2 och andra kVue Couchtop bordsinlägg. Inlägget har ett rutnät avsett att möjliggöra behandling av klavikelområdet.

3. SUPRAKLAVIKULÄRT RUTNÄT

Det klavikulära rutnätet möjliggör behandling av klavikelområdet med låg attenuering.

4. DYNOR

Dynorna används för att göra det bekvämare för patienten, men kan tas bort, och vakuumkuddar kan användas. Dynorna är även försedda med figurer för patientpositionering.

5. DUBBELHANDTAG

Dubbelhandtaget är ergonomiskt designat för att minska påfrestningen på patientens handled, till skillnad mot de standardhandtag som används med andra enheter.

6. HANDTAGSGREPP

Handtagsgreppet kan användas av patienter med nedsatt rörlighet.

7. HUVUDSTÖD

Systemet levereras med ett huvudstöd för magläge och ett konturerat huvudstöd. Båda kan användas beroende på vilket användningssätt som föredras. De kan ställas in gentemot inlägget i flera olika positioner beroende på patientens längd.

8. IPSILATERAL SKALA

Den ipsilaterala skalan kan svängas och snäppas fast superiort för iordningställning och svängas tillbaka inferiort för behandling och förvaring. Skalan kan användas som inriktningshjälpmedel. Den har en noggrannhet på ± 1 mm.

9. KONTRALATERAL SKALA

Access 360: Den kontralaterala skalan återfinns längs inläggets kontralaterala sida och kan användas som inriktningshjälpmedel. Skalan har en noggrannhet på ± 1 mm. (Endast tillgängligt på Access 360)

Access 360 G2: ytterligare ipsilaterala skalor finns tillgängliga för användning på den kontralaterala sidan. (Endast Access 360 G2)

10. INFERIOR SKALA

Den inferiora skalan återfinns nedanför inläggets knämarkeringar och kan användas som inriktningshjälpmedel. Skalan har en noggrannhet på ± 1 mm. (Endast tillgängligt på Access 360)

FUNKTIONER

KOMPONENTER

11. SUPERIOR CT-ATTRAPP

Den superiora CT-atrappen ställs in gentemot CT-överlägget med hjälp av en positioneringsstav. Den höjer upp inläggets superiora ände 13 cm och används i kombination med den inferiora CT-atrappen under simulering.

12. INFERIOR CT-ATTRAPP

Den inferiora CT-atrappen ställs in gentemot CT-överlägget med hjälp av en positioneringsstav. Den höjer upp inläggets inferiora ände 13 cm och används i kombination med den superiora CT-atrappen under simulering.

13. MELLANLÄGG FÖR SUPERIOR CT-ATTRAPP

Mellanlägget för CT-atrappen ställs in gentemot en positioneringsstav och höjer den superiora CT-atrappen i steg om med 2,5 cm. Detta mellanlägg kan snäppas fast i ett annat mellanlägg för superior CT-atrapp och även i själva den superiora CT-atrappen.

14. MELLANLÄGG FÖR INFERIOR CT-ATTRAPP

Mellanlägget för CT-atrappen ställs in gentemot en positioneringsstav och höjer den inferiora CT-atrappen i steg om 2,5 cm. Detta mellanlägg kan snäppas fast i ett annat mellanlägg för inferior CT-atrapp och kan skruvas fast i den inferiora CT-atrappen.

15. REFERENSPLATTA

CT-atrapperna är försedda med referensplattor för positionering av CT-atrapperna gentemot Couchtop med hjälp av en positioneringsstav. Referensplattorna på CT-atrapperna snäpps fast i referensplattorna på CT-mellanläggen för justering i höjddled.

16. kVUE™ COUCH TOP


kVue Couchtop är det kompletta patientstödssystemet med undantag av utrustningens ursprungliga bordsunderdel. Det består av underredet (inklusive stödbalkar), gränssnittsplattan (om en sådan krävs) och lämpligt kVue Couchtop bordsinlägg. (Se installations- och användarhandboken till kVue för ytterligare information).

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

IORDNINGSTÄLLNING

POSITIONERINGSSTAV

Positioneringsstaven har två positioneringsstift som passar till de flesta positioneringstillbehör av standardtyp. För att fästa positioneringsstaven, placera dess båda ändar i tillämpliga Varian Exact®-kompatibla referenshål och snäpp fast staven. För att ta bort eller flytta om staven, dra uppåt i båda stavändarna.



ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

! OBSERVERA ! På grund av enhetens längd rekommenderas att den hanteras av två personer under montering och avtagning.

FASTSÄTTNING AV CT-ATTRAPPERNA OCH CT-MELLANLÄGGEN I ÖVERLÄGGET

1. Fäst 2 positioneringsstavar 1260 mm (normalt 9 referenshål) från varandra och snäpp fast dem på plats (Fig. 1 och 2).




Fig. 1




Fig. 2

2. Placera CT-attrapperna och CT-mellanläggen, beroende på tänkt uppsättning, på positioneringsstavarna (Fig. 3 och 4). Se till att CT-attrapperna och CT-mellanläggen använder samma referenslägen på både den superiora och den inferiora CT-atrappen A, B, C eller D (Fig. 5, 6 och 7). Mellanlägg kan staplas på varandra för att öka höjden i steg om 2,5 cm.




Fig. 3

ELLER




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6



Fig. 7

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

3. Ta bort Access 360 eller Access 360 G2 för att minska höjden på enheten eller ta bort CT-atrapperna och CT-mellanläggen. Vid tryckning på frigöringsknappen på vardera sidan av referensplattan ska CT-atrappen eller CT-mellanlägget lyftas bort från CT-mellanlägget under och tas bort (Fig. 8).




Fig. 8


ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

MONTERING

! OBSERVERA ! På grund av enhetens längd rekommenderas att den hanteras av två personer under montering och avtagning.

MONTERING AV COUCHTOP BORDSINLÄGG





1. Placera kVue Couchtop-bordsinlägget på stödbalkarna och rikta in de två hoppassningsstiften mot mottagarhålen på OneTouch Latch.
2. Skjut in Couchtop-bordsinlägget från huvudänden på kVue Couchtop, direkt in i mottagarhålen. Ett klick hörs när Couchtop-bordsinlägget låses på plats. **ENDAST** den gröna knappens yta är synlig vid korrekt montering av inlägget.



BORTTAGNING AV COUCHTOP BORDSINLÄGG

! LYFT ALDRIG COUCHTOP-BORDSINLÄGGETS ÄNDE ! ÄVEN OM MEKANISMEN ÄR MYCKET ROBUST KAN HOPPASSNINGSTIFTEN BÖJAS ELLER BRYTAS, VILKET MEDFÖR ATT COUCHTOP BLIR OANVÄNDBART.

1. Roterar spaken i riktning moturs.
2. Dra ut den roterade spaken från Couchtops ena sida tills Couchtop-bordsinlägget frigörs. Detta kan göras med en hand.
3. Dra ut Couchtop-bordsinlägget från Couchtop.



ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

IORDNINGSTÄLLNING

HUVUDSTÖD

1. Välj antingen huvudstödet för magläge eller det konturerade huvudstödet till patienten (Huvudstöd för magläge visas nedan).
2. Sätt in inriktningsstycket av plast i korrekt slits (A, B, C, D, E, F) i enhetens superiora ände (Fig. 9 och 10).
3. För att ta av eller flytta om huvudstödet, dra det uppåt och bort från inlägget.




Fig. 9




Fig. 10

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

IORDNINGSTÄLLNING

DUBBELHANDTAG

! VARNING ! DUBBELHANDTAGET OCH HANDTAGSGREPPEN ÄR INTE KONSTRUERADE FÖR ATT KUNNA BÄRA UPP PATIENTENS VIKT:

- Använd **INTE** handtagen för att positionera patienten.
- Använd **INTE** handtagen som hjälp för att få patienten upp på eller av från enheten.

1. Rikta in dubbelhandtagets ändar mot motsvarande hål (1, 2, 3, 4, 5, 6) i inläggets superiora ände.
2. Tryck ned dubbelhandtaget tills det snäpper in i hålen (Fig. 11 och 12).

! OBSERVERA ! Dubbelhandtagets böj ska luta tillbaka mot patienten, så som visas i figuren nedan (Fig. 10).

3. För att ta bort eller flytta om dubbelhandtaget, dra det uppåt tills det snäpper ut ur hålen (Fig. 11 och 13).

! OBSERVERA ! När handtagen tas bort ska man trycka ovanpå inlägget så att det **INTE** lyfts med uppåt; även om mekanismen är mycket robust kan hoppassningsstiften böjas eller brytas så att Couchtop blir oanvändbart.




Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

IORDNINGSTÄLLNING

HANDTAGSGREPP INLÄGG

1. Sätt in handtagsgreppen i korrekt håll (A1, A2, A3) i inläggets superiora ände (Fig. 14).
2. Vrid handtagsgreppen åt valfritt håll tills handtaget sitter stadigt i hålet och låses fast på plats (Fig. 15).
3. För att ta bort handtagsgreppen, vrid åt motsatt håll jämfört med vid insättningen tills handtaget lossnar och dra sedan rakt ut (Fig. 14 och 15).




Fig. 14




Fig. 15

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

PATIENTPOSITIONERING

! OBSERVERA ! Patienterna kan behöva hjälp med att komma upp på och av från enheten. Nedanstående anvisningar är vår föreslagna metod, men den kan variera från klinik till klinik.

KOMMA UPP PÅ OCH AV FRÅN ACCESS 360™ OCH ACCESS 360™ G2

1. Sänk bordet eller använd en pall för att hjälpa patienten att komma upp på inlägget.
2. När patienten är uppe på inlägget, rikta in patientens knän med markeringarna på skumplasten.
3. Be patienten använda händerna och armbågarna för att flytta överkroppen i rätt position.
4. Be patienten att långsamt lägga sig ner i rätt position.
5. När patienten är i rätt position, placera patientens huvud i huvudstödet och be patienten fatta tag i lämpliga handtag.
6. För att hjälpa patienten av från inlägget, utför ovanstående steg i omvänd ordningsföljd.




Fig. 16




Fig. 17




Fig. 18

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

IORDNINGSTÄLLNING

IPSILATERAL SKALA

! VARNING ! DEN IPSILATERALA SKALAN ÄR INTE KONSTRUERAD FÖR ATT KUNNA BÄRA UPP PATIENTENS VIKT.

1. När patienten är på plats, sväng den ipsilaterala skalan superiort tills den låses fast på plats (Fig. 20).
2. Rikta in patienten.

! OBS ! Skalorna är avsedda som ett inriktningshjälpmedel; användaren är ansvarig för att bekräfta patientens position.

! OBS ! Skalornas noggrannhet har testats och fastställts till ± 1 mm.

3. Sväng den ipsilaterala skalan inferiort, in i dess förvaringsläge, före behandling och/eller under förvaring (Fig. 19 och 20).



Fig. 19: Förvaringsläge



Fig. 20

UNDERHÅLL

RENGÖRING AV SYSTEMET

Enheten kan rengöras med en mild, icke-slipande rengörings- eller desinfektionslösning. Rengör genom att applicera lösningen på en ren duk och torka av ytan. Inspektera enheten visuellt och upprepa föregående rengöringssteg, om den inte är ren, tills den är visuellt ren. Använd en ren duk fuktad med vatten för att torka av enheten för att ta bort alla rester av rengöringsmedlet. Torka genom att torka av enheten med en ren, torr duk. Följande rengöringsmaterial har testats och visats vara lämpligt för rengöring av enheten.

- Vatten
- Tvål och vatten

DESINFEKTION AV SYSTEMET

För att desinfektera anordningens yta hänvisas till specifika instruktioner från rengöringsmedlets tillverkare.

- 10 % Clorox® blekmedelslösning
- Isopropylalkohol
- Cidex® 2,4 % aktiverad dialdehydlösning


Spraya INTE direkt på Couchtop eller Couchtop-bordsinlägget och låt inte vätska tränga in i underredet.

Placera INTE vassa föremål på Couchtop eller Couchtop-bordsinlägget.

SPECIFIKATIONER

ACCESS 360™


Maxvikt: 200 kg (440 pund), jämnt fördelad belastning



SPECIFIKATIONER

ACCESS 360™ G2

Maxvikt: 200 kg (440 pund), jämnt fördelad belastning



PATIENTINSTÄLLNING

KVUE™ ACCESS 360™ BORDSINLÄGG

Patientens namn:


Patient-ID:

Inställning utförd av:

Läkare:

Datum:

Kommentarer:



Vänster inlägg

Höger inlägg

! OBSERVERA ! Vänster inlägg visas ovan.

1. Inferior inriktning:

2. Kontralateral skala:

3. Ipsilateral skala:

4. Dubbelhandtagets position (markera en): 1 2 3 4 5 6 Ej tillämpligt gt

5. Handtagsgreppets position, patientens högra sida (markera en): A1 A2 A3 Ej tillämpligt

6. Handtagsgreppets position, patientens vänstra sida (markera en): A1 A2 A3 Ej tillämpligt


7. Använt huvudstöd: Inget Magläge Konturerat
Position (markera en): A B C D F

8. Knäposition (markera en): V W X Y Z

9. Ytterligare anmärkningar:

PATIENTINSTÄLLNING

KVUE™ ACCESS 360™ BORDSINLÄGG (FORTS.)



! OBSERVERA ! Vänster inlägg visas ovan.

CT-atrapp och -mellanlägg

10. Antal uppsättningar CT-atrapp/mellanlägg som används (markera en): **0** **1** **2** **3**

11. Superior CT-atrapp – position på positioneringsstaven (markera en): **A** **B** **C** **D**

11a) Indexeringsstavens position på bordet:

12. Inferior CT-atrapp – position på positioneringsstaven (markera en): **A** **B** **C** **D**

12a) Indexeringsstavens position på bordet:

13. Ytterligare anmärkningar:

PATIENTINSTÄLLNING

KVUE™ ACCESS 360™ G2 BORDSINLÄGG

Patientens namn:


Patient-ID:

Inställning utförd av:

Läkare:

Datum:

Kommentarer:



Vänster inlägg

Höger inlägg

! OBSERVERA ! Vänster inlägg visas ovan.

1. Ipsilateral skala:

2. Dubbelhandtagets position (markera en): **1** **2** **3** **4** **5** **6** **Ej tillämpligt**

3. Handtagsgreppets position, patientens högra sida (markera en): **A1** **A2** **A3** **Ej tillämpligt**

4. Handtagsgreppets position, patientens vänstra sida (markera en): **A1** **A2** **A3** **Ej tillämpligt**


5. Använt huvudstöd (markera med kryss): **Inget** **Magläge** **Konturerat**
Position (markera en): **A** **B** **C** **D** **F**

6. Knäposition (markera en): **V** **W** **X** **Y** **Z**

7. Ytterligare anmärkningar:

PATIENTINSTÄLLNING

KVUE™ ACCESS 360™ G2 BORDSINLÄGG (FORTS.)




! OBSERVERA ! Vänster inlägg visas ovan.

CT-attrapper och -mellanlägg


8. Antal uppsättningar CT-attrapper/mellanlägg som används (markera en): **0** **1** **2** **3**
9. Superior CT-attrapp – position på positioneringsstaven (markera en): **A** **B** **C** **D**
9a) Indexeringsstavens position på bordet:
10. Inferior CT-attrapp – position på positioneringsstaven (markera en): **A** **B** **C** **D**
10a) Indexeringsstavens position på bordet:
11. Ytterligare anmärkningar:

DELAR

KVUE™ ACCESS 360™ BORDSINLÄGG



1. RT-4544KV – kVue Access 360 paket
2. RT-4544KV-01 – kVue Access 360 Couchtop bordsinlägg – vänster bröst
3. RT-4544KV-02 – kVue Access 360 Couchtop bordsinlägg – höger bröst
4. RT-4544KV-03 – kVue Access 360 CT-atrapp, set
5. RT-4544KV-04 – Dubbelhandtag
6. RT-4544KV-05 – Handtagsgrepp
7. RT-4544KV-06 – Huvudstöd för magläge
8. RT-4544KV-06 – Konturerat huvudstöd
9. RT-4551CART – Förvaringsvagn (visas ej i diagrammet)
10. 8001846 – Ipsilateral skala
11. 8001946 – Access 360 dynor, set




RT-4544KV-03A

kVue™ Access 360™
mellanläggssats
(säljs separat)


DELAR

KVUE™ ACCESS 360™ G2 BORDSINLÄGG



1. RT-4544KV-10 – kVue Access 360 G2 paket
2. RT-4544KV-11 – kVue Access 360 G2 Couch Top bordsinlägg – vänster bröst
3. RT-4544KV-12 – kVue Access 360 G2 Couch Top bordsinlägg – höger bröst
4. 8002581 – kVue Access 360 G2 CT-atrapp, set
5. 8002579 – kVue Access 360 G2 mellanläggssats
6. RT-4544KV-04 – Dubbelhandtag
7. RT-4544KV-05 – Handtagsgrepp
8. RT-4544KV-06 – Huvudstöd för magläge
9. RT-4544KV-06 – Konturerat huvudstöd
10. RT-4551CART – Förvaringsvagn (visas ej i diagrammet)
11. 8002601 – 40 cm Ipsilateral skala (Utbytes)
12. 8002602 – 48 cm Ipsilateral skala (Tillbehör)
13. 8003038 – Access 360 G2 dynor, set

5



8002579

kVue™ Access 360™ G2
mellanläggssats
(säljs separat)



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2002686_SV_E
2021-07