



positioning
patients for life.®

PRODUKTGUIDE & ANVÄNDARHANDBOK

Aquaplast RT™ & Fibreplast®
termoplast & IntegraBite™



 EC REP Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, Longdon W1D 4EG United Kingdom
 <i>Tillverkad i USA av</i> Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 484-720-6053 www.Qfix.com	CH REP Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Registro Anvisa N°: 81300160001

Fibreplast® är registrerat varumärken som tillhör Qfix.

Aquaplast RT, Assure, IntegraBite och Integrated Shim är varumärken som tillhör Qfix.

Moldcare® är ett registrerat varumärke som tillhör ALCARE CO, LTD.

Clorox® är ett registrerat varumärke som tillhör The Clorox Company.

Super Sani-Cloth® är ett registrerat varumärke som tillhör PDI Healthcare.

Cidex® är ett registrerat varumärke som tillhör Johnson & Johnson.

AQUAPLAST RT™ & FIBREPLAST® TERMOPLAST

AVSEDD ANVÄNDNING

Aquaplast RT och Fibreplast är avsedda att immobilisera, positionera och repositionera patienter som genomgår strålbehandling.

! OBSERVERA ! Enligt amerikansk federal lag får denna enhet endast säljas av eller på ordination av läkare.

PATIENTMÅLGRUPPER

Patienter som får strålbehandling eller diagnostisk avbildning.

AVSEDDA ANVÄNDARE

Avsedd användare för produkterna är en person kvalificerad i enlighet med regionens myndighetskrav.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING

- Användning av denna enhet kan orsaka lätt överkänslighet vid hudkontakt.
- Aquaplast RT och Fibreplast termoplast tillhandahålls osterila och är endast avsedda att användas med en patient.
- Masker av termoplast attenuerar behandlingsstrålen och ökar huddosen. Attenueringen och den ökade huddosen ska tas med i beräkningen under planering och behandling.
- På Qfix.com finns en lista med definitioner av symboler.

! VARNING ! VERIFIERING AV PATIENTPOSITION MÅSTE UTFÖRAS UNDER PLANERING OCH BEHANDLING I EN STRÅLBEHANDLINGSMILJÖ. FÖLJ STANDARDISERADE VERIFIERINGSPROTOKOLL FÖR ATT VERIFIERA PATIENTPOSITION INNAN BEHANDLING UTFÖRS.

! VARNING ! EFFEKTER AV DOSDJUP, DEPOSITION OCH ÖVERFÖRINGSOMRÅDE MÅSTE UTVÄRDERAS VID PLANERING OCH BEHANDLING INOM EN PROTONBEHANDLINGSMILJÖ.

! OBSERVERA ! Förvara inte masken med stiften intryckta.

! OBSERVERA ! Lyft inte masken i stiften.

ALLVARLIGA OLYCKOR

Vänligen rapportera allvarliga olyckor (t.ex. olyckor som orsakar eller har potential att orsaka dödsfall eller allvarlig personskada) både till Qfix och till behörig myndighet i ditt land.

INFORMATION OM MR-SÄKERHET


 Icke-kliniska test har visat att termoplasterna Aquaplast RT & Fibreplast är MR-säkra. Termoplasterna Aquaplast RT & Fibreplast kan användas i MR-miljö.

AQUAPLAST RT™ & FIBREPLAST® TERMOPLAST

INFORMATION & ANVÄNDBARA RÅD

- Aquaplast RT och Fibreplast finns tillgängliga i en mångfald olika storlekar och tjocklekar. Se Qfix-katalogen eller besök www.Qfix.com för ett komplett urval av termoplast och ytterligare information.
- Aquaplast RT och Fibreplast termoplast kan anpassas för användning tillsammans med kommersiellt tillgängliga anordningar för immobilisering och positionering som t.ex. skummedel och vakuumdynor. Aquaplast och Fibreplast kan också modifieras för att användas tillsammans med de flesta anpassningsbara system för immobilisering av huvud och nacke.
- En duschmössa kan användas för att täcka patientens hår medan masken tillverkas. I den uppmjukade formen kan maskerna fastna i hår som har sprejats med hårsprej.
- För optimal passform och patientkomfort:
 - En 10 x 10 cm (4 x 4 tum) gasbinda kan placeras över beniga utskott för att mildra möjliga tryckpunkter.
 - Ett mellanlägg eller liknande kan placeras under patientens huvud medan masken tillverkas. Mellanlägg kan läggas till eller tas bort under behandlingen för att anpassa maskens passform.
- Innan masken formas ska alla öppna sår eller lesioner täckas med ett förband eller plastfolie enligt sjukhusets protokoll.
- När maskerna inte används ska de skyddas från värme och direkt solljus.
- Aquaplast RT och Fibreplast ska kasseras enligt sjukhusets protokoll.

IDENTIFIERING AV S-FRAME-STIFT

Ramfärg	Stiftfärg
 Mörkblå ram	 Gråa stift
 Ljusblå ram	 Vita stift

RAPIDHEAT™ UGN

MJUKA UPP TERMOPLASTMASKEN

! VARNING ! RESPEKTERA OCH FÖLJ ALLA VARNINGAR, FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH BRUKSANVISNINGAR SOM FINNS I PRODUKTGUIDE OCH ANVÄNDARHANDBOK FÖR RAPIDHEAT™ UGN.

! VARNING ! UGNSGALLREN KAN VARA HETA! HANTERA MED FÖRSIKTIGHET. ANVÄND SKYDD FÖR HÄNDERNA VID HANTERING.

Sätt på RapidHeat™-ugnen genom att trycka på strömbrytarknappen  innan patienten förs in i simuleringsrummet.

Manuellt Läge

1. När programindikatorn (P01, P02, osv.) slutar blinka, tryck på knappen ÖKA  eller MINSKA  för att ställa in önskad temperatur. Lampan blinkar intill den lilla symbolen för TEMPERATUR .
2. Tryck på knappen TIMER . Lampan blinkar intill den lilla symbolen för TIMER . Tryck på knappen ÖKA  eller MINSKA  för att ställa in önskad uppvärmningstid.
3. Tryck på START/STOPP  för att starta cykeln för föruppvärmning. Skärmen blinkar "PrH" för FÖRUPPVÄRMNING. Gå till avsnittet "Värma Masken".

! OBSERVERA ! Vid ändring av temperaturen, kontrollera att lampan intill den lilla symbolen för TEMPERATUR  blinkar. Vid ändring av uppvärmningstiden, kontrollera att lampan intill den lilla symbolen för TIMER blinkar.

Programläge

1. När programindikatorn (P01, P02, osv.) blinkar, tryck på knappen ÖKA  eller MINSKA  tills det önskade programmet är markerat.
2. Tryck på START/STOPP  för att starta cykeln för föruppvärmning.

! OBSERVERA ! Skärmen indikerar det senas memorerade programmet genom att blinka P01 (Program 1), P02 (Program 2), osv. Om skärmen slutar blinka innan det önskade programmet har markerats, tryck på knappen P  och trycka på ÖKA  eller MINSKA  tills det önskade programmet har markerats.

RAPIDHEAT™ UGN

Värma Masken

1. Ugnen piper och skärmen visar PrH READY när ugnen har avslutat cykeln för föruppvärmning och är redo att värma termoplastmasken.
2. Placera Aquaplast RT eller Fibreplast mask ovanpå nätinsatsen.
3. Använd nätinsatsen som överföringsbricka och placera nätinsatsen på ugns gallret.

! OBSERVERA ! Placera maskramens nedre kant inåt mot ugnens bakre vägg. Maskens kant ska vara i linje med ugns gallrets bakre kant. Maskens huvud ska vara i linje med ugns gallrets framkant i främre delen av ugnen.

4. När du stänger ugnsdörren och tryck på START/STOPP  så börjar timern räkna ned.
 - Under uppmjukningscykeln kan ugnskammarens faktiska inre temperatur visas genom ett tryck på knappen TEMPERATUR .
 - Öka eller sänk temperaturen i ugnen genom att trycka på knappen ÖKA  eller MINSKA  tills önskad temperatur är nådd.
 - Öka eller minska nedräkningstiden genom att först trycka på knappen TIMER  och sedan på knappen ÖKA  eller MINSKA  för att ändra den inställda uppvärmningstiden.
 - Tryck på knappen LAMPA  för att lysa upp ugnens insida. Lampan är tänd i 60 sekunder.
 - Om dörren öppnas under uppmjukningsprocessen så pausas timern. Timern startar nedräkningen igen när ugnsdörren stängs.
5. När timern räknat ned till noll piper ugnen tre gånger, och därefter piper den var 60:e sekund för att visa att uppmjukningscykeln är avslutad. På skärmen visas READY. Använd nätinsatsen som överföringsbricka och ta bort masken från ugns gallret.
6. Kontrollera att masken är sval nog för att vara behaglig för patienten innan masken vidrör patienten.

Rekommenderade uppvärmningstemperaturer och temperaturer för Qfix termoplastmasker

Termoplast	Uppvärmningstid	Uppvärmningstemperatur
Aquaplast RT och Fibreplast masker	3–11 minuter	74°C (165°F)

! VARNING ! VÄRM INTE MASKEN I MER ÄN 30 MINUTER.

VATTENBAD

MJUKA UPP TERMOPLASTMASKEN

! VARNING ! RESPEKTERA OCH FÖLJ ALLA VARNINGAR, FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH BRUKSANVISNINGAR SOM FINNS I PRODUKTGUIDE OCH ANVÄNDARHANDBOK FÖR VATTENBADET.

1. Innan patienten förs in i simuleringsrummet ska vattenbadet slås på. Kontrollera att det finns tillräckligt med vatten så att det täcker termoplasten.
2. Placera nätinsatsen i det heta vattnet och lägg masken ovanpå.

Rekommenderade uppvärmningstemperaturer och temperaturer för Qfix termoplastmasker

Termoplast	Uppvärmningstid	Uppvärmningstemperatur
Aquaplast RT masker	2 minuter	70°–75°C (160°–170°F)
Fibreplast masker	2 minuter	75°–80°C (165°–175°F)

! VARNING ! LÅT INTE MASKEN LIGGA I VATTENBADET LÄNGRE LÄNGRE ÄN 30 MINUTER.

3. Använd nätinsatsen som ett överföringsblad, avlägsna ramen från vattnet och torka av överskottet av vatten med en torr handduk. Se till att masken är torr och tillräckligt sval för patientens komfort.

! VARNING ! RAMEN OCH TERMOPLASTEN KAN VARA HETA! HANTERA MED FÖRSIKTIGHET. LÅT SVALNA NÅGOT INNAN PATIENTKONTAKT FÖR ATT UNDVIKA SKADOR PÅ PATIENTEN.

INSTRUKTIONER FÖR FORMNING

INSTRUKTIONER FÖR FORMNING AV AQUAPLAST RT OCH FIBREPLAST

1. Använd lämpligt huvudstöd och MOLDCARE®-alternativ, beroende på vilken anordning som används.

! OBSERVERA ! Innan masken placeras på patienten kan det, beroende på typ av anordning som används, vara fördelaktigt att försträcka materialet. Försträckning av materialet ger ett mer enhetligt hålmönster på den färdiga masken, och reducerar krympningseffekterna. Det rekommenderas inte att man försträcker Fibreplast.

2. För att försträcka en U-Frame eller en S-Frame håller du masken mot din höft med en hand. Sträck masken ungefär 15 cm (6 tum) med den andra handen (Fig. 1).

3. Kontrollera att den uppmjukade masken inte är för varm, innan den placeras över patienten.

4. Börja med att haka fast termoplastens kant under patientens haka, med termoplasten vinklad uppåt mot patientens ansikte i 45 ° vinkel (Fig. 2).

! OBSERVERA ! Processen kan variera beroende på typ av anordning som används.

5. Sträck termoplasten 15 till 20 cm (6 till 8 tum) i superior riktning, bakåt och nedåt mot anordningen (Fig. 3).

6. Lås fast masken vid anordningen.

! OBSERVERA ! Hur man låser fast masken varierar beroende på vilken typ av anordning som används.

7. Avsluta formningen av masken med genom att varsamt trycka med fingrarna för att erhålla den önskade konturen av patientens huvud liksom konturen runt näsan (Fig. 4).

8. Låt masken svalna helt, minst 10–15 minuter, innan den tas bort. Påbörja om möjligt simuleringen medan masken svalnar, utan att avlägsna masken förrän simuleringen är klar.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4

EXEMPEL PÅ PLACERING AV VARIABLE PERF TERMOPLAST

Följande är ett exempel på hur Variable Perf termoplast ska placeras på patientens ansikte med näsa och haka i korrekt läge.




Fig. 5




Fig. 6

INSTRUKTIONER FÖR FORMNING

INSTRUKTIONER FÖR FORMNING AV ASSURE™ MED FRI SIKT FÖR ENBART HUVUD

1. Använd lämpligt huvudstöd och MOLD CARE®-alternativ, beroende på vilken anordning som används.
2. Kontrollera att den uppmjukade masken inte är för varm, innan den placeras över patienten.
3. Trä termoplastmasken över patienten med början från övre delen av bröstet, så att den nedre kanten av öppningen som ger fri sikt befinner sig vid näsans nedre del och öppningens övre kant är cirka 1 cm ovanför ögonbrynen.
4. Innan masken låses fast måste ytterligare en person placera sina händer längs med de övre och nedre kanterna för att låsa fast öppningen medan masken låses fast vid anordningen.
5. Sträck termoplasten 15 till 20 cm (6 till 8 tum) nedåt mot enheten.
6. Lås fast masken vid anordningen.

! OBSERVERA ! Hur man låser fast masken varierar beroende på vilken typ av anordning som används.

7. Vik upp maskens nedre del runt patientens haka för ytterligare stadga och stabilitet.
8. Avsluta formningen av masken med genom att varsamt trycka med fingrarna för att erhålla den önskade konturen av patientens huvud.
9. Låt masken svalna helt, minst 10–15 minuter, innan den tas bort. Påbörja om möjligt simulering medan masken svalnar, utan att avlägsna masken förrän simuleringen är klar.

INSTRUKTIONER FÖR FORMNING AV ASSURE MED FRI SIKT FÖR HUVUD OCH AXLAR

1. Se steg 1–3 i avsnittet om Assure med fri sikt för enbart huvud.
2. Innan masken låses fast måste ytterligare en person hålla fast termoplasten på bröstet med båda händerna.
3. Börja att långsamt sträcka masken ned mot anordningen, utan att översträcka öppningen för fri sikt, och lås fast låsstiften.
4. Avsluta formningen av masken med genom att varsamt trycka med fingrarna för att erhålla den önskade konturen av patientens huvud och axlar.
5. Låt masken svalna helt, minst 10–15 minuter, innan den tas bort. Påbörja om möjligt simulering medan masken svalnar, utan att avlägsna masken förrän simuleringen är klar.

INSTRUKTIONER FÖR FORMNING

INSTRUKTIONER FÖR FORMNING AV MASKER MED INTEGRERADE MELLANLÄGG

! OBSERVERA ! Om ett stift på ett integrerat mellanlägg sticker ut från ramen ska masken kasseras. Försök inte sätta ihop en mask med integrerat mellanlägg igen.

1. Vrid varje stift på den anteriora termoplastmasken till önskad mellanläggshöjd; 2 mm rekommenderas (markeringar finns med 0,5 mm mellanrum) (Fig. 7).
2. Följ ett av nedanstående avsnitt, beroende på vilken typ av termoplastmask som används:
 - Instruktioner för formning av Aquaplast RT & Fibreplast—Följ steg 1–5.
 - Instruktioner för formning av Assure med fri sikt för enbart huvud—Följ steg 1–4.
 - Instruktioner för formning av Assure med fri sikt för huvud och axlar—Följ steg 1–3.

! OBSERVERA ! Kontrollera att Integrated Shims™ är inställda i önskad höjd innan den anteriora masken låses fast.

! VARNING ! VAR FÖRSIKTIG SÅ ATT INTE PATIENTEN ELLER OPERATÖREN KLÄMS MELLAN MASKEN OCH ENHETEN NÄR MASKEN SÄTTS FAST.

3. Lås fast termoplastmasken genom att pressa ned alla stiften; ett klickljud ska höras vilket anger att termoplastmasken sitter fast.
4. Avsluta formningen av masken med genom att varsamt trycka med fingrarna för att erhålla den önskade konturen av patientens huvud och axlar.
5. Låt masken svalna helt, minst 10–15 minuter, innan den tas bort. Påbörja om möjligt simulering medan masken svalnar, utan att avlägsna masken förrän simuleringen är klar.

! OBSERVERA ! Integrated Shim System™ är inbyggt i termoplastmasken och gör det möjligt att justera höjden utan att masksystemet behöver tas av.

- Önskad höjd på mellanlägget (shim) ställs in genom att rotera stiftet. Detta kan göras oavsett om masken sitter på patienten eller inte. Vrid medurs för att öka höjden och moturs för att minska höjden.
- Mellanlägget justeras i steg om 0,5 mm.
- Höjden på varje enskilt mellanlägg (shim) kan ställas in separat från de övriga mellanläggen.




Fig. 7

AQUAPLAST RT OR FIBREPLAST MASK FÖR BOS HUVUDRAM

ORDNINGSTÄLLNING

Placera BoS skumstöd för huvud/nacke på enhetens halsområde.

- MOLDCARE® kan användas istället för huvud/nackstödet. Qfix rekommenderar användning av RT-4492U med BoS huvudram.
- Ett mellanlägg i skum (RT-4485) kan användas för att kompensera krympning av BoS-masken.

! OBSERVERA ! BoS-masken är utformad för att formas med maskens svetsade sida (se fig. 11) riktad utåt från patienten när den fästs vid stiftet på BoS-enheten. Placera ramsidan (se fig. 10) på masken nedåt i vattenbadet eller ugnen och mot patienten när masken ska formas. Det är lättare att fästa ramen vid BoS genom att först sätta dit det stift som är märkt "A" i fig. 9.




Fig. 8: Skuminlägg (RT-4485)




Fig. 9




Fig. 10: Ramsida




Fig. 11: Svetsad sida

AVTAGNING

1. Ta bort masken från patienten.
2. Ta bort patienten från enheten.
3. Ta bort enheten från bordsinlägget.
4. Ta bort indexeringsadaptern från bordsinlägget.

ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER



Får inte användas med

Får inte användas tillsammans med protes för samtliga tänder i antingen över- eller underkäke eller tandlagningar som omfattar "bindning" av kompositmaterial, akryl- eller porslinsfyllningar till naturliga tänder.

Ytterligare försiktighetsåtgärder

- Rengör masken före varje användning.
- Kassera om bitplattan tappas.
- Var försiktig när bitplattan förs in i patientens mun, så att inte läpparna kläms mellan tänderna och masken.
- Bitplattan kan orsaka artefakter.
- Bitplattan kan ha en boluseffekt.
- Var försiktig så att inte någon tand kapslas in av att termoplasten tillåts flyta ut och in i någon fördjupning på tanden.

INFORMATION OM MR-SÄKERHET

MR Icke-kliniska test har visat att IntegraBite är MR-säker. IntegraBite kan användas i MR-miljö.


FUNKTIONER

Beskrivning

Den individualiserade immobiliseringsenheten IntegraBite ger noggrann och reproducerbar positionering för patienter som får strålbehandling av huvud och nacke. IntegraBite är designad för att säkerställa positioneringens reproducerbarhet och maximal åtkomst av patienten för behandling från olika vinklar. IntegraBite-systemet är designat för att immobilisera huvud och nacke under behandling och möjliggör replikering av positionen.

Nödvändiga tillbehör

Fibreplast termoplastmask



1. INTEGRABITE

2. APPLIKATOR

3. BITPLATTA

BRUKSANVISNING

1. Se till att IntegraBite är korrekt ihopmonterad med applikatorn och att bitplattan är inriktad vertikalt (Fig. 11).
2. Tillverka Fibreplast-masken enligt den medföljande bruksanvisningen.
3. För in bitplattan genom masken och in i patientens mun medan masken fortfarande är formbar (Fig. 12).
4. Använd guiden för att föra in bitplattan till lämpligt djup (Fig. 12).
5. När bitplattan har förts in centreras den i patientens mun och patienten instrueras att bita på den böjda änden av plattan.
6. Låt masken svalna och hårdna ordentligt.
7. När masken är helt hård tas IntegraBite-applikatorn bort från bitplattan genom att skjuta den åt höger eller vänster (Fig. 13).




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13

RENGÖRING OCH DESINFEKTION

RENGÖRING AV INTEGRABITE

Var noga med att rengöra den del av masken som förs in i patientens mun med en vattenbaserad antiseptisk lösning före varje användning.

RENGÖRING AV TERMOPLASTMASKEN

Rengör genom att applicera lösningen på en ren duk och torka av ytan. Inspektera termoplastmasken och upprepa föregående rengöringssteg om den inte är ren, tills den är visuellt ren. Använd en ren duk fuktad med vatten för att torka av termoplastmasken för att ta bort alla rester av rengöringsmedlet. Torka genom att torka av termoplastmasken med en ren och torr duk. Följande rengöringsmaterial har testats och visats vara lämpligt för rengöring av termoplastmasken.

- Vatten
- Tvål och vatten

DESINFEKTION AV TERMOPLASTMASKEN EFTER FORMNING

Använd ett av följande desinfektionsmedel för att desinfektera enheten i enlighet med tillverkarens anvisningar.

- 10 % Clorox® blekmedelslösning
- Super Sani-Cloth®
- Isopropylalkohol
- Cidex® OPA

LISTA ÖVER DELAR

! OBSERVERA ! Qfix tillhandahåller termoplastmasker i en mångfald storlekar och tjocklekar. Den lokala avdelningen för medicinsk fysik bör avgöra vilken mask som lämpar sig för en viss tillämpning.

Produktkod	Beskrivning	Antal per förpackning
RT-1597B	Aquaplast RT Cosmas Cup, Size B	5
RT-1597C	Aquaplast RT Cosmas Cup, Size C	5
RT-1597D	Aquaplast RT Cosmas Cup, Size D	5
RT-1597E	Aquaplast RT Cosmas Cup, Size E	5
RT-1722	Aquaplast RT Sheet, 18" x 24", 2.4 mm, Solid	5
RT-1722P24	Aquaplast RT Sheet, 2.4 mm, 18" x 24", Solid	5
RT-1776KSDGXF	Fibreplast Split Hd Only S-Frame, Ext. Face, 2.4 mm	10
RT-1776KYSDGXF	Fibreplast Open View Split Hd Only S-Frame Variable	10
RT-1778	Aquaplast RT Sheet, 18" x 24", 2.4 mm	5
RT-1778KFORF3	Assure Open View Fibreplast 3-Point Mask, Micro Perf	10
RT-1778KFORF5	Assure Open View Fibreplast 5-Point Mask, Micro Perf	10
RT-1778KORF3	Fibreplast 3-Point, Micro Perf, 2.4 mm	10
RT-1778KORF5	Fibreplast 5-Point, Micro Perf, 2.4 mm	10
RT-1778KPR3D	Fibreplast PR 3-Point, Micro Perf, 2.4 mm Locks	10
RT-1778KPR3DF	Assure Open View Fibreplast PR 3-Point, Micro Perf, 2.4 mm Locks	10
RT-1778KPR5D	Fibreplast PR 5-Point, Micro Perf, 2.4 mm Locks	10
RT-1778KPR5DF	Assure Open View Fibreplast PR 5-Point, Micro Perf, 2.4 mm Locks	10
RT-1778KSDF	Fibreplast Open View Hd +Shldr 2.4 mm Micro Perf	10
RT-1778ORF3	Aquaplast RT 3-Point, Micro Perf, 2.4 mm	10
RT-1778ORF4	Aquaplast RT 4-Point, Micro Perf, 2.4 mm	10
RT-1778ORF5	Aquaplast RT 5-Point, Micro Perf 2.4 mm	10
RT-1778PR2	Aquaplast RT, PR 2-Point, Micro Perf, 2.4 mm	10
RT-1778PR2DC	Aquaplast RT Chin Strap, Micro Perf, 20 cm	4
RT-1778PR3	Aquaplast RT, PR 3-Point, Micro Perf, 2.4 mm	10
RT-1778PR3D	Aquaplast RT, PR 3-Point, Micro Perf, 2.4 mm Locks	10
RT-1778PR5	Aquaplast RT, PR 5-Point, Micro Perf, 2.4 mm	10
RT-1778PR5D	Aquaplast RT, PR 5-Point, Micro Perf, 2.4 mm Locks	10
RT-1779	Aquaplast RT U-Frame, Std, 2.4 mm	5
RT-1779ESD	Aquaplast RT Head Only CURVE S-Frame, 2.4 mm, Standard	10
RT-1779KESDX	Fibreplast Head Only CURVE S-Frame, 2.4 mm, Standard	10
RT-1779KR	Fibreplast Reloadable Insert, Std, 2.4 mm	5
RT-1779KS	Fibreplast Slim U-Frame, Std, 2.4 mm	5
RT-1779KSD	Fibreplast Hd Only Portrait S-Frame, Std, 2.4 mm	10
RT-1779KSDX	Fibreplast Hd Only Portrait S-Frame, Ext, 2.4 mm	10
RT-1779KSX	Fibreplast Slimline U-Frame, 2.4 mm, Extended	5
RT-1779L	Aquaplast RT U-Frame, Lng, 2.4 mm	5
RT-1779O	Aquaplast RT Org U-Frame, Std, 2.4 mm	5
RT-1779S	Aquaplast RT Slim U-Frame, Std, 2.4 mm	5
RT-1779SD	Aquaplast RT Hd Only Portrait S-Frame, Std, 2.4 mm	10
RT-1779SDL	Aquaplast RT Hd Only Portrait S-Frame, Lng, 2.4 mm	10
RT-1779SDX	Aquaplast RT Hd Only Portrait S-Frame, Ext, 2.4 mm	10
RT-1779SL	Aquaplast RT Slim U-Frame, Lng, 2.4 mm	5
RT-1779SO	Aquaplast RT Slim Org U-Frame, Std, 2.4 mm	5
RT-1779SX	Aquaplast RT Slim U-Frame, Ext, 2.4 mm	5

LISTA ÖVER DELAR

Produktkod	Beskrivning	Antal per förpackning
RT-1779X	Aquaplast RT U-Frame, Ext, 2.4 mm	5
RT-1781P	Aquaplast RT Sheet, 9" x 10", 2.4 mm, Perf	5
RT-1782	Aquaplast RT Sheet, 18" x 24", 2.4 mm, Perf	5
RT-1782BOS-DXS	Aquaplast RT Head Only BoS, 2.4 mm Standard Perf	10
RT-1782ESD	Aquaplast RT Head & Shoulder CURVE S-Frame, 2.4 mm	10
RT-1782KESD	Fibreplast Head & Shoulder CURVE S-Frame, 2.4 mm	10
RT-1782KORF3	Fibreplast 3-Point, Std, 2.4 mm	10
RT-1782KORF5	Fibreplast 5-Point, 2.4 mm	10
RT-1782KPR3D	Fibreplast PR 3-Point, Std, 2.4 mm Locks	10
RT-1782KPR5D	Fibreplast PR 5-Point, 2.4 mm Locks	10
RT-1782KSD	Fibreplast Hd+Shldr Portrait S-Frame, 2.4 mm	10
RT-1782KYSDF	Fibreplast Open View Hd + Shldr 2.4 mm Variable Perf	10
RT-1782ORF3	Aquaplast RT 3-Point, Std, 2.4 mm	10
RT-1782ORF4	Aquaplast RT 4-Point, 2.4 mm	10
RT-1782ORF5	Aquaplast RT 5-Point, 2.4 mm	10
RT-1782PR3	Aquaplast RT, PR 3-Point, Std, 2.4 mm	10
RT-1782PR3D	Aquaplast RT, PR 3-Point, Std, 2.4 mm Locks	10
RT-1782PR4	Aquaplast RT, PR 4-Point, 2.4 mm	10
RT-1782PR5	Aquaplast RT, PR 5-Point, 2.4 mm	10
RT-1782PR5D	Aquaplast RT, PR 5-Point, 2.4 mm Locks	10
RT-1782SD	Aquaplast RT Hd+Shldr Portrait S-Frame, 2.4 mm	10
RT-1783P	Aquaplast RT Sheet, 12" x 18", 2.4 mm, Perf	5
RT-1783P3	Aquaplast RT Sheet, 12" x 18", 2.4 mm, Perf	5
RT-1788	Aquaplast RT Sheet, 9" x 12", 2.4 mm, Perforated	5
RT-1788P	Aquaplast RT Sheet, 9" x 12", 2.4 mm, Perf	5
RT-1819KS	Fibreplast Slim U-Frame, Std Nose, 3.2 mm	5
RT-1819KSX	Fibreplast Slim U-Frame, Ext Nose, 3.2 mm	5
RT-1821KP	Fibreplast Pelvis Precut for MT 3-point Hip System, 3.2 mm solid	10
RT-1821P	Aquaplast RT Pelvis Precut for MT 3-point Hip System, 3.2 mm solid	10
RT-1822	Aquaplast RT Sheet, 18" x 24", 3.2 mm, Solid	5
RT-1822P18A	Aquaplast RT Pelvis, 45 cm x 60 cm, 3.2 mm	5
RT-1823P12A	Aquaplast RT 30 cm x 45 cm (12" x 18") solid with bonded Groin Lock (pre-punched)	5
RT-1848	Aquaplast RT Pelvis, 30 cm x 60 cm, 3.2 mm	5
RT-1876KFORF3	Assure Open View Fibreplast 3-Point Mask	10
RT-1876KFORF5	Assure Open View Fibreplast 5-Point Mask	10
RT-1876KSDGLF	Fibreplast Open View Split Hd Only S-Frame	10
RT-1876KYSDGLF	Fibreplast Open View Split S-Frame, 3.2 mm	10
RT-1878BOS-D2L	Aquaplast RT 38 cm Hd+Neck BoS Flap, 3.2 mm	10
RT-1878BOS-D2LS	Aquaplast RT 31 cm Hd+Neck BoS Flap, 3.2 mm	10
RT-1878BOS-D2LVS	Aquaplast RT 26 cm Hd+Neck BoS Flap, 3.2 mm	10
RT-1878BOS-E2L	Aquaplast RT 48 cm Hd+Shldr BoS Flap, 3.2 mm	10
RT-1878BOS-E2LS	Aquaplast RT 43 cm Sm Hd+Shlder BoS Flap, 3.2 mm	10
RT-1878KBOS-D2L	Fibreplast 38 cm Hd+Neck BoS Flap, 3.2 mm	10
RT-1878KBOS-D2LS	Fibreplast 31 cm Hd+Neck BoS Flap, 3.2 mm	10
RT-1878KBOS-D2LSF	Assure Open View Fibreplast 31 cm Hd+Neck BoS Flap, 3.2 mm	10
RT-1878KBOS-D2LVS	Fibreplast 26 cm Hd+Neck BoS Flap, 3.2 mm	10
RT-1878KBOS-E2L	Fibreplast 48 cm Hd+Shldr BoS Flap, 3.2 mm	10

LISTA ÖVER DELAR

Produktkod	Beskrivning	Antal per förpackning
RT-1878KBOS-E2LF	Assure Open View Fibreplast 48 cm Hd+Shldr BoS Flap, 3.2 mm	10
RT-1878KBOS-E2LS	Fibreplast 43 cm Sm Hd+Shldr BoS Flap, 3.2 mm	10
RT-1878KSDF	Fibreplast Open View Hd + Shld 3.2 mm Micro Perf	10
RT-1878S	Aquaplast RT, MT Breast, 3.2 mm	10
RT-1882BOS-D	Aquaplast RT 38 cm Hd+Neck BoS, 3.2 mm	10
RT-1882BOS-DS	Aquaplast RT 31 cm Hd+Neck BoS, 3.2 mm	10
RT-1882BOS-DVS	Aquaplast RT 26 cm Hd+Neck BoS, 3.2 mm	10
RT-1882BOS-E	Aquaplast RT 48 cm Hd+Shldr BoS, 3.2 mm	10
RT-1882BOS-ES	Aquaplast RT 43 cm Hd+Shldr BoS, 3.2 mm	10
RT-1882KBOS-D	Fibreplast 38 cm Hd+Neck BoS, 3.2 mm	10
RT-1882KBOS-DS	Fibreplast 31 cm Hd+Neck BoS, 3.2 mm	10
RT-1882KBOS-DVS	Fibreplast 26 cm Hd+Neck BoS, 3.2 mm	10
RT-1882KBOS-DXS	Fibreplast Head Only BoS, 3.2 mm Standard Perf	10
RT-1882KBOS-E	Fibreplast 48 cm Hd+Shldr BoS, 3.2 mm	10
RT-1882KBOS-ES	Fibreplast 43 cm HD+Neck BoS, 3.2 mm	10
RT-1882KP	Fibreplast MT 3-Point Pelvis, 3.2 mm	5
RT-1882ORF3	Aquaplast RT 3-Point, Std, 3.2 mm	10
RT-1882ORFPLV4	Aquaplast RT 4-Point Pelvis, 3.2 mm	10
RT-1882P	Aquaplast RT, MT 3-Point Pelvis, 3.2 mm	5
RT-1882P18A	Aquaplast RT Pelvis, 45 cm x 60 cm, 3.2 mm	5
RT-1883P	Aquaplast RT Sheet, 12" x 18", 3.2 mm, Perf	5
RT-1883P12A	Aquaplast RT Pelvis, 30 cm x 45 cm, 3.2 mm	5
RT-1889	Aquaplast RT U-Frame, Std, 3.2 mm	5
RT-1889ESD	Aquaplast RT Head Only CURVE S-Frame, 3.2 mm, Standard	10
RT-1889ESDL	Aquaplast RT Head Only CURVE S-Frame, 3.2 mm, Long	10
RT-1889ESDX	Aquaplast RT Head Only CURVE S-Frame, 3.2 mm, Extended	10
RT-1889KESD	Fibreplast Head Only CURVE S-Frame, 3.2 mm, Standard	10
RT-1889KESDL	Fibreplast Head Only CURVE S-Frame, 3.2 mm, Long	10
RT-1889KESDX	Fibreplast Hd Only CURVE S-Frame, Ext, 3.2 mm	10
RT-1889KS	Fibreplast Slim U-Frame, Std, 3.2 mm	5
RT-1889KSD	Fibreplast Hd Only Portrait S-Frame, Std, 3.2 mm	10
RT-1889KSDL	Fibreplast Hd Only Portrait S-Frame, Lng, 3.2 mm	10
RT-1889KSD-S3	Fibreplast Split Hd Only S-Frame Gap, 3.2 mm	10
RT-1889KSDX	Fibreplast Hd Only Portrait S-Frame, Ext, 3.2 mm	10
RT-1889KSL	Fibreplast Slim U-Frame, Lng, 3.2 mm	5
RT-1889KSO	Fibreplast Slim Org U-Frame, Std, 3.2 mm	5
RT-1889KS-S3	Fibreplast Split Slim U-Frame Gap, Std, 3.2 mm	5
RT-1889KSX	Fibreplast Slim U-Frame, Ext, 3.2 mm	5
RT-1889KSXO	Fibreplast Slim Org U-Frame, Ext, 3.2 mm	5
RT-1889KYESD	Fibreplast Variable Perf, Head Only CURVE S-Frame, 3.2 mm	10
RT-1889KYFORF3	Assure Open View Fibreplast 3-Point Mask, 3.2 mm, Variable Perf	10
RT-1889KYFORF5	Assure Open View Fibreplast 5-Point Mask, 3.2 mm, Variable Perf	10
RT-1889KYS	Fibreplast VP, Slim U-Frame, Variable, 3.2 mm	5
RT-1889KYSD	Fibreplast VP Hd Only Portrait S-Frame, Variable, 3.2 mm	10
RT-1889KYSGLF	Fibreplast Open View Slim Split-Frame U-Frame Lng	5
RT-1889L	Aquaplast RT U-Frame, Lng, 3.2 mm	5
RT-1889O	Aquaplast RT Org U-Frame, Std, 3.2 mm	5

LISTA ÖVER DELAR

Produktkod	Beskrivning	Antal per förpackning
RT-1889S	Aquaplast RT Slim U-Frame, Std, 3.2 mm	5
RT-1889SD	Aquaplast RT Hd Only Portrait S-Frame, Std, 3.2 mm	10
RT-1889SDL	Aquaplast RT Hd Only Portrait S-Frame, Lng, 3.2 mm	10
RT-1889SD-S3	Aquaplast RT Split Hd Only S-Frame Gap, 3.2 mm	10
RT-1889SDX	Aquaplast RT Hd Only Portrait S-Frame, Ext, 3.2 mm	10
RT-1889SL	Aquaplast RT Slim U-Frame, Lng, 3.2 mm	5
RT-1889SLO	Aquaplast RT Slim Org U-Frame, Lng, 3.2 mm	5
RT-1889SL-S3	Aquaplast RT Split Slim U-Frame Gap, Lng, 3.2 mm	5
RT-1889SO	Aquaplast RT Slim Org U-Frame, Std, 3.2 mm	5
RT-1889S-S3	Aquaplast RT Split Slim U-Frame Gap, Std, 3.2 mm	5
RT-1889S-S3O	Aquaplast RT Split Slim Org U-Frame Gap, Std, 3.2 mm	5
RT-1889SX	Aquaplast RT Slim U-Frame, Ext, 3.2 mm	5
RT-1889SXO	Aquaplast RT Slim Org U-Frame, Ext, 3.2 mm	5
RT-1889SX-S3	Aquaplast RT Split Slim U-Frame Gap, Ext, 3.2 mm	5
RT-1889SX-S3O	Aquaplast RT Split Slim Org U-Frame Gap, Ext, 3.2 mm	5
RT-1889X	Aquaplast RT U-Frame, Ext, 3.2 mm	5
RT-1889XO	Aquaplast RT Org U-Frame, Ext, 3.2 mm	5
RT-1889YESD	Aquaplast RT Variable Perf, Head Only CURVE S-Frame, 3.2 mm	10
RT-1889YS	Aquaplast RT VP, Slim U-Frame, Variable Perf, 3.2 mm	5
RT-1889YSD	Aquaplast RT VP Hd Only Portrait S-Frame, Variable Perf, 3.2 mm	10
RT-1889YSDR	Aquaplast RT Open Eye and Open Mouth Portrait S-frame Head Only	10
RT-1889YSR	Aquaplast RT Open Eye and Open Mouth, Slimline U-frame	5
RT-1892	Aquaplast RT Sheet, 18" x 24", 3.2 mm, Perf	5
RT-1892ESD	Aquaplast RT Head & Shoulder CURVE S-Frame, 3.2 mm	10
RT-1892K	Fibreplast Sheet, 18" x 24", 3.2 mm, Perf	5
RT-1892KBOS-A2L	Fibreplast BoS, Ext Lock, 3.2 mm	5
RT-1892KBOS-C	Fibreplast 2nd Gen BoS, 3.2 mm	5
RT-1892KESD	Fibreplast Head & Shoulder CURVE S-Frame, 3.2 mm	10
RT-1892KSD	Fibreplast Hd+Shldr Portrait S-Frame, 3.2 mm	10
RT-1892KYESD	Fibreplast Variable Perf, Head & Shoulder CURVE S-Frame, 3.2 mm	10
RT-1892KYSD	Fibreplast VP HD+Shldr Portrait S-Frame, 3.2 mm	10
RT-1892KYSDF	Fibreplast Open View Hd + Shdr 3.2 mm Variable Perf	10
RT-1892SD	Aquaplast RT Hd+Shldr Portrait S-Frame, 3.2 mm	10
RT-1892YESD	Aquaplast RT VP Hd+Shldr CURVE S-Frame, 3.2 mm	10
RT-1892YSD	Aquaplast RT VP Hd+Shldr Portrait S-Frame, 3.2 mm	10
RT-1892YSDR	Aquaplast RT Open Eye and Open Mouth Portrait S-frame Head and Shoulder	10
RT-1896K	Fibreplast Sheet, 24" x 36", 3.2 mm, Perf	5
RT-1969	Aquaplast RT Prone U-Frame, 4.8 mm	4
RT-1989S	Aquaplast RT Slim U-Frame, Std, 4.8 mm	4
RT-1989SO	Aquaplast RT Slim Org U-Frame, Std, 4.8 mm	4
RT-A782KSD	Fibreplast Hd+Shldr Portrait S-Frame, 2.4 mm, Std Perf with Integrated Shim	5
RT-A876KSDGLF	Fibreplast Open View Split Hd Only S-Frame, 3.2 mm, Micro Perf with Integrated Shim	5
RT-A889KYSD	Fibreplast VP Hd Only Portrait S-Frame, 3.2 mm, Variable Perf with Integrated Shim	5
RT-A892KYSD	Fibreplast VP Hd+Shldr Portrait S-Frame, 3.2 mm, Variable Perf with Integrated Shim	5
RT-A892KYSDF	Fibreplast Open View Hd+Shldr S-Frame, 3.2 mm, Variable Perf with Integrated Shim	5
RT-A892YSD	Aquaplast RT VP Hd+Shldr Portrait S-Frame, 3.2 mm, Variable Perf with Integrated Shim	5



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 484.720.6053 / 800.526.5247

📠 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2002890_SV_H
2024-02