












GAMINIO VADOVAS IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Indeksavimo adapteriai



	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com		Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

„Portrait“, „Quantum“, „AccuFix“, „Cantilever Board“, CURVE, „BoS“, „Encompass“ ir „Hand Grip Array“ yra „Qfix“ prekių ženklai.

„Exact®“ ir „ETR®“ yra registruotieji „Varian Medical Systems“ prekių ženklai.

„Medical Intelligence I-Beam“ yra paprastasis, o „Precise®“ yra registruotasis „Elekta AB“ prekių ženklas.

ZXT ir TXT yra „Siemens AG“ prekių ženklai.

„Med-Tec Prodigy“ ir IPPS yra „Civco Medical Solutions“ prekių ženklai.

„Gemini“ yra „Philips Medical Systems“ prekių ženklas.

„Discovery“ yra „GE Medical“ prekių ženklas.

BENDROSIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

ĮSPĖJAMIEJI PRANEŠIMAI

CQmedical.com rasite išvardytus simbolius ir jų aprašymus.

! ĮSPĖJIMAS ! ŠIOS ĮRANGOS JOKIU BŪDU NEGALIMA KEISTI. JEI KURI NORS ŠIO PRIETAISO DALIS PATIRIA KATASTROFIŠKĄ APKROVĄ, ATRODO SUGADINTA ARBA VEIKIA NETINKAMAI, NEDELSdami LIAUKITĖS NAUDOTI IR SUSISIEKITE SU „CQ MEDICAL“ TELEFONO NUMERIU +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 ARBA EL. PAŠTO ADRESU SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

Adapteriai yra skirti darbui su „Portrait™“, „AccuFix™ Cantilever Board™“, „CURVE™ Board“ ir „BoS™ Headframe“.

BENDRASIS ĮSPĖJIMAS DĖL NAUDOJIMO

Prietaisas NETURI išsikišti už gulto galo, kai naudojami šie KT adapteriai:


- RT-4527LTOMO (7 p.)
- RT-4529M (20 20)
- RT-4527MTPCT (22 p.)
- RT-4527EXA475 (34 p.)
- RT-4527PETCT (36 p.)

Už gulto galo išsikišęs prietaisas gali nukristi nuo gulto ir sužaloti pacientą.

ADAPTERIO SĄRANKA

RT-4527LMI3

„ELEKTA“/„MEDICAL INTELLIGENCE-I-BEAM™“ IRTOMOTERAPIJOS
ADAPTERIS



Reikalingi įrankiai: kryžminis atsuktuvus



! ĮSPĖJIMAS ! BŪKITE ATSARGŪS, NES TARP PRIETAISO ADAPTERIO IR GULTO VIRŠAUS GALI ATSIKRAUTI SUSPAUDIMO VIETA, KAI PRIETAISAS IKI ĮSPĖJAMOSIOS LINIJOS VEIKIAMAS SLĖGIU.

ADAPTERIO SĄRANKA

RT-4527LMI3


! PASTABA ! Jei montuojate ant 28 mm storio prietaiso, tokio kaip „Encompass™“, prieš tęsdami sąranką žr. 38 p. apie tarpiklių montavimą.

1. Adapterius pritvirtinkite prie kiekvienos „Hand Grip Array“ rankenos, kiekvieną jų priverždami dviem (2) $\frac{1}{4}$ -20 x $1\frac{1}{2}$ " varžtais (1 pav.).
2. Geltoną kūgio formos padėties nustatymo adapterį montuokite tiesiai ant prietaiso apačios (montuokite po vieną kiekvienoje pusėje) (2 ir 2a pav.).
3. Sumontuokite „Hand Grip Array“ rankenas ant prietaiso, įstatydami į dvi skyles, išdėstytas 140 mm (5,5 col.) atstumu, ir kiekvieną jų priverždami dviem (2), $\frac{1}{4}$ -20 x $1\frac{1}{2}$ " varžtais. (3 pav.)


! PASTABA ! Tarp prietaiso adapterio ir gulto viršaus gali atsirasti suspaudimo vieta, kai prietaisas iki įspėjamosios linijos veikiamas slėgiu.

! PASTABA ! Daugiau informacijos apie „Hand Grip Array“ rankenų montavimą rasite „Hand Grip Array“ gaminio vadove ir naudotojo instrukcijoje.


4. Nustatykite prietaiso padėtį ant gulto, sulygiuodami geltoną kūgį su indeksavimo skylėmis ant gulto paviršiaus. Pasukite ir patraukite stūmoklį, kad pritvirtintumėte prietaisą prie gulto viršaus arba jį atlaisvintumėte.




1 pav.



2 pav.



2a pav.



3 pav.

ADAPTERIO SĄRANKA

RT-4527LTOMO




! ĮSPĖJIMAS ! NAUDOJANT ŠĮ ADAPTERĮ, PRIETAISAS *NETURI* IŠSIKIŠTI UŽ GULTO GALO, ANTRAIP PRIETAISAS GALI NUKRISTI NUO GULTO IR SUŽALOTI PACIENTĄ.

ADAPTERIO SĄRANKA

RT-4527LTOMO

1. Geltoną kūgio formos padėties nustatymo adapterį montuokite tiesiai ant prietaiso apačios (montuokite po vieną kiekvienoje pusėje) (4 ir 5 pav.).
2. Nustatykite prietaiso padėtį ant gulto, sulygiuodami geltoną kūgį su indeksavimo skylėmis ant gulto paviršiaus.



4 pav.




5 pav.

ADAPTERIO SĄRANKA

RT-4527MI

„ELEKTA“/„MEDICAL INTELLIGENCE I-BEAM™“ IR TOMOTERAPIJOS
ADAPTERIS



Reikalingi įrankiai: kryžminis atsuktuvus


ADAPTERIO SĄRANKA

RT-4527MI


1. Montuokite bet kurį adapterį vienoje prietaiso pusėje, toliau nurodytoje padėtyje, ir kiekvieną jų priveržkite dviem (2) ¼–20 x ½" varžtais. (6 pav.)

! PASTABA ! Nesvarbu, kuriose skylėse montuosite, tačiau jeigu jau yra sumontuota „Hand Grip Array“ rankena, adapterį montuokite į neužimtas skyles.

2. Taip pat adapterį montuokite priešingoje pusėje (7 pav.).
3. 2 kaiščių padėties nustatymo strypą dėkite reikiamoje padėtyje (įstatyti padėties nustatymo strypo kaiščiai susilygiuos su skylėmis prietaiso apačioje) (6, 7 ir 8 pav.).
4. Montuokite prietaisą ant gulto viršaus, pirmiausia užkabindami didesnį iš dviejų adapterių už gulto viršaus, tada mažesnį adapterį ir nustatykite prietaiso padėtį naudodami 2 kaiščių padėties nustatymo strypą.



6 pav.



7 pav.




8 pav.

ADAPTERIO SAŖANKA

RT-4527EXAG

„VARIAN EXACT®“ ADAPTERIS



Reikalingi įrankiai: kryžminis ir plokščiasis atsuktuvai

ADAPTERIO SĄRANKA

RT-4527EXAG

1. Pritvirtinkite raudoną adapterį ant prietaiso, įstatydami į dvi skylės, išdėstytas 140 mm (5,5 col.) atstumu, ir kiekvieną jų priverždami dviem (2), ¼–20 x 1 ⅜" varžtais. Tada iš viršutinės prietaiso pusės ant varžtų užsukite dvi (2) ¼–20 apsaugines veržles (9 pav.).


! PASTABA ! Adapterį galima montuoti dešinėje arba kairėje prietaiso pusėje. Nesvarbu, kuriose skylėse montuosite, tačiau jeigu jau yra sumontuota „Hand Grip Array“ rankena, adapterį montuokite į neužimtas skylės.

2. Padėties nustatymo adapteriui priešingoje pusėje, įstatę į atitinkamas skylės pritvirtinkite 2 padėties nustatymo diskus, kiekvieną jų priverždami ¼–20 x 1 ¼" varžtu (10 pav.).

3. Prietaisą montuokite ant gulto, užkabinę raudoną adapterį už vienos pusės, tada įstumkite pusę su padėties nustatymo diskais į indeksavimo įrantas, kad jis užsifiksuotų.



9 pav.



10 pav.



11 pav.

ADAPTERIO SĄRANKA

RT-4527QFIX

„QFIX™ KVUE™“ IR „QUANTUM™“ ADAPTERIS



Reikalingi įrankiai: kryžminis ir plokščiasis atsuktuvai

ADAPTERIO SĄRANKA

RT-4527QFIX


1. Pritvirtinkite adapterį ant prietaiso, įstatydami į dvi skylės, išdėstytas 140 mm (5,5 col.) atstumu, ir kiekvieną jų priverždami dviem (2), $\frac{1}{4}$ –20 x $\frac{3}{4}$ " varžtais. Žiūrėkite, kad adapterio dalis su užlaidu būtų nukreipta į vidų, kad galėtų užsikabinti už „Qfix“ prietaiso briaunos (12 pav.).

! PASTABA ! Adapterį galima montuoti dešinėje arba kairėje prietaiso pusėje. Nesvarbu, kuriose skylėse montuosite, tačiau jeigu jau yra sumontuota „Hand Grip Array“ rankena, adapterį montuokite į neužimtas skylės.

2. Padėties nustatymo adapteriui priešingoje pusėje, įstatę į atitinkamas skylės pritvirtinkite 2 padėties nustatymo diskus, kiekvieną jų priverždami $\frac{1}{4}$ –20 x 1 $\frac{1}{4}$ " varžtu (13 pav.).
3. Prietaisą montuokite ant gulto, užkabinę adapterį už vienos gulto pusės, tada įstumkite pusę su padėties nustatymo diskais į indeksavimo įrantas, kad jis užsifiksuotų.



12 pav.



13 pav.




14 pav.

ADAPTERIO SAŲRANKA

RT-4527ELK

„ELEKTA PRECISE®“



ADAPTERIO SĄRANKA

RT-4527ELK

1. Pritvirtinkite adapterį taip, kad glotnasis paviršius būtų prietaiso išorėje, o adapteris būtų toliau nurodytoje padėtyje, įstatytas į dvi skylės, išdėstytas 140 mm (5,5 col.) atstumu, ir gautu šešiakampiu raktu priveržtas dviem (2) ¼–20 x 2 ½" šešiakampiais varžtais (14 pav.).


! PASTABA ! Nesvarbu, kuriose skylėse montuosite, tačiau jeigu jau yra sumontuota „Hand Grip Array“ rankena, adapterį montuokite į neužimtas skylės.

2. Taip pat adapterį montuokite priešingoje pusėje, glotniąja adapterio puse nukreipta į išorę (15 pav.).

3. Montuokite prietaisą ant gulto, užkabindami adapterį už priedų turėklo tarpiklio.



15 pav.



16 pav.



17 pav.

ADAPTERIO SĄRANKA

RT-4529M

„VARIAN EXACT®“, SUDERINAMAS SU KT



Reikalingi įrankiai: plokščiasis atsuktuvus



PRIETAISAS NETURI IŠSIKIŠTI UŽ GULTO GALO, KAI NAUDOJAMAS ŠIS KT ADAPTERIS. UŽ GULTO GALO IŠSIKIŠĘS PRIETAISAS GALI NUKRISTI NUO GULTO IR SUŽALOTI PACIENTĄ.

ADAPTERIO SĄRANKA


RT-4529M

1. Montuokite 2 padėties nustatymo diskus bet kurioje prietaiso pusėje, įstatydami į dvi skylės, išdėstytas 140 mm (5,5 col.) atstumu ir kiekvieną jų priverždami vienu (1) ¼–20 x 1 ¼" varžtu (17 pav.).


! PASTABA ! Nesvarbu, kuriose skylėse montuosite, tačiau jeigu jau yra sumontuota „Hand Grip Array“ rankena, diskus montuokite į neužimtas skylės.

2. Pirmiesiems dviem diskams priešingoje pusėje, įstatę į atitinkamas skylės pritvirtinkite likusius 2 padėties nustatymo diskus, kiekvieną jų priverždami ¼–20 x 1 ¼" varžtu (18 pav.).

3. Prietaisą montuokite ant gulto, sulygiuodami padėties nustatymo diskus su indeksavimo įrantomis. Paspauskite prietaisą žemyn, kad jis gerai užsifiksuotų.



18 pav.



19 pav.



20 pav.

ADAPTERIO SĄRANKA


RT-4527MTPCT

„SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™ CT“



RT-4525L

RT-4527MTPCT



RT-4527MTPCT

Reikalingi įrankiai: kryžminis atsuktuvus



PRIETAISAS *NETURI* IŠSIKIŠTI UŽ GULTO GALO, KAI NAUDOJAMAS ŠIS KT ADAPTERIS. UŽ GULTO GALO IŠSIKIŠĘS PRIETAISAS GALI NUKRISTI NUO GULTO IR SUŽALOTI PACIENTĄ.

ADAPTERIO SĄRANKA


RT-4527MTPCT

1. Pritvirtinkite adapterį toliau nurodytoje padėtyje, įstatydami į dvi skylės, išdėstytas 140 mm (5,5 col.) atstumu, ir kiekvieną jų priverždami dviem (2), 1/4–20 x 3/4" varžtais (20 ir 21 pav.).


! PASTABA ! Nesvarbu, kuriose skylėse montuosite, tačiau jeigu jau yra sumontuota „Hand Grip Array“ rankena, adapterį montuokite į neužimtas skylės.

2. Taip pat adapterį montuokite priešingoje pusėje, glotniaja adapterio puse nukreipta į išorę.

3. Prietaisą montuokite sulygiuodami adapterius su indeksavimo įrantomis palei gulto šoną. Paspauskite prietaisą žemyn, kad jis gerai užsifiksuotų.



21 pav.



22 pav.




23 pav.

ADAPTERIO SAŖANKA

RT-4527MTP

„SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™“



Reikalingi įrankiai: kryžminis atsuktuvus

ADAPTERIO SĄRANKA

RT-4527MTP

1. Pritvirtinkite adapterį toliau nurodytoje padėtyje, įstatydami į dvi skylės, išdėstytas 140 mm (5,5 col.) atstumu, ir kiekvieną jų priverždami dviem (2), 1/4–20 x 3/4" varžtais (24 ir 25 pav.).

! PASTABA ! Nesvarbu, kuriose skylėse montuosite, tačiau jeigu jau yra sumontuota „Hand Grip Array“ rankena, adapterį montuokite į neužimtas skylės.

2. Taip pat adapterį montuokite priešingoje pusėje.

3. Prietaisą montuokite sulygiuodami adapterius su indeksavimo įrantomis palei gulto šoną. Pasukite ir patraukite stūmoklį, kad pritvirtintumėte prietaisą prie gulto viršaus arba jį atlaisvintumėte.



24 pav.



25 pav.




26 pav.

ADAPTERIO SAŲRANKA

RT-4527IPS

„SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™“



RT-4525L

RT-4527IPS



RT-4527IPS

ADAPTERIO SĄRANKA


RT-4527IPS

1. Montuokite 2 padėties nustatymo diskus (su briauna) bet kurioje prietaiso pusėje, įstatydami į dvi skylės, išdėstytas 140 mm (5,5 col.) atstumu ir kiekvieną jų priverždami vienu (1) ¼–20 x 1 ¼" varžtu (27 pav.).


! PASTABA ! Nesvarbu, kuriose skylėse montuosite, tačiau jeigu jau yra sumontuota „Hand Grip Array“ rankena, diskus montuokite į neužimtas skylės.

2. Pirmiesiems dviem diskams priešingoje pusėje, įstatę į atitinkamas skylės montuokite likusius 2 padėties nustatymo diskus (be briaunos), kiekvieną jų priverždami ¼–20 x 1 ¼" varžtu (28 pav.).

3. Prietaisą montuokite ant gulto, sulygiuodami padėties nustatymo diskus su indeksavimo įrantomis, tada užkabinkite diskus su briaunomis už gulto. Paspauskite žemyn kiekvieną pusę, kad prietaisas gerai užsifikuotų.



27 pav.



28 pav.




29 pav.

ADAPTERIO SAŖANKA

RT-4527ZXT

„SIEMENS ZXT“



ADAPTERIO SĄRANKA

RT-4527ZXT

1. Pakeiskite kvadratinį tarpiklį ant ZXT gulto gautu apvaliu tarpikliu. (30 pav.)
2. Pritvirtinkite adapterį toliau nurodytoje padėtyje, įstatydami į dvi skylės, išdėstytas 140 mm (5,5 col.) atstumu, ir gautu šešiakampiu raktu priverždami dviem (2) ¼–20 x 1 ¼" šešiakampiais varžtais (20 ir 31 pav.).

! PASTABA ! Yra dešinysis ir kairysis adapteris; įsitikinkite, kad sumontuotas adapteris yra gerai prigludęs prie prietaiso šono. (32 pav.).

! PASTABA ! Nesvarbu, kuriose skylėse montuosite, tačiau jeigu jau yra sumontuota „Hand Grip Array“ rankena, diskus montuokite į neužimtas skylės.


3. Taip pat adapterį montuokite priešingoje pusėje (33 pav.).
4. Montuokite prietaisą ant gulto, užkabindami adapterį už priedų turėklo tarpiklio (34 pav.).




30 pav.



31 pav.



32 pav.



33 pav.





34 pav.

ADAPTERIO SAŲRANKA

RT-4527SKD

„SIEMENS KD“



ADAPTERIO SĄRANKA

RT-4527SKD


1. Pritvirtinkite adapterį toliau nurodytoje padėtyje, įstatydami į dvi skylės, išdėstytas 140 mm (5,5 col.) atstumu, ir gautu šešiakampiu raktu priverždami dviem (2) ¼–20 x ¾" šešiakampiais varžtais (35 pav.).

! PASTABA ! Yra dešinysis ir kairysis adapteris; įsitikinkite, kad sumontuotas adapteris yra gerai priglundęs prie prietaiso šono. (36 pav.)


! PASTABA ! Nesvarbu, kuriose skylėse montuosite, tačiau jeigu jau yra sumontuota „Hand Grip Array“ rankena, diskus montuokite į neužimtas skylės.

2. Taip pat adapterį montuokite priešingoje pusėje (37 pav.).

3. Montuokite prietaisą ant gulto, užkabindami adapterį už priedų turėklo tarpiklio.



35 pav.



36 pav.



37 pav.



38 pav.

ADAPTERIO SAŲRANKA


RT-4527ETRJ

„VARIAN ETR“



RT-4525L

RT-4527ETRJ



RT-4527ETRJ

ADAPTERIO SĄRANKA

RT-4527ETRJ


1. Gauti šešiakampiu raktu išsukite trečią šešiakampį varžtą iš ETR gulto aukštesniojo galo (39 pav.).
 2. Tą patį padarykite kitoje gulto pusėje.
 3. Vietoje šešiakampio varžto įsukite gautą rankenėlę. Ši rankenėlė turi būti visada pritvirtinta prie gulto. Nepriveržkite rankenėlės iki pat galo; palikite apie 0,5 cm judėjimui (40 pav.).
 4. Tą patį padarykite kitoje gulto pusėje.
 5. Pritvirtinkite adapterį toliau nurodytoje padėtyje, įstatydami į dvi skylės, išdėstytas 140 mm (5,5 col.) atstumu, ir kiekvieną jų priverždami dviem (2) ¼–20 x ½" varžtais (41 pav.).
- ! PASTABA ! Nesvarbu, kuriose skylėse montuosite, tačiau jeigu jau yra sumontuota „Hand Grip Array“ rankena, diskus montuokite į neužimtas skylės.**
6. Taip pat adapterį montuokite priešingoje pusėje (42 pav.).
 7. Montuokite prietaisą ant gulto, užkabindami adapterį už rankenėlės koto. Gerai priveržkite rankenėlę. (43 pav.)




39 pav.




40 pav.



41 pav.



42 pav.



43 pav.

ADAPTERIO SĄRANKA


RT-4527EXA475

SIAURA „EXACT®“ STILIAUS 500 MM PLOČIO INDEKSUOTA KT PERDANGA



RT-4525L

RT-4527EXA475



RT-4527EXA475

Reikalingi įrankiai: plokščiasis atsuktuvas



PRIETAISAS *NETURI* IŠSIKIŠTI UŽ GULTO GALO, KAI NAUDOJAMAS ŠIS KT ADAPTERIS. UŽ GULTO GALO IŠSIKIŠĘS PRIETAISAS GALI NUKRISTI NUO GULTO IR SUŽALOTI PACIENTĄ.

ADAPTERIO SĄRANKA

RT-4527EXA475

1. Pritvirtinkite adapterį toliau nurodytoje padėtyje, įstatydami į dvi skylės, išdėstytas 140 mm (5,5 col.) atstumu, ir kiekvieną jų priverždami dviem (2) ¼–20 x ¾" varžtais (44 pav.).

! PASTABA ! Nesvarbu, kuriose skylėse montuosite, tačiau jeigu jau yra sumontuota „Hand Grip Array“ rankena, diskus montuokite į neužimtas skylės.

2. Taip pat adapterį montuokite priešingoje pusėje (45 pav.).

3. Prietaisą montuokite ant gulto, sulygiuodami adapterius su indeksavimo įrantomis. Paspauskite prietaisą žemyn, kad jis gerai užsifikuotų.



44 pav.



45 pav.




46 pav.

ADAPTERIO SĄRANKA

RT-4527PETCT

„PHILIPS GEMINI™“ IR „GE DISCOVERY™“ LS 480 MM PLATI PET/
KT PERDANGA



Reikalingi įrankiai: plokščiasis atsuktuvus



PRIETAISAS NETURI IŠSIKIŠTI UŽ GULTO GALO, KAI NAUDOJAMAS ŠIS KT ADAPTERIS. UŽ GULTO GALO IŠSIKIŠĘS PRIETAISAS GALI NUKRISTI NUO GULTO IR SUŽALOTI PACIENTĄ.

ADAPTERIO SĄRANKA

RT-4527PETCT

1. Pritvirtinkite adapterį toliau nurodytoje padėtyje, įstatydami į dvi skylės, išdėstytas 140 mm (5,5 col.) atstumu, ir kiekvieną jų priverždami dviem (2) ¼–20 x ¾" varžtais (47 pav.).


! PASTABA ! Nesvarbu, kuriose skylėse montuosite, tačiau jeigu jau yra sumontuota „Hand Grip Array“ rankena, diskus montuokite į neužimtas skylės.

2. Taip pat adapterį montuokite priešingoje pusėje (48 pav.).

3. Prietaisą montuokite ant gulto, sulygiuodami adapterius su indeksavimo įrantomis. Paspauskite prietaisą žemyn, kad jis gerai užsifikuotų.



47 pav.



48 pav.



49 pav.

TARPIKLIO MONTAVIMAS

RT-4527PETCT

RT-4527EXA (50 pav.)

1. Išsukite 2 varžtus, laikančius adapterį prie „Hand Grip Array“ rankenos.
2. Sulygiuodami varžtų angas su tarpiklio angomis tarp adapterio ir rankenos įdėkite tarpiklį.
3. Vėl įsukite du varžtus, kol jie tvirtai laikysis.
4. Tęskite darbą vadovaudamiesi sąrankos instrukcijomis.

RT-4527LMI3 (51 pav.)

1. Išsukite 2 varžtus, laikančius adapterį prie „Hand Grip Array“ rankenos.
2. Sulygiuodami varžtų angas su tarpiklio angomis tarp adapterio ir rankenos įdėkite tarpiklį.
3. Vėl įsukite du varžtus, kol jie tvirtai laikysis.
4. Tęskite darbą vadovaudamiesi sąrankos instrukcijomis.



50 pav.



51 pav.



www.CQmedical.com

+1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

info@CQmedical.com