



positioning
patients for life.®

TUOTEOHJE JA KÄYTTÖOPAS

Silverman-päätuet

RT-4491R2, 6 kappaleen sarja, A–F

RT-4491R2-A, koko A

RT-4491R2-B, koko B

RT-4491R2-C, koko C

RT-4491R2-D, koko D

RT-4491R2-E, koko E

RT-4491R2-F, koko F

RT-4491-Q1, Silverman Q1

RT-4491-Q2, Silverman Q2

RT-4491-Q3-2G, Silverman Q3

RT-4491-Q4-2G, Silverman Q4

RT-4491R-M, Silverman "M"



VAROITUSLAUSEKKEET

! VAROITUS ! JOS MITÄ TAHANSA TÄMÄN TUOTTEEN OSAA KUORMITETAAN LIIKAA, SE NÄYTTÄÄ VAURIOITUNEELTA TAI TOIMII VIRHEELLISESTI, LOPETA KÄYTTÖ VÄLITTÖMÄSTI.

! VAROITUS ! SILVERMAN-PÄÄTUEN MUOTO VOI VAIHDELLA. SIMULAATIOSSA JA POTILAAN KOKO HOIDON AJAN ON SYYTÄ KÄYTTÄÄ SAMAA SILVERMAN-PÄÄTUKEA.

KÄYTTÖOHJEET

KÄYTTÖÖNOTTO

1. Valitse Silverman-päätuki, joka on potilaalle mukava ja jolla saavutetaan haluttu pään asento.
2. Kiinnitä Silverman-päätuki asettamalla tappiaukot päätukea kannattavan laitteen tappeihin (kuva 1).
3. Kun potilas on aseteltu oikein Silverman-päätuen päälle, aloita Moldcare®-tyynyn ja lämpömuovautuvan maskin muotoileminen niiden käyttöohjeiden mukaisesti.



Kuva 1

POISTAMINEN

Irrota Silverman-päätuki laitteen tapeista nostamalla sitä (kuva 2).

HUOLTO

PUHDISTAMINEN

! HUOMAA ! Silverman-päätuki on uudelleenkäytettävä. Se voidaan puhdistaa ja käyttää uudelleen jokaisen hoitokerran jälkeen.

Silverman-päätuen voi puhdistaa miedolla, hankaamattomalla puhdistus- tai desinfiointiaineella. Puhdista kostuttamalla puhdas liina liuokseen ja pyyhkimällä pinta.



Kuva 2

DESINFIOINTI

Seuraavat pesuaineet on testattu ja niiden on havaittu olevan asianmukaisia Silverman-päätuen puhdistamiseen. Noudata puhdistusaineen valmistajan erityisohjeita.

- Vesi
- 10-prosenttinen Clorox®-valkaisuaineliuos
- Isopropyylialkoholi
- 2,4-prosenttinen aktivoitu Cidex®-dialdehydiliuos
- Saippua ja vesi

Moldcare® on ALCARE CO, LTD.:n rekisteröity tavaramerkki.

Cidex® on Johnson & Johnsonin rekisteröity tavaramerkki.

Clorox® on The Clorox Companyn rekisteröity tavaramerkki.

2004210_FL_A
2023-10