

PRODUKTVEILEDNING OG BRUKERHÅNDBOK

Silverman-hodestøtter

RT-4491R2, sett med 6, A–F

RT-4491R2-A, størrelse A

RT-4491R2-B, størrelse B

RT-4491R2-C, størrelse C

RT-4491R2-D, størrelse D

RT-4491R2-E, størrelse E

RT-4491R2-F, størrelse F

RT-4491-Q1, Silverman Q1

RT-4491-Q2, Silverman Q2

RT-4491-Q3-2G, Silverman Q3

RT-4491-Q4-2G, Silverman Q4

RT-4491R-M, Silverman “M”



VARSLER

! ADVARSEL ! HVIS NOEN DEL AV DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR EKSTREM BELASTNING, VIRKER SKADET ELLER IKKE FUNGERER SOM DET SKAL, MÅ DU UMIDDELBART SLUTTE Å BRUKE DET.

! ADVARSEL ! FORMEN PÅ SILVERMAN-HODESTØTTER KAN VARIERE. DET ANBEFALES AT DEN SAMME SILVERMAN-HODESTØTTEN SOM BRUKES TIL SIMULERING, SKAL FØLGE PASIENTEN GJENNOM HELE BEHANDLINGSPERIODEN.

INSTRUKSJONER FOR BRUK

OPPSETT

1. Velg en Silverman-hodestøtte som er behagelig for pasienten og oppnår ønsket hodeposisjon.
2. Fest Silverman-hodestøtten ved å plassere festehullene over tappene i enheten som er utformet for å holde hodestøttene (fig. 1).
3. Når pasienten er riktig plassert på Silverman-enheten, begynner du å forme Moldcare®- og termoplastmasken ved hjelp av de respektive bruksanvisningene.



Figur 1

FJERNING

Løft Silverman-hodestøtten av tappene på enheten for å fjerne den (fig. 2).



Figur 2

VEDLIKEHOLD

RENGJØRING

! MERK ! Silverman-hodestøtten kan brukes flere ganger og kan rengjøres og brukes på nytt etter hvert behandlingsforløp.

Silverman-hodestøtten kan rengjøres med en mild, ikke-slipende rengjørings- eller desinfiseringsløsning. Rengjør ved å påføre løsningen på en ren klut og tørke av overflaten.

DESINFEKSJON

Følgende rengjøringsmaterialer er testet og har vist seg å passe til rengjøring av Silverman-hodestøtten. Se spesifikke instruksjoner fra produsenten av rengjøringsmiddelet.

- Vann
- 10 % Clorox®-blekemiddelløsning
- Isopropylalkohol
- Cidex® 2,4 % aktivert dialdehydløsning
- Såpe og vann

Moldcare® er et registrert varemerke som tilhører ALCARE CO, LTD.

Cidex® er et registrert varemerke som tilhører Johnson & Johnson.

Clorox® er et registrert varemerke som tilhører The Clorox Company.

2004210_NO_A
2023-06