



positioning
patients for life.®

产品说明和用户手册

Silverman 头部支撑

RT-4491R2, 6 件套, A-F	RT-4491R2-F, 尺寸 F
RT-4491R2-A, 尺寸 A	RT-4491-Q1, Silverman Q1
RT-4491R2-B, 尺寸 B	RT-4491-Q2, Silverman Q2
RT-4491R2-C, 尺寸 C	RT-4491-Q3-2G, Silverman Q3
RT-4491R2-D, 尺寸 D	RT-4491-Q4-2G, Silverman Q4
RT-4491R2-E, 尺寸 E	RT-4491R-M, Silverman "M"



警告声明

！警告！如本产品的任何部分承受过大载荷、出现损坏迹象或功能异常，请立即停止使用。

！警告！SILVERMAN 头部支撑的形状可能有所不同。建议在患者的整个疗程中均使用在模拟时所用的同一 SILVERMAN 头部支撑。

操作说明

设置

1. 选择适合患者并可获得理想头位所需的 Silverman 头部支撑。
2. 通过将纹钉孔置于装置的纹钉（旨在固定头部支撑）上，固定 Silverman 头部支撑（图 1）。
3. 患者在 Silverman 上正确就位后，开始根据相应的使用说明形成 Moldcare® 和热塑性面罩。



图 1

拆卸

将 Silverman 头部支撑提离装置上的纹钉，以便拆下（图 2）。



图 2

维护

清洁

！注意！Silverman 头部支撑可重复使用，可在每个疗程后进行清洁和重复使用。

Silverman 头部支撑可使用温和的非研磨性清洁或消毒液进行清洁。清洁时，用溶液润湿干净的布块后擦拭设备表面。

消毒

下列清洁材料已经过测试，证明适用于清洁 Silverman 头部支撑。请参阅清洁剂厂商的特定说明。

- 水
- 10% Clorox® 漂白液
- 异丙醇
- Cidex® 2.4% 活化二醛溶液
- 肥皂和水

产品名称：人体定位袋

医疗器械备案号：20150038

Moldcare® 是 ALCARE CO, LTD. 的注册商标。

Cidex® 是 Johnson & Johnson 的注册商标。

Clorox® 是 The Clorox Company 的注册商标。

2004210_ZH_A