



# PRODUKTVEJLEDNING OG BRUGERMANUAL

RT-4546, RT-4546MRI, RT-4546-01, & RT-4546-02

Access™ Supine bryst og lunge

Access™ Supine MR bryst og lunge

Access™ Supine bryst

Access™ Supine bryst og lunge, uden gitter



|  |  |  |
|--|--|--|
|  <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">EC REP</div><br>Advena Limited<br>Tower Business Centre, 2nd Flr<br>Tower Street, Swatar, BKR 4013<br>Malta | <b>UK Responsible Person</b><br>QServe Group UK, Ltd.<br>49 Greek Street<br>Soho, London W1D 4EG<br>United Kingdom |  |
|  Qfix<br>440 Church Rd,<br>Avondale, Pennsylvania, USA<br>+1 712-737-8688<br>www.CQmedical.com  | <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">CH REP</div>                            | Raditec Medical AG<br>Schlossberg 5a<br>5454 Bellikon<br>Switzerland |

Exact® er et registreret varemærke, der tilhører Varian Medical Systems.

Access, MR Secure, kVue, VacQfix og ArmShuttle Elite er varemærker, der tilhører Qfix.

Cidex® er et registreret varemærke, der tilhører Johnson & Johnson.

Clorox® er et registreret varemærke, der tilhører The Clorox Company.

**! BEMÆRK !** I hele denne brugsanvisning henviser "Access Supine" til alle Access™ Supine-enheder, herunder Access™ Supine bryst og lunge, Access Supine MR bryst og lunge og Access™ Supine bryst, medmindre andet er angivet.

# INDHOLDSFORTEGNELSE

|  |    |
|--|----|
| GENERELLE FORHOLDSREGLER .....   | 4  |
| ADVARSLER .....  | 4  |
| ALVORLIGE HÆNDELSER .....  | 4  |
| FASTKLEMNINGSOMRÅDER .....   | 4  |
| DÆMPNING AF BEHANDLINGSSTRÅLE .....  | 4  |
| OPLYSNINGER OM MR-SIKKERHED .....  | 5  |
| ADVARSELSMÆRKATER OG -BESKRIVELSER .....   | 6  |
| TILSIGTET ANVENDELSE .....   | 7  |
| FUNKTIONER .....   | 8  |
| BESKRIVELSE .....  | 8  |
| KOMPONENTER .....  | 8  |
| BRUGSANVISNING .....   | 10 |
| INSTALLATION .....   | 10 |
| OPSÆTNING .....  | 11 |
| FJERNELSE .....  | 16 |
| VEDLIGEHOLDELSE .....  | 17 |
| RENGØRING AF SYSTEMET .....  | 17 |
| DESINFEKTION AF SYSTEMET .....   | 17 |
| UDSKIFTNING AF SIDEMARKERING .....   | 18 |
| SPECIFIKATIONER .....  | 19 |
| DIMENSIONER .....  | 19 |
| RESERVEDELSLISTE .....   | 20 |
| OPSÆTNINGSARK .....  | 21 |
| RT-4546: ACCESS SUPINE BRYST OG LUNGE, RT-4546MRI: ACCESS SUPINE MR BRYST<br>OG LUNGE, RT-4546-01: ACCESS SUPINE BRYST ELLER RT-4546-02: ACCESS SUPINE<br>BRYST OG LUNGE UDEN GITTER ..... | 21 |
| RT-4546: ACCESS SUPINE BRYST OG LUNGE, RT-4546MRI: ACCESS SUPINE MR BRYST<br>OG LUNGE, RT-4546-01: ACCESS SUPINE BRYST ELLER RT-4546-02: ACCESS SUPINE<br>BRYST OG LUNGE UDEN GITTER ..... | 22 |

# GENERELLE FORHOLDSREGLER

## ADVARSLER

**! ADVARSEL ! DET ER IKKE TILLADT AT MODIFICERE DETTE UDSTYR. HVIS NOGEN DEL AF UDSTYRET UDSÆTTES FOR EN EKSTREMT STOR BELASTNING UD OVER BELASTNINGSKAPACITETEN, SER UD TIL AT VÆRE BESKADIGET ELLER FUNGERER FORKERT, SKAL BRUG AF UDSTYRET OMGÅENDE INDSTILLES OG CQ MEDICAL KONTAKTES PÅ +1 712-737-8688 ELLER SUPPORT@CQMEDICAL.COM.**

**! ADVARSEL ! KONTROLLÉR, AT VINKELBØJLERNE ER FASTGJORT I RILLEN LANGS MED HÆNGSLET, INDEN ENHEDEN ANVENDES. I MODSAT FALD KAN DET MEDFØRE BESKADIGELSE AF ENHEDEN ELLER FORÅRSAGE PERSONSKADE.**


**! ADVARSEL ! BØJLERNE MÅ ALDRIG HÆVES ELLER SÆNKES, MENS DER ER EN PATIENT PÅ ENHEDEN.**

**! ADVARSEL ! LØFT ELLER BÆR ALDRIG ENHEDEN VED AT HOLDE I ARM- ELLER HÅNDELSSTØTTERNE.**

**! ADVARSEL ! PATIENTEN MÅ IKKE TILPASSE POSITIONEN VED BRUG AF ARMSHUTTLE-GREBENE.**

**! ADVARSEL ! PATIENTEN MÅ IKKE TILPASSE POSITIONEN VED BRUG AF ARM- OG HÅNDELSSTØTTERNE.**

**! ADVARSEL ! BRUG IKKE ARMSHUTTLE TIL AT TILPASSE PATIENTOVERFLADENS VINKEL.**



## ALVORLIGE HÆNDELSER

Rapportér alle alvorlige hændelser (f.eks. hændelser, der resulterer i eller har potentiale til at resultere i død eller alvorlig personskade) til både CQ Medical og den kompetente myndighed i det pågældende land.

## FASTKLEMNINGSOMRÅDER

- Der kan forekomme fastklemningsområder, når arm- eller håndledsstøttens højde justeres.
- Der kan forekomme fastklemningsområder, når arm- eller håndledsstøttens vinkel justeres.
- Der kan forekomme fastklemningsområder i hængslet mellem patientoverfladen og basepladen.

## DÆMPNING AF BEHANDLINGSSTRÅLE

Access Supine er designet, så patienten kan placeres sådan, at de mest postero-anteriore (PA) behandlingsfelter kan rettes ind efter strålen, der passerer gennem enhedens lungeudskæringer. De strukturelle regioner af Access Supine har en vandækvivalens på 5 mm ved 6 MV. Behandling gennem behandlingslejet vil forøge denne dæmpning. Den faktiske dæmpning baseret på opsætningen skal verificeres med det specifikke udstyr. Behandling gennem en hvilken som helst enhed, selv en der er fremstillet af kompositmateriale, vil føre til en øget huddosis.

# GENERELLE FORHOLDSREGLER

## OPLYSNINGER OM MR-SIKKERHED

 De valgfri 20-graders og 25-graders ekstrabøjler er MR-sikre.

Ikke-klinisk testning har påvist, at de valgfri 20-graders og 25-graders ekstrabøjler kan benyttes i et MR-system, der opfylder følgende betingelser:

- Bøjlerne skal anvendes med den MR-sikre version af Access Supine (RT-4546MRI), som er tydeligt mærket med følgende symbol, inden MR-scanning:



 Arm- og håndledsstøtterne er MR-betingede.

Ikke-klinisk testning har påvist, at arm- og håndledsstøtterne kan benyttes i et MR-system, der opfylder følgende betingelser:

- Arm- og håndledsstøtterne kan placeres i cylinderen i et MR-system med et statisk magnetfelt på 1,5 T eller derunder.
- Arm- og håndledsstøtterne skal anvendes med den MR-sikre version af Access Supine (RT-4546MRI) i overensstemmelse med til tilsigtede anvendelse inden scanning.
- Den MR-sikre version af Access Supine (RT-4546MRI) er tydeligt mærket med følgende symbol:



 Bundstoppet er MR-betinget.

Ikke-klinisk testning har påvist, at bundstoppet kan benyttes i et MR-system, der opfylder følgende betingelser:

- Bundstoppet kan placeres i cylinderen i et MR-system med et statisk magnetfelt på 1,5 T eller derunder.
- Bundstoppet skal anvendes med den MR-sikre version af Access Supine (RT-4546MRI) i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse inden scanning.
- Den MR-sikre version af Access Supine (RT-4546MRI) er tydeligt mærket med følgende symbol:



# GENERELLE FORHOLDSREGLER


## ADVARSELSMÆRKATER OG -BESKRIVELSER

Gå til [CQmedical.com](http://CQmedical.com) for at se en liste over symboler og deres definitioner.



### BELASTNINGSKAPACITET

Overskrid IKKE en jævnt fordelt belastning på 249 kg (550 pund) eller den maksimale, sikre arbejdsbelastning for kVue Insert eller lejebasen, alt efter hvad der er mindst.



### ADVARSEL OM BØJLER

Når Access Supine bruges i en vinkel, skal det sikres, at bøjlens er sikkert låst på plads og at bøjlens røde ender er synlige fra toppen af enheden.

Brug af Access Supine i en vinkel, uden at bøjlens er korrekt låst på plads, kan beskadige enheden eller forårsage personskade.



### MR-SIKKER

Et element, der ikke udgør nogen fare som følge af eksponering for et MR-miljø. MR-sikre enheder består af materialer, der ikke er elektrisk ledende, som ikke er metalliske og ikke er magnetiske.

**! BEMÆRK ! KUN FOR RT-4546MRI.**

# TILSIGTET ANVENDELSE

Denne anordning er beregnet til at immobilisere, placere og flytte patienter, der modtager strålebehandling.

**! BEMÆRK ! Ifølge amerikansk lov må dette produkt kun sælges af eller på en læges anvisning.**

## **PATIENTMÅLGRUPPER**

Patienter, der gennemgår strålebehandling eller diagnostiske billeddannelsesprocedurer.

## **TILSIGTEDE BRUGERE**

Den tilsigtede bruger af dette produkt er en person, som er kvalificeret i henhold til de lovgivningsmæssige krav i den respektive region.




# FUNKTIONER

## BESKRIVELSE

Access Supine skal benyttes med 2 lokaliseringsstænger med to stifter, såsom RT-4551BAR, for at opnå sikker fastgørelse til simulerings- eller behandlingslejets top. Disse lokaliseringsstænger leveres ikke sammen med Access Supine, og skal indkøbes separat hos lejets producent.

Access Supine benytter valgfri armstøtter (RT-4546AA-01) og håndledsstøtter (RT-4546AW-01) til at holde overarme og håndled i en reproducerbar position. Der kan anvendes en valgfri ArmShuttle™ (RT-4546C) i stedet for arm- og håndledsstøtten.

## KOMPONENTER



# FUNKTIONER

## KOMPONENTER

### 1. ACCESS SUPINE BRYST OG LUNGE, ACCESS SUPINE BRYST OG ACCESS SUPINE BRYST OG LUNGE, UDEN GITTER

Access Supine anvendes som en hjælp ved positionering og opsætning af patienter, der får foretaget røntgenbehandling af bryst og lunger.

### 2. ACCESS SUPINE MR BRYST OG LUNGE

Access Supine MR (malet hvid) fungerer på samme måde som Access Supine, men kan benyttes i forbindelse med MR-scanning.

### 3. ARMSTØTTE

Armstøtterne har et komplet justeringsområde med henblik på nøjagtig placering af den øvre del af patientens arme under simulering og behandling.

### 4. HÅNDELSSTØTTE

Håndledsstøtterne justerer støtten til patientens håndled under simulering og behandling.

### 5. HOVEDSTØTTE

Den medfølgende hovedstøtte kan placeres flere forskellige steder (mærket 1 til 28) på Access Supine. Der kan købes ekstra hovedstøtter, herunder store og små gelhovedstøtter og TIMO B-hovedstøtten.

### 6. BUNDSTOP

Det medfølgende indekserbare bundstop opretholder korrekt patientposition ved at hjælpe med at forhindre patienten i at glide ned af Access Supine.

### 7. VINKELBØJLER

Vinkelbøjlerne giver mulighed for at vinkle patientens hoved og overkrop vertikalt i vinkler på 0, 5, 7,5, 10, 12,5 og 15 grader. Valgfri ekstrabøjler giver mulighed for at vinkle patientens hoved og overkrop vertikalt i vinkler på 20 eller 25 grader.

### 8. BASEPLADE

Basepladen tilvejebringer fastgørelsespunkter for vinkelbøjlerne og bundstoppet og giver mulighed for sikker fastgørelse til simulerings- eller behandlingslejet.

### 9. PATIENTOVERFLADE

Patientoverfladen er den del af enheden, som kan justeres mellem 0 og 15 grader med henblik på behandling.

### 10. ARMSHUTTLE ELITE

ArmShuttle Elite kan benyttes i stedet for armstøtterne til at placere patientens arm under simulering og behandling. Den benyttes sædvanligvis sammen med en VacQfix™ pude.

### 11. UDLØSERLÅS

Udløserlåsen fastgør patientoverfladen til basepladen.

# BRUGSANVISNING

## INSTALLATION

### INSTALLATION AF ACCESS SUPINE

1. Indsæt lokaliseringsstængernes ender i de korrekte Varian Exact® kompatible indekshuller på lejetoppen eller enheden med en indbyrdes afstand på 700 mm (typisk 5 huller), og klik lokaliseringsstængerne på plads. (Fig. 1)
2. Placer Access Supine over lokaliseringsstængerne, så hullerne i basepladen flugter med de to stifter på lokaliseringsstængerne. (Fig. 2)
3. Skub Access Supine ned på lokaliseringsstængerne for at låse Access Supine på plads. (Fig. 3)

**! BEMÆRK !** Access Supine kan eventuelt forskydes til den ene eller den anden side for at placere tumoren tættere på isocenteret.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

# BRUGSANVISNING

## OPSÆTNING

### PATIENTVINKEL

**! FORSIGTIG ! NÅR ACCESS SUPINE BENYTTES I EN VINKEL, SKAL DET SIKRES, AT VINKELBØJLERNE ER FASTGJORT TIL TOPPANELET, OG DE RØDE ENDER ER SYNLIGE FRA ENHEDENS OVERSIDE. HVIS VINKELBØJLERNE IKKE ER KORREKT FASTGJORT, KAN DET MEDFØRE SKADER PÅ PATIENTEN OG/ELLER BESKADIGELSE AF ENHEDEN.**

1. Tryk ind på udløserlåsen for at låse op. (Fig. 4)
2. Løft patientoverfladen, og hæv vinkelbøjlen op på plads. (Fig. 5 og 6)
3. Sænk patientoverfladen, indtil vinkelbøjlen låser ind i rillerne. Når den er låst på plads, er vinkelbøjlsens røde ender synlige fra patientoverfladen. (Fig. 7)



FIG. 4



FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7

**! BEMÆRK ! 20- eller 25-gradersbøjlerne er EKSTRATILBEHØR og installeres ved at sætte en af dem ind i de åbne riller på vinkelbøjlsens hængsel. (Fig. 8)**



FIG. 8

### HOVEDSTØTTE

Installer hovedstøtten i en af de tilgængelige positioner (1–28) i den øverste ende af patientoverfladen. (Fig. 9 og 10)




FIG. 9




FIG. 10

# BRUGSANVISNING

## OPSÆTNING

### ARMSTØTTE

1. Fastgør armstøtten ved at løsne grebet og sætte den ind i en af de to placeringer (markeret med "X" og "Y"). Stram grebet for at låse armstøtten fast på patientoverfladen. (Fig. 11)
  2. Juster armstøttens rotation ved at løsne grebet og dreje armstøtten til den ønskede placering, hvorefter grebet strammes. (Fig. 12)
- ! FORSIGTIG ! UNDLAD AT STRAMME FOR HÅRDT.**
3. Juster højden ved at trykke knappen på højdeglideren ned og skubbe armen op eller ned. Slip knappen, når armen er i den ønskede position. (Fig. 13)
  4. Juster armens længde ved at trykke knappen på længdeglideren ned og skubbe armen frem eller tilbage. Slip knappen, når armen er i den ønskede position. (Fig. 14)




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14

# BRUGSANVISNING

## OPSÆTNING

### HÅNDEDSSTØTTE

1. Fastgør håndledsstøtten ved at rette begge stifter på bunden af håndledsstøtten ind efter de to tilsvarende huller i patientoverfladen. (Fig. 15)
2. Luk det nederste greb for at låse på plads. (Fig. 16)
3. Åbn det øverste greb for at hæve eller sænke håndledsstøttens skål. Hæv, sænk eller drej skålen til den ønskede position, og lås det øverste greb. (Fig. 17 og Fig. 18)




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18

# BRUGSANVISNING

## OPSÆTNING

### BUNDSTOP

1. Placer bundstoppet, så den buede side vender mod patientoverfladen, og sæt det ind i åbningen nederst på rillerne. (Fig. 19)
2. Når det er blevet fastgjort til basepladen, kan bundstoppet placeres ved at skubbe det opad (bundstoppet bevæger sig i denne retning med skraldestop). (Fig. 20)
3. Flyt bundstoppet nedad ved at løfte det en anelse op og skubbe det bagud til den ønskede position. (Fig. 21)

**! BEMÆRK !** Figur 22 viser indeksplaceringerne for bundstoppet og lokaliseringsstangen.



FIG. 19



FIG. 20



FIG. 21




FIG. 22

# BRUGSANVISNING

## OPSÆTNING

### ARMSHUTTLE ELITE

**! BEMÆRK !** ArmShuttle er et alternativ til arm- og håndledsstøtterne. Produktvejledningen og brugsanvisningen til ArmShuttle (P/N 2004227) indeholder betjeningsanvisninger, produkttegenskaber, specifikationer, advarsler, forsigtighedsregler og andre generelle forholdsregler i forbindelse med brugen af ArmShuttle.

1. Fjern armstøtten(-erne) ved at løsne grebet, dreje armstøtten, så den flugter med rillen på siden af patientoverfladen, og trække armstøtten ud af hullerne i patientoverfladen. (Fig. 23)
2. Fjern håndledsstøtten(-erne) ved at åbne det nederste greb og trække håndledsstøtten ud af hullerne i patientoverfladen. (Fig. 24)
3. Placer ArmShuttle oven på Access Supine, og ret fastgørelsesgrebets huller ind efter de gevindskårne huller mellem armstøttens placeringer på Access Supine. (Fig. 25)
4. Fastgør ArmShuttle med fastgørelsesgrebene ved at dreje dem med uret, indtil de er strammet til. (Fig. 25)

**! BEMÆRK !** Figur 26 viser den fuldførte opsætning.




FIG. 23




FIG. 24




FIG. 25



FIG. 26

# BRUGSANVISNING

## FJERNELSE

### ARMSHUTTLE ELITE

1. Fjern grebene, der fastgør ArmShuttle, ved at dreje dem mod uret.
2. Gentag trin 1 for den anden side.
3. Løft ArmShuttle væk fra patientoverfladen.

### BUNDSTOP

1. Flyt bundstoppet nedad ved at løfte det en anelse op og skubbe det tilbage til aftagningspositionen.
2. Løft bundstoppet op og ud af basepladen.

### ARMSTØTTE

Løsn grebet, drej armstøtten, så den flugter med rillen på siden af patientoverfladen, og træk armstøtten ud af hullerne i patientoverfladen.

### HÅNDEDSSTØTTE

Åbn det nederste greb, og træk håndledsstøtten ud af hullerne i patientoverfladen.

### HOVEDSTØTTE

Løft op i hovedstøtten, indtil den er taget ud af placeringshullet.

### ACCESS SUPINE

1. Løft patientoverfladen, og sænk vinkelbøjlen, indtil den ligger fladt på basepladen.
2. Sænk patientoverfladen, indtil der høres et klik, og den låser ind i basepladen.
3. Løft Access Supine væk fra lokaliseringsstængerne.
4. Løft op i hver ende af lokaliseringsstængerne for at fjerne dem fra lejetoppen.

# VEDLIGEHOJDELSE

## RENGØRING AF SYSTEMET

Udstyret kan rengøres med et mildt, ikke-slibende rengørings- eller desinfektionsmiddel. Rengør udstyret ved at påføre midlet på en ren klud og tørre overfladen af. Inspicer udstyret. Hvis det ikke er rent, skal de tidligere rengøringsstrin gentages, indtil udstyret er synligt rent. Anvend en ren klud, som er fugtet med vand, til at aftørre udstyret for at fjerne alle rester af rengøringsmiddel. Tør udstyret med en ren, tør klud for at tørre det. Følgende rengøringsmaterialer er blevet testet og fundet at være egnede til rengøring af anordningen.

- Vand
- Sæbe og vand

## DESINFEKTION AF SYSTEMET

Se de specifikke anvisninger fra producenten af rengøringsmidlet vedrørende desinfektion af enhedens overflade.

- 10 % Clorox® blegemiddelopløsning
- Isopropylalkohol
- Cidex® 2,4 % aktiveret dialdehydopløsning

Kontrollér regelmæssigt, at alle fastgørelseselementer er strammet til.

# VEDLIGEHOJDELSE

## UDSKIFTNING AF SIDEMARKERING

1. Fjern den eksisterende sidemarkeringsmærkat fuldstændigt, herunder alle rester af klæbemiddel.
2. Træk papiret af den nye mærkat.
3. Ret justeringsmærket midt på sideskalaen ind efter registreringsmærket på patientoverfladen, og mærkatens nederste kant lige over patientoverfladens nederste kant. Nul skal placeres ved enhedens hovedende. (Fig. 27 og 28)
4. Tryk hele mærkatens godt fast på siden af enheden.
5. Gentag på den anden side efter behov.

**! BEMÆRK !** Mærkatens MÅ IKKE sættes på patientoverfladens radius, da det kan medføre af mærkatens skrælles af.




FIG. 27




FIG. 28

registreringsmærke


# SPECIFIKATIONER

## DIMENSIONER


**Længde (L):** 1374 mm

**Vægtgrænse:** 249 kg (550 pund) jævnt fordelt belastning

**Vandækivalens:** Bemærk: Gælder kun for RT-4546 – Access™ Supine bryst og lunge:  
~ 3 mm ved 6 MV i behandlingsregionerne



# RESERVEDELSLISTE



## **RT-4546, RT-4545MRI, RT-4546-01 og RT-4546-02**

1. RT-4546H – hovedstøtte af skum
2. 2004034 – bundstop af skum
3. 2004047 – halebenspude
4. 2004392 – sidemarkeringsmærkat (1 stk.)

## **RT-4546AA-01**

5. 2005353 – skumpude til armskål, lægges omkring

## **RT-4546AW-01**

6. 2005386 – skumpude til håndledsskål, lægges omkring

## **RT-4546L**

7. 2004121 – ekstrabøjle, 20 grader
8. 2004122 – ekstrabøjle, 25 grader

# OPSÆTNINGSARK


RT-4546: Access Supine bryst og lunge, RT-4546MRI: Access Supine MR bryst og lunge,  
RT-4546-01: Access Supine bryst eller RT-4546-02: Access Supine bryst og lunge uden gitter

Patientens navn:

Patientens ID-nr.: Opsat af:

Læge: Dato:

Kommentarer:



1. Indekseret til simulerings- eller behandlingsleje? **Ja** **Nej** Indeksér rilleindstilling, hvis ja
2. Lokaliseringsstangens stiftplacering (vælg én): **A** **B** **C**
3. Patientoverfladens vinkel (vælg én): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
4. Anvendt med ArmShuttle: **Ja** **Nej**
5. Placering af hovedstøtte (nummer 1–28):
6. Placering af håndgreb (vælg de(n) anvendte)  
**A** **B** **C** **D** **E** **F** **G** **H** **I** **IKKE ANVENDT**
7. Anvendes der et bundstop? **Ja** **Nej** Hvis ja, hvilken indstilling? (nummer 1–8)
8. Placering af sidemarkeringslaser:

# OPSÆTNINGSARK

RT-4546: Access Supine bryst og lunge, RT-4546MRI: Access Supine MR bryst og lunge,  
RT-4546-01: Access Supine bryst eller RT-4546-02: Access Supine bryst og lunge uden gitter

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Patientens navn:   |           |
| Patientens ID-nr.: | Opsat af: |
| Læge:              | Dato:     |
| Kommentarer:       |           |



- Indekseret til simulerings- eller behandlingsleje? **Ja** **Nej** Indeksér rilleindstilling, hvis ja
- Lokaliseringsstangens stiftplacering (vælg én): **A** **B** **C**
- Patientoverfladens vinkel (vælg én): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
- Armstøtters placering og vinkel (vælg én) –  
 Patientens venstre side: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**  
 Patientens højre side: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
- Armstøtternes højde (nummer 1–8): Patientens venstre side Patientens højre side
- Armstøtternes længde (vælg én):  
 Patientens venstre side: **A** **B** **C** Patientens højre side: **A** **B** **C**
- Håndledsstøtters placering (bogstav fra A til H):  
 Patientens venstre side Patientens højre side
- Håndledsstøtters vinkel:  
 Patientens venstre side: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**  
 Patientens højre side: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
- Håndledsstøtters højde (bogstav W–Z): Patientens venstre side Patientens højre side





[www.CQmedical.com](http://www.CQmedical.com)

+1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

[info@CQmedical.com](mailto:info@CQmedical.com)