



GAMINIO VADOVAS IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

RT-4546, RT-4546MRI, RT-4546-01, & RT-4546-02

„Access™ Supine Breast & Lung“

„Access™ Supine MR Breast & Lung“

„Access™ Supine Breast“

„Access™ Supine Breast & Lung“, be grotelių



	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com		Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

„Exact®“ yra registruotasis „Varian Medical Systems“ prekių ženklas.

„Access“, „MR Secure“, „kVue“, „VacQfix“ ir „ArmShuttle Elite“ yra „Qfix“ prekių ženklai.

„Cidex®“ yra registruotasis „Johnson & Johnson“ prekių ženklas.

„Clorox®“ yra „The Clorox Company“ registruotasis prekių ženklas.

! PASTABA ! Šioje naudojimo instrukcijoje terminas „Access Supine“ reiškia visus „Access™ Supine“ prietaisus, įskaitant „Access™ Supine Breast & Lung“, „Access Supine MR Breast & Lung“ ir „Access™ Supine Breast“, jei nenurodyta kitaip.

BENDROSIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

ĮSPĖJAMIEJI PRANEŠIMAI

! ĮSPĖJIMAS ! ŠIOS ĮRANGOS JOKIU BŪDU NEGALIMA KEISTI. JEI KURI NORS ŠIO PRIETAISO DALIS PATIRIA KATASTROFIŠKĄ APKROVĄ, ATRODO SUGADINTA ARBA VEIKIA NETINKAMAI, NEDELSdami LAUKITĖS NAUDOTI IR SUSISIEKITE SU „CQ MEDICAL“ TELEFONO NUMERIU +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 ARBA EL. PAŠTO ADRESU SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

! ĮSPĖJIMAS ! PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ ĮSITIKINKITE, KAD KAMPINĖS GROTELĖS GERAI ĮSITVIRTINUSIOS GROIOVELYJE IŠILGAI SULENKIMO. TO NEPADARIUS GALIMI PRIETAISO APGADINIMAI ARBA ASMENS SUŽALOJIMAI.


! ĮSPĖJIMAS ! NIEKADA NEKELKITE IR NENULEISKITE GROTELIŲ PACIENTUI GULINT ANT PRIETAISO.

! ĮSPĖJIMAS ! NIEKADA NEKELKITE IR NENEŠIOKITE PRIETAISO LAIKYDAMI UŽ RANKOS AR RIEŠO ATRAMOS.

! ĮSPĖJIMAS ! NELEISKITE PACIENTUI REGULIUOTI PADĖTIES „ARMSHUTTLE“ RANKENOMIS.

! ĮSPĖJIMAS ! NELEISKITE PACIENTUI REGULIUOTI PADĖTIES RANKŲ IR RIEŠŲ ATRAMOMIS.

! ĮSPĖJIMAS ! „ARMSHUTTLE“ NEGALIMA NAUDOTI PAVIRŠIAUS, Į KURĮ REMIASI PACIENTAS, KAMPUI REGULIUOTI.



RIMTI INCIDENTAI

Apie bet kokius rimtus incidentus (pvz., incidentus, kurių metu ištinka arba gali ištikti mirtis, taip pat patiriama arba galima patirti rimtų sužalojimų) praneškite tiek „CQ Medical“, tiek kompetentingai savo šalies institucijai.

SUSPAUDIMO ZONOS

- Suspaudimo zonų gali susidaryti reguliuojant rankos atramos arba riešo atramos aukštį.
- Suspaudimo zonų gali susidaryti reguliuojant rankos atramos arba riešo atramos kampą.
- Tarp paciento atramos paviršiaus ir pagrindo plokštės sulenkimo srityje gali susidaryti suspaudimo zonų.

GYDOMOJO SPINDULIO SLOPINIMAS

„Access Supine“ suprojektuotas nustatyti tokiai paciento padėčiai, kad taip, kad gydymo laukus, einančius iš paties galo priekio link, būtų galima sulygiuoti su spindulių pluoštu, praeinančiu per prietaiso plaučių išpjovas. „Access Supine“ struktūrinių sričių vandens atitikmuo yra 5 mm esant 6 MV. Gydant per gydymo lentą slopinimas padidėja. Faktinį nuo sąrankos priklausomą slopinimą reikia patikrinti su naudojama įranga. Gydymas per bet kurį prietaisą, net ir pagamintą iš kompozicinės medžiagos, padidins odai tenkančią spinduliuotės dozę.

BENDROSIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

MRT SAUGOS INFORMACIJA

 **20 laipsnių ir 25 laipsnių pasirenkamos pagalbinės grotelės yra saugios naudoti MR aplinkoje.**

Ikiklinikiniai bandymai parodė, kad **20 laipsnių ir 25 laipsnių pasirenkamas pagalbinės grotelės** galima naudoti MR sistemoje, tenkinančioje šias sąlygas:

- **Grotelės reikia naudoti su MR aplinkoje saugia „Access Supine“ (RT-4546MRI) versija, prieš MR skenavimą aiškiai pažymėta šiuo simboliu:**



 **Rankos ir riešo atramos yra sąlyginai saugios MR aplinkoje.**

Ikiklinikiniai bandymai parodė, kad **rankos ir riešo atramas** galima naudoti MR sistemoje, tenkinančioje šias sąlygas:

- **Rankos ir riešo atramas** galima naudoti MR sistemoje, kurios statinis magnetinis laukas yra 1,5 T arba mažesnis.
- **Rankos ir riešo atramas** reikia naudoti kartu su MR aplinkoje saugia „Access Supine“ (RT-4546MRI) versija pagal numatytąją paskirtį prieš skenavimą.
- **MR aplinkoje saugi „Access Supine“ (RT-4546MRI) versija yra aiškiai pažymėta šiuo simboliu:**



 **Apatinis stabdiklis yra sąlyginai saugus MR aplinkoje.**

Ikiklinikiniai bandymai parodė, kad **apatinį stabdiklį** galima naudoti MR sistemoje, tenkinančioje šias sąlygas:

- **Apatinį stabdiklį** galima naudoti MR sistemoje, kurios statinis magnetinis laukas yra 1,5 T arba mažesnis.
- **Apatinį stabdiklį** reikia naudoti kartu su MR aplinkoje saugia „Access Supine“ (RT-4546MRI) versija pagal numatytąją paskirtį prieš skenavimą.
- **MR aplinkoje saugi „Access Supine“ (RT-4546MRI) versija yra aiškiai pažymėta šiuo simboliu:**



BENDROSIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS


ĮSPĖJAMOSIOS ETIKETĖS IR APRAŠAI

CQmedical.com rasite išvardytus simbolius ir jų aprašymus.



APKROVA

NEGALIMA viršyti 249 kg (550 sv.) vienodai paskirstytos apkrovos arba didžiausios saugios darbinės gulto pagrindo apkrovos, atsižvelgiant į tai, kuri yra mažesnė.



ĮSPĖJIMAS DĖL GROTELIŲ

Jeigu „Access Supine“ naudojamas pakreiptas, grotelės turi būti saugiai užfiksuotos vietoje, o raudoni grotelių galai turi matytis prietaiso viršuje.

Naudojant „Access Supine“ pakreiptą, tinkamai vietoje neužfiksavus grotelių, galimi prietaiso apgadinimai arba asmens sužalojimai.



SAUGU NAUDOTI MR APLINKOJE

Šis gaminys, kiek žinoma, nekelia pavojaus jį paveikus bet kokioje MR aplinkoje. MR aplinkoje naudoti saugios priemonės pagamintos iš medžiagų, kurios yra elektrai nelaidžios, nemetalinės ir nemagnetinės.

! PASTABA ! SKIRTA TIK RT-4546MRI.

PASKIRTIS

Šis prietaisas skirtas paciento padėčiai imobilizuoti, nustatyti ir keisti spindulinės terapijos metu.

! PASTABA ! JAV federaliniai įstatymai leidžia šį prietaisą parduoti tik gydytojui arba jo nurodymu.

TIKSLINĖS PACIENTŲ GRUPĖS

Pacientai, kuriems atliekamas spindulinis gydymas arba diagnostinio vaizdavimo tyrimai.




NUMATYTIEJI NAUDOTOJAI

Numatytieji šių gaminių naudotojai – asmenys, turintys atitinkamo regiono norminius reikalavimus atitinkančią kvalifikaciją.

APRAŠYMAS

„Access Supine“ naudojamas kartu su pasirinktinėmis rankos atramomis (RT-4546AA-01) ir riešo atramomis (RT-4546AW-01) viršutinei rankų daliai ir riešams išlaikyti atkarojamoje padėtyje. Vietoje rankos ir riešo atramos galima naudoti pasirenkamą „ArmShuttle™“ (RT-4546C).

KOMPONENTAI



SAVYBĖS

KOMPONENTAI

1. „ACCESS SUPINE BREAST & LUNG“, „ACCESS SUPINE BREAST“ IR „ACCESS SUPINE BREAST AND LUNG“, BE GROTELIŲ

„Access Supine“ naudojamas nustatant paciento padėtį ir atliekant sąranką, kai pacientams taikoma krūtinės ir plaučių spindulinė terapija.

2. „ACCESS SUPINE MR BREAST & LUNG“

„Access Supine MR“ (baltos spalvos) veikia taip pat, kaip „Access Supine“, tačiau gali būti naudojama atliekant MRT.

3. RANKOS ATRAMA

Rankos atramos reguliuojamos per visą diapazoną, todėl galima tiksliai nustatyti viršutinę paciento rankos dalį modeliavimo ir gydymo metu.

4. RIEŠO ATRAMA

Riešo atramos yra reguliuojamos, kad prilaikytų paciento riešus modeliavimo ir gydymo metu.

5. GALVOS ATRAMA

Rinkinyje esančią galvos atramą galima dėti įvairiose vietose (pažymėtose nuo 1 iki 28) ant „Access Supine“. Yra galvos atramos, įskaitant didelius ir mažus gelinius galvos atlošus ir „TIMO B“ galvos atramą.

6. APATINIS STABDIKLIS

Rinkinyje esantis indeksuojamas apatinis stabdiklis užtikrina tinkamą paciento padėtį ir neleidžia pacientui nuslysti žemyn nuo „Access Supine“.

7. KAMPINĖS GROTELĖS

Kampinės grotelės leidžia paciento galvą ir liemenį vertikaliai nustatyti 0, 5, 7,5, 10, 12,5 ir 15 laipsnių kampų. Pasirenkamos pagalbinės grotelės leidžia paciento galvą ir liemenį vertikaliai nustatyti 20 arba 25 laipsnių kampų.

8. PAGRINDO PLOKŠTĖ

Pagrindo plokštė turi kampinėms grotelėms ir apatiniam stabdikliui skirtas tvirtinimo vietas ir leidžia saugiai pritvirtinti prie imitavimo prietaiso arba gydymo gulto.

9. PACIENTO ATRAMOS PAVIRŠIUS

Paciento atramos paviršius yra prietaiso dalis, kuri reguliuojama nuo 0 iki 15 laipsnių gydymui atlikti.

10. „ARMSHUTTLE ELITE“

„ArmShuttle Elite“ gali būti naudojamas vietoj rankos atramų paciento rankos padėčiai nustatyti simuliacijos ir gydymo metu. Paprastai ši priemonė naudojama kartu su „VacQfix™“ pagalvėle.

11. ATLAISVINIMO UŽRAKTAS

Atlaisvinimo užraktu paciento atraminis paviršius tvirtinamas prie pagrindo plokštės.


NAUDOJIMO NURODYMAI

ĮRENGIMAS


„ACCESS SUPINE“ MONTAVIMAS

1. Padėties nustatymo strypų galus įkiškite į atitinkamas su „Varian Exact®“ suderinamas indeksavimo priemonės įrantas ant gulto viršaus arba prietaiso, dėdami juos 700 mm (paprastai 5 įrانتų) atstumu, ir užfiksuokite padėties nustatymo strypus vietoje. (1 pav.)
2. Nustatykite „Access Supine“ virš padėties nustatymo strypo taip, kad skylės pagrindo plokštelėje susilygiuotų su dviem padėties nustatymo strypų kaiščiais. (2 pav.)
3. Prispauskite „Access Supine“ prie padėties nustatymo strypų, kad „Access Supine“ užsifikuotų vietoje. (3 pav.)

! PASTABA ! „Access Supine“ galima stumtelėti į bet kurią pusę, kad navikas pagal poreikį atsidurtų arčiau izocentro.



1 PAV.



2 PAV.



3 PAV.

NAUDOJIMO NURODYMAI

NUSTATYMAS

PACIENTO PADĖTIES KAMPAS

! DĖMESIO ! NAUDODAMI „ACCESS SUPINE AT“ PAKREIPTĄ, ĮSITIKINKITE, KAD KAMPINĖS GROTELĖS PRITVIRTINTOS PRIE VIRŠUTINIO SKYDELIO, O RAUDONI GALAI IŠSIKIŠĘ VIRŠ PRIETAISO. JEI KAMPINĖS GROTELĖS NETINKAMAI PRITVIRTINTOS, GALIMA SUŽALOTI PACIENTĄ IR (ARBA) SUGADINTI PRIETAISĄ.

1. Norėdami atlaisvinti, paspauskite atlaisvinimo užraktą. (4 pav.)
2. Pakelkite paciento atramos paviršių, tada pakelkite kampines groteles (5 ir 6 pav.).
3. Nuleiskite paciento atraminį paviršių, kad kampinės groteles užsifikuotų angose. Užsifiksavus raudoni kampinių grotelių galai bus matomi virš paciento atramos paviršiaus (7 pav.)




4 PAV.



5 PAV.



6 PAV.



7 PAV.


! PASTABA ! Norėdami sumontuoti 20 arba 25 laipsnių PASIRENKAMAS PAGALBINES groteles, įstatykite jas į atviras angas kampinių grotelių sulenkimo srityje. (8 pav.)




8 PAV.

GALVOS ATRAMA

Galvos atramą sumontuokite vienoje iš galimų padėčių (1–28) paciento atramos paviršiaus aukštesniajame gale. (9 ir 10 pav.).



9 PAV.



10 PAV.

NAUDOJIMO NURODYMAI

NUSTATYMAS

RANKOS ATRAMA


1. Norėdami pritvirtinti rankos atramą, atlaisvinkite rankenėlę ir įkiškite į vieną iš dviejų vietų (pažymėtų „X“ ir „Y“). Priveržkite rankenėlę, kad užfiksuotumėte rankos atramą ant paciento atramos paviršiaus. (11 pav.)

2. Norėdami pareguliuoti rankos atramos sukimąsi, atlaisvinkite rankenėlę ir pasukite rankos atramą į norimą padėtį, tada priveržkite rankenėlę. (12 pav.)


! DĖMESIO ! NEUŽVERŽKITE PER STIPRIA!

3. Norėdami pareguliuoti aukštį, paspauskite mygtuką, esantį ant aukščio slankiklio, ir stumkite išilgai atramos, atleisdami mygtuką pageidaujamoje padėtyje. (13 pav.)


4. Norėdami pareguliuoti atramos ilgį, paspauskite mygtuką, esantį ant ilgio slankiklio, ir stumkite išilgai atramos, atleisdami mygtuką pageidaujamoje padėtyje. (14 pav.)




11 PAV.



12 PAV.



13 PAV.




14 PAV.

NAUDOJIMO NURODYMAI


NUSTATYMAS

RIEŠO ATRAMA


1. Norėdami pritvirtinti riešo atramą, sulygiuokite abu kaiščius riešo atramos apačioje su dviem atitinkamomis skylėmis paciento atramos paviršiuje. (15 pav.)
2. Uždarykite apatinę svirtį, kad užfiksuotumėte vietoje. (16 pav.)
3. Norėdami pakelti arba nuleisti riešo atramos kaušelį, atidarykite viršutinę svirtį. Pakelkite, nuleiskite arba pasukite kaušelį į pageidaujamą padėtį ir uždarykite viršutinę svirtį. (17 ir 18 pav.)




15 PAV.



16 PAV.



17 PAV.



18 PAV.

NAUDOJIMO NURODYMAI

NUSTATYMAS

APATINIS STABDIKLIS

1. Apatinį stabdiklį nustatykite taip, kad išlenkta pusė būtų nukreipta į paciento atramos paviršių, tada įkiškite į plyšį angų apačioje. (19 pav.)
2. Pritvirtinus prie pagrindo plokštės apatinį stabdiklį galima nustatyti stumiant aukštyn (apatinis stabdiklis palaipsniui kils ta kryptimi). (20 pav.)
3. Norėdami perkelti apatinį stabdiklį žemyn, jį kilstelėkite ir nustumkite į pageidaujamą padėtį. (21 pav.)

! PASTABA ! 22 pav. pavaizduotos apatinio stabdiklio ir padėties nustatymo strypo indeksavimo vietos.




19 PAV.



20 PAV.



21 PAV.



22 PAV.

NAUDOJIMO NURODYMAI


NUSTATYMAS

„ARMSHUTTLE ELITE“


! PASTABA ! „ArmShuttle“ yra alternatyvi priemonė, kurią galima naudoti vietoje rankos ir riešo atramų. Informacijos apie naudojimo instrukcijas, gaminio funkcijas, specifikacijas, išpėjimus, atsargumo priemones ir kitas bendrąsias atsargumo priemones, susijusias su „ArmShuttle“ naudojimu, žr. „ArmShuttle“ (P/N 2004227) gaminio vadove ir naudojimo instrukcijoje.

1. Nuimkite rankos atramą (-as) atlaisvindami rankenėlę, pasukite rankos atramą taip, kad ji susilygiuotų su įranta paciento atramos paviršiaus šone, ir ištraukite rankos atramą iš skylių paciento atramos paviršiuje. (23 pav.)
2. Nuimkite riešo atramą (-as), atidarydami apatinę svirtį, ir ištraukite riešo atramą iš paciento atramos paviršiaus skylių. (24 pav.)
3. Dėkite „ArmShuttle“ ant „Access Supine“ viršaus ir sulygiuokite tvirtinimo rankenėlės skylės srieginėmis skylėmis, esančiomis tarp rankos atramos vietų ant „Access Supine“. (25 pav.)
4. Pritvirtinkite „ArmShuttle“ su tvirtinimo rankenėlėmis, sukdami jas pagal laikrodžio rodyklę, kol jos bus priveržtos. (26 pav.)


! PASTABA ! 26 pav. pavaizduota užbaigta sąranka.



23 PAV.



24 PAV.



25 PAV.



26 PAV.

NAUDOJIMO NURODYMAI

NUĖMIMAS

„ARMSHUTTLE ELITE“

1. Nuimkite rankenėles, kuriomis pritvirtinta „ArmShuttle“, sukdami prieš laikrodžio rodyklę.
2. Pakartokite 1 veiksmą priešingoje pusėje.
3. Pakelkite „ArmShuttle“ nuo paciento atramos paviršiaus.

APATINIS STABDIKLIS

1. Norėdami perkelti apatinį stabdiklį žemyn, jį kilstelėkite ir nustumkite į išėmimo padėtį.
2. Iškelkite apatinį stabdiklį iš pagrindo plokštės.

RANKOS ATRAMA

Atlaisvinkite rankenėlę, pasukite rankos atramą taip, kad ji susilygiuotų su įranta paciento atramos paviršiaus šone, ir ištraukite rankos atramą iš skylių paciento atramos paviršiuje.

RIEŠO ATRAMA

Atidarykite apatinę svirtį ir ištraukite riešo atramą iš paciento atramos paviršiaus skylių.

GALVOS ATRAMA

Kelkite galvos atramą, kol ją ištrauksite iš padėties nustatymo skylės.

„ACCESS SUPINE“

1. Pakelkite paciento atramos paviršių ir nuleiskite kampines groteles, kad jos visiškai priglustų prie pagrindo plokštės.
2. Nuleiskite paciento atramos paviršių, kol pasigirs spragtelėjimas, ir užfiksuokite jį pagrindo plokštėje.
3. Nukelkite „Access Supine“ nuo padėties nustatymo strypų.
4. Pakelkite kiekvieną padėties nustatymo strypų galą, kad nuimtumėte juos nuo gulto.

PRIEŽIŪRA

SISTEMOS VALYMAS

Prietaisą galima valyti švelniu neabrazyviniu valymo arba dezinfekavimo tirpalu. Norėdami išvalyti, užpilkite tirpalo ant švarios šluostės ir perbraukite per paviršių. Vizualiai apžiūrėkite prietaisą, o jei jis nešvarus, kartokite pirmiau nurodytus valymo veiksmus, kol vizualiai jis bus švarus. Švaria vandeniu sudrėkinta šluoste valykite prietaisą, kad pašalintumėte valymo priemonės likučius. Norėdami nusausinti, nuvalykite prietaisą švaria, sausa šluoste. Toliau nurodyta valymo medžiaga buvo išbandyta ir buvo nustatyta, kad ji tinka prietaisui valyti.

- Vanduo
- Muilas ir vanduo

SISTEMOS DEZINFEKAVIMAS

Norėdami dezinfekuoti prietaiso paviršių, žr. konkrečius valymo priemonės gamintojo nurodymus.

- 10 % „Clorox®“ baliklio tirpalas
- Izopropilo alkoholis
- „Cidex®“ 2,4 % suaktyvintas dialdehido tirpalas


Periodiškai tikrinkite, ar neatsilaisvino kuris nors tvirtinimo elementas.

PRIEŽIŪRA


ŠONINIŲ ŽENKLŲ KEITIMAS

1. Visiškai nuplėškite esamą šoninę ženklinimo etiketę ir nuvalykite klijų likučius.
2. Nuo naujos etiketės nuplėškite apsauginį popieriaus sluoksnį.
3. Sulygiuokite lygiavimo ženklą, esantį šoninės skalės viduryje, su paciento atramos paviršiaus registracijos ženklu, o apatinį etiketės kraštą tiesiai virš apatinio paciento atramos paviršiaus krašto. Nulis turi būti prietaiso galvūgalyje. (27 ir 28 pav.).
4. Gerai prispauskite visą etiketę prie prietaiso šono.
5. Jei reikia, tą patį padarykite kitoje pusėje.

! PASTABA ! NEGALIMA klijuoti etiketės paciento atramos paviršiaus ribose, kitaip etiketė gali atsiklijuoti.



27 PAV.



28 PAV.

registracijos
ženklas


SPECIFIKACIJOS

MATMENYS


Ilgis (l): 1374 mm

Svorio ribinė vertė: 249 kg (550 sv.) tolygiai paskirstyta apkrova

Vandens atitikmuo: *Pastaba. Taikoma tik RT-4546 – „Access™ Supine Breast and Lung“:*
apie 3 mm / 6 MV gydymo srityse



DALIŲ SĄRAŠAS



RT-4546, RT-4545MRI, RT-4546-01 ir RT-4546-02

- 1. RT-4546H – poroloninė galvos atrama
- 2. 2004034 – poroloninis apatinio stabdiklio blokas
- 3. 2004047 – dubens paklotas
- 4. 2004392 – šonų ženklavimo etiketė (po 1 kiekvienam šonui)

RT-4546AA-01

- 5. 2005353 – poroloninis rankos kaušelio įdėklas, apvyniojamas

RT-4546AW-01

- 6. 2005386 – poroloninis riešo kaušelio įdėklas, apvyniojamas

RT-4546L

- 7. 2004121 – pagalbinės grotelės, 20 laipsnių
- 8. 2004122 – pagalbinės grotelės, 25 laipsnių

SĄRANKOS LAPAS

RT-4546: „Access Supine Breast & Lung“, RT-4546MRI: „Access Supine MR Breast & Lung“,
RT-4546-01: „Access Supine Breast“ arba RT-4546-02: „Access Supine Breast & Lung“ be grotelių

Paciento vardas, pavardė:


Paciento ID Nr.:

Nustatė:

Gydytojas:

Data:

Komentarai:



1. Indeksuojami pagal modeliavimo arba gydymo lentelę? **Taip** **Ne** Jei taip, indeksavimo įrantos nuostata
2. Padėties nustatymo strypo vieta (pasirinkite vieną): **A** **B** **C**
3. Paciento atramos paviršiaus kampas (pasirinkite vieną): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
4. Naudojamas su „ArmShuttle“: **Taip** **Ne**
5. Galvos atramos vieta (numeris 1–28):
6. Plaštakos atramos (-ų) vieta (pasirinkite naudojamą)
- | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | NĖ VIENA NENAUDOJAMA |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|
7. Ar naudojamas apatinis stabdiklis? **Taip** **Ne** Jei taip, kokia nuostata? (1–8 numeris)
8. Šoninio ženklinimo lazerio vieta:

SAŖANKOS LAPAS

RT-4546: „Access Supine Breast & Lung“, RT-4546MRI: „Access Supine MR Breast & Lung“,
RT-4546-01: „Access Supine Breast“ arba RT-4546-02: „Access Supine Breast & Lung“ be grotelių

Paciento vardas, pavardė:

Paciento ID Nr.:

Nustatė:

Gydytojas:

Data:

Komentaras:



- Indeksuojami pagal modeliavimo arba gydymo lentelę? **Taip** **Ne** Jei taip, indeksavimo įrantos nuostata
- Padėties nustatymo strypo vieta (pasirinkite vieną): **A** **B** **C**
- Paciento atramos paviršiaus kampas (pasirinkite vieną): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
- Rankos atramų vieta ir kampas (pasirinkite vieną) –
paciento kairė: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
paciento dešinė: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
- Rankos atramų aukštis (1–8 numeris): Paciento kairė Paciento dešinė
- Rankos atramų ilgis (pasirinkite vieną): Paciento kairė: **A** **B** **C** Paciento dešinė: **A** **B** **C**
- Riešo atramų vieta (raidė nuo A iki H): Paciento kairė Paciento dešinė
- Riešo atramų kampas:
Paciento kairė: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
Paciento dešinė: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
- Riešo atramų aukštis (raidės W–Z): Paciento kairė Paciento dešinė



www.CQmedical.com

+1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

info@CQmedical.com