

IZSTRĀDĀJUMA CEĻVEDIS UN LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

RT-4546, RT-4546MRI, RT-4546-01 un RT-4546-02

Access™ Supine krūtis un plaušas

Access™ Supine MR krūtis un plaušas

Access™ Supine krūtis

Access™ Supine krūtis un plaušas, bez režģa



	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com		Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Exact® ir Varian Medical Systems reģistrēta preču zīme.

Access, MR Secure, kVue, VacQfix un ArmShuttle Elite ir Qfix preču zīmes.

Cidex® ir Johnson & Johnson reģistrēta preču zīme.

Clorox® ir The Clorox Company reģistrēta preču zīme.

! PIEZĪME ! Visā šajā lietošanas instrukcijā “Access Supine” attiecas uz visām Access™ Supine ierīcēm, ieskaitot Access™ Supine krūtis un plaušas, Access Supine MR krūtis un plaušas un Access™ Supine krūtis, ja vien nav norādīts citādi.

VISPĀRĒJIE PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

BRĪDINĀJUMU PAZIŅOJUMI

! BRĪDINĀJUMS ! NAV PIEĻAUJAMA NEKĀDA VEIDA APRĪKOJUMA PĀRVEIDOŠANA. JA JEBKURA ŠĪS IERĪCES DAĻA IR TIKUSI KATASTROFĀLI PĀRSLOGOTA, IZSKATĀS BOJĀTA VAI DARBOJAS NEPAREIZI, NEKĀVĒJOTIES PĀRTRAUCIET TĀS LIETOŠANU UN SAZIŅIETIES AR UZŅĒMUMU CQ MEDICAL PA TĀLRUNI +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 VAI E-PASTĀ SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

! BRĪDINĀJUMS ! PIRMS IERĪCES IZMANTOŠANAS LEŅĶA KĀPNĒM NOTEIKTI JĀBŪT IESTIPRINĀTĀM GROPĒ GAR EŅĢĒM. PRETĒJĀ GADĪJUMĀ IERĪCE VAR TIKT BOJĀTA VAI RADĪTAS FIZISKAS TRAUMAS.


! BRĪDINĀJUMS ! NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NECELIET VAI NENOLAIDIET KĀPNES, KAMĒR PACIENTS IR UZ IERĪCES.

! BRĪDINĀJUMS ! NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NECELIET VAI NENESIET IERĪCI, TUROT TO AIZ ROKU VAI PLAUKSTU LOCĪTAVU BALSTIEM.

! BRĪDINĀJUMS ! NEĻAUJIET PACIENTAM PIELĀGOT POZĪCIJU, IZMANTOJOT ARMSHUTTLE ROKTURUS.

! BRĪDINĀJUMS ! NEĻAUJIET PACIENTAM PIELĀGOT POZĪCIJU, IZMANTOJOT ROKU UN PLAUKSTU LOCĪTAVU BALSTUS.

! BRĪDINĀJUMS ! NELIETOJIET ARMSHUTTLE, LAI PIELĀGOTU PACIENTA VIRSMAS LEŅĶI.



NOPIETNI NEGADĪJUMI

Par nopietniem negadījumiem (piem., negadījumiem, kas izraisījuši vai iespējami varēja izraisīt nāvi vai nopietnu ievainojumu), lūdzu, ziņojiet gan uzņēmumam CQ Medical, gan savas valsts atbildīgajai varas iestādei.

IESPIEŠANAS ZONAS

- Iespiešanas zonas var veidoties, pielāgojot rokas balstu vai plaukstu locītavu balstu augstumu.
- Iespiešanas zonas var veidoties, pielāgojot rokas balstu vai plaukstu locītavu balstu leņķi.
- Iespiešanas zonas var veidoties eņģē starp pacienta virsmu un pamata plāksni.

TERAPIJAS STARU KŪĻA VĀJINĀŠANA

Access Supine ir paredzēts tam, lai pacientu varētu pozicionēt tā, ka lielāko daļu posteroanteriorā (PA) terapijas lauka var salāgot ar staru kūli, kas plūst caur ierīces plaušu izgriezumiem. Access Supine strukturālajiem reģioniem ir 5 mm ūdens līdzvērtība pie 6 MV. Ārstēšana caur terapijas galdu palielinās šo vājinājumu. Faktiskā vājināšana atkarībā no iestatīšanas ir jāpārbauda, izmantojot konkrēto aprīkojumu. Terapija caur jebkādu ierīci, pat tādu, kas izgatavota no kompozītmateriāla, izraisīs palielinātu ādas saņemto dozu.

VISPĀRĒJIE PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

INFORMĀCIJA PAR MRI DROŠĪBU

 **20 grādu un 25 grādu papildaprīkojuma kāpnēs ir drošas MR vidē.**

Neklīniska testēšana ir pierādījusi, ka MR sistēmā var izmantot **20 grādu un 25 grādu papildaprīkojuma kāpnēs**, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

- Kāpnēs jāizmanto kopā ar MR vidē drošo Access Supine (RT-4546MRI) versiju, kas ir skaidri marķēta ar šādu simbolu, par ko jāpārliedz pirms MR skenēšanas:



 **Roku un plaukstu locītavu balsti ir droši MR vidē ar nosacījumiem.**

Neklīniska testēšana ir pierādījusi, ka MR sistēmā var izmantot roku un plaukstu locītavu balstus, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

- Roku un plaukstu locītavu balstus var ievietot MR sistēmas atverē, kuras statiskais magnētiskais lauks ir 1,5 T vai mazāks.
- Roku un plaukstu locītavu balsti jālieto kopā ar MR vidē drošo Access Supine (RT-4546MRI) versiju saskaņā ar tās paredzēto lietošanu, par ko jāpārliedz pirms skenēšanas.
- MR vidē drošā Access Supine (RT-4546MRI) versija ir skaidri marķēta ar šādu simbolu:



 **Apakšējais aizturis ir drošs MR vidē ar nosacījumiem.**

Neklīniska testēšana ir pierādījusi, ka MR sistēmā var izmantot apakšējo aizturi, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

- Apakšējo aizturi var ievietot MR sistēmas atverē, kuras statiskais magnētiskais lauks ir 1,5 T vai mazāks.
- Apakšējais aizturis jālieto kopā ar MR vidē drošo Access Supine MR (RT-4546MRI) versiju saskaņā ar tās paredzēto lietošanu, par ko jāpārliedz pirms skenēšanas.
- MR vidē drošā Access Supine (RT-4546MRI) versija ir skaidri marķēta ar šādu simbolu:



VISPĀRĒJIE PIESARDZĪBAS PASĀKUMI


BRĪDINĀJUMA MARKĒJUMI UN APRAKSTI

Simbolu un to skaidrojumu sarakstu skatiet vietnē CQmedical.com.



NOMINĀLĀ SLODZE

NEPĀRSNIEDZIET 249 kg (550 lb) vienmērīgi izkliedētu slodzi vai kVue ieliktņa maksimālo drošo darba slodzi, vai kušetes pamatnes slodzi, atkarībā no tā, kurš no šiem lielumiem ir mazāks.



BRĪDINĀJUMS PAR KĀPNĒM

Izmantojot Access Supine leņķī, kāpnēm noteikti jābūt stingri nofiksētām vietā un kāpņu sarkanajiem galiem jābūt redzamiem no ierīces augšas.

Izmantojot Access Supine leņķī, pareizi nenostiprinot kāpnes vietā, var sabojāt ierīci vai radīt fizisku traumu.



DROŠS MR VIDĒ

Vienums nerada zināmus apdraudējumus nevienā no magnētiskās rezonanses (MR) vidēm. Vienumi, kas ir droši MR vidē, ir izgatavoti no materiāliem, kas nevada elektrību, nesatur metālu un nav magnētiski.

! PIEZĪME ! TIKAI RT-4546MRI GADĪJUMĀ.

PAREDZĒTĀ LIETOŠANA

Šī ierīce ir paredzēta, lai imobilizētu, pozicionētu un pārpozicionētu pacientus, kuriem tiek veikta staru terapija.

! PIEZĪME ! Amerikas Savienoto Valstu Federālā likumdošana ierobežo šīs ierīces pārdošanu tikai pēc ārsta norādījuma.

PACIENTU MĒRĶGRUPAS

Pacienti, kuriem tiek veikta staru terapija vai diagnostikas attēlveidošanas procedūras.

PAREDZĒTIE LIETOTĀJI

Šo izstrādājumu paredzētais lietotājs ir persona, kura ir atbilstoši kvalificēta saskaņā ar reģiona noteikumos minētajām prasībām.




FUNKCIJAS

APRAKSTS

Access Supine jālieto kopā ar 2 divu tapu pozicionēšanas stieņiem, tādiem kā RT-4551BAR, lai stingri piestiprinātu pie simulācijas vai terapijas kušetes virsmas. Šie pozicionēšanas stieņi neietilpst Access Supine komplektā, un tie no kušetes ražotāja jāiegādājas atsevišķi.

Access Supine izmanto papildaprīkojuma roku balstus (RT-4546AA-01) un plaukstu locītavu balstus (RT-4546AW-01), lai noturētu augšdelmus un plaukstu locītavas reproducējamā stāvoklī. Roku un plaukstu locītavu balstu vietā var lietot papildaprīkojumu ArmShuttle™ (RT-4546C).

KOMPONENTI



FUNKCIJAS

KOMPONENTI

1. ACCESS SUPINE KRŪTIS UN PLAUŠAS, ACCESS SUPINE KRŪTIS UN ACCESS SUPINE KRŪTIS UN PLAUŠAS, BEZ REŽĢA

Access Supine izmanto, lai palīdzētu pozicionēt un iestatīt pacientus, kuriem tiek veikta krūšu un plaušu staru terapija.

2. ACCESS SUPINE MR KRŪTIS UN PLAUŠAS

Access Supine MR (baltā krāsā) darbojas tāpat kā Access Supine, bet to var izmantot ar MRI.

3. ROKU BALSTS

Roku balstiem ir pilns regulēšanas diapazons, lai simulācijas un terapijas laikā precīzi novietotu pacienta roku augšdaļu.

4. PLAUKSTU LOCĪTAVU BALSTS

Plaukstu locītavu balstus regulē, lai balstītu pacienta plaukstu locītavas simulācijas un terapijas laikā.

5. GALVAS BALSTS

Komplektā esošo galvas balstu Access Supine var pozicionēt dažādos novietojumos (marķēts no 1 līdz 28). Ir pieejami papildaprīkojuma galvas balsti, tostarp lielie un mazie gela galvas balsti un TIMO B galvas balsts.

6. APAKŠĒJAIS AIZTURIS

Komplektā esošais indeksējamais apakšējais aizturis saglabā pareizu pacienta pozīciju, palīdzot novērst pacienta slīdēšanu pa Access Supine uz leju.

7. LEŅĶA KĀPNES

Leņķa kāpnes ļauj pacienta galvu un rumpi vertikāli pacelt 0; 5; 7,5; 10; 12,5; 15 grādu leņķī. Papildaprīkojuma kāpnes sniedz iespēju pacienta galvu un rumpi pacelt vertikāli 20 vai 25 grādu leņķī.

8. PAMATA PLĀKSNE

Pamata plāksne nodrošina stiprinājuma punktus leņķa kāpnēm un apakšējam aizturim, kā arī sniedz stingras piestiprināšanas iespēju pie simulācijas vai terapijas kušetes.

9. PACIENTA VIRSMA

Pacienta virsma ir ierīces daļa, ko terapijas nolūkā var regulēt 0–15 grādu diapazonā.

10. ARMSHUTTLE ELITE

ArmShuttle Elite var izmantot roku balstu vietā, lai pozicionētu pacienta roku simulācijas un terapijas laikā. Parasti to lieto kopā ar VacQfix™ spilvenu.

11. ATBRĪVOŠANAS FIKSATORS

Atbrīvošanas fiksators nostiprina pacienta virsmu pie pamata plāksnes.


LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

UZSTĀDĪŠANA


ACCESS SUPINE UZSTĀDĪŠANA

1. Ievietojiet pozicionēšanas stieņu galus attiecīgajos ar Varian Exact® saderīgajos indeksēšanas ierobos, kas izvietoti 700 mm atstatumā viens no otra uz kušetes virsmas vai ierīces (parasti 5 ierobi), un nofiksējiet pozicionēšanas stieņus vietā. (1. att.)
2. Novietojiet Access Supine virs pozicionēšanas stieņa tā, lai pamata plāksnes atveres salāģotos ar abām tapām pozicionēšanas stieņos. (2. att.)
3. Spiediet Access Supine leļup uz pozicionēšanas stieņa, lai fiksētu Access Supine vietā. (3. att.)


! PIEZĪME ! Access Supine var nobīdīt uz vienu vai otru pusi, lai pozicionētu audzēju tuvāk izocentram, kā nepieciešams.



1. ATT.



2. ATT.



3. ATT.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

UZSTĀDĪŠANA

PACIENTA LEŅĶIS

! UZMANĪBU ! IZMANTOJOT ACCESS SUPINE AT LEŅĶĪ, LEŅĶA KĀPNĒM NOTEIKTI JĀBŪT NOSTIPRINĀTĀM PIE AUGŠĒJĀ PANEĻA UN SARKANAJIEM GALIEM JĀBŪT REDZAMIEM NO IERĪCES AUGŠAS. JA LEŅĶA KĀPNES NAV PAREIZI NOSTIPRINĀTAS, PACIENTS VAR GŪT FIZISĶU TRAUMU UN/VAI IERĪCE VAR TIKT SABOJĀTA.

1. Nospiediet atbrīvošanas fiksatoru, lai atbloķētu. (4. att.)
2. Paceliet pacienta virsmu un paceliet leņķa kāpnis vietā. (5. un 6. att.)
3. Nolaidiet pacienta virsmu, līdz leņķa kāpnis nofiksējas spraugās. Kad leņķa kāpnis ir nofiksēts, no pacienta virsmas būs redzami to sarkanie gali. (7. att.)




4. ATT.



5. ATT.



6. ATT.



7. ATT.


! PIEZĪME ! Lai uzstādītu 20 vai 25 grādu **PAPILDAPRĪKOJUMA** kāpnis, ievietojiet vienas vai otras vaļējās spraugās leņķa kāpņu eņģē. (8. att.)




8. ATT.

GALVAS BALSTS

Uzstādiet galvas balstu vienā no pieejamajām pozīcijām (1–28) pacienta virsmas augšgalā. (9. un 10. att.)



9. ATT.



10. ATT.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS


UZSTĀDĪŠANA

ROKU BALSTS


1. Lai piestiprinātu roku balstu, palaidiet vaļīgāk grozāmpogu un ievietojiet vienā no diviem novietojumiem (marķēti ar "X" un "Y"). Pievelciet grozāmpogu, lai nofiksētu roku balstu uz pacienta virsmas. (11. att.)
2. Lai pielāgotu roku balsta rotāciju, palaidiet vaļīgāk grozāmpogu un pagrieziet roku balstu vēlamajā novietojumā un pievelciet grozāmpogu. (12. att.)

! UZMANĪBU ! NEPĀRVELCIET.


3. Lai pielāgotu augstumu, iespiediet uz iekšu pogu, kas atrodas uz augstuma slīdņa, un bīdiet gar roku, atlaižot pogu, kad ir sasniegta vajadzīgā pozīcija. (13. att.)
4. Lai pielāgotu rokas garumu, iespiediet uz iekšu pogu, kas atrodas uz garuma slīdņa, un bīdiet gar roku, atlaižot pogu, kad ir sasniegta vajadzīgā pozīcija. (14. att.)




11. ATT.



12. ATT.



13. ATT.




14. ATT.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS


UZSTĀDĪŠANA

PLAUKSTU LOCĪTAVU BALSTS


1. Lai piestiprinātu plaukstu locītavu balstu, salāgojiet abas tapas plaukstu locītavu balsta apakšā ar abām attiecīgajām atverēm pacienta virsmā. (15. att.)
2. Aizveriet apakšējo sviru, lai nofiksētu vietā. (16. att.)
3. Lai paceltu vai nolaistu plaukstu locītavu balsta kausu, atveriet augšējo sviru. Paceliet, nolaidiet vai pagrieziet kausu vajadzīgajā pozīcijā un aizveriet augšējo sviru. (17. att. un 18. att.)




15. ATT.



16. ATT.



17. ATT.



18. ATT.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

UZSTĀDĪŠANA

APAKŠĒJAIS AIZTURIS

1. Novietojiet apakšējo aizturi tā, lai izliektā puse būtu vērsta pret pacienta virsmu, un ievietojiet atvērumā spraugu apakšā. (19. att.)
2. Kad apakšējais aizturis ir piestiprināts pie pamata plāksnes, apakšējo aizturi var pozicionēt, to virzot uz augšpusi (apakšējais aizturis kalpos kā sprūdrats šajā virzienā). (20. att.)
3. Lai pārvietotu apakšējo aizturi uz apakšpusi, nedaudz paceliet to un bīdiet atpakaļ vajadzīgajā novietojumā. (21. att.)

! PIEZĪME ! 22. attēlā ir parādīti apakšējā aiztura un pozicionēšanas stieņa indeksēšanas novietojumi.




19. ATT.



20. ATT.



21. ATT.



22. ATT.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS


UZSTĀDĪŠANA

ARMSHUTTLE ELITE


! PIEZĪME ! ArmShuttle ir roku un plaukstu locītavu balstu alternatīva. Lietošanas instrukcijas, izstrādājuma īpašības, specifikācijas, brīdinājumus, piesardzības brīdinājumus un citus vispārējus piesardzības pasākumus saistībā ar ArmShuttle lietošanu skatiet ArmShuttle (P/N 2004227) izstrādājuma ceļvedī un lietotāja rokasgrāmatā.

1. Noņemiet roku balstu(-us), palaižot vaļīgāk grozāmpogu, pagriežiet roku balstu tā, lai tas būtu vienā līnijā ar ierobu pacienta virsmas sānā un izvelciet roku balstu no atverēm pacienta virsmā. (23. att.)
2. Noņemiet plaukstu locītavu balstu(-us), atverot apakšējo sviru, izvelciet plaukstu locītavu balstu no atverēm pacienta virsmā. (24. att.)
3. Novietojiet ArmShuttle uz Access Supine, salāgojot piestiprināšanas grozāmpogas atveres ar vītņotajām atverēm, kas atrodas starp roku balsta novietojumiem uz Access Supine. (25. att.)
4. Nostipriniet ArmShuttle ar piestiprināšanas grozāmpogām, griežot tās pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz tās ir pievilktas. (25. att.)


! PIEZĪME ! 26. attēlā parādīts pabeigtais iestatījums.



23. ATT.



24. ATT.



25. ATT.



26. ATT.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

NOŅEMŠANA

ARMSHUTTLE ELITE

1. Noņemiet grozāmpogas, kas fiksē ArmShuttle, griežot tās pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
2. Atkārtojiet 1. darbību pretējā pusē.
3. Noceliet ArmShuttle no pacienta virsmas.

APAKŠĒJAIS AIZTURI

1. Pārvietojiet apakšējo aizturi uz apakšu, nedaudz paceļot uz augšu un bīdot atpakaļ uz noņemšanas vietu.
2. Izceliet apakšējo aizturi no pamata plāksnes.

ROKU BALSTS

Palaidiet vaļīgāk grozāmpogu, pagrieziet roku balstu tā, lai tas būtu vienā līnijā ar ierobu pacienta virsmas sānā un izvelciet roku balstu no atverēm pacienta virsmā.

PLAUKSTU LOCĪTAVU BALSTS

Atveriet apakšējo sviru un izvelciet plaukstu locītavu balstu no atverēm pacienta virsmā.

GALVAS BALSTS

Celiet galvas balstu uz augšu, līdz tas ir izņemts no pozicionēšanas atveres.

ACCESS SUPINE

1. Paceliet pacienta virsmu un nolaidiet leņķa kāpnes, līdz tā atrodas līdzēni uz pamata plāksnes.
2. Nolaidiet pacienta virsmu, līdz dzirdat, ka tā ar klikšķi nofiksējas uz pamata plāksnes.
3. Noceliet Access Supine no pozicionēšanas stieņiem.
4. Celiet uz augšu pozicionēšanas stieņu abus galus, lai noņemtu tos no kušetes virsmas.

SISTĒMAS TĪRĪŠANA

Šo ierīci var tīrīt, izmantojot saudzīgas iedarbības neabrazīvu tīrīšanas vai dezinficēšanas šķīdumu. Lai tīrītu ierīci, samitriniet tīru drānu šķīdumā un noslaukiet virsmu. Vizuāli pārbaudiet ierīci. Ja tā nav tīra, atkārtojiet iepriekšējās tīrīšanas darbības, līdz tā ir vizuāli tīra. Lai noņemtu tīrīšanas līdzekļa atliekas, noslaukiet ierīci ar tīru drānu, kas samitrināta ar ūdeni. Lai nosusinātu ierīci, noslaukiet to ar tīru, sausu drānu. Tālāk minētais tīrīšanas materiāls ir testēts un atzīts par piemērotu ierīces virsmu tīrīšanai.

- Ūdens
- Ziepes un ūdens.

SISTĒMAS DEZINFICĒŠANA

Lai dezinficētu ierīces virsmu, skatiet konkrētos tīrīšanas līdzekļa ražotāja norādījumus.

- 10 % Clorox® balinātāja šķīdums
- Izopropilspirts
- Cidex® 2,4 % aktivizēts dialdehīda šķīdums


Periodiski pārbaudiet visu fiksatoru stingrību.

APKOPE


SĀNU MARĶĒJUMA NOMAIŅA

1. Pilnībā noņemiet pašreizējo sānu marķējumu uzlīmi, ieskaitot visas līmes paliekas.
2. Noplēsiet jaunās uzlīmes aizsargpārklājumu.
3. Izlīdziniet salāgojuma marķējumu zīmi sānu skalas vidū pret reģistrācijas marķējumu uz pacienta virsmas un uzlīmes apakšējo malu tieši virs pacienta virsmas apakšējās malas. Nullei jāatrodas ierīces galvgalī. (27. un 28. att.)
4. Stingri piespiediet visu uzlīmi pie ierīces sāna.
5. Ja nepieciešams, atkārtojiet otrā pusē.

! PIEZĪME ! NEUZKLĀJIET uzlīmi pacienta virsmas rādiusam – tādējādi uzlīme var nolobīties.



27. ATT.



28. ATT.

reģistrācijas zīme


SPECIFIKĀCIJAS

IZMĒRI


Garums (L): 1374 mm

Svara ierobežojums: 249 kg (550 lb) vienmērīgi sadalīta slodze

Ūdens līdzvērtība: *Piezīme. Attiecas tikai uz RT-4546 – Access™ Supine krūtis un plaušas:*
~ 3 mm @ 6 MV terapijas reģionos



DAĻU SARAKSTS



RT-4546, RT-4545MRI, RT-4546-01 un RT-4546-02

- 1. RT-4546H – putu galvas balsts
- 2. 2004034 – putu apakšējā aiztura bloks
- 3. 2004047 – astes kaula paliktnis
- 4. 2004392 – sānu marķēšanas uzlīme (1 katrā sānā)

RT-4546AA-01

- 5. 2005353 – putu roku kausa paliktnis, aptinams

RT-4546AW-01

- 6. 2005386 – putu plaukstu locītavu kausa paliktnis, aptinams

RT-4546L

- 7. 2004121 – piederums: kāpnes, 20 grādu
- 8. 2004122 – piederums: kāpnes, 25 grādu

IESTATĪŠANAS LAPA

RT-4546: Access Supine krūtis un plaušas, RT-4546MRI: Access Supine MR krūtis un plaušas,
RT-4546-01: Access Supine krūtis vai RT-4546-02: Access Supine krūtis un plaušas bez režģa

Pacientavārds:


Pacienta ID Nr.:

Iestatīja:

Ārsts:

Datums:

Komentāri:



1. Indeksēts uz simulācijas vai terapijas galda? **Jā** **Nē** Ja jā, indeksa ierobu iestatījums
2. Pozicionēšanas stieņa tapu novietojums (atlasiet vienu): **A** **B** **C**
3. Pacienta virsmas leņķis (atlasiet vienu): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
4. Izmanto ar ArmShuttle: **Jā** **Nē**
5. Galvas balsta novietojums (skaitlis 1–28):
6. Roku balsta(-u) novietojums (atlasiet izmantotos)
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | NAV IZMANTOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|
| | | | | | | | | | |
7. Vai tiek izmantots apakšējais aizturis? **Jā** **Nē** Ja jā, kāds iestatījums? (skaitlis 1–8)
8. Sānu marķējuma lāzera novietojums:

IESTATĪŠANAS LAPA

RT-4546: Access Supine krūtis un plaušas, RT-4546MRI: Access Supine MR krūtis un plaušas,
RT-4546-01: Access Supine krūtis vai RT-4546-02: Access Supine krūtis un plaušas bez režģa

Pacientavārds:

Pacienta ID Nr.:

Iestatīja:

Ārsts:

Datums:

Komentāri:



- Indeksēts uz simulācijas vai terapijas galdā? **Jā** **Nē** Ja jā, indeksa ierobežojumi
- Pozicionēšanas stienīša novietojums (atlasiet vienu): **A** **B** **C**
- Pacienta virsmas leņķis (atlasiet vienu): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
- Roku balstu novietojums un leņķis (atlasiet vienu) –
pacienta kreisā puse: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
pacienta labā puse: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
- Roku balstu augstums (skaitlis 1–8): Pacienta kreisā puse Pacienta labā puse
- Roku balstu garums (atlasiet vienu): Pacienta kreisā puse: **A** **B** **C** Pacienta labā puse: **A** **B** **C**
- Plaukstu locītavu balstu novietojums (burts no A līdz H): Pacienta kreisā puse Pacienta labā puse
- Plaukstu locītavu balstu leņķis:
Pacienta kreisā puse: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
Pacienta labā puse: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
- Plaukstu locītavu balstu augstums (burti W–Z): Pacienta kreisā puse Pacienta labā puse



www.CQmedical.com

+1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

info@CQmedical.com