

PRODUKTGUIDE OCH ANVÄNDARHANDBOK

RT-4546, RT-4546MRI, RT-4546-01 och RT-4546-02

Access™ Supine, bröst och lunga

Access™ Supine MR, bröst och lunga

Access™ Supine, bröst

Access™ Supine, bröst och lunga utan matris





EC REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	Tillverkad i USA av Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 484-720-6053 www.Qfix.com
------------------------------	---	---

Exact® är ett registrerat varumärke som tillhör Varian Medical Systems.

Access, MR Secure, kVue, VacQfix och ArmShuttle Elite är varumärken som tillhör Qfix.

Cidex® är ett registrerat varumärke som tillhör Johnson & Johnson.

Clorox® är ett registrerat varumärke som tillhör The Clorox Company.

! OBSERVERA ! Genom hela denna bruksanvisning hänvisar “Access Supine” till alla Access™
Supine-produkter, inklusive Access™ Supine, bröst och lunga, Access Supine MR, bröst och lunga samt
Access™ Supine, bröst om inget annat anges.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	4
VARNINGSMEDDELANDEN	4
ALLVARLIGA OLYCKOR	4
KLÄMZONER	4
ATTENUERING AV BEHANDLINGSSTRÅLE.....	4
MRI-SÄKERHETSINFORMATION.....	5
VARNINGSDEKALER OCH BESKRIVNINGAR.....	6
AVSEDD ANVÄNDNING	7
FUNKTIONER	8
BESKRIVNING	8
KOMPONENTER	8
ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING	10
MONTERING.....	10
INSTÄLLNING.....	11
BORTTAGNING	16
UNDERHÅLL	17
RENGÖRA SYSTEMET	17
DESINFICERA SYSTEMET.....	17
BYTE AV SIDOMARKERING	18
SPECIFIKATIONER	19
DIMENSIONER	19
DELAR	20
INSTÄLLNINGSBLAD	21
RT-4546: ACCESS SUPINE, BRÖST OCH LUNGA, RT-4546MRI: ACCESS SUPINE MR, BRÖST OCH LUNGA, RT-4546-01: ACCESS SUPINE, BRÖST ELLER RT-4546-02: ACCESS SUPINE, BRÖST OCH LUNGA UTAN MATRIS.....	21
RT-4546: ACCESS SUPINE, BRÖST OCH LUNGA, RT-4546MRI: ACCESS SUPINE MR, BRÖST OCH UNGA, RT-4546-01: ACCESS SUPINE, BRÖST ELLER RT-4546-02: ACCESS SUPINE, BRÖST OCH LUNGA UTAN MATRIS.....	22

ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

VARNINGSMEDDELANDEN

! VARNING ! INGA MODIFIERINGAR AV DENNA UTRUSTNING ÄR TILLÅTEN. AVBRYT OMEDELBART ANVÄNDNINGEN OCH KONTAKTA QFIX PÅ +1 484-720-6053 ELLER TECHSUPPORT@QFIX.COM OM NÅGON DEL AV DENNA ENHET BELASTAS KATASTROFALT, FÖREFALLER SKADAD ELLER FUNGERAR FELAKTIGT.

! VARNING ! FÖRSÄKRA DIG OM ATT VINKELSTEGAR ÄR ORDENTLIGT I SPÅRET LÄNGS GÅNGJÄRNET INNAN ANORDNINGEN ANVÄNDS. OM DU INTE GÖR DET KAN PRODUKTEN SKADAS ELLER ORSAKA PERSONSKADA.


! VARNING ! HÖJ ELLER SÄNK ALDRIG STEGAR MEDAN EN PATIENT BEFINNER SIG PÅ PRODUKTEN.

! VARNING ! LYFT ELLER BÄR ALDRIG PRODUKTEN GENOM ATT HÅLLA I ARM- ELLER HANDELSSTÖDET.

! VARNING ! LÅT INTE PATIENTEN ÄNDRA POSITION MED HJÄLP AV ARMSHUTTLE-HANDTAGEN.

! VARNING ! LÅT INTE PATIENTEN ÄNDRA POSITION MED HJÄLP AV ARM- OCH HANDELSSTÖDET.

! VARNING ! ANVÄND INTE ARMSHUTTLE FÖR ATT ÄNDRA PATIENTYTANS VINKEL.



ALLVARLIGA OLYCKOR

Vänligen rapportera allvarliga olyckor (t.ex. olyckor som orsakar eller har potential att orsaka dödsfall eller allvarlig personskada) både till Qfix och till behörig myndighet i ditt land.

KLÄMZONER

- Klämzoner kan uppstå under justering av höjden på arm- eller handledsstödet.
- Klämzoner kan uppstå under justering av vinkeln för arm- eller handledsstöden.
- Klämzoner kan uppstå inom den vikbara delen mellan patientytan och bottenplattan.

ATTENUERING AV BEHANDLINGSSTRÅLE

Access Supine har utformats så att patienten kan placeras så att de flesta PA-behandlingsfälten (posteroanterior) kan placeras så att strålen passerar genom anordningens lungutskärningar. De strukturella områdena i Access Supine har en vattenekvivalens på 5 mm vid 6 MV. Behandling genom behandlingstabellen ökar denna dämpning. Den faktiska attenueringen baserad på inställningen ska verifieras med den utrustning som används på er vårdenhets. Behandling genom valfri enhet, även enheter tillverkade av kompositmaterial, leder till en ökad huddos.

ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

MRI-SÄKERHETSINFORMATION

 Tillbehörstegarna för 20 grader och 25 grader är tillval och är MR-säkra.

Icke-kliniska tester har visat att tillvalen tillbehörstegar för 20 grader och 25 grader kan användas i ett MR-system om följande omständigheter uppfylls:

- Verifiera innan någon MR-skanning utförs att stegarna används med den MR-säkra versionen av Access Supine (RT-4546MRI), som tydligt är märkt med följande symbol:



 Arm- och handledsstöd är MR-villkorliga.

Icke-kliniska tester har visat att arm- och handledsstöden kan användas i ett MR-system om följande omständigheter uppfylls:

- Arm- och handledsstöden kan placeras i magnettunneln för ett MR-system med ett statiskt magnetfält på 1,5 T eller lägre.
- Arm- och handledsstöden måste användas med den MR-säkra versionen av Access Supine (RT-4546MRI), i enlighet med dess avsedda användning.
- Den MR-säkra versionen av Access Supine (RT-4546MRI) är tydligt märkt med följande symbol:



 Det nedre stoppet är MR-villkorligt.

Icke-kliniska tester har visat att det nedre stoppet kan användas i ett MR-system om följande villkor uppfylls:

- Det nedre stoppet kan placeras i magnettunneln på ett MR-system med ett statiskt magnetfält på 1,5 T eller lägre.
- Det nedre stoppet måste användas med den MR-säkra versionen av Access Supine (RT-4546MRI), i enlighet med dess avsedda användning före skanning.
- Den MR-säkra versionen av Access Supine (RT-4546MRI) är tydligt märkt med följande symbol:



ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER


VARNINGSDEKALER OCH BESKRIVNINGAR

Se Qfix.com för en lista med symboler med definitioner.



NOMINELL MAXBELASTNING

Överskrid INTE en jämnt distribuerad belastning på 249 kg (550 pund) eller maximal säker arbetsbelastning för kVue-inlägget eller bordsunderdelen, beroende på vilken som är minst.



VARNING OM STEGAR

När Access Supine används med en vinkel ska du verifiera att stegen är ordentligt låst på plats och att de röda ändarna på stegen är synliga från överdelen av anordningen.

Användning av Access Supine med en vinkel utan att låsa fast stegen ordentligt kan skada anordningen eller orsaka personskada.



MR-SÄKER

En produkt som inte utgör någon känd fara vid exponering för MR-miljö. MR-säkra material består av material som inte leder elektrisk ström, inte innehåller metall och som inte är magnetiska.

! OBSERVERA ! ENDAST FÖR RT-4546MRI.

AVSEDD ANVÄNDNING

Denna enhet är avsedd för immobilisering, positionering och ompositionering av patienter som genomgår strålbehandling.

! OBSERVERA ! Enligt amerikansk federal lag får denna enhet endast säljas av eller på ordination av läkare.

PATIENTMÅLGRUPPER

Patienter som får strålbehandling eller diagnostisk avbildning.

AVSEDDA ANVÄNDARE

Avsedd användare för produkterna är en person kvalificerad i enlighet med regionens myndighetskrav.




FUNKTIONER

BESKRIVNING

Access Supine ska användas med 2 positioneringsstavar med två stift, som till exempel RT-4551BAR, för säker fastsättning på simulerings- eller behandlingsbordet. Dessa positioneringsstavar ingår inte i Access Supine, utan måste köpas separat från tillverkaren av behandlingsbordet.

Access Supine använder de valfria armstöden (RT-4546AA-01) och handledsstöden (RT-4546AW-01) för att hålla överarmarna och handlederna i en önskad position. En ArmShuttle™ (tillbehör RT-4546C) kan användas istället för arm- och handledsstöden.

KOMPONENTER



FUNKTIONER

KOMPONENTER

1. ACCESS SUPINE, BRÖST OCH LUNGA, ACCESS SUPINE, BRÖST SAMT ACCESS SUPINE, BRÖST OCH LUNGA UTAN MATRIS

Access Supine används för att underlätta positionering och förberedelse av patienter som genomgår strålbehandling av bröst och lungor.

2. ACCESS SUPINE MR, BRÖST OCH LUNGA

Access Supine MR (vitmålad) fungerar på samma sätt som Access Supine, men kan användas med MRI.

3. ARMSTÖD

Armstöden kan justeras på flera sätt så att den övre delen av patientens armar är i korrekt position under simulering och behandling.

4. HANDLEDSSTÖD

Handledsstöden justeras för att stödja patientens handleder under simulering och behandling.

5. HUVUDSTÖD

Det medföljande huvudstödet kan placeras i olika lägen (märkta 1 till 28) på Access Supine. Ytterligare huvudstöd finns tillgängliga, inklusive stora och små Gel-huvudstöd och TIMO B-huvudstöd.

6. NEDRE STOPP

Det medföljande flyttbara nedre stoppet bibehåller korrekt patientposition genom att förhindra att patienten glider nedåt på Access Supine.

7. VINKELSTEGAR

Med hjälp av vinkelstegar kan patientens huvud och torso vinklas vertikalt i vinklarna 0, 5, 7,5, 10, 12,5 och 15 grader. Med hjälp av tillbehörstegar kan patientens huvud och torso vinklas vertikalt i vinklarna 20 eller 25 grader.

8. BOTTENPLATTA

Bottenplattan inkluderar fästpunkter för vinkelstegarna och nedre stoppet och möjliggör säker infästning vid simulerings- eller behandlingsbordet.

9. PATIENTYTÄ

Patientytan är den del av anordningen som justeras mellan 0 till 15 grader för behandling.

10. ARMSHUTTLE ELITE

ArmShuttle Elite kan användas i stället för armstöd för att placera patientens arm i korrekt position under simulering och behandling. ArmShuttle Elite används normalt tillsammans med en VacQfix™-dyna.

11. SNABBKOPPLING

Snabbkopplingen fäster patientytan vid bottenplattan.

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

MONTERING

INSTALLATION AV ACCESS SUPINE

1. Sätt in ändarna på positioneringsstavarna i Varian Exact®-referenshålen på bordet eller anordningen på ett avstånd av 700 mm (normalt 5 referenshål) från varandra och snäpp fast positioneringsstavarna. (Fig. 1)
2. Placera Access Supine över positioneringsstaven så att hålen i bottenplattan är i linje med de två stiften på positioneringsstaven. (Fig. 2)
3. Pressa ner Access Supine på positioneringsstaven för att låsa fast Access Supine på plats. (Fig. 3)

! OBSERVERA ! Access Supine kan förskjutas åt ena eller andra sidan för att placera tumören så nära isocenterlinjen som möjligt.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

INSTÄLLNING

PATIENTVINKEL

! VARNING ! NÄR DU ANVÄNDER ACCESS SUPINE AT I EN VINKEL SKA DU SE TILL ATT VINKELSTEGARNA ÄR FÄSTA VID OVANSIDAN OCH ATT DE RÖDA ÄNDARNA ÄR SYNliga NÄR DU TITTAR PÅ ANORDNINGEN OVANIFRÅN. OM VINKELSTEGARNA INTE ÄR ORDENTLIGT FÄSTA KAN PATIENTEN OCH/ELLER ANORDNINGEN SKADAS.

1. Tryck in snabbkopplingen för att frigöra. (Fig. 4)
2. Lyft patientytan och lyft vinkelstegen på plats. (Fig. 5 och 6)
3. Sänk ned patientytan tills vinkelstegen låses på plats i slitsarna. När de väl har låsts kan de röda ändarna av vinkelstegarna ses från patientytan. (Fig. 7)



FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7

! OBSERVERA ! För att installera tillvalen **TILLBEHÖRSSTEGAR** för 20 grader och 25 grader för du in dem i de öppna slitsarna på den vikbara delen för vinkelstegarna. (Fig. 8)



FIG. 8

HUVUDSTÖD

Installera huvudstödet i en av de tillgängliga positionerna (1–28) i den övre änden av patientytan. (Fig. 9 och 10)




FIG. 9




FIG. 10

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

INSTÄLLNING

ARMSTÖD

1. Fäst armstödet genom att lossa vredet och stick in i någon av de två platserna (markerade med "X" och "Y"). Dra åt vredet för att låsa armstödet på patientytan. (Fig. 11)
2. Justera rotationen för armstödet genom att lossa vredet och vrida armstödet till önskad plats innan du drar åt vredet. (Fig. 12)

! VARNING ! DRA INTE ÅT FÖR HÅRT.

3. Justera höjden genom att trycka in knappen på höjdreglaget, skjuta det längs armen och släppa upp knappen i önskat läge. (Fig. 13)
4. Justera längden för armen genom att trycka in knappen på längdreglaget, skjuta det längs armen och släppa upp knappen i önskat läge. (Fig. 14)




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

INSTÄLLNING

HANDLEDSSTÖD

1. Fäst handledsstödet genom att rikta in båda tapparna på handledsstödets botten med de två hålen i patientytan. (Fig. 15)
2. Stäng den nedre spaken för att låsa på plats. (Fig. 16)
3. Höj eller sänk skålen för handledsstödet genom att öppna den övre spaken. Lyft, sänk eller vrid skålen till önskat läge och stäng den övre spaken. (Fig. 17 och Fig. 18)




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

INSTÄLLNING

NEDRE STOPP

1. Placera det nedre stoppet så att den böjda sidan är vänd mot patientytan och för in den i öppningen längst ner i slitsarna. (Fig. 19)
2. När den har fästs vid bottenplattan kan det nedre stoppet placeras genom att skjuta på det ovanifrån (det nedre stoppet kommer att flyttas i den riktningen och låsas fast). (Fig. 20)
3. För att kunna flytta det nedre stoppet underifrån ska det lyftas upp och sedan flyttas tillbaka till önskad plats. (Fig. 21)

! OBSERVERA ! Bild 22 visar indexeringslägena för det nedre stoppet och positioneringsstaven.



FIG. 19



FIG. 20



FIG. 21



FIG. 22

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

INSTÄLLNING

ARMSHUTTLE ELITE

! OBSERVERA ! ArmShuttle är ett alternativ till arm- och handledsstöden. Se produktguiden och användarhandboken för ArmShuttle (P/N 2004227) avseende bruksanvisning, produktfunktioner, specifikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och andra allmänna försiktighetsåtgärder relaterade till användningen av ArmShuttle.

1. Avlägsna armstöden genom att lossa vredet, vrida armstödet så att de är inriktade mot skårorna vid sidan av patientytan och dra ut armstödet ur hålen i patientytan. (Fig. 23)
2. Avlägsna handledsstöden genom att öppna den nedre spaken och dra ut handledsstödet ur hålen i patientytan. (Fig. 24)
3. Placera ArmShuttle ovanpå Access Supine och inrikta fästvredets hål med de gängade hålen mellan armstödens platser på Access Supine. (Fig. 25)
4. Fäst ArmShuttle med fästvreden genom att vrida dem medurs tills de är helt åtdragna. (Fig. 25)

! OBSERVERA ! I figur 26 visas den fullständiga installationen.




FIG. 23




FIG. 24




FIG. 25



FIG. 26

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

BORTTAGNING

ARMSHUTTLE ELITE

1. Lossa vreden som fäster ArmShuttle genom att vrida moturs.
2. Upprepa steg 1 för motsatta sidan.
3. Lyft ArmShuttle från patientytan.

NEDRE STOPP

1. Flytta det nedre stoppet underifrån genom att lyfta det något och skjut sedan tillbaka till borttagningsplatsen.
2. Lyft det nedre stoppet upp ur bottenplattan.

ARMSTÖD

Lossa vredet, vrid armstödet så att det är inriktat mot skårorna vid sidan av patientytan och dra ut armstödet ur hålen i patientytan.

HANDLEDSSTÖD

Öppna den nedre spaken och dra ut handledsstödet ur hålen i patientytan.

HUVUDSTÖD

Lyft upp på nackstödet tills det tas bort från positioneringshålet.

ACCESS SUPINE

1. Lyft patientytan och sänk ner vinkelstegen tills den är flat mot bottenplattan.
2. Sänk ned patientytan tills du hör ett snäpp och den låses fast i bottenplattan.
3. Lyft Access Supine från positioneringsstavarna.
4. Lyft upp varje ände av positioneringsstavarna för att avlägsna från bordets ovansida.

UNDERHÅLL

RENGÖRA SYSTEMET

Anordningen kan rengöras med en mild, icke-slipande rengörings- eller desinfektionslösning. Rengör genom att applicera lösningen på en ren duk och torka av ytan. Inspektera anordningen visuellt och upprepa föregående rengöringssteg, om den inte är ren, tills den är visuellt ren. Använd en ren duk fuktad med vatten för att torka av anordningen för att ta bort alla rester av rengöringsmedlet. Torka genom att torka av anordningen med en ren, torr duk. Följande rengöringsmaterial har testats och visats vara lämpligt för rengöring av anordningen.

- Vatten
- Tvål och vatten

DESINFICERA SYSTEMET

För att desinfektera anordningens yta hänvisas till specifika instruktioner från rengöringsmedlets tillverkare.

- 10 % Clorox® blekmedelslösning
- Isopropylalkohol
- Cidex® 2,4 % aktiverad dialdehydlösning

Kontrollera regelbundet att alla fästen sitter ordentligt fast.

UNDERHÅLL

BYTE AV SIDOMARKERING

1. Avlägsna de befintliga sidomarkeringsetiketterna, inklusive alla klisterrester.
2. Skala av pappersbaksidan för den nya etiketten.
3. Se till att inriktningmärket i mitten på sidoskalan är i linje med referensmärket på patientytan och att etikettens nedre kant är precis ovanför patientytans nedre kant. Noll ska vara placerat i anordningens huvudände. (Fig. 27 och 28)
4. Pressa fast hela etiketten mot sidan.
5. Upprepa med den andra sidan om det behövs.

! OBSERVERA ! Fäst **INTE** etiketten på patientytans avrundade del. Om du gör det kan etiketten lossna.




FIG. 27




FIG. 28

referensmärke


SPECIFIKATIONER

DIMENSIONER


Längd (L): 1374 mm

Maxvikt: En jämnt fördelad belastning på 249 kg (550 pund)

Vattenekvivalens: Observera: Endast tillämpligt för RT-4546 – Access™ Supine, bröst och lunga:
~ 3 mm vid 6 MV i behandlingsområdena



DELAR



RT-4546, RT-4545MRI, RT-4546-01 och RT-4546-02

- 1. RT-4546H – Skumstöd huvud
- 2. 2004034 – Skum för det nedre stoppet
- 3. 2004047 – Svanskotsdyna
- 4. 2004392 – Sidomarkeringsetikett (1 vardera)

RT-4546AA-01

- 5. 2005353 – Skum för armskålen, omslutande

RT-4546AW-01

- 6. 2005386 – Skum för handledsskålen, omslutande

RT-4546L

- 7. 2004121 – Tillbehörsstege, 20 grader
- 8. 2004122 – Tillbehörsstege, 25 grader

INSTÄLLNINGSBLAD

RT-4546: Access Supine, bröst och lunga, RT-4546MRI: Access Supine MR, bröst och lunga,
RT-4546-01: Access Supine, bröst eller RT-4546-02: Access Supine, bröst och lunga utan matris

Patientens namn:


Patientens ID-nummer:

Inställt av:

Läkare:

Datum:

Kommentarer:



1. Indexerat enligt simulerings- eller behandlingstabell? **Ja** **Nej**
Om ja, indexera filterinställning
2. Positioneringsstavens stiftplacering (välj ett alternativ): **A** **B** **C**
3. Patientytans vinkel (välj ett alternativ): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
4. Används med ArmShuttle: **Ja** **Nej**
5. Huvudstöd placering (nummer 1–28):
6. Handtagets(-ens) placering (välj de som används)
A **B** **C** **D** **E** **F** **G** **H** **I** **INGA ANVÄNDS**
7. Används ett nedre stopp? **Ja** **Nej** Om ja, vilken inställning? (nummer 1–8)
8. Sidomärkningen för laserplacering:

INSTÄLLNINGSBLAD

RT-4546: Access Supine, bröst och lunga, RT-4546MRI: Access Supine MR, bröst och unga,
RT-4546-01: Access Supine, bröst eller RT-4546-02: Access Supine, bröst och lunga utan matris

Patientens namn:


Patientens ID-nummer:

Inställt av:

Läkare:

Datum:

Kommentarer:



1. Indexerat enligt simulerings- eller behandlingstabell? **Ja** **Nej**
Om ja, indexera filterinställning
2. Positioneringsstavens stiftplacering (välj ett alternativ): **A** **B** **C**
3. Patientytans vinkel (välj ett alternativ): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
4. Placering och vinkel för armstöd (välj ett alternativ) –
patientens vänstra sida: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
Patientens högra sida: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
5. Höjd för armstöden (nummer 1–8): Patientens vänstra sida Patientens högra sida
6. Längd för armstöd (välj något):
Patientens vänstra sida: **A** **B** **C** Patientens högra sida: **A** **B** **C**
7. Placering för handledsstöd (bokstav från A till H):
Patientens vänstra sida Patientens högra sida
8. Vinkel för handledsstöd:
Patientens vänstra sida: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
Patientens högra sida: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
9. Höjd för handledsstöd (bokstäver W–Z):
Patientens vänstra sida Patientens högra sida



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

+1 484.720.6053 / 800.526.5247

+1 610.268.0588 / 800.831.8174

sales@Qfix.com