


دليل المنتج ودليل المستخدم

٤٥٤٤-RT و ٠١-٤٥٤٤-RT

جهاز Access™ Prone G2

وأجهزة الشدي Access™ Prone



	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com		Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Access و Access ٣٦٠ و kVue و OneTouch هي علامات تجارية لشركة Qfix.

Exact® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Varian Medical Systems.

Cidex® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Johnson & Johnson.

Clorox® هي علامة تجارية مسجلة لشركة The Clorox Company.

الاحتياطات العامة

بيانات تحذيرية

! تحذير ! لا يُسمح بإجراء أي تعديلات على هذا الجهاز. إذا تعرض أي جزء من هذا الجهاز لحمل مدمر أو بدا تالفًا أو لا يعمل بشكل صحيح، فتوقف عن استخدامه فورًا وتواصل مع شركة CQ MEDICAL على الرقم ٨٠٠,٨٤٢,٨٦٨٨ ١+ | ٧١٢,٧٣٧,٨٦٨٨ ١+ أو عبر البريد الإلكتروني SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

! تحذير ! المقاييس على جهاز ACCESS PRONE وأجهزة الشدي ACCESS PRONE G2 مخصصة للاستخدام المرجعي فقط.

تحذيرات إضافية

- مقابض اليد المزدوجة ومقابض اليد أحادية الجانب ليست مصممة لتحمل وزن المريض
- لا تستخدم المقابض لتثبيت المريض
- لا تستخدم المقابض للصعود على الجهاز أو النزول من عليه
- قد يحتاج المرضى إلى المساعدة عند صعود الجهاز أو النزول من عليه
- نظرًا إلى طول الجهاز، يُوصى بأن يتولى شخصان التعامل مع الجهاز أثناء التركيب والفك
- لا تستخدم أكثر من ٣ حشوات مكدسة للتصوير المقطعي المحوسب في المرة الواحدة. فقد يؤدي ذلك إلى عدم استقرار الجهاز
- لا تثبت الجهاز بشكل بارز
- هناك احتمال حدوث إصابة عند وجودك بين ملحق السطح السريري الداعم والمعدات الأخرى في جناح العلاج. توحّ الحذر عند تحريك السطح السريري الداعم لتجنب الإصابة.

توهين حزم العلاج الإشعاعي

ستؤدي المناطق التركيبية في جهاز السطح السريري الداعم kVue Access™ Prone إلى توهين الفوتون الإشعاعي. ويجب التحقق من التوهين الفعلي المستند إلى الإعداد باستخدام جهازك الخاص. سيؤدي العلاج عبر أي جهاز، حتى الأجهزة المصممة من مواد مركبة، إلى زيادة في جرعة الإشعاع على الجلد.

الحوادث الخطرة

يُرجى إبلاغ كل من شركة CQ Medical والجهة المختصة في بلدك بأي حوادث خطيرة (على سبيل المثال الحوادث التي تؤدي أو يُحتمل أن تؤدي إلى الوفاة أو إصابة خطيرة).

تقدير الحمل

لا تتجاوز ٢٢٥ كجم (٥٠٠ رطل) من الحمل الموزع بالتساوي أو أقصى حمل تشغيل لقاعدة سرير الاستلقاء، أيهما أقل.

! ملاحظة ! عند تركيب الملحق بقاعدة سرير الاستلقاء الخاصة بالشركة المصنعة الأصلية، يكون تقدير الحمل هو القيمة الأقل من بين جملي التشغيل الآمنين. ويجب ألا يتجاوز حمل السطح السريري الداعم kVue مواصفات الشركة المصنعة الأصلية لقاعدة سرير الاستلقاء. يُرجى الرجوع إلى المواد المطبوعة الخاصة بالمنتج المقدمة من الشركة المصنعة الأصلية.

الاحتياطات العامة


الملصقات التحذيرية ووصفها

راجع موقع CQmedical.com للاطلاع على قائمة بالرموز وتعريفاتها.



تقدير الجمل

لا تتجاوز ٢٢٥ كجم (٥٠٠ رطل) من الجمل الموزع بالتساوي أو أقصى حمل آمن لتشغيل ملحق السطح السريري الداعم أو قاعدة سرير الاستلقاء، أيهما أقل.



أو




وضع جمل على الملحق

لا تسمح للمريض باستخدام الملحق للحصول على الدعم عند صعود الجهاز أو النزول من عليه. فقد يؤدي ذلك إلى إصابة المريض.



آمن للاستخدام في بيئة الرنين المغناطيسي

عنصر لا يشكل أي مخاطر معروفة ناتجة عن التعرض لأي بيئة رنين مغناطيسي. وتتكون العناصر الآمنة للاستخدام في بيئة الرنين المغناطيسي من مواد غير موصلة للكهرباء وغير معدنية وغير مغناطيسية.



لا تقم بالرفع

! لا ترفع طرف ملحق السطح السريري الداعم أبدًا !

فقد تنثني مسامير التعشيق أو تنكسر، ما يجعل السطح السريري الداعم غير صالح للاستخدام.

الاحتياطات العامة


الملصقات التحذيرية ووصفها



لا تجلس


صُممت المنطقة الموجودة بعد الفتحة المخصصة للثدي واختُبرت لتحمل الجذع العلوي للمريض؛ ولكنها ليست مصممة لدعم حمل المريض بالكامل.

قد يؤدي الوقوف أو الجلوس على جهاز Access Prone أو Access Prone G2 بعد الفتحة المخصصة للثدي إلى تلف الجهاز أو حدوث إصابة.



احتمال حدوث إصابة

هناك احتمال حدوث إصابة عند وجودك بين جهاز Access Prone G2 أو Access Prone والمعدات الأخرى في جناح العلاج. توجَّ الحذر عند تحريك جهاز Access Prone لتجنب الإصابة.



الاصطدام بوحدة الجانثري

قد تؤدي الحركات المتعددة لقواعد سرير الاستلقاء ورؤوس أجهزة المعالجة إلى حالات يمكن أن يصطدم فيها ملحق السطح السريري الداعم مع عناصر أخرى، بما في ذلك وحدة الجانثري. توجَّ الحذر عند تحريك سرير الاستلقاء أو وحدة الجانثري لتجنب تلف المعدات أو إصابة المريض.

الاستخدام المقصود

يهدف هذا الجهاز إلى تثبيت المرضى الذين يخضعون للعلاج الإشعاعي وتحديد موضعهم وتغييره.

! ملاحظة ! يقصر القانون الفيدرالي للولايات المتحدة بيع هذا الجهاز على الأطباء أو بطلب منهم.

مجموعات المرضى المستهدفة

المرضى الذين يخضعون للعلاج الإشعاعي أو إجراءات التصوير التشخيصي.

المستخدمون المستهدفون

المستخدم المستهدف للمنتجات هو شخص مؤهل وفق متطلبات المنطقة التنظيمية.

الميزات

الوصف


يُصمم جهاز Access Prone G2 و Access Prone لتوفير علاج لسرطان الثدي لكل من الثدي الأيسر والأيمن. ويساعد وضع المريض في وضع الاستلقاء على البطن على زيادة فصل الثدي عن الأعضاء الحيوية المعرضة للخطر.

يمكن استخدام جهاز Access Prone G2 (٠١-٤٥٤٤-RT) كجهاز لمحاكاة عمليات التصوير المقطعي المحوسب/التصوير بالرنين المغناطيسي لجهاز Access ٣٦٠™ G2 (١٠-٤٥٤٤KV-RT).

! تنبيه ! لا يمكن استخدام جهاز (RT ACCESS PRONE ٤٥٤٤) كجهاز محاكاة لأي منتج آخر سواه أو سوى أجهزة ACCESS (RT ٤٥٤٤-PRONE) الأخرى.


الميزات

مكونات جهاز ACCESS PRONE G2 (٠١-٤٥٤٤-RT)



الميزات

مكونات جهاز (ACCESS PRONE RT-٤٥٤٤)



الميزات

المكونات


١. **جهاز ACCESS PRONE G2 وأجهزة الثدي ACCESS PRONE**
يُستخدم جهازا Access Prone و Access Prone G2 للمساعدة على ضبط وضعية المرضى ممن يخضعون للعلاج الإشعاعي لمنطقة الثدي والترقوة في وضع الاستلقاء على البطن وإعدادهم.
٢. **مكون الذراع والرأس**
٣. **مكون الساق**
٤. **الملحق**
يسمح الملحق القابل للعكس في الجزء الأوسط بتهيئة الجهاز بسرعة لعلاج الثدي الأيسر أو الأيمن.
٥. **الوسائد**
الوسائد مخصصة لراحة المريض، ولكن يمكن إزالتها واستخدام وسائد الفراغ بدلاً منها. توفر هذه الوسائد أيضًا رسومات إضافية للمساعدة على ضبط وضعية المريض.
٦. **مقبض اليد المزدوج**
يُصمم مقبض اليد المزدوج بشكل مريح لتقليل الضغط على معصم المريض، على عكس العمود القياسي المستخدم مع الأجهزة الأخرى.
٧. **مساند الرأس**
يأتي النظام مع مسند رأس في وضع الاستلقاء على البطن ومسند رأس يأخذ شكل منحنيات الرأس. يمكن استخدام أي منهما حسب تفضيلات إعداد الجهاز. ويمكن تثبيتهما على جهاز Access Prone في عدة مواضع حسب ارتفاع المريض.
٨. **المقياس أحادي الجانب**
يمكن تحريك المقياس أحادي الجانب إلى أعلى وتثبيته في مكانه عند الإعداد، ثم إعادة تحريكه إلى الأسفل أثناء العلاج والتخزين. ويمكن استخدام المقياس كأداة محاذاة. وتبلغ دقته ± 1 مم. يوجد مقياس على كلا الجانبين للجهاز لعلاج الثدي الأيسر أو الأيمن.
٩. **التخزين**
توجد حجرات داخلية لملحقات مقبض اليد لتوفير تخزين سهل ومريح.
١٠. **حشوة التصوير المقطعي المحوسب لمكون الذراع والرأس**
تثبت حشوة التصوير المقطعي المحوسب في قضيب تحديد الموضع وترفع مكوّن الذراع والرأس بزيادات قدرها ٢,٥ مم. ويمكن لهذه الحشوة أن تثبت في حشوة تصوير مقطعي محوسب أخرى لمكون الذراع والرأس.
١١. **حشوة التصوير المقطعي المحوسب لمكون الساق**
تثبت حشوة التصوير المقطعي المحوسب في قضيب تحديد الموضع وترفع مكوّن الساق بزيادات قدرها ٢,٥ مم. ويمكن لهذه الحشوة أن تثبت في حشوة تصوير مقطعي محوسب أخرى لمكون الساق.

تعليمات التشغيل

التركيب

قضيبي تحديد الموضع

١. يحتوي قضيبي تحديد الموضع على مسماري تثبيت يتناسبان مع معظم ملحقات ضبط الوضعية القياسية. لتركيب قضيبي تحديد الموضع، ضع أحد طرفيه في فتحات التثبيت Varian Exact® المناسبة والمتوافقة وثبته في مكانه. لإزالة القضيبي أو تغيير موضعه، اسحب أحد طرفيه إلى أعلى.




الشكل ١

تعليمات التشغيل


التركيب

قضيبي تحديد الموضع

٢. أدخل طرفي قضيب (٢) تحديد الموضع في فتحات التثبيت المتوافقة مع Varian Exact® الموجودة على دعامة التصوير المقطعي المحوسب بحيث تكون المسافة بينهما ١٢٦٠ مم (عادةً ٩ فتحات تثبيت)، ثم ثبت قضيب تحديد الموضع في مكانهما. (الشكلان ٢ و ٣)



الشكل ٢



الشكل ٣

تعليمات التشغيل

الإعداد

تثبيت مكونات الذراع والرأس والساق على الدعامة

ضع مكونات الذراع والرأس والساق لجهاز Access Prone و Access Prone G2 على دعامة التصوير المقطعي المحسوب، بحيث تثبت على قضيب تحديد الموضع. تأكد من تثبيت مكونات جهاز Access Prone و Access Prone G2 باستخدام المواضع نفسها على كل من مكوي الرأس والساق. (الأشكال ٤ و ٥ و ٦)



الشكل ٤



الشكل ٥

تثبيت الملحق على مكون الذراع والرأس ومكون الساق

تُثبت الملحق على مكونات الذراع والرأس والساق باستخدام مسامير التثبيت الموجودة في الجانب السفلي من الملحق. (الشكل ٦) يمكن تدوير هذا الملحق للتعامل مع أي من الجانبين.




الشكل ٦

تعليمات التشغيل

الإعداد

التحقق من المحاذاة بصرياً

افحص المكونات الخاصة بجهاز Access™ Prone للتأكد من أنها متمركزة بشكل صحيح على الدعامة. (الشكل ٧)



الشكل ٧

حشوات التصوير المقطعي المحوسب

١. لتركيب حشوات التصوير المقطعي المحوسب، أزل أولاً جهاز Access Prone.
٢. ضع حشوات التصوير المقطعي المحوسب في موضع التثبيت نفسه المخصص لمكونات الساق والرأس. يمكن تكديس حشوات التصوير المقطعي المحوسب لزيادة الارتفاع بزيادات قدرها ٢,٥ سم. (الشكل ٨)



الشكل ٨

! تنبيه ! لا تستخدم أكثر من ٣ حشوات مكدسة للتصوير المقطعي المحوسب في المرة الواحدة. فقد يؤدي ذلك إلى عدم استقرار الجهاز.

تعليمات التشغيل

الإعداد

حشوات التصوير المقطعي المحوسب، يُتبع

٣. ضع جهازي Access Prone أو Access Prone G٢ فوق حشوات التصوير المقطعي المحوسب. (الشكل ٩)



الشكل ٩

٤. لخفض ارتفاع الجهاز، أزل جهاز Access Prone G٢ أو جهاز الثدي Access Prone. ثم اضغط على زر التحرير الموجود على كل من جانبي لوح التثبيت. (الشكل ١٠)



الشكل ١٠

تعليمات التشغيل

الإعداد

مسند الرأس

١. اختر إما مسند الرأس في وضع الاستلقاء على البطن أو مسند الرأس الذي يأخذ شكل منحنيات الرأس لاستخدامه مع المريض.

٢. ثم أدخل قطعة المحاذاة البلاستيكية في الفتحة المناسبة في الطرف العلوي للجهاز. (الشكل ١١)

! ملاحظة ! يمكن تثبيت مساند الرأس قبل صعود المريض الجهاز، ولكن قد يحتاج إلى إعادة ضبط وضعه بعد أن يصبح المريض في مكانه.



الشكل ١١

تعليمات التشغيل

الإعداد

ضبط وضعية المريض


! ملاحظة ! قد يحتاج المرضى إلى المساعدة عند صعود الجهاز أو النزول من عليه. التعليمات أدناه هي طريقتنا المقترحة، ولكنها قد تختلف من عيادة إلى أخرى.

كيفية الصعود على جهاز ACCESS PRONE G2 أو AC CESS PRONE والنزول من عليه


١. اخفض السطح السريري الداعم أو استخدم سلمًا متدرجًا لمساعدة المريض على الصعود إلى الملحق.
٢. وبمجرد أن يصبح المريض فوق الملحق، حاذِ ركبتيه مع العلامات المناسبة على الإسفنج. (الشكل ١٢)
٣. اطلب من المريض استخدام يديه أو مرفقيه لتحريك الجزء العلوي من جسده في ليناسب الوضعية. (الشكل ١٣)
٤. اطلب من المريض النزول ببطء في الوضعية.
٥. بمجرد أن يصبح المريض في الوضعية الصحيحة، ضع رأس المريض في مسند الرأس واطلب منه الإمساك بالمقابض المناسبة. (الشكل ١٤)

! تنبيه ! مقبض اليد المزدوج ومقبض اليد أحادي الجانب ليسا مصممين لتحمل وزن المريض:

- لا تستخدم المقابض لتثبيت المريض.
- لا تستخدم المقابض للصعود على الجهاز أو النزول من عليه.



الشكل ١٢



الشكل ١٣



الشكل ١٤

تعليمات التشغيل

الإعداد

مقبض اليد المزدوج


! تنبيه ! مقبض اليد المزدوج ومقبض اليد أحادي الجانب ليسا مصممين لتحمل وزن المريض:

- لا تستخدم المقابض لتثبيت المريض.
- لا تستخدم المقابض للصعود على الجهاز أو النزول من عليه.

١. حاذِ طرفي مقبض اليد مع الثقوب المقابلة الموجودة في الطرف العلوي من الملحق.

٢. اضغط على مقبض اليد إلى أسفل إلى أن يستقر في الثقوب. (الشكل ١٥)

! ملاحظة ! يجب أن يكون مقبض اليد مقوسًا إلى الخلف باتجاه المريض كما هو موضح في الصورة أدناه. (الشكل ١٦)



الشكل ١٥



الشكل ١٦

تعليمات التشغيل

الإعداد

مقبض اليد أحادي الجانب

١. أدخل مقبض اليد في الثقب المناسب في الطرف العلوي للملحق. (الشكل ١٧)
٢. أدر مقابض اليد في أي من الاتجاهين حتى يتم إحكامه في الثقب وتثبيتته في مكانه. (الشكل ١٧)



الشكل ١٧

التخزين

يمكن تخزين مقبض اليد المزدوج ومقابض اليد أحادية الجانب في منطقة التخزين الموجودة في الطرف السفلي لمكون الساق. (الشكل ١٨)



الشكل ١٨

تعليمات التشغيل

الإعداد

المقياس أحادي الجانب

! تنبيه ! المقياس أحادي الجانب ليس مصممًا لتحمل وزن المريض.
! تنبيه ! لا تستخدم المقابض للصعود على الجهاز أو النزول من عليه.

١. حاذِ جسم المريض.
٢. بمجرد أن يستقر المريض في مكانه، حرك المقياس أحادي الجانب إلى الأعلى حتى يثبت في مكانه. (الشكل ١٩)
- ! ملاحظة! المقاييس موجودة كأداة مساعدة للمحاذاة؛ ويتحمل المستخدم مسؤولية التأكد من وضعية المريض.
- ! ملاحظة! اختُبرت دقة المقاييس بمقدار ± ١ مم
٣. حرك المقياس أحادي الجانب إلى الأسفل، إلى وضعية تخزينه، قبل العلاج و/أو التخزين. (الشكل ١٩)



تعليمات التشغيل

الفك

مقبض اليد أحادي الجانب

أدر المقبض في الاتجاه المعاكس لجهة التثبيت إلى أن ينفك ثم اسحبه بشكل مستقيم إلى الخارج. يمكن تخزين مقبض اليد أحادي الجانب في قاعدة مكون القدم تحت الوسادة.

مقبض اليد المزدوج

اسحب مقبض اليد إلى أعلى إلى أن ينفصل عن الثقوب. يمكن تخزين مقبض اليد المزدوج في قاعدة مكون القدم تحت الوسادة.

المريض

اتبع تعليمات ضبط الوضعية بالترتيب العكسي.

! ملاحظة ! قد يحتاج المرضى إلى المساعدة عند صعود الجهاز أو النزول من عليه.

ملحق الثدي

اسحب ملحق الثدي إلى أعلى بعيداً عن مكونات الرأس والقدم.

مسند الرأس

اسحب مسند الرأس إلى أعلى بعيداً عن الملحق.

مكونات الذراع والرأس والقدم

ارفع مكونات الذراع والرأس القدم إلى أعلى بعيداً عن الدعامة. عند الحاجة، يمكن فك الحشوات من مكونات الذراع والرأس والقدم عن طريق الضغط على أزرار التحرير الموجودة على كل جانب من جوانب ألواح التثبيت الزرقاء.

فك قضيب تحديد الموضع

اسحب أحد طرفي قضيب تحديد الموضع إلى الأعلى.

الصيانة

تنظيف النظام

يمكن تنظيف الجهاز باستخدام محلول تنظيف أو تعقيم خفيف وغير كاشط. لا ترش السوائل أو تصبها على السطح لأنها قد تتدفق إلى مزلاج OneTouch™ أو الآليات الموجودة داخل الجهاز. للتنظيف، ضع المحلول على قطعة قماش نظيفة وامسح السطح.

تعقيم النظام

خضعت مواد التنظيف الآتية للاختبار وثبتت ملاءمتها لتنظيف جهازي Access Prone G2 و Access Prone و ملحق الأسطح السريرية الداعمة. لتعقيم السطح السريري الداعم، يُرجى اتباع التعليمات الخاصة بالشركة المُصنعة لمادة التنظيف.

- الماء
- محلول مبيض Clorox® بتركيز ١٠٪
- كحول الأيزوبروبيل
- محلول ثنائي ألدهيد نشط Cidex® بتركيز ٢,٤٪
- الماء والصابون


لا ترش السوائل مباشرةً على جهاز Access Prone G2 أو Access Prone أو ملحق السطح السريري الداعم أو تسمح لها بالتدفق إلى الإطار الأساسي.

لا تضع أدوات حادة على جهاز Access Prone G2 أو Access Prone أو ملحق السطح السريري الداعم.

المواصفات

ACCESS PRONE G2

الحد الأقصى للوزن: ٢٢٥ كجم (٥٠٠ رطل) من الحمل الموزع بالتساوي



إعداد المريض

ACCESS PRONE G2 (٠١-RT٤٥٤٤) — الشدي الأيمن والأيسر

اسم المريض:


الرقم التعريفي للمريض:

تم الإعداد بواسطة:

الطبيب:

التاريخ:

التعليقات:



١. الملحق: الأيسر الأيمن

٢. المقياس أحادي الجانب:

٣. موضع مقبض اليد المزدوج (حدّد خيارًا واحدًا): ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ غير متوفر

٤. مقبض اليد، جهة المريض اليمنى (حدّد خيارًا واحدًا): A١ A٢ A٣ غير متوفر

٥. مقبض اليد، جهة المريض اليسرى (حدّد خيارًا واحدًا): A١ A٢ A٣ غير متوفر

٦. مسند الرأس المستخدم: لا يوجد في وضع الاستلقاء على البطن الذي يأخذ شكل منحنيات الرأس
الموضع (حدّد خيارًا واحدًا): A B C D E F


٧. موضع الركبة (حدّد خيارًا واحدًا): V W X Y Z

الملاحظات:

(تُبَع على الجهة الخلفية)

إعداد المريض

ACCESS PRONE G2 (٠١-RT٤٥٤٤) (يُتبع)



رافعات وحشوات التصوير المقطعي المحوسب

٨. كم عدد مجموعات حشوات التصوير المقطعي المحوسب الرافعات المستخدمة (حدّد خيارًا واحدًا):
 - ٢
٩. رافعة التصوير المقطعي المحوسب العلوية—الموضع على قضيب تحديد الموضع D
 - ٢
١٠. رافعة التصوير المقطعي المحوسب السفلية—الموضع على قضيب تحديد الموضع D
 - ٢

الملاحظات:

إعداد المريض

ACCESS PRONE (RT) ٤٥٤٤- –الثدي الأيمن والأيسر

اسم المريض:


الرقم التعريفي للمريض:

تم الإعداد بواسطة:

الطبيب:

التاريخ:

التعليقات:



١. الملحق: الأيسر الأيمن

٢. المقياس أحادي الجانب:

٣. موضع مقبض اليد المزدوج (حدّد خيارًا واحدًا): ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ غير متوفر

٤. مقبض اليد، جهة المريض اليمنى (حدّد خيارًا واحدًا): AI A٢ A٣ غير متوفر

٥. مقبض اليد، جهة المريض اليسرى (حدّد خيارًا واحدًا): AI A٢ A٣ غير متوفر

٦. مسند الرأس المستخدم: لا يوجد في وضع الاستلقاء على البطن الذي يأخذ شكل منحنيات الرأس
الموضع (حدّد خيارًا واحدًا): A B C D E F


٧. موضع الركبة (حدّد خيارًا واحدًا): V W X Y Z

الملاحظات:

(تُبَع على الجهة الخلفية)

إعداد المريض

ACCESS PRONE (RT) (يُتبع)




رافعات وحشوات التصوير المقطعي المحوسب

٨. كم عدد مجموعات حشوات التصوير المقطعي المحوسب الرافعات المستخدمة (حدّد خيارًا واحدًا):
 - ٢
٩. رافعة التصوير المقطعي المحوسب العلوية—الموضع على قضيب تحديد الموضع D
 - موضع قضيب تحديد الموضع على السطح السريري الداعم:
١٠. رافعة التصوير المقطعي المحوسب السفلية—الموضع على قضيب تحديد الموضع D
 - موضع قضيب تحديد الموضع على السطح السريري الداعم:

الملاحظات:

قائمة الأجزاء


(٠١-٤٥٤٤-RT) ACCESS PRONE G٢



١. ٠١-٤٥٤٤-RT - مجموعة Access Prone G٢
٢. ٢٠٠٥٤٠٨ - مجموعة الملحق الأيمن Access™ Prone G٢
٣. ٢٠٠٥٤٢٤ - مجموعة الملحق الأيسر Access™ Prone G٢
٤. ٠٤-٤٥٤٤KV-RT - المقبض المزدوج
٥. ٠٥-٤٥٤٤KV-RT - عمود مقبض اليد
٦. ٠٦-٤٥٤٤KV-RT - مسند الرأس في وضع الاستلقاء على البطن
٧. ٠٧-٤٥٤٤KV-RT - مسند الرأس الذي يأخذ شكل منحنيات الرأس
٨. المقياس أحادي الجانب، منخفض الارتفاع
٩. ٨٠٠٢٦٠١ - (مقياس بديل) ٤٠ سم
١٠. ٨٠٠٢٦٠٢ - (مقياس ملحق) ٤٨ سم
١١. ٢٠٠٦٨١٣ - مجموعة وسائد ٢-AP
١٢. ٨٠٠٢٥٨٠ - مجموعة حشوات ٢-AP

قائمة الأجزاء

(٤٥٤٤-ACCESS PRONE (RT



١. Access™ Prone مجموعة – ٤٥٤٤-RT
٢. Access™ Prone GI – مجموعة ملحقات الثدي ٢٠٠٤٢٥٧
٣. Access™ Prone GI – المقبض المزدوج ٠٤-٤٥٤٤KV-RT
٤. Access™ Prone GI – عمود مقبض اليد ٠٥-٤٥٤٤KV-RT
٥. Access™ Prone GI – مسند الرأس في وضع الاستلقاء على البطن ٠٦-٤٥٤٤KV-RT
٦. Access™ Prone GI – مسند الرأس الذي يأخذ شكل منحنيات الرأس ٠٧-٤٥٤٤KV-RT
٧. Access™ Prone GI – المقياس أحادي الجانب ٨٠٠٨٤٦
٨. Access™ Prone GI – مجموعة وسائل Access™ Prone ٨٠٠٢٢١٥



www.CQmedical.com

☎ +1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

✉ info@CQmedical.com