



positioning
patients for life.®

GUÍA DEL PRODUCTO Y MANUAL DEL USUARIO

RT-4544-01 y RT-4544

Productos Access™ Prone G2 y

Access™ Prone para tratamiento de mama





EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta		Made in the USA by Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	---	--

Access, Access 360, kVue y OneTouch son marcas comerciales de Qfix.

Exact® es una marca comercial registrada de Varian Medical Systems.

Cidex® es una marca comercial registrada de Johnson & Johnson.

Clorox® es una marca comercial registrada de The Clorox Company.

ÍNDICE

PRECAUCIONES GENERALES.....	4
ENUNCIADOS DE ADVERTENCIA	4
ADVERTENCIAS ADICIONALES.....	4
ATENUACIÓN DEL HAZ DE TRATAMIENTO.....	4
INCIDENTES GRAVES.....	4
CAPACIDAD DE CARGA.....	4
ETIQUETAS Y DESCRIPCIONES DE ADVERTENCIAS	5
USO PREVISTO.....	7
CARACTERÍSTICAS.....	8
DESCRIPCIÓN.....	8
COMPONENTES DEL ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01).....	9
COMPONENTES DEL ACCESS PRONE (RT-4544).....	10
COMPONENTES.....	11
INSTRUCCIONES DE USO.....	12
INSTALACIÓN	12
PREPARACIÓN.....	14
RETIRADA	22
MANTENIMIENTO	23
LIMPIEZA DEL SISTEMA.....	23
DESINFECCIÓN DEL SISTEMA.....	23
ESPECIFICACIONES	24
ACCESS PRONE G2	24
PREPARACIÓN DEL/DE LA PACIENTE.....	25
ACCESS PRONE G2 (RT4544-01): MAMA DERECHA E IZQUIERDA.....	25
ACCESS PRONE (RT-4544): MAMA DERECHA E IZQUIERDA.....	27
LISTA DE COMPONENTES	29
ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01)	29
ACCESS PRONE (RT-4544).....	30

PRECAUCIONES GENERALES

ENUNCIADOS DE ADVERTENCIA

¡ ADVERTENCIA ! NO SE PERMITE NINGUNA MODIFICACIÓN DE ESTE EQUIPO. SI CUALQUIER PIEZA DE ESTE DISPOSITIVO EXPERIMENTA UNA CARGA EXTREMA, PARECE DAÑADA O FUNCIONA INADECUADAMENTE, INTERRUMPA SU USO DE INMEDIATO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON QFIX LLAMANDO AL +1484-720-6054 O ENVIANDO UN MENSAJE A TECHSUPPORT@QFIX.COM.

¡ ADVERTENCIA ! LAS ESCALAS DE LA PRODUCTOS ACCESS™ PRONE G2 Y ACCESS™ PRONE PARA TRATAMIENTO DE MAMA DEBERÁN UTILIZARSE ÚNICAMENTE COMO REFERENCIA.

ADVERTENCIAS ADICIONALES

- El asa dual y el asa para mano ipsilateral no están diseñadas para soportar el peso de un/a paciente.
 - NO utilice las asas para posicionar al/a la paciente.
 - NO utilice las asas para subir o bajar del dispositivo.
- Es posible que los/las pacientes necesiten ayuda para subir o bajar del dispositivo.
- Debido a la longitud del dispositivo, se recomienda que dos personas lo manejen durante la instalación y el desmontaje.
- NO utilizar más de 3 suplementos para TAC apilados de una sola vez. Hacerlo puede provocar la inestabilidad del dispositivo.
- NO permitir que sobresalga el dispositivo.
- Hay riesgos de que se produzcan lesiones entre el accesorio de inserción de mesa y otros equipos del conjunto de tratamiento. Tenga precaución al mover la mesa para evitar lesiones.

ATENUACIÓN DEL HAZ DE TRATAMIENTO

Las regiones estructurales de la mesa kVue Access™ Prone atenúan un haz de fotones. Se debe verificar la atenuación real, según la configuración, en el equipo específico. El tratamiento a través de cualquier dispositivo, incluso uno fabricado de material compuesto, dará lugar a una mayor dosis en la piel.

INCIDENTES GRAVES

Notifique cualquier incidente grave (por ejemplo, incidentes que hayan causado o hayan podido causar lesiones graves o la muerte) tanto a Qfix como al organismo competente de su país.

CAPACIDAD DE CARGA


NO sobrepase los 225 kg (500 libras) de carga uniformemente distribuida o la carga de trabajo máxima de la base de la mesa, la que sea menor de las dos.

¡ NOTA ! Cuando se combina con la base de la mesa del fabricante original, la capacidad de carga es la menor de las dos cargas de trabajo seguras. La carga impuesta sobre la mesa kVue para NO debe superar las especificaciones del fabricante de la base de la mesa original. Remítase a la documentación del producto entregada por el fabricante original.

PRECAUCIONES GENERALES


ETIQUETAS Y DESCRIPCIONES DE ADVERTENCIAS

Vaya a Qfix.com para consultar un listado de los símbolos y sus definiciones.



CAPACIDAD DE CARGA

NO sobrepase los 225 kg (500 libras) de carga uniformemente distribuida o la carga de trabajo máxima segura del accesorio de inserción de la mesa, o de la base de la mesa, la que sea menor de las dos.




CARGA SOBRE EL ACCESORIO DE INSERCIÓN

NO permita que el/la paciente utilice el accesorio de inserción como apoyo para subir o bajar del dispositivo, ya que se puede lesionar.



SEGURO PARA RM

Artículo que no representa riesgos conocidos derivados de la exposición a ningún entorno de RM. Los artículos seguros para RM están realizados en materiales que no conducen la electricidad, no son metálicos y no son magnéticos.



NO LEVANTAR

¡ NUNCA LEVANTE EL EXTREMO DEL ACCESORIO DE INSERCIÓN DE MESA !

Las clavijas de acoplamiento pueden doblarse o romperse, provocando que la mesa resulte inutilizable.

PRECAUCIONES GENERALES


ETIQUETAS Y DESCRIPCIONES DE ADVERTENCIAS



NO SENTARSE


El área situada más allá del recorte para la mama se ha diseñado y probado para soportar el torso superior del/de la paciente y NO todo el peso corporal.

Ponerse de pie o sentarse sobre el Access Prone G2 o Access Prone, más allá del recorte para la mama, podría dañar el dispositivo o provocar lesiones.



POSIBLES LESIONES

Hay riesgos de que se produzcan lesiones entre el Access Prone G2 o Access Prone y otros equipos del conjunto de tratamiento. Tenga precaución al mover el Access Prone para evitar lesiones.



COLISIÓN CON EL GANTRY

La amplia variedad de movimientos posibles con las bases de mesas y los cabezales de tratamiento puede ocasionar choques entre el accesorio de inserción de mesa y otras piezas, incluido el gantry. Tenga precaución al mover la mesa o el gantry, para evitar daños al equipo o lesiones al/a la paciente.

USO PREVISTO

Este dispositivo está indicado para inmovilizar, posicionar y reposicionar a los/las pacientes que se están sometiendo a radioterapia.

¡ NOTA ! La ley federal de Estados Unidos permite la venta de este dispositivo únicamente por facultativos o bajo prescripción facultativa.

GRUPOS OBJETIVO DE PACIENTES

Pacientes sometidos a radioterapia o procedimientos de obtención de imágenes de diagnóstico.

USUARIOS PREVISTOS

El usuario previsto de los productos es una persona cualificada de acuerdo con los requisitos de la región reglamentaria.

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN


Access Prone G2 y Access Prone están diseñados para administrar el tratamiento del cáncer de la mama izquierda o derecha. La colocación del/de la paciente en posición prona ayuda a aumentar la separación entre la mama y órganos críticos en riesgo.

El Access Prone G2 (RT-4544-01) se puede utilizar como un dispositivo de simulación de TAC/RM para el Access™ 360 G2 (RT-4544KV-10).

¡ PRECAUCIÓN ! EL ACCESS PRONE (RT-4544) NO SE PUEDE UTILIZAR COMO DISPOSITIVO DE SIMULACIÓN PARA NINGÚN PRODUCTO, A EXCEPCIÓN DE SÍ MISMO U OTROS DISPOSITIVOS ACCESS PRONE (RT-4544).


CARACTERÍSTICAS

COMPONENTES DEL ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01)




CARACTERÍSTICAS

COMPONENTES DEL ACCESS PRONE (RT-4544)



Dispositivo colocado sobre suplementos para TAC



CARACTERÍSTICAS

COMPONENTES

1. PRODUCTOS ACCESS PRONE G2 Y ACCESS PRONE PARA TRATAMIENTO DE MAMA

El Access Prone G2 y Access Prone se utilizan a fin de facilitar el posicionamiento y la preparación de pacientes para la radioterapia de la mama y región clavicular en posición prona.

2. COMPONENTE PARA LOS BRAZOS Y LA CABEZA

3. COMPONENTE PARA LAS PIERNAS

4. ACCESORIO DE INSERCIÓN

La sección central del accesorio de inserción permite configurar el dispositivo en muy poco tiempo para el tratamiento de la mama izquierda o derecha.

5. ALMOHADILLAS

Las almohadillas sirven para que el/la paciente esté cómodo/a; no obstante pueden retirarse y utilizarse en su lugar almohadillas de aire. Las almohadillas también proporcionan marcas gráficas adicionales para el posicionamiento del/de la paciente.

6. ASA DUAL

El asa dual tiene un diseño ergonómico para reducir el cansancio de las muñecas del/de la paciente, a diferencia del poste habitual utilizado en otros dispositivos.

7. REPOSACABEZAS

El sistema incluye un reposacabezas para posición prona y otro de contorno. Se puede utilizar cualquiera de ellos, según las preferencias de la preparación. Se pueden indexar con respecto al Access Prone en varias posiciones, dependiendo de la altura del/de la paciente.

8. ESCALA IPSILATERAL

La escala ipsilateral oscila y se encaja en la parte superior para realizar la preparación y oscila hacia abajo durante el tratamiento y el almacenamiento. La escala puede ser utilizada como ayuda para la alineación. Su exactitud es de ± 1 mm. Hay una escala a cada lado del dispositivo para el tratamiento de la mama derecha o izquierda.

9. ALMACENAMIENTO

Compartimentos internos para accesorios para guardar las asas.

10. SUPLEMENTOS PARA TAC PARA EL COMPONENTE PARA LOS BRAZOS Y LA CABEZA

El suplemento para TAC se indexa respecto a una barra de posicionamiento y eleva el componente para los brazos y la cabeza en incrementos de 2,5 mm. Este suplemento se puede encajar en otro suplemento para TAC para el componente para los brazos y la cabeza.

11. SUPLEMENTOS PARA TAC PARA EL COMPONENTE PARA PIERNA

El suplemento para TAC se indexa respecto a una barra de posicionamiento y eleva el componente para las piernas en incrementos de 2,5 mm. Este suplemento se puede encajar en otro suplemento para TAC para componente para las piernas.

INSTRUCCIONES DE USO

INSTALACIÓN

BARRA DE POSICIONAMIENTO

1. La barra de posicionamiento tiene dos pasadores de posicionamiento que se adaptan a la mayoría de los accesorios de posicionamiento estándares. Para fijarla, coloque los extremos de la barra de posicionamiento en las correspondientes muescas de indexación compatibles con Varian Exact® y encájela a presión. Para retirarla o reubicarla, tire hacia arriba de cada extremo de la barra.




Fig. 1

INSTRUCCIONES DE USO

INSTALACIÓN

BARRA DE POSICIONAMIENTO

- Introduzca los extremos de 2 barras de posicionamiento en las muescas de indexación compatibles con Varian Exact® en la cubierta de mesa de TAC, con una separación de 1260 mm (normalmente 9 muescas de indexación), y encaje las barras de posicionamiento en su sitio. (Figs. 2 y 3)




Fig. 2




Fig. 3

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN

FIJACIÓN DE LOS COMPONENTES PARA LOS BRAZOS Y LA CABEZA Y LAS PIERNAS A LA CUBIERTA DE MESA

Coloque los componentes para los brazos y la cabeza y los pies del Access Prone G2 y Access Prone en la mesa de TAC, indexándolos con las barras de localización. Asegúrese de indexar los componentes de Access Prone G2 y Access Prone usando las mismas ubicaciones en los componentes para la cabeza y los pies. (Figs. 4, 5 y 6)



Fig. 4



Fig. 5

FIJACIÓN DEL ACCESORIO DE INSERCIÓN EN LOS COMPONENTES PARA LOS BRAZOS Y LA CABEZA Y LAS PIERNAS

Fije el accesorio de inserción en los componentes para los brazos y la cabeza y las piernas con los pasadores de posicionamiento de la parte inferior del accesorio de inserción. (Fig. 6) Este accesorio de inserción se puede girar para tratar ambos lados.



Fig. 6

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN

COMPROBACIÓN VISUAL DE LA ALINEACIÓN

Compruebe visualmente que los componentes de Access™ Prone están centrados correctamente en la cubierta. (Fig. 7)




Fig. 7

SUPLEMENTOS DE TAC

1. Para instalar los suplementos de TAC, quite primero el Access Prone.
2. Coloque los suplementos de TAC en el mismo lugar de indexación que el componente para los brazos y la cabeza. Los suplementos de TAC pueden apilarse unos sobre otros para aumentar la altura en incrementos de 2,5 cm. (Fig. 8)




Fig. 8

¡ PRECAUCIÓN ! NO UTILIZAR MÁS DE 3 SUPLEMENTOS PARA TAC APILADOS DE UNA SOLA VEZ. HACERLO PUEDE PROVOCAR LA INESTABILIDAD DEL DISPOSITIVO.

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN

SUPLEMENTOS DE TAC, continuación

3. Coloque el Access Prone G2 o Access Prone en los suplementos de TAC. (Fig. 9)




Fig. 9

4. Para disminuir la altura del dispositivo, retire el Access Prone G2 o Access Prone para tratamiento de la mama. Pulse el botón de liberación en cada lado de la placa de indexación. (Fig. 10)



Fig. 10

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN

REPOSACABEZAS

1. Elija el reposacabezas para posición prona o el reposacabezas de contorno que utilizará el/la paciente.
2. Inserte la pieza de alineación de plástico en la ranura correspondiente del extremo superior del dispositivo. (Fig. 11)

¡ NOTA ! El reposacabezas puede instalarse antes de que el/la paciente se suba al dispositivo, pero puede que haya que reposicionarlo una vez que el/la paciente esté colocado/a.




Fig. 11

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN

COLOCACIÓN DEL/DE LA PACIENTE

¡ NOTA ! Es posible que los/las pacientes necesiten ayuda para subir o bajar del dispositivo. Las siguientes instrucciones representan nuestra técnica recomendada, pero pueden variar en cada centro médico.

ACCESS PRONE G2 Y ACCESS PRONE: SUBIDA Y BAJADA

1. Baje la mesa o use un taburete para ayudar al/a la paciente a subirse al accesorio de inserción.
2. Una vez que el/la paciente se encuentre en el accesorio de inserción, alinee las rodillas con las marcas adecuadas en la gomaespuma. (Fig. 12)
3. Pídale al/a la paciente que mueva la parte superior del cuerpo hasta la posición deseada ayudándose con las manos o los codos. (Fig. 13)
4. Pídale al/a la paciente que baje lentamente hasta la posición deseada.
5. Una vez en posición, coloque la cabeza del/de la paciente en el reposacabezas y pídale que agarre las correspondientes asas para manos. (Fig. 14)

¡ NOTA ! EL ASA PARA MANOS DUAL Y LA IPSILATERAL NO ESTÁN DISEÑADAS PARA SOPORTAR EL PESO DE UN/A PACIENTE:

- NO utilice las asas para posicionar al/a la paciente.
- NO utilice las asas para subir o bajar del dispositivo.




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN

ASA DUAL

¡ PRECAUCIÓN ! EL ASA PARA MANOS DUAL Y LA IPSILATERAL NO ESTÁN DISEÑADAS PARA SOPORTAR EL PESO DE UN/A PACIENTE:

- **NO utilice las asas para posicionar al/a la paciente.**
- **NO utilice las asas para subir o bajar del dispositivo.**

1. Alinee los extremos del asa con los orificios correspondientes del extremo superior del accesorio de inserción.
2. Empuje el asa hasta que encaje en los orificios. (Fig. 15)

¡ NOTA ! El asa debe arquearse hacia el/la paciente, tal y como se muestra en la siguiente imagen. (Fig. 16)




Fig. 15




Fig. 16

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN

ASA PARA MANO IPSILATERAL

1. Inserte el asa para mano en el orificio correspondiente del extremo superior del accesorio de inserción. (Fig. 17)
2. Gire el asa en cualquier dirección hasta que quede apretada en el orificio y encaje en su sitio. (Fig. 17)



Fig. 17

ALMACENAMIENTO

El asa dual y las asas para manos ipsilaterales se pueden guardar en el espacio de almacenamiento ubicado en el extremo de los pies del componente para las piernas. (Fig. 18)



Fig. 18

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN

ESCALA IPSILATERAL

**¡ PRECAUCIÓN ! LA ESCALA IPSILATERAL NO ESTÁ DISEÑADA PARA SOPORTAR EL PESO DE PACIENTES:
¡ PRECAUCIÓN ! NO UTILICE LAS ASAS PARA SUBIR O BAJAR DEL DISPOSITIVO.**

1. Alinee al/a la paciente.
2. Una vez que el/la paciente esté colocado/a, gire la escala ipsilateral hacia arriba hasta que quede encajada. (Fig. 19)

¡ NOTA ! Las escalas sirven como ayuda para la alineación; el usuario es responsable de confirmar la posición del/de la paciente.

¡ NOTA ! Se ha comprobado que la exactitud de las escalas es de ± 1 mm.

3. Gire la escala ipsilateral hacia la parte inferior, hacia su posición de almacenamiento, antes del tratamiento y/o almacenamiento. (Fig. 19)



Fig. 19

INSTRUCCIONES DE USO

RETIRADA

ASA PARA MANO IPSILATERAL

Gire en sentido opuesto al de la instalación hasta que el asa se afloje; seguidamente, tire hacia afuera. El asa ipsilateral se puede guardar en la base del componente para los pies, debajo del cojín.

ASA DUAL

Tire de ella hasta sacarla de los orificios. El asa dual se puede guardar en la base del componente para los pies, debajo del cojín.

PACIENTE

Siga las instrucciones de colocación en sentido inverso.

¡ NOTA ! Es posible que los/las pacientes necesiten ayuda para subir o bajar del dispositivo.

ACCESORIO DE INSERCIÓN DE LA MAMA

Tire del accesorio de inserción de la mama hacia arriba, en sentido contrario a los componentes de la cabeza y los pies.

REPOSACABEZAS

Tire del reposacabezas hacia arriba para sacarlo del accesorio de inserción.

COMPONENTE PARA BRAZO Y CABEZA Y LOS PIES

Levante los componentes para los brazos y la cabeza y los pies hacia arriba, alejándolos de la cubierta. Si es necesario, se pueden desmontar los suplementos de componentes para los brazos y la cabeza y los pies pulsando los botones de liberación situados a cada lado de las placas de indexación de color azul.

RETIRADA DE LA BARRA DE POSICIONAMIENTO

Tire de ambos extremos de la barra de posicionamiento.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DEL SISTEMA

El dispositivo se puede limpiar con una solución limpiadora o desinfectante suave y no abrasiva. No pulverice ni vierta líquidos sobre la superficie, dado que podrían penetrar hacia el interior del seguro OneTouch o de los mecanismos que hay en el interior del dispositivo. Para limpiar, aplique la solución en un paño limpio y frote la superficie.

DESINFECCIÓN DEL SISTEMA

Tras las pruebas pertinentes, los siguientes materiales de limpieza han demostrado ser adecuados para limpiar las superficies de Access Prone G2, Access Prone y del accesorio de inserción de la mesa. Para desinfectar la superficie de la mesa, consulte las instrucciones específicas del fabricante del producto de limpieza.

- Agua
- Solución de lejía Clorox® al 10%
- Alcohol isopropílico
- Solución de dialdehído activada al 2,4% Cidex®
- Jabón y agua


NO pulverice directamente sobre el Access Prone G2, el Access Prone ni el accesorio de inserción de la mesa, ni deje que el producto penetre hacia el interior del armazón de la base.

NO coloque objetos afilados sobre el Access Prone G2, el Access Prone ni el accesorio de inserción de la mesa.

ESPECIFICACIONES

ACCESS PRONE G2


Límite de peso: 225 kg (500 libras) de carga uniformemente distribuida



PREPARACIÓN DEL/DE LA PACIENTE

ACCESS PRONE G2 (RT4544-01): MAMA DERECHA E IZQUIERDA

Nombre del/de la paciente:	
N.º ident. paciente:	Preparación realizada por:
Médico:	Fecha:
Comentarios:	




- Accesorio de inserción: **Izquierda** **Derecha**
- Escala ipsilateral:
- Ubicación del asa dual (seleccionar una): **1** **2** **3** **4** **5** **6** **N/D**
- Asa para mano, *derecha de paciente* (seleccionar una): **A1** **A2** **A3** **N/D**
- Asa para mano, *izquierda de paciente* (seleccionar una): **A1** **A2** **A3** **N/D**
- Reposacabezas utilizado: **Ninguno** **Prono** **De contorno**
Ubicación (seleccionar una): **A** **B** **C** **D** **E** **F**
- Ubicación de las rodillas (seleccionar una): **V** **W** **X** **Y** **Z**

Notas:

(Continúa por detrás)

PREPARACIÓN DEL/DE LA PACIENTE

ACCESS PRONE G2 (RT4544-01) (CONTINUACIÓN)



Elevadores y suplementos de TAC


8. ¿Cuántos conjuntos de suplementos de elevador de TAC se utilizan? (seleccionar uno): **0** **1** **2**
9. Elevador de TAC superior: Ubicación en la barra de posicionamiento **A** **B** **C** **D**
- Barra de posicionamiento en la mesa:
10. Elevador de TAC inferior: Ubicación en la barra de posicionamiento **A** **B** **C** **D**
- Barra de posicionamiento en la mesa:

Notas:

PREPARACIÓN DEL/DE LA PACIENTE

ACCESS PRONE (RT-4544): MAMA DERECHA E IZQUIERDA

Nombre del/de la paciente:	
N.º ident. paciente:	Preparación realizada por:
Médico:	Fecha:
Comentarios:	




1. Accesorio de inserción: **Izquierda** **Derecha**
2. Escala ipsilateral:
3. Ubicación del asa dual (seleccionar una): **1** **2** **3** **4** **5** **6** **N/D**
4. Asa para mano, *derecha de paciente* (seleccionar una): **A1** **A2** **A3** **N/D**
5. Asa para mano, *izquierda de paciente* (seleccionar una): **A1** **A2** **A3** **N/D**
6. Reposacabezas utilizado: **Ninguno** **Prono** **De contorno**
Ubicación (seleccionar una): **A** **B** **C** **D** **E** **F**
7. Ubicación de las rodillas (seleccionar una): **V** **W** **X** **Y** **Z**

Notas:

(Continúa por detrás)

PREPARACIÓN DEL/DE LA PACIENTE

ACCESS PRONE (RT-4544) (CONTINUACIÓN)




Elevadores y suplementos de TAC

8. ¿Cuántos conjuntos de suplementos de elevador de TAC se utilizan? (seleccionar uno): **0** **1** **2**
9. Elevador de TAC superior: Ubicación en la barra de posicionamiento **A** **B** **C** **D**
- Barra de posicionamiento en la mesa:
10. Elevador de TAC inferior: Ubicación en la barra de posicionamiento **A** **B** **C** **D**
- Barra de posicionamiento en la mesa:

Notas:

LISTA DE COMPONENTES


ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01)



1. RT-4544-01 – Access Prone G2 Package
 - 2005408 Access Prone G2 Right Insert Assembly
 - 2005424 Access Prone G2 Left Insert Assembly
2. RT-4544KV-04 – Dual Grip Handle
3. RT-4544KV-05 – Hand Grip Post
4. RT-4544KV-06 – Prone Headrest
5. RT-4544KV-07 – Contour Headrest
6. Ipsilateral Scale, Low Profile
 - 8002601 – 40 cm (Replacement Scale)
 - 8002602 – 48 cm (Accessory Scale)
7. 2006813 – AP-2 Pad Set
8. 8002580 – AP-2 Shim Set

LISTA DE COMPONENTES

ACCESS PRONE (RT-4544)



1. RT-4544 – Access™ Prone Package
 - 2004257 Access Prone G1 Breast Insert Assembly
2. RT-4544KV-04 – Dual Grip Handle
3. RT-4544KV-05 – Hand Grip Post
4. RT-4544KV-06 – Prone Headrest
5. RT-4544KV-07 – Contour Headrest
6. 8001846 – Ipsilateral Scale
7. 8002215 – Access™ Prone Pad Set



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

 +1 610.268.0585 / 800.526.5247

 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

 sales@Qfix.com