



TUOTEOHJE JA KÄYTTÖOPAS

RT-4544-01 ja RT-4544

Access™ Prone G2- ja

Access™ Prone -rintalaitteet



	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com		Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Access, Access 360, kVue ja OneTouch ovat Qfix-yhtiön tavaramerkkejä.

Exact® on Varian Medical Systemsin rekisteröity tavaramerkki.

Cidex® on Johnson & Johnsonin rekisteröity tavaramerkki.

Clorox® on The Clorox Companyn rekisteröity tavaramerkki.

YLEISET VAROTOIMET

VAROITUSLAUSEKKEET

! VAROITUS ! LAITTEeseen EI SAA TEHDÄ MUUTOKSIA. JOS TÄMÄN LAITTEEN JOTAKIN OSAA KUORMITETAAN LIIKAA, SE NÄYTTÄÄ VAURIOITUNEelta TAI TOIMII VIRHEELLISESTI, LOPETA KÄYTTÖ VÄLITTÖMÄSTI JA OTA YHTEYTTÄ CQ MEDICALiin, PUH. +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 TAI SÄHKÖPOSTITSE OSOITTEeseen SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

!VAROITUS!ACCESS PRONE- JA ACCESS PRONE G2 -RINTALAITTEISSA OLEVAT ASTEIKOT ON TARKOITETTU VAIN VIITTEELLISEEN KÄYTTÖÖN.

LISÄVAROITUKSET

- Kaksoiskahvat ja ipsilateraaliset kahvat eivät tue potilaan painoa.
 - ÄLÄ käytä kahvoja potilaan asettelussa.
 - ÄLÄ käytä kahvoja potilaan siirtämiseen laitteen päälle tai pois sen päältä.
- Potilaat tarvitsevat ehkä apua laitteen päälle tai pois sen päältä pääsemiseen.
- Laitteen pituuden vuoksi on suositeltavaa, että kaksi henkilöä käsittelee laitetta asennuksen ja irrotuksen aikana.
- ÄLÄ käytä kerralla useampaa kuin kolmea päällekkäin pinottua TT-kiilaa. Se voi aiheuttaa laitteen epävakautta.
- ÄLÄ ulota laitetta päädyn yli.
- Hoitopöytäsisäkkeen ja muun hoituhuoneessa olevan laitteiston välissä tapahtuvan vamman mahdollisuus on olemassa. Vältä vammat siirtämällä hoitopöytää varovasti.

HOITOSÄTEEN VAIMENTUMINEN

kVue Access™ Prone -hoitopöytälaitteen rakenteelliset alueet vaimentavat fotonisäteen. Todellinen asennuskokoonpanosta riippuva vaimentuminen on varmistettava käytössä olevalla laitteistolla. Minkä tahansa laitteen kautta tapahtuva hoito, komposiittimateriaalista valmistetut laitteet mukaan lukien, aiheuttaa lisääntyntä ihoaltistusta.

VAKAVAT HAITTATAPAHTUMAT

Ilmoita kaikista vakavista haittatapahtumista (esim. tapahtumat, joista seuraa tai voi seurata kuolema tai vakava vamma) sekä CQ Medicalille että oman maasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

ENIMMÄISKUORMITUS

Tasaisesti jaettu kuorma tai hoitopöytäalustan enimmäistyökuorma EI SAA olla yli 225 kg (500 lbs), näistä pienemmän mukaan.

!HUOMAUTUS! Yhdistettäessä OEM-hoitopöytäalustaan, kantokyky on näiden kahden turvallisen työkuorman alhaisempi kantokyky. kVue-hoitopöydän kuorma EI saa ylittää alkuperäisen hoitopöytäalustan valmistajan määrittämiä. Lue alkuperäisen valmistajan toimittama tuotekirjallisuus.

YLEISET VAROTOIMET

VAROITUSTARRAT JA KUVAUKSET

Symboliluettelo ja symbolien määritelmät löytyvät osoitteesta CQmedical.com.



ENIMMÄISKUORMITUS

Tasaisesti jaettu kuorma tai hoitopöytäsisäkkeen tai hoitopöytäalustan turvallinen enimmäistakuorma EI SAA olla yli 225 kg (500 lbs), näistä pienemmän mukaan.



TAI




SISÄKKEEN KUORMITUS

ÄLÄ anna potilaan ottaa sisäkkeestä tukea laitteen päälle tai pois päältä noustessa. Se voi aiheuttaa vammoja potilaalle.



MR-TURVALLINEN

Kohde ei aiheuta tunnettuja vaaroja, jotka aiheutuvat altistumisesta magneettikuvausympäristölle. MR-turvalliset tuotteet koostuvat materiaaleista, jotka eivät johda sähköä, eivät sisällä metalleja eivätkä ole magneettisia.



ÄLÄ NOSTA

! ÄLÄ KOSKAAN NOSTA HOITOPÖYTÄSISÄKKEEN PÄÄTÄ !

Liitinnastat voivat taittua tai rikkoutua ja tehdä hoitopöydästä käyttökelvottoman.

YLEISET VAROTOIMET


VAROITUSTARRAT JA KUVAUKSET



ÄLÄ ISTU


Rinta-aukon ulkopuolinen alue on tarkoitettu ja testattu tukemaan potilaan ylävartaloa; sitä ei ole tarkoitettu tukemaan potilaan koko painoa.

Jos Access Prone G2- tai Access Prone -laitteen rinta-aukon ulkopuolella seistään tai istutaan, laite voi vaurioitua tai aiheuttaa vamman.



MAHDOLLINEN VAMMA

Access Prone G2- tai Access Prone -laitteen ja muun hoituhuoneessa olevan laitteiston välissä tapahtuvan vamman mahdollisuus on olemassa. Access Prone -laitetta liikuttaessa on noudatettava varovaisuutta vammojen välttämiseksi.



TÖRMÄYS KANTURIIN

Hoitopöytäalustoja ja hoitopäitä voidaan liikutella monin tavoin, ja voi ilmetä tilanteita, joissa hoitopöytäsisäke voi törmätä muihin kohteisiin, kanturi mukaan lukien. Hoitopöytää tai kanturia liikuttaessa on noudatettava varovaisuutta laitteistovaurioiden tai potilasvammojen välttämiseksi.

KÄYTTÖTARKOITUS

Tämä laite on tarkoitettu sädehoitoa saavien potilaiden immobilisointiin, asemointiin ja uudelleenasetointiin.

! HUOMAA ! Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tämän laitteen saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.

POTILASKOHDERYHMÄT

Potilaat, jotka saavat sädehoitoa tai joille tehdään diagnostisia kuvantamistoimenpiteitä.

TARKOITETUT KÄYTTÄJÄT

Tuotteiden tarkoitettu käyttäjä on henkilö, jolla on kyseisellä lainkäyttöalueella edellytetty pätevyys.

OMINAISUUDET

KUVAUS


Access Prone G2- ja Access Prone -laitteet on suunniteltu rintasyövän hoidon avuksi sekä vasemman että oikean rinnan kohdalla. Potilaan asettaminen vatsalleen makuulle auttaa eristämään rinnan muista kriittisistä riskialttiista elimistä.

Access Prone G2 (RT-4544-01) -laitetta voidaan käyttää Access™ 360 G2 (RT-4544KV-10) -laitteen TT-/MR-simulaatiolaitteena.

! HUOMIO ! ACCESS PRONE (RT-4544) -LAITETTA EI VOIDA KÄYTTÄÄ MINKÄÄN MUUN LAITTEEN KUIN SEN ITSENSÄ TAI MUIDEN ACCESS PRONE (RT-4544) -LAITTEIDEN SIMULAATIOLAITTEENA.


OMINAISUUDET

ACCESS PRONE G2 -LAITTEEN (RT-4544-01) OSAT



OMINAISUUDET

ACCESS PRONE -LAITTEEN (RT-4544) OSAT



OMINAISUUDET

OSAT

1. ACCESS PRONE G2- JA ACCESS PRONE -RINTALAITTEET

Access Prone G2- ja Access Prone -järjestelmiä käytetään rinta- ja solisluualueen sädehoitoa vatsallaan makuuasennossa saavien potilaiden asemointiin ja valmisteluun.

2. KÄSIVARSI- JA PÄÄOSA

3. JALKAOSA

4. SISÄKE

Käännettävän keskiosasisäkkeen ansiosta laite voidaan määrittää nopeasti vasemman tai oikean rinnan hoitoon.

5. PEHMUSTEET

Pehmusteet ovat potilaan mukavuutta varten, mutta ne voidaan irrottaa ja vaihtaa täytettäviin tyynyihin. Pehmusteissa on myös potilasasemointia ohjaavia lisäkuvia.

6. KAKSOISKAHVA

Kaksoiskahva on ergonomisesti suunniteltu ja vähentää potilaan ranteisiin kohdistuvaa rasitusta, toisin kuin vakiomallinen tanko, jota muissa laitteissa käytetään.

7. PÄÄTUET

Järjestelmän mukana toimitetaan sekä Prone- että Contour-päätuki. Kumpaakin voidaan käyttää asennuskokoonpanon mukaan. Ne voidaan indeksoida Access Prone -laitteeseen useissa kohdissa potilaan pituuden mukaan.

8. IPSILATERAALINEN ASTEIKKO

Ipsilateraalinen asteikko vedetään ulos potilasasennusta varten ja napsautetaan takaisin paikalleen sisäkkeen alapuolelle hoidon ja varastoinnin ajaksi. Asteikkoa voidaan käyttää kohdistusapuna. Sen tarkkuus on ± 1 mm. Laitteen molemmilla puolilla on asteikko vasemman ja oikean rinnan hoitoa varten.

9. VARASTOINTI

Sisäiset kahvojen lisälokerot kätevään säilytykseen.

10. KÄSIVARSI- JA PÄÄOSAN TT-KIILA

TT-kiila indeksoidaan paikannintankoon ja se nostaa käsivarsi- ja pääosaa 2,5 mm:n lisäyksen. Tämä kiila voidaan napsauttaa kiinni toiseen käsivarsi- ja pääosan TT-kiilaan.

11. JALKAOSAN TT-KIILA


TT-kiila indeksoidaan paikannintankoon ja se nostaa jalkaosaa 2,5 mm:n lisäyksen. Tämä kiila voidaan napsauttaa kiinni toiseen jalkaosan TT-kiilaan.

KÄYTTÖOHJEET

ASENNUS

PAIKANNINTANKO

1. Paikannintangossa on kaksi paikannintappia, jotka sopivat useimpiin vakiomallisiin asemointilisävarusteisiin. Kiinnitä asettamalla jompikumpi paikannintangon pää yhteensopivan Varian Exact® -hoitopöytälustan asiaankuuluvaan indeksiloveen ja napsauta paikalleen. Poista tai sijoita uudelleen tangon kummasta päästä tahansa vetämällä.




Kuva 1

KÄYTTÖOHJEET


ASENNUS

PAIKANNINTANKO

2. Työnnä molempien paikannintankojen päät yhteensopivan Varian Exact® -hoitopöytäalustan indeksintiloviin TT-alustalla asettamalla ne 1 260 mm:n päähän toisistaan (tyypillisesti 9 indeksintilovea) ja napsauttamalla paikannintangot kiinni paikoilleen. (Kuvat 2 ja 3)



Kuva 2



Kuva 3

KÄYTTÖOHJEET

KÄYTTÖÖNOTTO

KÄSIVARSI-, PÄÄ- JA JALKAOSAN KIINNITTÄMINEN ALUSTAAN

Aseta Access Prone G2- ja Access Prone -järjestelmien käsivarsi-, pää- ja jalkaosat TT-alustaan indeksoimalla ne paikannintankoihin. Varmista, että indeksoit Access Prone G2- ja Access Prone -järjestelmien osat käyttämällä samoja kohtia sekä pää- että jalkaosille. (kuvat 4, 5 ja 6)



Kuva 4



Kuva 5

SISÄKKEEN KIINNITTÄMINEN KÄSIVARSI-, PÄÄ- JA JALKAOSAAN

Kiinnitä sisäke käsivarsi-, pää- ja jalkaosiin sisäkkeen alapuolella olevien kohdistustappien avulla. (Kuva 6) Tätä sisäkettä voi kiertää kummalle puolelle tahansa hoitoa varten.




Kuva 6

KÄYTTÖOHJEET

KÄYTTÖÖNOTTO

SILMÄMÄÄRÄINEN KOHDISTUKSEN TARKISTUS

Tarkista silmämääräisesti, että Access™ Prone -osat on keskitetty oikein alustalle. (Kuva 7)



Kuva 7

TT-KIILAT

1. Asenna TT-kiilat poistamalla ensin Access Prone.
2. Aseta TT-kiilat samaan indeksointikohtaan kuin jalka- ja pääosat. TT-kiilat voidaan pinota päällekkäin ja korkeutta nostaa 2,5 cm:n lisäyksiin. (Kuva 8)



Kuva 8

! HUOMIO ! ÄLÄ KÄYTÄ KERRALLA USEAMPAA KUIN KOLMEA PÄÄLLEKKÄIN PINOTTUA TT-KIILAA. MUUSSA TAPAUKSESSA LAITE ON EPÄVAKAA.

KÄYTTÖOHJEET

KÄYTTÖÖNOTTO

TT-KIILAT, jatkuu

3. Aseta Access Prone G2 tai Access Prone TT-kiilojen päälle. (Kuva 9)



Kuva 9

4. Jos haluat laskea laitteen korkeutta, poista Access Prone G2- tai Access Prone -rintalaite. Paina indeksointilevyn kummallakin puolella olevaa vapautuspainiketta. (Kuva 10)



Kuva 10

KÄYTTÖOHJEET

KÄYTTÖÖNOTTO

PÄÄTUKI

1. Valitse potilaalle joko Prone-päätuki tai Contour-päätuki.
2. Työnnä muovinen kohdistuskappale asianmukaiseen loveen laitteen yläosassa. (Kuva 11)

! HUOMAUTUS ! Päätuet voidaan asentaa ennen kuin potilas nousee laitteelle, mutta niitä on ehkä asemoitava uudelleen sen jälkeen, kun potilas on paikallaan.



Kuva 11

KÄYTTÖOHJEET

KÄYTTÖÖNOTTO

POTILAAN ASEMOIMINEN


! HUOMAUTUS ! Potilaat voivat tarvita apua laitteeseen noustessaan ja laitteesta poistuessaan. Seuraavissa ohjeissa annetaan ehdotuksia, mutta menettelytavat voivat vaihdella klinikan mukaan.

ACCESS PRONE G2- TAI ACCESS PRONE -LAITTEELLE NOUSEMINEN JA SILTÄ POISTUMINEN


1. Laske hoitopöytää tai avusta potilasta nousemaan sisäkkeelle jakkaralla.
2. Kun potilas on sisäkkeellä, aseta potilaan polvet polvimerkkien kohdalle. (Kuva 12)
3. Pyydä potilasta asettamaan ylävartalo hoitoasentoon käsien tai kyynärpäiden avulla. (Kuva 13)
4. Pyydä potilasta laskeutumaan hitaasti alas.
5. Kun potilas on vatsallaan makuulla, aseta potilaan pää päätukeen ja pyydä häntä tarttumaan asianmukaisiin käsikahvoihin. (Kuva 14)

! HUOMIO ! KAKSOISKAHVAA JA IPSILATERAALISTA KÄSIKAHVAA EI OLE TARKOITETTU KANTAMAAN POTILAAN PAINOA:

- Kahvoja EI SAA käyttää potilaan asemointiin.
- Kahvoja EI SAA käyttää laitteeseen nousemiseen ja laitteesta poistumiseen.



Kuva 12



Kuva 13



Kuva 14

KÄYTTÖOHJEET

KÄYTTÖÖNOTTO


KAKSOISKAHVA

! HUOMIO ! KAKSOISKAHVAA JA IPSILATERAALISTA KÄSIKAHVAA EI OLE TARKOITETTU KANTAMAAN POTILAAN PAINOA:

- Kahvoja EI SAA käyttää potilaan asemointiin.
- Kahvoja EI SAA käyttää laitteeseen nousemiseen ja laitteesta poistumiseen.

1. Kohdista käsikahvan päät sisäkkeen yläosassa oleviin vastaaviin reikiin.
2. Työnnä kahvaa alaspäin, kunnes se napsahtaa reikiin. (Kuva 15)

! HUOMAUTUS ! Käsikahvan kaaren on osoitettava potilaaseen päin kuten seuraavassa kuvassa esitetään. (Kuva 16)



Kuva 15



Kuva 16

KÄYTTÖOHJEET

KÄYTTÖÖNOTTO

IPSILATERAALINEN KÄSIKAHVA

1. Työnnä käsi kahva asianmukaiseen reikään sisäkkeen yläosassa. (Kuva 17)
2. Käännä käsi kahvaa jompaankumpaan suuntaan, kunnes kahva kiristyy reikään ja lukittuu paikalleen. (Kuva 17)



Kuva 17

VARASTOINTI

Kaksoiskahva ja ipsilateraaliset käsi kahvat voi säilyttää jalkaosan jalkopäässä olevassa säilytyspaikassa. (Kuva 18)



Kuva 18

KÄYTTÖOHJEET

KÄYTTÖÖNOTTO

IPSILATERAALINEN ASTEIKKO

! HUOMIO ! IPSILATERAALISTA ASTEIKKOA EI OLE TARKOITETTU KANTAMAAN POTILAAN PAINOA.

! HUOMIO ! KAHVOJA EI SAA KÄYTTÄÄ LAITTEeseen NOUSEMISEEN JA LAITTEESTA POISTUMISEEN.

1. Kohdista potilas.
2. Kun potilas on paikallaan, käännä ipsilateraalista asteikkoa yläsuuntaan, kunnes se lukittuu paikalleen. (Kuva 19)

! HUOMAUTUS ! Asteikot on tarkoitettu kohdistuksen avustamiseen; käyttäjän vastuulla on varmistaa potilaan oikea asento.

! HUOMAUTUS ! Testeissä asteikkojen tarkkuus oli ± 1 mm.

3. Käännä ipsilateraalinen asteikko alas varastointiasentoon ennen hoitoa ja/tai varastointia. (Kuva 19)

Kuva 19



KÄYTTÖOHJEET

IRROTTAMINEN

IPSILATERAALINEN KÄSIKAHVA

Käännä asennussuunnan vastaisesti, kunnes kahva löystyy, ja vedä sitten suoraan pois. Ipsilateraalista käsikahvaa voi säilyttää jalkaosan alustassa pehmustetyynyn alla.

KAKSOISKAHVA

Vedä ylöspäin, kunnes se napsahtaa pois rei'istä. Kaksoiskahvaa voi säilyttää jalkaosan alustassa pehmustetyynyn alla.

POTILAS

Noudata asemointiohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.

! HUOMAUTUS ! Potilaat voivat tarvita apua laitteeseen noustessaan ja laitteesta poistuessaan.

RINTASISÄKE

Vedä rintasisäkettä ylös- ja poispäin pää- ja jalkaosista.

PÄÄTUKI

Vedä päätuki ylös- ja poispäin sisäkkeestä.

KÄSIVARSI-, PÄÄ- JA JALKAOSA

Nosta käsivarsi-, pää ja jalkaosat ylös- ja poispäin alustasta. Kiilat voidaan tarvittaessa purkaa käsivarsi-, pää- ja jalkaosista painamalla sinisten indeksointilevyjen kummallakin puolella olevat vapautuspainikkeet sisään.

PAIKANNINTANGON IRROTTAMINEN

Vedä jompaakumpaa paikannintangon päätä ylöspäin.

YLLÄPITO

JÄRJESTELMÄN PUHDISTAMINEN

Laite voidaan puhdistaa miedolla, hankaamattomalla pesu- tai desinfiointiliuoksella. Laitteen pinnalle ei saa suihkuttaa tai kaataa nesteitä, sillä ne voivat päästä OneTouch™-salpaan tai laitteen mekanismeihin. Puhdista kostuttamalla puhtas liina liuokseen ja pyyhkimällä pinta.

JÄRJESTELMÄN DESINFIOIMINEN

Seuraavat puhdistusaineet on testattu ja niiden on havaittu olevan asianmukaisia Access Prone G2-, Access Prone- ja hoitopöydän sisäkkeiden pintojen puhdistamiseen. Hoitopöydän pinnan desinfioinnissa on noudatettava puhdistusaineen valmistajan erityisohjeita.

- Vesi
- 10-prosenttinen Clorox®-valkaisuaineliuos
- Isopropyylialkoholi
- Cidex® 2,4 %, aktivoitu dialdehydiliuos
- Saippua ja vesi


Access Prone G2-, Access Prone- tai hoitopöydän sisäkkeiden pinnalle EI SAA suihkuttaa suoraan eikä nestettä saa päästää perusrunkoon.

Teräviä esineitä EI SAA asettaa Access Prone G2-, Access Prone- tai hoitopöydän sisäkkeiden päälle.

TEKNISET TIEDOT

ACCESS PRONE G2

Painoraja: 225 kg (500 lbs), tasaisesti jaettu kuorma



POTILASASENNUSKAAVIO

ACCESS PRONE G2 (RT4544-01) – OIKEA JA VASEN RINTA

Potilaan nimi:


Potilastunniste:

Asentaja:

Lääkäri:

Pvm:

Muistiinpanot:



1. Sisäke: **Vasen** **Oikea**

2. Ipsilateraalinen asteikko:

3. Kaksoiskahvan sijainti (valitse yksi): **1** **2** **3** **4** **5** **6** **Ei sovellettavissa**

4. Käsikahva, *potilaan oikea puoli* (valitse yksi): **A1** **A2** **A3** **Ei sovellettavissa**

5. Käsikahva, *potilaan vasen puoli* (valitse yksi): **A1** **A2** **A3** **Ei sovellettavissa**

6. Käytetty päätuki: **Ei mitään** **Prone** **Contour**
Sijainti (valitse yksi): **A** **B** **C** **D** **E** **F**


7. Polven sijainti (valitse yksi): **V** **L** **X** **Y** **Z**

Muistiinpanot:

(jatkuu toisella puolella)

POTILASASENNUSKAAVIO

ACCESS PRONE G2 (RT4544-01) (JATKOA)



TT-nostimet ja -kiilat

8. Kuinka montaa TT-nostinkiilarisarjaa käytetään (valitse yksi): **0** **1** **2**

9. Ylempi TT-nostin – sijainti paikannintangolla **A** **B** **C** **D**

- Paikannintangon sijainti hoitopöydällä:

10. Alempi TT-nostin – sijainti paikannintangolla **A** **B** **C** **D**

- Paikannintangon sijainti hoitopöydällä:

Muistiinpanot:

POTILASASENNUSKAAVIO

ACCESS PRONE (RT-4544) – OIKEA JA VASEN RINTA

Potilaan nimi:


Potilastunniste:

Asentaja:

Lääkäri:

Pvm:

Muistiinpanot:



1. Sisäke: **Vasen** **Oikea**

2. Ipsilateraalinen asteikko:

3. Kaksoiskahvan sijainti (valitse yksi): **1** **2** **3** **4** **5** **6** **Ei sovellettavissa**

4. Käsikahva, *potilaan oikea puoli* (valitse yksi): **A1** **A2** **A3** **Ei sovellettavissa**

5. Käsikahva, *potilaan vasen puoli* (valitse yksi): **A1** **A2** **A3** **Ei sovellettavissa**

6. Käytetty päätuki: **Ei mitään** **Prone** **Contour**
Sijainti (valitse yksi): **A** **B** **C** **D** **E** **F**


7. Polven sijainti (valitse yksi): **V** **L** **X** **Y** **Z**

Muistiinpanot:

(jatkuu toisella puolella)

POTILASASENNUSKAAVIO

ACCESS PRONE (RT-4544) (JATKOA)



TT-nostimet ja -kiilat

8. Kuinka montaa TT-nostinkiilasarjaa käytetään (valitse yksi): **0** **1** **2**

9. Ylempi TT-nostin – sijainti paikannintangolla **A** **B** **C** **D**

- Paikannintangon sijainti hoitopöydällä:


10. Alempi TT-nostin – sijainti paikannintangolla **A** **B** **C** **D**

- Paikannintangon sijainti hoitopöydällä:

Muistiinpanot:

OSALUETTELO


ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01)



1. RT-4544-01 - Access Prone G2 -pakkaus
 - 2005408 Access Prone G2 -sisäkekoonpano (oikea)
 - 2005424 Access Prone G2 -sisäkekoonpano (vasen)
2. RT-4544KV-04 – kaksoiskahva
3. RT-4544KV-05 – käsikahvatanko
4. RT-4544KV-06 – Prone-päätuki
5. RT-4544KV-07 – Contour-päätuki
6. Ipsilateraalinen asteikko, matala profiili
 - 8002601 – 40 cm (vaihtoasteikko)
 - 8002602 – 48 cm (lisävarusteasteikko)
7. 2006813 – AP-2-pehmustesarja
8. 8002580 – AP-2-kiilasarja

OSALUETTELO

ACCESS PRONE (RT-4544)



1. RT-4544 – Access™ Prone -pakkaus
 - 2004257 Access Prone G1 -rintasisäkekokoonpano
2. RT-4544KV-04 – kaksoiskahva
3. RT-4544KV-05 – käsikahvatanko
4. RT-4544KV-06 – Prone-päätuki
5. RT-4544KV-07 – Contour-päätuki
6. 8001846 – Ipsilateraalinen asteikko
7. 8002215 – Access™ Prone -pehmustesarja



www.CQmedical.com

☎ +1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

✉ info@CQmedical.com