



VODIČ I KORISNIČKI PRIRUČNIK ZA PROIZVOD

RT-4544-01 i RT-4544

Access™ Prone G2 i

proizvodi Access™ Prone za dojke



	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com		Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Access, Access 360, kVue i OneTouch zaštitni su znakovi društva Qfix.

Exact® je registrirani zaštitni znak društva Varian Medical Systems.

Cidex® je registrirani zaštitni znak društva Johnson & Johnson.

Clorox® je registrirani zaštitni znak društva The Clorox Company.

OPĆE MJERE OPREZA

UPOZORENJA

! UPOZORENJE ! NISU DOPUŠTENE NIKAKVE PREINAKE OVE OPREME. AKO BILO KOJI DIO OVOG PROIZVODA BUDE IZLOŽEN OPTEREĆENJU KOJE UZROKUJE KVAR, DOIMA SE OŠTEĆENIM ILI NEPRAVILNO RADI, SMJESTA GA PRESTANITE UPOTREBLJAVATI I OBRATITE SE DRUŠTVU CQ MEDICAL NA +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 ILI SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

! UPOZORENJE ! MJERILA NA PROIZVODIMA ACCESS PRONE I ACCESS PRONE G2 ZA DOJKE ISKLJUČIVO SU ILUSTRATIVNE PRIRODE.

DODATNA UPOZORENJA

- Rukohvati za obje ruke i ipsilateralni rukohvati nisu namijenjeni da podnesu težinu pacijenta
 - NEMOJTE koristiti ručke za namještanje pacijenta
 - NEMOJTE koristiti ručke za penjanje na proizvod i silazak s njega
- Pacijentima će možda trebati pomoć pri penjanju na proizvod i silazak s njega
- Zbog duljine proizvoda preporučuje se da dvije osobe rukuju njime tijekom instalacije i uklanjanja
- NEMOJTE istovremeno koristiti više od 3 naslagane CT podložne pločice. Na taj način uređaj može biti nestabilan
- NEMOJTE izvlačiti proizvod
- Postoji mogućnost ozljede između umetka za ploču stola i druge opreme u terapijskoj sobi. Pripazite prilikom pomicanja ploče stola kako biste spriječili ozljede.

PRIGUŠENJE TERAPIJSKOG SNOPI

Strukturna područja proizvoda za ploču stola za ležeći položaj kVue Access™ prigušit će fotonski snop. Stvarno prigušenje koje se temelji na postavkama treba provjeriti s vašom opremom. Terapija bilo kojim proizvodom, čak i onim izrađenim od kompozitnih materijala uzrokovat će povećanje kožne doze.

OZBILJNI ŠTETNI DOGAĐAJI

Sve ozbiljne štetne događaje (npr. štetne događaje koji dovode ili bi mogli dovesti do smrti ili teške ozljede) prijavite društvu CQ Medical i nadležnom tijelu u svojoj zemlji.

DOPUŠTENOST OPTEREĆENJE

NEMOJTE prekoračiti težinu od 225 kg (500 funti) u pogledu ravnomjerno raspoređenog opterećenja ili maksimalne nosivosti postolja ploče stola, ovisno o tome koja je vrijednost niža.

! NAPOMENA ! Kada se upotrebljava u kombinaciji s postoljem ploče stola proizvođača originalne opreme, kao vrijednost dopuštenog opterećenja primjenjuje se niža od te dvije vrijednosti sigurnosne nosivosti. Opterećenje ploče stola kVue NE SMIJE biti više od onog navedenog u specifikacijama proizvođača originalnog postolja ploče stola. Proučite literaturu o proizvodu originalnog proizvođača.

OPĆE MJERE OPREZA

OZNAKE I OPISI UPOZORENJA

Popis simbola i njihove definicije potražite na web-mjestu CQmedical.com.



DOPUŠTENO OPTEREĆENJE

NEMOJTE prekoračiti težinu od 225 kg (500 funti) ravnomjerno raspoređenog opterećenja ili maksimalnu sigurnosnu nosivost umetka za ploču stola ili postolja stola, ovisno o tome koja je vrijednost niža.



ILI




OPTEREĆENJE UMETKA

NEMOJTE dopustiti pacijentu da koristi umetak za potporu prilikom penjanja na proizvod i silazak s njega. To može uzrokovati ozljede pacijenta.



SIGURNO ZA SNIMANJE MAGNETSKOM REZONANCIJOM

Predmet koji ne predstavlja poznatu opasnost uslijed izlaganja okruženju magnetske rezonancije. Predmeti sigurni za snimanje magnetskom rezonancijom sastavljeni su od materijala koji nisu električno provodljivi, metalni ni magnetni.



NEMOJTE PODIZATI

! NIPOŠTO NE PODIŽITE KRAJ UMETKA ZA PLOČU STOLA !

Spojni se klinovi mogu saviti ili slomiti, zbog čega će ploča stola postati neupotreblijiva.

OPĆE MJERE OPREZA


OZNAKE I OPISI UPOZORENJA



NEMOJTE SJEDITI NA PROIZVODU


Prostor iza izreza za dojke izrađen je i ispitan u svrhu podupiranja gornjeg dijela torza pacijenta; no NIJE izrađen tako da može poduprijeti težinu cijelog pacijenta.

Stajanje ili sjedenje na proizvodu Access Prone G2 or Access Prone iza izreza za dojke može oštetiti proizvod ili uzrokovati ozljede.



MOGUĆA OZLJEDA

Postoji mogućnost ozljede između proizvoda Access Prone G2 ili Access Prone i druge opreme u terapijskoj sobi. Pripazite prilikom pomicanja proizvoda Access Prone kako biste spriječili ozljede.



SUDAR KUĆIŠTA

Velik broj raznovrsnih pokreta koji se mogu postići uz pomoć postolja ploče stola i uzglavnog terapijskog sklopa mogu dovesti do situacija u kojima se umetak ploča stola može sudariti s drugim predmetima, uključujući kućište. Pripazite prilikom pomicanja stola ili kućišta kako biste spriječili oštećenje opreme ili ozljede pacijenta.

NAMJENA

Ovaj je uređaj namijenjen za imobilizaciju, namještanje i ponovno namještanje pacijenata podvrgnutih radioterapiji.

! NAPOMENA ! Prema saveznom zakonu SAD-a ovaj proizvod može se kupiti samo od liječnika ili na preporuku liječnika.

CILJNE SKUPINE PACIJENATA

Pacijenti koji se podvrgavaju radioterapiji ili postupcima dijagnostičkog snimanja.

PREDVIĐENI KORISNICI

Predviđeni korisnik proizvoda osoba je kvalificirana u skladu sa zahtjevima regulatornog područja.

ZNAČAJKE

OPIS


Access Prone G2 i Access Prone osmišljeni su kako bi omogućili liječenje raka dojke i za lijevu i za desnu dojku. Postavljanje pacijenta u položaj na trbuhu pomaže u povećanju odvajanja dojke od rizičnih organa.

Access Prone G2 (RT-4544-01) može se koristiti kao CT/MR simulacijski proizvod za Access™ 360 G2 (RT-4544KV-10).

! OPREZ ! ACCESS PRONE (RT-4544) NE MOŽE SE KORISTITI KAO SIMULACIJSKI PROIZVOD ZA BILO KOJI PROIZVOD, OSIM ZA SEBE ILI DRUGE PROIZVODE ACCESS PRONE (RT-4544).


ZNAČAJKE

KOMPONENTE PROIZVODA ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01)



ZNAČAJKE

KOMPONENTE PROIZVODA ACCESS PRONE (RT-4544)



ZNAČAJKE

KOMPONENTE

1. PROIZVODI ACCESS PRONE G2 I ACCESS PRONE ZA DOJKE

Access Prone G2 i Access Prone koriste se za pomoć u pozicioniranju i postavljanju pacijenata podvrgnutih radioterapiji dojke i područja ključne kosti u položaju na trbuhu.

2. KOMPONENTA ZA RUKU I GLAVU

3. KOMPONENTA ZA NOGU

4. UMETAK

Reverzibilni umetak u sredini odjeljka omogućuje brzu konfiguraciju proizvoda za liječenje lijeve ili desne dojke.

5. JASTUČIĆI

Jastučići služe da pacijentu bude udobno, međutim, mogu se ukloniti i mogu se koristiti vakuumski jastuci. Ti jastučići također pružaju dodatne grafičke prikaze za pozicioniranje pacijenta.

6. RUKOHVAT ZA OBJE RUKE

Rukohvat za obje ruke ergonomski je osmišljen tako da smanji pritisak na zglob pacijenta za razliku od standardne ručke koja se primjenjuje na drugim uređajima.

7. NASLONI ZA GLAVU

Sustav se isporučuje s naslonom za glavu i obris. Može se koristiti ovisno o preferenci namještanja. Nasloni se mogu indeksirati na proizvodu Access Prone na više mjesta, ovisno o visini pacijenata.

8. IPSILATERALNA LJESTVICA

Ipsilateralna ljestvica se pomiče prema gore i sjeda na svoje mjesto za namještanje i pomiče prema dolje za liječenje i skladištenje. Ljestvica se može koristiti kao pomoć za poravnanje. Točnost je ± 1 mm. Postoji ljestvica na obje strane proizvoda za liječenje lijeve ili desne dojke.

9. SKLADIŠTENJE

Unutarnji pretinci za rukohvate za praktično skladištenje.

10. CT PODLOŽNA PLOČICA KOMPONENTE ZA RUKU I GLAVU

CT podložna pločica indeksira se na prečki za određivanje položaja i podiže komponentu za ruku i glavu u koracima od 2,5 mm. Ta podložna pločica može se uklopiti na drugu CT podložnu pločicu komponente za ruku i glavu.

11. CT PODLOŽNA PLOČICA KOMPONENTE ZA NOGU


CT podložna pločica indeksira se na prečki za određivanje položaja i podiže komponentu za nogu u koracima od 2,5 mm. Ta podložna pločica može se uklopiti na drugu CT podložnu pločicu komponente za nogu.

UPUTE ZA UPORABU

MONTIRANJE

PREČKA ZA ODREĐIVANJE POLOŽAJA

1. Prečka za određivanje položaja ima dva klina za određivanje položaja koji pristaju na većinu standardnog pribora za namještanje. Prečku za određivanje položaja spojite tako da umetnete odgovarajući kraj prečke u odgovarajući indeksacijski utor kompatibilan s uređajem Varian Exact® tako da sjedne na mjesto. Za uklanjanje ili promjenu položaja povucite bilo koji kraj prečke.




Sl. 1

UPUTE ZA UPORABU


MONTIRANJE

PREČKA ZA ODREĐIVANJE POLOŽAJA

2. Umetnite 2 prečke za određivanje položaja u indeksacijske utore kompatibilne sa sustavom Varian Exact® na CT nadsloju na udaljenost od 1260 mm (obično 9 indeksacijskih otvora) i umetnete prečke za određivanje položaja tako da sjednu na mjesto. (Sl. 2 i 3)



Sl. 2



Sl. 3

UPUTE ZA UPORABU

NAMJEŠTANJE

PRIČVRŠĆIVANJE KOMPONENTE ZA RUKU I GLAVU TE NOGU NA NADSLOJ

Postavite Access Prone G2 i Access Prone za ruku i glavu te komponente za stopalo na CT nadsloj, s indeksiranjem na prečkama za određivanje položaja. Obavezno indeksirajte komponente za Access Prone G2 i Access Prone pomoću istih lokacija na obje komponente za glavu i stopalo. (Sl. 4, 5 i 6)



Sl. 4



Sl. 5

PRIČVRŠĆIVANJE UMETKA NA KOMPONENTU ZA RUKU, GLAVU I NOGU

Pričvrstite umetak na komponente za ruku i glavu te nogu pomoću klinova za određivanje položaja s donje strane umetka. (Sl. 6) Ovaj se umetak može rotirati kako bi se tretiralo s obje strane.




Sl. 6

UPUTE ZA UPORABU

NAMJEŠTANJE

VIZUALNA PROVJERA PORAVNANJA

Vizualno provjerite jesu li komponente proizvoda Access™ Prone dobro centrirane na nadsloju. (Sl. 7)



Sl. 7

CT PODLOŽNE PLOČICE

1. Kako biste montirali CT podložne pločice, najprije uklonite Access Prone.
2. Postavite CT podložne pločice na isto indeksacijsko mjesto kao za komponente za stopalo i glavu. CT podložne pločice mogu se slagati jedna na drugu kako bi se povećala visina u koracima od 2,5 cm. (Sl. 8)



Sl. 8

! OPREZ ! NEMOJTE ISTOVREMENO KORISTITI VIŠE OD 3 NASLAGANE CT PODLOŽNE PLOČICE. NA TAJ NAČIN UREĐAJ MOŽE BITI NESTABILAN.

UPUTE ZA UPORABU

NAMJEŠTANJE

CT PODLOŽNE PLOČICE, nastavak

3. Postavite Access Prone G2 ili Access Prone na CT podložne pločice. (Sl. 9)



Sl. 9

4. Kako biste smanjili visinu uređaja, uklonite Access Prone G2 ili Access Prone za dojke. Pritisnite gumb za otpuštanje na svakoj strani indeksacijske ploče. (Sl. 10)



Sl. 10

UPUTE ZA UPORABU

NAMJEŠTANJE

NASLON ZA GLAVU

1. Odaberite naslon za glavu ili obris koji će se koristiti za pacijenta.
2. Umetnite plastični dio za poravnanje u odgovarajući utor na gornjem dijelu proizvoda. (Sl. 11)

! NAPOMENA ! Nasloni za glavu mogu se postaviti prije nego što pacijent dođe na proizvod, ali možda će biti potrebno ponovno pozicioniranje kada je pacijent na mjestu.



Sl. 11

UPUTE ZA UPORABU

NAMJEŠTANJE

POZICIONIRANJE PACIJENTA


! NAPOMENA ! Pacijentima će možda trebati pomoć pri penjanju na proizvod i silazak s njega. Upute u nastavku su naša predložena tehnika, ali mogu varirati za svaku kliniku.

UPUTE ZA PENJANJE NA ACCESS PRONE G2 ILI ACCESS PRONE I SILAZAK S NJEGA


1. Spustite stol ili pomoću klupice pomognite pacijentu da se popne na umetak.
2. Kada se pacijent nalazi na umetku, poravnajte mu koljena s odgovarajućim oznakama na pjenu. (Sl. 12)
3. Neka pacijent koristi ruke ili laktove za pomicanje gornjeg dijela tijela u položaj. (Sl. 13)
4. Neka se pacijent polako spusti na svoje mjesto.
5. Kada je na mjestu, postavite pacijentovu glavu na naslon za glavu i neka se uhvati za odgovarajuće rukohvate. (Sl. 14)

! OPREZ ! RUKOHVATI ZA OBJE RUKE I IPSILATERALNI RUKOHVATI NISU NAMIJENJENI DA PODNESU TEŽINU PACIJENTA:

- **NEMOJTE** koristiti ručke za namještanje pacijenta.
- **NEMOJTE** koristiti ručke za penjanje na proizvod i silazak s njega.



Sl. 12



Sl. 13



Sl. 14

UPUTE ZA UPORABU

NAMJEŠTANJE


RUKOHVAT ZA OBJE RUKE

! OPREZ ! RUKOHVATI ZA OBJE RUKE I IPSILATERALNI RUKOHVATI NISU NAMIJENJENI DA PODNESU TEŽINU PACIJENTA:

- **NEMOJTE** koristiti ručke za namještanje pacijenta.
- **NEMOJTE** koristiti ručke za penjanje na proizvod i silazak s njega.

1. Poravnajte krajeve rukohvata s pripadajućim rupama na gornjem kraju umetka.
2. Gurajte rukohvat prema dolje dok ne sjedne u otvore. (Sl. 15)

! NAPOMENA ! Rukohvat treba biti nagnut unatrag prema pacijentu kao što je prikazano na slici u nastavku. (Sl. 16)



Sl. 15



Sl. 16

UPUTE ZA UPORABU

NAMJEŠTANJE

IPSILATERALNI RUKOHVAT

1. Umetnite rukohvat u odgovarajuću rupu na gornjem dijelu umetka. (Sl. 17)
2. Okrenite rukohvat u bilo kojem smjeru dok se rukohvat ne zategne u rupi i sjedne na mjesto. (Sl. 17)



Sl. 17

SKLADIŠTENJE

Rukohvat za obje ruke i ipsilateralni rukohvati mogu se spremiti u prostor za skladištenje koji se nalazi u podnožju komponente za nogu. (Sl. 18)



Sl. 18

UPUTE ZA UPORABU

NAMJEŠTANJE

IPSILATERALNA LJESTVICA

! OPREZ ! IPSILATERALNA LJESTVICA NIJE NAMIJENJENA DA PODNESE TEŽINU PACIJENTA.

! OPREZ ! NEMOJTE KORISTITI RUČKE ZA PENJANJE NA PROIZVOD I SILAZAK S NJEGA.

1. Poravnajte pacijenta.
2. Kada je pacijent na mjestu, pomaknite ipsilateralnu ljestvicu prema gore dok ne sjedne na mjesto. (Sl. 19)

! NAPOMENA ! Ljestvice su prisutne kao pomoć za poravnanje; odgovornost je korisnika da potvrdi položaj pacijenta.

! NAPOMENA ! Točnost ljestvice testirana je na ± 1 mm

3. Prije tretmana i/ili skladištenja pomaknite ipsilateralnu ljestvicu prema dolje, u njezin položaj za skladištenje. (Sl. 19)

Sl. 19



UPUTE ZA UPORABU

UKLANJANJE

IPSILATERALNI RUKOHVAT

Okrećite u suprotnom smjeru od montiranja dok se ručica ne olabavi, a zatim povucite ravno van. Ipsilateralni rukohvat može se pohraniti u podnožju komponente za stopalo ispod jastuka.

RUKOHVAT ZA OBJE RUKE

Povucite prema gore dok ne izađe iz otvora. Rukohvat za obje ruke može se pohraniti u podnožju komponente za stopalo ispod jastuka.

PACIJENT

Slijedite upute za pozicioniranje u obrnutom smjeru.

! NAPOMENA ! Pacijentima će možda trebati pomoć pri penjanju na proizvod i silazak s njega.

UMETAK ZA DOJKE

Umetak za dojke povucite prema gore od komponenti za glavu i stopalo.

NASLON ZA GLAVU

Naslon za glavu povucite prema gore iz umetka.

KOMPONENTA ZA RUKU I GLAVU TE STOPALO

Podignite komponente za ruku, glavu te stopalo prema gore iz nadsloja. Ako je potrebno, podložne pločice se mogu odvojiti od komponenti za ruku i glavu te stopalo pritiskom na gumbe za otpuštanje sa svake strane plavih indeksacijskih ploča.

UKLANJANJE PREČKE ZA ODREĐIVANJE POLOŽAJA

Povucite bilo koji dio prečke za određivanje položaja.

ODRŽAVANJE

ČIŠĆENJE SUSTAVA

Uređaj se može očistiti blagom, neabrazivnom otopinom za čišćenje ili dezinfekciju. Nemojte prskati ni proljevati tekućine po površini jer mogu oteći u OneTouch™ Latch ili mehanizme unutar proizvoda. Nanesite otopinu na čistu krpu i njome obrišite površinu kako biste je očistili.

DEZINFEKCIJA SUSTAVA

Sljedeća su sredstva za čišćenje podvrgnuta ispitivanju te je utvrđeno da se mogu koristiti za čišćenje površina proizvoda Access Prone G2 i Access Prone te umetka za ploču stola. Za dezinfekciju površine ploče stola proučite posebne upute proizvođača sredstva za čišćenje.

- Voda
- 10-postotna otopina izbjeljivača Clorox®
- Izopropilni alkohol
- 2,4-postotna otopina aktiviranog dialdehida Cidex®
- Sapun i voda


NEMOJTE prskati tekućine izravno po površini proizvoda Access Prone G2 i Access Prone te umetka za ploču stola ni dopustiti njihovo otjecanje u okvir podnožja.

NEMOJTE stavljati oštre predmete na Access Prone G2, Access Prone i umetak za ploču stola.

SPECIFIKACIJE

ACCESS PRONE G2

Ograničenje težine: 225 kg (500 funti) ravnomjerno raspoređenog opterećenja



NAMJEŠTANJE PACIJENTA

ACCESS PRONE G2 (RT4544-01) – DESNA I LIJEVA DOJKA

Ime pacijenta:


Identifikacijski broj pacijenta:

Postavke namjestio/la:

Liječnik:

Datum:

Komentari:



1. Umetak: **Lijevo** **Točno**

2. Ipsilateralna ljestvica:

3. Lokacija rukohvata za obje ruke (odaberite jedno): **1** **2** **3** **4** **5** **6** **Nije dostupno**

4. Rukohvat, *pacijentova desna strana* (odaberite jedno): **A1** **A2** **A3** **Nije dostupno**

5. Rukohvat, *pacijentova lijeva strana* (odaberite jedno): **A1** **A2** **A3** **Nije dostupno**

6. Naslon za glavu koji se koristi: **Ništa** **Na trbuhu** **Obris**
Lokacija (odaberite jedno): **A** **B** **C** **D** **E** **F**


7. Lokacija koljena (odaberite jedno): **V** **W** **X** **Y** **Z**

Napomene:

(nastavak na poledini)

NAMJEŠTANJE PACIJENTA

ACCESS PRONE G2 (RT4544-01) (NASTAVAK)



CT podizači i podložne pločice

8. Koliko se kompleta CT podlozinskih pločica koristi (odaberite jedno): **0** **1** **2**
9. Gornji CT podizač – lokacija na prečki za određivanje položaja **A** **B** **C** **D**
- Lokacija prečke za određivanje položaja na ploči stola:
10. Donji CT podizač – lokacija na prečki za određivanje položaja **A** **B** **C** **D**
- Lokacija prečke za određivanje položaja na ploči stola:

Napomene:

NAMJEŠTANJE PACIJENTA

ACCESS PRONE (RT-4544) – DESNA I LIJEVA DOJKA

Ime pacijenta:


Identifikacijski broj pacijenta:

Postavke namjestio/la:

Liječnik:

Datum:

Komentari:



1. Umetak: **Lijevo** **Točno**

2. Ipsilateralna ljestvica:

3. Lokacija rukohvata za obje ruke (odaberite jedno): **1** **2** **3** **4** **5** **6** **Nije dostupno**

4. Rukohvat, *pacijentova desna strana* (odaberite jedno): **A1** **A2** **A3** **Nije dostupno**

5. Rukohvat, *pacijentova lijeva strana* (odaberite jedno): **A1** **A2** **A3** **Nije dostupno**

6. Naslon za glavu koji se koristi: **Ništa** **Na trbuhu** **Obris**
Lokacija (odaberite jedno): **A** **B** **C** **D** **E** **F**


7. Lokacija koljena (odaberite jedno): **V** **W** **X** **Y** **Z**

Napomene:

(nastavak na poledini)

NAMJEŠTANJE PACIJENTA

ACCESS PRONE (RT-4544) (NASTAVAK)




CT podizači i podložne pločice

8. Koliko se kompleta CT podložnih pločica koristi (odaberite jedno): **0** **1** **2**
9. Gornji CT podizač – lokacija na prečki za određivanje položaja **A** **B** **C** **D**
- Lokacija prečke za određivanje položaja na ploči stola:
10. Donji CT podizač – lokacija na prečki za određivanje položaja **A** **B** **C** **D**
- Lokacija prečke za određivanje položaja na ploči stola:

Napomene:

POPIS DIJELOVA


ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01)



1. RT-4544-01 – Access Prone G2 Package
 - 2005408 Access Prone G2 Right Insert Assembly
 - 2005424 Access Prone G2 Left Insert Assembly
2. RT-4544KV-04 – Dual Grip Handle
3. RT-4544KV-05 – Hand Grip Post
4. RT-4544KV-06 – Prone Headrest
5. RT-4544KV-07 – Contour Headrest
6. Ipsilateral Scale, Low Profile
 - 8002601 – 40 cm (Replacement Scale)
 - 8002602 – 48 cm (Accessory Scale)
7. 2006813 – AP-2 Pad Set
8. 8002580 – AP-2 Shim Set

POPIS DIJELOVA

ACCESS PRONE (RT-4544)



1. RT-4544 – Access™ Prone Package
 - 2004257 Access Prone G1 Breast Insert Assembly
2. RT-4544KV-04 – Dual Grip Handle
3. RT-4544KV-05 – Hand Grip Post
4. RT-4544KV-06 – Prone Headrest
5. RT-4544KV-07 – Contour Headrest
6. 8001846 – Ipsilateral Scale
7. 8002215 – Access™ Prone Pad Set



www.CQmedical.com

+1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

info@CQmedical.com