



TERMÉKÚTMUTATÓ ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

RT-4544-01 és RT-4544

Access™ Prone G2 és

Access™ Prone mellkasi eszközök



	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com		Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Az Access, az Access 360, a kVue és a OneTouch a Qfix védjegyei.

Az Exact® a Varian Medical Systems bejegyzett védjegye.

A Cidex® a Johnson & Johnson bejegyzett védjegye.

A Clorox® a The Clorox Company bejegyzett védjegye.

ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

FIGYELMEZTETÉSEK

! FIGYELEM ! A BERENDEZÉS SEMMILYEN MÓDOSÍTÁSA NEM MEGENGEDETT. HA AZ ESZKÖZ BÁRMELY RÉSE KRIKUS TERHELÉSNEK VAN KITÉVE, SÉRÜLTNEK TŰNIK VAGY NEM MEGFELELŐEN MŰKÖDIK, AZONNAL FÜGGESSZE FEL A HASZNÁLATOT, ÉS VEGYE FEL A KAPCSOLATOT A CQ MEDICAL VÁLLALATTAL A +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688-ES TELEFONSZÁMON VAGY A SUPPORT@CQMEDICAL.COM CÍMEN.

! FIGYELEM ! AZ ACCESS PRONE ÉS AZ ACCESS PRONE G2 MELLKASI ESZKÖZÖKÖN LÉVŐ SKÁLÁK CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK.

TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉSEK

- A kétkezes markolatok és az azonos oldali markolatok nem a beteg súlyának megtartására szolgálnak
 - Ne használja a kapaszkodókat a beteg pozicionálásához
 - Ne használja a kapaszkodókat az eszközre való fel- vagy leszálláskor
- Előfordulhat, hogy a betegeknek segítségre van szükségük az eszközre való fel- és leszálláskor
- Az eszköz hossza miatt javasolt, hogy a felszerelés és az eltávolítás során két személy kezelje az eszközt
- Ne használjon egyszerre 3-nál több egymásra helyezett CT-alátétet. Ellenkező esetben az eszköz instabillá válhat
- Ne húzza ki az eszközt
- Az asztallapbetét és a kezelőhelyiségben lévő egyéb berendezések közti közelség sérülésveszélyt jelent. A sérülés elkerülése érdekében legyen körültekintő az asztallap mozgatásakor.

SUGÁRGYENGÍTÉS

A kVue Access™ Prone betegfektető rendszer gyengíti a fotonnyalábot. A beállításon alapuló, tényleges gyengítést az adott berendezés ellenőrizni kell. Ha a sugárleadás bármilyen készüléken keresztül történik – beleértve a kompozit anyagú készülékeket is – az a bőrre leadott dózis növekedéséhez vezet.

SÚLYOS ESEMÉNYEK

Kérjük, jelentsen minden súlyos eseményt (például azokat az eseményeket, amelyek potenciálisan halált vagy súlyos sérülést eredményezhetnek) a CQ Medical vállalatnak és az országában illetékes hatóságnak is.

NÉVLEGES TERHELHETŐSÉG


NE lépje túl az alacsonyabb értéket a következő kettő közül: 225 kg (500 font) egyenletesen elosztott terhelés, illetve a kezelőasztal-talapzat legnagyobb üzemi terhelése.

! MEGJEGYZÉS ! OEM kezelőasztal-talapzattal kombinált használat esetén a terhelési besorolás a két biztonságos munkaterhelés közül az alacsonyabbra vonatkozik. A kVue betegfektető rendszer terhelése NEM haladhatja meg az eredeti kezelőasztal-talapzat gyártója által előírt értékeket. Tekintse át az eredeti gyártó termékismertetőjét.

ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK


FIGYELMEZTETŐ CÍMKÉK ÉS LEÍRÁSUK

A szimbólumok listáját és definíciójukat lásd a CQmedical.com oldalon.



NÉVLEGES TERHELHETŐSÉG

Ne lépje túl a 225 kg (500 font) egyenletesen elosztott terhelés és az asztallapbetét, illetve kezelőasztal-talapzat legnagyobb biztonságos üzemi terhelése közül az alacsonyabb értéket.



VAGY




HELYEZZE BE A BETÉTET

Ne engedje, hogy a beteg az eszközre való fel- és leszálláskor támasztékként a betétet használja. Ez a beteg sérülését okozhatja.



MR-BIZTOS

Olyan tárgy, amely semmilyen MR-környezetben nem jelent ismert veszélyt. Az MR-biztos tárgyak nem vezető, nem fém és nem mágneses anyagokból készülnek.



NE EMELJE MEG

! SOHA NE EMELJE MEG AZ ASZTALLAPBETÉT VÉGÉT !

Az illesztőcsapok elhajolhatnak vagy eltörhetnek, ezáltal a betegfektető rendszer használhatatlanná válhat.

ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK


FIGYELMEZTETŐ CÍMKÉK ÉS LEÍRÁSUK



NE ÜLJÖN RÁ


A mellkivágáson túli területet a beteg felsőtestének alátámasztására tervezték és tesztelték; rendeltetésénél fogva NEM alkalmas a beteg teljes testsúlyának alátámasztására.

Ha a mellkivágáson túl az Access Prone G2 vagy Access Prone eszközre áll vagy ül, azzal megrongálhatja az eszközt, illetve sérülést okozhat.



LEHETSÉGES SÉRÜLÉS

Az Access Prone G2, illetve Access Prone eszköz és a kezelőhelyiségben lévő egyéb berendezések közti közelség sérülésveszélyt jelent. A sérülés elkerülése érdekében legyen körültekintő az Access Prone mozgításakor.



GANTRYVEL VALÓ ÜTKÖZÉS

A kezelőasztal-talapzatok és kezelőfejek számos különféle mozgási lehetőségéből adódóan kialakulhatnak olyan helyzetek, amikor az asztallapbetét összeütközhet más tárgyakkal, többek közt a gantryvel is. A berendezés károsodásának vagy a beteg sérülésének elkerülése érdekében legyen körültekintő a kezelőasztal vagy a gantry mozgításakor.

RENDELTETÉS

A berendezés sugárterápiában részesülő betegek rögzítésére, pozicionálására és újrapozicionálására szolgál.

! MEGJEGYZÉS ! Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi törvényei értelmében ez az eszköz kizárólag orvos által vagy orvosi rendelvényre értékesíthető.

CÉLBETEGCSOPORTOK

Sugárkezelésen vagy diagnosztikai képalkotási eljárásokon áteső betegek.

CÉLFELHASZNÁLÓK

A termék célfelhasználói azok, akik a területi szabályozások követelményei szerint képzettnek minősülnek.

JELLEMZŐK

LEÍRÁS


Az Access Prone G2 és az Access Prone kialakításánál fogva a bal és a jobb emlő esetében egyaránt lehetővé teszi az emlőrák kezelését. A beteg hason fekvő helyzetbe helyezésével növelhető az emlő és a veszélyeztetett kritikus szervek közti távolság.

Az Access Prone G2 (RT-4544-01) CT-/MR-szimulációs eszközként használható az Access™ 360 G2 (RT-4544KV-10) esetében.

! VIGYÁZAT ! AZ ACCESS PRONE (RT-4544) NEM HASZNÁLHATÓ SZIMULÁCIÓS ESZKÖZKÉNT, CSAK ÖNMAGA ÉS MÁS ACCESS PRONE (RT-4544) ESZKÖZÖK ESETÉBEN.


JELLEMZŐK

AZ ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01) ÖSSZETEVŐI



JELLEMZŐK

AZ ACCESS PRONE (RT-4544) ÖSSZETEVŐI



JELLEMZŐK

ÖSSZETEVŐK

1. ACCESS PRONE G2 ÉS ACCESS PRONE MELLKASI ESZKÖZÖK

Az Access Prone G2 és az Access Prone az emlő- és kulcscsonti terület sugárterápiáján áteső betegek pozicionálásának és beállításának segítésére szolgál hason fekvő helyzetben.

2. KAR- ÉS FEJÖSSZETEVŐ

3. LÁBÖSSZETEVŐ

4. HELYEZZE BE

A megfordítható középrész-betét lehetővé teszi, hogy az eszköz gyorsan konfigurálható legyen a bal vagy jobb emlő kezelésére.

5. TÁMLÁK

A támlák a beteg kényelmét szolgálják, azonban eltávolíthatók és helyettük vákuumpárnák is használhatók. Ezeken a támlákon további betegpozicionálási ábrák is láthatók.

6. KÉTKEZES MARKOLAT

Ellentétben a más eszközök esetében alkalmazott szabványos rúddal, a kétkezes markolat – ergonomikus kialakításának köszönhetően – csökkenti a beteg csuklójának terhelését.

7. FEJTÁMASZOK

A rendszer hason fekvő és kontúros fejtámasszal rendelkezik. Az előnyben részesített beállítástól függően bármelyik használható. A beteg magasságától függően több helyen is hozzáilleszthetők az Access Prone eszközhöz.

8. AZONOS OLDALI SKÁLA

Az azonos oldali skála a beállításhoz felfelé lendítendő, majd a helyére pattintandó, a kezeléshez és tároláshoz pedig alulról visszalendítendő. A skála beállítási segédeszközként használható. A skála pontossága ± 1 mm. A bal, illetve a jobb emlő kezelése érdekében az eszköz mindkét oldalán található egy skála.

9. TÁROLÁS

Belső fogantyús tartozékrekeszek a kényelmes tárolás érdekében.

10. KAR- ÉS FEJÖSSZETEVŐ CT-ALÁTÉT

A CT-alátét egy pozicionálórúdra illeszthető, és vele 2,5 mm-es növekményekkel emelhető meg a kar- és fejösszetevő. Ez az alátét egy másik kar- és fejösszetevő CT-alátéthez is pattantható.

11. LÁBKOMPONENS CT-ALÁTÉT


A CT-alátét egy pozicionálórúdra illeszthető, és vele 2,5 mm-es növekményekkel emelhető meg a lábösszetevő. Ez az alátét egy másik lábösszetevő CT-alátéthez is pattantható.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

TELEPÍTÉS

POZICIONÁLÓRÚD

1. A pozicionálórúdon két pozicionálócsap található, amelyek a legtöbb szabványos pozicionálótartozékhoz megfelelőek. A felerősítéshez helyezze a pozicionálórúd egyik végét a megfelelő Varian Exact®-kompatibilis jelzőrovátkához, és pattintsa a helyére. Áthelyezéshez vagy eltávolításhoz húzza felfelé a pozicionáló lécs egyik végét.




1. ábra

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ


TELEPÍTÉS

POZICIONÁLÓRÚD

2. Illessze a 2 pozicionálórúd végeit a CT-rátét Varian Exact® -kompatibilis jelzőrovátkáihoz úgy, hogy egymástól 1260 mm távolságra (tipikusan 9 jelzőrovátkára) helyezze el őket, majd pattintsa a pozicionálórudakat a helyükre. (2. és 3. ábra)



2. ábra



3. ábra

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

BEÁLLÍTÁS

A KAR-, FEJ- ÉS LÁBÖSSZETEVŐ RÖGZÍTÉSE A RÁTÉTHEZ

A pozicionálórúdhoz illesztve helyezze az Access Prone G2 és az Access Prone kar- és fejösszetevőket a CT-rátétre. Ügyeljen arra, hogy az Access Prone G2 és az Access Prone összetevőit a fej- és lábösszetevőkön azonos helyre illessze. (4., 5. és 6. ábra)



4. ábra



5. ábra

A BETÉT RÖGZÍTÉSE A KAR-, FEJ- ÉS LÁBÖSSZETEVŐHÖZ

Rögzítse a betétet a kar-, fej- és lábösszetevőkhöz a betét alján található illesztőcsapok segítségével. (6. ábra) Ez a betét bármelyik oldal kezeléséhez elforgatható.




6. ábra

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

BEÁLLÍTÁS

A BEÁLLÍTÁS SZEMREVÉTELEZÉSES ELLENŐRZÉSE

Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy az Access™ Prone összetevők megfelelően középre vannak-e helyezve a rátétén. (7. ábra)



7. ábra

CT-ALÁTÉTEK

1. A CT-alátétek felszereléséhez először távolítsa el az Access Prone eszközt.
2. Helyezze a CT-alátéteket ugyanabba az illesztési pontba, ahol a lábfej- és fejösszetevő is található. A CT-alátétek egymásra helyezhetők, hogy a magasság 2,5 cm-es növekménnyel növelhető legyen. (8. ábra)



8. ábra

! VIGYÁZAT ! NE HASZNÁLJON EGYSZERRE 3-NÁL TÖBB EGYMÁSRA HELYEZETT CT-ALÁTÉTET. ELLENKEZŐ ESETBEN A KÉSZÜLÉK INSTABILLÁ VÁLHAT.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

BEÁLLÍTÁS

CT-ALÁTÉTEK, folytatás

3. Helyezze az Access Prone G2 vagy Access Prone eszközt a CT-alátétekre. (9. ábra)



9. ábra

4. Az eszköz magasságának csökkentéséhez távolítsa el az Access Prone G2 vagy Access Prone mellkasi eszközt. Az illesztőlemez mindkét oldalán nyomja meg a kioldógombot. (10. ábra)



10. ábra

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

BEÁLLÍTÁS

FEJTÁMASZ

1. A betegnél történő alkalmazáshoz válassza a hasfekvési fejtámaszt vagy a kontúros fejtámaszt.
2. Illessze a műanyag illesztődarabot az eszköz felső végén található megfelelő nyílásba. (11. ábra)

! MEGJEGYZÉS ! A fejtámaszokat még azelőtt fel lehet szerelni, hogy a beteg az eszközre kerülne, de előfordulhat, hogy a beteg elhelyezése után át kell helyezni őket.



11. ábra

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

BEÁLLÍTÁS

A BETEG POZICIONÁLÁSA


! MEGJEGYZÉS ! Előfordulhat, hogy a betegeknek segítségre van szükségük az eszközre való fel- és leszálláskor. Az általunk javasolt technikát az alábbi utasítások írják le, de az eljárás az egyes klinikákon eltérő lehet.

HOGYAN LEHET FELSZÁLLNI AZ ACCESS PRONE G2 VAGY ACCESS PRONE ESZKÖZRE, ILLETVE HOGYAN LEHET LESZÁLLNI AZOKRÓL


1. Engedje le az asztalt, vagy lépcsővel segítse a beteget a betétre való feljutásban.
2. Amint a beteg elhelyezkedett a betéten, a térdét igazítsa a habon lévő megfelelő jelölésekhez. (12. ábra)
3. Kérje meg a beteget, hogy a keze vagy a könyöke segítségével mozgassa a felsőtestét a megfelelő pozícióba. (13. ábra)
4. Lassan engedje le a beteget a pozícióba.
5. Amint a beteg a megfelelő pozícióba került, helyezze a fejét a fejtámlába, és kérje meg, hogy fogja meg a megfelelő markolatokat. (14. ábra)

! VIGYÁZAT ! A KÉTKEZES MARKOLAT ÉS AZ AZONOS OLDALI MARKOLAT NEM ALKALMAS A BETEG SÚLYÁNAK MEGTARTÁSÁRA:

- A beteg pozicionálásához **NE** használja a kapaszkodókat.
- **NE** használja a kapaszkodókat az eszközre való fel- vagy leszálláskor.



12. ábra



13. ábra



14. ábra

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

BEÁLLÍTÁS


KÉTKEZES MARKOLAT

! VIGYÁZAT ! A KÉTKEZES MARKOLAT ÉS AZ AZONOS OLDALI MARKOLAT NEM ALKALMAS A BETEG SÚLYÁNAK MEGTARTÁSÁRA:

- A beteg pozicionálásához **NE** használja a kapaszkodókat.
- **NE** használja a kapaszkodókat az eszközre való fel- vagy leszálláskor.

1. Igazítsa a markolat végeit a betét felső végén található megfelelő furatokhoz.
2. Nyomja le a markolatot, amíg az a furatokba nem pattan. (15. ábra)

! MEGJEGYZÉS ! A markolatnak az alábbi képen látható módon a beteg felé kell ívelnie. (16. ábra)



15. ábra



16. ábra

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

BEÁLLÍTÁS

AZONOS OLDALI MARKOLAT

1. Illessze a markolatot a betét felső végén található megfelelő furatba. (17. ábra)
2. Fordítsa el a markolatot bármelyik irányba, amíg a kapaszkodó meg nem feszül a furatban, és a helyére nem rögzül. (17. ábra)



17. ábra

TÁROLÁS

A kétkezes markolat és az azonos oldali fogantyúk a lábösszetevő lábvégén található tárolóhelyen tárolhatók. (18. ábra)



18. ábra

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

BEÁLLÍTÁS

AZONOS OLDALI SKÁLA

**! VIGYÁZAT ! AZ AZONOS OLDALI SKÁLA NEM ALKALMAS A BETEG SÚLYÁNAK MEGTARTÁSÁRA.
! VIGYÁZAT ! NE HASZNÁLJA A KAPASZKODÓKAT AZ ESZKÖZRE VALÓ FEL- VAGY LESZÁLLÁSKOR.**

1. Igazítsa be a beteget.
2. Amint a beteg a helyére került, fordítsa felfelé az azonos oldali skálát, amíg a helyére nem kattann. (19. ábra)

! MEGJEGYZÉS! A skálák beállítási segédeszközként funkcionálnak; a beteg pozíciójának megerősítése a felhasználó felelőssége.

! MEGJEGYZÉS! A mérlegpontosság ± 1 mm-ig tesztelt

3. Kezelés és/vagy tárolás előtt fordítsa az azonos oldali skálát lefelé, tárolási helyzetbe. (19. ábra)

19. ábra



KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

ELTÁVOLÍTÁS

AZONOS OLDALI MARKOLAT

Fordítsa el a felszereléskor használttal ellentétes irányba, amíg a kapaszkodó meglazul, majd húzza ki egyenesen. Az azonos oldali markolat a lábösszetevő talapzatán, a párna alatt tárolható.

KÉTKEZES MARKOLAT

Húzza felfelé, amíg ki nem pattan a furatokból. A kétkezes markolat a lábösszetevő talapzatán, a párna alatt tárolható.

BETEG

Kövesse a pozicionálási utasításokat fordított sorrendben.

! MEGJEGYZÉS ! Előfordulhat, hogy a betegeknek segítségre van szükségük az eszközre való fel- és leszálláskor.

EMLŐBETÉT

A fej- és lábösszetevőktől távolítva húzza felfelé az emlőbetétet.

FEJTÁMASZ

A betéttől távolítva húzza felfelé a fejtámaszt.

KAR-, FEJ- ÉS LÁBÖSSZETEVŐ

A rátétől távolítva emelje fel a kar-, fej- és lábösszetevőt. Szükség esetén az alátétek a kék illesztőlemezek mindkét oldalán található kioldógombok benyomásával leválaszthatók a kar- és fejösszetevőkről.

A POZICIONÁLÓRÚD ELTÁVOLÍTÁSA

Húzza felfelé a pozicionálórúd egyik végét.

KARBANTARTÁS

A RENDSZER TISZTÍTÁSA

A berendezés enyhe, nem súroló hatású tisztító- vagy fertőtlenítőoldattal tisztítható. Ne permetezzen vagy öntsön folyadékokat a felületre, mivel azok a OneTouch™ reteszbe vagy az eszközön belüli szerkezetekbe folyhatnak. A tisztításhoz vigyen fel oldatot egy tiszta törölkendőre, és törölje le vele a felületet.

A RENDSZER FERTŐTLENÍTÉSE

A következő tisztítószerket bevizsgálták és megfelelőnek találták az Access Prone G2 és Access Prone eszközök, illetve az asztallapbetét felületének tisztításához. A betegfektető rendszer felületének fertőtlenítésével kapcsolatban tekintse át a tisztítószer gyártójának erre vonatkozó útmutatásait.

- Víz
- 10%-os Clorox® fertőtlenítőszer
- Izopropil-alkohol
- Cidex® 2,4%-os aktivált dialdehydoldat
- Szappan és víz


NE permetezzen közvetlenül az Access Prone G2 és Access Prone eszközökre, illetve az asztallapbetétre, és NE hagyja, hogy folyadék az alappokeretbe folyjon.

NE helyezzen éles tárgyakat az Access Prone G2 és Access Prone eszközökre, illetve az asztallapbetétre.

MŰSZAKI ADATOK

ACCESS PRONE G2

Súlyhatár: 225 kg (500 font) egyenletesen elosztott terhelés



BETEGBEÁLLÍTÁS

ACCESS PRONE G2 (RT4544-01) – JOBB ÉS BAL OLDALI EMLŐ

Beteg neve:


Betegazonosító:

Orvos:

Megjegyzések:

Beállította:

Dátum:



1. Betét: **Bal** **Jobb**

2. Azonos oldali skála:

3. A kétkezes markolat helye (válasszon egyet): **1** **2** **3** **4** **5** **6** **N/A**

4. Markolat, a beteg jobb oldala (válasszon egyet): **A1** **A2** **A3** **N/A**

5. Markolat, a beteg bal oldala (válasszon egyet): **A1** **A2** **A3** **N/A**

6. Használt fejtámasz: **Nincs** **Hasfekvési** **Kontúr**
Helye (válasszon egyet): **A** **B** **C** **D** **E** **F**


7. Térd helye (válasszon egyet): **V** **W** **X** **Y** **Z**

Megjegyzések:

(Folytatás a hátoldalon)

BETEGBEÁLLÍTÁS

ACCESS PRONE G2 (RT4544-01) (FOLYTATÁS)



CT-emelők és -alátétek

8. Hány CT-emelő alátétkészletet használ? (válasszon egyet): **0** **1** **2**

9. Felső CT-emelő – helye a pozicionálórúdon **A** **B** **C** **D**

- A pozicionálórúd helye az asztallapon:

10. Alsó CT-emelő – helye a pozicionálórúdon **A** **B** **C** **D**

- A pozicionálórúd helye az asztallapon:

Megjegyzések:

BETEGBEÁLLÍTÁS

ACCESS PRONE (RT-4544) – JOBB ÉS BAL OLDALI EMLŐ

Beteg neve:


Betegazonosító:

Beállította:

Orvos:

Dátum:

Megjegyzések:



1. Betét: **Bal** **Jobb**

2. Azonos oldali skála:

3. A kétkezes markolat helye (válasszon egyet): **1** **2** **3** **4** **5** **6** **N/A**

4. Markolat, *a beteg jobb oldala* (válasszon egyet): **A1** **A2** **A3** **N/A**

5. Markolat, *a beteg bal oldala* (válasszon egyet): **A1** **A2** **A3** **N/A**

6. Használt fejtámasz: **Nincs** **Hasfekvési** **Kontúr**
Helye (válasszon egyet): **A** **B** **C** **D** **E** **F**


7. Térd helye (válasszon egyet): **V** **W** **X** **Y** **Z**

Megjegyzések:

(Folytatás a hátoldalon)

BETEGBEÁLLÍTÁS

ACCESS PRONE (RT-4544) (FOLYTATÁS)



CT-emelők és -alátétek

8. Hány CT-emelő alátétkészletet használ? (válasszon egyet): **0** **1** **2**

9. Felső CT-emelő – helye a pozicionálórúdon **A** **B** **C** **D**

- A pozicionálórúd helye az asztallapon:


10. Alsó CT-emelő – helye a pozicionálórúdon **A** **B** **C** **D**

- A pozicionálórúd helye az asztallapon:

Megjegyzések:

AZ ALKATRÉSZEK LISTÁJA


ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01)



1. RT-4544-01 – Access Prone G2 csomag
 - 2005408 Access Prone G2 jobb oldali betétszerelvény
 - 2005424 Access Prone G2 bal oldali betétszerelvény
2. RT-4544KV-04 – kettős markolatú kapaszkodó
3. RT-4544KV-05 – markolatfogantyú
4. RT-4544KV-06 – hasfekvésí fejtámasz
5. RT-4544KV-07 – kontúros fejtámasz
6. Azonos oldali skála, alacsony profilú
 - 8002601– 40 cm (tartalék skála)
 - 8002602– 48 cm (kiegészítő skála)
7. 2006813 – AP-2 támlakészlet
8. 8002580 – AP-2 alátétkészlet

AZ ALKATRÉSZEK LISTÁJA

ACCESS PRONE (RT-4544)



1. RT-4544 – Access™ Prone csomag
 - 2004257 Access Prone G1 emlőbetét-szerelvény
2. RT-4544KV-04 – kettős markolatú kapaszkodó
3. RT-4544KV-05 – markolatfogantyú
4. RT-4544KV-06 – hasfekvési fejtámasz
5. RT-4544KV-07 – kontúros fejtámasz
6. 8001846 – azonos oldali skála
7. 8002215 – Access™ Prone támlakészlet



www.CQmedical.com

☎ +1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

✉ info@CQmedical.com