



positioning
patients for life.®

GUIDA DEL PRODOTTO E MANUALE D'USO

RT-4544-01 e RT-4544

Dispositivi per mammella

Access™ Prone G2 e Access™ Prone





EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Fabbricato negli USA da Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	---

Access, Access 360, kVue e OneTouch sono marchi di Qfix.

Exact® è un marchio registrato di Varian Medical Systems.

Cidex® è un marchio registrato di Johnson & Johnson.

Clorox® è un marchio registrato di The Clorox Company.

SOMMARIO

PRECAUZIONI GENERALI	4
AVVERTENZE	4
ULTERIORI AVVERTENZE	4
ATTENUAZIONE DEL FASCIO DI TRATTAMENTO	4
INCIDENTI GRAVI	4
CARICO NOMINALE	4
ETICHETTE DI AVVERTENZA E DESCRIZIONI	5
USO PREVISTO	7
CARATTERISTICHE	8
DESCRIZIONE	8
COMPONENTI DI ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01)	9
COMPONENTI DI ACCESS PRONE (RT-4544)	10
COMPONENTI	11
ISTRUZIONI PER L'USO	12
INSTALLAZIONE	12
APPRONTAMENTO	14
RIMOZIONE	22
MANUTENZIONE	23
PULIZIA DEL SISTEMA	23
DISINFEZIONE DEL SISTEMA	23
SPECIFICHE	24
ACCESS PRONE G2	24
APPRONTAMENTO DEL PAZIENTE	25
ACCESS PRONE G2 (RT4544-01) – MAMMELLA DESTRA E SINISTRA	25
ACCESS PRONE (RT-4544) – MAMMELLA DESTRA E SINISTRA	27
ELENCO DEI COMPONENTI	29
ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01)	29
ACCESS PRONE (RT-4544)	30

PRECAUZIONI GENERALI

AVVERTENZE

! AVVERTENZA ! NON È CONSENTITA ALCUNA MODIFICA DI QUESTA APPARECCHIATURA. SE UNA QUALSIASI PARTE DEL DISPOSITIVO È SOTTOPOSTA A CARICHI ESTREMI, APPARE DANNEGGIATA O FUNZIONA IN MODO ERRATO, INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'USO E CONTATTARE QFIX AL NUMERO +1 484-720-6054 O ALL'INDIRIZZO TECHSUPPORT@QFIX.COM.

! AVVERTENZA ! LE SCALE RIPORTATE SUI DISPOSITIVI PER MAMMELLA ACCESS PRONE E ACCESS PRONE G2 SONO SOLO PER RIFERIMENTO.

ULTERIORI AVVERTENZE

- Le impugnature a manubrio e le impugnature ipsilaterali non sono progettate per sostenere il peso del paziente
 - NON usare le impugnature per posizionare il paziente
 - NON usare le impugnature per salire o scendere dal dispositivo
- I pazienti possono avere bisogno di aiuto nel salire o scendere dal dispositivo
- Data la lunghezza del dispositivo, si consiglia che l'installazione e la rimozione siano effettuate da due persone
- NON impilare più di 3 spessori per TC alla volta, poiché il dispositivo potrebbe risultare instabile
- NON far sporgere il dispositivo
- Esiste il rischio di lesioni se si rimane bloccati tra l'inserito per lettino e altre apparecchiature nella sala di trattamento. Per evitare lesioni, spostare il lettino con cautela.

ATTENUAZIONE DEL FASCIO DI TRATTAMENTO

I componenti strutturali del dispositivo per lettino kVue Access™ Prone attenuano i fasci di fotoni. L'attenuazione effettiva basata sulla configurazione deve essere verificata con l'apparecchiatura specifica utilizzata. Il trattamento attraverso qualsiasi dispositivo, anche se realizzato con materiali compositi, determina un aumento della dose cutanea.

INCIDENTI GRAVI

Segnalare eventuali incidenti gravi (ad es. incidenti che comportano o che possono provocare lesioni gravi o mortali) sia a Qfix sia all'autorità competente del proprio Paese.

CARICO NOMINALE


NON superare il carico di lavoro massimo della base del lettino o 225 kg (500 libbre) di carico distribuito uniformemente, a seconda di quale dei due valori è inferiore.

! NOTA ! Quando viene combinato con la base per lettino del produttore originale, il carico nominale è quello inferiore tra i due carichi di esercizio sicuri. Il carico applicato sul lettino kVue NON deve superare le specifiche originali del produttore della base per lettino. Consultare la documentazione del prodotto fornita dal produttore originale.

PRECAUZIONI GENERALI

ETICHETTE DI AVVERTENZA E DESCRIZIONI

Consultare Qfix.com per un elenco dei simboli e le relative definizioni.



CARICO NOMINALE

NON superare il carico di lavoro sicuro massimo dell'inserto del lettino o della base del lettino, oppure 225 kg (500 libbre) di carico distribuito uniformemente, a seconda di quale sia il carico inferiore.



OPPURE




NON APPOGGIARSI SULL'INSERTO

NON consentire al paziente di utilizzare l'inserto come appoggio quando sale o scende dal dispositivo, poiché ciò potrebbe causargli lesioni.



COMPATIBILE CON LA RM

Un elemento che non rappresenta pericoli noti derivanti dall'esposizione a un ambiente RM. Gli elementi compatibili con la risonanza magnetica sono composti da materiali elettricamente non conduttivi, non metallici e non magnetici.



NON SOLLEVARE

! NON SOLLEVARE MAI L'ESTREMITÀ DELL'INSERTO PER LETTINO !

I perni di accoppiamento potrebbero piegarsi o rompersi, rendendo inutilizzabile il lettino.

PRECAUZIONI GENERALI


ETICHETTE DI AVVERTENZA E DESCRIZIONI



NON SEDERSI


L'area oltre la cavità per la mammella è stata progettata e collaudata per sostenere la parte superiore del tronco del paziente; **NON** è concepita per sostenere l'intero carico del paziente.

Stando in piedi o sedendosi sul dispositivo Access Prone G2 o Access Prone oltre la cavità per la mammella, si può danneggiare il dispositivo o causare lesioni alle persone.



POSSIBILI LESIONI

Esiste il rischio di lesioni se si rimane bloccati tra il dispositivo Access Prone G2 o Access Prone e altre apparecchiature nella sala di trattamento. Per evitare lesioni, spostare il dispositivo Access Prone con cautela.



COLLISIONE CON IL GANTRY

L'ampia varietà di movimenti ottenibili con le basi per lettino e le testate di trattamento può creare situazioni in cui l'insero per lettino si può scontrare con altri elementi, incluso il gantry. Prestare attenzione quando si sposta il lettino o il gantry per evitare danni all'apparecchiatura o lesioni al paziente.

USO PREVISTO

Questo dispositivo deve essere utilizzato per immobilizzare, posizionare e riposizionare i pazienti sottoposti a radioterapia.

! NOTA ! La legge federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo ai medici o su prescrizione medica.

GRUPPI DI PAZIENTI DESTINATARI

Pazienti sottoposti a radioterapia o a procedure di diagnostica per immagini.

UTILIZZATORI PREVISTI

L'utilizzatore previsto per i prodotti è una persona qualificata in conformità ai requisiti dell'area geografica di regolamentazione.

CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE


Access Prone G2 e Access Prone sono progettati per consentire il trattamento del cancro al seno sia per la mammella sinistra che per quella destra. La sistemazione della paziente in posizione prona agevola la separazione della mammella da organi critici a rischio.

L'Access Prone G2 (RT-4544-01) può essere utilizzato come dispositivo di simulazione TC/RM per l'Access™ 360 G2 (RT-4544KV-10).

! ATTENZIONE ! L'ACCESS PRONE (RT-4544) NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO COME DISPOSITIVO DI SIMULAZIONE PER ALCUN PRODOTTO TRANNE IL DISPOSITIVO STESSO O ALTRI DISPOSITIVI ACCESS PRONE (RT-4544).


CARATTERISTICHE

COMPONENTI DI ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01)



CARATTERISTICHE

COMPONENTI DI ACCESS PRONE (RT-4544)



CARATTERISTICHE

COMPONENTI

1. DISPOSITIVI PER MAMMELLA ACCESS PRONE G2 E ACCESS PRONE

I dispositivi Access Prone G2 e Access Prone vengono usati per agevolare il posizionamento e l'approntamento di pazienti sottoposti a radioterapia della mammella e del distretto clavicolare in posizione prona.

2. COMPONENTE BRACCIO E TESTA

3. COMPONENTE GAMBE

4. INSERTO

L'inserto reversibile nella sezione centrale consente di configurare rapidamente il dispositivo per il trattamento della mammella sinistra o destra.

5. CUSCINETTI

I cuscinetti hanno lo scopo di migliorare il comfort del paziente e possono essere rimossi e sostituiti con materassini a depressione. I cuscinetti sono inoltre dotati di grafica ulteriore per il posizionamento del paziente.

6. IMPUGNATURA A MANUBRIO

L'impugnatura a manubrio presenta un design ergonomico che, a differenza delle impugnature standard usate su altri dispositivi, riduce la tensione a carico dei polsi del paziente.

7. SOSTEGNI PER LA TESTA

Il sistema offre due sostegni per la testa: uno conformato e uno per la posizione prona. È possibile usare l'uno o l'altro, in base alla preferenza e alla configurazione prescelta. Possono essere allineati all'Access Prone in svariate ubicazioni, a seconda dell'altezza del paziente.

8. SCALA IPSILATERALE

La scala ipsilaterale ruota e scatta in posizione verso l'alto durante l'approntamento e ruota verso il basso durante il trattamento e l'immagazzinaggio. Può essere usata per agevolare l'allineamento. La sua precisione è ± 1 mm. È presente una scala su entrambi i lati del dispositivo per il trattamento della mammella sinistra o destra.

9. IMMAGAZZINAGGIO

Scomparti interni per le impugnature per una pratica conservazione.

10. SPESSORE TC DEL COMPONENTE BRACCIO E TESTA

Lo spessore per TC si allinea mediante una barra di posizionamento e solleva il componente per braccio e testa con incrementi di 2,5 mm. Questo spessore può agganciarsi a un altro spessore per TC del componente per braccio e testa.

11. SPESSORE TC DEL COMPONENTE GAMBA

Lo spessore per TC si allinea mediante una barra di posizionamento e solleva il componente gamba con incrementi di 2,5 mm. Questo spessore può agganciarsi a un altro spessore per TC del componente gamba.

ISTRUZIONI PER L'USO

INSTALLAZIONE

BARRA DI POSIZIONAMENTO

1. La barra di posizionamento è dotata di due perni compatibili con la maggior parte degli accessori standard di posizionamento. Per il collegamento, porre una delle due estremità della barra di posizionamento nell'apposita tacca di allineamento compatibile con il sistema Varian Exact® e farla scattare in posizione. Per la rimozione o il riposizionamento, sollevare una delle estremità della barra.




Fig. 1

ISTRUZIONI PER L'USO

INSTALLAZIONE

BARRA DI POSIZIONAMENTO

2. Inserire le estremità di 2 barre di posizionamento nelle tacche di allineamento compatibili con il sistema Varian Exact® sul materassino per TC, tenendole distanziate di 1260 mm (normalmente corrispondenti a 9 tacche di allineamento); fare scattare le barre in posizione. (Fig. 2 e 3)




Fig. 2




Fig. 3

ISTRUZIONI PER L'USO

APPONTAMENTO

FISSAGGIO DEL COMPONENTE PER BRACCIO E TESTA E PER GAMBE AL MATERASSINO

Posizionare i componenti per braccio e testa e per piedi dei dispositivi Access Prone G2 e Access Prone sul materassino per TC, allineandoli alle barre di posizionamento. Assicurarsi di allineare i componenti Access Prone G2 e Access Prone utilizzando le stesse posizioni su entrambi i componenti per testa e piedi. (Fig. 4, 5 e 6)



Fig. 4



Fig. 5

FISSAGGIO DELL'INSERTO AL COMPONENTE PER BRACCIO E TESTA E PER GAMBE

Fissare l'inserto ai componenti per braccio e testa e per gambe utilizzando i perni di posizionamento presenti sul lato inferiore dell'inserto. (Fig. 6) Questo inserto può essere ruotato per trattare entrambi i lati.



Fig. 6

ISTRUZIONI PER L'USO

APPONTAMENTO

CONTROLLO VISIVO DELL'ALLINEAMENTO

Controllare visivamente che i componenti Access™ Prone siano centrati correttamente sul materassino. (Fig. 7)




Fig. 7

SPESSORI PER TC

1. Per installare gli spessori per TC, innanzitutto rimuovere il dispositivo Access Prone.
2. Collocare gli spessori per TC nello stesso punto di allineamento usato per i componenti per piedi e testa. Gli spessori per TC possono essere impilati l'uno sull'altro per aumentare l'altezza in incrementi di 2,5 cm. (Fig. 8)




Fig. 8

! ATTENZIONE ! NON IMPILARE PIÙ DI 3 SPESSORI PER TC ALLA VOLTA, IL DISPOSITIVO POTREBBE RISULTARE INSTABILE.

ISTRUZIONI PER L'USO

APPONTAMENTO

SPessori per TC (continua)

3. Posizionare Access Prone G2 o Access Prone sugli spessori per TC. (Fig. 9)




Fig. 9

4. Per diminuire l'altezza del dispositivo, rimuovere il dispositivo per mammella Access Prone G2 o Access Prone. Premere il pulsante di rilascio su entrambi i lati della piastra di allineamento. (Fig. 10)



Fig. 10

ISTRUZIONI PER L'USO

APPRONTAMENTO

SOSTEGNO PER LA TESTA

1. Scegliere il sostegno per la testa conformato o quello per la posizione prona.
2. Inserire la linguetta di allineamento di plastica nella scanalatura appropriata all'estremità superiore del dispositivo. (Fig. 11)

! NOTA ! I sostegni per la testa possono essere installati prima di far salire il paziente sul dispositivo, ma può essere necessario riposizionarli una volta che il paziente è sdraiato.




Fig. 11

ISTRUZIONI PER L'USO

APPONTAMENTO

POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE

! NOTA ! I pazienti possono avere bisogno di aiuto nel salire o scendere dal dispositivo. Le istruzioni seguenti si riferiscono alla tecnica che consigliamo, ma le procedure possono variare in base al protocollo di ciascun istituto.

COME SALIRE E SCENDERE DAL DISPOSITIVO ACCESS PRONE G2 O ACCESS PRONE

1. Abbassare il lettino o usare un predellino per assistere il paziente a salire sull'inserto.
2. Quando il paziente è sull'inserto, allinearne le ginocchia agli indicatori appropriati presenti sull'imbottitura. (Fig. 12)
3. Chiedere al paziente di posizionare la parte superiore del corpo aiutandosi con le mani o i gomiti. (Fig. 13)
4. Chiedere al paziente di abbassarsi lentamente fino alla posizione finale.
5. Una volta in posizione, sistemare la testa del paziente sull'apposito sostegno e chiedergli di afferrare le impugnature appropriate. (Fig. 14)

! ATTENZIONE ! L'IMPUGNATURA A MANUBRIO E L'IMPUGNATURA IPSILATERALE NON SONO PROGETTATE PER SOSTENERE IL PESO DEL PAZIENTE.

- **NON** usare le impugnature per posizionare il paziente.
- **NON** usare le impugnature per salire o scendere dal dispositivo.




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14

ISTRUZIONI PER L'USO

APPRONTAMENTO

IMPUGNATURA A MANUBRIO

! ATTENZIONE ! L'IMPUGNATURA A MANUBRIO E L'IMPUGNATURA IPSILATERALE NON SONO PROGETTATE PER SOSTENERE IL PESO DEL PAZIENTE.

- **NON** usare le impugnature per posizionare il paziente.
- **NON** usare le impugnature per salire o scendere dal dispositivo.

1. Allineare le estremità dell'impugnatura ai corrispondenti fori all'estremità superiore dell'inserto.
2. Spingere l'impugnatura verso il basso, fino a farla scattare nei fori. (Fig. 15)

! NOTA ! La curvatura dell'impugnatura deve essere inclinata verso il paziente, come illustrato nell'immagine qui sotto. (Fig. 16)




Fig. 15




Fig. 16

ISTRUZIONI PER L'USO

APPONTAMENTO

IMPUGNATURA IPSILATERALE

1. Inserire l'impugnatura nel foro appropriato all'estremità superiore dell'inserto. (Fig. 17)
2. Girare l'impugnatura nell'una o nell'altra direzione fino a serrarla nel foro e a bloccarla in posizione. (Fig. 17)



Fig. 17

IMMAGAZZINAGGIO

L'impugnatura a manubrio e le impugnature ipsilaterali possono essere riposte nell'area di stoccaggio situata all'estremità dei piedi del componente per le gambe. (Fig. 18)



Fig. 18

ISTRUZIONI PER L'USO

APPRONTAMENTO

SCALA IPSILATERALE

! ATTENZIONE ! LA SCALA IPSILATERALE NON È PROGETTATA PER SOSTENERE IL PESO DEL PAZIENTE.

! ATTENZIONE ! NON USARE LE IMPUGNATURE PER SALIRE O SCENDERE DAL DISPOSITIVO.

1. Allineare il paziente.
2. Quando il paziente è posizionato, far ruotare la scala ipsilaterale verso l'estremità superiore fino a bloccarla in sede. (Fig. 19)

! NOTA ! Le scale sono un ausilio per l'allineamento; ricade comunque sull'operatore la responsabilità di confermare la posizione del paziente.

! NOTA ! La precisione delle scale, come da collaudi, è di ± 1 mm

3. Prima del trattamento e/o dell'immagazzinaggio, far ruotare la scala ipsilaterale verso l'estremità inferiore, nella posizione di deposito. (Fig. 19)

Fig. 19



ISTRUZIONI PER L'USO

RIMOZIONE

IMPUGNATURA IPSILATERALE

Girare l'impugnatura nella direzione opposta a quella di installazione fino ad allentarla, quindi estrarla tenendola dritta. L'impugnatura ipsilaterale può essere riposta nella base del componente per i piedi sotto il cuscino.

IMPUGNATURA A MANUBRIO

Tirare l'impugnatura verso l'alto fino a sganciarla dai fori. L'impugnatura a manubrio può essere riposta nella base del componente per i piedi sotto il cuscino.

PAZIENTE

Seguire in sequenza inversa le istruzioni per il posizionamento.

! NOTA ! I pazienti possono avere bisogno di aiuto nel salire o scendere dal dispositivo.

INSERTO PER MAMMELLA

Tirare l'inserto per mammella verso l'alto allontanandolo dai componenti per testa e piedi.

SOSTEGNO PER LA TESTA

Tirare il sostegno per la testa verso l'alto e allontanarlo dall'inserto.

COMPONENTE PER BRACCIO E TESTA E PER I PIEDI

Solleverare i componenti per braccio e testa e per i piedi verso l'alto e allontanarli dal materassino. Se necessario, gli spessori possono essere rimossi dai componenti per braccio e testa e per i piedi premendo i pulsanti di rilascio ai lati delle piastre di allineamento azzurre.

RIMOZIONE DELLA BARRA DI POSIZIONAMENTO

Solleverare una delle estremità della barra di posizionamento.

MANUTENZIONE

PULIZIA DEL SISTEMA

Il dispositivo può essere pulito con una soluzione neutra e non abrasiva oppure con una soluzione disinfettante. Non spruzzare o versare liquidi sulla superficie in quanto potrebbero infiltrarsi nel fermo OneTouch™ o nei meccanismi all'interno del dispositivo. Per eseguire la pulizia, applicare la soluzione su un panno pulito e passarlo sulla superficie.

DISINFEZIONE DEL SISTEMA

Le seguenti sostanze detergenti sono state sottoposte a test e ne è stata accertata l'idoneità per la pulizia delle superfici del dispositivo Access Prone G2, e Access Prone dell'inserito per lettino. Per disinfettare la superficie del lettino, consultare le istruzioni specifiche del produttore del detergente.

- Acqua
- Soluzione di candeggina Clorox® al 10%
- Alcol isopropilico
- Soluzione dialdeide attivata Cidex® al 2,4%
- Acqua e sapone


NON spruzzare direttamente sul dispositivo Access Prone G2 o Access Prone o sull'inserito per lettino per evitare l'infiltrazione di liquido nel telaio base.

NON collocare oggetti appuntiti sul dispositivo Access Prone G2 o Access Prone o sull'inserito per lettino.

SPECIFICHE

ACCESS PRONE G2


Limite di carico: 225 kg (500 libbre) di carico distribuito uniformemente



APPRONTAMENTO DEL PAZIENTE

ACCESS PRONE G2 (RT4544-01) – MAMMELLA DESTRA E SINISTRA

Nome paziente:	
N. ID paziente:	Preparatoda:
Medico:	Data:
Commenti:	




1. Inserto: **Sinistra** **Destra**
2. Scala ipsilaterale.
3. Ubicazione dell'impugnatura a manubrio (selezionare una voce): **1** **2** **3** **4** **5** **6** **N.a.**
4. Impugnatura *a destra del paziente* (selezionare una voce): **A1** **A2** **A3** **N.a.**
5. Impugnatura *a sinistra del paziente* (selezionare una voce): **A1** **A2** **A3** **N.a.**
6. Sostegno per la testa usato: **Nessuno** **Posizione prona** **Conformato**
 Posizione (selezionare una voce): **A** **B** **C** **D** **E** **F**
7. Ubicazione delle ginocchia (selezionare una voce): **V** **W** **X** **Y** **Z**

Note:

(Continua a tergo)

APPRONTAMENTO DEL PAZIENTE

ACCESS PRONE G2 (RT4544-01) (CONTINUA)



Rialzi e spessori per TC


8. Set di spessori per rialzi per TC usati (selezionare una voce): **0** **1** **2**
9. Rialzo per TC superiore – Ubicazione sulla barra di posizionamento **A** **B** **C** **D**
- Ubicazione della barra di posizionamento sul lettino:
10. Rialzo per TC inferiore – Ubicazione sulla barra di posizionamento **A** **B** **C** **D**
- Ubicazione della barra di posizionamento sul lettino:

Note:

APPRONTAMENTO DEL PAZIENTE

ACCESS PRONE (RT-4544) – MAMMELLA DESTRA E SINISTRA

Nome paziente:	
N. ID paziente:	Preparato da:
Medico:	Data:
Commenti:	



1. Inserto: **Sinistra** **Destra**

2. Scala ipsilaterale.

3. Ubicazione dell'impugnatura a manubrio (selezionare una voce): **1** **2** **3** **4** **5** **6** **N.a.**

4. Impugnatura *a destra del paziente* (selezionare una voce): **A1** **A2** **A3** **N.a.**

5. Impugnatura *a sinistra del paziente* (selezionare una voce): **A1** **A2** **A3** **N.a.**

6. Sostegno per la testa usato: **Nessuno** **Posizione prona** **Conformato**
 Posizione (selezionare una voce): **A** **B** **C** **D** **E** **F**


7. Ubicazione delle ginocchia (selezionare una voce): **V** **W** **X** **Y** **Z**

Note:

(Continua a tergo)

APPRONTAMENTO DEL PAZIENTE

ACCESS PRONE RT-4544 (CONTINUA)




Rialzi e spessori per TC

8. Set di spessori per rialzi per TC usati (selezionare una voce): **0** **1** **2**
9. Rialzo per TC superiore – Ubicazione sulla barra di posizionamento **A** **B** **C** **D**
- Ubicazione della barra di posizionamento sul lettino:
10. Rialzo per TC inferiore – Ubicazione sulla barra di posizionamento **A** **B** **C** **D**
- Ubicazione della barra di posizionamento sul lettino:

Note:

ELENCO DEI COMPONENTI


ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01)



1. RT-4544-01 – Pacchetto Access Prone G2
 - 2005408 Gruppo inserto destro Access Prone G2
 - 2005424 Gruppo inserto sinistro Access Prone G2
2. RT-4544KV-04 – Impugnatura a manubrio
3. RT-4544KV-05 – Impugnatura a manico
4. RT-4544KV-06 – Sostegno per la testa in posizione prona
5. RT-4544KV-07 – Sostegno per la testa conformato
6. Scala ipsilaterale, basso profilo
 - 8002601 – 40 cm (scala di ricambio)
 - 8002602 – 48 cm (scala accessori)
7. 2006813 – Set imbottitura AP-2
8. 8002580 – Set spessori AP-2

ELENCO DEI COMPONENTI

ACCESS PRONE (RT-4544)



1. RT-4544 – Pacchetto Access™ Prone
 - 2004257 Gruppo inserto per mammella Access Prone G1
2. RT-4544KV-04 – Impugnatura a manubrio
3. RT-4544KV-05 – Impugnatura a manico
4. RT-4544KV-06 – Sostegno per la testa in posizione prona
5. RT-4544KV-07 – Sostegno per la testa conformato
6. 8001846 – Scala ipsilaterale
7. 8002215 – Set imbottitura Access™ Prone



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

 +1 610.268.0585 / 800.526.5247

 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

 sales@Qfix.com