



GAMINIO VADOVAS IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

RT-4544-01 ir RT-4544

„Access™ Prone G2“ ir

„Access™ Prone Breast“ prietaisai



	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com		Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

„Access“, „Access 360“, „kVue“ ir „OneTouch“ yra „Qfix“ prekių ženklai.

„Exact®“ yra registruotasis „Varian Medical Systems“ prekių ženklas.

„Cidex®“ yra registruotasis „Johnson & Johnson“ prekių ženklas.

„Clorox®“ yra „The Clorox Company“ registruotasis prekių ženklas.

BENDROSIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

ĮSPĖJAMIEJI PRANEŠIMAI

! ĮSPĖJIMAS ! ŠIOS ĮRANGOS JOKIU BŪDU NEGALIMA KEISTI. JEI KURI NORS ŠIO PRIETAISO DALIS PATIRIA KATASTROFIŠKĄ APKROVĄ, ATRODO SUGADINTA ARBA VEIKIA NETINKAMAI, NEDELSdami LIAUKITĖS NAUDOTI IR SUSISIEKITE SU „CQ MEDICAL“ TELEFONO NUMERIU +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 ARBA EL. PAŠTO ADRESU SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

! ĮSPĖJIMAS ! SKALĖS ANT „ACCESS PRONE“ IR „ACCESS PRONE G2 BREAST“ PRIETAISŲ SKIRTOS NAUDOTI TIK INFORMACINIAIS TIKSLAIS.

PAPILDOMI ĮSPĖJIMAI

- Dvigubos rankenos ir ipsilateralinės rankenos nėra skirtos paciento svoriui išlaikyti
 - NEGALIMA naudoti rankenų paciento padėčiai nustatyti
 - NEGALIMA naudoti rankenų užlipant arba nulipant nuo prietaiso
- Pacientams gali prireikti pagalbos užlipant arba nulipant nuo prietaiso
- Dėl prietaiso ilgio rekomenduojama, kad prietaisą montuotų ir jį nuimtų du žmonės
- Vienu metu NEGALIMA naudoti daugiau kaip 3 vienas ant sukrautų KT tarpiklių. Dėl to prietaisas gali pasidaryti nestabilus
- NEGALIMA leisti, kad prietaisas išsikištų už krašto
- Įkliuvus tarp gulto įdėklo ir kitos gydymo patalpoje esančios įrangos galima susižaloti. Būkite atsargūs perkeldami gultą, kad išvengtumėte sužalojimų.

GYDOMOJO SPINDULIO SLOPINIMAS

„kVue Access™ Prone“ gulto prietaiso konstrukcijos dalys slopins fotonų pluoštą. Faktinį nuo sąrankos priklausomą slopinimą reikia patikrinti su naudojama įranga. Gydymas per bet kurį prietaisą, net ir pagamintą iš kompozicinės medžiagos, padidins odai tenkančią spinduliuotės dozę.

RIMTI INCIDENTAI

Apie bet kokius rimtus incidentus (pvz., incidentus, kurių metu ištinka arba gali ištikti mirtis, taip pat patiriama arba galima patirti rimtų sužalojimų) praneškite tiek „CQ Medical“, tiek kompetentingai savo šalies institucijai.

APKROVA

NEGALIMA viršyti 225 kg (500 sv.) vienodai paskirstytos apkrovos arba didžiausios darbinės gulto pagrindo apkrovos, atsižvelgiant į tai, kuri mažesnė.

! PASTABA ! Naudojant su originalaus gamintojo gulto pagrindu, apkrovos vertė yra mažesnė iš dviejų saugių darbinių apkrovų vertes. „kVue“ gulto apkrova NEGALI viršyti gulto pagrindo gamintojo specifikacijų. Žr. gamintojo pateiktą literatūrą apie gaminį.

BENDROSIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS


ĮSPĖJAMOSIOS ETIKETĖS IR APRAŠAI

CQmedical.com rasite išvardytus simbolius ir jų aprašymus.



APKROVA

NEGALIMA viršyti 225 kg (500 sv.) vienodai paskirstytos apkrovos arba didžiausios saugios darbinės gulto įdėklo arba gulto pagrindo apkrovos, atsižvelgiant į tai, kuri yra mažesnė.



ARBA




ĮDĖKLO APKROVA

NELEISKITE pacientui remtis į įdėklą užlipant arba nulipant nuo prietaiso. Tai darydamas pacientas gali susižaloti.



SAUGU NAUDOTI MR APLINKOJE

Šis gaminy, kiek žinoma, nekelia pavojaus jį paveikus bet kokioje MR aplinkoje. MR aplinkoje naudoti saugios priemonės pagamintos iš medžiagų, kurios yra elektrai nelaidžios, nemetalinės ir nemagnetinės.



NEGALIMA KELTI

! NIEKADA NEKELKITE GULTO ĮDĖKLO GALO !

Jungiamieji kaiščiai gali sulinkti arba sulūžti, dėl to gultas gali tapti netinkamas naudoti.

BENDROSIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS


ĮSPĖJAMOSIOS ETIKETĖS IR APRAŠAI



NEGALIMA SĖDĖTI


Sritis už krūtų išpjovos suprojektuota ir išbandyta taip, kad išlaikytų paciento viršutinę liemens dalį; ji **NĖRA** skirta išlaikyti visą paciento svorį.

Stovint ar sėdint ant „Access Prone G2“ arba „Access Prone“ už krūtų išpjovos galima sugadinti prietaisą arba susižaloti.



GALIMAS SUŽALOJIMAS

Įkliuvus tarp „Access Prone G2“ arba „Access Prone“ ir kitos gydymo patalpoje esančios įrangos galima susižaloti. Būkite atsargūs perkeldami „Access Prone“, kad išvengtumėte sužalojimų.



SUSIDŪRIMAS SU RĖMU

Dėl įvairių eigu, kurias gali atlikti gulto pagrindas ir gydymo galvutės, gulto įdėklas gali susidurti su kitais elementais, įskaitant rėmą. Būkite atsargūs gulto arba rėmo eigos metu, kad išvengtumėte įrangos sugadinimo ar paciento sužalojimo.

PASKIRTIS

Šis prietaisas skirtas paciento padėčiai imobilizuoti, nustatyti ir keisti spindulinės terapijos metu.

! PASTABA ! JAV federaliniai įstatymai leidžia šį prietaisą parduoti tik gydytojui arba jo nurodymu.

TIKSLINĖS PACIENTŲ GRUPĖS

Pacientai, kuriems atliekamas spindulinis gydymas arba diagnostinio vaizdavimo tyrimai.

NUMATYTIEJI NAUDOTOJAI

Numatytieji šių gaminių naudotojai – asmenys, turintys atitinkamo regiono norminius reikalavimus atitinkančią kvalifikaciją.

SAVYBĖS

APRAŠYMAS


„Access Prone G2“ ir „Access Prone“ prietaisai yra skirti naudoti gydant ir kairės, ir dešinės krūties vėžį. Pacientą paguldžius kniūbsčiai, krūtys geriau atskiriamos nuo svarbių organų, kuriems gresia pavojus.

„Access Prone G2“ (RT-4544-01) galima naudoti kaip KT/MR imitacijos prietaisą su „Access™ 360 G2“ (RT-4544KV-10).

DĖMESIO ! „ACCESS PRONE“ (RT-4544) NEGALIMA NAUDOTI KAIP IMITACIJOS PRIETAISO SU JOKIU GAMINIU, IŠSKYRUS SAVE PATĮ AR KITUS „ACCESS PRONE“ (RT-4544) PRIETAISUS.


SAVYBĖS

„ACCESS PRONE G2“ (RT-4544-01) KOMPONENTAI



SAVYBĖS

„ACCESS PRONE“ (RT-4544) KOMPONENTAI



SAVYBĖS

KOMPONENTAI

1. „ACCESS PRONE G2“ IR „ACCESS PRONE BREAST“ PRIETAISAI

„Access Prone G2“ ir „Access Prone“ naudojami nustatant paciento padėtį ir atliekant sąranką, kai kniūbstiems pacientams taikoma krūtinės ir raktikaulių srities spindulinė terapija.

2. RANKOS IR GALVOS KOMPONENTAS

3. KOJŲ KOMPONENTAS

4. ĮDĖKLAS

Abipusis vidurinės dalies įdėklas leidžia greitai konfigūruoti įrenginį kairės arba dešinės krūties gydymui.

5. PAKLOTAI

Paklotai yra skirti paciento patogumui užtikrinti, tačiau juos galima nuimti ir naudoti pripučiamas pagalvėles. Šiuose paklotuose taip pat yra papildomi grafiniai paciento padėties nustatymo ženklai.

6. DVIGUBA RANKENA

Dviguba rankena yra ergonomiškai suprojektuota, kad sumažintų paciento riešo įtampą, skirtingai nuo standartinės atramos, kuri naudojama su kitais prietaisais.

7. GALVOS ATRAMOS

Sistema platinama su kniūbsčio paciento ir kontūrine galvos atrama. Galima naudoti bet kurią iš jų, atsižvelgiant į sąrankos pageidavimus. Jas galima sulygiuoti su „Access Prone“ įvairiose vietose, atsižvelgiant į paciento ūgį.

8. IPSILATERALINĖ SKALĖ

Ipsilateralinė skalė pasukama ir užfiksuojama viršuje atliekant sąranką, o pasukus žemyn naudojama gydymui ir laikymui. Skalė gali būti naudojama kaip pagalbinė lygiavimo priemonė. Ji veikia ± 1 mm tikslumu. Abiejose prietaiso pusėse yra po skalę, skirtą kairės arba dešinės krūties gydymui.

9. LAIKYMAS

Vidinės rankenos priedų skyriai patogiam laikymui.

10. RANKOS IR GALVOS KOMPONENTO KT TARPIKLIS

KT tarpiklis sulygiuojamas su padėties nustatymo strypu ir leidžia pakelti rankos ir galvos komponentus 2,5 mm padalomis. Šį tarpiklį galima įstatyti į kitą rankos ir galvos komponento KT tarpiklį.

11. KOJŲ KOMPONENTO KT TARPIKLIS


KT tarpiklis sulygiuojamas su padėties nustatymo strypu ir leidžia pakelti kojos komponentą 2,5 mm padalomis. Šį tarpiklį galima įstatyti į kitą kojos komponento KT tarpiklį.

NAUDOJIMO NURODYMAI

ĮRENGIMAS

PADĖTIES NUSTATYMO STRYPAS

1. Padėties nustatymo strypas turi du padėties nustatymo kaiščius, suderinamus su dauguma standartinių padėties nustatymo priedų. Norėdami pritvirtinti, bet kurį padėties nustatymo strypo galą įstatykite į atitinkamas su „Varian Exact®“ suderinamos indeksavimo priemonės įrantas ir užfiksuokite. Norėdami nuimti arba pakeisti padėtį, patraukite aukštyn į bet kurį strypo galą.




1 pav.

NAUDOJIMO NURODYMAI


ĮRENGIMAS

PADĖTIES NUSTATYMO STRYPAS

2. 2 padėties nustatymo strypų galus įkiškite į atitinkamas su „Varian Exact®“ suderinamas indeksavimo priemonės įrantas ant KT perdangos, dėdami juos 1 260 mm (paprastai 9 indeksavimo įranta) atstumu, ir užfiksuokite padėties nustatymo strypus vietoje. (2 ir 3 pav.)



2 pav.



3 pav.

NAUDOJIMO NURODYMAI

NUSTATYMAS

RANKOS IR GALVOS BEI KOJOS KOMPONENTŲ TVIRTINIMAS PRIE PERDANGOS

Dėkite „Access Prone G2“ ir „Access Prone“ rankos ir galvos bei pėdos komponentus ant KT perdangos ir sulygiuokite su padėties nustatymo strypais. „Access Prone G2“ ir „Access Prone“ komponentus sulygiuokite tose pačiose vietose, kaip ir galvos ir pėdos komponentus. (4, 5 ir 6 pav.)



4 pav.



5 pav.

ĮDĖKLO TVIRTINIMAS PRIE RANKOS IR GALVOS BEI KOJŲ KOMPONENTŲ

Pritvirtinkite įdėklą prie rankos ir galvos bei kojos komponentų, naudodami padėties nustatymo kaiščius įdėklo apačioje. (6 pav.) Šį įdėklą galima pasukti ir gydyti bet kurią pusę.




6 pav.

NAUDOJIMO NURODYMAI

NUSTATYMAS

VIZUALUS LYGIAVIMO TIKRINIMAS

Vizualiai patikrinkite, ar „Access™ Prone“ komponentai tinkamai centruoti ant perdangos. (7 pav.)



7 pav.

KT TARPIKLIAI

1. Norėdami uždėti KT tarpiklius, pirmiausia nuimkite „Access Prone“.
2. Dėkite KT tarpiklius toje pačioje indeksavimo vietoje kaip ir pėdos ir galvos komponentus. KT tarpiklius galima dėti vieną ant kito, didinant aukštį 2,5 cm padalomis. (8 pav.)



8 pav.

! DĖMESIO ! VIENU METU NEGALIMA NAUDOTI DAUGIAU KAIP 3 VIENAS ANT SUKRAUTŲ KT TARPIKLIŲ. DĖL TO PRIETAISAS GALI PASIDARYTI NESTABILUS.

NAUDOJIMO NURODYMAI

NUSTATYMAS

KT TARPIKLIAI, tęsinys

3. Dėkite „Access Prone G2“ arba „Access Prone“ ant KT tarpiklių. (9 pav.)



9 pav.

4. Norėdami sumažinti prietaiso aukštį, nuimkite „Access Prone G2“ arba „Access Prone Breast“ prietaisą. Paspauskite atlaisvinimo mygtuką kiekvienoje indeksavimo plokštės pusėje. (10 pav.)



10 pav.

NAUDOJIMO NURODYMAI

NUSTATYMAS

GALVOS ATRAMA

1. Parinkite pacientui arba kniūbsčio paciento, arba kontūrinę galvos atramą.
2. Aukštesniajame prietaiso gale į atitinkamą angą įkiškite plastikinę sulgyjavimo detalę. (11 pav.)

! PASTABA ! Galvos atramas galima dėti prieš pacientui užlipant ant prietaiso, tačiau gali prireikti pakeisti padėtį, pacientui jau įsitaisius vietoje.



11 pav.

NAUDOJIMO NURODYMAI

NUSTATYMAS

PACIENTO PADĖTIES NUSTATYMAS


! PASTABA ! Pacientams gali prireikti pagalbos užlipant arba nulipant nuo prietaiso. Toliau pateiktos instrukcijos yra pagrįstos mūsų siūloma metodika, tačiau konkrečioje klinikoje jos gali būti kitokios.

KAIP UŽLIPTI IR NULIPTI NUO „ACCESS PRONE G2“ ARBA „ACCESS PRONE“


1. Nuleiskite gultą arba naudokite laiptelį, kad padėtumėte pacientui užlipti ant įdėklo.
2. Pacientui užlipus ant įdėklo, sulygiuokite jo kelius su atitinkamais ženklais ant putplasčio. (12 pav.)
3. Liepkite pacientui pasislinkti remiantis rankomis ir alkūnėmis, kad viršutinė kūno dalis atsidurtų reikiamoje vietoje. (13 pav.)
4. Liepkite pacientui lėtai nusileisti į reikiamą padėtį.
5. Kai pacientas bus reikiamoje padėtyje, jo galva turi remtis į galvos atramą, o rankomis jis turi suimti atitinkamas rankenas. (14 pav.)

DĖMESIO ! Dviguba rankena ir ipsilateralinė rankena nėra skirtos paciento svoriui išlaikyti:

- **NEGALIMA** naudoti rankenų paciento padėčiai nustatyti.
- **NEGALIMA** naudoti rankenų užlipant arba nulipant nuo prietaiso.



12 pav.



13 pav.



14 pav.

NAUDOJIMO NURODYMAI

NUSTATYMAS


DVIGUBA RANKENA

! DĖMESIO ! DVIGUBA RANKENA IR IPSILATERALINĖ RANKENA NĖRA SKIRTOS PACIENTO SVORIUI IŠLAIKYTI:

- **NEGALIMA** naudoti rankenų paciento padėčiai nustatyti.
- **NEGALIMA** naudoti rankenų užlipant arba nulipant nuo prietaiso.

1. Sulygiuokite rankenos galus su atitinkamomis skylėmis aukštesniajame įdėklo gale.
2. Paspauskite rankeną žemyn, kad ji užsifikuotų skylėse. (15 pav.)

! PASTABA ! Rankena turi būti išlinkusi paciento link, kaip parodyta tolesniame paveikslėlyje. (16 pav.)



15 pav.



16 pav.

NAUDOJIMO NURODYMAI

NUSTATYMAS

IPSILATERALINĖ RANKENA

1. Įkiškite rankeną į atitinkamą skylę įdėklo aukštesniajame gale. (17 pav.)
2. Sukite rankeną bet kuria kryptimi, kol ji įsitvirtins skylėje ir užsifiksuos vietoje. (17 pav.)



17 pav.

LAIKYMAS

Nenaudojamas dvigubas rankenas ir ipsilateralines rankenas galima laikyti dėtuviėje, esančioje kojų komponento kojūgalyje. (18 pav.)



18 pav.

NAUDOJIMO NURODYMAI

NUSTATYMAS

IPSILATERALINĖ SKALĖ

! DĖMESIO ! IPSILATERALINĖ SKALĖ NĖRA SKIRTA PACIENTŲ SVORIUI IŠLAIKYTI.

! DĖMESIO ! NEGALIMA NAUDOTI RANKENŲ UŽLIPANT ARBA NULIPANT NUO PRIETAISO.

1. Išlygiuokite pacientą.
2. Kai pacientas bus reikiamoje padėtyje, pasukite ipsilateralinę skalę į viršų, kad ji užsifiksuotų. (19 pav.)

! PASTABA. Skalės naudojamos kaip pagalbinės lygiavimo priemonės; naudotojas privalo pats patikrinti, ar paciento padėtis tinkama.

! PASTABA. Skalės tikslumas išbandytas iki ± 1 mm

3. Pasukite ipsilateralinę skalę žemyn, į laikymo padėtį, prieš gydymą ir (arba) laikymą. (19 pav.)

19 pav.



NAUDOJIMO NURODYMAI

NUĖMIMAS

IPILATERALINĖ RANKENA

Sukite priešingą montavimui kryptimi, kol rankena atsilaisvins, tada ją ištraukite. Nenaudojamą ipsilateralinę rankeną galima laikyti pėdų komponento pagrinde po pagalve.

DVIGUBA RANKENA

Patraukite ją aukštyn, kad ji atsilaisvintų iš skylių. Nenaudojamą dvigubą rankeną galima laikyti pėdų komponento pagrinde po pagalve.

PACIENTAS

Vykdykite padėties nustatymo instrukcijas atvirkštine tvarka

! PASTABA ! Pacientams gali prireikti pagalbos užlipant arba nulipant nuo prietaiso.

KRŪTINĖS ĮDĖKLAS

Patraukite krūtinės įdėklą aukštyn ir tolyn nuo galvos ir pėdų komponentų.

GALVOS ATRAMA

Patraukite galvos atramą aukštyn ir tolyn nuo įdėklo.

RANKOS IR GALVOS BEI PĖDŲ KOMPONENTAI

Pakelkite rankų ir galvos bei pėdų komponentus aukštyn ir tolyn nuo perdangos. Jei reikia, tarpiklius galima išimti iš rankos ir galvos bei pėdos komponentų, paspaudus atlaisvinimo mygtukus abiejose mėlynų indeksavimo plokščių pusėse.

PADĖTIES NUSTATYMO STRYPO NUĖMIMAS

Patraukite bet kurį padėties nustatymo strypo galą aukštyn.

PRIEŽIŪRA

SISTEMOS VALYMAS

Prietaisą galima valyti švelniu neabrazyviniu valymo arba dezinfekavimo tirpalu. Nepurkškite ir nepilkite ant paviršiaus skysčių, nes jų gali patekti į „OneTouch™“ fiksatorių arba mechanizmus prietaiso viduje. Norėdami išvalyti, užpilkite tirpalo ant švarios šluostės ir perbraukite per paviršių.

SISTEMOS DEZINFEKAVIMAS

Toliau nurodytos valymo medžiagos buvo išbandytos ir buvo nustatyta, kad jos tinka „Access Prone G2“, „Access Prone“ ir gulto įdėklo paviršiams valyti. Norėdami dezinfekuoti gulto paviršių, žr. konkrečius valymo priemonės gamintojo nurodymus.

- Vanduo
- 10 % „Clorox®“ baliklio tirpalas
- Izopropilo alkoholis
- „Cidex®“ 2,4 % suaktyvintas dialdehido tirpalas
- Muilas ir vanduo


NEGALIMA purkšti tiesiai ant „Access Prone G2“, „Access Prone“ ir gulto įdėklo, kad skysčio nepatektų į pagrindo korpusą.

NEGALIMA dėti aštrių daiktų ant „Access Prone G2“, „Access Prone“ ir gulto įdėklo.

SPECIFIKACIJOS

„ACCESS PRONE G2“

Svorio ribinė vertė: 225 kg (500 sv.) tolygiai paskirstyta apkrova



PACIENTO SĄRANKA

„ACCESS PRONE G2“ (RT4544-01) – DEŠINĖ IR KAIRĖ KRŪTIS

Paciento vardas, pavardė:


Paciento ID Nr.:

Nustatė:

Gydytojas:

Data:

Komentarai:



1. Įdėklas: **Kairė** **Dešinė**

2. Ipsilateralinė skalė:

3. Dvigubos rankenos vieta (pasirinkite vieną): **1** **2** **3** **4** **5** **6** **Netaikoma**

4. Rankena, *paciento dešinėje* (pasirinkite vieną): **A1** **A2** **A3** **Netaikoma**

5. Rankena, *paciento kairėje* (pasirinkite vieną): **A1** **A2** **A3** **Netaikoma**

6. Naudojama galvos atrama: **Nėra** **Kniūbsčio paciento** **Kontūrinė**
Vieta (pasirinkite vieną): **A** **B** **C** **D** **E** **F**


7. Kelio vieta (pasirinkite vieną): **V** **W** **X** **Y** **Z**

Pastabos.

(tęsinys kitoje pusėje)

PACIENTO SĄRANKA

„ACCESS PRONE G2“ (RT4544-01) (TĘSINYS)



KT paaukštinimai ir tarpikliai

8. Kiek KT paaukštinimo tarpiklių rinkinių naudojama (pasirinkite vieną): **0** **1** **2**
9. Aukštesnis KT paaukštinimas – vieta ant padėties nustatymo strypo **A** **B** **C** **D**
 - Padėties nustatymo strypo vieta ant gulto:
10. Žemesnis KT paaukštinimas – vieta ant padėties nustatymo strypo **A** **B** **C** **D**
 - Padėties nustatymo strypo vieta ant gulto:

Pastabos.

PACIENTO SAŲRANKA

„ACCESS PRONE“ (RT-4544) – DEŠINĖ IR KAIRĖ KRŪTIS

Paciento vardas, pavardė:


Paciento ID Nr.:

Nustatė:

Gydytojas:

Data:

Komentarai:



1. Įdėklas: **Kairė** **Dešinė**

2. Ipsilateralinė skalė:

3. Dvigubos rankenos vieta (pasirinkite vieną): **1** **2** **3** **4** **5** **6** **Netaikoma**

4. Rankena, *paciento dešinėje* (pasirinkite vieną): **A1** **A2** **A3** **Netaikoma**

5. Rankena, *paciento kairėje* (pasirinkite vieną): **A1** **A2** **A3** **Netaikoma**

6. Naudojama galvos atrama: **Nėra** **Kniūbsčio paciento** **Kontūrinė**
Vieta (pasirinkite vieną): **A** **B** **C** **D** **E** **F**


7. Kelio vieta (pasirinkite vieną): **V** **W** **X** **Y** **Z**

Pastabos.

(tęsinys kitoje pusėje)

PACIENTO SĄRANKA

„ACCESS PRONE“ (RT-4544) (TĘSINYS)




KT paaukštinimai ir tarpikliai

8. Kiek KT paaukštinimo tarpiklių rinkinių naudojama (pasirinkite vieną): **0** **1** **2**
9. Aukštesnis KT paaukštinimas – vieta ant padėties nustatymo strypo **A** **B** **C** **D**
 - Padėties nustatymo strypo vieta ant gulto:
10. Žemesnis KT paaukštinimas – vieta ant padėties nustatymo strypo **A** **B** **C** **D**
 - Padėties nustatymo strypo vieta ant gulto:

Pastabos.

DALIŲ SĄRAŠAS


„ACCESS PRONE G2“ (RT-4544-01)



1. RT-4544-01 – „Access Prone G2“ pakuotė
 - 2005408 „Access Prone G2“ dešiniojo įdėklo blokas
 - 2005424 „Access Prone G2“ kairiojo įdėklo blokas
2. RT-4544KV-04 – dviguba rankena
3. RT-4544KV-05 – rankenos atrama
4. RT-4544KV-06 – kniūbsčio paciento galvos atrama
5. RT-4544KV-07 – kontūrinė galvos atrama
6. Ipsilateralinė skalė, žemo profilio
 - 8002601 – 40 cm (atsarginė skalė)
 - 8002602 – 48 cm (priedų skalė)
7. 2006813 – AP-2 paklotų rinkinys
8. 8002580 – AP-2 tarpiklių rinkinys

DALIŲ SĄRAŠAS

„ACCESS PRONE“ (RT-4544)



1. RT-4544 – „Access™ Prone“ pakuotė
 - 2004257 „Access Prone G1“ krūtų įdėklo blokas
2. RT-4544KV-04 – dviguba rankena
3. RT-4544KV-05 – rankenos atrama
4. RT-4544KV-06 – kniūbsčio paciento galvos atrama
5. RT-4544KV-07 – kontūrinė galvos atrama
6. 8001846 – ipsilateralinė skalė
7. 8002215 – „Access™ Prone“ paklotų rinkinys



www.CQmedical.com

+1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

info@CQmedical.com