



GUIA DE PRODUTO E MANUAL DO UTILIZADOR

RT-4544-01 e RT-4544

Dispositivos Access™ Prone G2 e
Access™ Prone Breast



	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com		Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Access, Access 360, kVue e OneTouch são marcas comerciais da Qfix.

Exact® é uma marca registada da Varian Medical Systems.

Cidex® é uma marca comercial registada da Johnson & Johnson.

Clorox® é uma marca comercial registada da The Clorox Company.

PRECAUÇÕES GERAIS

AVISOS

! AVISO ! NÃO É PERMITIDA NENHUMA MODIFICAÇÃO DESTE EQUIPAMENTO. SE QUALQUER PARTE DESTE DISPOSITIVO FOR SUBMETIDA A UMA CARGA PREJUDICIAL, PARECER ESTAR DANIFICADA OU FUNCIONAR INADEQUADAMENTE, INTERROMPER IMEDIATAMENTE A UTILIZAÇÃO E ENTRAR EM CONTACTO COM A CQ MEDICAL ATRAVÉS DO NÚMERO DE TELEFONE +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 OU DO E-MAIL SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

! AVISO ! AS ESCALAS NOS DISPOSITIVOS ACCESS PRONE E ACCESS PRONE G2 BREAST SERVEM APENAS DE REFERÊNCIA.

OUTROS AVISOS

- As pegas duplas para as mãos e os punhos ipsilaterais não foram concebidos para suportar o peso do paciente
 - NÃO utilizar as pegas para posicionar o paciente
 - NÃO utilizar as pegas para subir ou descer do dispositivo
- Os pacientes podem necessitar de ajuda para subir ou descer do dispositivo
- Devido ao comprimento do dispositivo, recomenda-se que seja manobrado por duas pessoas durante a instalação e a remoção
- NÃO utilizar mais de 3 calços para o tampo de mesa empilhados ao mesmo tempo. Fazê-lo pode tornar o dispositivo instável
- NÃO alavancar o dispositivo
- Existe a possibilidade de ferimentos entre a inserção do tampo de mesa e outro equipamento que se encontre na sala de tratamento. Tenha cuidado ao mover o tampo de mesa para evitar ferimentos.

ATENUAÇÃO DO FEIXE DE TRATAMENTO

As zonas estruturais do dispositivo de tampo de mesa kVue Access™ Prone atenuam um feixe de fótons. Preste bem atenção à configuração para confirmar a sua adequação ao equipamento utilizado. O tratamento através de qualquer dispositivo, mesmo que fabricado de materiais compósitos, dará origem a um aumento da dose de radiação à pele.

INCIDENTES GRAVES

Comunique quaisquer incidentes graves (por exemplo, incidentes que resultem ou tenham o potencial de resultar em morte ou lesão grave) à CQ Medical e à autoridade competente nacional.

CAPACIDADE DE CARGA

NÃO exceder 225 kg (500 lbs) de carga uniformemente distribuída ou carga de trabalho máxima da base de mesa, o valor que for menor.

! NOTA ! Quando combinado com a base de mesa do fabricante do equipamento original, a capacidade de carga será o valor menor das duas cargas de trabalho seguras. A carga do tampo de mesa kVue NÃO deverá exceder as especificações do fabricante original da base de mesa. Consulte a literatura do produto fornecida pelo fabricante original.

PRECAUÇÕES GERAIS


ETIQUETAS DE AVISO E DESCRIÇÕES

Consulte CQmedical.com para obter uma lista de símbolos e respectivas definições.



CAPACIDADE DE CARGA

NÃO exceda 225 kg (500 lb) de carga uniformemente distribuída ou carga funcional de segurança máxima da inserção do tampo de mesa ou da base de mesa, o valor que for menor.




INSERÇÃO DE CARGA

NÃO permita que o paciente utilize a inserção como apoio para subir ou descer do dispositivo. Tal pode causar ferimentos no paciente.



SEGURO PARA RM

Um produto que não representa quaisquer perigos conhecidos resultantes da exposição em qualquer ambiente de RM. Os produtos seguros para RM são compostos por materiais que são eletricamente não condutores, não metálicos e não magnéticos.



NÃO LEVANTAR

! NUNCA LEVANTE A EXTREMIDADE DA INSERÇÃO do TAMPO DE MESA!

Os pinos de encaixe podem dobrar ou partir, tornando o tampo de mesa inutilizável.

PRECAUÇÕES GERAIS


ETIQUETAS DE AVISO E DESCRIÇÕES



NÃO SENTAR


A área para além da linha foi concebida e testada para apoiar o tronco superior do paciente; NÃO foi concebida para suportar a carga do corpo inteiro do paciente.

Ficar em pé ou sentar-se no Access Prone G2 ou o Access Prone para além do recorte peitoral, poderá danificar o dispositivo ou provocar ferimentos.



LESÃO POTENCIAL

Existe a possibilidade de ferimentos entre o Access Prone G2 ou o Access Prone e outro equipamento que se encontre na sala de tratamento. Tenha cuidado ao mover o Access Prone para evitar ferimentos.



COLISÃO DA GANTRY

A grande variedade de movimentos possíveis com as bases de mesa e cabeças de tratamento poderá originar situações em que a inserção do tampo de mesa colida com outros artigos, incluindo a gantry. Ao mover a mesa ou a gantry, tenha o cuidado de evitar danos no equipamento ou lesões no paciente.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

Este dispositivo destina-se a imobilizar, posicionar e reposicionar os pacientes submetidos a radioterapia.

! NOTA ! A legislação federal dos Estados Unidos limita a venda deste dispositivo a médicos ou mediante prescrição médica.

GRUPOS DE PACIENTES-ALVO

Pacientes submetidos a radioterapia ou procedimentos de imagiologia de diagnóstico.

UTILIZADORES PREVISTOS

O utilizador previsto para os produtos é uma pessoa qualificada de acordo com os requisitos da região regulamentar.

CARACTERÍSTICAS

DESCRIÇÃO


O Access Prone G2 e o Access Prone foram concebidos para permitir o tratamento do cancro da mama, tanto para a mama esquerda como para a direita. O posicionamento do paciente em decúbito ventral contribui para separar melhor a mama dos órgãos vitais em risco.

O Access Prone G2 (RT-4544-01) pode ser utilizado como um dispositivo de simulação para TAC/RM para o Access™ 360 G2 (RT-4544KV-10).

!ATENÇÃO! O ACCESS PRONE (RT-4544) NÃO PODE SER UTILIZADO COMO UM DISPOSITIVO DE SIMULAÇÃO PARA QUALQUER OUTRO PRODUTO ALÉM DO PRÓPRIO OU DE OUTROS DISPOSITIVOS ACCESS PRONE (RT-4544).


CARATERÍSTICAS

COMPONENTES DO ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01)



CARATERÍSTICAS

COMPONENTES DO ACCESS PRONE (RT-4544)



CARACTERÍSTICAS

COMPONENTES

1. DISPOSITIVOS ACCESS PRONE G2 E ACCESS PRONE BREAST

O Access Prone G2 e o Access Prone são utilizados para auxiliar no posicionamento e na configuração de pacientes submetidos a radioterapia mamária e da zona claviclar, em decúbito ventral.

2. COMPONENTE DO BRAÇO E DA CABEÇA

3. COMPONENTE DA PERNA

4. INSERÇÃO

A inserção reversível na secção intermédia permite que o dispositivo seja rapidamente configurado para o tratamento da mama esquerda ou direita.

5. ALMOFADAS

As almofadas destinam-se a dar conforto ao paciente, mas podem ser retiradas e substituídas por almofadas de vácuo. Estas almofadas também fornecem gráficos suplementares de posicionamento dos pacientes.

6. PEGA DUPLA PARA AS MÃOS

A pega dupla para as mãos foi concebida de forma ergonómica para reduzir a tensão no pulso do paciente, ao contrário do punho rígido utilizado noutros dispositivos.

7. APOIOS DA CABEÇA

O sistema é fornecido com dois tipos de apoios para a cabeça - Decúbito ventral e Decúbito dorsal. Pode ser utilizado qualquer tipo, dependendo das preferências de configuração. Podem ser indexados ao Access Prone, em vários pontos, dependendo da altura do paciente.

8. ESCALA IPSILATERAL

A escala ipsilateral roda e encaixa superiormente no devido lugar para a configuração e roda para trás inferiormente para o tratamento e armazenamento. A escala pode utilizar-se como auxiliar de alinhamento. A sua precisão é de ± 1 mm. Existe uma escala em ambos os lados do dispositivo para o tratamento da mama esquerda ou direita.

9. ARMAZENAMENTO

Compartimentos internos para acessórios de pegas para as mãos para um armazenamento prático.

10. CALÇO PARA O TAMPO DE MESA DO COMPONENTE DO BRAÇO E DA CABEÇA

O calço para o tampo de mesa é indexado a uma barra de localização e eleva o componente do braço e da cabeça em incrementos de 2,5 mm. Este calço pode ser encaixado noutro calço para o tampo de mesa do componente do braço e da cabeça.

11. CALÇO PARA O TAMPO DE MESA DO COMPONENTE DA PERNA

O calço para o tampo de mesa é indexado a uma barra de localização e eleva o componente da perna em incrementos de 2,5 mm. Este calço pode ser encaixado noutro calço para o tampo de mesa do componente da perna.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

INSTALAÇÃO

BARRA DE LOCALIZAÇÃO

1. A barra de localização tem dois pinos de localização que encaixam na maioria dos acessórios de posicionamento normalizados. Para encaixar, coloque uma das extremidades da barra de localização nos entalhes de indexação compatíveis com Varian Exact® e encaixe na respetiva posição. Para retirar ou reposicionar, puxe uma das extremidades da barra.




Fig. 1

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

INSTALAÇÃO

BARRA DE LOCALIZAÇÃO

2. Introduza as extremidades das 2 barras de localização nos entalhes de indexação compatíveis com o Varian Exact® adequados na sobrecamada do tampo de mesa, com uma distância de 1260 mm entre si (tipicamente, 9 entalhes de indexação), e encaixe as barras de localização na respetiva posição. (Fig. 2 e 3)




Fig. 2




Fig. 3

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

CONFIGURAÇÃO

FIXAR O COMPONENTE DO BRAÇO, DA CABEÇA E DA PERNA À SOBRECAMADA

Coloque os componentes do braço, da cabeça e do pé do Access Prone G2 e Access Prone na sobrecamada do tampo de mesa, indexando-os nas barras de localização. Certifique-se de que indexa os componentes do Access Prone G2 e do Access Prone utilizando os mesmos locais nos componentes da cabeça e do pé. (Fig. 4, 5 e 6)



Fig. 4



Fig. 5

FIXAR A INSERÇÃO NO COMPONENTE DO BRAÇO, DA CABEÇA E DA PERNA

Fixe a inserção nos componentes do braço, da cabeça e da perna utilizando os pinos de localização na parte inferior da inserção. (Fig. 6) Esta inserção pode ser rodada para tratar ambos os lados.



Fig. 6

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

CONFIGURAÇÃO

VERIFICAÇÃO VISUAL DO ALINHAMENTO

Verifique visualmente se os componentes do Access™ Prone estão devidamente centrados na sobrecamada. (Fig. 7)




Fig. 7

CALÇOS PARA TAMPO DE MESA

1. Para instalar os calços para o tampo de mesa, remova primeiro o Access Prone.
2. Coloque os calços para o tampo de mesa no mesmo ponto de indexação dos componentes do pé e da cabeça. Os calços para o tampo de mesa podem ser empilhados uns nos outros para aumentar a altura em incrementos de 2,5 cm. (Fig. 8)



Fig. 8

! ATENÇÃO ! NÃO UTILIZAR MAIS DE 3 CALÇOS PARA O TAMPO DE MESA EMPILHADOS AO MESMO TEMPO. FAZÊ-LO PODE TORNAR O DISPOSITIVO INSTÁVEL.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

CONFIGURAÇÃO

CALÇOS PARA O TAMPO DE MESA (continuação)

3. Coloque o Access Prone G2 ou o Access Prone nos calços para o tampo de mesa. (Fig. 9)



Fig. 9

4. Para diminuir a altura do dispositivo, remova o dispositivo Access Prone G2 ou Access Prone Breast. Pressione o botão de liberação de ambos os lados da placa de indexação. (Fig. 10)



Fig. 10

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

CONFIGURAÇÃO

APOIO DA CABEÇA

1. Escolha o apoio da cabeça decúbito ventral ou decúbito dorsal a utilizar para o paciente.
2. Introduza a peça de alinhamento em plástico na respetiva ranhura, na parte superior do dispositivo. (Fig. 11)

! NOTA ! Os apoios da cabeça podem ser instalados antes de o paciente subir para o dispositivo, mas pode ser necessário ajustá-los depois de o paciente estar posicionado.



Fig. 11

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

CONFIGURAÇÃO

POSICIONAMENTO DO PACIENTE

! NOTA ! Os pacientes podem necessitar de ajuda para subir ou descer do dispositivo. As instruções que se seguem constituem a nossa sugestão de técnica, mas podem ser diferentes em cada unidade de saúde.

COMO SUBIR E DESCER DO ACCESS PRONE G2 OU ACCESS PRONE

1. Baixe a mesa ou utilize um banco para ajudar o paciente a subir para a inserção.
2. Com o paciente já na inserção, alinhe os joelhos com as marcas correspondentes na espuma. (Fig. 12)
3. Peça ao paciente que posicione o tronco com a ajuda das mãos ou dos cotovelos. (Fig. 13)
4. Peça ao paciente que se baixe lentamente.
5. Depois de posicionado, coloque a cabeça do paciente no apoio da cabeça e peça-lhe para se agarrar às pegadas para as mãos. (Fig. 14)

! ATENÇÃO ! AS PEGAS DUPLAS PARA AS MÃOS E OS PUNHOS IPSILATERAIS NÃO FORAM CONCEBIDOS PARA SUPORTAR O PESO DO PACIENTE:

- **NÃO** utilize as pegadas para posicionar o paciente.
- **NÃO** utilize as pegadas para subir ou descer do dispositivo.




Fig. 12




Fig. 13



Fig. 14

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

CONFIGURAÇÃO

PEGA DUPLA PARA AS MÃOS

! ATENÇÃO ! AS PEGAS DUPLAS PARA AS MÃOS E OS PUNHOS IPSILATERAIS NÃO FORAM CONCEBIDOS PARA SUPORTAR O PESO DO PACIENTE:

- **NÃO** utilize as pegas para posicionar o paciente.
- **NÃO** utilize as pegas para subir ou descer do dispositivo.

1. Alinhe as extremidades da pega para as mãos com os orifícios correspondentes, na parte superior da inserção.
2. Empurre a pega para as mãos para baixo, até encaixar nos orifícios. (Fig. 15)

! NOTA ! A pega para as mãos deve ficar arqueada para trás, na direção do paciente, como ilustrado na figura abaixo. (Fig. 16)




Fig. 15



Fig. 16

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

CONFIGURAÇÃO

PUNHOS IPSILATERAIS PARA AS MÃOS

1. Introduza a pega para as mãos no respetivo orifício, na parte superior da inserção. (Fig. 17)
2. Rode a pega para as mãos em qualquer sentido até ficar apertada e bloqueada no devido lugar. (Fig. 17)



Fig. 17

ARMAZENAMENTO

As pegas duplas para as mãos e os punhos ipsilaterais para as mãos podem ser guardados na área de armazenamento localizada na extremidade do pé do componente da perna. (Fig. 18)



Fig. 18

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

CONFIGURAÇÃO

ESCALA IPSILATERAL

! ATENÇÃO ! A ESCALA IPSILATERAL NÃO FOI CONCEBIDA PARA SUPORTAR O PESO DO PACIENTE.

! ATENÇÃO ! NÃO UTILIZE AS PEGAS PARA SUBIR OU DESCER DO DISPOSITIVO.

1. Alinhe o paciente.
2. Com o paciente posicionado, rode a escala ipsilateral superiormente, até encaixar no devido lugar. (Fig. 19)

! NOTA ! As escalas têm a função de auxiliar no alinhamento, sendo da responsabilidade do utilizador confirmar a posição do paciente.

! NOTA ! A exatidão das escalas foi testada para ± 1 mm

3. Antes do tratamento e/ou do armazenamento, rode a escala ipsilateral inferiormente, para a posição de armazenamento. (Fig. 19)

Fig. 19



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

REMOÇÃO

PUNHOS IPSILATERAIS PARA AS MÃOS

Rode no sentido contrário ao de instalação, até os punhos ficarem soltos, e puxe a direita para fora. O punho ipsilateral para as mãos pode ser armazenado na base do componente do pé, sob a almofada.

PEGA DUPLA PARA AS MÃOS

Puxe para cima até desencaixar dos orifícios. A pega dupla para as mãos pode ser armazenada na base do componente do pé, sob a almofada.

PACIENTE

Siga as instruções de posicionamento por ordem inversa.

! NOTA ! Os pacientes podem necessitar de ajuda para subir ou descer do dispositivo.

INSERÇÃO MAMÁRIA

Puxe a inserção mamária para cima, afastando-a dos componentes da cabeça e do pé.

APOIO DA CABEÇA

Puxe o apoio da cabeça para cima, afastando-o da inserção.

COMPONENTE DO BRAÇO, DA CABEÇA E DO PÉ

Levante os componentes do braço, da cabeça e do pé, afastando-os da sobrecamada. Se necessário, os calços podem ser desmontados dos componentes do braço, da cabeça e do pé, pressionando os botões de libertação de ambos os lados das placas de indexação azuis.

REMOÇÃO DA BARRA DE LOCALIZAÇÃO

Puxe para cima uma das extremidades da barra de localização.

MANUTENÇÃO

LIMPEZA DO SISTEMA

O dispositivo pode ser limpo com uma solução de limpeza suave e não abrasiva ou com uma solução desinfetante. Não pulverize nem derrame líquidos sobre a superfície, pois podem infiltrar-se no fecho OneTouch™ ou nos mecanismos internos do dispositivo. Para limpar, aplique solução num pano limpo e passe na superfície.

DESINFEÇÃO DO SISTEMA

Os seguintes materiais de limpeza foram testados e considerados adequados para a limpeza do Access Prone G2, do Access Prone e das superfícies da inserção do tampo de mesa. Para desinfetar a superfície do tampo de mesa, consulte as instruções específicas do fabricante do agente de limpeza.

- Água
- Solução de lixívia Clorox® a 10%
- Álcool isopropílico
- Solução de dialdeído ativado Cidex® a 2,4%
- Água e sabão


NÃO pulverize diretamente sobre o Access Prone G2, o Access Prone ou sobre a inserção do tampo de mesa, nem deixe fluir para dentro da estrutura de base.

NÃO coloque objetos pontiagudos no Access Prone G2, no Access Prone ou na inserção do tampo de mesa.

ESPECIFICAÇÕES

ACCESS PRONE G2

Limite de Peso: 225 kg (500 lb) de carga uniformemente distribuída



CONFIGURAÇÃO DO PACIENTE

ACCESS PRONE G2 (RT4544-01) – MAMA DIREITA E ESQUERDA

Nome do paciente:


N.º de ID do paciente:

Configurado por:

Médico:

Data:

Comentários:



1. Inserção: **Esquerda** **Direita**

2. Escala ipsilateral:

3. Posição da pega dupla para as mãos (selecionar uma opção): **1** **2** **3** **4** **5** **6** **N/A**

4. Pega para as mãos, à *direita do paciente* (selecionar uma opção): **A1** **A2** **A3** **N/A**

5. Pega para as mãos, à *esquerda do paciente* (selecionar uma opção): **A1** **A2** **A3** **N/A**

6. Apoio de cabeça utilizado: **Nenhum** **Decúbito ventral** **Decúbito dorsal**
Posição (selecionar uma opção): **A** **B** **C** **D** **E** **F**


7. Posição do joelho (selecionar uma opção): **V** **W** **X** **Y** **Z**

Notas:

(Continua no verso)

CONFIGURAÇÃO DO PACIENTE

ACCESS PRONE G2 (RT4544-01) (CONTINUAÇÃO)



Elevadores do tampo de mesa e calços

8. Quantidade de conjuntos de calços para elevador do tampo de mesa utilizados (selecionar uma opção): **0**
1 2

9. Elevador do tampo de mesa superior – Posição na barra de localização **A B C D**
• Posição da barra de localização no tampo de mesa:

10. Elevador do tampo de mesa inferior – Posição na barra de localização **A B C D**
• Posição da barra de localização no tampo de mesa:

Notas:

CONFIGURAÇÃO DO PACIENTE

ACCESS PRONE (RT-4544) – MAMA DIREITA E ESQUERDA

Nome do paciente:


N.º de ID do paciente:

Configurado por:

Médico:

Data:

Comentários:



1. Inserção: **Esquerda** **Direita**

2. Escala ipsilateral:

3. Posição da pega dupla para as mãos (selecionar uma opção): **1** **2** **3** **4** **5** **6** **N/A**

4. Pega para as mãos, à *direita do paciente* (selecionar uma opção): **A1** **A2** **A3** **N/A**

5. Pega para as mãos, à *esquerda do paciente* (selecionar uma opção): **A1** **A2** **A3** **N/A**

6. Apoio de cabeça utilizado: **Nenhum** **Decúbito ventral** **Decúbito dorsal**
Posição (selecionar uma opção): **A** **B** **C** **D** **E** **F**


7. Posição do joelho (selecionar uma opção): **V** **W** **X** **Y** **Z**

Notas:

(Continua no verso)

CONFIGURAÇÃO DO PACIENTE

ACCESS PRONE (RT-4544) (CONTINUAÇÃO)




Elevadores do tampo de mesa e calços

8. Quantidade de conjuntos de calços para elevador do tampo de mesa utilizados (selecionar uma opção): **0**
1 2
9. Elevador do tampo de mesa superior – Posição na barra de localização **A B C D**
 • Posição da barra de localização no tampo de mesa:
10. Elevador do tampo de mesa inferior – Posição na barra de localização **A B C D**
 • Posição da barra de localização no tampo de mesa:

Notas:

LISTA DE PEÇAS


ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01)



1. RT-4544-01 – Conjunto Access Prone G2
 - 2005408 – Conjunto de inserção direita do Access Prone G2
 - 2005424 – Conjunto de inserção esquerda do Access Prone G2
2. RT-4544KV-04 – Pega dupla para as mãos
3. RT-4544KV-05 – Punho para a mão
4. RT-4544KV-06 – Apoio da cabeça para decúbito ventral
5. RT-4544KV-07 – Apoio da cabeça para decúbito dorsal
6. Escala ipsilateral, perfil baixo
 - 8002601 – 40 cm (escala de substituição)
 - 8002602 – 48 cm (escala acessória)
7. 2006813 – Conjunto de almofadas AP-2
8. 8002580 – Conjunto de calços AP-2

LISTA DE PEÇAS

ACCESS PRONE (RT-4544)



1. RT-4544 – Conjunto Access™ Prone
 - 2004257 – Conjunto de inserção mamária do Access Prone G1
2. RT-4544KV-04 – Pega dupla para as mãos
3. RT-4544KV-05 – Punho para a mão
4. RT-4544KV-06 – Apoio da cabeça para decúbito ventral
5. RT-4544KV-07 – Apoio da cabeça para decúbito dorsal
6. 8001846 – Escala ipsilateral
7. 8002215 – Conjunto de almofadas do Access™ Prone



www.CQmedical.com

☎ +1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

✉ info@CQmedical.com