



VODIČ ZA PROIZVOD I UPUTSTVO ZA UPOTREBU

RT-4544-01 i RT-4544

Sistemi za tretmane dojki Access™ Prone G2 i
Access™ Prone



	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com		Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Access, Access 360, kVue i OneTouch predstavljaju žigove kompanije Qfix.

Exact® je registrovani žig kompanije Varian Medical Systems.

Cidex® je registrovani žig kompanije Johnson & Johnson.

Clorox® je registrovani žig kompanije The Clorox Company.

OPŠTE MERE PREDOSTROŽNOSTI

IZJAVE UPOZORENJA

! UPOZORENJE ! NIJE DOZVOLJENA NIKAKVA MODIFIKACIJA OVE OPREME. AKO BILO KOJI DEO OVOG UREĐAJA BUDE IZLOŽEN KRITIČNOM OPTEREĆENJU, IZGLEDA OŠTEĆENO ILI NE FUNKCIONIŠE ISPRAVNO, ODMAH PREKINITE UPOTREBU I OBRATITE SE KOMPANIJI CQ MEDICAL NA +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 ILI SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

! UPOZORENJE ! SKALE NA SISTEMIMA ZA TRETMAN DOJKI ACCESS PRONE I ACCESS PRONE G2 SAMO SU ZA REFERENTNU UPOTREBU.

DODATNA UPOZORENJA

- Dvostruki rukohvati i ipsilateralni rukohvati nisu dizajnirani da izdrže težinu pacijenta
 - NEMOJTE koristiti ručke za postavljanje pacijenta
 - NEMOJTE koristiti ručke za penjanje ili silazak sa sistema
- Pacijentima će možda biti potrebna pomoć pri penjanju i silasku sa sistema
- Zbog dužine proizvoda, preporučuje se da dve osobe rukuju njime tokom postavljanja i uklanjanja
- NE koristite više od 3 naslagane CT podloške istovremeno. To može dovesti do nestabilnosti proizvoda
- NE postavljajte proizvod konzolno
- Postoji mogućnost da dođe do povrede između umetka na ležaju i druge opreme u prostoriji za lečenje. Budite oprezni kad pomerate gornji deo ležaja da ne bi došlo do povrede.

SLABLJENJE TERAPIJSKOG SNOPI

Strukturni regioni podloge za ležaj kVue Access™ Prone oslabiće snop fotona. Stvarno slabljenje na osnovu podešavanja treba da se proveri sa vašom konkretnom opremom. Tretman kroz bilo koji proizvod, čak i one napravljene od kompozitnog materijala, dovešće do povećanja površinske doze.

OZBILJNI INCIDENTI

Prijavite sve ozbiljne incidente (npr. incidente koji dovode ili mogu dovesti do smrti ili teških povreda) kompaniji CQ Medical i nadležnom organu vaše zemlje.

NOMINALNO OPTEREĆENJE

NEMOJTE prekoračiti 225 kg (500 funti) ravnomerno raspoređenog opterećenja ili maksimalno radno opterećenje osnove ležaja, šta god je manje.

! NAPOMENA ! Kad se kombinuje sa OEM osnovom ležaja, nominalna vrednost opterećenja je niže od dva bezbedna radna opterećenja. Opterećenje podloge za ležaj kVue NE bi smelo da premaši specifikacije originalnog proizvođača osnove ležaja. Pogledajte literaturu proizvoda koju je obezbedio originalni proizvođač.

OPŠTE MERE PREDOSTROŽNOSTI


OZNAKE I OPISI UPOZORENJA

Pogledajte CQmedical.com za listu simbola i njihove definicije.



NOMINALNO OPTEREĆENJE

NEMOJTE premašiti 225 kg (500 funti) ravnomerno raspoređenog opterećenja ili maksimalno bezbedno radno opterećenje umetka za ležaj ili osnove ležaja, šta god je manje.



ILI




OPTEREĆENJE UMETKA

NEMOJTE dozvoliti pacijentu da koristi umetak kao podršku kad se penje ili silazi sa sistema. To može prouzrokovati povredu pacijenta.



BEZBEDNO ZA MR

Predmet koji ne predstavlja poznate opasnosti kao rezultat izlaganja bilo kom MR okruženju. Predmeti bezbedni za MR sastoje se od materijala koji su električno neprovodni, nemetalni i nemagnetni.



NE PODIZATI

! NIKAD NE PODIŽITE KRAJ PODLOGE ZA LEŽAJ !

Zadržni klinovi mogu da se saviju ili slome čineći podlogu za ležaj neupotrebljivom.

OPŠTE MERE PREDOSTROŽNOSTI


OZNAKE I OPISI UPOZORENJA



NE SEDETI


Područje iza izreza za dojke projektovano je i testirano da podrži gornji deo torza pacijenta. NIJE projektovano da izdrži opterećenje čitavog tela pacijenta.

Stajanje ili sedenje na sistemu Access Prone G2 ili Access Prone izvan izreza za dojke može oštetiti proizvod ili izazvati povredu.



POTENCIJALNA POVREDA

Postoji mogućnost da dođe do povrede između sistema Access Prone G2 ili Access Prone i druge opreme u prostoriji za lečenje. Budite oprezni kad pomerate Access Prone da ne bi došlo do povrede.



SUDAR SA GENTRIJEM

Širok opseg pokreta koji se može postići s osnovama ležaja i glavama za tretman može izazvati situacije u kojima umetak za ležaj može da se sudari s drugim predmetima, uključujući gentri. Budite oprezni kad pomerate ležaj ili gentri da biste izbegli oštećenje opreme ili povredu pacijenta.

NAMENA

Proizvod je namenjen za imobilizaciju, pozicioniranje i repozicioniranje pacijenata koji se podvrgavaju terapiji zračenjem.

! NAPOMENA ! Savezni zakon Sjedinjenih Američkih Država ograničava prodaju ovog proizvoda na lekare ili po nalogu lekara.

CILJNE GRUPE PACIJENATA

Pacijenti koji se podvrgavaju terapiji zračenjem ili procedurama dijagnostičkog snimanja.

PREDVIĐENI KORISNICI

Predviđeni korisnik proizvoda jeste lice kvalifikovano u skladu sa zahtevima regulatornog regiona.

FUNKCIJE

OPIS


Access Prone G2 i Access Prone projektovani su tako da omoguće lečenje raka dojke i leve i desne dojke. Postavljanje pacijenta u ležeći položaj pomaže u povećanju razdvojenosti dojke od kritičnih organa koji su u opasnosti.

Access Prone G2 (RT-4544-01) može se koristiti kao CT/MR simulacioni uređaj za Access™ 360 G2 (RT-4544KV-10).

! OPREZ ! ACCESS PRONE (RT-4544) NE MOŽE SE KORISTITI KAO UREĐAJ ZA SIMULACIJU ZA BILO KOJI PROIZVOD, OSIM ZA SEBE ILI DRUGE ACCESS PRONE (RT-4544) PROIZVODE.


FUNKCIJE

KOMPONENTE SISTEMA ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01)



FUNKCIJE

KOMPONENTE SISTEMA ACCESS PRONE (RT-4544)



FUNKCIJE

KOMPONENTE

1. SISTEMI ZA TRETMAN DOJKI ACCESS PRONE G2 I ACCESS PRONE

Access Prone G2 i Access Prone koriste se za pomoć u pozicioniranju i postavljanju pacijenata koji su podvrgnuti radioterapiji dojke i klavikule u ležećem položaju.

2. KOMPONENTA ZA RUKE I GLAVU

3. KOMPONENTA ZA NOGE

4. UMETAK

Reverzibilni umetak u srednjem delu omogućava da se proizvod brzo konfiguriše za tretman leve ili desne dojke.

5. PODLOGE

Podloge služe za udobnost pacijenta, ali se mogu ukloniti i mogu se koristiti vakuumski jastuci. Podloge takođe pružaju dodatnu grafiku za pozicioniranje pacijenta.

6. DVOSTRUKI RUKOHVAT

Dvostruki rukohvat je ergonomski projektovan da smanji opterećenje na zglobov pacijenta, za razliku od standardnog stuba koji se koristi s drugim proizvodima.

7. NASLONI ZA GLAVU

Sistem dolazi sa ležećim i konturnim naslonom za glavu. Oba se mogu koristiti u zavisnosti od željenog podešavanja. Mogu se indeksirati na Access Prone na više lokacija u zavisnosti od visine pacijenta.

8. IPSILATERALNA SKALA

Ipsilateralna skala se naginje i naleže na mesto u superiornom položaju za postavljanje, a naginje se unazad u inferiornom položaju za tretman i skladištenje. Skala se može koristiti kao pomoć za poravnanje. Njena preciznost je ± 1 mm. S obe strane proizvoda nalazi se skala za tretman leve odnosno desne dojke.

9. ČUVANJE

Unutrašnji pretinci za dodatnu opremu za rukohvat za praktično skladištenje.

10. CT PODLOŠKA ZA KOMPONENTU ZA RUKE I GLAVU

CT podloška se indeksira na lokalizacionu šipku i podiže komponentu za ruke i glavu u koracima od po 2,5 mm. Ova podloška može da se zakači za drugu CT podlošku za komponentu za ruke i glavu.

11. CT PODLOŠKA ZA KOMPONENTU ZA NOGE


CT podloška se indeksira na lokalizacionu šipku i podiže komponentu za noge u koracima od po 2,5 mm. Ova podloška može da se zakači za drugu CT podlošku za komponentu za noge.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

INSTALACIJA

LOKALIZACIONA ŠIPKA

1. Lokalizaciona šipka ima dva zadržna klina koji odgovaraju većini standardnih dodataka za pozicioniranje. Da biste je pričvrstili, postavite oba kraja lokalizacione šipke u odgovarajuće Varian Exact® kompatibilne indeksne zareze i pritisnite ih. Da biste je uklonili ili premestili, povucite nagore oba kraja šipke.




Sl. 1

UPUTSTVO ZA UPOTREBU


INSTALACIJA

LOKALIZACIONA ŠIPKA

2. Umetnite krajeve 2 lokalizacione šipke u Varian Exact® kompatibilne indeksne zareze na CT prekrivki u razmaku od 1260 mm (obično 9 indeksnih zareza) i učvrstite lokalizacione šipke na mesto. (sl. 2 i 3)



Sl. 2



Sl. 3

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PODEŠAVANJE

PRIČVRŠĆIVANJE KOMPONENTE ZA RUKE, GLAVU I NOGE ZA PREKRIVKU

Postavite Access Prone G2 i Access Prone komponente za ruke, glavu i stopala na CT prekrivku indeksirajući ih prema lokalizacionim šipkama. Obavezno indeksirajte Access Prone G2 i Access Prone komponente koristeći iste lokacije i na komponenti za glavu i na komponenti za stopala. (sl. 4, 5 i 6)



Sl. 4



Sl. 5

PRIČVRŠĆIVANJE UMETKA NA KOMPONENTU ZA RUKE, GLAVU I NOGE

Pričvrstite umetak na komponente za ruke, glavu i noge koristeći zadržne klinove na donjoj strani umetka. (Sl. 6)
Ovaj umetak se može rotirati za tretiranje bilo koje strane.




Sl. 6

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PODEŠAVANJE

PROVERA VIZUELNOG PORAVNANJA

Vizuelno proverite da li su Access™ Prone komponente pravilno centrirane na prekrivci. (sl. 7)



Sl. 7

CT PODLOŠKE

1. Da biste postavili CT podloške, prvo uklonite Access Prone.
2. Postavite CT podloške na isto mesto za indeksiranje kao komponente za stopala i glavu. CT podloške mogu da se naslažu jedna na drugu da bi se povećala visina u koracima od po 2,5 cm. (sl. 8)



Sl. 8

! OPREZ ! NE KORISTITE VIŠE OD 3 NASLAGANE CT PODLOŠKE ISTOVREMENO. TO MOŽE DOVESTI DO NESTABILNOSTI PROIZVODA.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PODEŠAVANJE

CT PODLOŠKE, nastavak

3. Postavite Access Prone G2 ili Access Prone na CT podloške. (sl. 9)



Sl. 9

4. Da biste smanjili visinu sistema, uklonite sistem za tretman dojki Access Prone G2 ili Access Prone. Pritisnite dugme za otpuštanje sa svake strane ploče za indeksiranje. (sl. 10)



Sl. 10

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PODEŠAVANJE

NASLON ZA GLAVU

1. Izaberite naslon za glavu za ležeći položaj ili konturni naslon za glavu koji ćete koristiti za pacijenta.
2. Umetnite plastični deo za poravnavanje u odgovarajući otvor na gornjem kraju sistema. (sl. 11)

! NAPOMENA ! Nasloni za glavu mogu da se instaliraju pre nego što se pacijent postavi na sistem, ali će možda biti potrebno da se ponovo pozicioniraju kad pacijent bude na mestu.



Sl. 11

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PODEŠAVANJE

POZICIONIRANJE PACIJENTA


! NAPOMENA ! Pacijentima će možda biti potrebna pomoć pri penjanju i silasku sa sistema. Uputstva u nastavku su naša predložena tehnika, ali se ona mogu razlikovati za svaku kliniku.

KAKO SE PENJE I SILAZI SA SISTEMA ACCESS PRONE G2 ILI ACCESS PRONE


1. Spustite ležaj ili koristite stoličicu da biste pomogli pacijentu da se popne na umetak.
2. Kad pacijent bude na umetku, poravnajte njegova kolena sa odgovarajućim oznakama na peni. (sl. 12)
3. Neka pacijent koristi šake ili laktove da bi namestio gornji deo tela u odgovarajući položaj. (sl. 13)
4. Neka pacijent polako spusti u odgovarajući položaj.
5. Kad bude na mestu, stavite glavu pacijenta na naslon za glavu i neka uhvati odgovarajuće rukohvate. (sl. 14)

! OPREZ ! DVOSTRUKA RUČKA I IPSILATERALNI RUKOHVAT NISU DIZAJNIRANI DA IZDRŽE TEŽINU PACIJENTA:

- **NEMOJTE** koristiti ručke za postavljanje pacijenta.
- **NEMOJTE** koristiti ručke za penjanje ili silazak sa sistema.



Sl. 12



Sl. 13



Sl. 14

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PODEŠAVANJE


DVOSTRUKI RUKOHVAT

! OPREZ ! DVOSTRUKI RUKOHVAT I IPSILATERALNI RUKOHVAT NISU DIZAJNIRANI DA IZDRŽE TEŽINU PACIJENTA:

- **NEMOJTE** koristiti ručke za postavljanje pacijenta.
- **NEMOJTE** koristiti ručke za penjanje ili silazak sa sistema.

1. Poravnajte krajeve rukohvata s odgovarajućim otvorima na gornjem kraju umetka.
2. Gurajte rukohvat nadole dok ne nalegne u otvore. (sl. 15)

! NAPOMENA ! Rukohvat treba da bude savijen unazad prema pacijentu kao što je prikazano na slici u nastavku. (sl. 16)



Sl. 15



Sl. 16

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PODEŠAVANJE

IPSILATERALNI RUKOHVAT

1. Umetnite rukohvat u odgovarajući otvor na gornjem kraju umetka. (sl. 17)
2. Okrećite rukohvat u bilo kom smeru dok se ručka ne zategne u otvoru i ne učvrsti se na mestu. (sl. 17)



Sl. 17

ČUVANJE

Dvostruki rukohvat i ipsilateralni rukohvati mogu da se čuvaju u oblasti za odlaganje koja se nalazi u podnožju komponente za noge. (sl. 18)



Sl. 18

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PODEŠAVANJE

IPSILATERALNA SKALA

! OPREZ ! IPSILATERALNA SKALA NIJE PROJEKTOVANA DA IZDRŽI TEŽINU PACIJENATA.

! OPREZ ! NEMOJTE KORISTITI RUČKE ZA PENJANJE ILI SILAZAK SA SISTEMA.

1. Poravnajte pacijenta.
2. Kad se pacijent namesti, nagnite ipsilateralnu vagu superiorno dok se ne učvrsti na mestu. (sl. 19)

! NAPOMENA ! Skale su tu kao pomoć za poravnavanje. Odgovornost korisnika je da potvrdi položaj pacijenta.

! NAPOMENA ! Preciznost skale se testira na ± 1 mm

3. Okrenite ipsilateralnu skalu prema dole, u položaj za skladištenje, pre tretmana i/ili skladištenja. (sl. 19)

Sl. 19



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

UKLANJANJE

IPSILATERALNI RUKOHVAT

Okrećite u suprotnom smeru od instalacije dok se ručka ne olabavi, a zatim izvucite pravo napolje. Ipsilateralni rukohvat se može odložiti u podnožju komponente za stopala ispod jastuka.

DVOSTRUKI RUKOHVAT

Povlačite ga nagore dok ne izađe iz otvora. Dvostruki rukohvat se može odložiti u podnožju komponente za stopala ispod jastuka.

PACIJENT

Pratite uputstva za pozicioniranje u obrnutom smeru.

! NAPOMENA ! Pacijentima će možda biti potrebna pomoć pri penjanju i silasku sa sistema.

UMETAK ZA DOJKE

Povucite umetak za dojke nagore u odnosu na komponente za glavu i stopala.

NASLON ZA GLAVU

Povucite naslon za glavu nagore u odnosu na umetak.

KOMPONENTE ZA RUKE, GLAVU I STOPALA

Podignite komponente za ruke, glavu i stopala nagore u odnosu na prekrivku. Ako je potrebno, podloške se mogu rastaviti sa komponenti za ruke, glavu i stopala pritiskom na dugmad za otpuštanje sa svake strane plavih pločica za indeksiranje.

UKLANJANJE LOKALIZACIONE ŠIPKE

Povucite nagore bilo koji kraj lokalizacione šipke.

ODRŽAVANJE

ČIŠĆENJE SISTEMA

Uređaj se može očistiti blagim, neabrazivnim rastvorom za čišćenje ili dezinfekciju. Nemojte prskati ni sipati tečnost na površinu jer može da dopre u OneTouch™ rezu ili mehanizme unutar proizvoda. Za čišćenje, nanosite rastvor na čistu krpu i obrišite površinu.

DEZINFEKCIJA SISTEMA

Sledeći materijali za čišćenje su testirani i utvrđeno je da su prikladni za čišćenje sistema Access Prone G2, Access Prone i površina podloge za ležaj. Da biste dezinfikovali površinu podloge za ležaj, pogledajte posebna uputstva proizvođača sredstva za čišćenje.

- Voda
- 10% rastvor izbeljivača Clorox®
- Izopropil-alkohol
- Aktivirani rastvor dialdehida Cidex® 2,4%
- Sapun i voda


NEMOJTE prskati direktno na Access Prone G2, Access Prone ili podlogu za ležaj niti dozvoliti da tečnost dopre u osnovni okvir.

NEMOJTE stavljati oštre predmete na Access Prone G2, Access Prone ili podlogu za ležaj.

SPECIFIKACIJE

ACCESS PRONE G2

Ograničenje težine: 225 kg (500 funti) ravnomerno raspoređenog opterećenja



PODEŠAVANJE PACIJENTA

ACCESS PRONE G2 (RT4544-01) – DESNA I LEVA DOJKA

Ime pacijenta:


ID broj pacijenta:

Lekar:

Komentari:

Podešavanje izvršio:

Datum:




1. Umetak: **Levi** **Desni**
2. Ipsilateralna skala:
3. Lokacija dvostrukog rukohvata (izaberite jednu opciju): **1** **2** **3** **4** **5** **6** **N/P**
4. Rukohvat, *desna strana pacijenta* (izaberite jednu opciju): **A1** **A2** **A3** **N/P**
5. Rukohvat, *leva strana pacijenta* (izaberite jednu opciju): **A1** **A2** **A3** **N/P**
6. Korišćeni naslon za glavu: **Nema** **Ležeći** **Konturni**
Lokacija (izaberite jednu opciju): **A** **B** **C** **D** **E** **F**
7. Lokacija kolena (izaberite jednu opciju): **V** **W** **X** **Y** **Z**

Napomene:

(nastavak na poledini)

PODEŠAVANJE PACIJENTA

ACCESS PRONE G2 (RT4544-01) (NASTAVAK)



CT podizači i podloške

8. Koliko se kompleta CT podizača i podloški koristi (izaberite jednu opciju): **0** **1** **2**

9. Gornji CT podizač – položaj na lokalizacionoj traci **A** **B** **C** **D**

- Položaj lokalizacione trake na gornjem delu ležaja:

10. Donji CT podizač – položaj na lokalizacionoj traci **A** **B** **C** **D**

- Položaj lokalizacione trake na gornjem delu ležaja:

Napomene:

PODEŠAVANJE PACIJENTA

ACCESS PRONE (RT-4544) – DESNA I LEVA DOJKA

Ime pacijenta:


ID broj pacijenta:

Podešavanje izvršio:

Lekar:

Datum:

Komentari:



1. Umetak: **Levi** **Desni**

2. Ipsilateralna skala:

3. Lokacija dvostrukog rukohvata (izaberite jednu opciju): **1** **2** **3** **4** **5** **6** **N/P**

4. Rukohvat, *desna strana pacijenta* (izaberite jednu opciju): **A1** **A2** **A3** **N/P**

5. Rukohvat, *leva strana pacijenta* (izaberite jednu opciju): **A1** **A2** **A3** **N/P**

6. Korišćeni naslon za glavu: **Nema** **Ležeći** **Konturni**

Lokacija (izaberite jednu opciju): **A** **B** **C** **D** **E** **F**


7. Lokacija kolena (izaberite jednu opciju): **V** **W** **X** **Y** **Z**

Napomene:

(nastavak na poledini)

PODEŠAVANJE PACIJENTA

ACCESS PRONE (RT-4544) (NASTAVAK)



CT podizači i podloške

8. Koliko se kompleta CT podizača i podloški koristi (izaberite jednu opciju): **0** **1** **2**

9. Gornji CT podizač – položaj na lokalizacionoj traci **A** **B** **C** **D**

- Položaj lokalizacione trake na gornjem delu ležaja:


10. Donji CT podizač – položaj na lokalizacionoj traci **A** **B** **C** **D**

- Položaj lokalizacione trake na gornjem delu ležaja:

Napomene:

LISTA DELOVA


ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01)



1. RT-4544-01 – Access Prone G2 Package
 - 2005408 Access Prone G2 Right Insert Assembly
 - 2005424 Access Prone G2 Left Insert Assembly
2. RT-4544KV-04 – Dual Grip Handle
3. RT-4544KV-05 – Hand Grip Post
4. RT-4544KV-06 – Prone Headrest
5. RT-4544KV-07 – Contour Headrest
6. Ipsilateral Scale, Low Profile
 - 8002601 – 40 cm (Replacement Scale)
 - 8002602 – 48 cm (Accessory Scale)
7. 2006813 – AP-2 Pad Set
8. 8002580 – AP-2 Shim Set

LISTA DELOVA

ACCESS PRONE (RT-4544)



1. RT-4544 – Access™ Prone Package
 - 2004257 Access Prone G1 Breast Insert Assembly
2. RT-4544KV-04 – Dual Grip Handle
3. RT-4544KV-05 – Hand Grip Post
4. RT-4544KV-06 – Prone Headrest
5. RT-4544KV-07 – Contour Headrest
6. 8001846 – Ipsilateral Scale
7. 8002215 – Access™ Prone Pad Set



www.CQmedical.com

+1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

info@CQmedical.com