



positioning
patients for life.®

PRODUKTGUIDE OCH ANVÄNDARHANDBOK

RT-4544-01 och RT-4544

Access™ Prone G2 och

Access™ Prone Breast





EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Tillverkad i USA av Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	---

Access, Access 360, kVue och OneTouch är varumärken som tillhör Qfix.

Exact® är ett registrerat varumärke som tillhör Varian Medical Systems.

Cidex® är ett registrerat varumärke som tillhör Johnson & Johnson.

Clorox® är ett registrerat varumärke som tillhör The Clorox Company.

INNEHÅLL

ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	4
VARNINGSMEDDELANDEN	4
YTTERLIGARE VARNINGAR	4
ATTENUERING AV BEHANDLINGSSTRÅLE.....	4
ALLVARLIGA INCIDENTER.....	4
NOMINELL MAXBELASTNING.....	4
VARNINGSDEKALER OCH BESKRIVNINGAR.....	5
AVSEDD ANVÄNDNING	7
FUNKTIONER	8
BESKRIVNING	8
KOMPONENTER I ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01).....	9
KOMPONENTER I ACCESS PRONE (RT-4544).....	10
KOMPONENTER	11
ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING.....	12
INSTALLATION.....	12
IORDNINGSTÄLLNING.....	14
BORTTAGNING	22
UNDERHÅLL	23
RENGÖRA SYSTEMET	23
DESINFICERA SYSTEMET.....	23
SPECIFIKATIONER	24
ACCESS PRONE G2	24
PATIENTINSTÄLLNING.....	25
ACCESS PRONE G2 (RT4544-01) – HÖGER OCH VÄNSTER BRÖST	25
ACCESS PRONE (RT-4544) – HÖGER OCH VÄNSTER BRÖST	27
LISTA ÖVER DELAR	29
ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01)	29
ACCESS PRONE (RT-4544).....	30

ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

VARNINGSMEDDELANDET

! VARNING ! INGA MODIFIERINGAR AV DENNA UTRUSTNING ÄR TILLÅTNA. AVBRYT OMEDELBART ANVÄNDNINGEN OCH KONTAKTA QFIX PÅ +1 484-720-6054 ELLER TECHSUPPORT@QFIX.COM OM NÅGON DEL AV DENNA ANORDNING BLIR KATASTROFALT BELASTAD, VERKAR SKADAD ELLER FUNGERAR FELAKTIGT.

! VARNING ! SKALORNA PÅ ENHETERNA FÖR ACCESS PRONE OCH ACCESS PRONE G2 BREAST ÄR ENDAST AVSEDDA SOM REFERENS.

YTTERLIGARE VARNINGAR

- Dubbelhandtagen och de ipsilaterala handtagen är inte konstruerade för att kunna bära upp patientens vikt
 - ANVÄND INTE handtagen för att positionera patienten
 - ANVÄND INTE handtagen som hjälp för att få patienten upp på eller av från enheten
- Patienterna kan behöva hjälp med att komma upp på och av från enheten
- På grund av enhetens längd rekommenderas att den hanteras av två personer under montering och avtagning
- ANVÄND INTE mer än 3 CT-mellanlägg (shim) staplade ovanpå varandra. Om så sker kan enheten bli instabil
- Låt INTE enheten skjuta ut
- Det finns en risk att skadas mellan Couchtop-bordsinlägget och annan utrustning i behandlingsområdet. Var försiktig vid förflyttning av bordet för att undvika patientskada.

ATTENUERING AV BEHANDLINGSSTRÅLE

De strukturella delarna av kVue Access™ Prone Couch Top Device bordsinlägg attenuerar en fotonstråle. Den faktiska attenueringen baserad på inställningen ska verifieras med den utrustning som används på er vårdenhhet. Behandling genom valfri enhet, även enheter tillverkade av kompositmaterial, leder till en ökad huddos.

ALLVARLIGA INCIDENTER

Vänligen rapportera allvarliga olyckor (t.ex. olyckor som orsakar eller har potential att orsaka dödsfall eller allvarlig personskada) både till Qfix och till behörig myndighet i ditt land.

NOMINELL MAXBELASTNING


Överskrid INTE en jämnt distribuerad belastning på 225 kg (500 lbs) eller maximal arbetsbelastning för bordsunderdelen, beroende på vilket som är minst.

!OBS! I kombination med bordsunderdelen från originaltillverkaren är den nominella maxbelastningen den lägre av de två säkra arbetsbelastningarna. Belastningen på kVue-bordet får INTE överskrida originaltillverkarens specifikationer för bordsunderdelen. Se produktlitteraturen som tillhandahålls av originaltillverkaren.

ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

VARNINGSDEKALER OCH BESKRIVNINGAR

Se Qfix.com för en lista med symboler med definitioner.



NOMINELL MAXBELASTNING

ÖVERSKRID INTE en jämnt distribuerad belastning på 225 kg (550 lb) eller maximal säker arbetsbelastning för kVue-inlägget eller bordsunderdelen, beroende på vilken som är minst.



ELLER




LOAD-INLÄGGNING

Låt INTE patienten använda inlägget som stöd när han/hon tar sig upp på eller av enheten. I så fall kan patienten skadas.



MR-SÄKER

En produkt som inte utgör någon känd fara vid exponering för MR-miljö. MR-säkra material består av material som inte leder elektrisk ström, inte innehåller metall och som inte är magnetiska.



FÅR EJ LYFTAS

! LYFT ALDRIG BORDSINLÄGGETS ÄNDE !

Passtiften kan böjas eller brytas, vilket kan leda till att bordet blir oanvändbart.

ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER


VARNINGSDEKALER OCH BESKRIVNINGAR



SITT INTE


Området bortom öppningen för bröstet har utformats och testats för att kunna bära upp patientens överkropp och är INTE konstruerat för att bära upp hela patientens vikt.

Om man står eller sitter på Access Prone G2 eller Access Prone bortom öppningen för bröstet kan enheten eller personen ifråga skadas.



RISK FÖR SKADA

Det finns en risk för att skadas mellan Access Prone G2 eller Access Prone och annan utrustning i behandlingsområdet. För att undvika patientskada när Access Prone förflyttas ska försiktighet iakttas.



GANTRYKOLLISION

Det stora antalet rörelser som kan utföras med bordsunderdelar och behandlingshuvuden kan ge upphov till situationer där bordsinlägget kan kollidera med andra föremål, inklusive gantryt. Var försiktig vid förflyttning av bordet eller gantryt så att skada på utrustningen eller patientskada undviks.

AVSEDD ANVÄNDNING

Denna enhet är avsedd för immobilisering, positionering och ompositionering av patienter som genomgår strålbehandling.

! OBS ! Enligt amerikansk federal lag får denna enhet endast säljas av eller på ordination av läkare.

PATIENTMÅLGRUPPER

Patienter som får strålbehandling eller diagnostisk avbildning.

AVSEDDA ANVÄNDARE

Avsedd användare för produkterna är en person kvalificerad enligt regionens myndighetskrav.

FUNKTIONER

BESKRIVNING


Access Prone G2 och Access Prone är utformade för att tillåta behandling av bröstcancer i både vänster och höger bröst. Genom att patienten placeras i magläge ökar avståndet mellan bröstet och andra viktiga organ i riskzonen.

Access Prone G2 (RT-4544-01) kan användas som en CT/MR-simuleringsenhet för Access™ 360 G2 (RT-4544KV-10).

! FARA ! ACCESS PRONE (RT-4544) KAN INTE ANVÄNDAS SOM EN SIMULERINGSENHET FÖR NÅGON PRODUKT FÖRUTOM SIG SJÄLV ELLER ANDRA ENHETER AV TYPEN ACCESS PRONE (RT-4544).


FUNKTIONER

KOMPONENTER I ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01)



FUNKTIONER

KOMPONENTER I ACCESS PRONE (RT-4544)



FUNKTIONER

KOMPONENTER

1. ACCESS PRONE G2 OCH ACCESS PRONE BRÖSTENHETER

Access Prone G2 och Access Prone används för att underlätta positionering och iordningsställning av patienter som genomgår strålbehandling av bröst- och klavikelområdet i magläge.

2. ARM- OCH HUVUDKOMPONENT

3. BENKOMPONENT

4. INFOGA

Reversibel mittsektion medger att enheten snabbt kan konfigureras för behandling av vänster eller höger bröst.

5. DYNOR

Dynorna används för att göra det bekvämare för patienten, men kan tas bort, och vakuumdynor kan användas. Dynorna är även försedda med figurer för patientpositionering.

6. DUBBELHANDTAG

Dubbelhandtaget är ergonomiskt designat för att minska påfrestningen på patientens handled, till skillnad mot de standardhandtag som används med andra enheter.

7. HUVUDSTÖD

Systemet levereras med ett huvudstöd för magläge och ett konturerat huvudstöd. Båda kan användas beroende på vilket användningssätt som föredras. De kan ställas in gentemot Access Prone i flera olika positioner beroende på patientens längd.

8. IPSILATERAL SKALA

Den ipsilaterala skalan kan svängas och snäppas fast superiort för iordningsställning och svängas tillbaka inferiort för behandling och förvaring. Skalan kan användas som inriktningshjälpmedel. Noggrannheten är ± 1 mm. Det finns en skala på båda sidor om enheten för behandling av vänster eller höger bröst.

9. FÖRVARING

Invändigt handtag för praktisk förvaring.

10. ARM- OCH HUVUDKOMPONENT, CT-MELLANLÄGG

CT-mellanlägget ställs in gentemot en positioneringsstav och höjer arm- och huvudkomponenten i steg om med 2,5 mm. Detta mellanlägg kan snäppas fast i ett annat mellanlägg för arm- och huvudkomponenten.

11. CT-MELLANLÄGG FÖR BENKOMPONENT

CT-mellanlägget ställs in gentemot en positioneringsstav och höjer benkomponenten i steg om 2,5 mm. Detta mellanlägg kan snäppas fast i ett annat mellanlägg för benkomponenten.

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

INSTALLATION

POSITIONERINGSSTAV

1. Positioneringsstaven har två positioneringsstift som passar till de flesta positioneringstillbehör av standardtyp. För att fästa positioneringsstaven, placera dess båda ändar i tillämpliga Varian Exact®-kompatibla referenshål och snäpps fast. För att ta bort eller flytta om staven, dra uppåt i båda stavändarna.




Fig. 1

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

INSTALLATION

POSITIONERINGSSTAV

2. Sätt in ändarna på 2 positioneringsstavar i Varian Exact®-kompatibla referenshål på CT-överlägget på ett avstånd av 1260 mm (normalt 9 referenshål) från varandra och snäpp fast positioneringsstavarna. (Fig. 2 och 3)




Fig. 2




Fig. 3

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

IORDNINGSTÄLLNING

FÄST ARM- OCH HUVUD- OCH BENKOMPLEMENTEN VID ÖVERLÄGGET

Placera komponenterna Access Prone G2 och Access Prone arm- och huvud- och fotkomponenterna på CT-överlägget och indexera mot positioneringsstavarna. Var noga med att indexera komponenterna för Access Prone G2 och Access Prone med samma platser på både huvud- och fotkomponenterna. (Fig. 4, 5 och 6)




Fig. 4




Fig. 5

FÄSTA INSATSEN PÅ ARM-, HUVUD- OCH BENKOMPLEMENTEN

Fäst insatsen vid arm- och huvudkomponenterna och benkomponenterna med hjälp av positioneringsstiften på undersidan av insatsen. (Fig. 6) Denna insats kan roteras för att behandla önskad sida.




Fig. 6

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

IORDNINGSTÄLLNING

VISUELL JUSTERINGSKONTROLL

Kontrollera visuellt att komponenterna för Access™ Prone är korrekt centrerade på överlägget. (Fig. 7)




Fig. 7

CT-MELLANLÄGG

1. Avlägsna först Access Prone för montering av CT-mellanlägg.
2. Placera CT-mellanläggen i samma referenspunkter som fot- och huvudkomponenterna. CT-mellanläggen kan staplas ovanpå varandra för att öka höjden i steg om 2,5 cm. (Fig. 8)




Fig. 8

! VARNING ! ANVÄND INTE MER ÄN 3 CT-MELLANLÄGG (SHIM) STAPLADE OVANPÅ VARANDRA. OM SÅ SKER KAN ENHETEN BLI INSTABIL.

BRUKSANVISNING

IORDNINGSTÄLLNING

CT-MELLANLÄGG, forts.

3. Placera Access Prone G2 eller Access Prone på CT-mellanläggen. (Fig. 9)




Fig. 9

4. För att minska höjden för enheten ska du ta bort bröstenheten för Access Prone G2 eller Access Prone. Tryck in frigöringsknappen på vardera sidan om referensplattan. (Fig. 10)




Fig. 10

BRUKSANVISNING

IORDNINGSTÄLLNING

HUVUDSTÖD

1. Välj antingen huvudstödet för magläge eller det konturerade huvudstödet till patienten.
2. Sätt in inriktningsstycket av plast i korrekt slits i enhetens superiora ände. (Fig. 11)

!OBS! Huvudstöden kan monteras innan patienten kommer upp på enheten, men de kan behöva ompositioneras när patienten väl är på plats.




Fig. 11

BRUKSANVISNING

IORDNINGSTÄLLNING

PATIENTPOSITIONERING

! OBS ! Patienterna kan behöva hjälp med att komma upp på och av från enheten. Nedanstående anvisningar är vår föreslagna metod, men den kan variera från klinik till klinik.

KOMMA UPP PÅ OCH AV ACCESS PRONE G2 ELLER ACCESS PRONE

1. Sänk bordet eller använd en pall för att hjälpa patienten att komma upp på inlägget.
2. När patienten är uppe på inlägget, rikta in patientens knän med markeringarna på skumplasten. (Fig. 12)
3. Be patienten använda händerna och armbågarna för att flytta överkroppen i rätt position. (Fig. 13)
4. Be patienten att långsamt lägga sig ner i rätt position.
5. När patienten är i rätt position, placera patientens huvud i huvudstödet och be patienten fatta tag i lämpliga handtag. (Fig. 14)

! FARA ! DUBBELHANDTAGEN OCH DE IPSILATERALA HANDTAGEN ÄR INTE KONSTRUERADE FÖR ATT KUNNA BÄRA UPP PATIENTENS VIKT:

- Använd **INTE** handtagen för att positionera patienten.
- Använd **INTE** handtagen som hjälp för att få patienten upp på eller av från enheten.




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14

BRUKSANVISNING

IORDNINGSTÄLLNING

DUBBELHANDTAG

! FARA ! DUBBELHANDTAGET OCH DET IPSILATERALA HANDTAGET ÄR INTE KONSTRUERADE FÖR ATT KUNNA BÄRA UPP PATIENTENS VIKT:

- Använd **INTE** handtagen för att positionera patienten.
- Använd **INTE** handtagen som hjälp för att få patienten upp på eller av från enheten.

1. Rikta in handtagets ändar mot motsvarande hål i enhetens superiora ände.
2. Tryck ned handtaget tills det snäpper in i hålen. (Fig. 15)

! OBS ! Handtagets böj ska vara lutat mot patienten, så som visas i figuren nedan. (Fig. 16)




Fig. 15




Fig. 16

BRUKSANVISNING

IORDNINGSTÄLLNING

IPSILATERALT HANDTAG

1. Sätt in handtaget i korrekt håll i enhetens superiora ände. (Fig. 17)
2. Vrid handtaget åt valfritt håll tills det sitter stadigt fast i hålet och låses på plats. (Fig. 17)




Fig. 17

FÖRVARING

Det dubbla handtaget och de ipsilaterala handtagen kan förvaras i förvaringsutrymmet i fotänden av benkomponenterna. (Fig. 18)



Fig. 18

BRUKSANVISNING

IORDNINGSTÄLLNING

IPSILATERAL SKALA

! FARA ! DEN IPSILATERALA SKALAN ÄR INTE KONSTRUERAD FÖR ATT KUNNA BÄRA UPP PATIENTENS VIKT.

! FARA ! ANVÄND INTE HANDTAGEN SOM HJÄLP FÖR ATT FÅ PATIENTEN UPP PÅ ELLER AV FRÅN ENHETEN.

1. Rikta in patienten.
2. När patienten är på plats, sväng den ipsilaterala skalan superiort tills den låses fast på plats. (Fig. 19)

! OBS! Skalorna är avsedda som ett inriktningshjälpmedel; användaren är ansvarig för att bekräfta patientens position.

! OBS! Skalornas noggrannhet har testats och fastställts till ± 1 mm

3. Sväng den ipsilaterala skalan inferiort, in i dess förvaringsläge, före behandling och/eller under förvaring. (Fig. 19)



Fig. 19

BRUKSANVISNING

BORTTAGNING

IPSILATERALT HANDTAG

Vrid åt motsatt håll jämfört med vid insättningen tills handtaget lossnar och dra sedan rakt ut. Det ipsilaterala handtaget kan förvaras i basen för fotkomponenten under dynan.

DUBBELHANDTAG

Dra handtaget uppåt tills det snäpper ut ur hålen. Det dubbla handtaget kan förvaras i basen för fotkomponenten under dynan.

PATIENT

Följ anvisningarna för positionering i omvänd ordningsföljd.

! OBS ! Patienterna kan behöva hjälp med att komma upp på och av från enheten.

BRÖSTINLÄGG

Dra bröstinlägget uppåt och bort från huvud- och fotkomponenterna.

HUVUDSTÖD

Dra huvudstödet uppåt och bort från inlägget.

ARM- OCH HUVUDKOMPLEMENT OCH FOTKOMPLEMENT

Lyft arm- och huvudkomponenten och fotkomponenten uppåt och bort från överlägget. Mellanlägggen kan tas av från komponenterna för arm och huvud och fötterna genom att frigöringsknapparna på var sida om de blå referensplattorna trycks in.

BORTTAGNING AV POSITIONERINGSSTAV

Dra uppåt i vardera änden på positioneringsstaven.

UNDERHÅLL

RENGÖRA SYSTEMET

Produkten kan rengöras med en mild, icke-slipande rengörings- eller desinficeringslösning. Spraya inte och håll inte vätskor på ytorna eftersom vätskorna kan tränga in i OneTouch™ Latch eller i mekanismer inuti produkten. Rengör genom att applicera lösningen på en ren duk och torka av ytan.

DESINFICERA SYSTEMET

Följande rengöringsmaterial har testats och visats vara lämpliga för rengöring av ytor på Access Prone G2, Access Prone och bordsinlägget. För desinfektion av bordsytan hänvisas till specifika anvisningar från rengöringsmedlets tillverkare.

- Vatten
- 10 % Clorox® i lösning med blekmedel
- Isopropylalkohol
- Cidex® 2,4 % aktiverad dialdehydlösning
- Tvål och vatten


Spreja INTE direkt på Access Prone G2, Access Prone eller bordsinlägget och tillåt inte att det tränger in i underredet.

PLACERA INTE vassa föremål på Access Prone G2, Access Prone eller bordsinlägget.

SPECIFIKATIONER

ACCESS PRONE G2

Maxvikt: En jämnt fördelad belastning på 225 kg (500 lb)



PATIENTINSTÄLLNING

ACCESS PRONE G2 (RT4544-01) – HÖGER OCH VÄNSTER BRÖST

Patientens namn:


Patientens ID-nummer:

Inställt av:

Läkare:

Datum:

Kommentarer:




1. Inlägg: **Vänster** **Höger**
2. Ipsilateral skala:
3. Dubbelhantagets position (markera): **1** **2** **3** **4** **5** **6** **Ej tillämpligt**
4. Handtagsposition, *patientens högra sida* (markera): **A1** **A2** **A3** **Ej tillämpligt**
5. Handtagsposition, *patientens vänstra sida* (markera): **A1** **A2** **A3** **Ej tillämpligt**
6. Huvudstöd som används: **Inget** **Framstupa** **Kontur**
Plats (välj en): **A** **B** **C** **D** **E** **F**
7. Knäposition (välj en): **V** **W** **X** **Y** **Z**

Anteckningar:

(fortsättning på baksidan)

PATIENTINSTÄLLNING

ACCESS PRONE G2 (RT4544-01) (FORTS.)



CT-atrapp och -mellanlägg

8. Antal uppsättningar CT-atrapp/mellanlägg som används (markera): 0 1 2

9. Superior CT-atrapp – position på positioneringsstaven A B C D

- Positioneringsstavens placering på bordet:

10. Inferior CT-atrapp – position på positioneringsstaven A B C D

- Positioneringsstavens placering på bordet:

Anteckningar:

PATIENTINSTÄLLNING

ACCESS PRONE (RT-4544) – HÖGER OCH VÄNSTER BRÖST

Patientens namn:


Patientens ID-nummer:

Inställt av:

Läkare:

Datum:

Kommentarer:



1. Inlägg: **Vänster** **Höger**

2. Ipsilateral skala:

3. Dubbelhantagets position (markera): **1** **2** **3** **4** **5** **6** **Ej tillämpligt**

4. Handtagsposition, *patientens högra sida* (markera): **A1** **A2** **A3** **Ej tillämpligt**

5. Handtagsposition, *patientens vänstra sida* (markera): **A1** **A2** **A3** **Ej tillämpligt**

6. Huvudstöd som används: **Inget** **Framstupa** **Kontur**
Plats (välj en): **A** **B** **C** **D** **E** **F**


7. Knäposition (välj en): **V** **W** **X** **Y** **Z**

Anteckningar:

(fortsättning på baksidan)

PATIENTINSTÄLLNING

ACCESS PRONE (RT-4544) (FORTS.)



CT-atrappor och -mellanlägg

8. Antal uppsättningar CT-atrappor/mellanlägg som används (markera): **0** **1** **2**

9. Superior CT-atrapp – position på positioneringsstaven **A** **B** **C** **D**

- Positioneringsstavens placering på bordet:


10. Inferior CT-atrapp – position på positioneringsstaven **A** **B** **C** **D**

- Positioneringsstavens placering på bordet:

Anteckningar:

LISTA ÖVER DELAR


ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01)



1. RT-4544-01 – Access Prone G2 paket
 - 2005408 Access Prone G2 Right Insert enhet
 - 2005424 Access Prone G2 Left Insert enhet
2. RT-4544KV-04 – Dubbelhandtag
3. RT-4544KV-05 – Handgrepp
4. RT-4544KV-06 – Huvudstöd för magläge
5. RT-4544KV-07 – Konturerat huvudstöd
6. Ipsilateral skala, låg profil
 - 8002601 – 40 cm (ersättningsskala)
 - 8002602 – 48 cm (tillbehörsskala)
7. 2006813 – AP-2 Pad Set
8. 8002580 – AP-2 Shim Set

LISTA ÖVER DELAR

ACCESS PRONE (RT-4544)



1. RT-4544 – Access™ Prone paket
 - 2004257 Access Prone G1 Breast Insert enhet
2. RT-4544KV-04 – Dubbelhandtag
3. RT-4544KV-05 – Handgrepp
4. RT-4544KV-06 – Huvudstöd för magläge
5. RT-4544KV-07 – Konturerat huvudstöd
6. 8001846 – Ipsilateral skala
7. 8002215 – Access™ Prone Pad Set



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2004428_SV_A
2023-04