



คู่มือผลิตภัณฑ์ และคู่มือสำหรับผู้ใช้

RT-4544-01 และ RT-4544

อุปกรณ์รองรับเต้านม Access™ Prone G2 และ
Access™ Prone



	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com		Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Access, Access 360, kVue และ OneTouch เป็นเครื่องหมายการค้าของ Qfix
Exact® เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Varian Medical Systems
Cidex® เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Johnson & Johnson
Clorox® เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ The Clorox Company

ข้อพึงระวังทั่วไป

ข้อความแจ้งเตือน

! คำเตือน ! ไม่อนุญาตให้ดัดแปลงอุปกรณ์นี้ หากส่วนประกอบใดๆ ของอุปกรณ์นี้มีโหลดการทำงานที่มากเกินไปจนก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง มีร่องรอยของความเสียหาย หรือทำงานไม่ถูกต้อง ให้หยุดใช้งานทันทีและติดต่อ CQ MEDICAL ที่ +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 หรือ SUPPORT@CQMEDICAL.COM

! คำเตือน ! ชีตวัดบนอุปกรณ์รองรับเต้านม ACCESS PRONE และ ACCESS PRONE G2 มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น

คำเตือนเพิ่มเติม

- ห้ามจับแบบสองมือและแบบมือเดียวไม่ได้ออกแบบมาให้รับน้ำหนักของผู้ป่วย
 - ห้ามใช้ด้ามจับในการจัดตำแหน่งผู้ป่วย
 - ห้ามใช้ด้ามจับในการขึ้นหรือลงจากอุปกรณ์
- ผู้ป่วยอาจต้องการความช่วยเหลือในการขึ้นและลงจากอุปกรณ์
- เนื่องจากอุปกรณ์มีลักษณะที่ยาว ขอแนะนำให้ใช้สองคนในการติดตั้งและถอดอุปกรณ์
- ห้ามใช้แผ่นซีม CT ซ้อนกันเกิน 3 แผ่นในครั้งเดียว เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ไม่เสถียร
- ห้ามให้อุปกรณ์ยื่นออกมา
- อาจเกิดการบาดเจ็บระหว่างแผ่นเสริมของพื้นเตียงกับอุปกรณ์อื่นๆ ในชุดเครื่องมือที่ใช้รักษา ใช้ความระมัดระวังเมื่อเคลื่อนย้ายพื้นเตียงเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

ความเข้มของรังสีบำบัดที่น้อยลง

โครงสร้างของอุปกรณ์พื้นเตียง kVue Access™ Prone จะลดทอนให้ลำแสงโฟตอนมีความเข้มน้อยลง ควรตรวจสอบการลดลงของความเข้มของรังสีบำบัดที่เกิดขึ้นจริงจากการติดตั้งด้วยอุปกรณ์เฉพาะของคุณ การรักษาผ่านอุปกรณ์ใดๆ แม้จะทำจากวัสดุคอมโพสิตจะนำไปสู่การที่ผิวได้รับปริมาณรังสีเพิ่มขึ้น

เหตุการณ์ร้ายแรง

โปรดรายงานเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆ ที่เกิดขึ้น (เช่น เหตุการณ์ที่ส่งผลให้เกิดหรือมีโอกาสส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บรุนแรง) ให้ทั้ง CQ Medical และหน่วยงานที่มีอำนาจตามหน้าที่ในประเทศของคุณทราบ

ดัชนีการรับน้ำหนัก


ห้ามใส่น้ำหนักเกิน 225 กก. (500 ปอนด์) เมื่อกระจายน้ำหนักเท่ากันหรือห้ามเกินน้ำหนักสูงสุดที่ฐานเตียงสามารถรับได้ในขณะใช้งานแล้วแต่ว่าจำนวนใดจะน้อยกว่า

! หมายเหตุ ! เมื่อประกอบเข้ากับฐานเตียง OEM แล้ว ดัชนีการรับน้ำหนักจะเป็นน้ำหนักที่เป็นค่าที่น้อยกว่าจากค่าน้ำหนักที่สามารถรับได้อย่างปลอดภัยขณะทำงานทั้งสองค่า น้ำหนักที่พื้นเตียง kVue สามารถรับได้ไม่ควรเกินไปจากข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิตฐานเตียงเดิม โปรดดูเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตรายเดิมจัดเตรียมให้

ข้อพึงระวังทั่วไป

ป้ายเตือนและคำอธิบาย

โปรดดูรายการสัญลักษณ์และคำอธิบายสัญลักษณ์เหล่านั้นได้ที่ CQmedical.com



ดัชนีการรับน้ำหนัก

ห้ามใส่น้ำหนักเกิน 225 กก. (500 ปอนด์) เมื่อกระจายน้ำหนักเท่ากันหรือห้ามเกินน้ำหนักสูงสุดที่แผ่นเสริมของพื้นเตียงหรือฐานเตียงสามารถรับได้อย่างปลอดภัยในขณะใช้งาน แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะน้อยกว่า




การรับน้ำหนักของแผ่นเสริม

ไม่อนุญาตให้ผู้ป่วยใช้แผ่นเสริมรับน้ำหนักเมื่อขึ้นหรือลงจากอุปกรณ์ เนื่องจากอาจทำให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บได้



ปลอดภัยภายใต้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

อุปกรณ์ไม่ก่อให้เกิดอันตรายที่ทราบว่าเป็นผลมาจากการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ปลอดภัยภายใต้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าผลิตด้วยวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้า ไม่ใช่โลหะ และไม่ใช่แม่เหล็ก



ห้ามยก

! ห้ามยกปลายแผ่นเสริมของพื้นเตียง !

หมุดรองอาจงอหรือแตก ซึ่งทำให้พื้นเตียงใช้งานไม่ได้

ข้อพึงระวังทั่วไป


ป้ายเตือนและคำอธิบาย



ห้ามนั่ง


บริเวณที่อยู่นอกส่วนตัดเต้านมได้รับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อรองรับลำตัวส่วนบนของผู้ป่วย ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนักทั้งหมดของผู้ป่วย

การยืนหรือนั่งบน Access Prone G2 หรือ Access Prone ตรงบริเวณที่อยู่นอกส่วนตัดของเต้านมอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำให้ได้รับบาดเจ็บได้



การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น

อาจเกิดการบาดเจ็บระหว่าง Access Prone G2 หรือ Access Prone และอุปกรณ์อื่นๆ ในชุดเครื่องมือที่ใช้รักษา ใช้ความระมัดระวังเมื่อเคลื่อนย้าย Access Prone เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ



การชนกับโครง

การเคลื่อนไหวที่หลากหลายที่เป็นไปได้จากการขยับฐานเตียงและหัวเครื่องมือรักษาอาจทำให้เกิดสถานการณ์ที่แผ่นเสริมของพื้นเตียงชนเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งรวมถึงโครง ใช้ความระมัดระวังเมื่อเคลื่อนย้ายเตียงหรือโครงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของอุปกรณ์หรือการบาดเจ็บของผู้ป่วย

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

อุปกรณ์นี้ใช้เพื่อเลือกตำแหน่ง จัดตำแหน่ง และปรับตำแหน่งผู้ป่วยที่กำลังรับการรักษารังสี

! หมายเหตุ ! กฎหมายสหพันธรัฐของสหรัฐอเมริกาจำกัดให้มีการจำหน่ายอุปกรณ์นี้โดยแพทย์หรือตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้น

กลุ่มผู้ป่วยเป้าหมาย

ผู้ป่วยที่กำลังรับการรักษารังสีหรือถ่ายภาพรังสีเพื่อการวินิจฉัย

ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนดของภูมิภาคที่กำลังดูแล

คุณสมบัติ

คำอธิบาย


Access Prone G2 และ Access Prone ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถรักษามะเร็งเต้านมได้ทั้งเต้านมซ้ายและขวา การจัดตำแหน่งผู้ป่วยในท่านอนคว่ำจะช่วยเพิ่มการแยกเต้านมออกจากอวัยวะที่สำคัญที่มีความเสี่ยง

สามารถใช้ Access Prone G2 (RT-4544-01) เป็นอุปกรณ์จำลองการฉายรังสีด้วย CT/MR สำหรับ Access™ 360 G2 (RT-4544KV-10) ได้

! ข้อควรระวัง ! ไม่สามารถใช้ ACCESS PRONE (RT-4544) เป็นอุปกรณ์จำลองสำหรับผลิตภัณฑ์ใดๆ นอกเหนือจากอุปกรณ์เดียวกัน หรืออุปกรณ์ ACCESS PRONE (RT-4544) อื่นๆ


คุณสมบัติ

ส่วนประกอบของ ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01)



คุณสมบัติ

ส่วนประกอบของ ACCESS PRONE (RT-4544)



คุณสมบัติ

ส่วนประกอบ

1. อุปกรณ์รองรับเต้านม ACCESS PRONE G2 และ ACCESS PRONE

Access Prone G2 และ Access Prone ใช้เพื่อช่วยในการจัดตำแหน่งและเตรียมผู้ป่วยที่กำลังได้รับการรักษาด้วยรังสีบำบัดบริเวณเต้านมและกระดูกไหปลาร้าในท่านอนคว่ำ

2. ส่วนประกอบแขนและศีรษะ

3. ส่วนประกอบขา

4. แผ่นเสริม

แผ่นเสริมแบบพลิกกลับด้านได้ช่วยให้จัดรูปร่างของอุปกรณ์ให้เหมาะกับการรักษาเต้านมด้านซ้ายหรือขวาได้อย่างรวดเร็ว

5. แผ่นรอง

แผ่นรองมีไว้เพื่อให้ความสบายแก่ผู้ป่วย แต่สามารถถอดออกได้และอาจใช้เบาะสุญญากาศได้ แผ่นรองเหล่านี้ยังมีภาพกราฟิกสำหรับการจัดทำผู้ป่วยเพิ่มเติมอีกด้วย

6. ด้ามจับแบบสองมือ

ด้ามจับแบบสองมือได้รับการออกแบบตามหลักการยศาสตร์เพื่อลดความล้าของข้อมือผู้ป่วย ซึ่งแตกต่างจากด้ามจับแบบเสาที่เป็นมาตรฐานที่ใช้กับอุปกรณ์อื่นๆ

7. ที่พักศีรษะ

ระบบมาพร้อมกับที่พักศีรษะ Prone และ Contour สามารถใช้ทั้งสองอย่างนี้ได้ตามการติดตั้งที่ต้องการ โดยสามารถเป็นตำแหน่งอ้างอิงให้กับ Access Prone ได้หลายตำแหน่งโดยขึ้นอยู่กับความสูงของผู้ป่วย

8. ขีดวัดแบบด้านเดียว

ขีดวัดแบบด้านเดียวสามารถดึงขึ้นไปทางด้านบนและยึดให้เข้าที่สำหรับการจัดเตรียมผู้ป่วยและดึงกลับไปทางด้านล่างสำหรับการรักษาและจัดเก็บ ขีดวัดนี้อาจใช้เป็นตัวช่วยในการจัดแนวได้ โดยมีความแม่นยำอยู่ที่ ± 1 มม. มีขีดวัดอยู่ทั้งสองด้านของอุปกรณ์สำหรับรักษาเต้านมด้านซ้ายหรือขวา

9. การจัดเก็บ

ช่องใส่ด้ามจับที่เป็นอุปกรณ์เสริมด้านในเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ

10. แผ่นซีม CT ของส่วนประกอบแขนและศีรษะ

แผ่นซีม CT จะอ้างอิงตำแหน่งกับแถบระบุตำแหน่งและยกส่วนประกอบแขนและศีรษะโดยยกขึ้นครั้งละ 2.5 มม. แผ่นซีมนี้สามารถยึดเข้ากับแผ่นซีม CT ของส่วนประกอบแขนและศีรษะอีกส่วนหนึ่งได้

11. แผ่นซีม CT ของส่วนประกอบขา


แผ่นซีม CT จะอ้างอิงตำแหน่งกับแถบระบุตำแหน่งและยกส่วนประกอบขาโดยยกขึ้นครั้งละ 2.5 มม. แผ่นซีมนี้สามารถยึดเข้ากับแผ่นซีม CT ของส่วนประกอบขาอีกแผ่นหนึ่งได้

คำแนะนำในการใช้งาน

การติดตั้ง

แถบระบุตำแหน่ง

1. แถบระบุตำแหน่งมีหมุดบอกตำแหน่งสองอันที่ตรงกับอุปกรณ์เสริมที่ใช้ระบุตำแหน่งตามมาตรฐานส่วนใหญ่ หากต้องการติดตั้งแถบระบุตำแหน่ง ให้วางปลายด้านใดด้านหนึ่งของแถบระบุตำแหน่งไว้ในร่องอ้างอิงตำแหน่งที่เหมาะสมซึ่งสามารถใช้ร่วมกับ Varian Exact® ได้ แล้วกดให้เข้าที่ หากต้องการถอดหรือจัดตำแหน่งใหม่ ให้ดึงปลายด้านใดด้านหนึ่งของแถบระบุตำแหน่งขึ้น




คำแนะนำในการใช้งาน


การติดตั้ง

แถบระบุตำแหน่ง

2. สอดปลายของแถบระบุตำแหน่ง 2 แถบเข้าไปในร่องอ้างอิงตำแหน่ง Varian Exact® ที่เข้ากันได้บนแผ่นปู CT ที่ห่างกัน 1,260 มม. (โดยทั่วไปจะมี 9 ร่อง) และยึดแถบระบุตำแหน่งให้เข้าที่ (รูปที่ 2 และ 3)



รูปที่ 2



1,260 □□.

รูปที่ 3

คำแนะนำในการใช้งาน

การติดตั้ง

การติดตั้งประกอบแขนและคิระะ และส่วนประกอบขาเข้ากับแผ่นปู CT

วางส่วนประกอบแขนและคิระะ และส่วนประกอบเท้า Access Prone G2 และ Access Prone ลงบนแผ่นปู CT โดยอ้างอิงตำแหน่งกับแถบระบุตำแหน่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการอ้างอิงตำแหน่งของ Access Prone G2 และ Access Prone โดยใช้ตำแหน่งเดียวกันทั้งส่วนประกอบคิระะและเท้า (รูปที่ 4, 5 และ 6)



รูปที่ 4



รูปที่ 5

การติดแผ่นเสริมเข้ากับส่วนประกอบแขนและคิระะ และส่วนประกอบขา

ติดแผ่นเสริมเข้ากับส่วนประกอบแขนและคิระะ และส่วนประกอบขาโดยใช้หมุดระบุตำแหน่งที่อยู่ด้านล่างของแผ่นเสริม (รูปที่ 6) แผ่นเสริมนี้สามารถหมุนไปรักษาด้านใดด้านหนึ่งได้




รูปที่ 6

คำแนะนำในการใช้งาน

การติดตั้ง

การตรวจสอบการจัดแนวด้วยสายตา

ตรวจสอบด้วยสายตาว่าส่วนประกอบของ Access™ Prone อยู่ตรงกลางบนแผ่นปูอย่างเหมาะสม (รูปที่ 7)



รูปที่ 7

แผ่นซีม CT

1. หากต้องการติดตั้งแผ่นซีม CT ให้ถอด Access Prone ออกก่อน
2. วางแผ่นซีม CT ในจุดอ้างอิงตำแหน่งเดียวกันกับส่วนประกอบเท้าและศีรษะ อาจวางแผ่นซีม CT ซ้อนกันเพื่อเพิ่มความสูงได้ถึง 2.5 ซม. (รูปที่ 8)



รูปที่ 8

! ข้อควรระวัง ! ห้ามใช้แผ่นซีม CT ซ้อนกันเกิน 3 แผ่นในครั้งเดียว เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ไม่เสถียร

คำแนะนำในการใช้งาน

การติดตั้ง

แผ่นซีม CT (ต่อ)

3. วาง Access Prone G2 หรือ Access Prone ลงบนแผ่นซีม CT (รูปที่ 9)



รูปที่ 9

4. หากต้องการลดความสูงของอุปกรณ์ ให้ถอดอุปกรณ์รองรับเต้านม Access Prone G2 หรือ Access Prone ออก กดปุ่มปล่อยที่แต่ละด้านของแผ่นอ้างอิงตำแหน่ง (รูปที่ 10)



รูปที่ 10

คำแนะนำในการใช้งาน

การติดตั้ง

ที่พัทศีรษะ:

1. เลือกที่พัทศีรษะ Prone หรือ Contour สำหรับใช้กับผู้ป่วย
2. ใส่ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับจัดแนวลงในช่องที่เหมาะสมที่ปลายด้านบนของอุปกรณ์ (รูปที่ 11)

! หมายเหตุ ! อาจมีการติดตั้งที่พัทศีรษะก่อนที่ผู้ป่วยจะขึ้นอุปกรณ์ แต่อาจต้องจัดตำแหน่งใหม่เมื่อผู้ป่วยอยู่กับที่แล้ว



รูปที่ 11

คำแนะนำในการใช้งาน

การติดตั้ง

การจัดตำแหน่งผู้ป่วย


! หมายเหตุ ! ผู้ป่วยอาจต้องการความช่วยเหลือในการขึ้นและลงจากอุปกรณ์ คำแนะนำด้านล่างเป็นเทคนิคที่แนะนำของเรา แต่อาจแตกต่างกันไปในแต่ละคลินิก

วิธีขึ้นและลง ACCESS PRONE G2 หรือ ACCESS PRONE


1. ปรับเตียงลงหรือใช้เก้าอี้สตูลขึ้นบันไดเพื่อช่วยผู้ป่วยขึ้นไปบนแผ่นเสริม
2. เมื่อผู้ป่วยอยู่บนแผ่นเสริมแล้ว ให้จัดแนวเข้าให้ตรงกับเครื่องหมายที่เหมาะสมบนแผ่นโฟม (รูปที่ 12)
3. ให้ผู้ป่วยใช้มือหรือข้อศอกในการขยับลำตัวส่วนบนให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (รูปที่ 13)
4. ให้ผู้ป่วยค่อยๆ นอนลง
5. เมื่ออยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้ว ให้วางศีรษะของผู้ป่วยลงในที่พักศีรษะและให้ผู้ป่วยจับด้ามจับที่เหมาะสม (รูปที่ 14)

! ข้อควรระวัง ! ด้ามจับแบบสองมือและแบบมือเดียวไม่ได้ออกแบบมาให้รองรับน้ำหนักของผู้ป่วย:

- ห้ามใช้ด้ามจับในการจัดตำแหน่งผู้ป่วย
- ห้ามใช้ด้ามจับเพื่อขึ้นหรือลงจากอุปกรณ์



รูปที่ 12



รูปที่ 13



รูปที่ 14

คำแนะนำในการใช้งาน

การติดตั้ง


ด้ามจับแบบสองมือ

! ข้อควรระวัง ! ด้ามจับแบบสองมือและแบบมือเดียวไม่ได้ออกแบบมาให้รองรับน้ำหนักของผู้ป่วย:

- ห้ามใช้ด้ามจับในการจัดตำแหน่งผู้ป่วย
- ห้ามใช้ด้ามจับเพื่อขึ้นหรือลงจากอุปกรณ์

1. จัดปลายด้ามจับให้ตรงกับรูที่ตรงกันที่ปลายด้านบนบนของแผ่นเสริม
2. กดด้ามจับลงจนกระทั่งล็อกเข้ากับรู (รูปที่ 15)

! หมายเหตุ ! ควรจัดให้ด้ามจับโค้งเข้าหาตัวผู้ป่วยตามที่แสดงในภาพด้านล่าง (รูปที่ 16)



รูปที่ 15



รูปที่ 16

คำแนะนำในการใช้งาน

การติดตั้ง

ด้ามจับแบบมือเดียว

1. สอดด้ามจับเข้าไปในรูที่เหมาะสมที่ปลายด้านบนของแผ่นเสริม (รูปที่ 17)
2. หมุนด้ามจับไปในทิศทางใดก็ได้จนด้ามจับแน่นเข้ากับรูและลงล็อก (รูปที่ 17)



รูปที่ 17

การจัดเก็บ

ด้ามจับแบบสองมือและแบบมือเดียวสามารถเก็บไว้ในพื้นที่จัดเก็บที่อยู่ทางปลายเท้าในส่วนประกอบขา (รูปที่ 18)



รูปที่ 18

คำแนะนำในการใช้งาน

การติดตั้ง

ชนิดวัดแบบด้านเดียว

! ข้อควรระวัง ! ชนิดวัดแบบด้านเดียวไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนักของผู้ป่วย

! ข้อควรระวัง ! ห้ามใช้ด้ามจับเพื่อขึ้นหรือลงจากอุปกรณ์

1. จัดผู้ป่วยให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
2. เมื่อผู้ป่วยอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้ว ให้ดึงชนิดวัดแบบด้านเดียวขึ้นด้านบนจนกว่าจะลงล็อก (รูปที่ 19)

! หมายเหตุ! ชนิดวัดมีไว้เพื่อเป็นตัวช่วยในการจัดตำแหน่ง ผู้ใช้มีหน้าที่ยืนยันตำแหน่งของผู้ป่วย

! หมายเหตุ! ชนิดวัดทดสอบแล้วว่ามีความแม่นยำ ± 1 มม.

3. ดึงชนิดวัดแบบด้านเดียวไปด้านหลังโดยให้ลงไปในพื้นที่จัดเก็บก่อนที่จะฉายรังสีรักษาและ/หรือนำไปเก็บ (รูปที่ 19)

รูปที่ 19



คำแนะนำในการใช้งาน

การถอดออก

ด้ามจับแบบมือเดียว

หมุนในทิศทางตรงกันข้ามกับการติดตั้งจนกระทั่งด้ามจับหลวม จากนั้นดึงออกมาตรงๆ สามารถเก็บด้ามจับแบบมือเดียวไว้ในฐานของส่วนประกอบเท้าได้

ด้ามจับแบบสองมือ

ดึงขึ้นจนกระทั่งด้ามจับหลุดออกจากฐาน สามารถเก็บด้ามจับแบบสองมือไว้ในฐานของส่วนประกอบเท้าได้

ผู้ช่วย

ปฏิบัติตามคำแนะนำในการจัดตำแหน่งในท่านอนคว่ำ

! หมายเหตุ ! ผู้ช่วยอาจต้องการความช่วยเหลือในการขึ้นและลงจากอุปกรณ์

แผ่นเสริมรับเต้านม

ดึงแผ่นเสริมรับเต้านมขึ้นด้านบนออกจากส่วนประกอบศีรษะและส่วนประกอบเท้า

ที่พยักศีรษะ

ดึงที่พยักศีรษะขึ้นด้านบนออกจากแผ่นเสริม

ส่วนประกอบแขนและศีรษะ และส่วนประกอบเท้า

ยกส่วนประกอบแขนและศีรษะ และส่วนประกอบเท้าขึ้นด้านบนออกจากแผ่นปู หากจำเป็น สามารถถอดแผ่นซีมออกจากส่วนประกอบแขนและศีรษะ และส่วนประกอบเท้าได้โดยกดปล่อยปุ่มที่แต่ละด้านของแผ่นอ้างอิงตำแหน่ง

การถอดแถบระบุตำแหน่ง

ดึงปลายด้านใดด้านหนึ่งของแถบระบุตำแหน่งขึ้น

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาดอุปกรณ์

สามารถทำความสะอาดอุปกรณ์ได้โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีฤทธิ์อ่อนและไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน ห้ามฉีดพ่นหรือเทของเหลวลงบนพื้นผิวเนื่องจากอาจไหลเข้าไปในสลัก OneTouch™ หรือกลไกภายในอุปกรณ์ นำผ้าสะอาดไปชุบน้ำยาและเช็ดพื้นผิวเพื่อทำความสะอาด

การฆ่าเชื้ออุปกรณ์

วัสดุทำความสะอาดต่อไปนี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเหมาะสมสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวของ Access Prone G2, Access Prone และแผ่นเสริมของพื้นเตียง หากต้องการฆ่าเชื้อที่บริเวณพื้นผิวของพื้นเตียง โปรดดูคำแนะนำเฉพาะจากผู้ผลิตสารทำความสะอาด

- น้ำ
- สารละลาย Clorox® Bleach 10%
- ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์
- สารละลาย Cidex® Activated Dialdehyde 2.4%
- สบู่และน้ำ


ห้ามฉีดพ่นลงบน Access Prone G2, Access Prone หรือแผ่นเสริมของพื้นเตียง หรือปล่อยให้ไหลเข้าไปใน Baseframe

ห้ามวางวัตถุมีคมบน Access Prone G2, Access Prone หรือแผ่นเสริมของพื้นเตียง

ข้อมูลจำเพาะ

ACCESS PRONE G2

ขีดจำกัดน้ำหนัก: การรับน้ำหนักแบบกระจายอย่างสม่ำเสมอ 225 กก. (500 ปอนด์)



การเตรียมตัวผู้ป่วย

ACCESS PRONE G2 (RT4544-01) — เต้านมด้านขวาและซ้าย

ชื่อผู้ป่วย:


หมายเลข ID ผู้ป่วย:

ติดตั้งโดย:

แพทย์:

วันที่:

ความคิดเห็น:



1. แผ่นเสริม: **ซ้าย ขวา**

2. ขีดวัดแบบด้านเดียว:

3. ตำแหน่งด้ามจับแบบสองมือ (เลือกหนึ่งข้อ): **1 2 3 4 5 6 ไม่เกี่ยวข้อง**

4. ด้ามจับ ด้านขวาของผู้ป่วย (เลือกหนึ่งข้อ): **A1 A2 A3 ไม่เกี่ยวข้อง**

5. ด้ามจับ ด้านซ้ายของผู้ป่วย (เลือกหนึ่งข้อ): **A1 A2 A3 ไม่เกี่ยวข้อง**

6. ที่พักศีรษะที่ใช้: **ไม่มี Prone Contour**
ตำแหน่ง (เลือกหนึ่งข้อ): **A B C D E F**


7. ตำแหน่งเข้า (เลือกหนึ่งข้อ): **V W X Y Z**

หมายเหตุ:

(ต่อด้านหลัง)

การเตรียมตัวผู้ป่วย

ACCESS PRONE G2 (RT4544-01) (ต่อ)



ตัวยกและแผ่นซึม CT

8. มีการใช้แผ่นซึมและตัวยก CT ที่ชุด (เลือกหนึ่งข้อ): **0** **1** **2**
9. ตัวยก CT ส่วนบน — ตำแหน่งบนแถบระบุตำแหน่ง **A** **B** **C** **D**
- ตำแหน่งของแถบระบุตำแหน่งบนพื้นเตียง:
10. ตัวยก CT ส่วนล่าง — ตำแหน่งบนแถบระบุตำแหน่ง **A** **B** **C** **D**
- ตำแหน่งของแถบระบุตำแหน่งบนพื้นเตียง:

หมายเหตุ:

การเตรียมตัวผู้ป่วย

ACCESS PRONE (RT-4544) — เต้นมด้านขวาและซ้าย

ชื่อผู้ป่วย:


หมายเลข ID ผู้ป่วย:

ติดตั้งโดย:

แพทย์:

วันที่:

ความคิดเห็น:



1. แผ่นเสริม: **ซ้าย ขวา**

2. ขีดวัดแบบด้านเดียว:

3. ตำแหน่งด้ามจับแบบสองมือ (เลือกหนึ่งข้อ): **1 2 3 4 5 6 ไม่เกี่ยวข้อง**

4. ด้ามจับ **ด้านขวาของผู้ป่วย** (เลือกหนึ่งข้อ): **A1 A2 A3 ไม่เกี่ยวข้อง**

5. ด้ามจับ **ด้านซ้ายของผู้ป่วย** (เลือกหนึ่งข้อ): **A1 A2 A3 ไม่เกี่ยวข้อง**

6. ที่พักศีรษะที่ใช้: **ไม่มี Prone Contour**
ตำแหน่ง (เลือกหนึ่งข้อ): **A B C D E F**


7. ตำแหน่งเข้า (เลือกหนึ่งข้อ): **V W X Y Z**

หมายเหตุ:

(ต่อด้านหลัง)

การเตรียมตัวผู้ป่วย

ACCESS PRONE (RT-4544) (ต่อ)




ตัวยกและแผ่นซิม CT

8. มีการใช้แผ่นซิมและตัวยก CT ที่ชุด (เลือกหนึ่งข้อ): **0** **1** **2**
9. ตัวยก CT ส่วนบน — ตำแหน่งบนแถบระบุตำแหน่ง **A** **B** **C** **D**
- ตำแหน่งของแถบระบุตำแหน่งบนพื้นเตียง:
10. ตัวยก CT ส่วนล่าง — ตำแหน่งบนแถบระบุตำแหน่ง **A** **B** **C** **D**
- ตำแหน่งของแถบระบุตำแหน่งบนพื้นเตียง:

หมายเหตุ:

รายการชิ้นส่วน


ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01)



1. RT-4544-01 – ชุด Access Prone G2
 - 2005408 ชุดประกอบแผ่นเสริมข้างขวาสำหรับ Access Prone G2
 - 2005424 ชุดประกอบแผ่นเสริมข้างซ้ายสำหรับ Access Prone G2
2. RT-4544KV-04 – ด้ามจับแบบสองมือ
3. RT-4544KV-05 – ด้ามจับแบบเสา
4. RT-4544KV-06 – ที่พักศีรษะ Prone
5. RT-4544KV-07 – ที่พักศีรษะ Contour
6. ขีดวัดแบบด้านเดียวขนาดกะทัดรัด
 - 8002601 – 40 ซม. (ขีดวัดสำรอง)
 - 8002602 – 48 ซม. (ขีดวัดเสริม)
7. 2006813 – AP-2 ชุดแผ่นรอง
8. 8002580 – AP-2 ชุดแผ่นซิม

รายการชิ้นส่วน

ACCESS PRONE (RT-4544)



1. RT-4544 – ชุด Access™ Prone
 - 2004257 ชุดประกอบแผ่นเสริมรับเต้านมสำหรับ Access Prone G1
2. RT-4544KV-04 – ด้ามจับแบบสองมือ
3. RT-4544KV-05 – ด้ามจับแบบเสา
4. RT-4544KV-06 – ที่พักศีรษะ Prone
5. RT-4544KV-07 – ที่พักศีรษะ Contour
6. 8001846 – ขีดวัดแบบด้านเดียว
7. 8002215 – ชุดแผ่นรอง Access™ Prone



www.CQmedical.com

☎ +1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

✉ info@CQmedical.com