




ÜRÜN KILAVUZU VE KULLANICI EL KİTABI

RT-4544-01 ve RT-4544

Access™ Prone G2 ve

Access™ Prone Meme Cihazları



	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com		Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Access, Access 360, kVue ve OneTouch; Qfix şirketinin ticari markalarıdır.

Exact®, Varian Medical Systems şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Cidex®, Johnson & Johnson şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Clorox®, The Clorox Company şirketinin tescilli ticari markasıdır.

GENEL ÖNLEMLER

UYARI İFADELERİ

! UYARI ! BU EKİPMANDA HİÇBİR DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İZİN VERİLMEZ. BU CİHAZIN HERHANGİ BİR PARÇASI ÇOK YÜKSEK DÜZEYDE BİR YÜKE MARUZ KALIR, HASARLI GÖRÜNÜR VEYA DÜZGÜN ÇALIŞMAZSA DERHAL KULLANMAYI BIRAKIN VE +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 NUMARALI TELEFONDAN VEYA SUPPORT@CQMEDICAL.COM ADRESİNDEN CQ MEDICAL İLE İLETİŞİME GEÇİN.

! UYARI ! ACCESS PRONE VE ACCESS PRONE G2 MEME CİHAZLARININ ÜZERİNDE BULUNAN ÖLÇEKLER YALNIZCA REFERANS AMAÇLIDIR.

EK UYARILAR

- Çift El Tutamakları ve İpsilateral Tutamaklar hastanın ağırlığını desteklemek için tasarlanmamıştır
 - Hastayı konumlandırmak için tutamakları KULLANMAYIN
 - Cihaza yatmak veya cihazdan kalmak için tutamakları KULLANMAYIN
- Hastaların cihaza yatmak veya cihazdan kalmak için yardıma ihtiyacı olabilir
- Cihazın uzunluğu nedeniyle montaj veya sökme işlemlerinin iki kişi tarafından yapılması önerilir
- Aynı anda 3'ten fazla istiflenmiş BT Şimi KULLANMAYIN. Aksi takdirde cihaz dengesini kaybedebilir
- Cihazı sarkacak şekilde YERLEŞTİRMEYİN
- Tedavi odasında yatak üstü ara parçası ve diğer ekipmanlar arasında yaralanma olasılığı mevcuttur. Yatak üstünü taşıırken hastanın zarar görmesini önlemek için dikkatli olun.

TEDAVİ İŞİNİ ATENÜASYONU

kVue Access™ Prone Yatak Üstünün yapısal bölgeleri bir foton ışınını zayıflatacaktır. Kurulumu göre fiili zayıflama, kullandığınız ekipmanlara göre teyit edilmelidir. Herhangi bir cihaz içinden yapılacak tedavi, cihaz kompozit malzemelerden yapılmış olsa dahi cildin maruz kaldığı dozda bir artışa yol açacaktır.

CİDDİ OLAYLAR

Ciddi olayları lütfen (ör. ölüm ya da ciddi yaralanmaya yol açan veya yol açma potansiyeli bulunan olaylar) hem CQ Medical firmasına hem de ülkenizde yetkili makama bildirin.

YÜK ANMA DEĞERİ


225 kg'lık (500 lb) eşit dağılımlı yükü veya yatak tabanının azami çalışma yükünü (hangisi daha düşükse) AŞMAYIN.

! NOT ! Orijinal donanım üreticisinin yatak tabanı ile birleştirildiğinde yük anma değeri, iki güvenli çalışma yükü arasında daha düşük olanıdır. kVue Yatak Üstü yükü, orijinal yatak tabanı üreticisinin teknik özelliklerini AŞMAMALIDIR. Lütfen orijinal üretici tarafından temin edilen ürün bilgilerine başvurun.

GENEL ÖNLEMLER


UYARI ETİKETLERİ VE TANIMLARI

Sembollerin listesi ve tanımları için CQmedical.com sitesine bakın.



YÜK ANMA DEĞERİ

225 kg'lık (500 lb) eşit dağılımlı yükü veya Yatak Üstü Ara Parçasını ya da yatak tabanının azami çalışma yükünü (hangisi daha düşükse) AŞMAYIN.



VEYA




ARA PARÇAYI YERLEŞTİRİN

Hastanın cihaza uzanırken veya cihazdan kalkarken Ara Parçadan destek almasına İZİN VERMEYİN. Aksi takdirde hasta yaralanabilir.



MR GÜVENLİ

Herhangi bir MR ortamına maruz kalma nedeniyle bilinen tehlikeler oluşturmamanı öğeyi belirtir. MR Güvenli öğeler elektriği iletmeyen, metalik olmayan ve manyetik özelliği bulunmayan malzemelerden oluşur.



KALDIRMAYIN

! YATAK ÜSTÜ ARA PARÇASINI ASLA UCUNDAN KALDIRMAYIN !

Birleştirme pimleri eğilerek veya kırılarak Yatak Üstünü kullanılmaz hale getirebilir.

GENEL ÖNLEMLER


UYARI ETİKETLERİ VE TANIMLARI



OTURMAYIN


Göğüs oyuğunun ilerisindeki alan hasta gövdesinin üst kısmını desteklemek üzere tasarlanmış ve test edilmiş olup tüm hasta yükünü desteklemek için TASARLANMAMIŞTIR.

Access Prone G2 veya Access Prone üzerinde meme oyuğundan daha ileride ayakta durmak veya oturmak cihaza zarar verebilir veya yaralanmaya yol açabilir.



OLASI YARALANMA

Tedavi odasında Access Prone G2 veya Access Prone ve diğer ekipmanlar arasında yaralanma olasılığı mevcuttur. Access Prone cihazını taşıırken hastanın zarar görmesini önlemek için dikkatli olun.



GANTRİ İLE ÇARPIŞMA

Yatak tabanlarıyla ve tedavi başlarıyla elde edilebilecek çeşitli hareket kapasitelerinin mevcut olması, Yatak Üstü Ara Parçasının gantri dahil diğer nesnelerle çarpışma olasılığını ortaya çıkarabilir. Yatağı veya gantriye taşıırken hastanın zarar görmesini veya ekipmanın hasara uğramasını önlemek için dikkatli olun.

KULLANIM AMACI

Bu cihazın kullanım amacı, radyasyon tedavisi gören hastaları hareketsiz hale getirmek, konumlandırmak ve yeniden konumlandırmaktır.

! NOT ! Bu cihazın satışı, ABD federal yasalarına göre sadece hekimler tarafından veya hekim siparişi üzerine yapılabilir.

HASTA HEDEF GRUPLARI

Radyasyon tedavisi ya da diyagnostik görüntüleme prosedürleri uygulanmakta olan hastalar.

HEDEF KULLANICILAR

Ürünlerin hedef kullanıcısı, düzenleyici bölgedeki gerekliliklere uygun şekilde vasıflı kişidir.

ÖZELLİKLER

TANIM


Access Prone G2 ve Access Prone, hem sol hem de sağ meme için meme kanseri tedavisine olanak sağlamak üzere tasarlanmıştır. Hastanın yüz üstü konuma yerleştirilmesi, göğüs ile risk altındaki kritik organlar arasındaki mesafenin artırılmasına yardım eder.

Access Prone G2 (RT-4544-01), Access™ 360 G2 (RT-4544KV-10) için BT/MR simülasyon cihazı olarak kullanılabilir.

! DİKKAT ! ACCESS PRONE (RT-4544), KENDİSİ VEYA DİĞER ACCESS PRONE (RT-4544) CİHAZLARI DIŞINDA HERHANGİ BİR ÜRÜN İÇİN SİMÜLASYON CİHAZI OLARAK KULLANILAMAZ.


ÖZELLİKLER

ACCESS PRONE G2 BİLEŞENLERİ (RT-4544-01)



ÖZELLİKLER

ACCESS PRONE BİLEŞENLERİ (RT-4544)



ÖZELLİKLER

BİLEŞENLER

1. ACCESS PRONE G2 VE ACCESS PRONE MEME CİHAZLARI

Access Prone G2 ve Access Prone, yüzüstü pozisyonda meme ve klavikula bölgesine radyoterapi uygulanan hastaların konumlandırma ve kurulum işlemlerine yardımcı olmak için kullanılır.

2. KOL VE BAŞ BİLEŞENİ

3. BACAK BİLEŞENİ

4. ARA PARÇA

Ters çevrilebilir orta bölge ara parçası, cihazın sol veya sağ meme tedavisi için hızlı bir şekilde yapılandırılmasına olanak tanır.

5. PEDLER

Pedler hasta konforu içindir ancak çıkarılabilir ve vakumlu yastıklar kullanılabilir. Bu pedler ayrıca hasta konumlandırma amacıyla ek grafik içerir.

6. ÇİFT EL TUTAMAĞI

Çift El Tutamağı, diğer cihazlarda kullanılan standart kulptan farklı olarak hastanın bileğindeki gerilmeyi azaltmak için ergonomik olarak tasarlanmıştır.

7. BAŞ DAYANAKLARI

Sistem, Yüz Üstü ve Konturlu Baş Dayanağı ile beraber gelir. Kurulum tercihine göre bunların her ikisi de kullanılabilir. Baş dayanakları, hastanın boyuna bağlı olarak birden fazla noktada Access Prone'a indekslenebilir.

8. İPSİLATERAL ÖLÇEK

İpsilateral Ölçek, kurulum için superior yönde dönerek yerine oturur, tedavi ve saklama için inferior yönde geri döner. Ölçek, bir hizalama yardımcısı olarak kullanılabilir. Hassasiyeti ± 1 mm'dir. Sol veya sağ meme tedavisi için cihazın her iki tarafında da bir ölçek vardır.

9. DEPOLAMA

Dahili tutamak aksesuar bölmeleri, depolama alanı kolaylığı sağlar.

10. KOL VE BAŞ BİLEŞENİ BT ŞİMİ

BT Şimi bir Yerleştirme Çubuğuna indekslenir ve Kol ve Baş Bileşenini 2,5 mm'lik artışlarla yükseltir. Bu şim başka bir Kol ve Baş Bileşeni BT Şimine takılabilir.

11. BACAK BİLEŞENİ BT ŞİMİ


BT Şimi bir Yerleştirme Çubuğuna indekslenir ve Bacak Bileşenini 2,5 mm'lik artışlarla yükseltir. Bu şim başka bir Bacak Bileşeni BT Şimine takılabilir.

ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

MONTAJ

YERLEŞTİRME ÇUBUĞU

1. Yerleştirme Çubuğu, çoğu standart konumlandırma aksesuarına uyan iki yerleştirme pimi içerir. Takmak için Yerleştirme Çubuğunun uçlarından birini Varian Exact® ile uyumlu uygun kılavuz çentiklerine yerleştirip yerine oturtun. Sökmek veya yeniden konumlandırmak için çubuğun herhangi bir ucundan yukarı kaldırın.




Şekil 1

ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI


MONTAJ

YERLEŞTİRME ÇUBUĞU

- İki (2) Yerleştirme Çubuğunun uçlarını, BT Kaplaması üzerindeki Varian Exact® ile uyumlu indeks dişlerine 1260 mm (tipik olarak 9 indeks dişi) arayla yerleştirin ve Yerleştirme Çubuklarını yerlerine takın. (Şekil 2 ve 3)



Şekil 2



Şekil 3

ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

KURULUM

KOL VE BAŞ İLE BACAK BİLEŞENİNİN KAPLAMAYA MONTAJI

Access Prone G2 ve Access Prone Kol ve Baş ile Ayak Bileşenlerini Yerleştirme Çubuklarına indeksleyerek BT Kaplamasına yerleştirin. Access Prone G2 ve Access Prone Bileşenlerini hem Baş hem de Ayak Bileşenleri üzerinde aynı konumları kullanarak indekslediğinizden emin olun. (Şekil 4, 5 ve 6)



Şekil
4



Şekil 5

ARA PARÇANIN KOL VE BAŞ İLE BACAK BİLEŞENİNE MONTAJI

Ara parçanın alt tarafındaki yerleştirme pimlerini kullanarak ara parçayı Kol ve Baş ile Bacak bileşenlerine takın. (Şek. 6) Bu ara parça, her iki tarafa da tedavi uygulamak üzere döndürülebilir.




Şekil 6

ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

KURULUM

GÖRSEL HİZALAMA KONTROLÜ

Access™ Prone Bileşenlerinin kaplamanın üzerinde düzgün şekilde ortalandığını görsel olarak kontrol edin. (Şekil 7)



Şekil 7

BT ŞİMLERİ

1. BT şimlerini takmak için önce Access Prone cihazını sökün.
2. BT Şimlerini Ayak ve Baş Bileşenleri ile aynı indeksleme noktasına yerleştirin. BT Şimleri, yüksekliği 2,5 cm'lik adımlarla artırmak için üst üste istiflenebilir. (Şekil 8)



Şekil 8

! DİKKAT ! AYNI ANDA 3'TEN FAZLA İSTİFLENMİŞ BT ŞİMİ KULLANMAYIN. AKSİ TAKDİRDE CİHAZ DENGESİNİ KAYBEDEBİLİR.

ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

KURULUM

BT ŞİMLERİ, devamı

3. Access Prone G2 veya Access Prone'ı BT Şimlerinin üzerine yerleştirin. (Şekil 9)



Şekil 9

4. Cihazın yüksekliğini azaltmak için Access Prone G2 veya Access Prone Meme Cihazını çıkarın. İndeksleme plakasının her bir tarafında bulunan serbest bırakma düğmesine basın. (Şekil 10)



Şekil 10

ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

KURULUM

BAŞ DAYANAĞI

1. Hasta için kullanmak üzere Yüz Üstü Baş Dayanağını veya Konturlu Baş Dayanağını seçin.
2. Plastik hizalama parçasını cihazın superior tarafındaki uygun yuvaya yerleştirin. (Şekil 11)

! NOT ! Baş dayanakları hasta cihaza yatmadan önce monte edilebilir ancak hasta yattıktan sonra yeniden konumlandırmaları gerekebilir.



Şekil 11

ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

KURULUM

HASTANIN KONUMLANDIRILMASI


! NOT ! Hastaların cihaza yatmak veya cihazdan kalmak için yardıma ihtiyacı olabilir. Aşağıdaki talimatlarımızca önerilen teknik olmakla birlikte her klinik için değişebilir.

ACCESS PRONE G2 VEYA ACCESS PRONE CİHAZLARINA YATMAK VE CİHAZLARDAN KALKMAK


1. Hastanın Ara Parçanın üstüne çıkmasına yardım etmek için yatağı alçaltın veya bir basamak kullanın.
2. Hasta ara parça üstüne çıktıktan sonra dizlerini köpük üstündeki doğru işaretlerle hizalayın. (Şekil 12)
3. Hastadan ellerini veya dirseklerini kullanarak üst bedenini konumlandırmasını isteyin. (Şekil 13)
4. Hastadan vücudunu yavaşça gerekli konuma indirmesini isteyin.
5. Hasta istenen konuma geldiğinde başını baş dayanağı içine yerleştirin ve uygun tutamakları tutmalarını isteyin. (Şekil 14)

! DİKKAT ! ÇİFT EL TUTAMAĞI VE İPSİLATERAL TUTAMAK, HASTANIN AĞIRLIĞINI DESTEKLEMELİK İÇİN TASARLANMAMIŞTIR:

- Hastayı konumlandırmak için tutamakları **KULLANMAYIN.**
- Cihaza yatmak veya cihazdan kalmak için tutamakları **KULLANMAYIN.**



Şekil 12



Şekil 13



Şekil 14

ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

KURULUM


ÇİFT EL TUTAMAĞI

! DİKKAT ! ÇİFT EL TUTAMAĞI VE İPSİLATERAL TUTAMAK HASTANIN AĞIRLIĞINI DESTEKLEMELİK İÇİN TASARLANMAMIŞTIR:

- Hastayı konumlandırmak için tutamakları **KULLANMAYIN**.
- Cihaza yatmak veya cihazdan kalmak için tutamakları **KULLANMAYIN**.

1. Tutamağın uçlarını Ara Parçanın superior tarafındaki karşılık gelen deliklerle hizalayın.
2. Deliklere oturana kadar Tutamağa bastırın. (Şekil 15)

! NOT ! Tutamak, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi hastaya doğru eğimli olmalıdır. (Şekil 16)



Şekil 15



Şekil 16

ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

KURULUM

İPSİLATERAL TUTAMAK

1. Tutamağı Ara Parçanın superior tarafındaki uygun deliğe yerleştirin. (Şekil 17)
2. Tutamağı delik içinde sıkıca yerine kilitlenene kadar sağa veya sola döndürün. (Şekil 17)



Şekil 17

DEPOLAMA

Çift El Tutamağı ve İpsilateral Tutamak, bacak bileşeninin ayak ucunda bulunan saklama alanında saklanabilir. (Şekil 18)



Şekil 18

ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

KURULUM

İPSİLATERAL ÖLÇEK

! DİKKAT ! İPSİLATERAL ÖLÇEK HASTANIN AĞIRLIĞINI DESTEKLEMELİK İÇİN TASARLANMAMIŞTIR.

! DİKKAT ! CİHAZA YATMAK VEYA CİHAZDAN KALMAK İÇİN TUTAMAKLARI KULLANMAYIN.

1. Hastanın konumunu hizalayın.
2. Hasta yerine yerleştirildikten sonra İpsilateral Ölçeği yerine kilitlenene kadar superior yöne döndürün. (Şekil 19)

! NOT! Ölçeklerin amacı hizalamaya yardım etmektir; hastanın konumunu teyit etmek sorumluluğu kullanıcıya aittir.

! NOT! Ölçeklerin ± 1 mm'ye kadar hassas oldukları test edilmiştir

3. İpsilateral Ölçeği tedaviden ve/veya depolamadan önce inferior yönde döndürüp muhafaza konumuna geri götürün. (Şekil 19)

Şekil 19



ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

ÇIKARMA

İPSİLATERAL TUTAMAK

Tutamağı çıkarmak için gevşeyene kadar montajın tersi yönde döndürün ve düz bir şekilde dışarı çekin. İpsilateral Tutamak, Ayak Bileşeninin tabanında Yastığın altında saklanabilir.

ÇİFT EL TUTAMAĞI

Deliklerden dışarı çıkara kadar yukarı doğru çekin. Çift El Tutamağı, Ayak Bileşeninin tabanında Yastığın altında saklanabilir.

HASTA

Konumlandırma talimatını ters sırayla takip edin.

! NOT ! Hastaların cihaza yatmak veya cihazdan kalmak için yardıma ihtiyacı olabilir.

MEME ARA PARÇASI

Meme Ara Parçasını Baş ve Ayak Bileşenlerinden yukarı doğru kaldırın.

BAŞ DAYANAĞI

Baş dayanağını İnsertten yukarı doğru çekin.

KOL VE BAŞ VE AYAK BİLEŞENİ

Kol ve Baş ve Ayak bileşenlerini kaplamadan yukarı doğru kaldırın. Gerekirse Şimler, mavi indeksleme plakalarının her iki tarafındaki serbest bırakma düğmelerine basılarak Kol, Baş ve Ayak Bileşenlerinden çıkarılabilir.

YERLEŞTİRME ÇUBUĞUNUN ÇIKARILMASI

Yerleştirme Çubuğunu herhangi bir ucundan yukarı kaldırın.

BAKIM

SİSTEMİN TEMİZLENMESİ

Cihaz yumuşak, aşındırıcı olmayan bir temizleyici veya dezenfektan solüsyonla temizlenebilir. Yüzeye sıvı püskürtmeyin veya dökmeyin, aksi takdirde OneTouch™ Mandalına veya cihaz içindeki mekanizmalara sıvı akabilir. Temizlemek için solüsyonu temiz bir beze uygulayın ve yüzeyi bezle silin.

SİSTEMİN DEZENFEKTE EDİLMESİ

Aşağıdaki temizlik malzemeleri test edilmiş ve Access Prone G2, Access Prone ve Yatak Üstü Ara Parçası yüzeylerinin temizlenmesi için uygun bulunmuştur. Yatak üstü yüzeyini dezenfekte etmek için temizlik maddesi üreticisinin özel talimatına başvurun.

- Su
- %10 Clorox® Çamaşır Suyu Solüsyonu
- İzopropil Alkol
- Cidex® %2,4 Aktive Dialdehid Solüsyonu
- Sabunlu su


Doğrudan Access Prone G2, Access Prone veya Yatak Üstü Ara Parçası üzerine püskürtmeyin veya Taban Çerçevesi içine akmasına İZİN VERMEYİN.

Access Prone G2, Access Prone veya Yatak Üstü Ara Parçası üzerine keskin nesneler KOYMAYIN.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACCESS PRONE G2

Ağırlık Sınırı: 225 kg (500 lb) Eşit Dağılımlı Yük



HASTA KURULUMU

ACCESS PRONE G2 (RT4544-01)—SAĞ VE SOL MEME

Hastanın Adı Soyadı:


Hasta Kimlik No:

Hekim:

Yorumlar:

Kurulumu yapan:

Tarih:




1. Ara Parça: **Sol** **Sağ**
2. İpsilateral Ölçek:
3. Çift El Tutamağının Yeri (birini seçin): **1** **2** **3** **4** **5** **6** **Yok**
4. Tutamak, *Hastanın Sağ* (birini seçin): **A1** **A2** **A3** **Yok**
5. Tutamak, *Hastanın Solu* (birini seçin): **A1** **A2** **A3** **Yok**
6. Kullanılan Baş Dayanağı: **Yok** **Yüzüstü** **Kontur**
Konum (birini seçin): **A** **B** **C** **D** **E** **F**
7. Diz Konumu (birini seçin): **V** **W** **X** **Y** **Z**

Notlar:

(Devam sayfanın arkasındadır)

HASTA KURULUMU

ACCESS PRONE G2 (RT4544-01) (DEVAMI)



BT Platformları ve Şimleri

8. Kullanılan BT Platform Şimlerinin adedi (birini seçin): **0** **1** **2**
9. Superior BT Platformu - Yerleştirme Çubuğu üstündeki Konumu **A** **B** **C** **D**
- Yatak üstündeki Yerleştirme Çubuğu konumu:
10. Inferior BT Platformu - Yerleştirme Çubuğu üstündeki Konumu **A** **B** **C** **D**
- Yatak üstündeki Yerleştirme Çubuğu konumu:

Notlar:

HASTA KURULUMU

ACCESS PRONE (RT-4544)—SAĞ VE SOL MEME

Hastanın Adı Soyadı:


Hasta Kimlik No:

Hekim:

Yorumlar:

Kurulumu yapan:

Tarih:



1. Ara Parça: **Sol** **Sağ**

2. İpsilateral Ölçek:

3. Çift El Tutamağının Yeri (birini seçin): **1** **2** **3** **4** **5** **6** **Yok**

4. Tutamak, *Hastanın Sağ* (birini seçin): **A1** **A2** **A3** **Yok**

5. Tutamak, *Hastanın Solu* (birini seçin): **A1** **A2** **A3** **Yok**

6. Kullanılan Baş Dayanağı: **Yok** **Yüzüstü** **Kontur**
Konum (birini seçin): **A** **B** **C** **D** **E** **F**


7. Diz Konumu (birini seçin): **V** **W** **X** **Y** **Z**

Notlar:

(Devam sayfanın arkasındadır)

HASTA KURULUMU

ACCESS PRONE (RT-4544) (DEVAMI)




BT Platformları ve Şimleri

8. Kullanılan BT Platform Şimlerinin adedi (birini seçin): **0** **1** **2**
9. Superior BT Platformu - Yerleştirme Çubuğu üstündeki Konumu **A** **B** **C** **D**
- Yatak üstündeki Yerleştirme Çubuğu konumu:
10. Inferior BT Platformu - Yerleştirme Çubuğu üstündeki Konumu **A** **B** **C** **D**
- Yatak üstündeki Yerleştirme Çubuğu konumu:

Notlar:

PARÇA LİSTESİ


ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01)



1. RT-4544-01 – Access Prone G2 Package
 - 2005408 Access Prone G2 Right Insert Assembly
 - 2005424 Access Prone G2 Left Insert Assembly
2. RT-4544KV-04 – Dual Grip Handle
3. RT-4544KV-05 – Hand Grip Post
4. RT-4544KV-06 – Prone Headrest
5. RT-4544KV-07 – Contour Headrest
6. Ipsilateral Scale, Low Profile
 - 8002601 – 40 cm (Replacement Scale)
 - 8002602 – 48 cm (Accessory Scale)
7. 2006813 – AP-2 Pad Set
8. 8002580 – AP-2 Shim Set

PARA LİSTESİ

ACCESS PRONE (RT-4544)



1. RT-4544 – Access™ Prone Package
 - 2004257 Access Prone G1 Breast Insert Assembly
2. RT-4544KV-04 – Dual Grip Handle
3. RT-4544KV-05 – Hand Grip Post
4. RT-4544KV-06 – Prone Headrest
5. RT-4544KV-07 – Contour Headrest
6. 8001846 – Ipsilateral Scale
7. 8002215 – Access™ Prone Pad Set



www.CQmedical.com

+1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

info@CQmedical.com