




positioning
patients for life.®

PRODUKTFÜHRER UND BEDIENERHANDBUCH

8002048 und 8002049

DSA-2Q und DSA-2T Kopfhalterung
(Head Holder)





EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta		Hergestellt in den USA von Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	---	--

Cidex® ist eine eingetragene Marke von Johnson & Johnson.
Clorox® ist eine eingetragene Marke von The Clorox Company.

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE VORSICHTSHINWEISE	4
WARNHINWEISE.....	4
SCHWERWIEGENDE EREIGNISSE.....	4
TRAGLAST	4
WARNSCHILDER UND BESCHREIBUNGEN	4
VERWENDUNGSZWECK	5
KENNDATEN.....	6
BESCHREIBUNG	6
WARTUNG.....	7
REINIGEN DES SYSTEMS	7
DESINFEKTION DES SYSTEMS.....	7
BEDIENUNGSANLEITUNG.....	8
MONTAGE.....	8
EINRICHTUNG	9
DEMONTAGE	10

ALLGEMEINE VORSICHTSHINWEISE

WARNHINWEISE

! WARNUNG ! DIESE VORRICHTUNG DARF NICHT MODIFIZIERT WERDEN. FALLS IRGEND EIN TEIL DIESER VORRICHTUNG EINER BEDENKLICH HOHEN LAST AUSGESETZT WURDE, ANSCHEINEND BESCHÄDIGT IST ODER NICHT RICHTIG FUNKTIONIERT, BRECHEN SIE DIE VERWENDUNG UNVERZÜGLICH AB UND SETZEN SIE SICH MIT QFIX UNTER +1 484-720-6054 ODER TECHSUPPORT@QFIX.COM IN VERBINDUNG.

SCHWERWIEGENDE EREIGNISSE

Bitte melden Sie jegliche schwerwiegenden Ereignisse (z. B. Ereignisse, die zum Tod oder zu schweren Schädigungen führen oder führen können) sowohl Qfix als auch der zuständigen Behörde in Ihrem Land.

TRAGLAST

Die gleichmäßig verteilte Last darf 10 kg (22 lbs) nicht überschreiten.

! HINWEIS ! Sobald der Patient positioniert wurde, sind ggf. weitere Feineinstellungen notwendig.

! HINWEIS ! Achten Sie bei der Positionierung des Patienten darauf, dass er nicht zu weit oben auf der Kopfhalterung liegt, da dies für den Patienten unbequem ist und zu Artefakten führen könnte.

WARNSCHILDER UND BESCHREIBUNGEN

Auf der Website Qfix.com finden Sie eine Liste mit Symbolen und den entsprechenden Definitionen.

VERWENDUNGSZWECK

Die Kopfhalterung (Head Holder) ist für die Positionierung und Fixierung des Kopfes konzipiert. Diese Vorrichtung ist hauptsächlich zur Verwendung bei interventionellen Neuroradiologie-Verfahren bestimmt. Sie findet auch bei jeglichem interventionellen Verfahren Anwendung, bei dem die Kopfbewegungen des Patienten minimiert werden sollen.

Die Kopfhalterung ist zur Verwendung durch geschulte Techniker und Mediziner in einer klinischen Umgebung bestimmt.

! HINWEIS ! Nach den gesetzlichen Vorschriften der USA darf dieses Produkt nur von einem Arzt oder auf ärztliche Anordnung verkauft werden.

PATIENTEN-ZIELGRUPPEN

Patienten, die allgemeinmedizinischen oder chirurgischen Verfahren, die eine bildgebende Diagnostik erfordern, unterzogen werden.

VORGESEHENE ANWENDER

Der für dieses Produkt vorgesehene Anwender ist eine gemäß den Anforderungen der regulatorischen Region qualifizierte Person.

KENNDATEN

BESCHREIBUNG

Das Produkt wurde entwickelt, um die Bildqualität, Leistung und Produktivität von kardiovaskulären Röntgensystemen zu ergänzen und zu verbessern. Das Produkt stützt den Kopf des Patienten und reduziert dadurch Bildverschiebungen und verbessert die Qualität von 3D-Bildern. Das einfache Design des Produkts ermöglicht eine einfache Montage, Einstellung und Demontage, sodass sich der Bediener auf die Bedürfnisse des Patienten konzentrieren kann.

WARTUNG

REINIGEN DES SYSTEMS

Die Vorrichtung kann mit einer milden, nicht scheuernden Reinigungs- oder Desinfektionslösung gereinigt werden. Zur Reinigung tragen Sie eine Lösung auf ein sauberes Tuch auf und wischen die Oberfläche damit ab.

DESINFEKTION DES SYSTEMS

Die folgenden Reinigungsmaterialien wurden geprüft und für geeignet zur Reinigung der Oberflächen der Vorrichtungen befunden. Zur Desinfektion der Oberfläche lesen Sie die spezifischen Anweisungen vom Hersteller des Reinigungsmittels.

- Wasser
- 10%ige Clorox®-Bleichlösung
- Isopropylalkohol
- 2,4%ige aktivierte Dialdehydlösung (Cidex®)
- Seife und Wasser

NICHT direkt auf die Kopfhalterung sprühen.

Die Kopfhalterung NICHT über Nacht in Wasser liegen lassen.

Zur Reinigung der Kopfhalterung KEIN Chlor verwenden.

Überprüfen Sie regelmäßig den festen Sitz aller Befestigungselemente.

BEDIENUNGSANLEITUNG

MONTAGE



1




2




3




4



5



6




7

BEDIENUNGSANLEITUNG

EINRICHTUNG



8



9



10



11



12




13




14




15



16



17



18




19




20

BEDIENUNGSANLEITUNG


DEMONTAGE




21



22



23



24



25



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

 +1 610.268.0585 / 800.526.5247

 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

 sales@Qfix.com