


# OPIS PRODUKTU Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI

8002048 i 8002049

DSA-2Q i DSA-2T Wspornik głowy  
(Head Holder)





|                              |  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>EC</div> <div>REP</div> |  | <div>Advena Limited</div> <div>Tower Business Centre, 2nd Flr</div> <div>Tower Street, Swatar, BKR 4013</div> <div>Malta</div> | <div></div> <div>Wyprodukowano w Stanach<br/>Zjednoczonych przez</div> <div>Qfix</div> <div>440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA</div> <div>+1 610-268-0585 <a href="http://www.Qfix.com">www.Qfix.com</a></div> |
|------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Cidex® to zarejestrowany znak towarowy firmy Johnson & Johnson.

Clorox® to zarejestrowany znak towarowy firmy The Clorox Company.

# SPIIS TREŚCI

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| OGÓLNE PRZESTROGI.....                     | 4  |
| OSTRZEŻENIA .....                          | 4  |
| POWAŻNE ZDARZENIA.....                     | 4  |
| DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE.....               | 4  |
| ETYKIETY OSTRZEGAWCZE ORAZ ICH OPISY ..... | 4  |
| PRZEZNACZENIE .....                        | 5  |
| ZALETY .....                               | 6  |
| OPIS.....                                  | 6  |
| KONSERWACJA.....                           | 7  |
| CZYSZCZENIE SYSTEMU .....                  | 7  |
| DEZYNFEKCJA SYSTEMU .....                  | 7  |
| INSTRUKCJA OBSŁUGI.....                    | 8  |
| MONTAŻ.....                                | 8  |
| PRZYGOTOWANIE .....                        | 9  |
| ZDEJMOWANIE .....                          | 10 |

# OGÓLNE PRZESTROGI

## OSTRZEŻENIA

**! OSTRZEŻENIE ! NIE SĄ DOPUSZCZALNE ŻADNE MODYFIKACJE TEGO SPRZĘTU. JEŚLI JAKAKOLWIEK CZĘŚĆ TEGO WYROBU ZOSTANIE PODDANA NADMIERNEMU OBCIĄŻENIU, WYDAJE SIĘ USZKODZONA LUB DZIAŁA NIEPRAWIDŁOWO, NALEŻY NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ UŻYTKOWANIA I SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ QFIX, DZWONIĄC POD NUMER +1 484-720-6054 LUB PISZĄC NA ADRES TECHSUPPORT@QFIX.COM.**

## POWAŻNE ZDARZENIA

Wszelkie poważne zdarzenia (np. zdarzenia, które spowodowały lub mogły spowodować śmierć bądź poważne obrażenia) należy zgłaszać firmie Qfix oraz właściwemu organowi w danym kraju.

## DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE

NIE WOLNO przekraczać 10 kg (22 funtów) równomiernie rozłożonego obciążenia.

**! UWAGA !** Po umieszczeniu pacjenta może być konieczne dokładniejsze wyregulowanie.

**! UWAGA !** Przy umieszczaniu pacjenta należy uważać, aby nie umieścić go zbyt wysoko we wsporniku głowy. Będzie to niewygodne i może spowodować artefakty.

## ETYKIETY OSTRZEGAWCZE ORAZ ICH OPISY

Spis symboli i odpowiadających im definicji można znaleźć na stronie [Qfix.com](http://Qfix.com).

# PRZEZNACZENIE

Wspornik głowy (Head Holder) służy do umiejscowienia i unieruchomienia głowy. Urządzenie jest przeznaczone przede wszystkim do interwencyjnych zabiegów neuroradiologicznych. Można je także wykorzystać do dowolnego zabiegu interwencyjnego w celu zminimalizowania ruchów głowy pacjenta.

Wspornik głowy jest przeznaczony do stosowania w środowisku klinicznym, przez przeszkolonych techników i klinicystów.

**! UWAGA !** Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż wyrobu wyłącznie lekarzom lub na ich zlecenie.

## DOCELOWE GRUPY PACJENTÓW

Pacjenci poddawani procedurom z zakresu medycyny ogólnej i chirurgii, które obejmują zastosowanie obrazowania diagnostycznego.

## DOCELOWI UŻYTKOWNICY

Docelowym użytkownikiem produktów jest osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zgodne z przepisami obowiązującymi w danym regionie.

# ZALETY

## OPIS

Produkt jest przeznaczony do wspomagania i poprawy działania, produktywności i jakości obrazu aparatury aparatury rentgenowskiej do badań układu krążenia. Produkt ten wspiera głowę pacjenta, redukując niedokładności zrównania w przypadku obrazu subtrakcyjnego i poprawiając jakość obrazów 3D. Prosta konstrukcja produktu zapewnia łatwy montaż, regulację i demontaż oraz umożliwia użytkownikowi skupienie się na potrzebach pacjenta.

# KONSERWACJA

## CZYSZCZENIE SYSTEMU

Urządzenie można czyścić łagodnym, nieściernym roztworem czyszczącym lub dezynfekcyjnym. Aby wyczyścić, należy nanieść roztwór na czystą ściereczkę i przetrzeć powierzchnię.

## DEZYNFEKCJA SYSTEMU

Materiały czyszczące wymienione poniżej zostały przetestowane i uznane za odpowiednie do czyszczenia powierzchni przyrządu. Sposób dezynfekcji powierzchni opisano w poszczególnych instrukcjach dostarczonych przez producenta środka czyszczącego.

- Woda
- 10% roztwór wybielacza Clorox®
- Alkohol izopropylowy
- Cidex® 2,4% roztwór aktywowanego dialdehydu
- Woda z mydłem

NIE WOLNO rozpylać bezpośrednio na wspornik głowy.

NIE WOLNO pozostawiać wspornika głowy zanurzonego w wodzie przez całą noc.

NIE WOLNO stosować chloru do czyszczenia wspornika głowy.


Okresowo sprawdzać wszystkie paski mocujące pod kątem skuteczności zacisku.

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## MONTAŻ



1




2




3




4



5



6




7




# INSTRUKCJA OBSŁUGI


## PRZYGOTOWANIE



8



9




10



11




12




13




14




15



16




17



18



19




20

OPIS PRODUKTU Z INSTRUKCJĄ UŻYCIA – 2004685\_IFU, DSA-2T & DSA-2Q Head Holder\_PL


Qfix | 440 Church Road | Avondale, Pennsylvania 19311 USA | ☎ +1 610-268-0585 | 📠 +1 610-268-0588 | www.Qfix.com

# INSTRUKCJA OBSŁUGI


## ZDEJMOWANIE




21



22



23



24



25





440 Church Road  
Avondale, PA 19311 USA  
[www.Qfix.com](http://www.Qfix.com)

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ [sales@Qfix.com](mailto:sales@Qfix.com)

2004685\_PL\_E  
2020-07