



positioning
patients for life.®

GUIDE DU PRODUIT ET MANUEL D'UTILISATION

8002041

8002066

8002067

Support de bras X-Trans® (Armboard)



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta		Fabriqué aux États-Unis par Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	---	---

X-Trans® est une marque déposée de Qfix.

Cidex® est une marque déposée de Johnson & Johnson.

Clorox® est une marque commerciale déposée de The Clorox Company.

TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES.....	4
AVERTISSEMENTS.....	4
INCIDENTS GRAVES	4
CAPACITÉ DE CHARGE.....	4
ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT ET DESCRIPTIONS.....	4
UTILISATION.....	5
ENTRETIEN	6
NETTOYAGE DU SYSTÈME	6
DÉSINFECTION DU SYSTÈME	6
LISTE DES PIÈCES	7
8002065 (A).....	7
8002068 (B).....	7
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	8
INSTALLATION.....	8
RETRAIT.....	10

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

AVERTISSEMENTS

! AVERTISSEMENT ! AUCUNE MODIFICATION N'EST AUTORISÉE SUR CET ÉQUIPEMENT. SI UNE PARTIE QUELCONQUE DE CE DISPOSITIF SUBIT UNE CHARGE DANS UN CONTEXTE D'ÉVÉNEMENT CATASTROPHIQUE, SEMBLE ENDOMMAGÉE OU FONCTIONNE MAL, EN INTERROMPRE IMMÉDIATEMENT L'UTILISATION ET CONTACTER QFIX AU +1 484-720-6054 OU À L'ADRESSE TECHSUPPORT@QFIX.COM.

INCIDENTS GRAVES

Veillez signaler tout incident grave (par ex. incidents provoquant ou pouvant provoquer la mort ou des blessures graves) à Qfix ainsi qu'aux autorités compétences de votre pays.

CAPACITÉ DE CHARGE

8002041—NE PAS dépasser une charge répartie uniformément de 249 kg (550 livres).

8002066—NE PAS dépasser une charge répartie uniformément de 226 kg (500 livres).

8002067—NE PAS dépasser une charge répartie uniformément de 226 kg (500 livres).

ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT ET DESCRIPTIONS

Consulter le site Qfix.com pour obtenir la liste des symboles et leur définition.

UTILISATION

Cette famille de produits radiotransparents est prévue pour être utilisée dans le cadre d'injections et/ou comme reposerbras. Ces produits sont conçus pour être utilisés avec des tables d'angiographie et tables d'imagerie à plateau plan.

! REMARQUE ! Aux États-Unis, la loi fédérale n'autorise la vente et l'utilisation de ce dispositif que sur ordonnance ou par un médecin.

GROUPES CIBLES DE PATIENTS

Patients subissant des procédures chirurgicales ou médicales générales impliquant une imagerie diagnostique.

UTILISATEURS PRÉVUS

L'utilisateur prévu pour les produits est une personne qualifiée selon les exigences de la région de réglementation.

ENTRETIEN

NETTOYAGE DU SYSTÈME

Nettoyer le dispositif à l'aide d'un nettoyant ou désinfectant doux et non abrasif. Pour nettoyer la surface, utiliser un chiffon propre imbibé de solution.

DÉSINFECTION DU SYSTÈME


Les nettoyants suivants ont été testés et approuvés pour le nettoyage des surfaces des dispositifs. Pour désinfecter la surface, consulter les instructions spécifiques du fabricant du nettoyant.

- Eau
- Eau de Javel Clorox® 10 %
- Alcool isopropylique
- Solution de dialdéhyde activée 2,4 % Cidex®
- Savon et eau


Vérifier régulièrement que les dispositifs d'attache sont bien serrés.

LISTE DES PIÈCES

8002065 (A)




8002068 (B)




INSTRUCTIONS D'UTILISATION

INSTALLATION

8002041



1



2




3



4



5



6



7

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

INSTALLATION


8002066 et 8002067



8



9




10


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

RETRAIT


8002041



11



12



13

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

RETRAIT

8002066 et 8002067



14



15



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

 +1 610.268.0585 / 800.526.5247

 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

 sales@Qfix.com