



positioning
patients for life.®

产品说明和用户手册

RT-4488-01、RT-4488-02、RT-4488-03
RT-4488-04、RT-4488-05、和 RT-4488-06
SofTouch™ 治疗床垫



一般注意事项

警告声明

！警告！不得修改本设备。如本装置的任何部分承受过大载荷、出现损坏迹象或功能异常，请立即停止使用并通过 +1 484-720-6054 或 TECHSUPPORT@QFIX.COM 联系 QFIX。

警告标签及说明

有关符号及其定义的列表，请参阅 Qfix.com。



请参阅使用说明

SofTouch™ 治疗床垫可能包含重要的警告标签、注意事项和标签。有关这些警告、注意事项和其他标签，请参阅使用治疗床垫的装置的使用说明。

维护

装置可使用温和的非研磨性清洁或消毒液进行清洁。清洁时，用溶液润湿干净的布块后擦拭设备表面。

下列清洁材料已经过测试，证明适用于清洁表面。要对表面进行消毒，请参阅清洁剂厂商的特定说明。

- 水
- 10% Clorox® 漂白液
- 异丙醇
- Cidex® 2.4% 活化二醛溶液
- 肥皂和水

请勿直接喷洒到治疗床垫上。

请勿在治疗床垫上放置尖锐物体。



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 美国制造，制造商为 科辅适 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, 美国 +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	--	---

产品名称：人体定位袋
医疗器械备案号：20150038

SofTouch 是 Qfix 的商标。
Cidex® 是 Johnson & Johnson 的注册商标。
Clorox® 是 The Clorox Company 的注册商标。

2004784_ZH_B