



positioning
patients for life.®

PRODUCTHANDLEIDING EN GEBRUIKSAANWIJZING

RT-4800-01

Alta™ multifunctioneel hulpmiddel





EC REP		Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Vervaardigd in de VS door Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
------------------------------	--	--	---

Alta, ArmShuttle, Aquaplast RT, Portrait, ZiFix, Access, Insight,
VacQfix, SofTouch, FlexLock, InfinityLock en InfinityEdge zijn handelsmerken van Qfix.
Fibreplast® en Symphony® zijn gedeponeerde handelsmerken van Qfix.
Clorox® is een gedeponeerd handelsmerk van The Clorox Company.
Super Sani-Cloth® is een gedeponeerd handelsmerk van PDI Healthcare.
Moldcare® is een gedeponeerd handelsmerk van ALCARE CO, LTD.

INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE VOORZORGSMATREGELEN	4
WAARSCHUWINGEN	4
ERNSTIGE INCIDENTEN.....	4
VEILIGHEIDSINFORMATIE.....	4
VERZWAKKING VAN DE BEHANDELINGSBUNDEL	4
MRI-VEILIGHEIDSINFORMATIE	4
AANVULLENDE VOORZORGSMATREGELEN.....	5
WAARSCHUWINGSLABELS EN BESCHRIJVINGEN	6
BEOOGD GEBRUIK.....	7
FUNCTIES.....	8
SYSTEEMONDERDELEN	8
BEDIENINGSINSTRUCTIES.....	9
INSTALLATIE.....	9
OPSTELLING	12
VERWIJDEREN.....	13
INSTALLATIE EN INSTELLING.....	14
INSTALLATIE.....	15
INSTELLEN.....	15
VERWIJDEREN.....	16
ACCESSOIRES	17
ONDERHOUD	18
VOORBEREIDING VOOR REINIGING EN DESINFECTIE	18
HET SYSTEEM REINIGEN	18
HET SYSTEEM DESINFECTEREN	18
SPECIFICATIES.....	19
GEWICHT	19
VERZWAKKINGSINFORMATIE	20
ONDERDELENLIJST	21
STANDAARDPAKKET ALTA MULTIFUNCTIONEEL HULPMIDDEL (RT-4800-100).....	21
OPSTELLINGSFORMULIER.....	22
RT-4800-01 ALTA™ MULTIFUNCTIONEEL HULPMIDDEL	22

ALGEMENE VOORZORGS- MAATREGELEN

WAARSCHUWINGEN

⚠ ! WAARSCHUWING ! HET IS NIET TOEGESTAAN WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN AAN DIT HULPMIDDEL. ALS EEN ONDERDEEL VAN DIT HULPMIDDEL EEN TE GROTE BELASTING ONDERVINDT, BESCHADIGD LIJKT OF NIET GOED FUNCTIONEERT, DIENT U HET HULPMIDDEL NIET LANGER TE GEBRUIKEN EN CONTACT OP TE NEMEN MET QFIX VIA +1 484-720-6053 OF TECHSUPPORT@QFIX.COM.

⚠ ! WAARSCHUWING ! SIMULATIE EN BEHANDELING MOETEN WORDEN UITGEVOERD OP EEN ALTA™ MULTIFUNCTIONEEL HULPMIDDEL. ANDERE HULPMIDDELEN KUNNEN AANZIENLIJK VERSCHILLEN EN LEIDEN TOT KLINISCH INCONSISTENTE SIMULATIE VAN BEHANDELINGSPLANNEN.

ERNSTIGE INCIDENTEN

Meld ernstige incidenten (bijvoorbeeld incidenten die dodelijk of ernstig letsel als gevolg (kunnen) hebben) bij zowel Qfix als de bevoegde autoriteit van uw land.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Om een veilig gebruik van het Alta™ multifunctionele hulpmiddel te garanderen, wordt aanbevolen dat de gebruiker voorafgaand aan het gebruik wordt opgeleid en getraind in het veilige gebruik van het systeem.

Om het Alta™ multifunctionele hulpmiddel nauwkeurig en veilig te kunnen gebruiken, moet de gebruiker beschikken over de benodigde expertise in een ziekenhuisomgeving.

Zorg ervoor dat de geselecteerde accessoires stevig aan het patiëntondersteuningsoppervlak zijn vergrendeld en controleer of de opstelling juist is voordat de behandeling wordt gestart.

Controleer het hulpmiddel voorafgaand aan elk gebruik op beschadiging.

VERZWAKKING VAN DE BEHANDELINGSBUNDEL

Het Alta™ multifunctionele hulpmiddel zal een radiotherapiebundel verzwakken. De werkelijke verzwakking op basis van de opstelling moet worden gecontroleerd met uw specifieke apparatuur. Tijdens de planning en behandeling moet rekening worden gehouden met verzwakking en een verhoogde huiddosering.

MRI-VEILIGHEIDSINFORMATIE

MR Niet-klinische tests hebben aangetoond dat het Alta™ multifunctionele hulpmiddel MR-veilig is. Dit hulpmiddel kan worden gebruikt in een MR-systeem.

MR Niet-klinische tests hebben aangetoond dat de InfinityLock™-handgreep (RT-4800-04) MR-veilig is. Dit hulpmiddel kan worden gebruikt in een MR-systeem.

MR Niet-klinische tests hebben aangetoond dat de Alta Silverman-adapter (RT-4800-03) MR-veilig is. Dit onderdeel kan worden gebruikt in een MR-systeem.

MR Niet-klinische tests hebben aangetoond dat de MR-schuifstang (RT-4551BARMRI) MR-veilig is. Dit accessoire kan worden gebruikt in een MR-systeem.

ALGEMENE VOORZORGS- MAATREGELEN

MRI-VEILIGHEIDSINFORMATIE, VERVOLG

 Uit niet-klinische tests is gebleken dat de **Alta Armshuttle Elite (RT-4800-02)** onder bepaalde voorwaarden MRI-veilig is. Deze hulpmiddelen kunnen worden gebruikt in een MR-systeem dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

- De **Alta ArmShuttle Elite** kan in de tunnel van een MR-systeem met een statisch magnetisch veld van 1,5 T of minder worden geplaatst.
- De **Alta ArmShuttle Elite** moet voorafgaand aan het scannen worden bevestigd aan het Alta multifunctionele hulpmiddel (RT-4800-01).

 **! WAARSCHUWING ! HET GEBRUIK VAN QFIX VERVANGINGSONDERDELEN WORDT AANBEVOLEN OM DE VEILIGHEID, PRESTATIES EN MRI-COMPATIBILITEIT VAN HET PRODUCT OF DE PRODUCTEN TE GARANDEREN EN OM DE TOEPASSELIJKE GARANTIES TE BEHOUDEN.**

 **! WAARSCHUWING ! HET GEBRUIK VAN NIET-GOEDGEKEURDE MR-ACCESSOIRES KAN LEIDEN TOT:**

- Letsel bij de patiënt
- Schade aan apparatuur

Gebruik alleen bewezen MR Safe (MR-veilige) of MR Conditional (MR-voorwaardelijke) accessoires die getest en goedgekeurd zijn voor uw MR-systeem.

Gebruik bij inzet van het Alta multifunctionele hulpmiddel in een MR-omgeving uitsluitend bewezen MR-veilige of onder voorwaarden MR-veilige accessoires die getest en goedgekeurd zijn voor uw MR-systeem. Houd rekening met de MR-compatibiliteit van accessoires voordat u deze op uw MR-systeem gebruikt.

 **! WAARSCHUWING ! ONDERHOUD EN ANDERE SERVICE AAN PRODUCTEN MAG NOOIT WORDEN UITGEVOERD IN EEN MR-OMGEVING.**

AANVULLENDE VOORZORGSMAATREGELEN

Staan of zitten op de handgreep kan de handgreep beschadigen of letsel veroorzaken. De handgrepen zijn niet ontworpen om het gewicht van de patiënt te ondersteunen. Gebruik de handgrepen NIET om de patiënt te positioneren. Gebruik de handvatten NIET om op of van het toestel te komen.

Draag het toestel niet met accessoires.


NOMINALE BELASTING

Overschrijd NIET de gelijkmatig verdeelde belasting van 226 kg (500 lb.) of de maximale werklust van de tafelbasis, afhankelijk van welke minder is. Bij het berekenen van de belasting moet rekening worden gehouden met het gewicht van alle toestellen en accessoires.

ALGEMENE VOORZORGS- MAATREGELEN

WAARSCHUWINGSLABELS EN BESCHRIJVINGEN

Ga naar Qfix.com voor een overzicht van symbolen en de bijbehorende definities.



NOMINALE BELASTING

De maximale veilige werkbelasting voor het Alta™ multifunctionele hulpmiddel is 226 kg (500 lb.).



MRI-VEILIG


Hiermee wordt aangeduid dat een voorwerp geen bekende gevaren vormt door blootstelling aan een MRI-omgeving. Producten die MRI-veilig zijn, bestaan uit materialen die niet-geleidend, niet-metaal en niet-magnetisch zijn.



MRI-VEILIG ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN

Hiermee wordt aangeduid dat de veiligheid in de MRI-omgeving onder bepaalde voorwaarden voor een voorwerp is aangetoond.

Raadpleeg de voorwaarden zoals gedefinieerd in de paragraaf MRI-veiligheidsinformatie.



WAARSCHUWING

Laat het Alta™ multifunctionele hulpmiddel NIET uitsteken voorbij de oranje kantellijn aan het uiteinde van het tafelblad. Dit kan leiden tot letsel bij de patiënt of persoonlijk letsel.

BEOOGD GEBRUIK

Het Alta™ multifunctionele hulpmiddel is bedoeld voor het immobiliseren, ondersteunen, positioneren en overplaatsen van patiënten die bestralingstherapie ondergaan met elektronen, fotonen of protonen, waaronder SBRT en SRS; beeldvormingsprocedures zoals röntgen, computertomografie en beeldvorming door magnetische resonantie; evenals andere procedures waarbij een patiënt moet worden overgeplaatst.

Het Alta™ multifunctionele hulpmiddel kan worden gecombineerd met het Symphony™-patiëntentransportsysteem en andere positioneringshulpmiddelen, zoals tafelbladen, thermoplastische maskers, opzetspecifieke behandelhulpmiddelen en adapters, en positioneringssteunen en -kussens.

! OPMERKING ! Volgens de federale wetgeving van de Verenigde Staten van Amerika mag dit hulpmiddel uitsluitend door of op voorschrift van een arts worden gekocht.

PATIËNTENDOELGROEPEN

Patiënten die bestralingstherapie of diagnostische beeldvormingsprocedures ondergaan.

BEOOGDE GEBRUIKERS

De beoogde gebruiker van de producten is iemand die in aanmerking komt volgens de eisen van het regelgevingsgebied.

FUNCTIES

SYSTEEMONDERDELEN

1. ALTA™ MULTIFUNCTIONEEL HULPMIDDEL

Het Alta™ multifunctionele hulpmiddel biedt een veelzijdig platform dat het gebruik van thermoplastische S-Frame-maskers ondersteunt en is voorzien van InfinityEdge™ voor snelle bevestiging van InfinityLock™-positioneringsaccessoires om MR- en CT-beeldvorming en behandelworkflows voor externe radiotherapie te stroomlijnen.

2. INFINITYLOCK-HANDGREEP

De handgreep biedt een betrouwbare geïndexeerde positionering van de handen van de patiënt. Dit optionele apparaat zorgt voor een nauwkeurige uitlijning van de patiënt, van simulatie tot behandeling.

3. ALTA SILVERMAN-ADAPTER


Met de Silverman-adapter kunnen de Silverman-hoofdsteunen en hoofdkussens op het apparaat worden ingesteld.

4. ALTA ARMSHUTTLE ELITE

De Alta™ ArmShuttle™ Elite biedt geïndexeerde positionering van het hoofd en de armen van de patiënt in een bovenhoofdse positie.

5. MR-VEILIGE SCHUIFSTANG

De MR Safe (MR-veilige) schuifstangen met twee pennen worden gebruikt om het hulpmiddel te indexeren voor simulatie- en behandelingsstafelbladen. Ze kunnen ook worden gebruikt om positioneringsaccessoires en immobilisatieaccessoires te indexeren op het oppervlak van het Alta multifunctionele hulpmiddel.




BEDIENINGSINSTRUCTIES

INSTALLATIE

INSTALLATIE VAN DE SCHUIFSTANG

De schuifstang heeft twee positioneringspennen die passen bij de meeste standaardaccessoires voor positionering. Plaats om te bevestigen een van de uiteinden van de schuifstang in de juiste indexinkepingen.




Afb. 1

BEDIENINGSINSTRUCTIES

INSTALLATIE

SCHUIFSTANG



Plaats de uiteinden van 2 schuifstangen in de indexinkepingen op het tafelblad of de behandelingstafel op een onderlinge afstand van 700 mm en klik de schuifstangen op hun plaats (afb. 2 en 3).



1. Lijn de rode pennen van de schuifstang uit met de pasgaten in het Alta™ multifunctionele hulpmiddel (afb. 3).
2. Plaats het Alta™ multifunctionele hulpmiddel op het tafelblad en over de rode pennen (afb. 4).

⚠ ! WAARSCHUWING ! LAAS HET ALTA™ MULTIFUNCTIONELE HULPMIDDEL NIET UITSTEKEN VOORBIJ DE WAARSCHUWINGSLIJN VAN HET TAFELBLAD.

3. Zorg ervoor dat het hulpmiddel stevig is bevestigd voordat u de patiënt naar het tafelblad verplaatst.




Afb. 3

Afb. 4


BEDIENINGSINSTRUCTIES

INSTALLATIE

ALTA SILVERMAN-ADAPTER




1. Lijn de zwarte penne van de Silverman-adapter uit met de pasgaten in het Alta™ multifunctionele hulpmiddel (afb. 5).
2. Plaats de Silverman-adapter op het Alta multifunctionele hulpmiddel.
3. Zorg ervoor dat het hulpmiddel stevig is bevestigd en gelijk ligt met de bovenkant van het apparaat voordat u een hoofdsteen plaatst.




Afb. 5

4. Plaats de juiste Silverman- of foam hoofdsteen op het Alta™ multifunctionele hulpmiddel (afb. 6 en 7).



Afb. 6



Afb. 7

BEDIENINGSINSTRUCTIES


OPSTELLING

POSITIONERING VAN DE PATIËNT


1. Plaats de patiënt op het onderste deel van het Alta™ multifunctionele hulpmiddel.
2. Til de benen van de patiënt op en draai ze op het behandelingstafelblad. Leg de patiënt vervolgens voorzichtig naar achteren totdat het hoofd van de patiënt in de Silverman-hoofdsteun zit.
3. Vorm het MOLDCARE®-hoofdkussen zoals gewenst (zie de gebruiksaanwijzing van MOLDCARE®) (afb. 8).
4. Plaats het masker op de patiënt en lijn de pennen van het Portrait S-Frame uit met de bevestigingsgaten op het Alta™-multifunctionele hulpmiddel (afb. 9).
5. Steek de pennen in de gaten van het Portrait S-Frame en druk erop tot elke pen vastklikt (afb. 10).
6. Vorm het Aquaplast RT™- of Fibreplast® Portrait S-Frame-masker door zachtjes rond de neus te drukken totdat het thermoplastisch materiaal volledig uithardt (afb. 11). Raadpleeg de producthandleiding en de gebruikershandleiding voor Aquaplast RT™ en Fibreplast® (P/N 2002890) voor bedieningsinstructies, productkenmerken, specificaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en andere algemene maatregelen met betrekking tot het gebruik van Aquaplast RT™- en Fibreplast®-maskers.



Afb. 8



Afb. 9



Afb. 10



Afb. 11

BEDIENINGSINSTRUCTIES


VERWIJDEREN

PORTRAIT S-FRAME THERMOPLASTISCH MASKER

1. Trek elke pen omhoog om deze te verwijderen (afb. 12).
2. Til het masker van de patiënt af.

PORTRAIT

Verwijder de MOLDCARE®, Silverman-hoofdsteun of het foam inzetstuk en de Silverman-adapter uit het Alta™ multifunctionele hulpmiddel.




Afb. 12

BEDIENINGSINSTRUCTIES


INSTALLATIE EN INSTELLING

INFINITYLOCK-HANDGREPEN




1. Zorg ervoor dat de Alta-handgreep zich in de ontgrendelde stand bevindt (afb. 13).
2. Schuif de handgreep stevig op de InfinityEdge van het toestel totdat de handgreep volledig op zijn plaats zit (afb. 14).
3. Gebruik de blauwe indicator op de handgreep en de schaal op het toestel om de handgreep uit te lijnen met de gewenste locatie (afb. 15).
4. Draai de hendel om de handgreep op het toestel te vergrendelen (afb. 16).


! OPMERKING ! Draai de hendel niet naar de vergrendelde stand tenzij de handgreep volledig op de rand van het toestel is geplaatst. Berg de handgreep niet op met de hendel in de vergrendelde stand.




Afb. 13



Afb. 14



Afb. 15



Afb. 16

VERWIJDEREN


INFINITYLOCK-HANDGREPEN

Ontgrendel door de hendel linksom te draaien en verwijder deze uit het hulpmiddel.


BEDIENINGSINSTRUCTIES

INSTALLATIE


ALTA™ ARMSHUTTLE ELITE




1. Lijn de onderrand van de Alta ArmShuttle Elite onder een hoek uit met de ArmShuttle-richtlijn op het hulpmiddel (afb. 17).
2. Trek aan de vergrendelingshendel en schuif de ArmShuttle in de richting van de richtlijn op het hulpmiddel. Zorg er bij het verlagen van ArmShuttle voor dat de rode pennen in de aangegeven gaten in de kop van het Alta-hulpmiddel vallen (afb. 18 en 19).



Afb. 17



Afb. 18



Afb. 19

INSTELLEN

ALTA™ ARMSHUTTLE ELITE


Installeer de hoofdsteun en de handstijlen.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

VERWIJDEREN

ALTA™ ARMSHUTTLE ELITE

! OPMERKING ! Trek de ArmShuttle niet omhoog zonder aan de vergrendeling te trekken om deze van het toestel te ontgrendelen.



ACCESSOIRES

AANVULLENDE AANBEVOLEN ACCESSOIRES

Het Alta™ multifunctionele hulpmiddel is compatibel met een breed scala aan positioneringsoplossingen en immobilisatieoplossingen. Hieronder vindt u een lijst met accessoires die compatibel zijn met het hulpmiddel. Ga naar www.Qfix.com voor de meest recente lijst met positioneringsaccessoires en immobilisatieaccessoires.

Productcode	Beschrijving	Gebruikershandleiding
Ga naar www.Qfix.com	Portrait S-Frame Masks	N.v.t.
RT-4600-03, RT-4600-03-MRI	SRS Adapter, SRS MR Adapter	2008120
RT-4800-B1 en RT-4800-B2	InfinityLock SBRT Compression Bridges	2008358
RT-4558KV4 en RT-4558KV4-01	Compression Paddle	2008358
RT-4558CB02	ZiFix Abdominal Thoracic Motion Control System	2007706
RT-4546MRI	Access Supine Breast Device	2004394
RT-4700-03	Insight MR Body Coil Holder	2007254
RT-4517-IND01	VacQfix Indexer	2002538
Alle RT-4517	VacQfix Cushions	2002538
RT-4489KW of RT-4489KW-01	SofTouch™ Knee Wedge	2006968
RT-4489FB	SofTouch™ Foot Block	2006968
RT-4800-KS	FlexLock™ Knee Support	2008425
RT-4800-FS	FlexLock™ Foot Support	2008425


ONDERHOUD

! OPMERKING ! Smit of giet GEEN vloeistoffen op het oppervlak van het hulpmiddel.

! OPMERKING ! Plaats GEEN scherpe voorwerpen op het apparaat.

VOORBEREIDING VOOR REINIGING EN DESINFECTIE

Verwijder alle accessoires en onderdelen van het Alta multifunctionele hulpmiddel voordat u het toestel of de accessoires en onderdelen ervan reinigt of desinfecteert, zoals weergegeven in het onderstaande diagram. Er geldt geen specifieke volgorde.



HET SYSTEEM REINIGEN

Het hulpmiddel kan worden gereinigd met een milde, niet-schurende reinigungsoplossing. Breng om te reinigen de oplossing aan op een schone doek en veeg het oppervlak af. Inspecteer het apparaat visueel, is het niet schoon, herhaal de voorgaande reinigungsstappen tot het visueel schoon is. Gebruik een schone met water bevochtigde doek om het apparaat af te vegen en achtergebleven reinigungsmiddel te verwijderen. Veeg het apparaat af met een schone, droge doek om het te drogen. Het volgende reinigungsmiddel is getest en geschikt bevonden om het apparaat mee te reinigen.

- Oplossing van 10% Clorox®-bleekmiddel


HET SYSTEEM DESINFECTEREN

Gebruik een alcoholdoekje of Super Sani-Cloth®-doekje om het hulpmiddel te desinfecteren. Veeg het oppervlak van het hulpmiddel af met de doek en laat het hulpmiddel drogen voordat u het gebruikt.

SPECIFICATIES



GEWICHT

5,4 kg (12 lb.)




VERZWAKKINGSINFORMATIE

De vermelde verzwakkingswaarden gelden bij benadering en zijn gemeten/berekend onder specifieke omstandigheden. De werkelijke verzwakking op basis van de opstelling moet worden gecontroleerd met uw specifieke apparatuur.

Toestel/onderdeel	Meetlocatie	Verzwakking bij benadering (mm WET bij 6 MV)
Alta™ multifunctioneelhulpmiddel RT-4800-01		< 6,0 mm
Alta™ multifunctioneelhulpmiddel 8002997		5,33 mm

ONDERDELENLIJST

STANDAARDEPAKKET ALTA MULTIFUNCTIONEEL HULPMIDDEL (RT-4800-100)



RT-4800-100

1. RT-4800-01 - Alta Multipurpose Device
2. RT-4800-04 - Infinity Lock Hand Grip
3. RT-4800-03 - Alta Silverman Adapter
4. RT-4800-02 - Alta ArmShuttle Elite
5. RT-4800-KS - FlexLock Knee Support
6. RT-4800-FS - FlexLock Foot Support
7. RT-4551BARMRI - MRI Locating Bar
8. RT-4543WALL - Wall Mount

OPSTELLINGSFORMULIER

RT-4800-01 ALTA™ MULTIFUNCTIONEEL HULPMIDDEL

Naam patiënt:

Patiënt-ID:

Opgesteld door:

Arts:

Datum:

Opmerkingen:

Opmerkingen:

OPSTELLINGSFORMULIER


RT-4800-01 ALTA™ MULTIFUNCTIONEEL HULPMIDDEL

Schuifstangen voor het indexeren van het Alta-hulpmiddel zijn in de tabel geïndexeerd op:

Gebruikte accessoires (aanvinken indien gebruikt)

Opmerkingen

Silverman-adapter



Gebruikte hoofdsteen

Moldcare gebruikt

Alta ArmShuttle Elite



Handstijl(en) (letter A–I)

Hoofdsteen (nummer 1–23)
(gebruik nr. aangegeven
onder gat)

Handgrepen



Rechterzijde patiënt

Linkerzijde patiënt

Compressiebrug

Groot

Klein

Locatie van de brug

Brughoogte
(nummer 1–19)

Laseruitlijning

Compressiepaddle (indien gebruikt)

Locatie van accessoire op
brug

Hoogte van de compressie
op de paddle

VacQfix-kussen voor dijcompressie (indien gebruikt)

Locatie van accessoire op
brug

Alleen grote klem (A–I)

OPSTELLINGSFORMULIER

RT-4800-01 ALTA™ MULTIFUNCTIONEEL HULPMIDDEL

! OPMERKING ! Raadpleeg de desbetreffende producthandleiding en gebruikershandleiding voor de gebruikte accessoires.

Gebruikte accessoires (aanvinken indien gebruikt)

Opmerkingen

SofTouch-tafelbladkussen

Portrait S-Frame hoofd- en schoudermasker

Portrait S-Frame-masker, alleen hoofd

SRS-adapter

ZiFix-controlesysteem voor abdominale thoracale beweging

Access Supine-borsttoestel

Insight MR-lichaams-coil-houder

VacQfix-indexer

VacQfix-kussen

SofTouch-kniewig

SofTouch-voetblok

FlexLock-kniesteun

FlexLock-voetsteun

Aanvullende accessoires



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

+1 610.268.0585 / 800.526.5247

+1 610.268.0588 / 800.831.8174

sales@Qfix.com