

GHIDUL PRODUSULUI ȘI MANUALUL DE UTILIZARE

RT-4800-01

Dispozitiv multifuncțional Alta™





EC REP		Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Fabricat în SUA de Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
------------------------------	--	--	---

Alta, ArmShuttle, Aquaplast RT, Portrait, ZiFix, Access, Insight,
VacQfix, SofTouch, FlexLock, InfinityLock și InfinityEdge sunt mărci comerciale ale Qfix.
Fibreplast® și Symphony® sunt mărci comerciale înregistrate ale Qfix.
Clorox® este o marcă comercială înregistrată a The Clorox Company.
Super Sani-Cloth® este o marcă comercială înregistrată a PDI Healthcare.
Moldcare® este o marcă comercială înregistrată a ALCARE CO, LTD.

CUPRINS

MĂSURI DE PRECAUȚIE GENERALE	4
DECLARAȚII DE AVERTIZARE.....	4
INCIDENTE GRAVE	4
INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA	4
ATENUAREA FASCICULULUI DE TRATAMENT	4
INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA ÎN MEDIUL IRM	4
MĂSURI DE PRECAUȚIE SUPLIMENTARE.....	5
ETICHETE DE AVERTIZARE ȘI DESCRIERI.....	6
DESTINAȚIA DE UTILIZARE	7
CARACTERISTICI.....	8
COMPONENTELE SISTEMULUI	8
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	9
MONTARE	9
CONFIGURARE.....	12
DEMONTARE.....	13
INSTALARE ȘI CONFIGURARE	14
MONTARE	15
CONFIGURARE.....	15
DEMONTARE.....	16
ACCESORII.....	17
ÎNTREȚINERE.....	18
PREGĂTIREA PENTRU CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE.....	18
CURĂȚAREA SISTEMULUI	18
DEZINFECTAREA SISTEMULUI	18
SPECIFICAȚII.....	19
GREUTATE	19
INFORMAȚII PRIVIND ATENUAREA.....	20
LISTA COMPONENTELOR	21
PACHET STANDARD MULTIFUNCȚIONAL ALTA (RT-4800-100)	21
FIȘĂ DE CONFIGURARE	22
RT-4800-01 DISPOZITIV MULTIFUNCȚIONAL ALTA™	22

MĂSURI DE PRECAUȚIE GENERALE

DECLARAȚII DE AVERTIZARE

-  **! AVERTISMENT ! NU SE PERMITE NICIO MODIFICARE A ACESTUI ECHIPAMENT. DACĂ ORICARE DINTRE COMPONENTELE ACESTUI DISPOZITIV ESTE SUPUSĂ LA O SARCINĂ EXTREM DE MARE, ESTE DETERIORATĂ SAU FUNCȚIONEAZĂ INADECVAT, ÎNTRERUPEȚI IMEDIAT UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ȘI CONTACTAȚI QFIX LA +1 484-720-6053 SAU LA TECHSUPPORT@QFIX.COM.**
-  **! AVERTISMENT ! SIMULAREA ȘI TRATAMENTUL TREBUIE EFECTUATE PE UN DISPOZITIV MULTIFUNCȚIONAL ALTA™. ALTE DISPOZITIVE POT FI SEMNIFICATIV DIFERITE ȘI AR DUCE LA O SIMULARE INCONSECVENTĂ DIN PUNCT DE VEDERE CLINIC CU PLANURILE DE TRATAMENT.**

INCIDENTE GRAVE

Raportați toate incidentele grave (de exemplu, incidente care au ca rezultat sau au potențialul de a provoca decesul sau vătămarea gravă) atât către Qfix, cât și către autoritatea competentă din țara dvs.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Pentru a asigura utilizarea în siguranță a dispozitivului multifuncțional Alta™, se recomandă ca utilizatorul să fie instruit cu privire la operarea în siguranță a sistemului înainte de utilizare.

Pentru a utiliza dispozitivul multifuncțional Alta™ cu acuratețe și în siguranță, utilizatorul trebuie să aibă experiența necesară într-un cadru spitalicesc.

Asigurați-vă că accesoriile selectate sunt bine fixate pe suprafața de susținere a pacientului și verificați dacă configurarea este corectă înainte de începerea tratamentului.

Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că dispozitivul nu este deteriorat.

ATENUAREA FASCICULULUI DE TRATAMENT

Dispozitivul multifuncțional Alta™ va atenua un fascicul de radioterapie. În cazul echipamentului dvs. specific, trebuie să verificați atenuarea reală, în funcție de configurația disponibilă. Atenuarea și o doză crescută la nivelul pielii trebuie luate în considerare în timpul planificării și al tratamentului.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA ÎN MEDIUL IRM

-  Testarea non-clinică a demonstrat că **dispozitivul multifuncțional Alta™** prezintă siguranță în mediul RM. Acest dispozitiv poate fi utilizat într-un sistem RM.
-  Testarea non-clinică a demonstrat că **mânerul InfinityLock™ (RT-4800-04)** prezintă siguranță în mediul RM. Acest dispozitiv poate fi utilizat într-un sistem RM.
-  Testarea non-clinică a demonstrat că **adaptorul Alta Silverman (RT-4800-03)** este compatibil RM. Această componentă poate fi utilizată într-un sistem RM.
-  Testarea non-clinică a demonstrat că **bara de localizare RM (RT-4551BARMRI)** prezintă siguranță în mediul RM. Acest dispozitiv poate fi utilizat într-un sistem RM.

MĂSURI DE PRECAUȚIE GENERALE

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA ÎN MEDIUL IRM, CONTINUARE



Testele non-clinice au demonstrat că **Alta Armshuttle Elite (RT-4800-02)** prezintă compatibilitate RM condiționată. Aceste dispozitive pot să fie folosite într-un sistem RM care îndeplinește următoarele condiții:

- Alta ArmShuttle Elite poate fi poziționat în orificiul unui sistem RM care are un câmp magnetic static de 1,5 T sau mai mic.
- Alta ArmShuttle Elite trebuie atașat la dispozitivul multifuncțional Alta (RT-4800-01) înainte de scanare.



! AVERTISMENT ! SE RECOMANDĂ UTILIZAREA PIESELOR DE SCHIMB QFIX PENTRU A ASIGURA SIGURANȚA, PERFORMANȚA ȘI COMPATIBILITATEA IRM A PRODUSULUI (PRODUSELOR), PRECUM ȘI PENTRU A MENȚINE GARANȚIILE APLICABILE.



! AVERTISMENT ! UTILIZAREA ACCESORIILOR RM NEAPROBATE POATE AVEA CA REZULTAT:

- Vătămarea pacientului
- Deteriorarea echipamentului

Utilizați numai accesorii care prezintă siguranță în mediul RM sau care prezintă compatibilitate RM condiționată, testate și aprobate pentru sistemul dvs. RM.

Atunci când utilizați un dispozitiv multifuncțional Alta într-un mediu RM, utilizați numai accesorii care prezintă siguranță în mediul RM sau compatibilitate RM condiționată, testate și aprobate pentru sistemul dvs. RM. Înainte de utilizarea pe sistemul dvs. RM, luați în considerare compatibilitatea RM a accesoriilor.



! AVERTISMENT ! ÎNTREȚINEREA ȘI ALTE OPERAȚIUNI DE SERVICE PENTRU PRODUSE NU TREBUIE EFECTUATE NICIODATĂ ÎNTR-UN MEDIU RM.

MĂSURI DE PRECAUȚIE SUPLIMENTARE

Staționarea sau așezarea pe mâner poate să îl deterioreze sau să cauzeze vătămări. Tijele pentru apucare cu mâna nu sunt concepute pentru a susține greutatea pacientului. NU utilizați mânerul pentru a poziționa pacientul. NU utilizați mânerul pentru urcarea pe dispozitiv sau coborârea de pe acesta.

Nu transportați dispozitivul utilizând accesorii.


SARCINĂ NOMINALĂ

NU depășiți sarcina distribuită uniform de 226 kg (500 lb) sau sarcina nominală maximă a bazei mesei, oricare dintre acestea este mai mică. Masele tuturor dispozitivelor și accesoriilor trebuie luate în considerare la calcularea sarcinii.

MĂSURI DE PRECAUȚIE GENERALE

ETICHETE DE AVERTIZARE ȘI DESCRIERI

Pentru o listă a simbolurilor și definițiile aferente acestora, consultați Qfix.com.



SARCINĂ NOMINALĂ

Sarcina maximă sigură de lucru pentru dispozitivul multifuncțional Alta™ este de 226 kg (500 lb).



PREZINTĂ SIGURANȚĂ ÎN MEDIUL RM


Un articol care nu prezintă riscuri cunoscute în urma expunerii la orice medii RM. Articolele care prezintă siguranță în mediul RM sunt alcătuite din materiale neconductive electric, nemetalice și nemagnetice.



COMPATIBILITATE RM CONDIȚIONATĂ

Un articol care îndeplinește criteriile de siguranță specifice mediului RM în condiții stabilite.

Consultați condițiile așa cum sunt definite în secțiunea Informații privind siguranța IRM.



AVERTISMENT

NU extindeți dispozitivul multifuncțional Alta™ mai mult de capătul blatului mesei, dincolo de linia portocalie a consolei. Acest lucru poate provoca vătămări corporale pacientului sau operatorului.

DESTINAȚIA DE UTILIZARE

Dispozitivul multifuncțional Alta™ este destinat imobilizării, susținerii, poziționării și transferării pacienților care sunt supuși procedurilor de radioterapie utilizând electroni, fotoni, protoni, inclusiv SBRT și SRS, procedurilor de imagistică precum radiografiile, tomografia computerizată și imagistica prin rezonanță magnetică, dar și altor proceduri care implică transferul pacientului.

Dispozitivul multifuncțional Alta™ este proiectat pentru a asigura interfața cu sistemul de transport al pacientului Symphony™ și cu alte dispozitive de poziționare, precum blaturile de masă, măștile din material termoplastic, dispozitivele de tratament, adaptoarele specifice configurației, suporturile și pernele de poziționare.

! NOTĂ ! Legislația federală din Statele Unite impune ca vânzarea acestui dispozitiv să se efectueze numai de către sau la recomandarea unui medic.

GRUPURI ȚINTĂ DE PACIENȚI

Pacienții supuși radioterapiei sau procedurilor de diagnosticare prin imagistică.

UTILIZATORI ȚINTĂ

Utilizatorul țintă pentru produse este o persoană calificată în conformitate cu cerințele regiunii de reglementare.

CARACTERISTICI

COMPONENTELE SISTEMULUI

1. DISPOZITIV MULTIFUNCȚIONAL ALTA™

Dispozitivul multifuncțional Alta™ oferă o platformă versatilă, care se adaptează utilizării măștilor din material termoplastic cu cadru S și dispune de InfinityEdge™ pentru atașarea rapidă a accesoriilor de poziționare InfinityLock™ pentru a eficientiza fluxurile de lucru de imagistică și tratament RM și CT pentru radioterapia cu fascicul extern.

2. MÂNER INFINITYLOCK

Mânerul oferă o poziționare indexată sigură a mâinilor pacientului. Acest dispozitiv opțional ajută la alinierea corectă a pacientului de la stimulare la tratament.

3. ADAPTOR ALTA SILVERMAN


Adaptorul Silverman permite indexarea suporturilor pentru cap Silverman și a pernelor pentru cap pe dispozitiv.

4. ALTA ARMSHUTTLE ELITE

Alta™ ArmShuttle™ Elite asigură poziționarea indexată a capului și a brațelor pacientului într-o poziție deasupra capului.

5. BARĂ DE LOCALIZARE CARE PREZINTĂ SIGURANȚĂ ÎN MEDIUL RM

Barele de localizare cu două știfturi, care prezintă siguranță în mediul RM, sunt utilizate pentru a indexa dispozitivul la blaturile mesei de simulare și de tratament. De asemenea, acestea pot fi utilizate pentru a indexa accesoriile de poziționare și imobilizare pe suprafața dispozitivului multifuncțional Alta.



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

MONTARE

MONTAREA BAREI DE LOCALIZARE

Bara de localizare are două știfturi de localizare care corespund majorității accesoriilor standard de poziționare. Pentru montare, poziționați unul dintre capetele barei de localizare în canelurile de indexare corespunzătoare.




Fig. 1

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

MONTARE

BARĂ DE LOCALIZARE

Introduceți capetele a 2 bare de localizare în canelurile de indexare de pe blatul mesei sau de pe masa de tratament, la o distanță de 700 mm și fixați barele de localizare în poziție (Fig. 2 și 3).




Fig. 2

1. Aliniați știfturile roșii de pe bara de localizare cu orificiile de pe dispozitivul multifuncțional Alta™ (Fig. 3).
2. Poziționați dispozitivul multifuncțional Alta™ pe blatul mesei și deasupra știfturilor roșii (Fig. 4).

⚠ ! AVERTISMENT ! NU EXTINDEȚI DISPOZITIVUL MULTIFUNCȚIONAL ALTA™ ÎN AFARA BLATULUI MESEI, DINCOLO DE LINIA DE AVERTIZARE.

3. Asigurați-vă că dispozitivul este atașat fix înainte de a poziționa pacientul pe blatul mesei.




Fig. 3





Fig. 4

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

MONTARE

ADAPTOR ALTA SILVERMAN



1. Aliniați știfturile negre ale adaptorului Silverman cu orificiile de localizare din dispozitivul multifuncțional Alta™ (Fig. 5).
2. Așezați adaptorul Silverman pe dispozitivul multifuncțional Alta.
3. Asigurați-vă că dispozitivul este bine fixat și aliniat cu suprafața superioară a dispozitivului înainte de a așeza un suport pentru cap.




Fig. 5

4. Așezați suportul corespunzător pentru cap Silverman sau din spumă pe dispozitivul multifuncțional Alta™ (Fig. 6 și 7).




Fig. 6




Fig. 7

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CONFIGURARE

POZIȚIONAREA PACIENTULUI

1. Așezați pacientul pe partea inferioară a dispozitivului multifuncțional Alta™.
2. Ridicați și rotiți picioarele pacientului pe tăblia mesei de tratament, apoi întindeți cu grijă pacientul pe spate până când capul acestuia este în suportul pentru cap Silverman.
3. Modelați perna pentru cap MOLDCARE® în funcție de necesitate (consultați Instrucțiunile de utilizare a MOLDCARE®) (Fig. 8).
4. Poziționați masca pe pacient, aliniind știfturile de pe cadrul S Portrait cu orificiile de atașare din dispozitivul multifuncțional Alta™ (Fig. 9).
5. Introduceți știfturile în orificiile cadrului S Portrait și apăsați până când fiecare știft se blochează în poziție (Fig. 10).
6. Modelați masca cu cadru S Portrait Aquaplast RT™ sau Fibreplast® aplicând o presiune ușoară în jurul nasionului până când masca din material termoplastic se întărește complet (Fig. 11). Consultați Ghidul produsului și manualul de utilizare pentru Aquaplast RT™ și Fibreplast® (număr de componentă 2002890) pentru instrucțiuni de utilizare, caracteristici ale produsului, specificații, avertismente, măsuri de precauție și alte Măsuri de precauție generale legate de folosirea măștilor Aquaplast RT™ și Fibreplast®.



Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10



Fig. 11

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

DEMONTARE

MASCA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC CU CADRU S PORTRAIT

1. Pentru scoatere, trageți în sus fiecare știft (Fig. 12).
2. Ridicați masca de pe pacient.

PORTRAIT

Îndepărtați suportul pentru cap MOLDCARE®, Silverman sau insertul din spumă și adaptorul Silverman de pe dispozitivul multifuncțional Alta™.





Fig. 12

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

INSTALARE ȘI CONFIGURARE

MÂNERE INFINITYLOCK



1. Asigurați-vă că maneta mânerului Alta este în poziție deblocată (Fig. 13).
2. Glisați ferm mânerul pe InfinityEdge al dispozitivului până când mânerul este complet așezat (Fig. 14).
3. Utilizați indicatorul albastru de pe mâner și scala de pe dispozitiv pentru a alinia mânerul în poziția dorită (Fig. 15).
4. Rotiți maneta pentru a bloca mânerul pe dispozitiv (Fig. 16).

! NOTĂ ! Nu rotiți maneta în poziția blocat decât dacă mânerul este complet prins de marginea dispozitivului. Nu depozitați mânerul cu maneta în poziție blocată.




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15




Fig. 16

DEMONTARE


MÂNERE INFINITYLOCK

Deblocați rotind maneta în sens antiorar și scoateți-o din dispozitiv.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

MONTARE

ALTA™ ARMSHUTTLE ELITE



1. La un unghi, aliniați marginea inferioară a Alta ArmShuttle Elite cu linia de ghidare ArmShuttle de pe dispozitiv (Fig. 17).
2. Trageți mânerul încuietorii și glisați ArmShuttle spre linia de ghidare de pe dispozitiv. În timp ce coborâți ArmShuttle, asigurați-vă că știfturile roșii se află în orificiile indicate din capul dispozitivului Alta (Fig. 18 și 19).




Fig. 17




Fig. 18




Fig. 19

CONFIGURARE

ALTA™ ARMSHUTTLE ELITE


Instalați suportul pentru cap și tijele pentru apucare cu mâna.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

DEMONTARE

ALTA™ ARMSHUTTLE ELITE

! NOTĂ ! Nu trageți în sus de ArmShuttle fără a trage încuietoarea pentru a-l debloca din dispozitiv.



ACCESORII

ACCESORII SUPLIMENTARE RECOMANDATE

Dispozitivul multifuncțional Alta™ este compatibil cu o mare varietate de soluții de poziționare și imobilizare. Mai jos este prezentată o listă de accesorii compatibile cu dispozitivul. Pentru cea mai recentă listă a accesoriilor de poziționare și imobilizare, vizitați www.Qfix.com.

Codul produsului	Descriere	Manual de utilizare
Vizitați www.Qfix.com	Portrait S-frame Masks	Nu se aplică
RT-4600-03, RT-4600-03-MRI	SRS Adapter, SRS MR Adapter	2008120
RT-4800-B1 și RT-4800-B2	InfinityLock SBRT Compression Bridges	2008358
RT-4558KV4 și RT-4558KV4-01	Compression Paddle	2008358
RT-4558CB02	ZiFix Abdominal Thoracic Motion Control System	2007706
RT-4546MRI	Access Supine Breast Device	2004394
RT-4700-03	Insight MR Body Coil Holder	2007254
RT-4517-IND01	VacQfix Indexer	2002538
Toate RT-4517	VacQfix Cushions	2002538
RT-4489KW sau RT-4489KW-01	SofTouch™ Knee Wedge	2006968
RT-4489FB	SofTouch™ Foot Block	2006968
RT-4800-KS	FlexLock™ Knee Support	2008425
RT-4800-FS	FlexLock™ Foot Support	2008425


ÎNTREȚINERE

! NOTĂ ! NU pulverizați și nu turnați lichide pe suprafața dispozitivului.

! NOTĂ ! NU așezați obiecte ascuțite pe dispozitiv.

PREGĂTIREA PENTRU CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE

După cum se indică în diagrama de mai jos, scoateți toate accesoriile și componentele din dispozitivul multifuncțional Alta înainte de a curăța sau dezinfecta dispozitivul sau accesoriile și componentele acestuia. Nu este necesară o anumită ordine.



CURĂȚAREA SISTEMULUI

Dispozitivul poate fi curățat cu o soluție de curățare slabă, neabrazivă. Pentru curățare, aplicați soluția pe o lavetă curată și ștergeți suprafața. Verificați vizual dispozitivul, iar dacă acesta nu este curat, repetați pașii de curățare anteriori până când este vizibil curat. Utilizați o lavetă curată înmuiată în apă pentru a șterge dispozitivul și pentru a elimina reziduurile de agent de curățare. Pentru uscare, ștergeți dispozitivul cu o lavetă curată și uscată. Următorul material de curățare a fost testat și s-a constatat că este adecvat pentru curățarea dispozitivului.

- Soluție Clorox® de înălbire, cu concentrație 10%


DEZINFECTAREA SISTEMULUI

Pentru a dezinfecta dispozitivul, utilizați un șervețel umed, pe bază de alcool, sau un șervețel Super Sani-Cloth®. Ștergeți suprafața dispozitivului cu laveta și permiteți uscarea acestuia înainte de utilizare.

SPECIFICAȚII



GREUTATE

5,4 kg (12 lb)




INFORMAȚII PRIVIND ATENUAREA

Valorile de atenuare enumerate sunt aproximative și măsurate/calculate în condiții specifice. În cazul echipamentului dvs. specific, trebuie să verificați atenuarea reală, în funcție de configurația disponibilă.

Dispozitiv/componentă	Loc de măsurare	Atenuare aproximativă (mm WET la 6 MV)
Dispozitiv multifuncțional Alta™ RT-4800-01		< 6,0 mm
Dispozitiv multifuncțional Alta™ 8002997		5,33 mm

LISTA COMPONENTELOR

PACHET STANDARD MULTIFUNCȚIONAL ALTA (RT-4800-100)



RT-4800-100

1. RT-4800-01 – dispozitiv multifuncțional Alta
2. RT-4800-04 – mâner Infinity Lock
3. RT-4800-03 – adaptor Alta Silverman
4. RT-4800-02 – Alta ArmShuttle Elite
5. RT-4800-KS – suport pentru genunchi FlexLock
6. RT-4800-FS – suport pentru picior FlexLock
7. RT-4551BARMRI – bară de localizare IRM
8. RT-4543WALL – suport de montare pe perete

FIȘĂ DE CONFIGURARE

RT-4800-01 DISPOZITIV MULTIFUNCȚIONAL ALTA™

Numele pacientului:

Numărul de identificare al pacientului:

Configurare realizată de:

Medic:

Data:

Comentarii:

Observații:

FIȘĂ DE CONFIGURARE

RT-4800-01 DISPOZITIV MULTIFUNCȚIONAL ALTA™

Barele de localizare pentru indexarea dispozitivului Alta sunt indexate pe masă la:

Accesorii utilizate (verificați dacă sunt utilizate)

Observații

Adaptor Silverman



Suport pentru cap utilizat

Moldcare utilizat

Alta ArmShuttle Elite



Tijă (tije) de mână (litera A–I)

Suport pentru cap
(număr 1–23)
(utilizați # indicat sub orificiu)

Mânere



Dreapta pacientului

Stânga pacientului

Punte de compresie

Mare

Mică

Locația punții

Înălțimea punții
(număr 1–19)

Aliniere laser

Padelă de compresie (dacă este utilizată)

Locația accesoriului
pe punte

Înălțimea compresiei
pe padelă

Pernă VacQfix pentru compresie coapsă (dacă este utilizată)

Locația accesoriului
pe punte

Numai clemă mare (A–I)

FIȘĂ DE CONFIGURARE

RT-4800-01 DISPOZITIV MULTIFUNCȚIONAL ALTA™

! NOTĂ ! Pentru accesoriile utilizate, consultați Ghidul produsului și manualul de utilizare aplicabile.

Accesorii utilizate (verificați dacă sunt utilizate)

Observații

Pernă pentru blatul mesei SofTouch

Mască Portrait cu cadru S pentru cap și umăr

Mască Portrait cu cadru S doar pentru cap

Adaptor SRS

Sistemul de control al mișcării abdominale/toracice ZiFix

Dispozitiv mamar Access Supine

Suport de bobină pentru corp RM Insight

Indexator VacQfix

Pernă VacQfix

Suport pentru genunchi SofTouch

Suport pentru picior SofTouch

Suport pentru genunchi FlexLock

Suport pentru picior FlexLock

Accesorii suplimentare



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

+1 610.268.0585 / 800.526.5247

+1 610.268.0588 / 800.831.8174

sales@Qfix.com