

SPRIEVODCA VÝROBKOM A NÁVOD NA POUŽITIE

RT-4800-01

Viacúčelová pomôcka Alta[™]





EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta		Vyrobené v USA spoločnosťou Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	--	---

Alta, ArmShuttle, Aquaplast RT, Portrait, ZiFix, Access, Insight,
VacQfix, SofTouch, FlexLock, InfinityLock a InfinityEdge sú ochranné známky spoločnosti Qfix.
Fibreplast® a Symphony® sú registrované ochranné známky spoločnosti Qfix.
Clorox® je registrovaná ochranná známka spoločnosti The Clorox Company.
Super Sani-Cloth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti PDI Healthcare.
Moldcare® je registrovaná ochranná známka spoločnosti ALCARE CO, LTD.

OBSAH

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	4
VÝSTRAŽNÉ HLÁSENIA	4
ZÁVAŽNÉ UDALOSTI	4
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE	4
OSLABENIE LIEČEBNÉHO ŽIARENIA	4
INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI TÝKAJÚCE SA ZOBRAZOVANIA MR	4
ĎALŠIE OPATRENIA	5
VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY A POPISY	6
URČENÉ POUŽITIE	7
VLASTNOSTI	8
SÚČASTI SYSTÉMU	8
NÁVOD NA POUŽITIE	9
MONTÁŽ	9
NASTAVENIE	12
ODSTRÁNENIE	13
MONTÁŽ A NASTAVENIE	14
MONTÁŽ	15
NASTAVENIE	15
ODSTRÁNENIE	16
PRÍSLUŠENSTVO	17
ÚDRŽBA	18
PRÍPRAVA NA ČISTENIE A DEZINFEKCIU	18
ČISTENIE SYSTÉMU	18
DEZINFEKCIA SYSTÉMU	18
ŠPECIFIKÁCIE	19
HMOTNOSŤ	19
INFORMÁCIE O OSLABENÍ	20
ZOZNAM DIELOV	21
VIACÚČELOVÁ ŠTANDARDNÁ SÚPRAVA ALTA (RT-4800-100)	21
HÁROK NASTAVENIA	22
RT-4800-01 VIACÚČELOVÁ POMÔCKA ALTA™	22

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

VÝSTRAŽNÉ HLÁSENIA

⚠ ! VÝSTRAHA ! AKÉKOL'VEK ÚPRAVY TOHTO POMÔCKY SÚ ZAKÁZANÉ. AK BUDE AKÁKOL'VEK ČASŤ TEJTO POMÔCKY NADMERNE ZAŤAŽENÁ, BUDE SA JAVIŤ AKO POŠKODENÁ ALEBO NEBUDE SPRÁVNE FUNGOVAŤ, IHNEĎ JU PRESTAŇTE POUŽÍVAŤ A KONTAKTUJTE SPOLOČNOSŤ QFIX NA ČÍSLE +1 484-720-6053 ALEBO NA ADRESE TECHSUPPORT@QFIX.COM.

⚠ ! VÝSTRAHA ! SIMULÁCIA A LIEČBA MUSÍ PREBIEHAŤ NA VIACÚČELOVEJ POMÔCKE ALTA™. INÉ POMÔCKY SA MÔŽU PODSTATNE LÍŠIŤ A MOHLI BY VIESŤ KU KLINICKY NEKONZISTENTNEJ SIMULÁCII LIEČEBNÝCH PLÁNOV.

ZÁVAŽNÉ UDALOSTI

Nahláste všetky závažné udalosti (napríklad udalosti, ktoré viedli k úmrtiu alebo závažnému zraneniu, prípadne k nim mohli viesť) spoločnosti Qfix aj kompetentnému úradu vo vašej krajine.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Používateľov odporúčame zaškolenie v bezpečnej prevádzke systému ešte pred použitím, aby sa zaistilo bezpečné použitie viacúčelovej pomôcky Alta™.

Presné a bezpečné použitie viacúčelovej pomôcky Alta™ je podmienené potrebnými skúsenosťami používateľa v nemocničnom prostredí.

Pred začatím liečby sa uistite, že je vybrané príslušenstvo bezpečne pripevnené k podložke pacienta a že je nastavenie správne.

Pred každým použitím skontrolujte, či nie je pomôcka poškodená.

OSLABENIE LIEČEBNÉHO ŽIARENIA

Viacúčelová pomôcka Alta™ oslabí rádioterapeutické žiarenie. Vlastné oslabenie založené na nastavení je nutné overiť u vašej konkrétnej pomôcky. Zoslabenie žiarenia a zvýšenú dávku aplikovanú na kožu treba vziať do úvahy počas plánovania a ožarovania.

INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI TÝKAJÚCE SA ZOBRAZOVANIA MR

MR Neklinické testovanie preukázalo, že viacúčelová pomôcka Alta™ je bezpečná v prostredí MR. Túto pomôcku je možné používať v systéme MR.

MR Neklinické testovanie preukázalo, že ručné držadlo InfinityLock™ (RT-4800-04) je bezpečné v prostredí MR. Túto pomôcku je možné používať v systéme MR.

MR Neklinické testovanie preukázalo, že adaptér Alta Silverman (RT-4800-03) je bezpečný v prostredí MR. Túto súčasť je možné používať v systéme MR.

MR Neklinické testovanie preukázalo, že MR nastavovacia lišta (RT-4551BARMRI) je bezpečná v prostredí MR. Toto príslušenstvo je možné používať v systéme MR.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI TÝKAJÚCE SA ZOBRAZOVANIA MR, POKRAČOVANIE

 Neklinické testovanie preukázalo, že pomôcka Alta Armshuttle Elite (RT-4800-02) je podmiennečne bezpečná v prostredí MR. Tieto pomôcky je možné používať v systéme MR spĺňajúcim tieto podmienky:

- Pomôcku Alta ArmShuttle Elite je možné vložiť do tunelu systému MR so statickým magnetickým poľom 1,5 T alebo slabším.
- Pred skenovaním musí byť pomôcka Alta ArmShuttle Elite pripevnená k viacúčelovej pomôcke Alta (RT-4800-01).

 **! VÝSTRAHA ! ODPORÚČAME POUŽÍVAŤ NÁHRADNÉ DIELY QFIX A ZAISTIŤ TAK BEZPEČNOSŤ, VÝKON A KOMPATIBILITU VÝROBKU (VÝROBKOV) S PROSTREDÍM MR, AKO AJ ZACHOVAŤ PRÍSLUŠNÉ ZÁRUKY.**

 **! VÝSTRAHA ! POUŽITIE PRÍSLUŠENSTVA NESCHVÁLENÉHO PRE MR MÔŽE MAŤ NASLEDUJÚCE DÔSLEDKY:**

- poranenie pacienta,
- poškodenie pomôcky.

Používajte iba príslušenstvo, ktoré je bezpečné alebo podmiennečne bezpečné v prostredí MR a ktoré bolo testované a schválené pre váš systém MR.

Pri používaní viacúčelovej pomôcky Alta v prostredí MR používajte iba príslušenstvo, ktoré je bezpečné alebo podmiennečne bezpečné v prostredí MR a ktoré bolo testované a schválené pre váš systém MR. Pred použitím v systéme MR zvažte kompatibilitu príslušenstva s týmto systémom.

 **! VÝSTRAHA ! ÚDRŽBA ANI INÝ SERVIS VÝROBKOV SA NIKDY NESMÚ VYKONÁVAŤ V PROSTREDÍ MR.**

ĎALŠIE OPATRENIA

Státie alebo sedenie na ručnom držadle ho môže poškodiť alebo viesť k poraneniu. Stĺpiky ručného držadla nie sú navrhnuté na podporu hmotnosti pacienta. NEPOLOHUJTE pacienta pomocou ručných držiadiel. NEPOUŽÍVAJTE ručné držadlá pri pokladaní sa na pomôcku ani postavení sa späť.

Pomôcku nenoste pomocou žiadneho príslušenstva.


NOSNOSŤ

NEPRESIAHNITE 226 kg (500 libier) rovnomerne rozloženého zaťaženia alebo maximálne pracovné zaťaženie podkladového ležadla. Riad'te sa nižšou z týchto hodnôt. Pri výpočte zaťaženia zohľadnite hmotnosť všetkých pomôcok a príslušenstva.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY A POPISY

Zoznam symbolov a ich definície nájdete na stránke Qfix.com.



NOSNOSŤ

Maximálne bezpečné pracovné zaťaženie viacúčelovej pomôcky Alta™ je 226 kg (500 libier).



BEZPEČNÉ V PROSTREDÍ MR


Predmet, ktorý nepredstavuje žiadne známe riziká pri vystavení akémukoľvek prostrediu MR. Predmety bezpečné v prostredí MR pozostávajú z materiálov, ktoré sú elektricky nevodivé, nekovové a nemagnetické.



PODMIENEČNE BEZPEČNÉ V PROSTREDÍ MR

Predmet s dokázanou bezpečnosťou v prostredí MR v rámci definovaných podmienok.

Pozrite si podmienky definované v sekcii Informácie o bezpečnosti v prostredí MR.



VÝSTRAHA

NEVYSÚVAJTE viacúčelovú pomôcku Alta™ mimo okraja ležadla za oranžovú čiaru konzoly. Môžete tak spôsobiť zranenie vás alebo pacienta.

URČENÉ POUŽITIE

Viacúčelová pomôcka Alta™ je určená na znehybnenie, podporu, polohovanie a premiestňovanie pacientov podstupujúcich rádioterapeutické zákroky pomocou elektrónov, fotónov a protónov vrátane extrakraniálnej stereotaktickej rádioterapie a stereotaktickej rádiochirurgie, zobrazovacích zákrokov, ako sú napríklad röntgen, počítačová tomografia a magnetická rezonancia, a ďalších zákrokov zahŕňajúcich premiestnenie pacienta.

Viacúčelová pomôcka Alta™ je navrhnutá na prepojenie s transportným systémom pacientov Symphony™ a ďalšími polohovacími pomôckami, ako sú napríklad dosky stola, termoplastické masky, pomôcky a adaptéry s nastavením na špecifickú liečbu polohovacie podpory a podložky.

! POZNÁMKA ! Federálny zákon Spojených štátov obmedzuje predaj tejto pomôcky na lekára alebo na jeho predpis.

CIEĽOVÉ SKUPINY PACIENTOV

Pacienti podstupujúci rádioterapiu alebo diagnostické zobrazovacie vyšetrenia.

CIEĽOVÍ POUŽÍVATELIA

Cieľový používateľ výrobkov je osoba kvalifikovaná v súlade s požiadavkami príslušnej regulačnej oblasti.

VLASTNOSTI

SÚČASTI SYSTÉMU

1. VIACÚČELOVÁ POMÔCKA ALTA™

Viacúčelová pomôcka Alta™ poskytuje všestrannú platformu, ktorá umožňuje použitie termoplastických masiek s rámom S a je vybavená systémom InfinityEdge™ na rýchle pripojenie polohovacieho príslušenstva InfinityLock™ na zjednodušenie zobrazovacích (MR a CT) a liečebných pracovných postupov telerádioterapie.

2. RUČNÉ DRŽADLO INFINITYLOCK

Ručné držadlo poskytuje spoľahlivé odstupňované polohovanie rúk pacienta. Táto voliteľná pomôcka pomáha zabezpečiť presné zarovnanie pacienta od simulácie po liečbu.

3. ADAPTÉR ALTA SILVERMAN


Adaptér Silverman umožňuje odstupňované pripevnenie opierok hlavy Silverman a vankúšov pod hlavu k pomôcke.

4. ALTA ARMSHUTTLE ELITE

Alta™ ArmShuttle™ Elite poskytuje odstupňované polohovanie hlavy a rúk pacienta nad hlavou.

5. NASTAVOVACIA LIŠTA BEZPEČNÁ V PROSTREDÍ MR

Dvojkolíkové nastavovacie lišty bezpečné v prostredí MR sa používajú na odstupňované pripevnenie pomôcky k stimulačným a terapeutickým ležadlám. Môžu sa tiež použiť na indexované pripevnenie polohovacieho a imobilizačného príslušenstva k povrchu viacúčelovej pomôcky Alta.




NÁVOD NA POUŽITIE

MONTÁŽ

MONTÁŽ NASTAVOVACÍCH LÍŠT

Nastavovacia lišta má dva nastavovacie kolíky, ktoré sú vhodné do väčšiny štandardného polohovacieho príslušenstva. Ak chcete lištu pripojiť, vložte oba konce nastavovacej lišty do vhodných polohovacích zárezov.




Obr. 1

NÁVOD NA POUŽITIE

MONTÁŽ

NASTAVOVACIE LIŠTY



Zasuňte konce 2 nastavovacích líšt do odstupňovaných zárezov na ležadle alebo lečebnom stole v rozmedzí 700 mm a zaistite nastavovacie tyče na mieste (obr. 2 a 3).



1. Zarovnajte červené kolíky nastavovacej lišty s nastavovacími otvormi na viacúčelovej pomôcke Alta™ (obr. 3).
2. Umiestnite viacúčelovú pomôcku Alta™ na ležadlo a červené kolíky (obr. 4).

⚠ ! VÝSTRAHA ! NEVYSÚVAJTE VIACÚČELOVÚ POMÔCKU ALTA™ MIMO OKRAJA LEŽADLA ZA VÝSTRAŽNÚ ČIARU.

3. Pred umiestnením pacienta na ležadlo sa uistite, že je pomôcka bezpečne upevnená.




Obr. 3

Obr. 4


NÁVOD NA POUŽITIE

MONTÁŽ

ADAPTÉR ALTA SILVERMAN




1. Zarovnajte čierne kolíky adaptéra Silverman s nastavovacími otvormi na viacúčelovej pomôcke Alta™ (obr. 5).
2. Umiestnite adaptér Silverman na viacúčelovú pomôcku Alta.
3. Pred umiestnením opierky hlavy sa uistite, že je pomôcka bezpečne pripevnená a zarovnaná s horným povrchom pomôcky.




Obr. 5

4. Umiestnite vhodný adaptér Silverman alebo penovú podporu hlavy na viacúčelovú pomôcku Alta™ (obr. 6 a 7).



Obr. 6



Obr. 7

NÁVOD NA POUŽITIE


NASTAVENIE

POLOHOVANIE PACIENTA


1. Posadte pacienta na spodnú časť viacúčelovej pomôcky Alta™.
2. Zdvihnite a pootočte nohy pacienta na ležadlo, potom pomaly uložte pacienta dozadu, až kým neuloží hlavu do podložky hlavy Silverman.
3. Vytvarujte hlavový vankúš MOLDCARE® podľa potreby (pozrite si návod na použitie MOLDCARE®) (obr. 8).
4. Zarovnávajúc kolíky rámu Portrait S s upevňovacími otvormi na viacúčelovej pomôcke Alta™ uložte masku na pacienta (obr. 9).
5. Vložte kolíky do otvorov rámu Portrait S a zatlačte, kým nezapadne každý kolík na miesto (obr. 10).
6. Vytvarujte masku rámu Portrait S Aquaplast RT™ alebo Fibreplast® s vyvinutím mierneho tlaku v okolí koreňa nosa, až kým termoplast úplne nestvrdne (obr. 11). Prevádzkové pokyny, vlastnosti výrobkov, špecifikácie, výstrahy, upozornenia a iné všeobecné bezpečnostné opatrenia spojené s použitím masiek Aquaplast RT™ a Fibreplast® nájdete v sprievodcovi výrobkom a návode na použitie masiek Aquaplast RT™ a Fibreplast® (P/N 2002890).



Obr. 8



Obr. 9



Obr. 10



Obr. 11

NÁVOD NA POUŽITIE


ODSTRÁNENIE

TERMOPLAST RÁMU PORTRAIT S

1. Ak chcete pomôcku odstrániť, vytiahnite jednotlivé kolíky (obr. 12).
2. Zodvihnite masku z pacienta.

PORTRAIT

Odstráňte hlavový vankúš MOLDCARE®, opierku hlavy Silverman alebo penovú vložku a adaptér Silverman z viacúčelovej pomôcky Alta™.




Obr. 12

NÁVOD NA POUŽITIE


MONTÁŽ A NASTAVENIE

RUČNÉ DRŽADLÁ INFINITYLOCK




1. Skontrolujte, či je páka ručného držadla Alta v odomknutej pozícii (obr. 13).
2. Pevne nasunujte ručné držadlo na okraj InfinityEdge pomôcky, dokým nebude úplne zaistené (obr. 14).
3. Pomocou modrého indikátora na ručnom držadle a mierke na pomôcke zarovnajte ručné držadlo na požadovanej pozícii (obr. 15).
4. Otočením páky zaistíte ručné držadlo na pomôcke (obr. 16).


! POZNÁMKA ! Páku neotáčajte do uzamknutej pozície, pokiaľ nie je úplne nasadená na okraji pomôcky. Ručné držadlo neskladujte s pákou v uzamknutej pozícii.




Obr. 13



Obr. 14



Obr. 15



Obr. 16

ODSTRÁNENIE


RUČNÉ DRŽADLÁ INFINITYLOCK

Odomknite otočením páky proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte z pomôcky.


NÁVOD NA POUŽITIE

MONTÁŽ


ALTA™ ARMSHUTTLE ELITE




1. Pod uhlom zarovnajte dolný okraj pomôcky Alta ArmShuttle Elite s vodidlom ArmShuttle na pomôcke (obr. 17).
2. Zatiahnite za západku a posuňte pomôcku ArmShuttle k vodidlu na pomôcke. Pri znižovaní pomôcky ArmShuttle musia byť červené kolíky zasunuté do vyznačených otvorov v hlavovej časti pomôcky Alta (obr. 18 a 19).



Obr. 17



Obr. 18



Obr. 19

NASTAVENIE

ALTA™ ARMSHUTTLE ELITE


Namontujte opierku hlavy a ručné držiadlá.

NÁVOD NA POUŽITIE

ODSTRÁNENIE

ALTA™ ARMSHUTTLE ELITE

! POZNÁMKA ! Neťahajte za pomôcku ArmShuttle bez jej odistenia z pomôcky potiahnutím za páku.



PRÍSLUŠENSTVO

ĎALŠIE ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Viacúčelová pomôcka Alta™ je kompatibilná so širokým radom polohovacích a imobilizačných riešení. Nižšie je uvedený zoznam príslušenstva kompatibilného s pomôckou. Najnovší zoznam polohovacieho a imobilizačného príslušenstva nájdete na stránke www.Qfix.com.

Kód výrobku	Popis	Návod na použitie
Navštívte www.Qfix.com	Portrait S-frame Masks	N/A
RT-4600-03, RT-4600-03-MRI	SRS Adapter, SRS MR Adapter	2008120
RT-4800-B1 a RT-4800-B2	InfinityLock SBRT Compression Bridges	2008358
RT-4558KV4 a RT-4558KV4-01	Compression Paddle	2008358
RT-4558CB02	ZiFix Abdominal Thoracic Motion Control System	2007706
RT-4546MRI	Access Supine Breast Device	2004394
RT-4700-03	Insight MR Body Coil Holder	2007254
RT-4517-IND01	VacQfix Indexer	2002538
Všetky RT-4517	VacQfix Cushions	2002538
RT-4489KW alebo RT-4489KW-01	SofTouch™ Knee Wedge	2006968
RT-4489FB	SofTouch™ Foot Block	2006968
RT-4800-KS	FlexLock™ Knee Support	2008425
RT-4800-FS	FlexLock™ Foot Support	2008425


ÚDRŽBA

! POZNÁMKA ! Na povrch pomôcky **NESTRIEKAJTE** ani **NELEJTE** tekutiny.

! POZNÁMKA ! Na pomôcku **NEPOKLADAJTE** ostré predmety.

PRÍPRAVA NA ČISTENIE A DEZINFEKCIU

Pred čistením alebo dezinfekciou viacúčelovej pomôcky Alta či jej príslušenstva a súčastí odstráňte z pomôcky všetko príslušenstvo a súčasti podľa obrázka nižšie. Pri rozoberaní nie je nutné dodržiavať osobitné poradie.



ČISTENIE SYSTÉMU

Pomôcku môžete čistiť jemným, neabrazívnym čistiacim roztokom. Ak chcete pomôcku vyčistiť, na čistú tkaninu aplikujte roztok a utrite ňou povrch. Pomôcku vizuálne skontrolujte. Ak nie je čisté, zopakujte predchádzajúce kroky, kým ho neočistíte. Na čistenie pomôcky použite čistú tkaninu navlhčenú vo vode, aby ste odstránili zvyšky čistiaceho prostriedku. Ak chcete pomôcku vysušiť, utrite ho čistou suchou tkaninou. Nasledujúce čistiace látky boli testované a uznané za vhodné na čistenie pomôcky.

- 10 % bieliaci roztok Clorox®


DEZINFEKCIA SYSTÉMU

Na dezinfekciu pomôcky použite lieh alebo utierku Super Sani-Cloth®. Povrch pomôcky utrite utierkou a pred použitím nechajte pomôcku vyschnúť.

ŠPECIFIKÁCIE



HMOTNOSŤ

5,4 kg (12 libier)




INFORMÁCIE O OSLABENÍ

Uvedené hodnoty oslabenia sú približné a zmerané či vypočítané za konkrétnych podmienok. Vlastné oslabenie založené na nastavení je nutné overiť u vašej konkrétnej pomôcky.

Pomôcka alebo súčasť	Miesto merania	Približné oslabenie (mm WET pri 6 MV)
Viacúčelová pomôcka Alta™ RT-4800-01		< 6,0 mm
Viacúčelová pomôcka Alta™ 8002997		5,33 mm

ZOZNAM DIELOV

VIACÚČELOVÁ ŠTANDARDNÁ SÚPRAVA ALTA (RT-4800-100)



RT-4800-100

1. RT-4800-01 – Alta Multipurpose Device
2. RT-4800-04 – Infinity Lock Hand Grip
3. RT-4800-03 – Alta Silverman Adapter
4. RT-4800-02 – Alta ArmShuttle Elite
5. RT-4800-KS – FlexLock Knee Support
6. RT-4800-FS – FlexLock Foot Support
7. RT-4551BARMRI – MRI Locating Bar
8. RT-4543WALL – Wall Mount

HÁROK NASTAVENIA

RT-4800-01 VIACÚČELOVÁ POMÔCKA ALTA™

Meno pacienta:

Identifikačné číslo pacienta:

Nastavil(a):

Lekár:

Dátum:

Komentáre:

Poznámky:

HÁROK NASTAVENIA

RT-4800-01 VIACÚČELOVÁ POMÔCKA ALTA™

Nastavovacie lišty na odstupňované pripevnenie pomôcky Alta sú pripevnené k stolu na pozícii:

Použité príslušenstvo (začiarknite, ak je použité)

Poznámky

Adaptér Silverman



Použitá opierka hlavy

Použitý hlavový vankúš
Moldcare

Alta ArmShuttle Elite



Stĺpiky na ruky (písmeno A–I)

Opierka hlavy (číslo 1–23)
(použite číslo vyznačené
pod otvorom)

Ručné držadlá



Pravá strana pacienta

Ľavá strana pacienta

Kompresný mostík

Veľký

Malý

Umiestnenie mostíka

Výška mostíka
(číslo 1–19)

Laserové zarovnanie

Kompresné koliesko (ak je použité)

Umiestnenie príslušenstva
na mostíku

Výška kompresie na
koliesku

Stehenný kompresný vankúš VacQfix (ak je použitý)

Umiestnenie príslušenstva
na mostíku

Len veľká svorka (A–I)

HÁROK NASTAVENIA

RT-4800-01 VIACÚČELOVÁ POMÔCKA ALTA™

! POZNÁMKA ! Informácie o použitom príslušenstve nájdete v sprievodcovi výrobkom a návode na použitie.

Použité príslušenstvo (začiarknite, ak je použité)

Poznámky

Podložka na stôl SofTouch

Maska rámu na hlavu a rameno Portrait S

Maska rámu len na hlavu Portrait S

Adaptér SRS

Brušný/hrudný systém kontroly pohybu ZiFix

Pomôcka na prsníky Access Supine

Držiak telovej cievky MR Insight

Indexovač VacQfix

Vankúš VacQfix

Kolenný klin SofTouch

Blok na chodidlo SofTouch

Podpora kolena FlexLock

Podpora chodidla FlexLock

Ďalšie príslušenstvo



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

+1 610.268.0585 / 800.526.5247

+1 610.268.0588 / 800.831.8174

sales@Qfix.com