



2024-25 v2
GUIDE DES INNOVATIONS



INFORMATIONS DE COMMANDE GLOBALES

SERVICE CLIENT

Numéro gratuit aux États-Unis et au Canada :
800.842.8688
Appel direct : **+1 712.737.8688**
Fax : **877.613.6300**
E-mail de vente directe : **CQorder@CQmedical.com**
E-mail pour les distributeurs :
distorder@CQmedical.com
E-mail pour les OEM : **oemorder@CQmedical.com**

HEURES D'OUVERTURE DES BUREAUX

Du lundi au jeudi, de 7h30 à 18h,
Vendredi de 7h30 à 17h00 Heure de l'Est
des États-Unis.

FRAIS DE PORT

Les frais de port sont à la charge du client.
Pour plus d'informations, reportez-vous aux
Conditions générales standard*.

TARIFICATION

Les prix sont sujets à modification sans préavis.
Des quantités d'achat minimales ou des montants
minimaux peuvent s'appliquer. Veuillez contacter
le service clientèle pour plus de détails.

DEMANDES D'ÉCHANTILLONS

Des échantillons non stériles gratuits sont disponibles
pour certains produits. Ces échantillons sont fournis
uniquement à des fins de dimensionnement et
d'ajustement et ne doivent pas être utilisés pour des
procédures cliniques.

POLITIQUE EN MATIÈRE DE RETOUR

Si la marchandise que vous avez reçue est
défectueuse ou ne correspond pas à votre
commande, veuillez contacter le service clientèle
dans les 30 jours suivant la date de facturation
pour obtenir de l'aide. Les produits retournés
peuvent faire l'objet de frais de réapprovisionnement
supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez
vous reporter aux conditions générales standard*.

RÉCLAMATIONS, ÉLÉMENTS MANQUANTS DE STOCK OU DOMMAGES

Ouvrez immédiatement tous les colis afin de déceler
tout dommage, élément manquant ou erreur.
Si les marchandises ont été endommagées durant
l'expédition, veuillez conserver le colis et demander
l'inspection du transporteur et un formulaire de
réclamation. Veuillez signaler tout manque ou toute
erreur au service clientèle dans les 30 jours suivant
la réception de l'envoi.

GARANTIE DU PRODUIT

Des informations sur la garantie du produit sont
disponibles sur CQmedical.com

NORMES DE QUALITÉ

CQ Medical est conforme aux normes de qualité
ISO 13485:2016. Remarque : Tous les produits
répertoriés ne sont pas disponibles sur tous les
marchés. Veuillez contacter votre représentant
commercial ou votre distributeur local pour en savoir
plus sur leur disponibilité.

*Conditions générales susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Contactez le service clientèle pour connaître les conditions
générales les plus récentes.

UN NOUVEAU NOM, UN NOUVEAU LEADER MONDIAL



CQ Medical est le **nouveau leader mondial** dans
le secteur de la mise en place des patients pour la
radiothérapie et des innovations en matière de soins
de santé qui font progresser les soins humains.
Des chercheurs et scientifiques aux concepteurs
et développeurs, CQ Medical est à la pointe de
la technologie médicale de pointe centrée sur
le patient et conçue pour offrir les **meilleurs
résultats possibles**.

CQ Medical est né en associant les innovations
de nos deux anciennes sociétés, CIVCO
Radiotherapy et Qfix. Sous un même toit, nous
avons rassemblé **80 ans d'expérience combinée**,
ce qui a un impact significatif sur le traitement
médical et les soins, et fait une grande différence
dans la vie des patients.

C'est une période passionnante pour nous.
Et pour vous. Nous sommes impatients de
vous proposer toutes les **innovations qui vous
permettent, à vous et à vos patients, de vous
sentir mieux**. Nous vous invitons à parcourir
les pages suivantes pour découvrir les produits
auxquels vous faites confiance, et nous attendons
l'avenir avec impatience.

Si vous avez des questions, veuillez nous envoyer un
e-mail à **info@CQmedical.com**.

Care Smarter
CQ Médical



RÉPERTOIRE



6-25

TABLES
ET PLATEAUX DE
TABLE




28-34

SOLUTION
D'IMAGERIE, DE
TRAITEMENT ET
DE TRANSFERT
SYMPHONY®



35-39

BRACHYTHERAPY



40-45

SOLUTIONS
TOUT-EN-UN



146-158

HANCHE, PELVIS ET
EXTRÉMITÉS



159-172

COUSSINS À
DÉPRESSION ET DE
POSITIONNEMENT



174-181

MARQUEURS
DE REPÈRE



182-189

MARQUAGE DU
PATIENT



47-64

SBRT
(STEREOTACTIC BODY
RADIATION THERAPY,
RADIOTHÉRAPIE
STÉRÉOTAXIQUE
DU CORPS)



68-77

SRS/SRT
(RADIOCHIRURGIE/
RADIOTHÉRAPIE
STÉRÉOTAXIQUE)



80-123

TÊTE ET COU ET
THERMOPLASTIQUES



126-145

SEIN ET THORAX



190-198

MRSERIES™




199-216

PROTONSERIES®



217-226

ACCESSOIRES,
DISPOSITIFS ET
RANGEMENTS



QI + QE = CQ

Nous prenons soin de vous avec notre cœur.
Avec nos actions.

Cela provient du puits profond de
l'empathie qui vit en nous tous.

Mais nous nous soucions également de notre esprit.
Avec nos modèles et notre discipline.

C'est l'intelligence avec laquelle nous
abordons ce que nous faisons.

Rendre le traitement plus précis, les
technologies plus efficaces,

Les esprits géniaux de la médecine, plus brillants.

Faire progresser la cause de la santé.

Cette combinaison d'intelligence et d'émotion se
retrouve dans chacun de nos modèles, dans tous nos
collaborateurs et dans tout ce que nous faisons.

Cette fusion du QI et du QE nous rend uniques.

Cela fait de nous CQ Medical.

Pour nous, le soin, c'est plus qu'une
émotion, c'est une décision.

Cela fait de nous le nouveau leader mondial dans le secteur
de la mise en place des patients pour la radiothérapie
et des innovations en matière de soins de santé.

Parce que nous nous soucions plus que quiconque.

Et nous rendons les soins plus
intelligents pour tout le monde.


Tables et plateaux de table



TABLES ET PLATEAUX DE TABLE



9-13
UNIVERSAL COUCHTOP
LONGUE EXTENSION
ET 1 PIÈCE



14-19
TABLES KVUE



20-21
PLATEAUX DE
TABLE TDM




22-24
LOK-BARS ET BARRES
D'INDEXATION



25
GARNITURES
POUR TABLES

CENTRE DE FORMATION MÉDICALE DE CQ



Le Centre de formation de CQ Medical est conçu pour **simuler un environnement clinique** et **organiser des webinaires**. Le centre nous permet de fournir un **soutien ininterrompu** à nos partenaires cliniques du monde entier.

L'un des plus grands avantages d'une session interactive sur Internet est la possibilité de présenter une variété de solutions de positionnement et d'immobilisation, ainsi que les options de traitement. Cela nous aide à comprendre votre flux de travail actuel afin que nous puissions nous **concentrer sur le dispositif et les techniques qui fonctionnent le mieux pour vous**.

Nous sommes ravis d'offrir des ressources d'apprentissage en direct à nos clients et partenaires !



**VOIR NOS OPPORTUNITÉS DE WEBINAIRE OU
PLANIFIER UN COURS DE FORMATION**

Universal Couchtop™ Longue Extension

SANS JONCTION, RAIL ET ARTEFACT


L'Universal Couchtop est une solution moderne et complète pour les traitements de pointe dans votre clinique. Spécialement conçu pour répondre aux demandes d'administration IGRT, l'Universal Couchtop Longue Extension est sans jonction ni rail dans la région du traitement pour faciliter l'administration de la dose et couverture de la cible.

- Grande zone de traitement
- Aucun mécanisme de support à déplacer ou à tenir en compte en planification
- Faible atténuation et dose superficielle
- Indexation Prodigy 2 en incréments de 7 cm
- Garantie de 5 ans
- Dosimétriquement adapté* pour la plupart des modèles TDM, LINAC et Proton

**VARIAN • ELEKTA • GE • PHILIPS • SIEMENS
CANON • FUJIFILM • IBA • HITACHI • MEVION**

- Joint d'extension autobloquant situé à l'extérieur de la zone de traitement

*Contactez votre représentant commercial pour plus d'informations.



EXTENSIONS PERMETTANT DE TRAITER DE NOMBREUX SITES DE MALADIE

Les thermoplastiques Solstice, Type-S et Posifix, les arceaux ONEBridge, la ceinture respiratoire et de nombreuses autres solutions se fixent directement à la table Universal Couchtop.



Universal Couchtop Longue Extension

COMPATIBILITÉ EN MATIÈRE DE TOMODENSITOMÉTRIE	
GE Discovery ST	MTIL6341
GE VCT1700	MTIL6342
GE VCT 2000	MTIL6343
GE HiSpeed	MTIL6341
Philips Brilliance	MTIL6440
Siemens Biograph	MTIL6042
Berceau MPT Siemens Definition	MTIL6045
Berceau A/B Siemens Definition PHS 1	MTIL6044
Siemens Definition PHS 4	MTIL6046
Siemens Biograph mCT	MTIL6049
Siemens SOMATOM go.platform, X.cite, X.ceed (Vario2)	MTIL6048
Siemens SOMATOM go.platform, X.cite, X.ceed (VarioRT)	MTIL6047
Canon Aquilion (anciennement Toshiba)	MTIL6540
Canon Aquilion One (anciennement Toshiba)	MTIL6541

Universal Couchtop 1 Pièce

L'Universal Couchtop 1 Pièce constitue une solution IGRT et SBRT idéale qui offre une conception uniforme et une absence de jonction. Cette table offre une table identique au niveau dosimétrique pour la plupart des principaux modèles TDM et LINAC.

COMPATIBILITÉ EN MATIÈRE DE TOMODENSITOMÉTRIE	
GE Discovery ST	MTIL6321
GE Global 1700	MTIL6322
GE Global 2000	MTIL6323
GE HiSpeed	MTIL6320
Philips Brilliance	MTIL6420
Siemens Biograph	MTIL6022
Siemens Biograph mCT	MTIL6029
Berceau A/B Siemens Definition PHS 1	MTIL6024
Berceau Siemens Definition PHS 4	MTIL6026
Siemens SOMATOM Sensation	MTIL6023
Siemens SOMATOM go.platform, X.cite, X.ceed (Vario2)	MTIL6028
Siemens SOMATOM go.platform, X.cite, X.ceed (VarioRT)	MTIL6027
Canon Aquilion (anciennement Toshiba)	MTIL6520
Canon Aquilion One (anciennement Toshiba)	MTIL6521
FujiFilm FTC Embrace (contacter FujiFilm)	


COMPATIBILITÉ AVEC LES LINAC	
Ensemble Varian TrueBeam	MTIL6142*
Inclut extension rectangulaire de 134,9 cm, Lok-Bar Prodigy 2, plaque d'extrémité pour Varian (MTIL6612), dispositif de référence pour TrueBeam (MTIL6151), Lok-Bar de référence, dispositif de rangement mural et matériel de montage	
Couche Varian Exact pour Clinac et Trilogy Systems	MTIL6140
Couche Varian Exact pour les systèmes Clinac et Trilogy avec Protura	MTIL6141
Elekta	MTIL6240
Siemens TXT ou Protura	MTIL6040

Tous les numéros de pièce incluent la table UCT LE avec extension rectangulaire de 134,9 cm, Prodigy 2 Lok-Bar et dispositif de rangement mural (MTIL6100SU, maintient une extension). Des options d'achat côté socle uniquement sont disponibles. Veuillez contacter votre représentant commercial pour plus d'informations. Pour la compatibilité en protonthérapie, voir page 208

COMPATIBILITÉ AVEC LES LINAC	
Couche Varian Exact pour Clinac et Trilogy Systems	MTIL6120
Couche Varian Exact pour les systèmes Clinac et Trilogy avec Protura	MTIL6121
Elekta	MTIL6220
Siemens TxT ou Protura	MTIL6020

*Les Universal Couchtop Longues Extensions ont été validées sur TrueBeam, VitalBeam et Edge. Les dispositifs de positionnement et d'immobilisation actuels de CQ Medical n'ont pas été validés avec TrueBeam, VitalBeam ou Edge. Varian n'est pas responsable de l'utilisation de ces produits. Universal Couchtop n'a pas été validé sur HyperArc™.

Options d'extension Universal Couchtop



Extensions rectangulaires

MTIL6669	L'extension courte de 92,9 cm aide à gérer la longueur totale de la table lors de l'extension des plateaux de table au-delà de l'extrémité de la table.
MTIL6660*	Extension standard de 134,9 cm
MTIL6661*	L'extension de 134,9 cm dotée de câbles intégrés (en rouge sur l'illustration) permet une vérification supplémentaire afin de garantir l'alignement adéquat du patient avec l'isocentre du LINAC par rapport à la position de la table.
MTIL6676	Extension de 164,8 cm, TDM
MTIL6673	Extension de 164,8 cm Voir page 208




Extension grille

Permet de minimiser la dose superficielle et les réactions cutanées.	
MTIL6663*	134,9 cm

*Les Universal Couchtop Longues Extensions ont été validées sur TrueBeam, VitalBeam et Edge. Les dispositifs de positionnement et d'immobilisation CQ Medical n'ont pas été validés avec TrueBeam, VitalBeam ou Edge. Varian n'est pas responsable de l'utilisation de ces produits. Universal Couchtop n'a pas été validé sur HyperArc.

Options d’extension Universal Couchtop



Extensions Type-S

Permet une fixation directe des systèmes d’immobilisation Solstice SRS et Solstat ainsi que de tous les thermoplastiques Type-S, notamment le masque facial ouvert ClearVision conçu pour être utilisé avec les systèmes de vision/caméra.

Les extensions de 124,7 cm et de 134,9 cm n’ont pas de point central Vac-Lok, offrant une région de traitement dégagée plus étendue.

MTIL6665	99,3 cm
MTIL6670*	124,7 cm
MTIL6664	134,9 cm



Extensions Posifix

Permet une fixation directe des systèmes d’immobilisation Solstice SRS et Solstat et des thermoplastiques Posifix.

MTIL6666	99,3 cm
MTIL6672*	124,7 cm



Extension ProForm

Conçue pour les exigences uniques de la protonthérapie. Peut également être utilisé pour la photonthérapie.

Des longueurs supplémentaires sont disponibles, voir page 209.

MTIL6675K	136,9 cm, comprend un coussin formant un guide et des poignées pour le patient
MTIL6682K	Pédiatrique, 123,7 cm, comprend un coussin formant un guide et des poignées pour le patient

Accessoires Universal Couchtop



Poignées pour le patient

Fixées à l’Universal Couchtop pour fournir aux patients immobilisés un endroit stable pour placer leurs mains.


MTIL662501	Poignée droite
MTIL662502	Poignée gauche



Extension de tête UCT

Se fixe à n’importe quel UCT via une Lok-Bar Prodigy 2 offrant une zone de traitement supplémentaire de 17 cm.

MTIL6617	
----------	--



Assemblage fantôme Varian MPC IsoCal

MTIL6152	Compatible avec les versions 2.7et 3.0 du logiciel
----------	--



Plaques d’extrémité pour Varian

Permet l’utilisation de dispositifs AQ

MTIL6667	Extension d’interface (se fixe à la jonction UCT LE, photo de gauche) Compatible avec MTIL6140, MTIL6141
MTIL6612	Manchon d’interface (glisse à l’extrémité des extensions rectangulaires, à l’exclusion de la grille, photo de droite) Compatible avec MTIL6140, MTIL6141, MTIL6142 ,MTIL6120, MTIL6121

*Les Universal Couchtop Longues Extensions ont été validées sur TrueBeam, VitalBeam et Edge. Les dispositifs de positionnement et d’immobilisation CQ Medical n’ont pas été validés avec TrueBeam, VitalBeam ou Edge. Varian n’est pas responsable de l’utilisation de ces produits. Universal Couchtop n’a pas été validé sur HyperArc.

Tables kVue™ et plateaux de table TDM



KVUE, LE MEILLEUR DES DEUX MONDES

Une table, plusieurs solutions de traitement, kVue est une table de radiothérapie de pointe optimisée pour les dernières avancées technologiques afin de guider votre patient de la simulation au traitement. Le plateau kVue TDM accepte les mêmes inserts que la table kVue. Cela permet une planification et une administration plus précises de la dose (AAPM TG176).

VERROUILLAGE ONETOUCH™

Conçu et rigoureusement testé pour la fixation de précision à une variété d'inserts kVue. Il permet une fixation sûre et un détachement rapide avec des inserts kVue.

Validé avec des inserts kVue



Accessoires kVue



Plaque d'ancrage de l'insert kVue

Offre une plus grande flexibilité pour standardiser l'utilisation des inserts kVue dans plusieurs modalités grâce à l'utilisation de cette plaque d'ancrage et de deux barres d'indexation à broches.

RT-4550KVQ



Panneau de service Couchtop


Se fixe sur n'importe quelle table kVue ou table avec indexation de style Varian pour protéger la surface de la table pendant l'entretien ou la maintenance. Ce produit est transparent.

RT-4551SRV

Table kVue One

La table kVue One est dotée d'un design modulaire en une pièce, avec une base composite homogène et sans rails mobiles. Elle offre la possibilité d'interchanger les inserts kVue spécifiques au traitement qui se montent directement sur la surface supérieure de la table via le verrouillage One Touch. La table kVue One est légère et compatible avec les LINAC à 6 degrés de liberté (DOF) et les bases robotiques. (5 mm d'équivalent d'épaisseur d'eau [WET] sans insert kVue)

RT-4551KV-01	Cadre de base pour table kVue One sans rails mobiles (panneau arrière inclus. Nécessite un insert pour fonctionner.)
--------------	--



Verrouillage OneTouch




Table kVue One
(illustré avec l'insert RT-4551KV19 Low-e kVue)

Table kVue

- S'adapte facilement aux besoins spécifiques du patient et du traitement grâce à l'utilisation d'inserts kVue interchangeables
- Les inserts se montent directement sur la table dans le verrouillage OneTouch
- Les rails mobiles peuvent être déplacés latéralement et indépendamment en fonction du régime de traitement et des exigences d'imagerie

RT-4551KV	Cadre de base pour table kVue IGRT avec rails mobiles (nécessite un insert pour fonctionner.)
RT-4551KV0	Panneau arrière d'indexation kVue avec indexation compatible Varian Exact (non illustré)
RT-4551KVA-ELK	Plaque d'interface pour Elekta, requise pour les installations de tables Elekta (non illustrée)
RT-4551KVVHRD	Kit matériel pour table Varian Exact, requis pour les installations Varian Exact
RT-4551KVTBHRD	Kit matériel pour socle Varian TrueBeam




Table kVue
(illustré avec l'insert DoseMax kVue RT-4551KV18)

Options d'inserts kVue




Insert kVue Low-e™
Un insert homogène à faible génération d'électrons pour une imagerie et un traitement améliorés. C'est le choix optimal pour une large gamme de traitements par radiothérapie.

RT-4551KV19 Comprend une barre d'indexation compatible avec Calypso



Insert court kVue
Un insert à panneau plat plus court qui permet de rétracter la kVue de manière à permettre de placer les dispositifs de tête et de cou étendus à l'isocentre.

RT-4551KV2 Comprend une barre d'indexation




Insert standard kVue de 1 610 mm
Un insert polyvalent et homogène pour une imagerie et un traitement améliorés. C'est le choix optimal pour la protonthérapie.

RT-4551KV13 Comprend une barre d'indexation



Insert à embout universel kVue
Permet le montage de dispositifs d'assurance qualité et de traitement et offre une capacité de montage universelle pour certains accessoires à embout Varian Exact®.

RT-4551KV8 Comprend une barre d'indexation



Insert kVue DoseMax™
L'insert générant peu d'électrons combine la rigidité d'un insert en panneau plein avec des propriétés de préservation de la peau comparables à celles d'un insert en panneau grillagé.

RT-4551KV18 Comprend une barre d'indexation
RT-4551KV5F Film de remplacement pour la peau pour insert kVue DoseMax - paquet de 3

Options d'inserts kVue




Insert kVue Encompass SRS
Une solution d'immobilisation hautement spécialisée et non invasive pour la radiochirurgie stéréotaxique. Encompass est validé pour une utilisation avec Varian HyperArc. Voir page 71 pour obtenir plus d'informations.

RT-4600KV-01 Comprend la cale tête EO Encompass et la matrice pour poignée de main




Insert intracrânien, tête et cou kVue Portrait
Offre une immobilisation supérieure pour divers traitements de radiothérapie de l'encéphale et de la tête et du cou. Voir page 91 pour obtenir plus d'informations.

RT-4552KV Comprend une barre d'indexation



Insertion de pronumbra kVue NOUVEAU !
La prochaine génération d'immobilisation de la tête et du cou de protons est là. La conception conformée du système Pronumbra garantit les angles de faisceau de traitement les plus efficaces. Pronumbra offre des améliorations exceptionnelles par rapport à l'ancien système BoS. Voir page 203 pour obtenir plus d'informations.

RT-4635KV-100 Boîte d'inserts de 130 cm. Comprend un insert, des supports de col (40, 50 et 60 mm), un Helping Hands Cushion Manager, des adaptateurs pour épaule, des poignées InfinityLock et une barre d'indexation verrouillable.



Inserts kVue Bos
Spécifiquement conçus pour répondre aux exigences uniques de la protonthérapie pour l'immobilisation du patient et la transmission par faisceau. Ils sont conçus pour soutenir le patient de manière rigide sans utiliser de base plate qui empêche l'utilisation des angles du faisceau de protons. Voir page 205 pour obtenir plus d'informations.

RT-4535KV Longueur standard (1320 mm)
RT-4535KV01 Longueur plus courte (1210 mm)
RT-4535KV03 Longueur plus longue, (1580 mm)

Insert de sein pour décubitus ventral kVue Access 360 G2


ACCÈS AU TRAITEMENT PROCHE DE 360 DEGRÉS

Conçu pour permettre le traitement du cancer du sein gauche et droit, y compris les traitements du sein entier, du sein partiel et accéléré du sein. Le design élégant et en porte-à-faux offre un accès oblique et non coplanaire, ce qui permet potentiellement une dose plus élevée par fraction. Étant donné que la trajectoire du faisceau passe principalement à travers le sein avec une interférence minimale avec la table, les artefacts et la diffusion peuvent être limités.



ACCÈS SUPRACLAVICULAIRE ÉTENDU

La fenêtre de quadrillage plus fine et plus large permet un accès complet pour traiter les ganglions supraclaviculaires. L'accès supraclaviculaire permet au patient de recevoir le traitement en une seule fois si nécessaire.



Ensemble kVue Access 360 G2

- RT-4544KV-10** Comprend des inserts gauches et droits, une cale tête pour décubitus ventral, une cale tête Contour, 2 montants de préhension, une double poignée, des élévateurs TDM, des cales TDM, un chariot de rangement
- RT-4544KV-13** Prolongateur de salle de traitement Access 360 G2 (sans élévateurs ni cales TDM)


Voir page 166 pour les coussins de sein VacQfix pour décubitus ventral



kVue Virtual Indexing™

Une matrice de marqueurs de repère blancs est placée au centre de la table. Les marqueurs sont alignés avec le centre de chaque encoche d'indexation. Une deuxième matrice de marqueurs de repère est décalée latéralement pour désigner l'emplacement supérieur ou inférieur des marqueurs par rapport à l'origine de l'indexation. Cela permet d'identifier facilement l'emplacement d'indexation sur votre image.

- Garantit rapidement que la table de traitement est dans la même position que la table de simulation – à chaque fois
- Permet des flux de travail plus précis et plus rapides
- L'indexation virtuelle est disponible sur la plupart des tables, sur les plateaux de table TDM et sur de nombreux appareils



Fonctionne avec la plupart des techniques radiographiques telles que la TDM à faisceau conique



PLATEAU DE TABLE KVUE TDM POUR

RÉF.

CANON (ANCIENNEMENT TOSHIBA)

Tomodensitomètre Canon Aquilion (pour berceau de 2 150 mm de long)	RT-4550KVTAQ
Scanner Canon Aquilion (pour berceau de 2 440 mm de long)	RT-4550KVTAQ2

GE

Scanners TDM LightSpeed et HiSpeed CTi de GE (pour un berceau de 2 310 mm de long)	RT-4550KVGEL
Scanner TDM LightSpeed RT de GE (pour un berceau de 2 070 mm de long)	RT-4550KVGER
Scanner LightSpeed VCT de GE (pour berceau de 2 620 mm de long)	RT-4550KVGEC

PHILIPS

Philips Spectral CT 7500 (pour berceau de 2 450 mm de long)	RT-4550KVPH01
Tomodensitomètre Philips Brilliance (pour berceau de 2 500 mm de long)	RT-4550KVPBR
Support fantôme pour Philips	RT-4550KVPBRPM

SIEMENS

Siemens SOMATOM Confidence, SOMATOM Drive et SOMATOM Edge Plus (table MPT, MPT2n ou Vario 2)	RT-4550KVSS3
Table Siemens PHS1B ou Vario RT	RT-4550KVSS4
Siemens Biograph	RT-4550KVSS5
Support de fantôme pour Siemens	RT-4550KVSSPM

Plateaux de table TDM QUANTUM™

Plateau de table TDM QUANTUM, une surface plate indexée pour la simulation RT, offrant un positionnement précis et une indexation Varian Exact. Il est fin, léger et plus étroit que la plupart des plateaux de table, ce qui augmente l'espace utile du tunnel. La conception en fibre de carbone et en noyau en mousse garantit un minimum d'artefacts et une qualité d'imagerie supérieure.

- L'indexation virtuelle est disponible sur la plupart des tables, sur les plateaux de table TDM et sur de nombreux appareils.




PLATEAU DE TABLE QUANTUM TDM POUR	RÉF.
CANON (ANCIENNEMENT TOSHIBA)	
Berceau TDM Cartesion (pour berceau de 2 780 mm de long)	RT-4550CN01
Berceau TDM Celesteion (pour berceau de 2 780 mm de long)	
Scanner Aquilion (pour berceau de 2 150 mm de long)	RT-4550TAQ
Scanner Aquilion (pour berceau de 2 440 mm de long)	RT-4550TAQ2
FUJIFILM	
FCT Embrace	RT-4550FE
GE	
HiSpeed (pour berceau de 2 190 mm de long)	RT-4550GEH
HiSpeed CTi (pour berceau de 2 310 mm de long)	RT-4550GEL
ProSpeed (pour berceau de 2 070 mm de long)	RT-4550GEP
LS VCT (pour berceau de 2 620 mm de long)	RT-4550GEC
GT1700 et NG2000V	RT-4550GER2
PHILIPS	
Brilliance (pour un berceau de 2 500 mm de long)	RT-4550PBR
SIEMENS	
Siemens SOMATOM Confidence, SOMATOM Drive et SOMATOM Edge Plus (table MPT, MPT2n ou Vario 2)	RT-4550SS3
Table Siemens PHS1B ou Vario RT	RT-4550SS4
Biograph	RT-4550SEA

Appelez pour plus de détails. Les délais peuvent varier.

Plateaux de table TDM

Les plateaux de table d'une pièce en fibre de carbone se verrouillent de façon sécuritaire à un berceau pour fournir une surface correspondant aux tables de traitement. Ils sont légers et durables, ce qui permet de les enlever facilement ou de les réinsérer pour les utiliser sur des machines d'imagerie.

- Fabrication en fibre de carbone avec centre en mousse
- Les Lok-Bars à deux broches permettent d'indexer des dispositifs de positionnement à une table (à des intervalles de 14 cm)



Les options de plateau de table de tomодensitométrie suivantes sont disponibles ; les numéros de pièce incluent 1 Lok-Bar standard :

PLATEAU DE TABLE TDM POUR	RÉF.	STYLE D'INDEXATION	LOK-BAR COMPATIBLE	LOK-BAR TRANSVERSALE COMPATIBLE
CANON (ANCIENNEMENT TOSHIBA)				
Aquilion (court)	MTIL3704	Interloc	MTIL3151	MTIL3152
Aquilion (long)	MTIL3705	Interloc	MTIL3151	MTIL3152
GE				
HiSpeed Advantage, HiSpeed CT/i, LightSpeed QX/i	MTIL3300	Interloc	MTIL3151	MTIL3152
Discovery ST (H-Power Base)	MTIL3310	Interloc	MTIL3151	MTIL3152
LightSpeed VCT et Discovery ST (base globale)	MTIL3311	Prodigy	MTIL3653	MTIL3652
SIEMENS				
SOMATOM Sensation (après août 2004)	MTIL3013	Prodigy	MTIL3653	MTIL3652
SOMATOM Definition (berceau PHS4)	MTIL3019	Prodigy	MTIL3653	MTIL3652
SOMATOM Definition, Emotion, Spirit, Perspective (berceau PHS 1A ou 1B)	MTIL3020	Prodigy	MTIL3653	MTIL3652
Biograph	MTIL4101	Interloc	MTIL3151	MTIL3152


Pour les options de plateaux de table RM, voir page 194.



Lok-Bar Prodigy™ 2

La Lok-Bar Prodigy 2 avec espacement de 7 cm convient à tous les Universal Couchtops et plateforme TotalIRT.

MTIL6050	Standard
MTIL6053	Fibre de verre (recommandée pour une utilisation avec l'Extension Kevlar UCT LE)
MTIL6051	Transversale (offre un contrepoids latéral pour le patient sur la table)
MTIL6054	IRM



Prodigy Lok-Bar

Les Prodigy Lok-Bars avec espacement de 14 cm conviennent aux tables indexées de style Prodigy. Les profils latéraux de la Slim Prodigy Lok-Bar sont plus petits.

MTIL3651	pour tables de 50 cm de largeur
MTIL3653	Slim Prodigy pour tables de 53 cm de largeur



Lok-Bar Interloc®

La Lok-Bar Interloc avec espacement de 14 cm convient aux tables indexées de style Interloc.

MTIL3051	pour tables de 49,5 cm de largeur
MTIL3850	pour tables de 50 cm de largeur
MTIL3151	pour tables de 53 cm de largeur



Lok-Bar Exact®

La Lok-Bar Exact avec espacement de 14 cm convient aux tables indexées de style Exact ou Interloc.

20VARSUB10	pour tables de 53 cm de largeur
------------	---------------------------------



Lok-Bar transversale

La Lok-Bar transversale permet de déplacer le système à deux broches latéralement le long de la table, offrant ainsi davantage d'options pour le positionnement du patient sur la table. La Lok-Bar transversale est disponible dans les styles d'indexation Prodigy, Prodigy 2, Interloc, PinnPoint™, Exact et Medical Intelligence.

MTIL3152	Interloc, 53 cm
MTVAR46	Exact, 53 cm
MTIL3652	Prodigy, 53 cm
MTIL6051	Prodigy 2, 53 cm
MTIL3950	Medical Intelligence

Glissière coulissante Lok-Bar

La glissière coulissante Lok-Bar ne se verrouille pas aux points d'indexation le long de la table ; elle glisse longitudinalement le long de la table. Il est conçu pour empêcher les mouvements latéraux et est utile pour les dispositifs plus longs tels que les bellyboards, les plans inclinés et les coussins Vac-Lok, qui se contractent pendant le formage.

MTVL00853	Standard, 40 à 53 cm
MTIL1006	Transverse, 48 à 53 cm

Guide coulissant Lok-Bar à deux broches

Le guide coulissant Lok-Bar à deux broches glisse longitudinalement le long du profilé Universal Couchtop sans se limiter à aucun point d'indexation. Il est conçu pour empêcher les mouvements latéraux et est utile pour les dispositifs plus longs tels que les bellyboards, les plans inclinés et les coussins Vac-Lok, qui se contractent pendant le formage.

MTIL6058	Prodigy 2, 53 cm, Compatible avec l'IRM
----------	---

MR Lok-Bar

Les MR Lok-Bars permettent d'indexer des dispositifs de positionnement à une table IRM. Référez-vous toujours à l'étiquette du produit pour déterminer si l'appareil est sans danger dans un environnement IRM ou s'il présente une compatibilité conditionnelle à la résonance magnétique. Voir pages 190-198 pour MRSeries.

MTIL3351	Interloc 50 cm
MTIL3352	Interloc 53 cm
MTIL3454	Prodigy 50 cm
MTIL6054	Prodigy 2, 53 cm
MTULB001	MR-LINAC Elekta Unity

Barres d'indexation



Barre d'indexation

Cette barre de localisation est compatible avec l'indexation Varian Exact Style, y compris les Couchtops kVue et le dispositif multi-usages Alta.

RT-4551BAR



Barre d'indexation compatible avec l'IRM

Cette barre de localisation est compatible avec l'indexation Varian Exact Style, y compris les Couchtops kVue et le dispositif multi-usages Alta.

Voir pages 190 à 198 pour MRSeries.

RT-4551BARMRI



Barre d'indexation verrouillable

Cette barre de localisation est compatible avec l'indexation Varian Exact Style, y compris les Couchtops kVue et le dispositif multi-usages Alta.

RT-4551BAR-05



Barre d'indexation transversale (coulissante)

Les deux broches d'indexation peuvent être décalées de 100 mm à gauche ou à droite pour une plus grande flexibilité de positionnement du dispositif d'immobilisation et de configuration des accessoires, ce qui est idéal pour les configurations de traitement du sein et de la SBRT. Ils sont compatibles avec l'indexation Varian Exact Style, y compris les Couchtops kVue et le dispositif polyvalent Alta.

RT-4551BAR-01



Barre d'indexation AQ

Compatible avec le fantôme géométrique Varian .

RT-4551BAR-03



Barre d'indexation de style Elekta

Barre d'indexation pour tables indexées de style Elekta.

RT-4551BAR-04

Garnitures pour table SofTouch

Garnitures pour table SofTouch

Elles offrent soutien et confort pour les patients au cours de diverses procédures de radiothérapie. Elles sont disponibles en plusieurs longueurs et épaisseurs.

RT-4488-04	1,9 x 50 x 180 cm
RT-4488-03	0,6 x 50 x 180 cm
RT-4488-02	1,9 x 50 x 100 cm
RT-4488-01	06, x 50 x 100 cm

Les garnitures pour table SofTouch sont garanties 90 jours à compter de la date d'achat. La taille des produits en mousse varie en fonction de la fabrication, du stockage et des conditions d'utilisation. Elles sont destinées à des fins de confort du patient uniquement. Les dimensions sont fournies à titre de référence uniquement.





FAIT :

Les professionnels de la santé subissent plus de blessures au travail que les travailleurs du bâtiment.*

Ce constat fut à l'origine de la création de notre **système de transfert de patient Symphony® AirShuttle™ avec AirDrive™**. Avec un minimum de personnel et d'efforts, un patient peut être transféré en toute sécurité d'un traitement, d'une procédure ou d'une surface d'imagerie à une autre sans avoir à repositionner le patient. Nous pensons que c'est un moyen assez intelligent de prendre soin de toutes les personnes impliquées.


 **CQ MEDICAL™**
Care Smarter

Solution d'imagerie, de traitement et de transfert Symphony®




Solutions Symphony Options AirShuttle et AirDrive

Une solution Symphony radio-oncologie associe une plateforme patient AirShuttle à un système AirDrive pour assurer des transferts de patients en douceur entre les applications d'imagerie et les plateformes de traitement. Une solution Symphony est utilisée dans les modalités d'imagerie, y compris la TDM, l'IRM (jusqu'à 3 teslas), l'échographie et les environnements de traitement, notamment la curiethérapie, le photon et le proton.



AirShuttle + AirDrive

- Transférez votre patient en toute sécurité avec un personnel clinique minimal
- Transfert sur et hors d'une grande variété de surfaces, y compris les garnitures et les matelas recouverts de draps
- Complètement indexable à la table, et les dispositifs d'immobilisation et de positionnement peuvent être indexés air système AirShuttle
- Compatible avec l'IRM



MODALITÉS ET ENVIRONNEMENTS DE TRAITEMENT COMPATIBLES

TDM

IRM

BRACHY

LINAC

FLUOROSCOPIE

PROTON

LA CURIETHÉRAPIE A BEAUCOUP ÉVOLUÉ.

ENSEMBLE, NOUS
FERONS DES PROGRÈS
REMARQUABLES !


CONSULTEZ NOTRE NOUVELLE
SECTION DE PRODUITS CURIETHÉRAPIE,
PAGES 35-39 !



Étriers Alpine™




BrachyGel™



Lithotomy AirShuttle

MAXIMISER L'EFFICACITÉ DU FLUX DE TRAVAIL

- Le patient est positionné une fois sur la Lithotomy AirShuttle avant l'insertion, puis transféré facilement, en toute sécurité et confortablement pour l'imagerie, le traitement et la récupération.
- Les rails chirurgicaux intégrés sont compatibles avec l'imagerie TDM et IRM et permettent de fixer rapidement les étriers, les escabeaux et les autres accessoires
 - L'extension pour jambe soutient les jambes du patient lors des transferts et de l'imagerie. Elle est facilement amovible pour permettre l'accès au périnée
 - Fournit un soutien stable au patient et réduit les mouvements du patient pendant les transferts
 - Les cliniciens signalent une réduction du mouvement de l'applicateur et un confort amélioré du patient lors de l'utilisation de la technologie AirDrive par rapport aux transferts de patients conventionnels
 - Les transferts de patients sont effectués avec seulement deux personnes, ce qui réduit les besoins en personnel et permet aux membres de l'équipe de se concentrer sur d'autres responsabilités
 - Des garnitures amovibles et nettoyables sur le dispositif de transfert assurent le confort du patient, de l'admission au traitement
 - Se déplace latéralement et longitudinalement



L'INSERTION PEUT ÊTRE EFFECTUÉE DIRECTEMENT SUR LE CHARIOT



Ensembles Lithotomy AirShuttle

RT-5100-500	avec AirDrive Trolley. Comprend les poignées de transfert AirShuttle (x2), le plateau d'insertion de curiethérapie, la surface de support pneumatique de lithotomie (rechange), la potence à perfusion
RT-5100-500S	avec AirDrive Caddie. Comprend : Poignées de transfert AirShuttle (x2), surface de support pneumatique pour lithotomie (rechange)

Alta AirShuttle

ÉLEVER L'EFFICACITÉ DE VOTRE FLUX DE TRAVAIL À UN TOUT NOUVEAU NIVEAU

- Une solution tout-en-un peut être utilisée pour un large éventail d'indications afin de réduire les temps de configuration.
- Combine les fonctionnalités de plusieurs dispositifs
 - Peut être déployé au-delà de l'extrémité de la table
 - Fiable et reproductible
 - Rapide et efficace


Ensembles AirShuttle Alta

Les deux ensembles comprennent : Poignées de transfert Alta AirShuttle (x4), bras AltaShuttle Elite, adaptateur pour broche Silverman, poignées InfinityLock (x2), support pour genou FlexLock, support pour pied FlexLock, barres d'indexation compatibles avec l'IRM (x2), barres d'indexation AirShuttle (x2), surface de support pneumatique Alta (spécifique), fixation murale

RT-5100-700	avec AirDrive Trolley
RT-5100-700S	avec AirDrive Caddie



Exemples d'accessoires : Traverse SBRT ONEBridge, arceaux de compression InfinityLock



Slate AirShuttle

NOTRE AIRSHUTTLE LE PLUS FIN ET LE PLUS LÉGER

L'AirShuttle Slate présente une atténuation et une homogénéité faibles pour une imagerie et un traitement améliorés. Elle peut être utilisée en conjonction avec les dispositifs de positionnement et d'immobilisation existants, ce qui améliore davantage l'efficacité du flux de travail.

Ensembles Slate AirShuttle

Les deux ensembles comprennent : Poignées de transfert AirShuttle (x2), barres d'indexation AirShuttle (x2), surface de support pneumatique Slate (rechange)

RT-5100-100	avec AirDrive Trolley
RT-5100-100S	avec AirDrive Caddie



Exemples d'accessoires : Porte-antennes IRM INSIGHT, supports pour genou et pied FlexLock, coussins VacQfix, barres d'indexation

BoS AirShuttle


CONÇU POUR LA PROTONTHÉRAPIE

La configuration de conformation du dispositif optimise la pénombre et réduit l'obstruction des angles importants du faisceau de protons.

Ensembles BoS AirShuttle

Les deux ensembles comprennent : Poignées de transfert AirShuttle (x2), barres d'indexation AirShuttle (x2), surface de support pneumatique BoS (rechange)

RT-5100-400	avec AirDrive Trolley
RT-5100-400S	avec AirDrive Caddie



Exemples d'accessoires : Cale tête en mousse, cale en mousse prédécoupée pour cadre pour tête BoS, masques BoS, barres d'indexation

Flux de travail personnalisé en matière de soins du cancer

- Alta et Slate AirShuttle éliminent la nécessité de repositionner le patient entre la simulation et le traitement
- Prend en charge les accessoires et les dispositifs de positionnement et d'immobilisation existants pour un coût de possession inférieur
- Zone de traitement large, sans artefact et homogène pour une administration précise de la dose, y compris l'hypofractionnement




IRRADIATION CORPORELLE TOTALE (TBI + VMAT)

- Fournit un soutien rotatif, permettant une orientation du patient à 180 degrés pour les procédures de simulation et de traitement
- Permet l'utilisation de techniques de traitement multi-isocentriques
- Convient aux patients pesant jusqu'à 225 kg (500 livres).




ADAPTATIF

- Permet un positionnement cohérent du patient, de l'acquisition de l'image jusqu'à la planification et au traitement
- Améliore l'efficacité du flux de travail en rationalisant les processus
- Offre un soutien pour l'adaptation dans des scénarios hors ligne, en ligne et en temps réel, selon les besoins



MULTI-SIM

- Permet une configuration unique du patient qui répond aux simulations IRM et TDM
- Facilite la configuration et le positionnement du patient en dehors de la salle de simulation
- Bénéfique pour les patients à mobilité réduite



Solutions de curiethérapie



Tamponnement vaginal BrachyGel™ en hydrogel

NOUVEAU !

UNE SOLUTION DE TAMPONNEMENT PERSONNALISÉE

BrachyGel est une solution de tamponnement personnalisée pour la curiethérapie guidée par imagerie et la première de son genre. BrachyGel offre une stabilité prouvée des applicateurs de curiethérapie grâce à la planification et à l'administration du traitement. Contrairement à la gaze ou au ballonnet rempli de sérum physiologique, il épouse l'anatomie du patient et réduit les bulles d'air.

- Le système d'administration rapide simplifie vos procédures et vous fait gagner un temps précieux
- Faciliter la transition en douceur entre l'anesthésie générale et les soins en milieu hospitalier
- Une meilleure expérience des cliniciens et des patients garantit une valeur maximale pour les établissements de santé

RT-5300 BrachyGel, Qté 5 kits. Chaque kit comprend une seringue en hydrogel, un connecteur en Y et une poche de traitement.

ACTUELLEMENT UNIQUEMENT DISPONIBLE AUX ÉTATS-UNIS.




VOIR LE BRACHYGEL EN ACTION

BRACHYGEL SUR TDM ET IRM





Fantôme pelvien (TDM)



Cadavre (IRM)




Sujet de l'essai clinique (EC)




Solutions de transfert et d'imagerie des patients

Une plateforme patient AirShuttle avec un système AirDrive assure des transferts de patients en douceur pour les applications d'imagerie et de traitement. Les options AirShuttle et AirDrive peuvent être utilisées dans de nombreux types d'imagerie, notamment la tomomodensitométrie, la radiographie, l'échographie, la radioscopie, l'IRM (jusqu'à 3 teslas) et les environnements de traitement par radiothérapie tels que la curiethérapie.


- Transférez votre patient en toute sécurité avec un personnel clinique minimal
- Transfert sur et hors d'une grande variété de surfaces, y compris les garnitures et les matelas recouverts de draps
- Le positionnement du patient peut inclure une immobilisation, si nécessaire
- Compatible avec l'IRM



AirShuttle + AirDrive



Flux de travail de curiethérapie




Lithotomy AirShuttle

MAXIMISER LA FLEXIBILITÉ DU FLUX DE TRAVAIL

Le patient est positionné une fois sur la Lithotomy AirShuttle avant l'insertion, puis transféré facilement, en toute sécurité et confortablement pour l'imagerie, le traitement et la récupération.

- Les rails chirurgicaux intégrés sont compatibles avec l'imagerie TDM et IRM et permettent de fixer rapidement les étriers, les escabeaux et les autres accessoires
- L'extension pour jambe soutient les jambes du patient lors des transferts et de l'imagerie. Elle est facilement amovible pour permettre l'accès au périnée
- Fournit un soutien stable au patient et réduit les mouvements du patient pendant les transferts
- Les cliniciens signalent une réduction du mouvement de l'applicateur et un confort amélioré du patient lors de l'utilisation de la technologie AirDrive par rapport aux transferts de patients conventionnels
- Les transferts de patients sont effectués avec seulement deux personnes, ce qui réduit les besoins en personnel et permet aux membres de l'équipe de se concentrer sur d'autres responsabilités
- Des garnitures amovibles et nettoyables sur le dispositif de transfert assurent le confort du patient, de l'admission au traitement
- Se déplace latéralement et longitudinalement



L'INSERTION PEUT ÊTRE EFFECTUÉE DIRECTEMENT SUR LE CHARIOT



Ensembles Lithotomy AirShuttle

RT-5100-500	avec AirDrive Trolley. Comprend les poignées de transfert AirShuttle (x2), le plateau d'insertion de curiethérapie, la surface de support pneumatique de lithotomie (rechange), la potence à perfusion
RT-5100-500S	avec AirDrive Caddie. Comprend : Poignées de transfert AirShuttle (x2), surface de support pneumatique pour lithotomie (rechange)


Étriers Alpine™

NOUVEAU !

L'EFFICACITÉ DES FLUX DE TRAVAIL N'A FAIT QUE S'AMÉLIORER

Les étriers Alpine sont conçus avec minutie et dotés d'une pince intégrée pour faciliter la fixation et améliorer l'accès anatomique.

- Permet un accès pelvien optimal tout en accommodant l'entrée dans un tunnel IRM de 70 cm
- La pince de fixation sur rail intégrée facilite la configuration et empêche la perte de composants séparés communs aux étriers standard
- Poignée intuitive pour un ajustement facile avec un effort minimal
- 20 % plus léger que les autres étriers standard sur le marché (à partir de 07/2024)
- Une conception de botte intelligente et confortable pour un nettoyage facile
- Capacité de poids du patient : 227 kg
- Poids de l'étrier : 4,5 kg




RT-5100-54	Etriers Alpine (par paire)
------------	----------------------------

Support de pince d'applicateur

Le support de pince d'applicateur Symphony fournit une solution intégrée sûre et efficace pour réduire le mouvement de l'applicateur après l'insertion. Les versions fixées sur montant ou sur rail s'adaptent à divers flux de travail de positionnement de curiethérapie. Les deux supports sont compatibles avec une grande variété d'applicateurs de curiethérapie disponibles dans le commerce. Compatible avec la TDM et l'IRM.

RT-5100-53	Support de pince d'applicateur fixé sur le montant (photo de gauche)
RT-5100-52	Rail de pince d'applicateur fixé sur le montant (photo de droite)



Pince d'applicateur présenté à titre de démonstration uniquement. Non fabriqué ou vendu par CQ Medical.




Étriers et pince SpringLoc

RT-5100-51ST	Étriers (paire)
RT-5100-51CU	Pince SpringLoc, États-Unis (pièce)
RT-5100-51CE	Pince SpringLoc, Europe (pièce)



Alta sur Halcyon™

Solutions tout-en-un




“ Alta a augmenté notre efficacité entre les différentes configurations d'installation des patients. Nous pouvons passer facilement d'un type de traitement à l'autre sans délai. Les patients sont plus satisfaits, tout comme les thérapeutes qui utilisent le système. ”

CLINTON O'DELL BSRS RT(R)(T), ANMED HEALTH RADIATION ONCOLOGY ANDERSON, CAROLINE DU SUD

Dispositif multifonction Alta™

Alta est une solution tout-en-un qui s'adapte rapidement à un large éventail de configurations, réduisant ainsi les temps d'installation.

- Combine les fonctionnalités de plusieurs dispositifs
- Fiable et reproductible
- Installations rapides et efficaces
- Peut être étendu au-delà de l'extrémité de la table pour une meilleure dosimétrie de la tête et du cou
- Léger-5,4 kg
- 610 mm l x 1 990 mm L
- Compatible TDM, IRM et avec les traitements



SRS



INTRACRÂNIEN, TÊTE ET COU



CÉRÉBROSPINAL



ENCÉPHALE ENTIER



SEIN



PELVIS



ABDOMEN



POUMON



THORAX



SBRT

NOUVEAU ! ALTA POUR SBRT EST MAINTENANT COMPATIBLE AVEC BODY PRO-LOK ONEBRIDGE
Voir page 48 pour obtenir plus d'informations.



Élevez votre flux de travail avec Alta

INFINITYEDGE™ ET INFINITYLOCK™

Les accessoires InfinityLock se fixent solidement au dispositif et peuvent être indexés à l’infini le long de l’InfinityEdge du dispositif.




ALTA ARMSHUTTLE™ ELITE

Se fixe rapidement et solidement pour assurer un positionnement confortable et reproductible des bras en dehors du champ de traitement.



Ensemble Alta Standard

Dispositif multifonction Alta	Qté 1
Alta ArmShuttle Elite	1
Plaque d’adaptation Alta Silverman	1
Support pour genou FlexLock	1
Support pour pied FlexLock	1
Poignées InfinityLock	2
Barres d’indexation compatibles avec l’IRM	2
Support mural	1
RT-4800-100	



Intégration de la solution Alta

FLEXIBILITÉ DANS LES CONFIGURATIONS D’INSTALLATION POUR LA SRS, LA TÊTE ET LE COU, LE CRÂNE ET L’ENCÉPHALE ENTIER

Alta peut être facilement utilisé comme solution de traitement par radiothérapie stéréotaxique grâce à la fixation rapide de l’adaptateur SRS ou du système d’immobilisation Solstice SRS. Alta peut s’étendre au-delà de la table pour améliorer l’accès à la région de la tête et du cou. Elle est compatible avec les masques thermoplastiques Type-S, qui peuvent être directement fixés au dispositif. Pour l’adaptateur SRS, voir page 76. Pour les solutions pour la tête et le cou Type-S, voir pages 92 à 98.



ENCOMPASS SRS

SOLSTICE SRS



TÊTE ET COU

CÉRÉBROSPINAL

ENCÉPHALE ENTIER

IMMOBILISATION SBRT

Les propriétés de faible émission d’électrons d’Alta en font une solution idéale pour les configurations de radiothérapie stéréotaxique du corps. Elle peut être adaptée à l’application d’une compression abdominale lorsqu’elle est utilisée avec des dispositifs tels que les arceaux de compression ZiFix Traverse, Body Pro-Lok ONEBridge ou InfinityLock. Pour SBRT Solutions, voir pages 47 à 64.


NOUVELLE INTÉGRATION !



Plateforme tout-en-un TotalIRT™

AUGMENTER L'EFFICACITÉ, POSITIONNER FACILEMENT LES DISPOSITIFS ET GAGNER EN CONFIANCE LORS DE L'INSTALLATION DU PATIENT

La plateforme tout-en-un TotalIRT est conçue pour adapter rapidement les solutions de positionnement et d'immobilisation à votre configuration clinique et à vos besoins de traitement. La plateforme peut être indexée sur une table, créant ainsi une solution tout-en-un et permettant une transition transparente entre les traitements des patients.



Plateforme tout-en-un TotalIRT

- Facilement indexable sur les tables de traitement TDM, IRM et photon avec deux Lok-Bars
- Grande zone de traitement homogène, sans artefact pour une administration précise de la dose, y compris l'hypofractionnement
- Positionnement répétable des dispositifs d'installation et d'immobilisation, même entre les salles de traitement
- Un seul thérapeute peut procéder au déplacement et à l'indexation de la table
- Le dispositif de stockage mural permet de stocker et de protéger efficacement la plateforme
- Léger : 7,3 kg
- Dimensions (cm) : 201,3 (L) x 61,9 (l) x 3,5 (H)
- La plateforme est compatible avec l'IRM

Plateforme TotalIRT

TRT100	201,3 cm, fibre de verre
MTWBL001	Lok-Bar Type S


PROFILÉ UNIVERSAL COUCHTOP, INDEXATION PRODIGY 2 (7 CM)

Fixation directe des dispositifs à la plateforme ou sécurisation à l'aide des Lok-Bars




PERMET L'UTILISATION DE WING BOARDS DANS LA ZONE DE LA TÊTE ET DU COU

La Lok-Bar Type-S permet d'indexer n'importe quel Wing Board à trois broches ou le positionneur de bras suspendu Monarch




FAIT :

Le record du monde pour résoudre un cube Rubik's® est de 3,13 secondes.*



Parfois, ce qui semble impossible est possible. Dans le monde complexe du cancer du poumon et du traitement par SBRT, la précision, l'efficacité et le confort du patient sont possibles. C'est ce qui a inspiré le regroupement de nos meilleures solutions SBRT, notamment la nouvelle compatibilité de **Body Pro-Lok™ Dispositif multi-usages ONEBridge™ pour Alta™** et le perfectionnement de la manière dont notre **ceinture respiratoire ONE** et notre **système de contrôle des mouvements ZiFix Traverse™** se fixent à nos plateformes les plus connues. De plus, le nouveau **BioXmark® Liquid Fiducial** permet l'implantation de plusieurs marqueurs de différentes tailles au cours d'une même procédure ininterrompue.



SBRT (STEREOTACTIC BODY RADIATION THERAPY, RADIOTHÉRAPIE STÉRÉOTAXIQUE DU CORPS)



Immobilisation du corps entier pour les traitements d'hypofractionnement

Le système Body Pro-Lok ONE offre une solution personnalisable et reproductible pour les configurations de patients SBRT complexes.



Amélioration du positionnement du patient et restriction respiratoire


ONEBridge™

- Réglage variable de la hauteur avec un seul arceau
- Le déport latéral permet à l'arceau et à la plaque de s'adapter à la position naturelle et à la morphologie du patient
- Le déport d'inclinaison permet d'optimiser le positionnement du patient afin d'améliorer le passage au niveau du portique
- Le verrouillage avancé a été conçu pour se libérer en moins de trois secondes pour la sécurité du patient



Ceinture respiratoire


- Les ceintures respiratoires assurent la compression pneumatique et l'immobilisation de la région abdominale .




BIENTÔT ! UNE PINCE PERMETTANT LA COMPATIBILITÉ CROISÉE DE ZIFIX TRAVERSE ET D'UNE CEINTURE RESPIRATOIRE AVEC TOUS LES DISPOSITIFS ALTA, TOTALRT ET ONEPLATFORM

Les appareils se connectent facilement à de nombreuses plateformes

Les dispositifs du système Body Pro-Lok ONE sont compatibles avec de nombreuses plateformes et tables CQ Medical leaders du marché.



Alta



TotalRT



ONEPlatform

“ Nous sommes devenus un centre de référence pour les patients SBRT et utilisons le système Body Pro-Lok de depuis plusieurs années. J'estime que l'immobilisation reproductible et la compression abdominale sont essentielles pour cibler précisément les cancers du poumon et d'autres tumeurs localisées. Nous avons récemment mis à jour notre système Body Pro-Lok en adoptant le Body Pro-Lok ONE, tout en ajoutant un second système complet. Nous avons constaté qu'il était plus adaptable et plus efficace, en particulier avec les patients plus corpulents, sans nuire à la précision exigée. ”

RONALD C. MCGARRY, DOCTORAT EN MÉDECINE ET EN SCIENCES DE L'UNIVERSITÉ DU KENTUCKY, LEXINGTON, KENTUCKY

Dispositif multifonction Alta

Alta est une solution tout-en-un qui adapte rapidement les solutions de positionnement et d'immobilisation à votre configuration clinique et à vos besoins de traitement, y compris l'hypofractionnement.

- Présente le profil InfinityEdge™ et l'indexation de style Varian Exact®
- Combine les fonctionnalités de plusieurs dispositifs
- Peut être étendu au-delà de l'extrémité de la table pour une meilleure dosimétrie de la tête et du cou
- Léger-5,4 kg
- Compatible TDM, IRM et traitement

Conditionnement en platine
(ALTA3000)

Un second coussin **ONEBridge** avec **Clam-Lok™** permet une immobilisation supplémentaire de la jambe

ONEBridge avec la **plaque respiratoire large** améliore la restriction respiratoire

T-Shape Vac-Lok™ crée un soutien sûr autour du patient

Les **supports de genou et de pied FlexLock™** offrent des options d'indexation personnalisables


Les **barres de localisation IRM** permettent une indexation reproductible des dispositifs

Alta ArmShuttle™ Elite permet le positionnement du bras en hauteur et la reproductibilité du Vac-Lok

Le **système abdominal ZiFix Traverse™** assure la compression pneumatique de la région abdominale

Les **poignées InfinityLock™** permettent un positionnement alternatif du bras

L'ensemble comprend :

	Platine Qté	Or Qté	Argent Qté
 Appareil Alta	1	1	1
 Barre d'indexation IRM	4	4	4
 Plaque d'adaptation Alta Silverman	1	1	1
 ONEBridge	2	2	1
 Base de rangement ONEBridge	2	2	1
 Système transverse abdominal ZiFix	1	1	1
 Plaque respiratoire large	1	1	1
 Coussins ComfortCare™	3	3	3
 Pompe manuelle	1	1	1
 Coussin Clam-Lok	2	2	2
 Alta ArmShuttle Elite	1	1	1
 T-Shape Vac-Lok	5	-	-
 Ensemble poignées InfinityLock	1	-	-
 Support pour genou FlexLock	1	1	-
 Support pour pied FlexLock	1	1	-
 Coussin Kneefix™	-	-	1
 Coussin Feetfix™	-	-	1
 Support mural	1	-	-
	ALTA3000	ALTA2000	ALTA1000

Plateforme TotalRT

TotalRT est une solution tout-en-un qui adapte rapidement les solutions de positionnement et d'immobilisation à votre configuration clinique et à vos besoins de traitement, y compris l'hypofractionnement.

- Présente le profil Universal Couchtop™ et l'indexation Prodigy™ 2
- Grande zone de traitement homogène, sans artefact pour une administration précise de la dose
- Combine les fonctionnalités de plusieurs dispositifs
- Peut être étendu au-delà de l'extrémité de la table pour une meilleure dosimétrie de la tête et du cou
- Léger-7,3 kg
- Compatible TDM, IRM et traitement

Conditionnement en platine (TRT3000)

Un second ONEBridge avec un coussin Clam-Lok assure une immobilisation supplémentaire de la jambe

ONEBridge avec la plaque respiratoire large améliore la restriction respiratoire

T-Shape Vac-Lok crée un soutien sûr autour du patient

Les supports de genou et de pied FlexLock offrent des options d'indexation personnalisables

Les MR Lok-Bars™ permettent une indexation reproductible des dispositifs

Le positionneur de bras suspendu Monarch™ permet le positionnement du bras suspendu et la reproductibilité de Vac-Lok

Type-S™ Lok-Bar permet l'indexation de Monarch

La ceinture respiratoire ONE assure la compression pneumatique de la région abdominale

Les poignées du patient permettent un positionnement alternatif du bras

L'ensemble comprend :



Plateforme TotalRT

MR Lok-Bar



ONEBridge

Base de rangement ONEBridge



Ceinture respiratoire ONE



Plaques respiratoires

Coussins ComfortCare

Pompe manuelle



Coussin Clam-Lok



Positionneur de bras vertical Monarch



Lok-Bar Type S



T-Shape Vac-Lok



Ensemble poignées pour le patient



Support pour genou FlexLock



Support pour pied FlexLock



Coussin Kneefix



Coussin Feetfix



Support de plateau de table

Platine Qté	Or Qté	Argent Qté
1	1	1
4	4	4
2	2	1
2	2	1
1	1	1
1	1	1
3	3	3
1	1	1
2	2	2
1	-	-
1	1	1
5	-	-
1	-	-
1	1	-
1	1	-
-	-	1
-	-	1
1	-	-
TRT3000	TRT2000	TRT1000

ONEPlatform™

ONEPlatform fournit une solution de plateforme simple pour les configurations complexes de patients SBRT.

- Présente le profil Universal Couchtop™ et l'indexation Prodigy 2
- Léger-7,5 kg
- Compatible TDM, IRM et traitement



L'ensemble comprend :

			Platine Qté	Or Qté	Argent Qté
		ONEPlatform	1	1	1
		MR Lok-Bar	4	4	4
		ONEBridge	2	2	1
		Base de rangement ONEBridge	2	2	1
		Ceinture respiratoire ONE	1	1	1
		Plaque respiratoire large	1	1	1
		Coussins ComfortCare	3	3	3
		Pompe manuelle	1	1	1
		Coussin Clam-Lok	2	2	2
		Positionneur de bras vertical Monarch	1	-	-
		T-Shape Vac-Lok	5	-	-
		Ensemble poignées pour le patient	1	-	-
		Support pour genou FlexLock	1	1	-
		Support pour pied FlexLock	1	1	-
		Coussin Kneefix	-	-	1
		Coussin Feetfix	-	-	1
		Support de plateau de table	1	-	-
			ONE3000	ONE2000	ONE1000

Compatibilité avec Body Pro-Lok ONE Couchtop

Universal Couchtop

L'Universal Couchtop est une solution moderne et complète pour les traitements de pointe dans votre clinique. Spécialement conçu pour répondre aux demandes d'administration IGRT, l'Universal Couchtop Longue Extension est sans jonction ni rail dans la région du traitement pour faciliter l'administration de la dose et couverture de la cible.


L'Universal Couchtop est disponible pour les LINAC et la tomодensitométrie, en fournissant un environnement de simulation reproductible et identique au niveau dosimétrique pendant le traitement.



kVue™ One Couchtop Low-e™

La table kVue One est dotée d'un design modulaire en une pièce, avec une base composite homogène et sans rails mobiles. Elle offre la possibilité d'interchanger les inserts kVue spécifiques au traitement qui se montent directement sur la surface supérieure de la table via le verrouillage One Touch. La table kVue One est légère et compatible avec les LINAC à 6 degrés de liberté (DOF) et les bases robotiques.

Les Couchtops kVue sont disponibles pour LINAC et CT et fournissent un environnement dans la simulation qui est reproductible et qui permet une planification et une administration plus précises de la dose.




DES EMBALLAGES DE DISPOSITIFS SONT DISPONIBLES. CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT COMMERCIAL POUR PLUS DE DÉTAILS.

Compatibilité avec Body Pro-Lok ONE Couchtop


Table Elekta iBEAM® evo

ONEBridge et ONE Respiratory Belt sont compatibles via un adaptateur spécial qui permet une indexation de 1 cm sur les tables iBEAM evo.

BPL010	Adaptateur Body Pro-Lok ONE evo, 1 paire
--------	--



ONEBridge avec adaptateur evo



Système à rails uniquement

Le système Body Pro-Lok ONE à rails uniquement rend compatibles l'arceau Body Pro-Lok ONEBridge, la sangle respiratoire ONE des tables IGRT et les plateaux de table TDM avec l'indexation Varian Exact si un plateau de table ou une plateforme ne sont pas recommandés. Les arceaux et accessoires sont vendus séparément.

BPL020	53 cm, Varian Exact
--------	---------------------

ENSEMBLE POUR RESTRICTION RESPIRATOIRE

ONEBridge	Qté 1
Base de rangement ONEBridge	1
Ceinture respiratoire ONE	1
Plaque respiratoire large avec coussin ComfortCare (x3) et pompe manuelle	1
BPL ONE Exact/IGRT à rails uniquement	1
BPL300	



Personnalisation du dispositif SBRT

PONT SBRT



ONEBridge

Ses caractéristiques de conception uniques permettent d’améliorer le positionnement du patient et la restriction de la plaque de compression.
Voir page 49 pour obtenir plus de détails.

BPL001	Se fixe aux profils Universal Couchtop, y compris la plateforme TotalIRT et ONEPlatform
RT-4800-B3	Se fixe aux profils InfinityEdge, y compris le dispositif multi-usages Alta et l’insert kVue Low-e

ACCESSOIRES POUR ARCEAUX



Plaque respiratoire large avec coussin ComfortCare

Aide à diffuser la pression dans la région abdominale tout en ajoutant une dimension de confort personnalisé pour le patient.

BPL120	Kit de démarrage (plaque large + 3 coussins + pompe manuelle)
BPL007	Coussins ComfortCare, Qté 3
BPL008	Plaque respiratoire large
BPL009	Pompe manuelle



Plaque respiratoire standard

Exerce une pression au niveau du diaphragme pour restreindre le mouvement respiratoire.

MTSBRT003



Coussin Clam-Lok™

Prend forme pour améliorer confortablement l’immobilisation à partir du dessus.

VLSBRT202FC

Personnalisation du dispositif SBRT


CEINTURES RESPIRATOIRE



Ceinture respiratoire ONE

Assure la compression pneumatique et l’immobilisation de la région abdominale.

BPL026




Système de commande du mouvement abdominal/thoracique ZiFix Traverse™

ZiFix Traverse se fixe aux bords du dispositif Alta multifonction pour aider à immobiliser le patient et réduire le mouvement des organes.

- Compression à bas profil pour la plupart des systèmes d’imagerie et de traitement
- Immobilise le patient pendant l’imagerie et le traitement
- Réduit le risque de collisions et d’interférences par rapport à l’arceau de compression

Ceinture de 130 mm x 1 700 mm	Qté 1
Ceinture de 130 mm x 1 300 mm	1
Pompe du manomètre	1
Plaque de compression de 130 mm avec vessie gonflable	1
Pinces	2
RT-4558CB03	

BIENTÔT ! UNE PINCE PERMETTANT LA COMPATIBILITÉ CROISÉE DE ZIFIX TRAVERSE ET D’UNE CEINTURE RESPIRATOIRE AVEC TOUS LES DISPOSITIFS ALTA, TOTALRT ET ONEPLATFORM



Les marqueurs de repère facilitent la configuration cohérente du patient par rapport à l’anatomie du patient

La vessie est conçue pour résister à une pression de 250 mmHg, un facteur de sécurité 2x

Comprend InfinityLock pour une fixation rapide et sûre aux dispositifs médicaux CQ compatibles

Personnalisation du dispositif SBRT

COUSSINS À DÉPRESSION



T-Shape Vac-Lok, 108 x 125 cm

Permet un positionnement des bras vers le haut, tout en enveloppant la région thoracique. Peut être utilisé avec le positionneur de bras vertical Monarch ou un Wing Board.

VL0017	Nylon avec indexation, section médiane profilée, remplissage de 44 l
VL0018	Nylon avec indexation, section médiane profilée, remplissage de 42 l
VL0022	Nylon avec indexation, coupe médiane conique et découpe pour la poignée, remplissage de 31 l



Coussins VacQfix

Positionnement profilé qui s'adapte à un patient spécifique pour un confort et une précision accrus.

RT-4517-0002M	Coussin à 2 compartiments, 120 cm dégressif à 80 x 160 cm
RT-4517-0003M	Coussin à 3 compartiments, 120 cm dégressif à 80 x 230 cm

SUPPORTS POUR LES GENOUX ET LES PIEDS



Supports pour le genou et les pieds FlexLock

Offre des options d'indexation personnalisables pour le positionnement de la partie inférieure de l'abdomen, du pelvis et des membres inférieurs. Voir page 152 pour obtenir plus d'informations.

RT-4800-KS	Support pour genou FlexLock
RT-4800-FS	Support pour pied FlexLock



Coussins Kneefix 3 & Feetfix 3

Améliore la stabilité, la reproductibilité et le confort en décubitus dorsal.

301052	Kneefix 3
301071	Feetfix 3
301055	Bloc d'élévation

Personnalisation du dispositif SBRT

WING BOARDS ET CALES TÊTE



ArmShuttle Elite

Offre de nombreuses options de positionnement de la tête et des bras dans un design léger et ergonomique.

RT-4546C	ArmShuttle Elite, indexable à 2 broches
RT-4800-02	Alta ArmShuttle Elite



Pro Wing Board

Le Pro Wing Board mesure 59 cm de large et comporte des poignées individuelles facilement ajustables sur des rails de 24 cm, par incréments de 2,2 cm, pour un positionnement personnalisé des mains/bras. Quatre options de cale tête (cale tête en gel, coupelle de tête ronde, cales tête Posifix et cales tête Timo) sont indexables dans plusieurs positions.

OAP220	Wing Board Pro avec poignées Pro et appui-tête en gel indexables à 2 ou 3 broches.
--------	--



Positionneur de bras vertical Monarch

Les poignées à double fonction permettent une flexion naturelle des poignets du patient, tout en fournissant des options de positionnement accrues pour le clinicien.

OAP110	Monarch (inclut la poignée M, les rails et la cale tête). Indexable à 2 ou 3 broches.
--------	---



Voir page 144 pour des options supplémentaires de Wing Board

Personnalisation du dispositif SBRT

POIGNÉES ET LOK-BARS



Poignées pour le patient

Les poignées du patient permettent aux patients immobilisés de poser leurs mains sur la plateforme universelle, la plateforme TotalRT ou la plateforme ONEPlatform.

MTIL662501	Poignée droite
MTIL662502	Poignée gauche



Ensemble verrou et poignée Infinity

Les poignées pour le patient fournissent aux patients immobilisés un endroit stable pour placer leurs mains sur le dispositif Alta multifonction.

RT-4800-04	Qté 2, jeu de poignées gauche et droite
------------	---



MR Lok-Bar/Barre d'indexation

Permet la fixation des dispositifs de positionnement à la ONEPlatform ou à l'Universal Couchtop en vue d'améliorer la reproductibilité. Voir pages 190 à 198 pour MRSeries.

RT-4551BARMRI	Indexation exacte Varian, deux broches (photo de gauche)
MTIL6054	Prodigy 2, 53 cm, deux broches (photo de droite)



Lok-Bar Prodigy 2

Permet d'indexer les dispositifs de positionnement à la plateforme TotalRT et à l'Universal Couchtop.

MTIL6050	Prodigy 2, 53 cm, deux broches
----------	--------------------------------



Lok-Bar transversale

Permet de déplacer le système à 2 broches latéralement à travers la table.

MTIL6051	Prodigy 2, 53 cm, deux broches
----------	--------------------------------



Glissière coulissante Lok-Bar

Idéale pour les poches Vac-Lok, la Lok-Bar glisse longitudinalement le long de la table au lieu d'être verrouillée à des points d'indexation.

MTVL00853	Deux broches
-----------	--------------

Personnalisation de la compression supplémentaire


BRIDGES ET COUSSINS



Arceaux et palettes InfinityLock™

Les arceaux InfinityLock se fixent aux bords du dispositif multifonction Alta pour favoriser l'immobilisation du patient et réduire le mouvement des organes.

RT-4800-B1	Arceau de compression InfinityLock SBRT, petit (mini : 300 mm et maxi : 380 mm)
RT-4800-B2	Arceau de compression InfinityLock SBRT, grand (mini : 390 mm et maxi : 480 mm)
RT-4558KV4	Palette de compression, standard
RT-4558KV4-01	Palette de compression, profil mince



Coussin VacQfix pour compression de la cuisse

Immobilisation complète de la jambe avec un système de fixation ajustable et encliquetable le long de l'arceau de compression InfinityLock.

RT-4517-4079VF15M

Insert kVue One Low-e

L'insert kVue Low-e est un insert homogène à faible génération d'électrons pour une imagerie et un traitement améliorés. Il peut être utilisé en association avec les arceaux de compression kVue radiotransparents pour les traitements SBRT, ce qui améliore l'efficacité du flux de travail et élimine le besoin d'un dispositif SBRT distinct.

Voir page 63 pour la personnalisation de SBRT de Low-e.

- Utilisé pour un large éventail de configurations de traitement des patients
- Faible équivalence en eau

RT-4551KV19	Insert KVue Low-e, 1 325 mm
RT-4558-B1	Arceau kVue SBRT, petit
RT-4558-B2	Arceau kVue SBRT, grand
RT-4558KV4	Palette de compression, standard
RT-4558KV4-01	Palette de compression, profil mince

Insert kVue DoseMax

Peut être utilisé en association avec les arceaux de compression kVue radiotransparents pour les traitements de radiothérapie stéréotaxique du corps (Stereotactic Body Radiation Therapy - SBRT), ce qui améliore l'efficacité du flux de travail et élimine le besoin d'un dispositif SBRT distinct.

Voir page 63 pour les accessoires DoseMax.

- Surface de table avec la plus faible atténuation
- Maximise la dose dans la tumeur, tout en réduisant la dose dans la peau
- Solution idéale pour un éventail d'indications de radiothérapie, du traitement palliatif à la SBRT


RT-4551KV18	Insert kVue DoseMax
RT-4588-01	Dispositif autonome DoseMax pour simulation
RT-4558-B1	Arceau kVue SBRT, petit
RT-4558-B2	Arceau kVue SBRT, grand
RT-4558KV4	Palette de compression, standard
RT-4558KV4-01	Palette de compression, profil mince



Insert kVue Low-e illustré avec les arceaux kVue SBRT et la palette de compression




Insert kVue DoseMax illustré avec les arceaux kVue SBRT et la palette de compression



Dispositif autonome DoseMax pour simulation

CENTRE DE FORMATION MÉDICALE DE CQ



Le Centre de formation de CQ Medical est conçu pour **simuler un environnement clinique** et **organiser des webinaires**. Le centre nous permet de fournir un **soutien ininterrompu** à nos partenaires cliniques du monde entier.

L'un des plus grands avantages d'une session interactive sur Internet est la possibilité de présenter une variété de solutions de positionnement et d'immobilisation, ainsi que les options de traitement. Cela nous aide à comprendre votre flux de travail actuel afin que nous puissions nous **concentrer sur le dispositif et les techniques qui fonctionnent le mieux pour vous**.

Nous sommes ravis d'offrir des ressources d'apprentissage en direct à nos clients et partenaires !



**VOIR NOS OPPORTUNITÉS DE WEBINAIRE OU
PLANIFIER UN COURS DE FORMATION**



LE CONFORT N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC UNE BONNE IMMOBILISATION


Pas pour nous, de toute façon. Nous pensons que le confort et les produits qui maintiennent un patient en place pendant la radiothérapie doivent coexister. Lorsqu'un patient est immobilisé et confortable, il est dans une meilleure position pour obtenir de meilleurs résultats possibles.

 **CQ MEDICAL™**
Care Smarter

Compatible
avec le système
SRS/SRT
(RADIOCHIRURGIE/
RADIOTHÉRAPIE
STÉRÉOTAXIQUE)



SÉLECTIONNER UN SYSTÈME D'IMMOBILISATION SRS



Système
d'immobilisation
Encompass™ SRS

Système
d'immobilisation
SRS Solstice™

Pages 70-72

Pages 73-75

HYPERARC™ VALIDÉ	Oui	Non
COMPATIBLE SGRT	Oui	Oui
OPTION COMPATIBLE AVEC L'IRM	Oui	Oui
OPTIONS THERMOPLASTIQUES	Ouverture faciale	Ouverture ou fermeture faciale
TAILLE DU CADRE THERMOPLASTIQUE	1 (Standard)	2 (standard ou étroit)
STYLE DE FIXATION DU MASQUE	Broches à cales intégrées	Clips thermoplastiques
APPUI-TÊTE POSTÉRIEUR	Thermoplastique ou Coussin personnalisable	Coussin personnalisable
OPTION DE CALES	Intégré dans le cadre, par incréments de 0,5 mm	Cale AccuForm
POSITIONNEUR D'OCCLUSION	IntegraBite	Precise Bite
ÉPAULE THERMOPLASTIQUE	Non	Oui
CAPACITÉ DE CORRECTION DE L'ASSIETTE	Non	Oui
REPÈRE INTÉGRÉ	Oui	Non

Système d'immobilisation Encompass SRS

Dispositif d'immobilisation hautement rigide et non invasif conçu pour un traitement ciblé avec précision sur l'encéphale, la tête et le cou.

- Immobilisation pour le traitement de lésions multiples avec un seul isocentre
- Immobilisation de haute précision avec exactitude submillimétrique pour la radiochirurgie stéréotaxique, y compris la névralgie du trijumeau
- Le système de cale intégrée optimise l'efficacité du flux de travail
- Le thermoplastique Open view peut réduire l'anxiété du patient et permet la vérification du positionnement intra-fraction à l'aide de systèmes de suivi optique
- Immobilisation sous-millimétrique avec ou sans IntegraBite en option

Système de cale intégrée

La cale intégrée innovante permet un réglage indépendant de la hauteur à chaque broche, offrant une immobilisation entièrement personnalisable. Chaque cale intégrée peut être réglée par petits incréments de 0,5 mm, avec une plage totale de 4 mm.


- Le réglage de la hauteur de la cale est aussi simple que la simple rotation de la broche
- Élimine la nécessité de retirer le masque pour ajuster la hauteur de la cale
- Meilleur flux de travail et retour d'information instantané sur la configuration

IntegraBite



- Diminution de la rotation, de la flexion et de l'extension de la tête et du cou
- Positionnement répétable
- Conception simple et rationalisée pour faciliter l'application et l'insertion

Masques Encompass SRS Fibreplast

Fabriqué à partir du matériau thermoplastique le plus rigide disponible, offrant un soutien crânien antérieur et postérieur.



Validé pour HyperArc. L'image est utilisée avec l'aimable autorisation de Varian, une société Siemens Healthineers.



VISIONRT COMPATIBLE

Dispositifs Encompass SRS

Dispositif autonome Encompass SRS

Longueur du dispositif :	1 358 mm
Manipulation du poids :	5,5 kg
Limite de poids :	249 kg, charge répartie de manière uniforme à la position maximale de surplomb indiquée sur le dispositif

RT-4600-01

Insert kVue Encompass SRS

Longueur du dispositif :	1 311 mm
Manipulation du poids :	4,5 kg
Limite de poids :	249 kg, charge répartie de manière uniforme à la position maximale de surplomb indiquée sur le dispositif

RT-4600KV-01

Dispositif autonome Encompass SRS MR


Longueur du dispositif :	1 358 mm
Manipulation du poids :	5,5 kg
Limite de poids :	249 kg, charge répartie de manière uniforme à la position maximale de surplomb indiquée sur le dispositif

RT-4600-01-MRI

Dispositif autonome Encompass SRS compatible avec les arceaux

Longueur du dispositif :	1 358 mm
Manipulation du poids :	5 kg
Limite de poids :	249 kg, charge distribuée de manière uniforme à la position maximale de surplomb indiquée sur le dispositif

RT-4600-02




Cale tête EO SRS incluse avec tous les dispositifs Encompass.



Des adaptateurs Direct Indexing pour l'indexation directe sont disponibles pour l'indexation du dispositif autonome sur des modèles de table spécifiques.



Options thermoplastiques Encompass SRS



Option de thermoplastique 1

RT-B889KYCF2*	Système Encompass SRS Fibreplast avec IntegraBite en option. Comprend : Masque Fibreplast Variable Perf Open View, thermoplastique postérieur, IntegraBite en option Voir page 70 pour obtenir plus d'informations
RT-4600-10*	Cale tête E0 SRS (incluse avec tous les dispositifs Encompass)
RT-4600-12**	Cale tête E2 SRS (incluse avec adaptateur SRS)
RT-4600-14**	Cale tête E4 SRS (incluse avec adaptateur SRS)



Option de thermoplastique 2


RT-B889KYCF2A **	Masque Encompass SRS Fibreplast uniquement antérieur à utiliser avec le support de coussin SRS (inclut le coussin de tête AccuForm U, 200 mm x 350 mm et IntegraBite en option)
RT-4600-20**	Support de coussin SRS (non inclus avec l'adaptateur Encompass ou SRS)

*Validé avec HyperArc
**Utilisation en toute sécurité avec HyperArc

Système d'immobilisation SRS Solstice

Le système d'immobilisation Solstice SRS offre une capacité de correction de l'inclinaison et une flexibilité de positionnement uniques pour une précision submillimétrique afin de traiter des lésions multiples avec un isocentre unique. Le système est composé d'un appui-tête, d'un coussin sur mesure et d'un masque thermoplastique spécifique prévu pour une fixation simple en toute sécurité. Ces composants permettent de créer un système d'immobilisation de la tête et du cou hautement personnalisable et confortable pour un traitement précis qui améliore les résultats des patients.

- La fixation de masque thermoplastique médian procure davantage de rigidité et minimise le rétrécissement pour améliorer le confort du patient
- S'ajuste parfaitement au patient avec l'utilisation d'un coussin personnalisable et d'un masque thermoplastique conçu à cet effet
- Une fixation de masque facile à utiliser, sûre et discrète grâce au cadre thermoplastique unique
- La version en fibre de verre est compatible avec l'IRM



La capacité d'inclinaison variable offre davantage d'options de configuration dans les simulations TDM, l'IRM (avec une version IRM en fibre de verre) et une flexibilité de positionnement correctif pendant la préparation du traitement.



Personnalisation du système Solstice SRS



Fibre de carbone avec thermoplastique ClearVision et occlusion précise

visionrt COMPATIBLE



Fibre de verre avec IMRT Reinforced Thermoplastic

Kit de démarrage SGRT

Le kit contient : Appui-tête, Solstice ClearVision ouverture faciale thermoplastique, standard (x10), coussin AccuForm chanfreiné (x10) 20 x 35 cm, Precise Bite (x5)

CHS03SGK	Fibre de carbone, Posifix
CHS04SGK	Fibre de carbone, Type-S
CHS03MRSGK	IRM fibre de verre, Posifix
CHS04MRSGK	IRM fibre de verre, Type-S

Kit de démarrage standard

Le kit contient : Appui-tête, Solstice IMRT Reinforced Thermoplastic Style 18, standard (x10), Coussin AccuForm™ chanfreiné (x10) 20 x 35 cm, Precise Bite (x5)

CHS03K	Fibre de carbone, Posifix
CHS04K	Fibre de carbone, Type-S
CHS03MRK	IRM fibre de verre, Posifix
CHS04MRK	IRM fibre de verre, Type-S



Universal Couchtop

Les Longues Extensions Type-S et Posifix permettent une fixation directe de Solstice.
Voir page 12.



Solutions tout-en-un Alta TotalRT

Permet la fixation directe de Solstice.
Voir pages 43 à 45.

Articles pour commande individualisée



visionrt COMPATIBLE



Appui-tête

CHS03	Fibre de carbone, Posifix (photo de gauche) Qté 1
CHS04	Fibre de carbone, Type-S, Qté 1
CHS03M	Fibre de verre, IRM, Posifix (photo de droite), Qté 1
CHS04M	Fibre de verre, IRM, Type-S, Qté 1

Thermoplastique ClearVision

MTAPCID1832SG	Standard (photo de gauche), Qté 5
MTAPCIN1832SG	Étroit (photo de droite), Qté 5

IMRT Reinforced Thermoplastic Style 18

MTAPCID1832	Standard (photo de gauche), Qté 5
MTAPCIN1832	Étroit (photo de droite), Qté 5

Épaule Thermoplastic

MTAPSSTS	Type-S, Aquaplast RT, plein (photo de gauche), Qté 5
MTAPSSPF	Posifix, Aquaplast RT, plein (photo de droite), Qté 5

Coussins AccuForm

MTACL2035	Chanfreiné 20 x 35 cm, Qté 1
MTACL2035HF	Chanfreiné 20 x 35 cm à moitié rempli, Qté 1

Precise Bite

Voir page 116 pour plus d'options Precise Bite.

MTCBPBITE	Standard, Qté 5
MTCBPBITES	Petite taille, Qté 5

Consultez la déclaration de compatibilité de Vision RT en quatrième de couverture.

Adaptateur SRS pour dispositifs Portrait et Type-S

FLEXIBILITÉ POUR EFFECTUER DES TRAITEMENTS SRS AVEC LES DISPOSITIFS PORTRAIT ET TYPE-S

Solution non invasive qui permet un positionnement submillimétrique pour les traitements de radiochirurgie stéréotaxique sur les dispositifs intracrâniens, tête et cou Portrait et autres dispositifs Type-S. Le système réduit le mouvement, ce qui permet d'administrer une dose maximale à la tumeur tout en limitant les rayonnements administrés aux tissus sains environnants.

- Permet un traitement SRS à un seul isocentre pour plusieurs lésions lorsqu'il est utilisé conjointement avec les masques Encompass SRS Fibreplast
- S'adapte à une variété de cales tête et de supports de coussin SRS pour une configuration entièrement personnalisable
- Facile à configurer et peut aider à réduire le temps et les coûts de l'intervention

*RT-4600-03	Adaptateur SRS (comprend des cales tête)
*RT-4600-03-MRI	Adaptateur MR SRS (comprend des cales tête)

*Non validé pour HyperArc



Adaptateur SRS illustré sur dispositif Portrait avec coussin de support SRS et AccuForm



Adaptateur SRS


Adaptateur IRM SRS

Options thermoplastiques de l'adaptateur Encompass SRS

Option de thermoplastique 1

Disponible en différentes hauteurs pour positionner les patients dans une position neutre et confortable de la tête et du cou. Ils soutiennent la tête du patient tout en formant le masque Encompass SRS Fibreplast pour la simulation.

RT-4600-10	Cale tête E0 SRS (incluse avec adaptateur SRS)
RT-4600-12	Cale tête E2 SRS (incluse avec adaptateur SRS)
RT-4600-14	Cale tête E4 SRS (incluse avec adaptateur SRS)
RT-B889KYCF2	Système Encompass SRS Fibreplast avec IntegraBite en option Voir page 70 pour obtenir plus d'informations



Option de thermoplastique 2

Compatible avec AccuForm et un masque antérieur Encompass SRS Fibreplast.

RT-4600-20	Support de coussin SRS (non inclus avec l'adaptateur Encompass ou SRS)
RT-B889KYCF2A	Masque Encompass SRS Fibreplast uniquement antérieur à utiliser avec le support de coussin SRS (inclut le coussin de tête AccuForm U, 200 mm x 350 mm et IntegraBite en option)



UNE LETTRE OUVERTE À LA PEUR

Chère Peur,

Il n'y a pas de place pour vous ici.

Pas de raison d'être.

Nous connaissons l'anxiété que vous apportez.

Et nous la détestons.

Nous vous avons donc affrontée.

Nous concevons des masques d'immobilisation rigides pour la radiothérapie qui permettent au patient de voir, de respirer et de se sentir aussi à l'aise que possible sur le plan physique et mental.

Parce que quand les patients sont plus à l'aise, ils sont mieux positionnés et offrent de meilleurs résultats.

Vous ne pouvez pas gagner.

Nous vous voyons.

Nous faisons front devant la peur.


 **CQ MEDICAL™**
Care Smarter



Tête et cou et thermoplastiques



87-98
DISPOSITIFS ET
THERMOPLASTIQUES
TYPE-S



99-103
DISPOSITIFS ET
THERMOPLASTIQUES
UNI-FRAME




104-108
DISPOSITIFS ET
THERMOPLASTIQUES
POSIFIX



110-111
DISPOSITIFS ET
THERMOPLASTIQUES
PÉDIATRIQUES
PROFORM



112
SYSTÈME
D'IMMOBILISATION
SOLSTAT




113, 116
POSITIONNEURS
D'OCCLUSION ET
ENDOPROTHÈSE DE
POSITIONNEMENT
GRAYDUCK DART



114
APPUI-TÊTE
PERSONNALISABLE



115
COUSSINS
ACCUFORM



117-120
CALES TÊTE,
ESPACEURS ET
CALES



121
ADAPTATEURS



122-123
FOUR À CHALEUR
RAPIDE ET
BAIN-MARIE

CHOISIR UN SYSTÈME DE POSITIONNEMENT DE LA TÊTE ET DU COU


Type-S™



Le système Type-S a été conçu pour IMRT et des traitements conformes, et pour fournir une atténuation minimale sur 360° d'angles de traitement. Les masques thermoplastiques Type-S offrent la plus grande variété de motifs renforcés, de matériaux et de type de cadre.

Pages 87-98



Uni-frame®



Le système Uni-frame est devenu une solution de norme industrielle pour les masques thermoplastiques utilisés pour la tête uniquement. Ils sont disponibles dans une variété de modèles standard et à motifs renforcés, y compris les masques de la série Tranquility et le matériau à conformation élevée ZENTEC.

Pages 99-103

COMPATIBILITÉ	TDM, IRM, photon	TDM, IRM, photon
MATÉRIAU THERMOPLASTIQUE	Fibreplast, Aquaplast RT, ZENTEC	Fibreplast, Aquaplast RT, ZENTEC
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES	• Cale intégrée • Yeux et bouche prédécoupés • Ouverture faciale, suivi superficiel • Variable Perf et motifs renforcés • Extension larynx • Soulagement du cou • Option pédiatrique	• Yeux et bouche prédécoupés • Ouverture faciale, suivi superficiel • Variable Perf et motifs renforcés
CADRE	• Continu • Divisé	• Continu • Divisé




Posifix®



Les masques thermoplastiques Posicast® ont été spécialement conçus pour être utilisés avec le système de positionnement du patient Posifix. Ils sont comme un champ chirurgical, ce qui nécessite moins d'étirement, ce qui entraîne moins de rétrécissement. Les masques de type champ chirurgical permettent une fixation plus étroite du masque sur le patient.

Pages 104-108

TDM, IRM, photon
Posicast, Fibreplast, Aquaplast RT
• Ouverture faciale • Extension larynx • Revêtement lisse • Option pédiatrique
• Champ



ProForm™ pédiatrique




Le système tête et cou ProForm a été développé pour la protonthérapie, mais il permet une utilisation supplémentaire pour le traitement les patients pédiatriques sous photonthérapie conventionnelle. ProForm est compatible avec un masque thermoplastique dédié, disponible avec de nombreux motifs et styles de conception renforcés. Les masques sont vendus par boîtes de cinq et sont jetables.

Pages 110-111

TDM, IRM, photon, proton
Aquaplast RT
• Yeux et bouche prédécoupés • Ouverture faciale, suivi superficiel • Motifs renforcés • Option pédiatrique
• En continu (tête uniquement) • Continu comme un champ chirurgical (tête, cou et épaules)



MATÉRIAUX THERMOPLASTIQUES



FIBREPLAST®

Fibreplast, notre thermoplastique haut de gamme, est plus rigide que les thermoplastiques standard et rétrécit moins. Fibreplast est disponible en micro perforations (épaisseur de 2,4 et 3,2 mm), perforations standard (épaisseur de 2,4 et 3,2) et perforations variables (épaisseur de 2,4 et 3,2 mm), ce qui maximise la rigidité tout en limitant l'effet bolus.

- Compatible avec le bain-marie et le four à chaleur sèche



AQUAPLAST RT™

Nous sommes les inventeurs d'Aquaplast RT. Sa rigidité, sa résistance au rétrécissement et ses qualités de moulage faciles sont inégalées dans l'industrie. Aquaplast RT est disponible en micro perforations (épaisseur de 2,4 et 3,2 mm), perforations standard (épaisseur de 2,4, 3,2 et 4,8 mm) et perforations variables (épaisseur de 2,4 et 3,2 mm), ce qui maximise la rigidité tout en limitant l'effet bolus.

- Compatible avec le bain-marie et le four à chaleur sèche



ZENTEC™

ZENTEC nécessite moins de temps de chauffe que les thermoplastiques Aquaplast RT et a une réputation établie de masques à conformation élevée. D'une épaisseur de 2,4 mm, ces masques procurent une sensation de légèreté offrant une expérience plus agréable pour les patients anxieux. L'épaisseur de 3,2 mm offre un masque d'une conformation similaire.

- Compatible avec les bains-marie



POSICAST®-LITE ET POSICAST-PLUS

Posicast-Lite ressemble à un thermoplastique traditionnel avec un revêtement par pulvérisation sur les deux côtés du masque. Ils présentent un design de type champ chirurgical qui nécessite moins d'étirement, ce qui entraîne un rétrécissement minimal pendant le refroidissement.

Posicast-Plus comporte un revêtement doux en polyuréthane sur le côté en contact avec le patient pour plus de confort, tandis que l'autre côté comporte un revêtement par pulvérisation lisse facilitant le marquage des zones de traitement sur le masque. Il s'agit d'un modèle de type champ chirurgical nécessitant moins d'étirement, ce qui entraîne un rétrécissement réduit pendant le refroidissement.


- Compatible avec le bain-marie et le four à chaleur sèche

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES DU THERMOPLASTIQUE




FREEDOMVIEW™ AVEC OUVERTURE POUR LES YEUX ET LA BOUCHE

Les ouvertures pour les yeux aident à réduire la peur tout en captant l'arête du nez. L'ouverture pour la bouche permet le déplacement de la langue et une respiration libre.



MOTIFS IMRT REINFORCED™ & VARIABLE PERF™


La conception comprend une combinaison de thermoplastiques perforés et plein/microperforés au niveau du masque, assurant la rigidité et une bonne immobilisation pour le traitement. Dotés de bandes pleines/microperforées dans les zones nécessitant un maintien sécurisé, tout en présentant des perforations standard à d'autres endroits, ces masques offrent un bon équilibre entre immobilisation et confort.



CLEARVISION™ 2 & ASSURE OPEN VIEW

Réduit la peur du patient tout en permettant une surveillance en temps réel du patient à l'aide de systèmes de suivi optique.

visiophrt | COMPATIBLE




STYLES DE CADRE THERMOPLASTIQUE



CALE INTÉGRÉE

La cale intégrée innovante permet un réglage indépendant de la hauteur à chaque broche, offrant une immobilisation entièrement personnalisable. Chaque cale intégrée peut être réglée par petits incréments de 0,5 mm, avec une plage totale de 4 mm.



CADRES DIVISÉS

Les cadres divisés réduisent l'étirement nécessaire du thermoplastique, formant ainsi un masque plus rigide. Ces masques s'adaptent également aux patients aux cheveux longs.




TÊTE UNIQUEMENT

Les masques tête uniquement sont parfaits pour tout, de l'encéphale aux traitements d'IMRT complexes. Les cadres traditionnels Uni-frame sont particulièrement utiles pour les patients avec des têtes plus petites. Les cadres minces Uni-frame sont utiles pour les patients ayant des têtes plus grandes.



TÊTE, COU ET ÉPAULES


Les masques tête, cou et épaules s'étendent sous les épaules du patient, assurant une immobilisation supplémentaire.



STYLE CHAMP

Posifix 3 points (tête et cou) et 5 points (tête et épaules) jetable, de type champ chirurgical nécessitant moins d'étirement, ce qui entraîne moins de rétrécissement. Les masques de type champ chirurgical permettent une fixation plus étroite du masque sur le patient.

Extensions Type-S



Insert intracrânien, tête et cou kVue Portrait

Les dispositifs et masques Portrait assurent un haut niveau de stabilité en limitant le mouvement du patient et en réduisant la probabilité d'erreurs de positionnement. L'insert Portrait peut être étendu au-delà de la fin de la table, ce qui le rend idéal pour les traitements complets à 360°. L'insert Portrait s'adapte aux configurations en décubitus dorsal et en décubitus ventral pour des traitements spécifiques au patient. L'insert Portrait est rigide tout en fournissant une atténuation minimale.


RT-4552KV	Insert kVue Portrait
-----------	----------------------



Universal Couchtop Longue Extension

L'Universal Couchtop Longue Extension s'auto-verrouille à la table, ce qui permet au thermoplastique de se connecter à la table. Voir les pages 10 à 13 pour obtenir plus de détails.

MTIL6665	Longueur : 99,3 cm
MTIL6670	Longueur : 124,7 cm
MTIL6664	Longueur : 134,9 cm





Extension de style Varian

L'extension de style Varian s'accroche facilement à l'extrémité supérieure d'une plaque d'extrémité de style Varian. Un cadre de tête, cou et épaule de remplacement en option est disponible pour le thermoplastique Type-S.

MTCFHNV

Plateformes Type-S



Dispositif multifonction Alta

Alta peut s'étendre au-delà de la table pour améliorer l'accès à la région de la tête et du cou. Le dispositif multifonction Alta est compatible avec les masques thermoplastiques Type-S, qui peuvent être directement fixés au dispositif. Une plaque d'adaptation Silverman permet d'utiliser des cales tête Silverman pour soutenir le rachis cervical pendant la simulation et le traitement. Cette configuration permet un positionnement de haute précision et une reproductibilité pour les applications tête et cou.

Voir les pages 41 à 43 pour obtenir plus de détails.




Plateforme tout-en-un TotalRT

La plateforme tout-en-un TotalRT est conçue pour adapter rapidement de nombreuses solutions de positionnement et d'immobilisation à vos besoins en matière de configuration clinique et de traitement, y compris la tête et le cou.

Voir les pages 44 à 45 pour obtenir plus de détails.

Plaques de base Type-S



Plaque de base à axe variable avec coussin facial pour décubitus ventral (vendu séparément)



Configuration du patient avec une plaque de base à axe variable et un coussin facial pour décubitus ventral



Plaque de base à axe variable avec adaptateur de cale tête pour décubitus ventral en option

Plaque de base à axe variable

La plaque de base à axe variable s'intègre à une extension ou un plateau de table Type-S quelconque pour fournir un mouvement basculant, le patient étant immobilisé en décubitus ventral ou dorsal. Sa conception exclusive à axe variable permet un mouvement naturel de la tête et du cou et comprend un bouton rotatif pour verrouiller la plaque de base dans une position à un angle allant de 0° à 30° en décubitus dorsal et de 12,5° à 32,5° en décubitus ventral. La plaque de base intègre le thermoplastique Type-S pour la tête uniquement et peut être utilisée avec le coussin facial pour décubitus ventral ou la cale tête pour décubitus ventral Posifix® via un adaptateur et une cale.

Voir les pages 117 à 119 pour en savoir plus sur les options de cale tête pour décubitus dorsal.

Voir page 99 pour la base d'inclinaison TiltPro.

MTCFHNAB01	Plaque de base à axe variable
MTPFC02	Coussin facial en position couchée
301025BLK	Cale tête décubitus ventral Posifix
301035	Adaptateur IRM Posi-S (voir page 121)
MTSHIMT	Cale Timo (doit être utilisée avec 301035)

Plateau de table Type-S




Dispositif intracrânien, tête et cou Portrait

Le dispositif Portrait offre une immobilisation supérieure pour la radiothérapie de l'encéphale et de la tête et du cou. Elle est facile à utiliser et légère pour une reproductibilité quotidienne.

- Permet une indexation à la table avec une barre d'indexation à deux broches ou un adaptateur Direct Indexing d'indexation directe (voir page 121)
- Utilise des thermoplastiques Type-S pour une grande stabilité et une réduction des erreurs de positionnement
- Peut s'étendre au-delà de la table pour des traitements à 360°
- Convient aux configurations en décubitus dorsal et en décubitus ventral, offrant une atténuation minimale tout en restant rigide

RT-4552	Dispositif intracrânien, tête et cou Portrait
RT-4552MRI	Dispositif intracrânien, tête et cou Portrait MR compatible avec les arceaux
RT-4525HGA	Poignées, paire (vendues séparément)

Plateaux de table Type-S



Adaptateur de plateau de table iBEAM®

Créé pour les tables Medical Intelligence iBEAM et iBEAM EVO. Le plateau de table est en porte-à-faux et produit une atténuation minimale dans la zone de traitement.

108073



Plateau de table

Se prolonge au-delà de l'extrémité de la table de traitement. Un cadre de tête, cou et épaule de remplacement en option est disponible pour le thermoplastique Type-S.

20CFHNSUB7	Plateau de table (sans trou d'indexation Vac-Lok pour une région de traitement dégagée plus étendue)
20CFHNSUB2	Plateau de table Type-S (avec trou d'indexation Vac-Lok)
20CFHNSUB1P	Cadre ABS rechargeable Type-S uniquement



Plateau de table IRM Type-S

Conçu en fibre de verre avec un centre en mousse pour une utilisation dans des environnements IRM. Le plateau de table IRM est léger et indexable à trois broches.

MTMRHNTYPES	(photo de gauche)
MTMRHNPN	Étroite (photo de droite)




Système de suppression d'épaule Fixator™

Le système de suppression d'épaule Fixator est conçu pour optimiser les avantages du système Type-S. Le Fixator se prolonge au-delà de la table et comprend des coussins de position rembourrés ajustables qui se moulent délicatement aux épaules du patient, les capturant et les positionnant hors de la zone de traitement. La nomenclature indexée facilite l'enregistrement du repositionnement des épaules. L'utilisation des masques IMRT Reinforced Thermoplastic de Type-S pour la tête uniquement est recommandée avec ce système.

MTCFHN006	Fixator avec supports d'épaule (x2)
MTCFHN006SUB6	Support d'épaule, Qté 1

Portrait™ avec Integrated Shim™



La cale intégrée innovante permet un réglage indépendant de la hauteur à chaque broche, offrant une immobilisation entièrement personnalisable. Chaque cale intégrée peut être réglée par petits incréments de 0,5 mm, avec une plage totale de 4 mm.

- Cale indépendante à chaque broche
- Inutile de retirer le masque pour le serrer ou le desserrer
- Efficacité accrue du flux de travail
- Confort du patient accru
- Meilleur flux de travail et retour d'information instantané sur la configuration




POUR RÉGLER LA HAUTEUR DE LA CALE

- Tirer vers le haut pour déverrouiller
- Faire pivoter à la hauteur désirée
- Appuyer pour verrouiller

2 mm 0 mm 4 mm

Voir Fibreplast et Aquaplast RT avec cale thermoplastique intégrée, page 92




Thermoplastique Type-S

Les masques sur cette page sont jetables et vendus à l'unité. Achat obligatoire par multiples de 5.

Fibreplast et Aquaplast RT avec cale intégrée


VARIABLE PERF

RT-A889KYSD	Fibreplast, tête uniquement, 3,2 mm
RT-A892KYSD	Fibreplast, tête et épaules, 3,2 mm
RT-A892YSD	Aquaplast RT, tête et épaules, 3,2 mm



PERFORATIONS STANDARD

RT-A782KSD	Fibreplast, tête et épaules, 2,4 mm
------------	-------------------------------------



ASSURE OPEN VIEW, MICRO PERF

RT-A876KSDGLF	Fibreplast, tête uniquement, cadre fendu, 3,2 mm
---------------	--



visiφnrt COMPATIBLE

ASSURE OPEN VIEW, VARIABLE PERF

RT-A892KYSDF	Fibreplast, tête et épaules, 3,2 mm
--------------	-------------------------------------




visiφnrt COMPATIBLE




Fibreplast
Variable Perf



Assure Open View
avec Variable Perf



Aquaplast RT
Variable Perf




Thermoplastique Type-S

Les masques sur cette page sont jetables et vendus à l'unité. Achat obligatoire par multiples de 10.

Fibreplast et Aquaplast RT tête uniquement


VARIABLE PERF

RT-1889KYSD	Fibreplast, 3,2 mm
RT-1889YSD	Aquaplast RT, 3,2 mm
RT-1889YSDR	Aquaplast RT, ouverture pour les yeux et la bouche, 3,2 mm




PERFORATIONS STANDARD

RT-1779KSD	Fibreplast, 2,4 mm
RT-1889KSD	Fibreplast, 3,2 mm
RT-1779SD	Aquaplast RT, 2,4 mm
RT-1889SD	Aquaplast RT, 3,2 mm



PERFORATIONS STANDARD, LONGUE

RT-1889KSDL	Fibreplast, 3,2 mm
RT-1779SDL	Aquaplast RT, 2,4 mm
RT-1889SDL	Aquaplast RT, 3,2 mm



Fibreplast et Aquaplast RT avec cadres divisés

VARIABLE PERF

RT-1776KYSDGXF	Fibreplast, tête uniquement, étendu, Assure Open View, 2,4 mm
RT-1876KYSDGLF	Fibreplast, tête uniquement, long, Assure Open View, 3,2 mm



visiφnrt COMPATIBLE

MICRO PERFORATIONS


RT-1776KSDGXF	Fibreplast, tête uniquement, étendu, Assure Open View, 2,4 mm
RT-1876KSDGLF	Fibreplast, tête uniquement, long, Assure Open View, 3,2 mm




visiφnrt COMPATIBLE

PERFORATIONS STANDARD

RT-1889KSD-S3	Fibreplast, tête uniquement, 3,2 mm
RT-1889SD-S3	Aquaplast RT, tête uniquement, 3,2 mm



Consultez la déclaration de compatibilité de Vision RT en quatrième de couverture.




Thermoplastique Type-S

Les masques sur cette page sont jetables et vendus à l'unité. Achat obligatoire par multiples de 10.

Fibreplast et Aquaplast RT, tête, cou et épaules


VARIABLE PERF

RT-1782KYSDF	Fibreplast, Assure Open View, 2,4 mm
RT-1892KYSDF	Fibreplast, Assure Open View, 3,2 mm
RT-1892KYSD	Fibreplast, 3,2 mm
RT-1892YSD	Aquaplast RT, 3,2 mm
RT-1892YSDR	Aquaplast RT, ouverture pour les yeux et la bouche, 3,2 mm




MICRO PERF, ASSURE OPEN VIEW

RT-1778KSDF	Fibreplast, 2,4 mm
RT-1878KSDF	Fibreplast, 3,2 mm



PERFORATIONS STANDARD

RT-1782KSD	Fibreplast, 2,4 mm
RT-1892KSD	Fibreplast, 3,2 mm
RT-1782SD	Aquaplast RT, 2,4 mm
RT-1892SD	Aquaplast RT, 3,2 mm




Thermoplastique Type-S

Les masques sur cette page sont jetables et vendus par 5.

Aquaplast RT, FreedomView

MTAPUID1832CL	Tête uniquement, IMRT Reinforced Style 18, 3,2 mm
MTAPUID1832CLRD	Tête uniquement, IMRT Reinforced Style 18, rayon de 33,2 cm, 3,2 mm
MTAPSID27NR32CL	Tête, cou et épaules avec repose-cou, IMRT Reinforced, Style 27, 3,2 mm




Aquaplast RT, thermoplastique pour épaule

MTAPSSTS	Plein, 3,2 mm
----------	---------------



Aquaplast RT, ClearVision 2

MTAPUID1832SG	Tête uniquement, 3,2 mm
MTAPSID2732SG	Tête, cou et épaules, 3,2 mm



Aquaplast RT, ClearVision

MTVRT20	Tête uniquement, 3,2 mm
---------	-------------------------

Consultez la déclaration de compatibilité de Vision RT en quatrième de couverture.



FreedomView
tête uniquement




Tête, cou
et épaules
FreedomView



Épaule
Thermoplastique



ClearVision
2, tête, cou
et épaules




Thermoplastique Type-S

Les masques sur cette page sont jetables et vendus par 5.

ZENTEC, IMRT reinforced


MTAPUID1824VT	Tête uniquement, Style 18, 2,4 mm
MTAPUID1832VT	Tête uniquement, Style 18, 3,2 mm
MTAPSID2724VT	Tête, cou et épaules, style 27, 2,4 mm
MTAPSID2732VT	Tête, cou et épaules, style 27, 3,2 mm

Pour bénéficier d'un maintien davantage personnalisé, voir les bandes thermoplastiques de renforcement à la page 98.



Aquaplast RT, IMRT reinforced

MTAPUID1824	Tête uniquement, Style 18, 2,4 mm
MTAPUID1832	Tête uniquement, Style 18, 3,2 mm
MTAPUID181332RD	Tête uniquement avec un rayon inférieur de 33,2 cm, Style 18, 3,2 mm
MTAPSID2724	Tête, cou et épaules, 2,4 mm
MTAPSID2732	Tête, cou et épaules, 3,2 mm
MTAPSID27NR24	Tête, cou et épaules avec repose-cou, Style 27, 2,4 mm
MTAPSID27NR32	Tête, cou et épaules avec repose-cou, Style 27, 3,2 mm



ZENTEC
IMRT Reinforced
Style 27




Aquaplast RT IMRT
Reinforced Style 18



Aquaplast RT Style 18
rayon inférieur



Aquaplast RT IMRT
Reinforced Style 27




Thermoplastique Type-S

Les masques sur cette page sont jetables (sauf indications contraires) et vendus par 5.

Aquaplast RT, perforations standard

MTAPUD2.4	Tête uniquement, 2,4 mm
MTAPUD	Tête uniquement, 3,2 mm
MTAPSD2.4	Tête, cou et épaules, 2,4 mm
MTAPSD3.2	Tête, cou et épaules, 3,2 mm



Aquaplast RT, pédiatrique, perforations standard

MTAPSP2.4	Tête, cou et épaules, rechargeable, 2,4 mm
20CFHNPSUB1P	Cadre rechargeable

Pour plus d'options pédiatriques, voir page 111.



Aquaplast RT,
perforation
standard


Thermoplastique Type-S

Les masques sur cette page sont jetables (sauf indications contraires) et vendus par 5.

THERMOPLASTIQUES AQUAPLAST RT SUPPLÉMENTAIRES

Renforcé IMRT	2,4 mm	3,2 mm
Style 18, tête uniquement, 30,5 cm étendu	-	MTAPUID181232
Style 18, tête uniquement, 35,6 cm étendu	-	MTAPUID181432
Style 20, tête uniquement	MTAPUID2024	MTAPUID2032
Style 22, tête uniquement	-	MTAPUID2232
Style 29, Tête, cou et épaules	MTAPSID2924	MTAPSID2932
Style 29, Tête, cou et épaules avec repose-cou	MTAPSID29NR24	MTAPSID29NR32
Renforcé IMRT, rechargeable	2,4 mm	3,2 mm
Style 18, tête uniquement	-	MTAPUIR1832
Perforations standard	2,4 mm	3,2 mm
Tête uniquement, 30,5 cm étendu	MTAPUD1224	-
Tête uniquement, 35,6 cm étendu	MTAPUD1424	-
Perforations standard, rechargeable	2,4 mm	3,2 mm
Tête uniquement	MTAPUR2.4	MTAPUR
Tête, cou et épaules	-	MTAPS3.2
Plein avec région nasale perforée	2,4 mm	3,2 mm
Tête uniquement	MTAPUD002	-
Bandes thermoplastiques renforcées	2,4 mm	3,2 mm
3,5 x 70 cm, Qté 1	-	MTAPS18391
3,5 x 25 cm, Qté 5	-	MTAPS25
3,5 x 35 cm, Qté 5	-	MTAPS35

Les délais de livraison varient pour ces masques ; contactez votre représentant commercial.



Style 18



Style 20



Style 22




Style 29



Perforations standard

Plaques de base Uni-Frame



Plaques pour tête
plate en fibre carbone
ProBoard™



Plaques pour tête en
polycarbonate



Plaques pour tête

RT-4525TILT-A	Plaques pour tête plate en fibre carbone Proboard
RT-4548	Plaques pour tête en polycarbonate
RT-4525TILT-B	Kit de mise à niveau - ProBoard pour base d'inclinaison Tilt-Pro
RT-4484-16 / 4X6	Masque en mousse pour décubitus ventral, Qté 8
RT-1969	Masque Uni-frame pour une utilisation en décubitus ventral*

*Le masque est jetable et vendu à l'unité. Achat obligatoire par multiples de 4.

Base d'inclinaison Tilt-Pro™


Tilt-Pro permet une angulation précise de la tête pour les traitements en décubitus ventral et dorsal, évitant ainsi les structures critiques. Elle s'adapte facilement à la plupart des tables, simulateurs et tables TDM et est conçue pour le moulage et le positionnement en une seule étape des masques Type-S et Uni-frame. Les bras du canal indexables s'ajustent de 0 à 30° par incréments de 5°.

Voir page 99 pour la plaque pour tête plate en fibre carbone Proboard.


ÉGALEMENT COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME TYPE-S

RT-4525TILT	Base d'inclinaison Tilt-Pro avec verrous pivotants Low-Pro
-------------	--


Plaques de base Uni-Frame




Plaques de base en fibre de carbone pour décubitus dorsal	
MT20100CF	Standard
MT20103CF	Inclinable



Plaques de base en acrylique pour décubitus dorsal	
MT20100	Standard
MT20108	Standard, à utiliser avec Accuray Cyberknife®
MT20104	Inclinable



Porte-tête pour décubitus ventral	
Le porte-tête pour décubitus ventral offre un positionnement à angle variable de la tête et comporte des garnitures à base de gel pour le menton et le front. Cet accessoire s'intègre à la plaque de base pour décubitus dorsal acrylique standard ou à la plaque de base pour décubitus ventral standard en fibre de carbone (MT20100, MT20100CF – voir ci-dessus) pour la fixation du patient avec un masque thermoplastique Uni-frame.	
MT202	



Plaques de base latérale	
La plaque de base latérale spécialement rembourrée assure un positionnement tête et cou latéral confortable et reproductible. Elle accueille des thermoplastiques et un cadre de largeur spéciale de remplacement, et est fournie avec un coussin de tête latéral.	
MTLTBP	Plaques de base latérale (comprend un coussin de tête latéral et un cadre de remplacement)
MTLTBPIAT01	Coussin de tête latéral avec une plaque d'indexation
MTLTBP2	Cadre latéral de remplacement
MTAPUL	Thermoplastique 3,2 mm perforé, Qté 5
MTAPUL2.4	Thermoplastique 2,4 mm perforé, Qté 5



Thermoplastiques Uni-frame

Les masques sur cette page sont jetables et vendus à l'unité. Achat obligatoire par multiples de 5.



Cadre traditionnel

PERFORATIONS STANDARD	
RT-1779	Aquaplast RT, 2,4 mm
RT-1889	Aquaplast RT, 3,2 mm
PERFORATIONS STANDARD, LONGUE	
RT-1779L	Aquaplast RT, 2,4 mm
RT-1889L	Aquaplast RT, 3,2 mm



Cadre mince

VARIABLE PERF	
RT-1889KYS	Fibreplast, 3,2 mm
RT-1889YS	Aquaplast RT, 3,2 mm
RT-1889YSR	Aquaplast RT, ouverture pour les yeux et la bouche, 3,2 mm
PERFORATIONS STANDARD	
RT-1779KS	Fibreplast, 2,4 mm
RT-1889KS	Fibreplast, 3,2 mm
RT-1779S	Aquaplast RT, 2,4 mm
RT-1889S	Aquaplast RT, 3,2 mm
RT-1989S	Aquaplast RT, 4,8 mm (achat obligatoire par multiples de 4)
PERFORATIONS STANDARD, LONGUE	
RT-1779KSL	Fibreplast, 2,4 mm
RT-1889KSL	Fibreplast, 3,2 mm
RT-1779SL	Aquaplast RT, 2,4 mm
RT-1889SL	Aquaplast RT, 3,2 mm





Thermoplastiques Uni-frame

Les masques de cette page sont jetables. Les masques Slimline Split sont vendus à l'unité et doivent être achetés par multiples de 5. Tous les autres sont vendus par 5.

Slimline, cadre divisé

VARIABLE PERF, LONGUE

RT-1889KYSGLF	Fibreplast, Assure Open View, 3,2 mm
---------------	--------------------------------------

PERFORATIONS STANDARD

RT-1889KS-S3	Fibreplast, 3,2 mm
RT-1889S-S3	Aquaplast RT, 3,2 mm



FreedomView IMRT Reinforced Style 18

MTAPUI1832CL	Aquaplast RT, tête uniquement, 3,2 mm
--------------	---------------------------------------



ClearVision

MTVRTW	Aquaplast RT, tête uniquement, large, 3,2 mm
--------	--



visionrt COMPATIBLE

Pour bénéficier d'un maintien davantage personnalisé, voir les bandes thermoplastiques de renforcement à la page 103.

ZENTEC IMRT Reinforced Style 18

MTAPUI1824VT	Tête uniquement, 2,4 mm
MTAPUIW1824VT	Tête uniquement, large, 2,4 mm
MTAPUIW1832VT	Tête uniquement, large, 3,2 mm



Aquaplast RT IMRT Reinforced, Style 18

MTAPUI1824	Tête uniquement, 2,4 mm
MTAPUI1832	Tête uniquement, 3,2 mm



Consultez la déclaration de compatibilité de Vision RT en quatrième de couverture.



FreedomView IMRT Reinforced Style 18




ClearVision



ZENTEC IMRT Reinforced Style 18



Aquaplast RT IMRT Reinforced Style 18




Thermoplastiques Uni-frame

Les masques sur cette page sont jetables et vendus par 5.

Aquaplast RT, perforations standard

MTAPU2.4	Tête uniquement, 2,4 mm
MTAPU	Tête uniquement, 3,2 mm
MTAPUW2.4	Tête uniquement, large, 2,4 mm
MTAPUW	Tête uniquement, large, 3,2 mm



THERMOPLASTIQUES AQUAPLAST RT SUPPLÉMENTAIRES

Perforations standard	1,6 mm	2,4 mm	3,2 mm
1,6 mm	MTAPU1.6	-	-
30,4 cm étendu	-	MTAPU122.4	MTAPU12
30,4 cm étendu, large	-	MTAPUW122.4	-
35,5 cm étendu	-	MTAPU142.4	MTAPU14

Bandes thermoplastiques renforcées

	1,6 mm	2,4 mm	3,2 mm
3,5 x 70 cm, Qté 1	-	-	MTAPS18391
3,5 x 25 cm, Qté 5	-	-	MTAPS25
3,5 x 35 cm, Qté 5	-	-	MTAPS35

Les délais de livraison varient pour ces masques ; contactez votre représentant commercial. Tous les thermoplastiques jetables sont compatibles avec l'IRM.



Perforations standard



Extensions Posifix



Universal Couchtop Longue Extension

L'Universal Couchtop Longue Extension s'auto-verrouille à la table, ce qui permet au thermoplastique de se connecter à la table. Voir les pages 10 à 13 pour obtenir plus d'informations.

MTIL6666	Longueur : 99,3 cm
MTIL6672	Longueur : 124,7 cm



Extension de style Varian

L'extension de style Varian s'accroche facilement à l'extrémité supérieure de la plaque d'extrémité de style Varian. Tout comme les extensions Universal Couchtop, cette extension permet un traitement à 360° de la tête et du cou avec un minimum d'atténuation.

108010	Compatible avec Varian Exact
--------	------------------------------



Plaques de base Posifix



Plaques de base nez, tête, cou et épaules

Plaques de base en fibre de carbone ou acrylique Posifix pour une fixation tête uniquement, et tête, cou et épaules.

102021	Plaque de base Posifix-2, Fibre de carbone
101019	Plaque de base Posifix-1, Acrylique compatible avec le système SRS/SRT trUpoint ARCH
013159	Stockage sur plaque de base à deux broches, compatible avec les plaques de base Posifix à deux broches et Posirest et la plupart des autres plaques de base compatibles avec les deux broches




Plaque de base Posifix à axe variable

La plaque de base à axe variable s'intègre à une extension, plateau de table ou plaque de base Posifix quelconque pour fournir un mouvement basculant, le patient étant immobilisé en décubitus ventral ou dorsal. Sa conception exclusive à axe variable permet un mouvement naturel de la tête et du cou et comprend un bouton rotatif pour verrouiller la plaque de base dans une position à un angle allant de 0°-30° en décubitus dorsal et de 12,5° à 32,5° en décubitus ventral. La plaque de base intègre le thermoplastique Posifix pour la tête uniquement et peut être utilisée avec les cales tête Posifix pour décubitus dorsal ou ventral (vendus séparément).

Voir les pages 117 et 119 pour les options de cale tête.

107065	Plaque de base Posifix à axe variable, fibre de carbone
--------	---



Adaptateur de plateau de table iBEAM®

Créé pour les tables Medical Intelligence iBEAM et iBEAM EVO. Le plateau de table est en porte-à-faux et produit une atténuation minimale dans la zone de traitement.

108072	Compatible avec le système SRS/SRT trUpoint ARCH
--------	--




Thermoplastiques Posifix

Les masques sur cette page sont jetables et vendus à l'unité. Achat obligatoire par multiples de 10.



Fibreplast et Aquaplast RT, tête uniquement (3 points)

RT-1778KPR3DF	Fibreplast, Micro Perf, Assure Open View, 2,4 mm
RT-1782KPR3D	Fibreplast, perforations standard, 2,4 mm
RT-1778KPR3D	Fibreplast, micro perforations, 2,4 mm
RT-1782PR3D	Aquaplast RT, perforations standard, 2,4 mm
RT-1778PR3D	Aquaplast RT, micro perforations, 2,4 mm



Fibreplast et Aquaplast RT, tête, cou et épaules (5 points)

RT-1778KPR5DF	Fibreplast, Micro Perf, Assure Open View, 2,4 mm
RT-1782KPR5D	Fibreplast, perforations standard, 2,4 mm
RT-1778KPR5D	Fibreplast, micro perforations, 2,4 mm
RT-1782PR5D	Aquaplast RT, perforations standard, 2,4 mm
RT-1778PR5D	Aquaplast RT, micro perforations, 2,4 mm



Tête, cou et épaules



Thermoplastiques Posifix

Les masques sur cette page sont jetables et vendus par 10.

Posicast, tête uniquement

772030	Posicast-Lite, 2,3 mm
930030	Posicast-Plus, 2,3 mm
772044	Posicast-Lite avec Extension du larynx, 2,3 mm
930044	Posicast-Plus avec Extension du larynx, 2,3 mm



Posicast, tête uniquement, ouverture faciale

970031	Posicast-Lite, compatible avec le système trUpoint ARCH SRS/SRT, 2,3 mm
--------	---



Posicast, tête, cou et épaules

772145	Posicast-Lite, 2,3 mm
930145	Posicast-Plus, 2,3 mm



Posicast, pédiatrique

930033	Posicast-Plus, tête uniquement, 2,3 mm
930055	Tête, cou et épaules Posicast-Plus PR5, 2,3 mm



Pour plus d'options pédiatriques, voir page 111.



Tête uniquement



Tête uniquement avec tension pour larynx



Tête uniquement avec ouverture faciale



Tête, cou et épaules

Thermoplastiques Posifix



Thermoplastique pour sangle mentonnière

772021 Posicast, Qté 10



Épaule Thermoplastic

MTAPSSPF Aquaplast RT, plein, qté 5



Plaque Posicast Microperfo

924392 Micro perforations, revêtement doux sur un côté. 43 x 92 cm, 2,3 mm d'épaisseur, Qté 10.



Thermoplastique pour sangle mentonnière



Épaule Thermoplastique

Masques thermoplastiques à profil en L

Les masques sur cette page sont jetables et vendus à l'unité. Achat obligatoire par multiples de 10.

Ces masques permettent une immobilisation en 3 et 5 points grâce à un profil en L qui se verrouille dans le dispositif via la conception en L. Ils sont disponibles en matériaux Aquaplast RT et Fibreplast dans des épaisseurs de 2,4 mm et 3,2 mm.

Tête uniquement (3 points)

RT-1778KFORF3	Fibreplast, Micro Perf, Assure Open View, 2,4 mm
RT-1876KFORF3	Fibreplast, Micro Perf, Assure Open View, 3,2 mm
RT-1778KORF3	Fibreplast, micro perforations, 2,4 mm
RT-1782KORF3	Fibreplast, perforations standard, 2,4 mm
RT-1889KYFORF3	Fibreplast, Variable Perf, Assure Open View, 3,2 mm
RT-1782ORF3	Aquaplast RT, perforations standard, 2,4 mm
RT-1778ORF3	Aquaplast RT, micro perforations, 2,4 mm
RT-1882ORF3	Aquaplast RT, perforations standard, 3,2 mm



Tête, cou et épaules (4 points)

RT-1782ORF4	Aquaplast RT, perforations standard, 2,4 mm
RT-1778ORF4	Aquaplast RT, micro perforations, 2,4 mm



Tête, cou et épaules (5 points)

RT-1782KORF5	Fibreplast, perforations standard, 2,4 mm
RT-1778KORF5	Fibreplast, micro perforations, 2,4 mm
RT-1778KFORF5	Fibreplast, Micro Perf, Assure Open View, 2,4 mm
RT-1876KFORF5	Fibreplast, Micro Perf, Assure Open View, 3,2 mm
RT-1889KYFORF5	Fibreplast, Variable Perf, Assure Open View, 3,2 mm
RT-1782ORF5	Aquaplast RT, perforations standard, 2,4 mm
RT-1778ORF5	Aquaplast RT, micro perforations, 2,4 mm



Extension et plateaux de table pédiatriques ProForm



Extension pédiatrique ProForm pour Universal Couchtop

L'Universal Couchtop Longue Extension pédiatrique ProForm se verrouille automatiquement à la table Universal Couchtop, ce qui permet au thermoplastique de se connecter à la table.

MTIL6682K	Extension tête et cou ProForm pédiatrique, 48,7 po (123,7 cm), avec guide de coussin et poignées patient UCT
-----------	--



Plateaux de table pédiatriques ProForm

Le plateau de table de TDM et photonthérapie ProForm et le plateau de table IRM permettent la simulation TDM ou l'IRM des patients qui seront traités sur l'extension ProForm Universal Couchtop, permettant une transition transparente de la simulation au traitement.

PRO400K	Plateau de table pédiatrique de TDM et photonthérapie ProForm, compatible avec la Lok-Bar à 2 broches, comprenant un guide de coussin ProForm et des poignées patient
PRO420K	Plateau de table ProForm IRM, compatible avec la Lok-Bar à 3 broches, comprenant un guide de coussin et des poignées patient



Voir pages 209 à 213 pour l'offre ProForm complète.


Thermoplastiques pédiatriques ProForm

Les masques sur cette page sont jetables et vendus par 5.
Les thermoplastiques ProForm sont fabriqués à partir du matériau Aquaplast RT.




FreedomView IMRT Reinforced Style 18

PRO430IM1832CL	Tête uniquement pédiatrique, 3,2 mm
PRO431IM1832CL	Tête, cou et épaules pédiatrique, 3,2 mm



ClearVision 2

PRO430IM1832SG	Tête uniquement pédiatrique, 3,2 mm
PRO431IM1832SG	Tête, cou et épaules pédiatrique, 3,2 mm



IMRT Reinforced Style 18

PRO430IM1832	Tête uniquement pédiatrique, 3,2 mm
PRO431IM1832	Tête, cou et épaules pédiatrique, 3,2 mm




Perforations standard

PRO430	Tête uniquement pédiatrique, 3,2 mm
--------	-------------------------------------



Film d'enregistrement

PRO440	Pédiatrique, Qté 5
--------	--------------------



FreedomView IMRT Reinforced Style 18, tête uniquement



ClearVision 2, tête, cou et épaules



IMRT Reinforced Style 18, tête uniquement



IMRT Reinforced Style 18, tête, cou et épaules



Perforations standard

Système d'immobilisation Solstat™

Le système Solstat est composé d'un appui-tête rigide, d'un coussin personnalisable ou d'une cale tête non personnalisée et d'un masque thermoplastique spécifique prévu pour une fixation simple en toute sécurité. Ces composants permettent de créer une configuration hautement personnalisable, confortable et rigide pour des traitements précis de la tête et du cou.

- La fixation de masque thermoplastique médian procure davantage de rigidité et minimise le rétrécissement pour améliorer le confort du patient
- S'ajuste parfaitement au patient avec l'utilisation d'un coussin personnalisable et d'un masque thermoplastique conçu à cet effet
- Une fixation de masque facile à utiliser, sûre et discrète grâce au cadre thermoplastique unique
- Compatible avec l'IRM

Appui-tête

Compatible avec les extensions, plaques de base et plateaux de table Type-S et Posifix.

CHS05	Posifix, Qté 1
CHS06	Type-S, Qté 1

Thermoplastiques Aquaplast RT

MTAPCID1832SG	ClearVision, standard (photo de gauche), Qté 5
MTAPCIN1832SG	ClearVision, étroit, Qté 5
MTAPCID1832	Renforcé IMRT, standard (photo de droite), Qté 5
MTAPCIN1832	Renforcé IMRT, étroit, Qté 5
MTAPSSTS	Épaule, Type-S (photo de gauche), plein, Qté 5
MTAPSSPF	Épaule, Posifix (photo de droite), plein, Qté 5

Cales tête

CHS40K	Kit de cales tête (comprend les modèles B, C et F), Qté 3
CHS40	Cale tête B, noire, Qté 1
CHS41	Cale tête C, noire, Qté 1
CHS42	Cale tête F, noire, Qté 1

Coussins AccuForm


MTACL2035	Chanfreiné 20 x 35 cm, Qté 1
MTACL2035HF	Chanfreiné 20 x 35 cm, à moitié rempli, Qté 1

Precise Bite


Voir page 116 pour plus d'options.

MTCBPBITE	Standard, Qté 5
MTCBPBITES	Petite taille, Qté 5

Consultez la déclaration de compatibilité de Vision RT en quatrième de couverture.



visionrt COMPATIBLE




Dispositif de positionnement oral GrayDuck Stent™

Les dispositifs de positionnement GrayDuck Stent et GrayDuck Dart sont actuellement les seuls systèmes de bloc d'occlusion sur mesure qui puissent maintenir la langue dans une ou plusieurs positions ; latéralement (gauche ou droite), appui (vers le bas) ou une combinaison des deux.

- Stent oral déplaçant et immobilisant la langue
- Capable de fournir une déviation répétable de la langue et d'immobiliser dans plusieurs directions
- Conçu pour assurer une immobilisation répétable et une préservation des tissus pendant la radiothérapie
- Développé ergonomiquement pour être un stent oral personnalisé, rapide et facile à installer

GDS002	GrayDuck original, taille petite, Qté 4
GDS001	GrayDuck original, taille moyenne, Qté 4



GrayDuck Stent, original. Chaque kit comprend une endoprothèse petite ou moyenne, 3 palettes et 2 entretoises.

GrayDuck Dart™

La GrayDuck Dart est une version améliorée du dispositif GrayDuck Stent, offrant une endoprothèse beaucoup plus petite et plus facile d'emploi tout en conservant le même niveau de personnalisation que décrit ci-dessus.


- Une taille d'endoprothèse plus petite augmente la tolérance du patient et améliore l'insertion pour les patients présentant une ouverture limitée de l'occlusion
- Trois étapes simples pour un flux de travail plus rapide
- Les espaceurs permettent une ouverture accrue de l'occlusion, si nécessaire
- L'orientation universelle de l'endoprothèse permet la mise en place dans la bouche du patient de chaque côté du plateau pour arcade

GDS003	GrayDuck Dart, Qté 4
--------	----------------------

MARQUAGE CE, 510 (K) AUTORISÉ
BREVET AMÉRICAIN #9.504.537 EN ATTENTE
DE BREVETS ET AUTRES



GrayDuck Dart est 55 % plus petit que l'endoprothèse d'origine



GrayDuck Dart. Chaque kit comprend une endoprothèse Dart, 2 palettes et 2 espaceurs.

Appui-tête personnalisable

L'appui-tête personnalisable est un système de coquille et de coussin personnalisable. La forme unique de la coquille a été conçue pour encourager le retour du coussin à une position répétable entre les fractionnements.

- Elle offre un support accru du cou du patient pour réduire le mouvement supérieur-inférieur (inclinaison)
- Améliore le confort du patient qui est donc moins susceptible de bouger durant le traitement
- Deux petites broches centrées à l'intérieur de la coquille fournissent des points fixes répétables tout en empêchant le coussin de bouger
- La forme en « bol » profond assure une capture plus profonde de la tête qu'avec un coussin seul ou des appui-têtes standard
- Compatible avec le système de caméra Align RT de Vision RT lors d'une utilisation avec le thermoplastique ClearVision



Posifix avec AccuForm 20 x 35 cm



Type-S avec AccuForm de 20 x 35 cm

CHS01	Posifix
CHS02	Type-S
MTACL2035HF	AccuForm™ chanfreiné, 20 x 35 cm, à moitié rempli
MTACL2035	AccuForm chanfreiné 20 x 35 cm

Consultez la déclaration de compatibilité de Vision RT en quatrième de couverture.



Rétracteur d'épaule

Le rétracteur d'épaule est souvent utilisé avec les systèmes de fixation thermoplastiques. La rétraction est particulièrement avantageuse pour dégager l'épaule quand des champs latéraux opposés sont utilisés pour traiter le cou.

- En plastique durable avec un grand marchepied et des câbles tendeurs en nylon avec verrouillage à rotule permettant de sélectionner une tension en incréments de 1,3 cm.
- Disponible avec des poignées, des brides de poignet Sherpa ou des brides de poignet nylon lavables.



MTSR01	Rétracteur avec poignée (photo de gauche)
MTSR02	Rétracteur avec brides de poignet Sherpa (photo du milieu)
MTSR03	Rétracteur avec brides de poignet nylon (photo de droite)

Coussins AccuForm™

Les coussins AccuForm sont parfaits pour les traitements de haute précision de la tête et du cou quand une stabilité et un confort améliorés et un repositionnement précis sont essentiels.

- Un oreiller doux revêtu de tissu contient des perles minuscules enrobées de résine durcissable à l'eau
- Le coussin s'assouplit quand il est aspergé d'eau, ce qui permet de l'adapter aux contours du patient, avec des reliefs personnalisés.
- Le coussin forme un moule rigide et sur mesure quand il est sec.
- À usage individuel.
- Un coussin de 15 x 20 cm est recommandé quand un ajustement personnalisé est requis sur une cale tête standard
- Les coussins de 20 x 25 cm, 20 x 45 cm et Type-S peuvent être utilisés comme coussins autonomes
- Le coussin chanfreiné de 20 x 35 cm comporte des coins en biais qui fournissent un support sans interférer avec le thermoplastique

MTACL1520	AccuForm 15 x 20 cm
MTACL14242	AccuForm 20 x 25 cm
MTACL2035	20 x 35 cm chanfreiné
MTACL2035HF	20 x 35 cm chanfreiné à moitié rempli
MTACL2035U	AccuForm en forme de U 20 x 35 cm
MTACL2045	AccuForm 20 x 45 cm
MTACL4060	AccuForm 40 x 60 cm
MTACL6060	AccuForm 60 x 60 cm
MTACL5865T	AccuForm trapézoïdal, tête, cou et épaules, 58 x 65 cm
MTACLTYPE1	Type-S avec AccuForm de 55 x 65 cm
MTACLTYPE2	Type-S avec AccuForm de 47 x 58 cm

Positionneur AccuForm

Un positionneur AccuForm peut être utilisé pour indexer un coussin AccuForm aux plaques de base Uni-frame et Type-S.

MTACL001

Cale AccuForm

La cale AccuForm est un morceau de mousse flexible et fin qui offre une petite hauteur décalée au-dessus du coussin AccuForm personnalisé du patient. La cale est destinée à être placée sur le coussin AccuForm formé, et avant de former le masque thermoplastique.


L'utilisation de la cale peut contrer le rétrécissement du masque suspecté et/ou le gonflement du patient, augmentant ainsi le confort du patient tout en maintenant une immobilisation idéale.

MTACLSHIM

Qté 10




AccuForm 15 x 20



AccuForm 20 x 25



Type-S AccuForm



Positionneur AccuForm



Cale AccuForm

Precise Bite™

Precise Bite se fixe facilement à un moule thermoplastique et épouse les dents et/ou maxillaires, en permettant ainsi un positionnement efficace et répétable. Precise Bite avec abaisse-langue facilite le déplacement de la langue et ouvre les voies respiratoires pour faciliter la respiration.

MTCBPBITE	Standard, Qté 5
MTCBPBITETD	Standard avec abaisse-langue, Qté 5
MTCBPBITES	Petite taille, Qté 5
MTCBPBITETDS	Petit avec abaisse-langue, Qté 5
MTCBPBITEWRM	Réchauffeur, 110 volts


LE RÉCHAUFFEUR N'A PAS OBTENU LA MARQUE CE. CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT COMMERCIAL POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA COMPATIBILITÉ DANS VOTRE PAYS.





IntegraBite™

La plaque d'occlusion IntegraBite permet un positionnement reproductible et réduit la rotation, la flexion et l'extension de la tête et du cou du patient. La conception simple et rationalisée facilite l'application et l'insertion.

RT-A001	Qté 5
---------	-------



Cales tête



Cales tête Silverman

Avec Silverman, aucune correction de la transmission n'est nécessaire pour la plupart des faisceaux à haute énergie. Les cales tête Silverman sont vendues individuellement ou par lots de six.

Les masques Silverman Q1 et Q2 réduisent les étirements excessifs tout en offrant un soutien crânien.

MTSILVER2A	A
MTSILVER2B	B
MTSILVER2C	C
MTSILVER2D	D
MTSILVER2E	E
MTSILVER2F	F
MTSILVER2	Lot de six, tailles A à F
RT-4491-Q1	Q1
RT-4491-Q2	Q2
RT-4491-Q3-2G	Q3
RT-4491-Q4-2G	Q4


Cales

Les cales sont conçues pour être utilisées avec les cales tête et les systèmes.

MTSHIMS	Silverman
MTSHIMT	Timo
MTSHIM01	Type-S Tête uniquement
MTSHIM01S	Type-S Tête, cou et épaules

La forme de la cale tête peut comporter certaines variations ; utilisez la même cale tête pour un patient pendant les configurations et les cycles de traitement.

Cales tête



Cales tête Timo


Les cales tête Timo sont en mousse de polyuréthane durable avec un revêtement lavable. Six hauteurs et contours différents offrent une gamme complète de déviations du cou. Elles sont fournies simples ou avec des plaques Lexan pour une utilisation avec des plaques de base Uni-frame et Wing Boards.

Ajout d'un « L » à tous les numéros de pièce
« MT » pour ajouter une plaque Lexan.

MTTIMO2A	A, Rouge
MTTIMO2B	B, Vert
MTTIMO2C	C, Bleu
MTTIMO2D	D, Marron
MTTIMO2E	E, Jaune
MTTIMO2F	F, Gris
MTTIMO2	Lot de six
MTTIMO2L	Jeu de quatre (A, B, C, F) avec plaques Lexan

Cales tête d'arrêt de tête étendu


Ces cales tête d'arrêt de tête étendu encouragent les patients à adopter la même position entre les traitements en fournissant un arrêt crânien comme référence pour placer leur tête.



301030	I, Grande taille
301032	II, Taille moyenne
301033	III, Petite taille
301034	Lot de trois

Cales tête décubitus dorsal Posifix

Les cales tête Posifix sont en mousse de polyéthylène de faible densité.



301201	1, Similaire au numéro 2 avec un déplacement du patient dans la direction supérieure
301202	2, Position naturelle
301203	3, hyperextension légère
301204	4, Hyperextension
301205	5, Menton sur la poitrine
305001	Lot de cinq

La forme de la cale tête peut comporter certaines variations ; utilisez la même cale tête pour un patient pendant les configurations et les cycles de traitement.

Cales tête



Cales tête profilées Posifix

Les cales tête profilées Posifix comportent des fonds colorés facilitant leur identification et sont plus larges et plus hautes que les cales tête Posifix standard pour décubitus dorsal, entourant complètement l'arrière de la tête. Cette conception vise à réduire le mouvement latéral, longitudinal et de rotation durant la configuration et le traitement.

301023	Fond jaune, Légère hyperextension
301024	Fond blanc, Hyperextension
301022	Fond orange, Position naturelle
301234	Lot de trois

Cale tête Posifix, large

Une cale tête large spéciale en mousse de polyéthylène de faible densité est disponible dans une conception de position naturelle.

301008A

Cale tête décubitus ventral Posifix

La cale tête pour décubitus ventral est spécialement conçue pour les traitements des patients en décubitus ventral. Le contour de forme 3D supporte le menton et le front, facilitant la création d'une position reproductible et confortable.

301025BLK

Cales tête pédiatriques Posifix

Conçu pour une utilisation chez les patients pédiatriques. Les cales tête pour décubitus dorsal et ventral sont proposées dans des couleurs vives et brillantes.

301026	Décubitus dorsal
301027A	Décubitus ventral

La forme de la cale tête peut comporter certaines variations ; utilisez la même cale tête pour un patient pendant les configurations et les cycles de traitement.

Cales tête



Coussin et adaptateur pour tête pour décubitus ventral

Conçu pour soutenir la tête du patient en décubitus ventral. La forme profilée supporte le menton et le front, facilitant la création d'une position reproductible et confortable. L'adaptateur de coussin pour tête permet de monter le coussin pour tête pour décubitus ventral sur n'importe quel dispositif utilisant les goupilles de positionnement Silverman.


RT-4552P	Coussin pour tête pour décubitus ventral (illustré sur l'adaptateur de coussin pour tête vendu séparément)
RT-4552A	Adaptateur de coussin pour tête pour goupilles Silverman

La forme de la cale tête peut comporter certaines variations ; utilisez la même cale tête pour un patient pendant les configurations et les cycles de traitement.

Espaceurs et cales

LES NOUVEAUX ESPACEURS ET CALES SONT DÉSORMAIS COMPATIBLES AVEC L'IRM !

Les espaceurs et cales sont disponibles dans une variété de hauteurs et d'angles pour une utilisation avec le système de positionnement du patient Posifix afin d'offrir un déport de positionnement du patient qui répond aux besoins uniques du traitement. Ils peuvent accueillir tous les types de cales tête Posifix, cales tête d'arrêt de tête étendu, appui-tête personnalisable Posifix et soutien individuel de la tête dans les environnements d'IRM, de TDM et de traitement.



107101MR	Cale, 2.5°
107102MR	Cale, 5°
107103MR	Espaceur, 20 mm
107104MR	Espaceur, 30 mm
107106MR	Espaceurs et cales. Lot de quatre incluant : Cales 2,5° et 5°, espaceurs 20 et 30 mm

Adaptateurs Direct Indexing™

REQUIS LORS DE L'EXTENSION D'UN DISPOSITIF AUTONOME AU-DELÀ DE LA FIN DE LA TABLE :



RT-4527EXA	RT-4527LMI3	RT-4527QFIX	RT-4527EXAG
Couchtop IGRT Varian Exact (deux montants de préhension inclus)	Poutre en I et tomothérapie Elekta/Medical Intelligence (deux montants de préhension inclus)	CQ Medical kVue et QUANTUM	Table Varian Exact

POUR LA FIXATION D'UN DISPOSITIF AUTONOME AUX PLATEAUX DE TABLE TDM :



RT-4529M	RT-4527QFIX	RT-4527LTOMO
Compatible avec Varian Exact TDM (4 disques noirs inclus)	CQ Medical kVue et QUANTUM	Adaptateur de tomothérapie

Adaptateurs

Adaptateurs de cale tête

Les cales tête améliorent le repositionnement, la précision et le confort du patient. Un grand nombre de cales tête sont compatibles avec les trois systèmes de positionnement de la tête et du cou (Type-S, Posifix et Uni-frame) et avec les Wing Boards, directement ou via un adaptateur.



301035*	Adaptateur Posi-S IRM
301029*	Adaptateur Posi-S IRM avec plaque arrière

301035 Adaptateur Posi-S IRM*

301029 Adaptateur Posi-S IRM avec plaque arrière*

*Le 301035 et le 301029 n'offrent pas des configurations équivalentes. Les clients qui utilisent le 301029 doivent commander à nouveau ce numéro de pièce. Les nouveaux clients doivent commander le 301035.

Four RapidHeat™

FOUR À AIR CHAUD RAPIDHEAT POUR MASQUES THERMOPLASTIQUES, FEUILLES ET GRANULÉS

Atteint rapidement les températures de travail et fournit une méthode facile d'emploi pour chauffer les masques thermoplastiques ainsi que les plaques et granulés thermoplastiques Aquaplast RT. Sa conception unique à deux ventilateurs et son espacement optimal entre les support permettent à l'air chaud de ramollir le thermoplastique rapidement et uniformément. RapidHeat est équipé d'un grand écran numérique de 75 mm de haut, doté d'un guide de démarrage rapide qui permet de parcourir facilement les fonctions du four. Le régulateur de température numérique peut être utilisé en mode minuteur programmable ou manuel, ce qui augmente l'efficacité du flux de travail.

- Préchauffez facilement le four tout en préparant le patient
- La minuterie numérique compte à rebours à partir de l'heure désignée et alerte lorsqu'elle est prête
- Limite la contamination croisée
- Portoirs coulissants à roulement à billes antiadhésifs pour un nettoyage et un retrait faciles des masques

Dimensions (L x P x H)
Hors-tout : 81,3 x 76,2 x 48,5 cm Interne : 68,6 x 53,3 x 25,4 cm

RT-2075-110	Four RapidHeat, 110 volts
RT-2075-220*	Four RapidHeat, 220 volts

* Fourni en standard avec une fiche européenne.

Support de four à chaleur sèche/bain marie NOUVEAU !

Le support de bain marie/four à chaleur sèche en acier inoxydable est un moyen efficace de stocker ou de transférer un four à chaleur sèche ou un bain marie dans et entre les salles de traitement. Le support peut être remplacé par un chariot mobile en assemblant un ensemble de quatre roulettes verrouillables.

Dimensions (L x P x H)
Sans roulettes : 91,44 x 76,2 x 60,96 cm
Avec roulettes : 91,44 x 76,2 x 71,12 cm

Capacité de charge
Sans roulettes : 340 kg
Avec roulettes : 226 kg
Plateau inférieur : 79 kg

RT-2111C	Support de four à chaleur sèche/bain marie
RT-2111C-WLS	Roulettes verrouillables (illustrées, vendues séparément), Qté 4



Bain-marie

Le bain-marie convient à toutes les tailles de thermoplastiques y compris les thermoplastiques tête, cou et épaules Type-S, HipFix et ThermFix.

Dimensions (l x P x H)*
Hors-tout : 79,37 x 60,96 x 33,02 cm
Interne : 63,5 x 48,3 x 12,7 cm

MTRH1500	120 V
MTRH1500EX	230 V
MTCBPLLG	Revêtement de cuvette, grande taille, Qté 2

* Les dimensions n'incluent pas la valve de fermeture située sur le côté.



Réchauffeur

Le réchauffeur Precise Bite ramollit une endoprothèse Precise Bite, GrayDuck Stent ou GrayDuck Dart sans micro-ondes ni bain-marie. Voir page 66 pour obtenir plus d'informations

MTCBPBITEWRM	Réchauffeur, 110 volts
--------------	------------------------

CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT COMMERCIAL POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA COMPATIBILITÉ DANS VOTRE PAYS. CE PRODUIT N'A PAS OBTENU LA MARQUE CE.





Vous et vos patientes atteintes d'un cancer du sein ne devriez pas avoir à vous conformer à un plan incliné

DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT.

Pour le traitement du cancer du sein, les plans inclinés pour décubitus dorsal qui s'adaptent à vos patientes, ainsi qu'à vos besoins cliniques, sont notre raison d'être. Chez CQ Medical, nous proposons une gamme complète pour mettre vos patients et vos cliniciens à l'aise.

 **CQ MEDICAL™**
Care Smarter

Sein et thorax




130-132
PLANS INCLINÉS C-QUAL M
ET C-QUAL




133-136
DISPOSITIF ACCESS POUR
DECUBITUS DORSAL




137-138
PLAN INCLINÉ EVOLVE



139-142
INSERT ET DISPOSITIF DE
SEIN POUR DÉCUBITUS
VENTRAL ACCESS 360 G2



143
PLAN INCLINÉ POUR
DÉCUBITUS VENTRAL
NEW HORIZON



143
THORAWEDGE



144
WING BOARDS



145
SOUTIEN-GORGE
DE TRAITEMENT



162 & 164
COUSSINS À DÉPRESSION

CHOIX D'UN SYSTÈME DE POSITIONNEMENT DE SEIN ET DE THORAX POUR DÉCUBITUS DORSAL*



	C-Qual M™	C-Qual™
	Page 130	Page 132
OPTIONS EN MATIÈRE DE SUPPORTS DE BRAS ET DE MAINS	Positionneur de bras vertical Monarch	Supports de bras et de poignet, Positionneur de bras Monarch
OPTIONS DE POIGNÉE	Poignée en M, poignées individuelles	Poignée en M, poignées individuelles
COMPATIBLE AVEC LES TRAITEMENTS	Photon, Proton	Photon
COMPATIBLE AVEC L'IMAGERIE	TDM, IRM	TDM
MATÉRIAU DE LA PLANCHE ARRIÈRE	Kevlar, noyau en mousse	Fibre de carbone
APPUIS D'ÉLÉVATION	5 à 25°(neuf positions d'inclinaison indexables)	5 à 25°(neuf positions d'inclinaison indexables)
OPTIONS EN MATIÈRE D'APPUI-TÊTES	Cales tête Posifix®	Cales tête Posifix
THERMOPLASTIQUES POUR LE SEIN	Oui (une position d'indexation)	Oui (une position d'indexation)
THERMOPLASTIQUES POUR LA TÊTE	Oui (Posicast tête uniquement et sangle pour menton)	Oui (Posicast tête uniquement et sangle pour menton)
OPTION VAC-LOK	Oui	Oui
ATTÉNUATION DE LA PLANCHE ARRIÈRE	3,7 % à 6 MV (support pour le dos et base)	3,11 % à 6 MV (support pour le dos et base)
SANS INTERFÉRENCE POUR LA RÉGION SUPRACLAVICULAIRE	Oui	Oui
PLANCHE INFÉRIEURE	Permanente	Permanente



Access™ IRM	Access	Evolve®
Pages 133-136	Pages 133-136	Page 137
Supports de bras et de poignet, ArmShuttle Elite (interchangeable)	Supports de bras et de poignet, ArmShuttle Elite (interchangeable)	Wing Boards Pro, étendus ou standard, positionneur de bras vertical Monarch
Montants ArmShuttle	Montants ArmShuttle	Poignée en T, poignée en U, poignées Pro, poignée en M, poignées Delrin
Photon	Photon	Photon
TDM, IRM	TDM	TDM, IRM
Noyau en mousse composite	Fibre de carbone	Fibre de verre, noyau en mousse
0 à 25°(huit positions d'inclinaison indexables)	0 à 25°(huit positions d'inclinaison indexables)	5 à 15° (cinq positions d'inclinaison indexables)
Mousse, cupule de gel, cale tête TIMO B, Silverman	Mousse, cupule de gel, cale tête TIMO B, Silverman	Appui-tête Posifix avec adaptateur, mousse ronde, cupule de gel, Timo avec plaque ou adaptateur Lexan
Oui (une position d'indexation)	Oui (une position d'indexation)	Oui (deux positions d'indexation)
Oui (sangle pour le menton Type-S, tête uniquement et tête, cou et épaules)	Oui (sangle pour le menton Type-S, tête uniquement et tête, cou et épaules)	Oui (sangle pour le menton)
Oui	Oui	Oui
Contacter le responsable des ventes	Contacter le responsable des ventes	2,36 % à 6 MV
Oui	Oui	Oui
Permanente	Permanente	En option

*Ces plans inclinés offrent de nombreuses configurations et compatibilités. Veuillez contacter votre représentant commercial pour plus d'informations.

C-Qual M avec le positionneur de bras vertical Monarch™

L'intégration du plan incliné C-Qual M avec le positionneur de bras vertical Monarch apporte une nouvelle approche efficace pour le positionnement des bras à la verticale, en permettant un ajustement supérieur/inférieur approprié de la planche au niveau du patient, en vue de réduire le glissement du patient.

- Épouse les contours du corps afin d'offrir un soutien optimal pour les bras et davantage de confort pour le patient
- Les découpes profilées dans la région des épaules permettent de réduire l'atténuation durant la stimulation de la ligne axillaire postérieure
- Deux modèles de poignées permettent un placement personnalisé de chaque main et de chaque bras
- Le système de fermeture marche/arrêt simple du positionneur de bras vertical Monarch ne nécessite pas l'utilisation d'outils pour procéder aux réglages
- Compatible avec le système de surveillance de la surface optique (Optical Surface Monitoring System, OSMS)
- L'élévation permet des angles sécurisés de 5 à 25°, dans neuf positions d'inclinaison différentes
- Compatible avec les thermoplastiques Posicast pour tête uniquement et mentonnière (avec Monarch ou planche seule), les thermoplastiques de support du sein, les appuis-tête Posifix et les coussins Vac-Lok

MTM400	C-Qual M avec Monarch
--------	-----------------------

Dispositif de rangement mural disponible, voir page 224

Support thermoplastique du sein

Ces thermoplastiques de positionnement pour le sein requièrent deux poignées réutilisables qui se fixent aux plans inclinés C-Qual M, C-Qual et Evolve.

	2,4 MM	3,2 MM	
Perforations standard	MTRFX9182.4	MTRFX918	
Renforcé IMRT	MTRFI9182.4	MTRFI918	
Système de poignée de support du sein, Qté 2	-	-	MTRFH3



Doté de poignées individuelles



Le masque peut se fixer directement à la planche inclinée



Positionneur de bras vertical Monarch

Le positionneur de bras vertical Monarch mesure 59 cm de large et comprend deux types de poignées : une poignée d'un seul tenant en M ou des poignées individuelles. Chaque option est réglable jusqu'à 24 cm et les poignées individuelles peuvent s'ajuster avec des incréments de 2,2 cm pour personnaliser le placement de chaque main/bras.

- Épouse les contours du corps afin d'offrir un soutien optimal pour les bras et davantage de confort pour le patient
- Indexable pour permettre une utilisation facile et autonome
- Compatible avec Posicast tête uniquement et les thermoplastiques pour menton avec le cadre thermoplastique Monarch

OAP110	Monarch (inclut la poignée M, les rails et la cale tête)
OAP221	Poignées Pro individuelles, Qté 1
OAP170	Rails de la poignée en M (2 de chaque) (pour Monarchs achetés avant janvier 2019)
OAP180	Poignées individuelles (2 de chaque) et rails (lot de 2) (pour les clients Monarch existants avant janvier 2019)



Le cadre thermoplastique Monarch permet la fixation de thermoplastiques tête uniquement ou mentonnière Posicast

Options de thermoplastiques

Les thermoplastiques Posicast sont des masques enveloppants qui nécessitent moins d'étirement et qui rétrécissent moins après le refroidissement.

OAP120	Cadre thermoplastique Monarch
970031	Posicast-Lite Tête uniquement (3 points) avec ouverture faciale, 2,3 mm, qté 10
772021	Thermoplastique pour sangle mentonnière, Qté 10

Wing Board Vac-Lok

Les Wing Board Vac-Lok créent un support rigide et sécurisé autour du patient grâce à une mise sous vide par le biais d'une valve à ouverture rapide auto-obturante. Voir page 162 pour obtenir plus d'informations.

VLWGB04C	108 x 55 cm, 17 l, Nylon (également compatible avec Pro Wing Board)
VLWGB05C	108 x 55 cm, 14 l, Nylon avec découpe pour appui-tête



Monarch avec Wing Board Vac-Lok 108 x 55 cm


Plan incliné C-Qual

Le plan incliné en fibre de carbone C-Qual est légère, conçue pour le confort des patients et présente une zone de traitement IGRT à faible atténuation. Les caractéristiques avancées du C-Qual améliorent l'efficacité de la configuration et du traitement du sein.

- L'élévation permet des angles sécurisés de 5 à 25°, dans neuf positions d'inclinaison différentes
- Supports avancés du bras, sans interférence dans la région supra-claviculaire.
- Compatible avec le positionneur de bras vertical Monarch
- Compatible avec les thermoplastiques tête uniquement (page 107) et les thermoplastiques de support de sein Posicast (page 130)
- Cale tête large spéciale incluse

MT401	C-Qual avec Monarch. Comprend une poignée en M et des pistes compatibles avec les poignées individuelles (poignées vendues séparément).
MT400	C-Qual avec supports de bras et de poignets
OAP100	Monarch (kit de mise à niveau pour MT400). Comprend une poignée en M et des pistes compatibles avec les poignées individuelles (poignées vendues séparément).
OAP120	Cadre thermoplastique Monarch

Dispositif de rangement mural disponible, voir page 224
Pour les options de poignées individuelles Monarch, voir page 131



C-Qual M avec positionneur de bras vertical Monarch

C-Qual avec supports de bras et de poignets

Access pour décubitus dorsal et Access pour décubitus dorsal pour IRM

Le dispositif Access pour décubitus dorsal positionne le thorax du patient pour une radiothérapie externe. Le système d'échelle fixe le dossier sous différents angles tandis que le coussinet du coccyx et la butée inférieure soutiennent confortablement le patient pendant toute la durée de l'imagerie et du traitement.

- Les accessoires se fixent solidement au dispositif afin qu'ils restent en place pour le rangement et pour un flux de travail efficace
- Le système d'échelle indexe les patients selon un angle de 0°, 5°, 7,5°, 10°, 12,5° et 15° pour les traitements du sein
- Jeu d'échelles 20° et 25° en option, vendu séparément

RT-4546MRI	Access sein et poumon pour décubitus dorsal pour IRM
RT-4546	Access sein et poumon pour décubitus dorsal avec réseau de fibres de carbone
RT-4546-02	Access sein et poumon pour décubitus dorsal sans réseau de fibres de carbone
RT-4546-01	Sein en décubitus dorsal uniquement avec la base X-Trans™

Support mural Access disponible, voir page 224



Bouchon inférieur en mousse et cale tête inclus. Options de support de bras vendues séparément, voir page 134.



Système d'échelle intégré inclus. Ensemble d'échelles accessoires vendus séparément.



Échelle d'indexation sur le dispositif



Compatibles avec l'IRM avec ArmShuttle Elite

Avec grille en fibre de carbone avec supports de bras et de poignet

Sans grille en fibre carbone avec supports de bras et de poignet

Avec base X-Trans et supports de bras et de poignet

Options de support du bras pour décubitus dorsal

Personnalisation d'Access pour décubitus dorsal



ArmShuttle™ Elite

L'ArmShuttle Elite permet une technique de positionnement complet des bras vers le haut. Les nervures des coussins à dépression de l'index de la navette facilitent la configuration des traitements quotidiens. L'ArmShuttle Elite peut être fixé aux dispositifs Access pour IRM et Access pour décubitus dorsal. Il est possible d'indexer directement les tables de traitement pour une utilisation autonome.

RT-4546C	ArmShuttle Elite avec cale tête en mousse et montants (sans échelles d'indexation) (photo du bas à gauche)
8003020	Montant ArmShuttle avec échelle d'indexation, 1montant (vendu séparément) (photo en bas à droite)



Supports de bras et de poignet

Les supports de bras et de poignets réglables indépendamment positionnent les bras de la patiente hors du champ de traitement tout en exposant le thorax pour l'imagerie mammaire et ganglionnaire et le traitement. La possibilité de personnaliser la position du bras et du poignet de chaque patiente permet également d'améliorer le confort des patientes présentant des incisions tout en limitant les plis cutanés.

- La molette permet une indexation rapide et crantée du support de bras
- Les supports de poignet pivotent et sont réglables en hauteur
- Les garnitures sont faciles à retirer pour le nettoyage

RT-4546AW-01	Support de poignet Access (photo de gauche)
RT-4546AA-01	Support de bras Access (photo de droite)



Adaptateurs thermoplastiques pour tête & épaule Portrait

Les adaptateurs thermoplastiques tête et épaules Portrait permettent le traitement de la tête et du cou pour les patients qui ne peuvent pas s'allonger à plat. L'adaptateur pour tête uniquement Portrait est fourni avec système de fixation de mentonnière.

RT-4546-03	Adaptateur pour tête uniquement Portrait (photo de gauche)
RT-4546-04	Adaptateur pour tête et épaules Portrait (photo de droite)



Sangle pour menton thermoplastique

La sangle pour menton thermoplastique Aquaplast RT est conçue pour être utilisée avec l'adaptateur pour tête uniquement Portrait pour les dispositifs pour le sein Access pour décubitus dorsal afin de maintenir la tête de la patiente hors du champ de traitement.


RT-1778PR2DC	Bande pour menton Aquaplast RT, qté 4
--------------	---------------------------------------



Adaptateur pour les thermoplastique de sein

Ce dispositif améliore la fonctionnalité en permettant de fixer des feuilles thermoplastiques au dispositif Access pour décubitus dorsal. Cela augmente la reproductibilité du positionnement du sein pour le traitement. Le dispositif fonctionne en conjonction avec les Opti-Handles de 35,5 cm pour sécuriser les thermoplastiques sur l'Access pour décubitus dorsal.

RT-4546-05	Adaptateur pour le thermoplastique de sein Access pour décubitus dorsal
RT-4454-14	Poignées Opti, 36 cm
RT-1783P3	Perforations standard Aquaplast (30 cm x 45 cm x 2,4 mm)



Personnalisation d'Access pour décubitus dorsal



L'échelle accessoire se fixe solidement sur la plaque de base

Ensemble d'échelles accessoires

L'ensemble d'échelles accessoires surélève le dossier à des angles de 20° et 25° pour une imagerie et des options de traitement de meilleure qualité.

RT-4546L Ensemble d'échelles accessoires



ArmShuttle Elite avec adaptateur et cale tête Silverman

Adaptateur Silverman pour dispositifs de sein et ArmShuttle

Indexe facilement la cale tête Silverman pour un repositionnement amélioré, une meilleure précision et un plus grand confort pour le patient.

RT-4543S Adaptateur Silverman pour dispositifs de sein Access et ArmShuttle (Remarque : l'adaptateur Silverman est transparent)



Cales tête

RT-4494 Gel Donut, 200 mm, standard

RT4494-P Gel Donut, 150 mm, petit

Plan incliné Evolve


Le plan incliné Evolve est une solution légère qui permet d'indexer rapidement et facilement de nombreux Wing Boards, ce qui facilite la reproductibilité sans sacrifier le confort de la patiente. De nombreuses options de préhension manuelle, de cales tête et de thermoplastique s'intègrent facilement pour maximiser les options de positionnement en fonction des besoins cliniques ou du patient.

- Compatible avec TDM, IRM, photon et traitement SGRT
- Les repères d'indexation permettent une configuration reproductible
- Les échelles latérales facilitent l'alignement
- Compatibles avec les thermoplastiques de support du sein (page 130) et les coussins Wing Board Vac-Lok (page 162)
- Indexable à la plateforme TotalRT ou à d'autres tables via Lok-Bar à deux ou trois broches
- Indexable avec ou sans la planche inférieure en option



RÉGLAGE SIMPLE DE L'ÉLÉVATION

La barre de support fixe la planche de 5° à 15° grâce à cinq angles d'élévation réglables. Il suffit de soulever l'extrémité supérieure de la planche et de pousser la poignée pour régler l'élévation.



GLIDETRACK™ INTÉGRÉ

Permet un positionnement simple des Wing Boards Pro, étendues et standard pour s'adapter aux patients de longueurs de torse variées.



UNE APPROCHE MODULAIRE DU POSITIONNEMENT DU SEIN ET DU THORAX



Evolve avec Pro Wingboard

Evolve avec Wingboard étendu

Evolve avec Wing Board standard, sans butée inférieure

Pro Wing Board

Le Pro Wing Board mesure 59 cm de large et comporte des poignées individuelles facilement ajustables sur des rails de 24 cm, par incréments de 2,2 cm, pour un positionnement personnalisé des mains/bras. Quatre options de cale tête (cale tête en gel, coupelle de tête ronde, cales tête Posifix et cales tête Timo) sont indexables dans plusieurs positions.

- Les découpes profilées dans la région des épaules éliminent l'atténuation durant la stimulation de la ligne axillaire postérieure
- Quatre options de poignée peuvent être utilisées (poignées Pro, poignée en M, en T ou en U)
- Le thermoplastique pour le menton peut se fixer pour positionner le menton du patient à distance du faisceau
- Trois broches indexables pour une utilisation autonome

OAP220 Wing Board Pro avec poignées Pro et appui-tête en gel

Accessoires Pro Wing Board



OAP140
Poignée M



OAP223
Poignée en T et rail



OAP224
Poignée en U et rail



772021
Thermoplastique pour le menton, Qté 10



MT250SUB11
Support de tête rond



OAP121
Adaptateur de cale tête Posifix Pro

CRÉER VOTRE CONFIGURATION DE PLAN INCLINÉ

Ensemble de plans inclinés Evolve

MTM500 Inclut une planche inclinée, une planche inférieure, une butée inférieure, une planche à ailettes Pro, des poignées Pro et une cupule de gel pour la tête

Planche inclinée, la planche inférieure et la butée inférieure Evolve

OAP240

Planche inclinée Evolve

OAP200

Kit de positionnement Evolve Type-S

OAP300 Comprend la barre d'indexation Type-S Evolve et le guide de coulissement Lok-Bar à trois broches pour l'indexation à Alta ou TotalRT tout-en-un

Voir page 144 pour des options supplémentaires de Wing Board.



Insert de sein pour décubitus ventral kVue™ Access 360 G2


ACCÈS AU TRAITEMENT PROCHE DE 360 DEGRÉS

Conçu pour permettre le traitement du cancer du sein gauche et droit, y compris les traitements du sein entier, du sein partiel et accéléré du sein. Le design élégant et en porte-à-faux offre un accès oblique et non coplanaire, ce qui permet potentiellement une dose plus élevée par fraction. Étant donné que la trajectoire du faisceau passe principalement à travers le sein avec une interférence minimale avec la table, les artefacts et la diffusion peuvent être limités.



ACCÈS SUPRACLAVICULAIRE ÉTENDU


La fenêtre de quadrillage plus fine et plus large permet un accès complet pour traiter les ganglions supraclaviculaires. L'accès supraclaviculaire permet au patient de recevoir le traitement en une seule fois si nécessaire.



Ensemble kVue Access 360 G2

- RT-4544KV-10** Comprend des inserts gauches et droits, une cale tête pour décubitus ventral, une cale tête Contour, 2 montants de préhension, une double poignée, des élévateurs TDM, des cales TDM, un chariot de rangement
- RT-4544KV-13** Prolongateur de salle de traitement Access 360 G2 (sans élévateurs ni cales TDM)

Voir page 166 pour les coussins de sein VacQfix pour décubitus ventral



Inserts gauche et droit



Cale tête pour décubitus ventral



Cales tête profilées



2 montants de préhension



Poignée double



Élévateurs TDM et 2 cales TDM



Chariot de rangement

Caractéristiques et avantages de kVue Access 360 G2

SIMULATION TDM

- Indexation des élévateurs TDM de 130 mm sur les plateaux de table existants avec des barres d'indexation à 2 broches
- Des cales TDM de 25 mm sont fixées aux élévateurs TDM pour soulever l'insert
- Les élévateurs TDM rigides et légers sont enduits pour un nettoyage facile

ALIGNEMENT

- L'indexation virtuelle permet de confirmer l'alignement du patient
- L'échelle homolatérale fournit un point de référence supplémentaire pour l'alignement laser
- Les repères d'alignement du genou facilitent le positionnement du patient pour l'installation quotidienne

ACCÈS SUPRACLAVICULAIRE


- Une fenêtre fine et large permet un accès complet pour le traitement des ganglions supraclaviculaires. (Exclusivement disponible sur le kVue Access 360 G2)
- Le traitement des ganglions mammaires et supraclaviculaires peut être réalisé en une seule fois

TRAITEMENT EN LIBRE ACCÈS

- La découpe pour la poitrine permet de traiter selon des angles non coplanaires et obliques

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES


- La conception en ailes inversées aplatit le dos pour positionner le tissu mammaire à distance de la paroi thoracique et du torse
- La double poignée ergonomique soulage le stress sur le poignet de la patiente
- Les montants de préhension permettent de maintenir les patientes à mobilité réduite
- La conception de la cale tête pour décubitus ventral permet une respiration libre tandis que les fentes latérales de lumière favorisent une sensation d'ouverture pour les patientes claustrophobes ou anxieuses
- La cale tête Contour permet de faire pivoter la tête de la patiente d'un côté ou de l'autre



Simulation TDM



Échelle homolatérale



Accès supraclaviculaire

Dispositif de sein Access G2 pour décubitus ventral

Compatible avec l'IRM et la tomодensitométrie pour guider facilement les patients de la simulation au traitement. La construction légère de l'Access Prone G2 facilite son installation. Le rembourrage en mousse améliore le confort de la patiente et un insert amovible peut être placé pour le traitement du sein gauche ou droit. Les inserts facilement interchangeables offrent la flexibilité nécessaire pour modifier rapidement les configurations de traitement. Ces inserts à faible atténuation présentent des profils dosimétriques supérieurs, ce qui limite les réactions cutanées.




Longueur : 2 125 mm

RT-4544-01 Comprend une cale tête pour décubitus ventral, une cale tête Contour, des inserts gauches et droits, 2 montants de préhension, une double poignée, des élévateurs TDM, 2 cales, un compartiment de stockage

ACCESSOIRES ACCESS PRONE G2



Cale tête pour décubitus ventral Cales tête profilées 2 montants de préhension Poignée double Compartiment de stockage pratique Inserts de sein gauche et droit 2 ensembles de cales



Voir page 166 pour les coussins de sein VacQfix pour décubitus ventral

Caractéristiques et avantages d'Access Prone G2

SIMULATION IRM ET TDM

- Le dispositif permet une transition transparente de la simulation au traitement
- Cales incrémentielles de 25 mm permettant une hauteur variable pour les configurations de patients

ALIGNEMENT

- L'échelle homolatérale fournit un point de référence supplémentaire pour l'alignement laser
- Les repères d'alignement du genou facilitent l'installation quotidienne du patient

TRAITEMENT EN LIBRE ACCÈS

- La découpe pour la poitrine permet un traitement selon des angles non coplanaires et obliques

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES

- Conçus pour le confort du patient
- Compartiments internes pour accessoires de poignée pour un rangement facile et pratique
- Configuration facile pour un flux de travail efficace
- Cale tête pour décubitus ventral pour une respiration libre
- La cale tête Contour permet de faire pivoter la tête de la patiente d'un côté ou de l'autre
- La conception en ailes inversées aplatit le dos pour positionner le tissu mammaire à distance de la paroi thoracique et du torse



Compartiment de stockage pratique




Simulation TDM




Cales



Échelle homolatérale



Repères d'alignement du genou




Conception à ailette inversée

Plan incliné pour décubitus ventral New Horizon™

Le plan incliné pour décubitus ventral New Horizon assure un positionnement accessible, confortable et reproductible de la patiente pour le traitement du sein en décubitus ventral. La conception modulaire et la variété d'accessoires fournissent des options pour de nombreuses configurations de sein en décubitus ventral complexes, en permettant des configurations de patients personnalisées et en répondant aux besoins cliniques du traitement.

- Les coins controlatéraux pleins et ouverts permettent de répondre aux besoins individuels des patients
- Conception axée sur le confort du patient, avec une mousse ergonomique et un coussin facial de style massage réglable
- Indexable sur la table, assurant son orientation vers les lasers et l'isocentre, répétable et connue
- Les règles graduées permettent une vérification aisée de la position longitudinale et latérale du patient
- La hauteur hors-tout peut être réglée à l'aide d'espaceurs de 3 cm
- La section de sein réversible permet le traitement de l'un ou l'autre des seins à l'aide d'une simple rotation à 180°
- Trois parties faciles à séparer permettent d'alléger la planche, en facilitant le rangement et le transport entre les salles de traitement
- La planche incurvée unique s'élève à mi-hauteur au niveau du patient, afin de réduire la montée et de permettre un positionnement sécurisé



MTHPBB01	New Horizon
MTHPBB103	Housses de coussin de tête, Qté 50

Thorawedge™

Thorawedge est un dispositif de positionnement exclusif qui permet d'incliner le patient à de multiples angles fixes pour créer une position confortable durant les procédures diagnostiques.

Thorawedge a été développé conjointement avec le Département de radiothérapie du Centre médical universitaire d'Utrecht, aux Pays-Bas.

- Comprend deux coins (5° et 10°) et un support confortable du bras
- Les coins peuvent être utilisés séparément ou combinés pour créer un angle de 15°. D'autres coins à 5° peuvent être ajoutés pour former des angles de 20° et 25°
- Une cale tête et un support lombaire peuvent être indexés pour assurer la position reproductible du patient pendant la durée du traitement
- De grandes découpes latérales permettent une gamme complète d'angles de traitement
- Le localisateur Thorawedge permet d'indexer rapidement le dispositif sur la table en combinaison avec une Lok-Bar

301080	Thorawedge
301081	Coin de 5° supplémentaire
301082	Coin de 10° supplémentaire
TW1100	Localisateur Thorawedge



Localisateur Thorawedge

Wing Boards™



Wing Board étendu

Le Wing Board étendu a une largeur de 57 cm, est conçu en ABS léger et durable, et peut être utilisé avec une poignée en T ou en U. Sa longueur étendue améliore la flexibilité de positionnement du bras. Il est compatible avec la tomodensitométrie et indexable pour améliorer la reproductibilité, de l'imagerie au traitement. Il est compatible TDM et IRM et indexable pour améliorer la reproductibilité, de l'imagerie au traitement. Il se fixe facilement au plan incliné Evolve.

MTWB08T	Avec une poignée en T (illustrée)
MTWB08U	Avec une poignée en U



Wing Board standard

Le Wing Board standard a une largeur de 57 cm, est conçu en ABS léger et durable, et est muni de montants de préhension Delrin. Il est compatible TDM et IRM et indexable pour améliorer la reproductibilité, de l'imagerie au traitement. Il se fixe facilement au plan incliné Evolve.

MTWB09



Options de poignées

La poignée en T et la poignée en U sont disponibles individuellement. Compatibles avec les Wing Boards standard et étendus

MTGBSUB1	Poignée en T
MTGBSUB3	Poignée en U



Voir page 131 pour le positionneur de bras vertical Monarch


Voir page 134 pour le ArmShuttle Elite

Voir page 138 pour le Pro Wing Board

Voir pages 117 à 121 pour en savoir plus sur les options de cale tête compatibles

Soutien-gorge de traitement

Le soutien-gorge de traitement remodèle le sein ipsilatérale sous une forme plus favorable pour les traitements de radiothérapie,tout en éloignant le sein controlatérale du faisceau. Une gamme complète de 40 bonnets de soutien-gorge est disponible, avec ou sans caddy de rangement portable. Également disponible individuellement ou par lots de cinq.



Bonnets de soutien-gorge

Des soutiens-gorge de traitement sont disponibles pour le sein gauche et le sein droit. Des volumes intermédiaires peuvent être pris en charge car les parties antérieures des bonnets sont découpées et les tissus proches de la pointe font saillie. Le tableau ci-dessous indique les tailles. Les bonnets gauche et droit ne sont pas interchangeables.

Des bonnets individuels peuvent être commandés en fournissant le numéro du groupe et le numéro du volume. Exemple : MTBR100LL500

TAILLE DE BONNET		VOLUME OBSERVÉ (ML)
A		94 à 225
B		146 à 458
C		267 à 835
D		499 à 1 120
DD		988 à 1 427+
DDD		2 756 à 3 176

		GRUPE DE GAUCHE	GRUPE DE DROITE	VOLUME DE BONNET (ML) INCLUS												
				200	250	300	400	500	600	750	1 000	1 250	1 500	2 000	2 500	3 000
S	MTBR100SL	MTBR100SR	•		•	•	•	•								
M	MTBR100ML	MTBR100MR		•			•		•	•	•					
L	MTBR100LL	MTBR100LR					•		•	•	•	•				
XL	MTBR100XLL	MTBR100XLR								•		•	•	•	•	•
Gamme de soutien-gorge de 40 bonnets avec caddy MTBR100TBC			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

TOUS LES PRODUITS SONT NON MARQUÉS CE

Hanche, pelvis et extrémités




148-149
SYSTÈMES
D'IMMOBILISATION
THERMIFIX ET HIPFIX




150-151
THERMOPLASTIQUE
ALTA POUR LE PELVIS




152
SUPPORTS POUR
LE GENOU ET LES
PIEDS FLEXLOCK



153 & 156
BELLYBOARDS



154-155
COUSSINS DE
POSITIONNEMENT



157
MULTIFIX



158
BALLONNET ENDORECTAL

Système d'immobilisation ThermFix™

Le système d'immobilisation ThermFix utilise une seule feuille de thermoplastique qui se forme sur le sein, le thorax, l'abdomen, la hanche ou le pelvis pour faciliter le positionnement et la reproductibilité d'installation du patient. Les barres ThermFix se fixent et s'indexent facilement à la plateforme tout-en-un TotalRT ou Universal Couchtop et fournissent une indexation de 1 cm.

- La conception de la barre offre une zone de traitement plus grande et plus homogène par rapport à une plaque de base
- Plusieurs options d'indexation de la longueur et de la largeur s'adaptent à de nombreuses tailles de patients
- Permet un positionnement en décubitus dorsal ou ventral
- La barre inférieure peut être retirée pendant la montée/descente du patient pour assurer des transitions plus sûres
- Les coussins Vac-Lok, RediFoam et Wing Boards peuvent être intégrés pour plus de confort et de soutien
- Compatible TDM, IRM et avec les traitements

Ensemble de base ThermFix

Comprend : Barre supérieure, barre inférieure, outil d'espacement (pour le traitement du sein, du thorax, de l'abdomen, de la hanche et du pelvis sans station d'accueil centrale)

THRMFX100

Ensemble pour le pelvis ThermFix

Comprend : Barre supérieure, barre pour hanche et pelvis, outil d'espacement (pour le traitement de la hanche et du pelvis avec station d'accueil centrale)

THRMFX101

Ensemble complet ThermFix

Comprend : Barre supérieure, barre inférieure, barre pour hanche et pelvis, outil d'espacement

THRMFX102




Système d'immobilisation HipFix®

Le système d'immobilisation hanche et pelvis HipFix utilise une seule feuille thermoplastique sur l'ensemble de la région abdominale et pelvienne, en assurant l'immobilisation pour le ciblage de repère fixe. Ce système polyvalent permet des configurations de patient en décubitus dorsal et ventral.


- La plaque de base indexable comporte une fenêtre de traitement découpée
- Un coussin Vac-Lok ou RediFoam peut être ajouté pour améliorer le confort, le support et la précision du repositionnement
- Compatible TDM, IRM et avec les traitements

MTPLVC04MR	Plaque de base HipFix
MTVL71FC	Séparateur de jambes Vac-Lok (voir page 163)



Thermoplastiques ThermFix et HipFix


Les thermoplastiques mesurent 45,7 cm x 55,8 cm et sont disponibles avec des poignées rechargeables ou jetables avec des styles de perforation pleines, standard ou renforcées IMRT. Les poignées et la pièce pour l'aine se fixent au dispositif pour fournir une configuration indexable.



MTPLHA01	Poignées de remplacements (x2) et Pièce pour l'aine
MTPLVCSUB8	Pièce réutilisable pour l'aine pour fixation de hanche avec thermoplastique

PERFORATION	TYPE DE POIGNÉE	ÉPAISSEUR	RÉF.	QTÉ	TYPE DE MATÉRIAU
Plein	Rechargeable	3,2 mm	MTHFX1822S	5	Aquaplast RT
Plein	Rechargeable	2,4 mm	MTHFX18222.4S	5	Aquaplast RT
Plein	Jetable*	3,2 mm	MTPLHA0201	5	Aquaplast RT
Perforé	Rechargeable	3,2 mm	MTHFX1822	5	Aquaplast RT
Perforé	Rechargeable	2,4 mm	MTHFX18222.4	5	Aquaplast RT
Perforé	Jetable*	3,2 mm	MTPLHA0202	5	Aquaplast RT
Renforcé IMRT	Rechargeable	3,2 mm	MTHFI1822	5	Aquaplast RT
Renforcé IMRT	Rechargeable	2,4 mm	MTHFI18222.4	5	Aquaplast RT
Renforcé IMRT	Jetable*	3,2 mm	MTPLHAI0203	5	Aquaplast RT
Perforé	Rechargeable	3,2 mm	RT-1882KP	5	Fibreplast
Plein	Rechargeable	3,2 mm	RT-1821KP	10	Fibreplast
Perforé	Rechargeable	3,2 mm	RT-1882P	5	Aquaplast RT
Plein	Rechargeable	3,2 mm	RT-1821P	10	Aquaplast RT


*Pièce pour l'aine vendue séparément
Tous les thermoplastiques jetables sont compatibles IRM



Thermoplastique perforé standard



Thermoplastique IMRT reinforced



Prédécoupes rechargeables

Dispositif multifonction Alta pour pelvis

Alta permet le positionnement et l'immobilisation des patients pour des applications pelviennes grâce à l'utilisation de thermoplastiques pelviens et d'autres produits de positionnement pelvien. Les accessoires FlexLock peuvent être utilisés pour améliorer le confort du patient et effectuer des ajustements de positionnement précis.

RT-4800-01	Dispositif multifonction Alta
RT-4800-GL	Verrou Alta pour l'aine
RT-4800-H30	Alta Opti-Handles, 300 mm, lot de 2
RT-4800-H45	Alta Opti-Handles, 450 mm, lot de 2




Verrou Alta pour l'aine



Poignées Alta Opti-Handles, 450 mm



Poignées Alta Opti-Handles, 300 mm




Verrouillage pour l'aine Alta illustré avec thermoplastique pour le pelvis et poignées Alta Opti



Aquaplast RT Aqua-Brief

La série thermoplastique pour le pelvis est compatible avec le système de fibre de carbone pour le pelvis et le dispositif multifonction Alta. Ces thermoplastiques permettent l'immobilisation de la région pelvienne. Le système aplatit la partie lombaire inférieure pour plus de confort et de répétabilité. Aquaplast RT est disponible en épaisseurs de 2,4 mm et 3,2 mm. Voir page 151 pour en savoir plus sur les options de thermoplastiques.




La technique Aqua-Brief utilise une feuille d'Aquaplast RT et un système de fixation à trois points couvrant la région pelvienne et non l'abdomen. La clé de verrouillage au niveau de l'aine assure une fixation sûre et indexable du patient.

Aquaplast RT Aqua-Brief Thermoplastique

À UTILISER AVEC LE DISPOSITIF MULTIFONCTION ALTA ET LE SYSTÈME DE FIBRE DE CARBONE POUR LE PELVIS

Compatible avec les poignées Opti de 300 mm


RT-1848	Aquaplast RT, 300 mm x 600 mm x 3,2 mm, plein avec fermeture de l'aine collée (pré-percé pour les poignées de 300 mm)
RT-1883P12A	Aquaplast RT, 300 mm x 450 mm x 3,2 mm, Perforations standard avec fermeture de l'aine collée (pré-perforée pour les poignées de 300 mm)
RT-1823P12A	Aquaplast RT, 300 mm x 450 mm x 3,2 mm, plein avec fermeture de l'aine collée (pré-percé pour les poignées de 300 mm)



Poignées Opti

Compatible avec les poignées Opti-Handles de 450 mm

RT-1882P18A	Aquaplast RT, 450 mm x 600 mm x 3,2 mm, perforations standard avec fermeture collée au niveau de l'aine (pré-perforée pour les poignées de 450 mm)
RT-1822P18A	Aquaplast RT, 450 mm x 600 mm x 3,2 mm, plein avec fermeture de l'aine collée (pré-percé pour les poignées de 450 mm)



Poignées Opti-Handles sans fermeture au niveau de l'aine


Compatible avec les poignées Opti de 300 mm, sans fermeture de l'aine

RT-1783P3	Aquaplast RT, 300 mm x 450 mm x 2,4 mm, perf standard
-----------	---


À UTILISER AVEC D'AUTRES SYSTÈMES

Prédécoupe pour pelvis pour système 4 points ORF

RT-1882ORFPLV4	Prédécoupe Aquaplast RT pour pelvis avec poignées jetables pré-collées pour système ORF 4 points, 3,2 mm, perforations standard
----------------	---



CONTACTER LE SERVICE DES VENTES POUR OBTENIR LES INFORMATIONS DE COMMANDE DU SYSTÈME DE FIBRE DE CARBONE POUR LE PELVIS



Prédécoupe pour pelvis pour système 4 points ORF

Supports pour les genoux et les pieds FlexLock™

POSITIONNEMENT REPRODUCTIBLE ET CONFORT DU PATIENT

FlexLock offre des options d'indexation personnalisables pour le positionnement de la partie inférieure de l'abdomen, du pelvis et des membres inférieurs. Le support du genou permet des ajustements précis de la partie supérieure vers la partie inférieure du genou lorsque le patient est en position ; il est facile à nettoyer et dispose d'un réglage intégré de la hauteur. De plus, le repose-pieds peut être incliné pour le confort du patient.

- Conception ergonomique pour le confort du patient tout en maintenant un positionnement reproductible
- Sangles à clipser pour la jambe et pour le pied en option pour une immobilisation supplémentaire
- Hautement durable et nettoyable



Sangle de rétracteurs d'épaule

Conçu pour tirer les épaules vers le bas pendant la simulation et le traitement, cet accessoire est compatible avec les supports FlexLock et SofTouch pour les genoux et les pieds.

RT-4800-SR Sangle de rétracteurs d'épaule

Support de table Combifix™ 3 et Feetfix

Le Combifix 3 combine le Kneefix et Feetfix, fournissant un meilleur positionnement pour la région pelvienne et les autres membres inférieurs.

Le support de table Feetfix peut être utilisé séparément et positionne le Feetfix à des positions indexées, permettant d'incliner le Feetfix selon quatre angles différents. Les Combifix & Feetfix sont tous deux indexables par Lok-Bar à deux et trois broches.

Les rétracteurs d'épaules sont disponibles pour tirer les épaules vers le bas durant les sessions de simulation et de traitement radiothérapeutiques lorsque des champs latéraux opposés sont utilisés dans la région du cou. Ils peuvent se fixer dans cinq positions sur Feetfix.

151004MR	Comprend une plaque de base Combifix, Kneefix 3, 2 blocs d'élévation, un support de table Feetfix et Feetfix 3
151005MR	Comprend une plaque de base Combifix, un coussin bas Kneefix 2, des blocs d'élévation (x2), un support de table Feetfix et Feetfix 3
302071MR	Bracelet de support de table Feetfix (coussin non inclus)
302072	Rétracteurs d'épaule : Court (x2) et long (x2)



Combifix 3 bas

Support de table Feetfix avec coussin




Rétracteurs d'épaule

Bellyboards en fibre de carbone et MRSeries

Ces bellyboards en fibre de carbone permettent de réduire le volume d'intestin grêle irradié des patients subissant un traitement dans la région pelvienne. L'ouverture profilée permet de déplacer l'intestin grêle car la structure de support centrale facilite la compression de l'intestin grêle vers l'avant dans l'ouverture.

- Le modèle en fibre de carbone comprend un réticule de repère intégré pour servir de référence de configuration secondaire.
- Légère, rigide et indexable
- Afin d'optimiser le confort du patient, la partie inférieure de la bellyboard a été adaptée pour soutenir la partie supérieure des jambes.
- Le rembourrage souple en polyéthylène assure une position confortable pour la tête
- Coussinet de support thoracique pour décubitus ventral en option (voir page 154)

125012	Bellyboard en fibre de carbone
126000	Bellyboard MRSeries
013140	Rangement mural pour bellyboard (voir page 225)



Bellyboard en fibre de carbone

Bellyboard MRSeries

L'ouverture caudale [1] soulage la pression dans la région génitale. L'espace central [2] comprime la partie supérieure de l'intestin grêle de façon à la pousser vers l'ouverture principale [3].

Coussins de positionnement en décubitus ventral



Support thoracique en décubitus ventral

Le support thoracique en décubitus ventral est conçu pour soulager la compression thoracique durant les traitements en décubitus ventral. Il peut être utilisé comme support autonome du patient ou en tant qu'option sur la bellyboard pour traiter les patients corpulents en décubitus ventral.


301076	Crème
301102	Noir



Coussin Prone-Lok™

Le coussin de positionnement Prone-Lok améliore le confort du patient grâce à sa construction en mousse spécialement conçue. Ses coins profilés évitent l'empiètement de l'épaule. Le portail central ouvre le champ de vision du patient et améliore son confort. Le coussin est indexable et peut être facilement nettoyé et réutilisé.

MTPLC01



Coussin Pron-Pillo™

Le Pron-Pillo assure le confort et la stabilité des patients en décubitus ventral. Le coussin est facile à nettoyer et réutilisable.

MTCB36

Coussins Kneefix™ 3 et Feetfix™ 3




Trous d'indexation Kneefix

Kneefix 3

Le coussin Kneefix 3 améliore la stabilité et la reproductibilité en décubitus dorsal, indépendamment de la zone cible. Il améliore le confort du patient et est donc idéal pour les procédures de longue durée sur des surfaces rigides. Le Kneefix 3 mesure 16 cm de haut, est conçu en mousse légère à alvéoles fermées facile à nettoyer, et est indexable à deux et trois broches. Un Kneefix 2 bas (12 cm) est disponible pour une configuration supplémentaire.

301052	Kneefix 3 (crème)
301048	Kneefix 2 bas (noir)



Blocs d'élévation Kneefix 3

Les Blocs d'élévation Kneefix 3 peuvent élever le Kneefix 3 de 5 cm. Le Kneefix s'adapte à la partie supérieure du bloc d'élévation sans glisser. Les blocs d'élévation peuvent être empilés pour soulever davantage la jambe. Les blocs d'élévation Kneefix 3 sont indexables à deux et trois broches.

301055	Qté 1
301056	Qté 3



Feetfix 3

Le Feetfix 3 est un coussin de support de patient universel pour la radiothérapie et les procédures diagnostiques. Le Feetfix 3 mesure 16 cm de haut et est conçu en mousse légère à alvéoles fermées facile à nettoyer. Il peut être utilisé avec une Lok-Bar indexable à deux ou trois broches ou avec le support de table Feetfix (voir page 153).

301071	Feetfix 3 (crème)
--------	-------------------

Bellyboard Elite SofTouch™

La bellyboard SofTouch Elite est une plateforme de stabilisation réglable conçue pour positionner la partie inférieure de l'intestin à distance du champ de traitement pendant la radiothérapie de la prostate. Elle possède un coussin caudal amovible et les coussins de support ventral séparés permettent une installation personnalisée du patient. La bellyboard, fabriquée à partir d'une mousse semi-ferme radiotransparente unique, assure un positionnement reproductible. Elle est modelée pour soulager les contraintes du point de pression et améliorer le confort du patient. Plusieurs configurations de coussins permettent un positionnement anatomique optimal de l'anatomie externe et interne pour de meilleurs résultats cliniques.

- Trois cales tête profilées et réglables pour un meilleur confort du patient
- Fournit plusieurs emplacements d'indexation pour assurer un positionnement précis et reproductible
- La double poignée ergonomique soulage les contraintes sur le poignet du patient
- Les coussins amovibles permettent une installation personnalisée du patient
- Cintrée pour soulager les contraintes du point de pression
- Échelles pour faciliter l'alignement du laser
- Comprend un crochet mural pour une solution de rangement pratique
- Léger, facile à nettoyer et compatible avec l'IRM


RT-4464-02 Bellyboard SofTouch Elite



Crochet mural (attaches non incluses) Cale tête 15 mm




Le système de bellyboard est livré avec une cale tête pour décubitus ventral qui peut être indexée à plusieurs endroits.



Positionneur de jambe double

Le positionneur de jambes double retient rapidement la partie inférieure des jambes pour le traitement en décubitus dorsal de la hanche et du pelvis. Il maintient les jambes au même niveau, réduisant ainsi la rotation pelvienne. Une sangle Velcro® en option retient les mollets et les chevilles. Le positionneur est indexable pour une meilleure reproductibilité et peut être facilement nettoyé et réutilisé.

MTDLI2	Standard (76 x 46 x 19 cm) (photo du haut)
MTDLIZ2	Faible (76 x 46 x 11 cm) (photo du bas)



MultiFix™

Multifix est un système polyvalent permettant de fixer les bras et les jambes en position droite ou courbée à l'aide de petites prédécoupes Posicast. Ces prédécoupes peuvent être facilement moulées pour s'adapter aux contours anatomiques et sont ensuite fixées à la plaque base à des positions clairement marquées. La plaque base indexable assure une configuration reproductible, avec quatre jeux de trous d'indexation fournissant une position isocentrique pour l'extrémité traitée, indépendamment de son positionnement sur le Multifix.

107063	Plaque de base, fibre de carbone
930080	Thermoplastique microperforé Multifix Posicast-Plus de petite taille




Ballonnet endorectal RectalPro™ 75 (ERB)


La conception incurvée du RectalPro améliore le confort du patient. Le volume de remplissage air/eau est réglable pour répondre aux besoins cliniques, garantissant un positionnement reproductible du ballonnet. Dans l'ensemble, il minimise le mouvement de la prostate pendant le traitement et permet un positionnement cohérent.

- Réduit la toxicité ano-rectale
- Augmente la stabilité des glandes
- Amélioration de la reproductibilité quotidienne
- Favorise la préservation de la paroi rectale et du sphincter
- Réduit le mouvement intra-fraction de la prostate


RT-4415RP-50 Ballonnet endorectal RectalPro 75
(Quantité 50 avec seringue de 100 ml)




Insérer l'extrémité du ballonnet vers la table/le lit et suivre la courbe anatomique du côlon



Ballonnet inséré



Gonfler lentement avec 60 à 100 ml d'air/eau selon les instructions du médecin



Après le gonflage, tirer le ballonnet vers le bas et fixer le bouchon

Coussins à dépression et de positionnement



Coussins Vac-Lok™

Les coussins Vac-Lok créent un support rigide et sécurisé autour du patient grâce à une mise sous vide par le biais d'une valve à ouverture rapide auto-obturante. Ces coussins conservent leur forme et garantissent une stabilité et une reproductibilité de la position du patient jusqu'à six semaines après l'aspiration de l'air.

- Plus rigides que les précédents modèles de poches (crème)
- Le revêtement protecteur du matériau se nettoie plus facilement que les précédents modèles de poches
- Les lattes d'indexation fixes (sur certaines tailles) facilitent le repositionnement
- Disponible pour de nombreuses configurations cliniques, notamment pour la tête et le cou, le sein, les hanches et le pelvis et le corps entier.
- La région de traitement ne présente aucun artefact avec une atténuation minimale du faisceau.
- Réutilisables pour une rentabilité optimale
- Disponibles en nylon gris ou uréthane clair
- Autorisé pour une utilisation en protonthérapie



Des lattes d'indexation facilitent le repositionnement des coussins Vac-Lok



Valve à ouverture rapide auto-obturante

Coussins Vac-Lok rectangulaires

DIMENSIONS	CAPACITÉ	URÉTHANE	NYLON	NYLON AVEC INDEXATION
25 x 50 cm	2,25 l	VLE225	VLE225C	-
50 x 70 cm	15 l	VLF15	VLF15C	VLF15FC
70 x 70 cm	20 l	VLJ20	VLJ20C	VLJ20FC
70 x 100 cm	26 l	-	VLG26C	VLG26FC
70 x 100 cm	35 l	VLG35	VLG35C	VLG35FC
70 x 100 cm	40 l	VLG40	VLG40C	VLG40FC
75 x 100 cm	21 l	-	VLPLV09C	VLPLV09FC
75 x 100 cm	28 l	VLPLV01	VLPLV01C	VLPLV01FC
75 x 120 cm	34 l	VLPLV02	VLPLV02C	VLPLV02FC
75 x 120 cm	25 l	-	VLPLV10C	VLPLV10FC
75 x 150 cm	50 l	VLFB01	VLFB01C	VLFB01FC
75 x 180 cm	62 l	-	-	VLFB02FC
100 x 100 cm	40 l	VLB40	VLB40C	-
100 x 150 cm	80 l	-	VLA80C*	-
100 x 200 cm	90 l	-	VLH90C*	-

*Les délais de livraison sont plus longs pour certains coussins Vac-Lok. Contactez votre représentant commercial pour en savoir plus sur les délais de livraison.

Coussins Vac-Lok non rectangulaires

COUSSIN	DIMENSIONS	CAPACITÉ	URÉTHANE	NYLON	NYLON AVEC INDEXATION	PAGE PHOTO
T », Tête et épaules"	50 x 70 cm	6 l	VL37	-	-	163
« T »	87,5 x 140 cm	25 l	-	VL14C25*	-	-
Section médiane profilée en « T »	108 x 125 cm	44 l	-	-	VL0017	162
Section médiane non-profilée en « T »	108 x 125 cm	42 l	-	-	VL0018	162
Section médiane conique en « T » avec découpe pour poignée	108 x 125 cm	31 l	-	-	VL0022	-
Type-S	61 x 65 cm	8 l	-	-	VLTY01CX	163
Type-S	140 x 65 cm	27 l	-	-	VLTY02CX	163
Bras en position haute	75 x 75 cm	20 l	VLARM01	VLARM01C	VLARM01FC*	162
Bras en position haute	105 x 75 cm	28 l	-	VLARM02C	VLARM02FC	162
Un bras en position haute	100 x 80 cm	34 l	-	VL04C	-	162
Wing Board	88 x 55 cm	15 l	VLWGB03	VLWGB03C	-	162
Wing Board Monarch	108 x 55 cm	17 l	-	VLWGB04C	-	162
Monarch Wing Board, avec découpe pour appui-tête	108 x 55 cm	14 l	-	VLWGB05C	-	162
Jambe fendue	60 x 100 cm	15 l	-	-	VL71FC	163

*Les délais de livraison sont plus longs pour certains coussins Vac-Lok. Contactez votre représentant commercial pour en savoir plus sur les délais de livraison.



75 x 120 cm (coussin rectangulaire)



105 x 75 cm (coussin bras en position haute)



108 x 55 cm (Wing Board Monarch Vac-Lok)



108 x 125 cm (Coussin en forme de T avec section médiane effilée)

Coussins sein et thorax Vac-Lok

Les coussins Vac-Lok créent un support rigide et sécurisé autour du patient grâce à une mise sous vide par le biais d'une valve à ouverture rapide auto-obturante. Les coussins sont disponibles en deux finitions durables : nylon et uréthane. Les coussins en nylon peuvent être munis de barres d'indexation. Autorisé pour une utilisation en protonthérapie.



Vac-Lok bras en position haute, 105 cm de long, remplissage de 28 l

VLARM02C	Nylon
VLARM02FC	Nylon avec indexation



Vac-Lok bras en position haute, 75 cm de long, remplissage de 20 l

VLARM01	Uréthane
VLARM01C	Nylon
VLARM01FC*	Nylon avec indexation



Wing Board Vac-Lok, 88 x 55 cm, remplissage de 15 l

VLWGB03	Uréthane
VLWGB03C	Nylon



Wing Board Monarch Vac-Lok, 108 x 55 cm

VLWGB04C	Nylon, remplissage de 17 l
VLWGB05C	Nylon avec découpe pour appui-tête, remplissage de 14 l



T-Shape Vac-Lok, 108 x 125 cm

VL0017	Nylon avec indexation, section médiane profilée, remplissage de 44 l
VL0018	Nylon avec indexation, section médiane non profilée, remplissage de 42 l
VL0022	Nylon avec indexation, coupe médiane conique et découpe pour la poignée, remplissage de 31 l



Un bras vers le haut Vac-Lok, remplissage de 34 l

VL04C	Nylon
-------	-------

*Les délais de livraison sont plus longs pour certains coussins Vac-Lok. Contactez votre représentant commercial pour en savoir plus sur les délais de livraison.

Coussins Tête et cou Vac-Lok



Coussin en « T »

VL37	Coussin « T » Vac-Lok de 50 x 70 cm
------	-------------------------------------

Coussin Type-S

VLTY01CX	Coussin Type-S Vac-Lok (court)
VLTY02CX	Coussin Type-S Vac-Lok (long)

Coussins pour hanche et pelvis Vac-Lok



75 x 100 cm

VLPLV09C	Nylon, remplissage de 21 l
VLPLV09FC	Nylon avec indexation, remplissage de 21 l
VLPLV01	Uréthane, remplissage de 28 l
VLPLV01C	Nylon, remplissage de 28 l
VLPLV01FC	Nylon avec indexation, remplissage de 28 l

75 x 120 cm

VLPLV10C	Nylon, remplissage de 25 L
VLPLV10FC	Nylon avec indexation, remplissage de 25 L
VLPLV02	Uréthane, remplissage de 34 l
VLPLV02C	Nylon, remplissage de 34 l
VLPLV02FC	Nylon avec indexation, remplissage de 34 l

Coussin de jambe fendu

Conçu pour une utilisation avec le système HipFix (Voir page 148).

VL71FC	Nylon avec indexation, remplissage de 15 l
--------	--

Voir pages 160 et 161 pour en savoir plus sur les coussins Vac-Lok.

Coussins VacQfix™

Conçus sur mesure pour le confort du patient et la précision du positionnement, devenant rigide lors de l'application du vide. Ils peuvent être nettoyés et réutilisés après chaque cycle de traitement. Notre tissu de denier fin combiné avec les billes de remplissage en mousse de petit diamètre augmente la conformité et la reproductibilité.

Valve standard M

Tous les coussins VacQfix sont fournis avec une valve standard M.



NYLON	DIMENSIONS	CAPACITÉ	COUSSIN	PAGE DE LA PHOTO
RT-4517-4079VF15M	40 x 80 cm	15 l	SBRT, compression de la cuisse	-
RT-4517-5070F15M	50 x 70 cm	15 l	Extrémités	165
RT-4517-7070F20M	70 x 70 cm	20 l	Haut du corps	165
RT-4517-T6565F7M	65 x 65 cm	7 l	Tête et épaules (en forme de T)	165
RT-4517-T7993F20M	79 x 93 cm	20 l	Plan incliné	165
RT-4517-10070F30M	70 x 100 cm	30 l	Usage multifonction	-
RT-4517-10070F35M	70 x 100 cm	35 l	Usage multifonction	165
RT-4517-10070F40M	70 x 100 cm	40 l	Usage multifonction	-
RT-4517-100100F30M	100 x 100 cm	30 l	Usage multifonction	-
RT-4517-100100TRAPF35M	100 x 100 cm	35 l	Trapézoïdal	166
RT-4517-100100F40M	100 x 100 cm	40 l	Haut du corps	-
RT-4517-80150F65M	80 x 150 cm	65 l	Hanche ou pelvis	166
RT-4517-12075F35M	75 x 120 cm	35 l	Usage multifonction	166
RT-4517-PB3M	55 x 96 cm	12 l	Access pour décubitus ventral avec découpe pour cale tête	166
RT-4517-PB4M	55 x 96 cm	15 l	Access pour décubitus ventral sans découpe pour cale tête	166
RT-4517-100220F120M	100 x 220 cm	120 l	Corps entier	167
RT-4517-230120T80F90M	120 effilé jusqu'à 80 x 230 cm	90 l	SBRT, corps entier	167
RT-4517-0002M	120 effilé jusqu'à 80 x 160 cm	90 l	2 chambres	167
RT-4517-0003M	120 effilé jusqu'à 80 x 230 cm	90 l	3 chambres	167

Les dimensions indiquées sont des mesures approximatives pour les coussins sans remplissage. Les dimensions sont fournies à titre de référence uniquement.

Coussins VacQfix



RT-4517-5070F15M 50 x 70 cm, remplissage de 15 l, pour extrémités

RT-4517-7070F20M 70 x 70 cm, remplissage de 20 l, pour la partie supérieure du corps

RT-4517-T6565F7M 65 x 65 cm, en forme de T, remplissage de 7 l, pour la tête et les épaules

RT-4517-T7993F20M Coussin pour plan incliné, 79 x 93 cm, remplissage de 20 l

RT-4517-10070F35M 70 x 100 cm, remplissage de 35 l

RT-4517-100100F40M 100 x 100 cm, remplissage de 40 l, pour la partie supérieure du corps

Les dimensions indiquées sont des mesures approximatives pour les coussins sans remplissage. Les dimensions sont fournies à titre de référence uniquement.


Coussins VacQfix



RT-4517-80150F65M	80 x 150 cm, remplissage de 65 l, pour hanche ou pelvis
RT-4517-12075F35M	75 x 120 cm, remplissage de 35 l
RT-4517-100100TRAPF35M	100 x 100 cm, trapézoïdal, remplissage de 35 l
RT-4517-PB3M	Coussin Access VacQfix pour décubitus ventral avec découpe pour cale tête, 55 x 96 cm
RT-4544KV-IND	Indexeur VacQfix pour décubitus ventral
RT-4517-PB4M	Coussin Access VacQfix pour décubitus ventral sans découpe pour cale tête, 55 x 96 cm
RT-4544KV-IND	Indexeur VacQfix pour décubitus ventral
RT-4517-0002M	120 x 160 cm/80 cm, 2 chambres

Les dimensions indiquées sont des mesures approximatives pour les coussins sans remplissage. Les dimensions sont fournies à titre de référence uniquement.

Coussins VacQfix



RT-4517-0003M	120 x 230/80 cm, 3 chambres
RT-4517-230120T80F90M	120 coniques à 80 x 230 cm, corps entier SBRT, remplissage de 90 l
RT-4517-100220F120M	100 x 220 cm, remplissage de 120 l, corps entier

Les dimensions indiquées sont des mesures approximatives pour les coussins sans remplissage. Les dimensions sont fournies à titre de référence uniquement.

Accessoires Vac-Lok et VacQfix



Produit de nettoyage Vac-Lok

Ce spray sert à nettoyer les coussins Vac-Lok.
UNIQUEMENT DISPONIBLE AUX ÉTATS-UNIS.

MTCBPFC



Helping Hands™

Le Helping Hands Cushion Manager facilite la manutention des coussins Vac-Lok de grande taille qui tendent à déborder des côtés de la table durant le processus de mise en forme.

MTVLHH150 150 cm de long



Étiquettes ID

Des étiquettes chromocodées permettent l'identification rapide des coussins des patients. Ces étiquettes sont disponibles dans des couleurs assorties et sont munies d'attaches.

MTVLTAG Paquet de 25 étiquettes, couleurs assorties



Supports de rangement

Ces supports compacts servent à ranger les coussins moulés et gonflés. Des crochets « S » en plastique sont disponibles pour accrocher les coussins.

MTVL401 Support de rangement, double largeur

MTVL402 Roulettes pour MTVL401, Qté 4

MTVLHOOK Crochets « S », Qté 10

Accessoires Vac-Lok et VacQfix




Glissière coulissante Lok-Bar

La glissière coulissante Lok-Bar ne se verrouille pas aux points d'indexation le long de la table ; elle glisse longitudinalement le long de la table. Il est conçu pour empêcher les mouvements latéraux et est utile pour les dispositifs plus longs tels que les bellyboards, les plans inclinés et les coussins Vac-Lok, qui se contractent pendant le formage.

MTVL00853

MTIL1006 Transversale



Indexeur VacQfix

RT-4517-IND01



Indexeur VacQfix pour décubitus ventral

RT-4544KV-IND

Compresseurs sous vide

Compresseurs double fonction

Le compresseur sous vide double fonction, disponible en 115 et 230 V, effectue un cycle de vide et de gonflement à commande manuelle ou au pied en option. Il génère une alarme audible quand le niveau de vide optimal est atteint.

MTVP1	115 V
MTVPEXA	230 V, Europe
MTVPEXC	230 V, Australie
MTVPEXD	230 V, Royaume-Uni
MTVPEXG	230 V, Inde
MTVPEXH	230 V, Israël
MTVPFT	Commande au pied (facultatif) (photo droite)

Pompes à vide

Les pompes à vide sont simples à utiliser et permet de modeler des coussins de positionnement fermes et stables en quelques minutes.

RT-PUMPQ1	Pompe à vide à double mode standard VacQfix, 110 volts, flexible inclus
RT-PUMP220Q1	Pompe à vide à double mode standard VacQfix, 220 volts, flexible inclus (photo de gauche)
RT-PUMPQ-TS	Commutateur à bascule pour pompe double mode standard
8003415	Tuyau à une seule étape vers adaptateur de valve standard M



Pompe à vide à double mode standard VacQfix, 220 volts



Commutateur à bascule pour pompe double mode standard



Tuyau à une seule étape vers adaptateur de valve standard M

Coussins de positionnement

Mousse de positionnement à deux composants RediFoam™

La mousse de positionnement à deux composants RediFoam est exempte de CFC et de TDI. Vous pouvez créer des marques de configuration directement sur la mousse RediFoam pour obtenir un repositionnement vérifiable pendant la durée du traitement.

MTFA39B	RediFoam, Petite taille Comprend un sac RediFoam de 83,8 x 101,6 cm
MTFA40B	RediFoam, Grande taille Comprend un sac RediFoam de 99,1 x 116,8 cm
MTFA41B	RediFoam, Très grande taille Comprend un sac RediFoam de 99,1 x 142,2 cm

UNIQUEMENT DISPONIBLE AUX ÉTATS-UNIS.

Coussins de support multifonctions

Les coussins de support multifonctions sont en mousse à alvéoles fermées PE exclusive qui ne tache pas et n'absorbe pas les liquides. Ils sont plus fermes que les coussins de support revêtus réguliers. Cinq formes différentes sont vendues séparément ou en tant qu'ensemble complet, lequel comprend également un positionneur de mains/pieds.

403024	Rectangle	30 x 24 x 5 cm
402422	15° Coin de	24 x 22 x 7 cm
402848	45° Coin de	28 x 48 x 14 cm
402820	45° Coin de	28 x 20 x 14 cm
402525	Appui-tête	25 x 25 x 8 cm
400006	Lot de six	-

REMARQUE : LE POSITIONNEUR DE MAINS/PIEDS EST UNIQUEMENT DISPONIBLE EN LOT DE SIX (40006)

Coussin de support pour les épaules



Le coussin de support pour les épaules est un coussin en forme d'un coin conçu pour supporter les épaules et la partie supérieure du corps du patient. Lorsqu'il est placé sur la plaque de base Posifix-1 ou -2, les contours de la plaque de base maintiennent le coussin fermement en place.

301040	Coussin de support pour les épaules
--------	-------------------------------------

Positionneur de rouleau pour jambe

Les coussins en mousse de qualité sont durables pour une utilisation quotidienne et conserveront une forme et un confort constants pour le patient. Les couleurs peuvent varier.

RT-4474-6	60 x 15 cm
RT-4474-8	60 x 20 cm



Positionneurs en mousse

Ces dispositifs de positionnement en mousse sont enveloppés dans un tissu vinyle bleu. Ils sont conçus pour une durabilité et un confort optimaux et peuvent être facilement nettoyés et réutilisés.



Coin de 35°/55° MTVIPFFF101C 	Coin de 45° MTVIPFFF102C 	Coin de 15° MTVIPFFF103C 	Coin de 20° MTVIPFFF104C
Coin de 27° MTVIPFFF203C 	Coin de 45° coin MTVIPFFF205C 	MTVIPFFF301C Traversin profilé 	MTVIPFFF302C Traversin profilé
MTVIPFFF303C Traversin de genou/dos 	MTVIPFFF309C Traversin 	Coin de 45° MTVIPFFF407C 	MTVIPFFF502C Cale thorax/jambe
MTVIPFFF704C Dispositif d'immobilisation de la jambe 			

MTVIPFFF801C	Rectangle	2,5 x 17,8 x 25,4 cm
MTVIPFFF802C	Rectangle	5,1 x 17,8 x 25,4 cm
MTVIPFFF105C	Rectangle	5,1 x 17,8 x 27,9 cm
MTVIPFFF803C	Rectangle	7,6 x 17,8 x 25,4 cm
MTVIPFFF804C	Rectangle	10,2 x 17,8 x 25,4 cm
MTVIPFFF106C	Cercle	15,2 cm

CES PRODUITS N'ONT PAS OBTENU LE MARQUAGE CE

CENTRE DE FORMATION MÉDICALE DE CQ



Le Centre de formation de CQ Medical est conçu pour **simuler un environnement clinique** et **organiser des webinaires**. Le centre nous permet de fournir un **soutien ininterrompu** à nos partenaires cliniques du monde entier.

L'un des plus grands avantages d'une session interactive sur Internet est la possibilité de présenter une variété de solutions de positionnement et d'immobilisation, ainsi que les options de traitement. Cela nous aide à comprendre votre flux de travail actuel afin que nous puissions nous **concentrer sur le dispositif et les techniques qui fonctionnent le mieux pour vous**.

Nous sommes ravis d'offrir des ressources d'apprentissage en direct à nos clients et partenaires !



VOIR NOS OPPORTUNITÉS DE WEBINAIRE
OU PLANIFIER UN COURS DE FORMATION

Marqueurs de repère



Marqueurs de repère

RECOMMANDATIONS POUR LES SITES DE MALADIE


- TÊTE ET COU
- SEIN
- POUMON
- ABDOMEN
- PROSTATE

LA PLUS GRANDE SÉLECTION DE REPÈRES SPÉCIALEMENT CONÇUS COMPREND CE QUI SUIT

- Des enroulements en or linéaires avec des points d'extrémité pleins identifiables
- Des enroulements en or linéaires spécifiques pour la fusion tomomodensitométrie et IRM.
- Des marqueurs biocompatibles en polymère sans artefacts.
- Des repères reliés à une distance spécifique assurant une localisation précise
- Fiducie liquide unique pour le marquage des tissus

FusionCoil™

Le marqueur FusionCoil apparaît tout aussi bien dans la tomomodensitométrie que dans l'IRM. Il s'agit d'un enroulement en or à spirale ouverte doté d'un centre d'alliage biocompatible spécial apparaissant sous forme de point noir uni dans l'IRM. Ce marqueur, le premier en son genre, fournit une référence supérieure pour la fusion de l'image et un IRGT précis.



MTCTXFC1051820	Marqueur de 1 x 5 mm	Aiguille 18 GA ETW x 20 cm	Qté 1	
MTCTXFC10201820	Marqueur de 1 x 20 mm	Aiguille 18 GA ETW x 20 cm	Qté 1	
MTCTXFC10251820	Marqueur de 1 x 5 mm	Aiguille 18 GA ETW x 20 cm	Qté 1	
Comprend 2 marqueurs avec un écarteur bioabsorbable de 15 mm. SANS MARQUAGE CE				
MTCTXFC1051825	Marqueur de 1 x 5 mm	Aiguille 18 GA ETW x 25 cm	Qté 1	

Kit FusionCoil SBRT

Les kits de cartouches réduisent le nombre de passages d'aiguille et minimisent le risque d'apparition d'un œdème ou d'un pneumothorax.

MTCTXFC001 SANS MARQUAGE CE	Aiguille FusionCoil pré-remplie, 18 GA x 20 cm, avec un marqueur de 1 x 5 mm, Qté 1 Cartouches FusionCoil pré-remplies, marqueur de 1 x 5 mm, Qté 2	
MTCTXFC105185	Cartouche FusionCoil pré-remplie supplémentaire, marqueur de 1 x 5 mm, Qté 1	



TOUS LES MARQUEURS DE REPÈRE SUR CETTE PAGE PORTENT LE MARQUAGE CE, SAUF S'ILS SONT NOTÉS SANS MARQUAGE CE


Marqueurs de repère

RECOMMANDATIONS POUR LES SITES DE MALADIE



PolyMark™


Le marqueur PolyMark est le premier marqueur biocompatible à base de polymère. Il minimise l'artefact, est visible à l'aide de solutions IGRT basées sur kV, IRM, et est optimisé pour une protonthérapie.



MTCTXPM101820	Marqueur de 1 x 3 mm	Aiguille 18 GA ETW x 20 cm	Qté 1			
MTCTXPM101825	Marqueur de 1 x 3 mm	Aiguille 18 GA ETW x 25 cm	Qté 1			
MTCTXPM0834	Marqueur de 0,8 x 3 mm En vrac, stérile	-	Qté 4			

PointCoil™

Le marqueur PointCoil est un enroulement hélicoïdal long de 5 mm qui fournit un point unique pour IGRT. La conception hélicoïdale minimise l'artefact et maximise la stabilité.



MTCTXPC0605	Marqueur de 0,6 x 5 mm	Aiguille 20 GA ETW x 20 cm	Qté 1			
-------------	------------------------	----------------------------	-------	--	--	--

Optimisé pour une protonthérapie. Ombres minimales lors de l'administration du traitement.

Kit SBRT PointCoil

Les kits de cartouches réduisent le nombre de passages d'aiguille et minimisent le risque d'apparition d'un œdème ou d'un pneumothorax.

MTCTXPC0819153	Aiguille de placement de trocart, 19 GA x 15 cm, Qté 1 cartouche préchargée PointCoil, marqueur 0,8 x 5 mm, Qté 3		
MTCTXPC08185	Cartouche PointCoil pré-remplie supplémentaire, marqueur de 0,8 x 5 mm, Qté 1		



TOUS LES MARQUEURS DE REPÈRE DE CETTE
PAGE PORTENT LE MARQUAGE CE


Marqueurs de repère

RECOMMANDATIONS POUR LES SITES DE MALADIE



FlexiCoil™


Le marqueur FlexiCoil est un marqueur unique, non migratoire, avec des points d'extrémité pleins. FlexiCoil fournit une image unique avec deux nœuds qui définissent clairement les points d'extrémité.



MTCTXFC09101820	Marqueur de 0,9 x 10 mm	Aiguille 18 GA ETW x 20 cm	Qté 1		
MTCTXFC12101720	Marqueur de 1,2 x 10 mm	Aiguille 17 GA ETW x 20 cm	Qté 1		

G/T FlexiMarc™

Le marqueur G/T FlexiMarc fournit une projection non biologique distinctive avec des nœuds facilement définissables. Les nœuds en or sont connectés par une ligne fine en titane qui crée des caractéristiques de performance et une visualisation optimales.



MTCTXGT10182010	Marqueurs de 1 x 3 mm 3 mm espacés de 10 mm	Aiguille 18 GA ETW x 20 cm	Qté 1	
MTCTXGT10182020	Marqueurs de 1 x 3 mm espacés de 20 mm	Aiguille 18 GA ETW x 20 cm	Qté 1	

Optimisé pour les traitements de la prostate CyberKnife®.

Marqueurs couplés

Les marqueurs couplés mesurent 3 mm de long avec des diamètres de 0,8 ou 1 mm fixés à une distance fixe et espacés de 20 mm de centre à centre. Ils sont fixés par un matériau stérile absorbable par les tissus. Ceci permet d'implanter les marqueurs à une distance connue pour déterminer une localisation précise.



MTNW887709	Marqueur de 0,8 x 3 mm	Aiguille 18 GA ETW x 20 cm	Qté 2			
MTNW887710	Marqueur de 1 x 3 mm	Aiguille 17 GA ETW x 20 cm	Qté 1			
MTNW887712	Marqueur de 1 x 3 mm	Aiguille 17 GA ETW x 20 cm	Qté 2			
MTNW887711	Marqueur de 1 x 3 mm Marqueur de 1,2 x 3 mm	Aiguille 17 GA ETW x 20 cm Aiguille 17 GA ETW x 20 cm	Qté 1 Qté 1			

TOUS LES MARQUEURS DE REPÈRE DE CETTE PAGE PORTENT LE MARQUAGE CE

Marqueurs de repère

RECOMMANDATIONS POUR LES SITES DE MALADIE



Align™

Les marqueurs Align ont une longueur de 10 mm pour être pris en charge par des systèmes logiciels de localisation qui utilisent des repères linéaires au lieu de points de segment multiples.



MTNW887883	Marqueur de 0,8 x 10 mm	Aiguille 18 GA ETW x 20 cm	Qté 2			
MTNW887881	Marqueur de 1,2 x 10 mm	Aiguille 17 GA ETW x 20 cm	Qté 2			
MTNW887882	Marqueur de 1,2 x 10 mm	Aiguille 17 GA ETW x 20 cm	Qté 3			

CyberMark™

Les marqueurs CyberMark ont été spécifiquement développés pour être utilisés avec le système de radio-chirurgie robotique CyberKnife d'Accuray. Le marqueur en or mesure 5 mm de long et 1 mm de diamètre, tel que spécifié dans le logiciel CyberKnife.



MTNW887851	Marqueur de 1 x 5 mm	Aiguille 18 GA ETW x 20 cm	Qté 1			
MTNW887853	Marqueur de 1 x 5 mm	Aiguille 18 GA ETW x 20 cm	Qté 3			
MTNW887855	Marqueur de 1 x 5 mm En vrac, stérile	-	Qté 4			

Marqueurs d'os

Les marqueurs d'os sont des sphères de 2 mm en or pur à 99,9 % recommandées pour les applications de la tête et du cou. Ils sont généralement placés dans un petit trou dans l'os et recouverts de cire à os, avec une migration minimale des marqueurs.



MTNW887805	2 mm de diamètre	-	Qté 3	
SANS MARQUAGE CE	En vrac, stérile			

Marqueurs de type suture

Les marqueurs de type suture sont conçus pour une localisation de haute précision des tumeurs du sein. Les sphères en or pur à 99,9 %, dotées de petits trous centraux, sont facilement suturées en place pour fournir une solution de localisation permanente. Elles sont pré-enfilées sur des sutures absorbables.



MTNW887866	2 mm de diamètre	-	Qté 3	
------------	------------------	---	-------	--

TOUS LES MARQUEURS DE REPÈRE SUR CETTE PAGE PORTENT LE MARQUAGE CE, SAUF S'ILS SONT NOTÉS SANS MARQUAGE CE

Marqueurs de repère

RECOMMANDATIONS POUR LES SITES DE MALADIE




Marqueurs Or pour tissus mous

Les marqueurs Or pour tissus mous sont des cylindres en or pur à 99,9 % spécialement moletés pour inhiber la migration. Ils mesurent 3 mm de long et 0,8, 0,9, 1,2 ou 1,6 mm de diamètre. Ils sont disponibles en vrac ou dans des aiguilles stérilisées préchargées.



MTNW887871	Marqueur de 0,9 x 3 mm	Aiguille 18 GA ETW x 12 cm	Qté 1			
MTNW887870	Marqueur de 0,9 x 3 mm	Aiguille 18 GA ETW x 12 cm	Qté 3			
MTNW887872	Marqueur de 0,9 x 3 mm	Aiguille 18 GA ETW x 20 cm	Qté 1			
MTNW887873	Marqueur de 0,9 x 3 mm	Aiguille 18 GA ETW x 20 cm	Qté 3			
MTNW887830	Marqueur de 1,2 x 3 mm	Aiguille 17 GA ETW x 20 cm	Qté 1			
MTNW887825	Marqueur de 1,2 x 3 mm	Aiguille 17 GA ETW x 20 cm	Qté 3			
MTNW887840	Marqueur de 1,2 x 3 mm	Aiguille 17 GA ETW x 20 cm	Qté 4			
MTNW887836	Marqueur de 1,2 x 3 mm	Aiguille 17 GA ETW x 30 cm	Qté 1			
MTNW887835	Marqueur de 1,2 x 3 mm	Aiguille 17 GA ETW x 30 cm	Qté 3			
MTNW887837	Marqueur de 1,2 x 3 mm	Aiguille 17 GA ETW x 30 cm	Qté 4			
MTNW887860	Marqueur de 1,6 x 3 mm	Aiguille 14 GA ETW x 20 cm	Qté 3			
MTNW887808	Marqueur de 0,8 x 3 mm En vrac, stérile	-	Qté 3			
MTNW887809	Marqueur de 0,9 x 3 mm En vrac, stérile	-	Qté 3			
MTNW887810	Marqueur de 1,2 x 3 mm espacés de 10 mm	Aiguille 17 GA ETW x 20 cm	Qté 1			
MTNW887812	Marqueur de 1,2 x 3 mm En vrac, stérile	-	Qté 3			



TOUS LES MARQUEURS DE REPÈRE DE CETTE PAGE PORTENT LE MARQUAGE CE

Marqueurs de repère

RECOMMANDATIONS POUR LES SITES DE MALADIE



Accusyte™

Le système de marquage de repère Accusyte 3D repère les plans d’une cavité des tissus mous après l’ablation d’une tumeur. Les fils de suture de repère sont utilisés lorsque les tissus mous doivent être repérés pour de futures procédures médicales, comme une radiothérapie ultérieure.

Après une biopsie ou une ablation de la tumeur, les fils de suture de repère Accusyte sont cousus autour du périmètre du lit tumoral au niveau des plans antérieur, postérieur, moyen et latéral de la cavité tumorale. Les marqueurs de repère permettent une délimitation précise des volumes cibles pendant la planification du traitement et aident à la radiothérapie guidée par imagerie (RTGI) avant chaque séance.

Les marqueurs de repère sont tissés dans un fil de suture résorbable. Lorsque le corps résorbe le fil de suture, les marqueurs de repère restent dans le tissu. La migration des marqueurs de leur position initiale est peu probable, car le tissu produit pendant le processus de cicatrisation maintient les marqueurs en place.

Chaque ensemble contient six fils de suture, qui sont cousus en place en utilisant la technique de suture couramment utilisée.

UNIQUEMENT DISPONIBLE AUX ÉTATS-UNIS.




MTSRP104

Set de fils de suture pour marqueur de repère Accusyte 3D

1 x 4 mm

Qté 6 lots



Marqueurs de repère

Marqueur fiduciaire liquide BioXmark® NOUVEAU ! Fabriqué par Nanovi

La nature liquide de BioXmark permet l’implantation de plusieurs marqueurs de différentes tailles au cours d’une même procédure ininterrompue. Après l’implantation, des marqueurs adhésifs et souples se forment, s’adaptant au tissu environnant* et restant visibles sous imagerie pertinente, y compris IRM. Les marqueurs BioXmark ne sont pas métalliques et présentent de faibles niveaux d’artefacts et de perturbation à faible dose. Ces qualités favorisent une planification précise du traitement et un traitement guidé par imagerie, y compris le traitement par protons. Réalisez des acquisitions d’images TDM et IRM tout en garantissant des flux de travail simplifiés et un faible risque de complications, le tout sans équipement spécialisé.

CONTACTEZ-NOUS POUR CONNAÎTRE LA DISPONIBILITÉ SUR VOTRE MARCHÉ



11210590

Marqueur fiduciaire liquide BioXmark

Qté 5/Boîte.



BioXmark dans la tumeur pulmonaire
Planification de la TDM



BioXmark dans la vessie
Planification de la TDM

*BioXmark a reçu l’autorisation de la FDA des États-Unis pour le marquage radiographique des poumons, de la vessie et des ganglions lymphatiques chez les patients adultes. BioXmark est indiqué pour le marquage radiographique des tissus mous (vessie, œsophage, foie, poumon, ganglions lymphatiques, rectum, estomac, pancréas, tête et cou).

Marquage du patient



Système de marquage du patient Comfort Marker 2.0

Améliorez le parcours de radiothérapie de votre patient et gagnez en efficacité clinique avec le marqueur de confort 2.0, développé par Medical Precision B.V. Ce dispositif de point de référence révolutionnaire apporte un nouveau niveau de confort au début du traitement de radiothérapie du patient.

Ce système facile à utiliser est conçu spécifiquement pour être utilisé en radiothérapie, se basant sur une technologie populaire dans l'industrie du maquillage permanent. Le dispositif est conçu avec soin pour appliquer des repères de référence avec une mise en place délicate et contrôlée de la profondeur, ce qui permet un tatouage moins douloureux pour aider le patient à rester détendu et à coopérer tout au long du processus.

AVANTAGES POUR LE PATIENT

- Un tatouage moins douloureux permet au patient de rester détendu et plus coopératif tout au long du processus
- Mise en place superficielle du pigment à une profondeur contrôlée par rapport aux lancettes portatives
- Il en résulte des tatouages esthétiques plus agréables qui conservent une forme ronde et uniforme avec des bords bien définis

BÉNÉFICES POUR LE CLINICIEN

- Le module d'aiguille de sécurité stérile, facile à fixer et jetable limite les risques d'accidents par piqûre d'aiguille
- Sélection simple du réglage de la profondeur avec retour haptique et coloré
- Dispositif rechargeable alimenté par batterie permettant une liberté de mouvement dans la salle de TDM pour les professionnels de la santé

AVANTAGES DU DISPOSITIF

- Les patients porteurs du marqueur Comfort Marker 2.0 ont rapporté moins de douleur liée à l'intervention que les patients porteurs de lancettes
- Les médecins et les radiothérapeutes effectuant une évaluation photographique de l'aspect esthétique ont évalué le marqueur Comfort Marker 2.0 comme étant meilleur que les lancettes*
- Les radiothérapeutes ont évalué que la mise en place des tatouages avec le marqueur Comfort Marker 2.0 était plus facile par rapport à l'utilisation des lancettes

*Limitation/informations supplémentaires : étude réalisée en Europe où la majorité de la population est de race caucasienne, spécifique au Portugal où l'étude a été réalisée, la majorité provient d'une origine ethnique méditerranéenne.

Marqueur de confort 2.0

	CLIENTS EN DEHORS DES ÉTATS-UNIS	CLIENTS AMÉRICAINS
Système de marqueur de confort 2.0, Qté 1	MPCM2010INT	MPCM2010
Set de marquage du patient. Comprend : Aiguille de sécurité (Qté 50), Coupelle d'encre (Qté 50), pigment RadSafe noir (Qté 50)	MPCM4022INT	MPCM4022

MARQUAGE CE DE NOUVEAU AUTORISÉ PAR LA FDA ET LE 510(K)



Medical Precision b.v.



Aiguille de sécurité, coupelle d'encre, pigment

InkAlign™

Applicateur pratique et facile à utiliser pour réguler le débit d'encre.

MAXIMISE LA SÉCURITÉ DES PATIENTS

Chaque dispositif applicateur contient de l'encre permanente hypoallergénique, stérile et non toxique, scellée de façon sûre et gamma-irradiée, assurant la stérilité.

DIFFÉRENCIE LES NOUVELLES ZONES DES SITES DE TRAITEMENT PRÉCÉDENTS

L'encre UV rose élimine le rappel quotidien du site de radiothérapie. L'encre UV rose est visible sous la lumière UV, ce qui permet aux patients de ne pas avoir de tatouages de marquage disgracieux. L'encre UV rose fournit une couleur alternative à utiliser pour identifier différentes zones de traitement ou différencier de nouvelles zones des sites de traitement précédents. L'encre UV rose peut être utilisée sur tous les types de peau.

FACILE À UTILISER ET RÉPÉTABLE

InkAlign est un produit de tatouage médical stérile à usage unique, avec une conception semblable à un stylo, qui fournit une administration standardisée de tatouage de radiothérapie. L'applicateur d'encre repose confortablement dans la main du technicien pour un contrôle facile du flux d'encre pendant l'application sur la peau.

InkAlign est disponible en boîtes de 25 dispositifs stériles à usage unique avec des aiguilles de calibre 21 à l'encre UV rose ou noire. Une boîte de 10 compte-gouttes à encre noire stérile à usage unique est également disponible (aiguilles non incluses).

Disponible à la vente aux États-Unis et au Canada. Contactez le service des ventes pour toute question concernant d'autres zones géographiques.


CES PRODUITS N'ONT PAS OBTENU LE MARQUAGE CE

RT-4426-OUVN	InkAlign, UV rose, boîte de 25 applicateurs*
RT-4426-OBKN	InkAlign, UV noire, boîte de 25 applicateurs*
RT-4426-DBK	InkAlign, compte-gouttes, noir, qté 10/boîte
RT-4426-UVTL-02	Lampe de tatouage UV, 25 mm P x 89 mm H

*Comprend des aiguilles hypodermiques stériles de calibre 21 de qualité chirurgicale.



Encre UV rose sous lumière naturelle



Encre UV rose pour un tatouage apparaissant sous la lumière UV



Disponible en encre UV rose ou noire



Lampe de tatouage UV

Marqueurs Suremark™

Suremark

Les marqueurs Suremark sont utiles pour faire la distinction entre l'ombre du mamelon et une lésion.

MTSL10	Taille de bille de 1,0 mm, Qté 110/boîte
MTSL15	Taille de bille de 1,5 mm, Qté 110/boîte
MTSL20	Taille de bille de 2,0 mm, Qté 110/boîte
MTSL25	Taille de bille de 2,5 mm, Qté 110/Boîte

Powermark™

Les marqueurs Powermark conservent les avantages des marqueurs Suremark et comportent des billes de plomb de plus grande taille assurant la visibilité dans la radiothérapie.

MTSL30	Taille de bille de 3,0 mm, Qté 50/boîte
MTSL40	Taille de bille de 4,0 mm, Qté 50/boîte

Suremark Wire


Le Suremark Wire sert à marquer le tissu cicatriciel et à délimiter les nodules palpables, les grains de beauté et les points d'entrée dans les tomodensitogrammes.

MTSLW3	Largeur de fil de 0,3 mm, 336 cm
MTSLW4	Largeur de fil de 0,4 mm, 336 cm
MTSLW8	Largeur de fil de 0.8 mm, 336 cm

Suremark Tabs

Les Suremark Tabs présentent les avantages des marqueurs Suremark avec une fonctionnalité de patte supplémentaire.


MTSL15T	1,5 mm, Qté 110/Boîte
MTSL20T	2,0 mm, Qté 110/Boîte



Marqueurs Suremark

Visionmark™


Les marqueurs Visionmark sont des marqueurs non métalliques spécialement formulés dont la performance est constante et précise dans une variété d'applications. Excellent outil pour distinguer l'ombre du mamelon de la lésion, le Visionmark réduit le besoin de répéter les examens.



MTSLV20	Taille de bille de 2,0 mm, Qté 110/boîte
MTSLV25	Taille de bille de 2,5 mm, Qté 110/Boîte
MTSLV30	Taille de bille de 3,0 mm, Qté 50/boîte
MTSLV40	Taille de bille de 4,0 mm, Qté 50/boîte
MTSLV50	Taille de bille de 5,0 mm, Qté 50/boîte

Marqueur TDM et fil marqueur TDM

La nouvelle formule bleue du marqueur TDM est spécifiquement conçue pour la tomodensitométrie et ne cause pas d'artefact.



MTCT23	Taille de bille de 2,3 mm, Qté 110/boîte
MTCT40	Taille de bille de 4,0 mm, Qté 50/boîte
MTCTW10	Ligne de 1,0 mm, 300 cm
MTCTW20	Ligne de 2,0 mm, 300 cm
MTCTCR3	Croix, 1,2 cm, Qté 50/Boîte

Marqueurs IRM LiquiMark™

Les marqueurs de repère LiquiMark ne sont pas composés de métal ni de latex de caoutchouc naturel, et ils fonctionnent de manière constante et précise dans une variété d'applications. Qté 40/Boîte.



MTSLLM1	8 mm ronds - pour les zones à faible champ de vision
MTSLLM2	Tube de 15 mm - pour les extrémités, les tissus mous et la sein

Marqueurs Suremark

Marqueurs de cicatrice Clearline™

Les marqueurs de cicatrice de faible densité Clearline permettent une délimitation distincte des cicatrices et d'autres zones préoccupantes sans masquer les micro-calcifications dans la mammographie. Ces marqueurs sont non métalliques et sont spécialement formulés pour éliminer la diffusion dans les applications TDM.

MTSLCL20	Lignes semi-transparentes de 2,0 mm, 320 cm
MTSLCL25	Lignes semi-transparentes de 2,5 mm, 203 cm

Suremark Relief Tabs

Les Suremark Relief Tabs ont un centre sans adhésif unique qui ne colle pas aux zones sensibles de la peau.

MTSL25RT	2,5 mm, Qté 110/Boîte
----------	-----------------------


Marqueurs portaux

Lot de rubans marqueurs conçus pour délimiter la zone de traitement. Ce produit est utile pour planifier de multiples champs de traitement.

- Durable
- Confortable
- Minimise le tatouage
- Résiste à l'eau

CES PRODUITS N'ONT PAS OBTENU LE MARQUAGE CE

MTPM150	Isocentre, 18 isocentres et 6 lignes de champ, 50 feuilles
MTPM350	Étiquette transparente de 25 mm pour délimiter la marque cutanée, Qté 110/boîte



Marqueurs supplémentaires



Marqueurs rectaux et vaginaux jetables

Les marqueurs ShadowForm® sont utilisés pour la simulation et la planification de tomodensitométrie. Ils sont disponibles en tant que marqueurs rectaux et vaginaux dotés d'une bonne flexibilité. Ils comportent une poignée en T et sont faciles à enlever pour l'insertion de baryum en option.

- Les matériaux assurent le confort du patient et sont faciles d'emploi
- Visibles sur n'importe quelle modalité de rayonnement X
- Jetables, à usage unique

CES PRODUITS N'ONT PAS OBTENU LE MARQUAGE CE

MTZM1710	Marqueurs rectaux jetables, 10 cm de long Qté 10/boîte
MTZM1740	Marqueurs rectaux jetables, 38 cm de long Qté 10/boîte
MTZM1735	Marqueurs vaginaux jetables, 18 cm de long Qté 10/boîte



Règles d'installation

Excellente aide pour l'installation des patients. Ces règles commencent à « 0 mm » du bord. À titre de référence uniquement.

CQRULEUR	Qté 1
----------	-------


Marqueurs supplémentaires



Marqueurs DecoColor™

Marqueurs à peinture à l'huile sans acide, sans plomb et non toxiques. Disponible dans un assortiment de couleurs.
(Les marqueurs DecoColor sont destinés à être utilisés pour le marquage des masques et des coques, et non pour le marquage direct sur la peau.)

RT-4420-DCWT	Ligne fine, blanc, Qté 12
RT-4420-DCBL	Ligne fine, bleu, Qté 12
RT-4420-DCVT	Ligne fine, violet, Qté 12



Marqueurs Sharpie®

Les marqueurs Sharpie à pointe fine à séchage rapide et sans acide sont certifiés ACMI non toxiques.
(Les marqueurs Sharpie sont destinés à être utilisés pour le marquage des masques et des coques, et non pour le marquage direct sur la peau.)

RT-4420-SPBK	Noir, Qté 1
RT-4420-SPBL	Bleu, Qté 1
RT-4420-SPGN	Vert, Qté 1
RT-4420-SPRD	Rouge, Qté 1

MRSeries™

Référez-vous toujours à l'étiquette du produit pour déterminer si l'appareil est sans danger dans un environnement IRM ou s'il présente une compatibilité conditionnelle à la résonance magnétique.



Plateaux de table Universal Couchtop IRM

Les plateaux de table IRM Universal Couchtop sont fabriqués en fibre de verre et comportent une indexation Prodigy 2 en incréments de 7 cm. Universal Couchtop est disponible sur la plupart des principaux modèles de tomodensitométrie, IRM, Proton et LINAC pour offrir un transfert transparent de l'imagerie au traitement.

- La MR Lok-Bar offre la possibilité d'utiliser des dispositifs existants compatibles avec l'IRM et compatibles avec l'IRM sous certaines conditions en les indexant au plateau de table
- Voir pages 6 à 23 pour plus d'informations sur Universal Couchtop.



PLATEAU DE TABLE UNIVERSAL COUCHTOP IRM POUR :	STYLE D'INDEXATION	LOK-BAR COMPATIBLE	RÉF.
SIEMENS			
MAGNETOM Vida, Skyra 3T (avec masque de fixation Type-S & Posifix)	Prodigy 2	MTIL6054	MTM3004
MAGNETOM Sola, Aera 1.5T (avec masque de fixation Type-S & Posifix)	Prodigy 2	MTIL6054	MTM3004
CANON			
Vantage Galan 3T	Prodigy 2	MTIL6054	-
Vantage Orian 1,5T	Prodigy 2	MTIL6054	-

Contactez Canon Medical pour obtenir davantage d'informations

MR Lok-Bar

Les MR Lok-Bars vous permettent d'indexer les dispositifs compatibles avec l'IRM ou compatibles avec l'IRM sous certaines conditions à votre plateau de table IRM.

MTIL3351	Interloc 50 cm
MTIL3352	Interloc 53 cm
MTIL3454	Prodigy 50 cm
MTIL6054	Prodigy 2, 53 cm

Lok-Bar à deux broches MR-LINAC Elekta Unity

MTULB001	
MTULB002	QA Lok-Bar contient un support d'espacement pour une base stable et constante

Plateau de table et porte-antenne INSIGHT MR

INSIGHT COMPATIBLE AVEC LES TABLES SIEMENS MAGNETOM AERA, ALTEA, LUMINA, SKYRA, VIDA ET SOLA

Le plateau de table et les porte-antennes INSIGHT MR sont conçus pour permettre une IRM dans la même position que le traitement, prenant en charge les techniques de fusion IRM/TDM ainsi que l'IRM seule.

PLATEAU DE TABLE IRM

- Présente des encoches d'indexation Varian Exact® tous les 70 mm
- Compatible avec les masques thermoplastiques tête seule et tête, cou et épaules de type S

PORTE-BOBINE

- Conçu pour positionner les bobines corps et tête permettant au patient de subir une imagerie dans la même position que celle du traitement
- Les porte-bobines prennent en charge les scanners utilisant les bobines Flex 4, Body 6 et Body 18

RT-4700-10 Comprend le plateau INSIGHT MR, le porte-bobine tête et le porte-bobine corps

COMPATIBLE INSIGHT AVEC LES SCANNERS SIEMENS MAGNETOM FREE.MAX

Le plateau de table et les porte-antennes INSIGHT MR et le porte bobine sont conçus pour permettre une IRM dans la même position que le traitement.





PLATEAU DE TABLE IRM

- Présente des encoches d'indexation Varian Exact® tous les 70 mm
- Compatible avec les masques thermoplastiques tête seule et tête, cou et épaules de type S

PORTE-BOBINE

- Le porte bobine tête positionne une bobine IRM antérieure à proximité immédiate de la tête du patient sans perturber l'anatomie

RT-4700-20 Comprend le plateau de table INSIGHT IRM et le porte-bobine tête




Dispositif multifonction Alta

ÉLEVER VOTRE FLUX DE TRAVAIL

Alta est une solution tout-en-un qui s'adapte rapidement à un large éventail de configurations, pour une expérience plus conviviale et ergonomique.

- Combine les fonctionnalités de plusieurs dispositifs
- Fiable et reproductible
- Installations rapides et efficaces
- Peut être étendu au-delà de l'extrémité de la table pour une meilleure dosimétrie de la tête et du cou
- Léger-5,4 kg
- Compatible IRM, TDM et avec les traitements


Voir les pages 41 à 43 pour obtenir plus de détails.



Plateforme tout-en-un TotalRT

La plateforme tout-en-un TotalRT est conçue pour adapter rapidement les solutions de positionnement et d'immobilisation à votre configuration clinique et à vos besoins de traitement. La plateforme peut être indexée sur une table, créant ainsi une solution tout-en-un et permettant une transition transparente entre les traitements des patients.

Voir les pages 44 à 45 pour obtenir plus de détails.



Plateaux de table

Les plateaux de table IRM sont en fibre de verre avec un centre en mousse, offrent des options d'indexation Prodigy et Interloc et sont compatibles avec une MR Lok-Bar.

PLATEAU DE TABLE IRM POUR :	STYLE D'INDEXATION	LOK-BAR COMPATIBLE	RÉF.
PHILIPS			
Ingenia Ambition, Ingenia Elition	Interloc	MTIL3352 (2 inclus)	MTM3404
GE			
Wide Bore (750W ou 450W) avec GEM	Interloc	MTIL3352 (1 inclus)	MTM3302
SIEMENS			
Aera, Skyra, Vida, Prisma (avec fixation de masque Type-S)	Prodigy	MTIL3454 (1 inclus)	MTM3002
Aera, Skyra, Vida, Prisma (avec fixation de masque Posifix)	Prodigy	MTIL3454 (1 inclus)	MTM3003

Antenne Encompass 15 canaux pour IRM

OPTIMISÉE POUR UNE UTILISATION AVEC LE SYSTÈME D'IMMOBILISATION ENCOMPASS IRM SRS

L'antenne pour tête Encompass 15 canaux est spécialement conçue pour s'adapter au positionnement de haute précision du système d'immobilisation Encompass IRM SRS.

La géométrie réglable de l'antenne situe les éléments de l'antenne à quelques millimètres de l'anatomie unique de chaque patient, ce qui permet d'optimiser le rapport signal/bruit et de fournir des informations d'imagerie en soutien d'une planification précise du traitement SRS lorsqu'elle est utilisée avec le système d'immobilisation Encompass SRS IMR.

L'immobilisation dans le système Encompass SRS permet une réduction du mouvement pour une meilleure visualisation des détails fins, ce qui réduit le besoin d'acquisitions répétées. Les IRM obtenues avec le système Encompass SRS peuvent être utilisées pour la planification du traitement SRS, y compris les techniques IRM uniquement et de fusion IRM.


Remarque : L'antenne Encompass est utilisée avec le dispositif Encompass IRM uniquement pour l'imagerie. L'antenne Encompass n'est pas destinée au traitement. Le dispositif Encompass peut être utilisé à la fois pour l'imagerie et le traitement.

RT-5200-01 Antenne Encompass 15 canaux

Dispositif autonome Encompass SRS MR

Longueur du dispositif : 1 358 mm
Manipulation du poids : 5,5 kg
Limite de poids : 249 kg, charge répartie de manière uniforme à la position maximale de surplomb indiquée sur le dispositif

RT-4600-01-MRI



Dispositifs de positionnement MRSeries


TÊTE ET COU




Système d'immobilisation
Solstat
Page 112



Dispositif tête et
cou Portrait IRM
Page 89




Plateau de table
IRM Type-S
Page 90



Plateau de table
ProForm IRM
Page 209

Cadre pour tête IRM BoS
Page 205



Plaques de base
acryliques
page Uni-frame 100
page Posifix 105



Plaque pour tête en
polycarbonate
Page 99



Thermoplastiques
Type-S Pages à 92-98
Uni-frame Pages à 101-103
Posifix Pages à 106-108
Pédiatrique Page 111
Precise Bite Page 116




Appui-tête
personnalisable
Page 114


Coussins AccuForm
Page 115



Cales tête
Pages 117-121



Stents de positionnement
oraux GrayDuck
Page 113



Espaceurs et cales MR
Page 120

Dispositifs de positionnement MRSeries

COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME SRS/SRT



Dispositif tête et cou
Encompass IRM SRS
Page 70



Système d'immobilisation
SRS IRM Solstice
Page 74

SBRT, POUMON ET ABDOMEN



Body Pro-Lok ONE
Page 49



Immobilisation SBRT Alta
Page 50



Traverse ZiFix
Page 59

SEIN ET THORAX



Plan incliné
C-Qual M
Page 130



Dispositif de traitement
du cancer du sein et du
poumon Access pour
décubitus dorsal pour IRM
Page 133



Plan
incliné Evolve
Page 137



Wing Boards
Pages 131 & 144

Dispositif de sein Access
G2 pour décubitus ventral
Page 141

Dispositifs de positionnement MRSeries

HANCHE ET PELVIS



Systèmes d'immobilisation ThermFix et HipFix
Page 148



Supports pour le genou et les pieds FlexLock
Page 152



Combifix 3
Page 153



Bellyboard IRM
Page 153
Bellyboard SofTouch Elite
Page 156

COUSSINS ET DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT DU PATIENT



Kneefix 3 et Feetfix 3
Page 155




Coussins Vac-Lok et VacQfix
Pages à 160-167



Coussins de support multifonction
Page 171



Garnitures pour table SofTouch
Page 25



Marqueurs LiquiMark IRM
Page 187


ProtonSeries®



NOUVEAU ! SYSTÈME TÊTE ET COU PRONUMBRA
LA PROCHAINE GÉNÉRATION D'IMMOBILISATION
PAR THÉRAPIE PROTONALE
Voir page 203 pour obtenir plus d'informations.



CHOISIR UN SYSTÈME DE POSITIONNEMENT
DE LA TÊTE ET DU COU*



Pronumbra™
NOUVEAU !

Cadre pour tête BoS®

La prochaine génération d'immobilisation de la tête et du cou de protons est là. La conception conformée du système Pronumbra garantit les angles de faisceau de traitement les plus efficaces. Pronumbra offre des améliorations exceptionnelles par rapport à l'ancien système BoS.


Page 203

La configuration de conformation du système BoS fournit des angles de faisceaux de traitement optimaux et est devenue une norme pour l'immobilisation de la tête et du cou dans la protonthérapie au cours des 16 dernières années.

Pages 206-207

COMPATIBILITÉ AVEC COUCHTOP	Valeur kV	Valeur kV
OPTION D'EXTENSION OU D'INSERTION	Insertion, plusieurs longueurs bientôt disponibles	Oui, plusieurs longueurs
STYLE D'INDEXATION	Varian Exact	Varian Exact
OPTION DE PLATEAU DE TABLE TDM	Contacter le département des ventes	Oui
OPTION DE PLATEAU DE TABLE IRM	Contacter le département des ventes	Oui
MATÉRIAU THERMOPLASTIQUE	Fibreplast	Fibreplast et Aquaplast RT
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES DU THERMOPLASTIQUE	Ouverture pour cheveux, perf. standard, Micro-perf	Visage ouvert, ouverture pour cheveux, lambeau crânien, perf standard, micro perf
APPUI-TÊTE POSTÉRIEUR	Supports de cou avec coussin personnalisable	Cale tête en mousse, coussin personnalisable
OPTION DE CALES	Intégré dans le cadre, par incréments de 0,5 mm	Cale en mousse prédécoupée

*Ces dispositifs offrent de nombreuses configurations et compatibilités. Veuillez contacter votre représentant commercial pour plus d'informations.



ProForm™

ProForm™ pédiatrique

Le système ProForm offre une fixation de masque facile d'emploi et une zone de traitement homogène optimisée pour les patients atteints au niveau du SNC.

Pages 209-211

ProForm pédiatrique complète la solution ProForm pour adultes et fournit une solution entièrement optimisée pour le positionnement de vos patients pédiatriques.

Pages 212-213

Universal Couchtop	Universal Couchtop
Oui, plusieurs longueurs	Oui
Prodigy 2	Prodigy 2
Oui	Oui
Oui	Oui
Aquaplast RT	Aquaplast RT
Œil et bouche prédécoupés, ouverture faciale, renforcé, ouverture pour cheveux, plein	Œil et bouche prédécoupés, ouverture faciale, renforcé
Coussin personnalisable	Coussin personnalisable
Cale AccuForm	Cale AccuForm



Table kVue One Proton

La table kVue One Proton est rigide, légère et spécialement conçue pour être utilisée avec une table robotisée, qui est fréquemment utilisée dans les applications de protonthérapie. La plateforme kVue polyvalente offre une large gamme d'options de positionnement et d'immobilisation pour le traitement des tumeurs de complexités variables.

La large gamme d'inserts kVue offre aux cliniciens la flexibilité de développer et de gérer des traitements qui conviennent le mieux aux besoins thérapeutiques spécifiques d'un patient. Tous les inserts kVue sont facilement adaptés à une variété de traitements de radiothérapie en une seule solution simple.

- Spécifiquement conçu pour fournir une confiance de décalage de gamme pour la protonthérapie
- Inserts interchangeables pour toute une gamme de traitements par protonthérapie
- À utiliser avec une table robotisée


RT-4551KV-03 Table kVue One Proton



Profil d'équivalence d'eau typique pour une table kVue One Proton

Table kVue Proton

La table Proton kVue est spécialement conçue pour être utilisée avec des tables robotisées. DE NOMBREUSES OPTIONS D'INSERTS STANDARD KVUE SONT DISPONIBLES. CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT COMMERCIAL POUR PLUS D'INFORMATIONS.



Système tête et cou kVue Pronumbra NOUVEAU !

CONÇU AVEC SOIN POUR LES PROFESSIONNELLS DE LA SANTÉ


La conception conformée du dispositif, associée à des options de positionnement personnalisable du patient, optimise la pénombre du faisceau de protons et maximise les angles de traitement pour obtenir les meilleurs résultats possibles.

FLUX DE TRAVAIL DU THÉRAPEUTE AMÉLIORÉ

Nous avons intégré des caractéristiques haut de gamme telles que Helping Hands pour des coussins de tête personnalisables, la technologie thermoplastique Integrated Shim pour un retour d'information instantané sur le réglage, et un système intuitif de broches de masque pour un réglage et un processus de traitement plus efficaces.



Réaliser une mise en forme précise du coussin pour une meilleure planification du traitement avec le dispositif innovant Helping Hands™.



Ajuster le masque dans les zones critiques à l'aide de la cale intégrée pour un contrôle précis.




Les option de cales tête d'appui-tête améliorent le positionnement du patient et l'indexation des coussins pour un meilleur confort et une meilleure précision




Des emplacements de connexion clairement visibles et un système de broche thermoplastique standard garantissent une utilisation intuitive et sans effort




RT-4536KV-100 Ensemble kVue Pronumbra, 130 cm. Comprend l'insert, les supports de cou (3 tailles), le gestionnaire de coussin Helping Hands, les adaptateurs d'épaule, les poignées InfinityLock et la barre d'indexation verrouillable.





Fibreplast avec thermoplastiques de correction intégrés

RT-C876K	Tête uniquement, microperf, 3,2 mm, Qté 5/Boîte
RT-C889K	Tête uniquement, Perf standard, 3,2 mm, Qté 5/Boîte
RT-C878K	Tête, cou et épaules, microperf, 3,2 mm, Qté 4/Boîte
RT-C829K	Tête, cou et épaules, perf. standard, 3,2 mm, Qté 4/Boîte



Support de cou Pronumbra

RT-4536-NS40	40 mm
RT-4536-NS50	50 mm
RT-4536-NS65	65 mm



Adaptateurs pour épaule Pronumbra

RT-4536-SA01



Poignées InfinityLock™

RT-4800-04



Coussins AccuForm

MTACL2035	20 x 35 cm
MTACL2035HF	20 x 35 cm chanfreiné



Barre d'indexation verrouillable

RT-4551BAR-05

Système Tête & Cou kVue BoS




Inserts BoS

Les inserts kVue BoS sont spécialement conçus pour répondre aux exigences uniques de la protonthérapie pour l'immobilisation du patient et la transmission de faisceau. Le dispositif BoS est conçu pour soutenir le patient de manière rigide sans utiliser de base plate qui empêche l'utilisation d'angles de faisceaux de protons importants.

La configuration de conformation est conçue pour réduire au maximum la distance entre le patient et l'ouverture définissant le champ, optimisant ainsi la pénombre du faisceau de protons.

Les inserts kVue BoS sont disponibles en deux longueurs supplémentaires. La version plus courte nécessaire pour traiter les champs du vertex dans certaines configurations de tables robotiques et une version plus longue nécessaire pour traiter les champs rachidiens inférieurs chez les patients grands.

RT-4535KV	Longueur standard, 132 cm
RT-4535KV01	Longueur plus courte, 121 cm
RT-4535KV03	Longueur plus longue, 158 cm



Cadres pour tête BoS

Le cadre pour tête BoS est conçu pour soutenir le patient de manière rigide sans utiliser de base plate qui empêche l'utilisation d'angles de faisceaux de protons importants. Le cadre pour tête d'IRM BoS permet une imagerie TDM et IRM améliorée tout en facilitant l'utilisation des techniques d'arthrodèse TDM.

RT-4535BOSMRI	Cadre pour tête IRM BoS
RT-4535BOS	Cadre pour tête BoS



Accessoires BoS

RT-4490BOS1	Cale tête en mousse, Qté 1
RT-4485	Cale en mousse prédécoupée pour cadre pour tête BoS, Qté 1
RT-4525HGA	Poignées, paire
RT-4492U	Coussin en U pour la tête AccuForm, 20 x 35 cm



Thermoplastiques BoS

Les masques sur cette page sont jetables et vendus à l'unité. Achat obligatoire par multiples de 10.

La forme 3D innovante correspond au contour du dispositif BoS, qui est conçu pour répondre aux exigences uniques de la protonthérapie pour l'immobilisation du patient et la transmission du faisceau. Ces masques sont disponibles en différentes options, permettant une immobilisation de la tête et du cou ainsi que de la tête et des épaules.



Tête et cou, 24 cm de large pour les patients de petite taille

RT-1782BOS-DXS	Aquaplast RT (Extra Small), perforations standard, 2,4 mm
RT-1882KBOS-DXS	Fibreplast (Extra Small), perforations standard, 3,2 mm



Tête et cou, 26 cm de large, 3,2 mm

RT-1878BOS-D2LVS	Aquaplast RT, Micro Perf avec volet crânien
RT-1878KBOS-D2LVS	Fibreplast, Micro Perf avec volet crânien
RT-1882BOS-DVS	Aquaplast RT, perforations standard
RT-1882KBOS-DVS	Fibreplast, perforations standard



Tête et cou, tête et épaules, 3,2 mm

RT-1878KBOS-D2LSF	Tête et cou Fibreplast Open View Assure™, Micro Perf avec volet crânien, 31 cm de large
RT-1878KBOS-E2LF	Tête et cou Fibreplast Open View Assure, Micro Perf avec volet crânien, 43 cm de large




Thermoplastiques BoS

Les masques sur cette page sont jetables et vendus à l'unité. Achat obligatoire par multiples de 5.


Tête et cou, 31 cm de large, 3,2 mm

RT-1878BOS-D2LS	Aquaplast RT, Micro Perf avec volet crânien
RT-1878KBOS-D2LS	Fibreplast, Micro Perf avec volet crânien
RT-1882BOS-DS	Aquaplast RT, perforations standard
RT-1882KBOS-DS	Fibreplast, perforations standard




Tête et cou, 38 cm de large, 3,2 mm

RT-1878BOS-D2L	Aquaplast RT, Micro Perf avec volet crânien
RT-1878KBOS-D2L	Fibreplast, Micro Perf avec volet crânien
RT-1882BOS-D	Aquaplast RT, perforations standard
RT-1882KBOS-D	Fibreplast, perforations standard




Tête et épaules, 43 cm de large, 3,2 mm

RT-1878BOS-E2LS	Aquaplast RT (petit), Micro Perf avec volet crânien
RT-1878KBOS-E2LS	Fibreplast (petite), Micro Perf avec volet crânien
RT-1882BOS-ES	Aquaplast RT (petit), perforations standard
RT-1882KBOS-ES	Fibreplast (petit), perforations standard



Tête et épaules, 48 cm de large, 3,2 mm

RT-1878BOS-E2L	Aquaplast RT, Micro Perf avec volet crânien
RT-1878KBOS-E2L	Fibreplast, Micro Perf avec volet crânien
RT-1882BOS-E	Aquaplast RT, perforations standard
RT-1882KBOS-E	Fibreplast, perforations standard



La mesure est effectuée à la largeur maximale des thermoplastiques.

Universal Couchtop Longue Extension

L'Universal Couchtop est une solution moderne et complète pour les traitements de pointe dans votre clinique. Spécialement conçu pour répondre aux demandes de Proton, l'Universal Couchtop Longue Extension est sans jonction ni rail dans la région du traitement pour faciliter l'administration de la dose et couverture de la cible.

- Conception homogène pour une programmation de traitement cohérente
- Utilise l'indexation Prodigy 2 en incréments de 7 cm
- Faible atténuation et dose superficielle.
- Joint d'extension autobloquant situé à l'extérieur de la zone de traitement
- Compatible avec de nombreux dispositifs de positionnement et d'immobilisation (voir page 216)
- Garantie de 5 ans

Systèmes IBA Proteus® ONE et Proteus PLUS

Comprend une extension rectangulaire (MTIL6673) et la Lok-Bar Prodigy 2. Grande région de traitement de 149,7 cm.

MTIL6840	Série F
MTIL6841	Série L

Mevion Medical Systems Série S250™

Comprend une extension rectangulaire (MTIL6660) et la Lok-Bar Prodigy 2. Grande région de traitement de 119,7 cm.

MTIL7040	Série S250
----------	------------


Hitachi Ltd.

Solutions compatibles disponibles. Contactez-nous à Hitachi pour plus d'informations.

Extension rectangulaire

MTIL6673	164,8 cm, profil carré
MTIL6676	164,8 cm, compatible TDM
MTIL6660	134,9 cm, profil standard
MTIL6684	134,9 cm, profil carré

Voir page 10 pour les Universal Couchtops compatibles avec LINAC et TDM



Une plateforme d'immobilisation et de positionnement universelle



Profil carré



Profil standard

Immobilisation de la tête et du cou ProForm

L'extension tête et cou de Universal Couchtop ProForm se caractérise par sa géométrie qui permet un accès direct pour traiter efficacement les patients atteints au niveau du SNC. ProForm accepte un masque thermoplastique dédié, conçu pour répondre aux exigences uniques de la protonthérapie.

- La zone de traitement homogène et les bords à gradient doux réduisent la dégradation du faisceau
- La zone tête et cou fournit des points fixes qui permettent un positionnement et une sécurité reproductibles du coussin AccuForm
- Le masque thermoplastique se fixe avec un cadre de profil plus petit et une broche similaire au système Type-S



Extensions

MTIL6675K	Extension tête et cou ProForm, 136,9 cm, inclut un guide de coussin et des poignées patient UCT
MTIL6683K	Extension tête et cou ProForm, 164,9 cm, inclut un guide-coussin et des poignées patient UCT
MTIL6682K	Extension tête et cou ProForm pédiatrique, 123,7 cm, avec guide de coussin et poignées patient UCT

D'autres longueurs d'extension ProForm sont disponibles. Contactez votre représentant commercial pour plus d'informations.

Plateaux de table

Le plateau de table de TDM et photonthérapie ProForm et le plateau de table IRM permettent la simulation TDM ou l'IRM des patients qui seront traités sur l'extension ProForm Universal Couchtop, permettant une transition transparente de la simulation au traitement.

PRO300K	Plateau de table de TDM et photonthérapie ProForm, compatible avec la Lok-Bar à 2 broches, comprenant un guide de coussin ProForm, des poignées patient et une sangle de table
PRO320K	Plateau de table de IRM ProForm, compatible avec la Lok-Bar à 3 broches, comprenant un guide de coussin et des poignées patient
PRO400K	Plateau de table pédiatrique de TDM et photonthérapie ProForm, compatible avec la Lok-Bar à 2 broches, comprenant un guide de coussin ProForm et des poignées patient
PRO420K	Plateau de table ProForm IRM, compatible avec la Lok-Bar à 3 broches, comprenant un guide de coussin et des poignées patient



Extension ProForm



Extension pédiatrique




Plateau de table TDM et photon



Plateau de table IRM



Plateau de table pour tomodynamométrie et photon pédiatriques



Plateau de table IRM pédiatrique

ProForm Thermoplastic

Les masques sont vendus par boîtes de 5 et sont jetables. Les thermoplastiques ProForm sont fabriqués à partir du matériau Aquaplast RT.

FreedomView Reinforced Style 18

PRO330IM1832CL	Tête uniquement, 3,2 mm
PRO331IM1832CL	Tête, cou et épaules, 3,2 mm
PRO331IM1832CLN	Tête, cou et épaules, étroit

ClearVision 2

PRO330IM1832SG	Tête uniquement, 3,2 mm
PRO331IM1832S	Tête, cou et épaules, 3,2 mm
PRO331IM1832SGN	Tête, cou et épaules, étroit

Fixation thermoplastique de l'épaule

Deux options de fixation d'épaule sont disponibles ; la fixation supérieure standard et la fixation inférieure pour s'adapter aux patients plus grands quand un étirement supplémentaire du thermoplastique peut être nécessaire.

Non disponible pour les patients pédiatriques.



ProForm Thermoplastic

Les masques sont vendus par boîtes de 5 et sont jetables. Les thermoplastiques ProForm sont fabriqués à partir du matériau Aquaplast RT.

Reinforced Style 18

PRO330IM1832	Tête uniquement, 3,2 mm
PRO331IM1832	Tête, cou et épaules, 3,2 mm
PRO331IM1832N	Tête, cou et épaules, étroit

Reinforced Style 18 avec ouvertures pour les cheveux

PRO330IM1832PT	Tête uniquement, 3,2 mm
----------------	-------------------------

Perforations standard

PRO330	Tête uniquement, 3,2 mm
--------	-------------------------

Plein avec trou pour le nez

PRO330SPN32	Tête uniquement, 3,2 mm
-------------	-------------------------

Film d'enregistrement

PRO340	Qté 5
--------	-------

Coussin AccuForm

MTACL2035	Chanfreiné 20 x 35 cm, Qté 1
-----------	------------------------------


Thermoplastiques pédiatriques ProForm

Les masques sont vendus par boîtes de 5 et sont jetables. Les thermoplastiques ProForm sont fabriqués à partir du matériau Aquaplast RT.



FreedomView Reinforced Style 18

PRO430IM1832CL	Tête uniquement pédiatrique, 3,2 mm
PRO431IM1832CL	Tête, cou et épaules pédiatrique, 3,2 mm



ClearVision 2

PRO430IM1832SG	Tête uniquement pédiatrique, 3,2 mm
PRO431IM1832SG	Tête, cou et épaules pédiatrique, 3,2 mm




Thermoplastiques pédiatriques ProForm

Les masques sont vendus par boîtes de 5 et sont jetables. Les thermoplastiques ProForm sont fabriqués à partir du matériau Aquaplast RT.




Reinforced Style 18

PRO430IM1832	Tête uniquement pédiatrique, 3,2 mm
PRO431IM1832	Tête, cou et épaules pédiatrique, 3,2 mm



Perforations standard

PRO430	Tête uniquement pédiatrique, 3,2 mm
--------	-------------------------------------



Film d'enregistrement

PRO440	Pédiatrique, Qté 5
--------	--------------------



Coussin AccuForm

MTACL2035	Chanfreiné 20 x 35 cm, Qté 1
-----------	------------------------------

BoS AirShuttle à utiliser avec le système Symphony AirDrive

Une solution Symphony associe un dispositif de positionnement et de transfert AirShuttle à un système AirDrive pour assurer des transferts de patients en douceur pour les applications d'imagerie et de traitement. Conçue pour la protonthérapie, la configuration de conformation de la chambre d'injection AirShuttle optimise la pénombre et limite l'obstruction des angles importants du faisceau de protons. Utilisé en association avec le système Symphony AirDrive, il facilite les transferts en douceur des patients pour les procédures d'imagerie et de traitement.

- Transférez votre patient en toute sécurité avec un personnel clinique minimal
- Transfert sur et hors d'une grande variété de surfaces, y compris les garnitures et les matelas recouverts de draps
- Le positionnement du patient peut inclure une immobilisation, si nécessaire
- Compatible avec l'IRM
- Conçue pour la protonthérapie, la configuration de conformation du dispositif optimise la pénombre et limite l'obstruction des angles importants du faisceau de protons

Voir page 29 pour les systèmes AirDrive



RT-5100-04 BoS AirShuttle

Ensembles BoS AirShuttle

Les deux ensembles comprennent : Poignées de transfert AirShuttle (x2), barres d'indexation AirShuttle (x2), surface de support pneumatique BoS (rechange)

RT-5100-400 avec AirDrive Trolley

RT-5100-400S avec AirDrive Caddie



AirDrive Trolley



AirDrive Caddie

Système kVue Portrait Proton

Insert Portrait Proton

L'insert kVue Portrait Proton est idéal pour les traitements de protonthérapie cérébrospinale lorsque les champs latéraux de l'encéphale sont combinés aux champs rachidiens PA.

- La conception homogène en fibre de carbone fournit un équivalent d'épaisseur d'eau (WET) constant du crâne au sacrum
- Compatible avec les masques thermoplastiques Type-S tête uniquement et tête et épaules (voir pages 92 à 98)

RT-4552KV-01 Insert Portrait Proton




Accessoire Portrait

RT-4525HGA Poignées, paire

RT-4492U Coussin de tête en U AccuForm, 20 x 35 cm, Qté 1

Voir page 102 Appui-tête Silverman Série Q



Dispositifs de positionnement supplémentaires ProtonSeries

TÊTE ET COU



Stents de positionnement oraux GrayDuck
Page 113

SEIN ET THORAX



C-Qual M avec le positionneur de bras vertical Monarch
Page 130

POUMONS ET ABDOMEN



Ceinture respiratoire Body Pro-Lok ONE
Page 49

HANCHE ET PELVIS



Combifix 3
Page 153

COUSSINS POUR PATIENT



Coussins Vac-Lok
Pages 160 & 161

MARQUEURS DE REPÈRE



PolyMark et PointCoil
Page 176

ACCESSOIRES UCT



Poignées pour le patient Universal Couchtop
Page 13

Accessoires, dispositifs et rangements



Bolus



Bolus

Le bolus (Bolx® et Bolx II®) est à base de gel solide, équivalent tissu. Il ne s'affaisse pas, ne se déforme pas et ne coule pas. Le bolus est disponible « sans peau » ou enveloppé dans une couche résistante de « peau » plastique fine.



Ciseaux en quantité illimitée

RT-4932

TAILLE	ÉPAISSEUR	BOLUS SANS PEAU	BOLUS AVEC PEAU
30 x 30 cm	0,3 cm	-	31033030
	0,5 cm	32052	31052
	1,0 cm	32102	31102
	1,5 cm	32152	31152
	2,0 cm	32202	31202
30 x 50 cm	0,5 cm	-	31053050
	1,0 cm	-	31103050
15 x 15 cm	0,5 cm	-	31051
	1,0 cm	-	31101
	1,5 cm	-	31151
40 x 40 cm	0,5 cm	-	31054040
	1,0 cm	-	31104040

Feuilles et granulés thermoplastiques

visioph^{rt} COMPATIBLE

Feuilles thermoplastiques Aquaplast RT et granulés thermoplastiques Adapt-It

Utilisé pour les zones difficiles à former telles que : la paroi thoracique, le nez, la parotide, l'aine, les oreilles et toute caractéristique anatomique irrégulière en surface. Les caractéristiques d'atténuation sont comparables à celles d'autres produits à base de polymère. Les deux produits se ramollissent dans de l'eau chaude ou dans un four RapidHeat. Il réduit le temps de configuration et réduit les vides d'air ainsi que la variabilité d'un jour à l'autre. Les feuilles thermoplastiques sont disponibles dans une grande variété de tailles et d'épaisseurs supplémentaires.

Consultez la déclaration de compatibilité de Vision RT en quatrième de couverture.



RT-1910-4	Feuille thermoplastique, 4,8 mm, 200 mm x 230 mm
RT-1913-2	Feuille thermoplastique, 2,4 mm, 300 mm x 300 mm
RT-1913-3	Feuille thermoplastique, 3,2 mm, 300 mm x 300 mm
RT-1913-4	Feuille thermoplastique, 4,8 mm, 300 mm x 300 mm
RT-1922	Feuille thermoplastique, 4,8 mm, 450 mm x 600 mm
RT-1931-4	Feuille thermoplastique, 4,8 mm, 300 mm x 450 mm
RT-7001	Granulés thermoplastiques Adapt-It, sac de 0,45 kg
RT-7003	Granulés thermoplastiques Adapt-It, sac de 1,36 kg






Bol à granulés

Idéal pour chauffer la quantité souhaitée de granulés Adapt-it dans un four à air chaud ou dans un bain marie. Le bol compact et léger peut contenir environ 0,22 kg de granulés et peut être complètement étendu à une hauteur de 5 cm, ou 1,27 cm lorsqu'il est affaissé à plat.

RT-2075-PB Bol à granulés (125 ml)

Assurance qualité



Iso-Align™

Iso-Align est un dispositif d'assurance qualité polyvalent conçu pour faciliter la vérification secondaire de routine des accélérateurs linéaires et des lasers de la salle. Iso-Align contient un paquet de films pratiques pour la vérification du rayonnement et du champ lumineux. L'outil de rotation excentré Iso-Point de l'IsoAlign permet de vérifier facilement et précisément l'isocentre mécanique du portique. En outre, Iso-Align peut être utilisé pour vérifier divers aspects des accélérateurs linéaires et des lasers de la salle, incluant :

- Alignement de tous les lasers
- Précision de lecture de l'angle de rotation du collimateur et de la table/table
- Précision de l'alignement du champ lumineux et de la lecture des mâchoires
- Isocentre mécanique des collimateurs et des tables/tables de traitement
- Précision de l'indicateur de distance optique (Optical Distance Indicator, ODI) à diverses distances
- Alignement de la grille du cliché de repérage
- Coïncidence du rayonnement et du champ lumineux à divers angles du portique
- Isocentre de rayonnement des collimateurs, supports mobiles et tables/tables de traitement

MTIAD1

Dispositif AQ de laser de simulation TDM TG66

Ce dispositif unique est utilisé pour compléter les vérifications d'assurance qualité secondaires des scanners TDM et des lasers de la salle, conformément aux recommandations du protocole TG66 d'AAPM. Facilement indexable à la table TDM, cet outil aux repères clairs aide à effectuer divers contrôles d'assurance qualité importants, incluant :

- Alignement des lasers Gantry
- Espacement et orientation des lasers de la salle
- Confirmation d'une orientation nivelée et orthogonale la table

MTTG66 Nécessite (Qté 2) une Lok-Bar à deux broches ou une barre d'indexation

Accessoires et dispositifs



Protecteurs de testicules

Les protecteurs de testicules sont conçus pour réduire le rayonnement diffusé vers les testicules. Chaque unité est conçue pour fournir une paroi de plomb d'une épaisseur de 1,27 cm et comporte un secteur ouvert assurant une fixation confortable au patient. Toutes les surfaces sont enduites de peinture en polyuréthane.

Les parties inférieures et supérieures du protecteur sont retenues par les deux sangles en caoutchouc ou un ruban nylon prévu à cet effet. Quand le support de protecteur de testicules est utilisé, aucune sangle n'est nécessaire.

CES PRODUITS N'ONT PAS OBTENU LA MARQUE CE

MTTSS	Petite taille, Qté 1
MTTSM	Taille moyenne, Qté 1
MTTSL	Grande taille, Qté 1

Support de protecteur de testicules

Ce support réglable augmente le confort du patient tout en soulevant ou en abaissant le protecteur. Un bouton de réglage manuel facilite le positionnement vertical à partir de 2,54 à 25,4 cm. Ce support peut être utilisé pour les traitements antérieurs et postérieurs.

CE PRODUIT N'A PAS OBTENU LA MARQUE CE

MTTSST2

Anneaux Grip Rings™

Les anneaux Grip Rings offrent une mesure de sécurité et de confort au patient. Le vinyle bleu résistant est lisse et facile à nettoyer avec la plupart des solutions antibactériennes. Les anneaux Grip Rings sont vendus individuellement et par pack.

CE PRODUIT N'A PAS OBTENU LA MARQUE CE

MTVIP181	Anneau de préhension petit (enfants et petits adultes, diamètre intérieur de 7,5 cm)
MTVIP182	Anneau de préhension moyen (mains adultes de taille moyenne, diamètre intérieur de 10,8 cm)
MTVIP183	Anneau de préhension grand (mains et pieds adultes, 15 cm de diamètre intérieur)
RT-4487G-083	Anneau de préhension XL (grands pieds ou pieds avec chaussures)
MTVIP166	Lot de 3 anneaux de préhension (7,6, 10,8 et 15,4 cm de diamètre interne)
MTVIP1664	Lot de 4 anneaux de préhension (7,6, 10,8, 15,4 et 20,3 cm de diamètre interne)

Accessoires et dispositifs



Règles d'installation

Excellente aide pour l'installation des patients. Ces règles commencent à « 0 » à partir du bord et l'unité de mesure est le millimètre. À titre de référence uniquement.

CQRULEUR	Qté 1
----------	-------



Soins dermatologiques ALRA

Cette gamme spéciale de produits dermatologiques est conçue pour fournir des soins délicats et efficaces aux patients subissant une radiothérapie. La crème hydratante contient de l'aloë vera, de la lanoline, de la vitamine E, du collagène et de l'allantoïne. Elle est non parfumée. Contrairement aux antisudorifiques réguliers, le déodorant ALRA ne contient aucun ingrédient métallique susceptible d'interférer avec le rayonnement. Il contient de l'huile de cyprès astringente naturelle et du lichen bactéricide naturel. Les patients peuvent commander les produits ALRA directement chez nous (en Amérique du Nord uniquement).

CES PRODUITS N'ONT PAS OBTENU LA MARQUE CE

MTCBALRASL4	Lotion thérapeutique, 4 oz (118,3 ml)
MTCBALRAD	Déodorant non métallique



Sangle de table

La sangle de table assure le contrôle, la sécurité et le confort du patient avec un matériau résistant et doux au toucher. La sangle de table comporte une fixation réglable bilatérale constituée d'une boucle Velcro®. Elle peut être lavée et stérilisée. Emballés individuellement. 10 cm de largeur et 189 cm de longueur.

CE PRODUIT N'A PAS OBTENU LA MARQUE CE

MTVIP173

Accessoires et dispositifs



Brides péniennes

CES PRODUITS N'ONT PAS OBTENU LA MARQUE CE

MTVIPU414R	Bride Cunningham, standard
MTVIPU414L	Bride Cunningham, grande
MTVIPU413	Bride Zipser (photo de droite)



Planche de transfert du patient

La planche de transfert du patient est conçue pour faciliter le transfert du patient d'un lit ou d'une civière à une table de traitement avec un minimum d'effort. La planche est en polyéthylène durable.

CE PRODUIT N'A PAS OBTENU LA MARQUE CE

MTVIP40



Pieds à coulisse

Les pieds à coulisse corporels peuvent être utilisés pour les distances de haut de table afin de déterminer l'axe central et les mesures hors axe. L'orientation du pied à coulisse réversible facilite la détermination des séparations telles que les latérales, les obliques et les mesures hors table. La large base assure la perpendicularité par rapport au-dessus de table. Les codes couleurs sur les deux côtés de la règle évitent la confusion dans son orientation.

Fabrication en aluminium usiné avec précision et finition or. Les composants sont forgés à la main, chambrés et assemblés à l'aide de vis en acier assurant solidité et stabilité. La règle imprimée par sérigraphie facile à lire est protégée de l'usure par un indicateur de règle coulissant évidé.

CES PRODUITS N'ONT PAS OBTENU LA MARQUE CE

MTBC45	Pied à coulisse corporel, 45 cm
MTBC55	Pied à coulisse corporel, 55 cm

Solutions de rangement



Support mural

Conçu pour stocker votre Alta, votre plateau de table QUANTUM TDM, DoseMax, Low-e, votre dispositif de sein Access pour décubitus ventral, votre dispositif pour cou et tête AccuFix et votre dispositif intracrânien, tête et cou Portrait.

RT-4543WALL



Support mural illustré avec des dispositifs compatibles

Support de plateau de table

Le support de plateau de table est idéal pour les salles de tomodensitométrie partagées où l'espace est limité. Le support de plateau de table est un moyen rapide et efficace de ranger et protéger votre plateau de table de tomodensitométrie entre les utilisations. La base et la plaque munie de sangles se montent facilement au mur pour fournir un accès rapide et un rangement à l'écart. Les sangles supérieures immobilisent le plateau de table entre les utilisations.

MTIL1104



Dispositif de stockage Universal Couchtop Longue Extension

MTIL6000SU Jusqu'à quatre longues extensions

MTIL6100SU Pour une longue extension (inclus dans l'ensemble UCT LE)



Solutions de rangement



Rangement mural du Combifix

013115 ne pas utiliser dans un environnement d'IRM



Rangement mural de bellyboard

Compatible avec la bellyboard en fibre carbone et la bellyboard MRSeries

013140

Rangement pour plaque de base nez, tête, cou et épaules

Stockage sur plaque de base à deux broches, compatible avec les plaques de base Posifix à deux broches et Posirest et la plupart des autres plaques de base compatibles avec les deux broches

013159



Dispositif de stockage mural pour plan incliné C-Qual & Evolve

Un support mural pratique est disponible pour le rangement des plans inclinés C-Qual M, C-Qual et Evolve.

013156



Base de rangement ONEBridge

Maintient le ONEBridge en position verticale. Conçue pour être placée sur une table ou un chariot.

BPL005



Supports de rangement Vac-Lok

Ces supports compacts servent à ranger les coussins moulés et gonflés. Des crochets « S » en plastique sont disponibles pour accrocher les coussins.

MTVL401 Support de rangement, double largeur

MTVL402 Roulettes pour MTVL401, Qté 4

MTVLHOOK Crochets « S », Qté 10



Solutions de rangement



Chariot de rangement

Excellente option pour le stockage des inserts kVue, Encompass, Portrait, BoS, Access 360, DoseMax et Low-e.

RT-4551CART Le chariot de rangement se compose de quatre sections pour accueillir plusieurs appareils

Chariot pour accessoires mobile

Ce chariot pour accessoires a été spécialement conçu pour ranger une large gamme de dispositifs de positionnement et de fixation des patients. Le chariot peut contenir jusqu'à 135 kg et mesure 103,2 x 50,8 x 96 cm. Un bac de rangement en option est disponible pour ranger les plus petits articles.

MTMC020	Chariot pour accessoires mobile
20MC02005	Bac de rangement

Four à chaleur sèche/Pied à bain-marie **NOUVEAU !**

Le support de bain marie/four à chaleur sèche en acier inoxydable est un moyen efficace de stocker ou de transférer un four à chaleur sèche ou un bain marie dans et entre les salles de traitement. Le support peut être remplacé par un chariot mobile en assemblant un ensemble de quatre roulettes verrouillables.

Dimensions (L x P x H)
Sans roulettes : 91,44 x 76,2 x 60,96 cm
Avec roulettes : 91,44 x 76,2 x 71,12 cm

Capacité de charge
Sans roulettes : 340 kg
Avec roulettes : 226 kg
Plateau inférieur : 79 kg

RT-2111C	Support de four à chaleur sèche/bain marie
RT-2111C-WLS	Roulettes verrouillables (illustrées, vendues séparément), Qté 4



Index

A

Accessoires pour table Universal Couchtop **13**
Access pour décubitus dorsal **133**
AccuForm chanfreiné **115**
Accusyte **180**
Adaptateur de plateau iBEAM **90,105**
Adaptateur de thermoplastique de sein **135**
Adaptateur Posi-S RM **89**
Adaptateur pour tête Pro Posifix **138**
Adaptateurs **121**
Adaptateurs d'indexation directe **121**
Adaptateur Silverman pour dispositifs pour le sein et ArmShuttle **136**
Adaptateurs pour épaule Pronumbra **204**
Adaptateur SRS **76**
Adaptateurs thermoplastiques pour tête & épaule Portrait **135**
AirShuttle et AirDrive **29**
ALRA Skin Care **222**
Alta AirShuttle **32**
Alta Multipurpose Device **41,42**
Alta pour pelvis **150**
Anneaux de prise en main **221**
Aquaplast RT **84**
Aquaplast RT Aqua-Brief **150,151**
Arceaux et plaque InfinityLock **63**
ArmShuttle Elite **134**
Monarch Overhead Arm Positioner **131**
Supports de bras et de poignets **134**
Wing Boards **144**

B

Bain marie **123**
Ballonnet endorectal RectalPro 75 (ERB) **158**
Bandes thermoplastiques renforcées **98,103**
Barre de positionnement verrouillable **204**
Barres d'indexation **24**
Base de rangement ONEBridge **225**
Base d'inclinaison Tilt-Pro **99**
Bellyboard en fibre de carbone **153**
Bellyboard MRSeries **153**
Bellyboards
Fibre de carbone **153**
MRSeries **153**
Rangement **225**
SofTouch Elite **156**

Bellyboard SofTouch Elite **156**
Blocs d'élévation **60**
Body Pro-Lok ONE **49**
Bolos **218**
Bolos sans peau **218**
BoS AirShuttle **33**
BrachyGel **36**
Brides péniennes **223**

C

Cadre ABS rechargeable Type-S uniquement **90**
Cadre thermoplastique Monarch **131,132**
Cale intégrée **91**
Cales **117,120**
Cale tête personnalisable **114**
Cale-tête Posifix, large **119**
Cale-tête Posifix pour procubitus **119**
Cale-têtes
AccuForm **115**
Adaptateurs **121**
Cale tête personnalisable **114**
Cale-tête Posifix, large **119**
Cale-tête Posifix pour procubitus **119**
Cale-têtes à butée prolongée **118**
Cale-têtes pédiatriques Posifix **119**
Cale-têtes Posifix pour décubitus dorsal **118**
Cale-têtes profilés Posifix **119**
Cale-têtes Silverman **117**
Cale-têtes Timo **118**
Coussin et adaptateur pour tête pour procubitus **120**

Cale-têtes à butée prolongée **118**
Cale-têtes pédiatriques Posifix **118,119**
Cale-têtes profilés Posifix **119**
Cale-têtes Silverman **117**
Cale-têtes Timo **118**
Ceinture respiratoire ONE **59**
Chariot pour accessoires **226**
ClearVision 2 **210,212**
Combifix 3 **153**
Compresseurs sous vide **170**
Contrôle qualité **220**
Coussin Clam-Lok **58**
Coussin de support pour les épaules **171**
Coussin Prone-Lok **154**
Coussin Pron-Pillo **154**
Coussins AccuForm **115,211,213**
Coussins de support multifonction **171**
Coussins pour hanche et pelvis Vac-Lok **163**

Coussins Tête et cou Vac-Lok **163**
Coussins thoraciques Vac-Lok **162**
Coussins Vac-Lok
Hanche et pelvis **163**
Helping Hands **168**
Non rectangulaire **161**
Rectangulaire **160**
Sein et thorax **162**
Supports de rangement **168,225**
Tête et cou **163**
Coussins VacQfix **60,164,165,166,167**

D

Déodorant non métallique **222**
Dispositif de contrôle qualité de laser de simulation CT TG66 **220**
Dispositif de poitrine Access G2 pour procubitus **141,142**
Dispositif de rangement Extension longue **224**
Dispositifs de positionnement MRSeries **196,197,198**

E

Ensemble d'échelles accessoires **136**
Espaceurs **120**
Espaceurs et cales **120**
Étiquettes d'identification **168**
Étriers Alpine **39**
Extension de style Varian **87,104**
Extension de tête pour table Universal Couchtop **13**
Extension Grille Longue **11**
Extension longue rectangulaire **11**

F

Feetfix 3 **60,155**
Fibreplast **84**
Film d'enregistrement **211,213**
Fixator **90**
Forme en T Vac-Lok **60,161**
Four à chauffage rapide **122**
FreedomView Style renforcé 18 **210,212**

G

Glissière Lok-Bar **23,62**

H

Helping Hands **168**

I

Indexation virtuelle **19**

Index

Indexation virtuelle kVue **19**
Indexeur VacQfix **169**
Indexeur VacQfix pour procubitus **169**
InkAlign **184**
Insert de poitrine kVue Access 360 G2 pour procubitus **18,139,140**
Inserts kVue **16,17,19,64**
INSIGHT **192**
IntegraBite **116**
Interloc Lok-Bar **22**
Iso-Align **220**

K
Kneefix 3 **60,155**

L
Lithotomy AirShuttle **31,38**
Lok-Bar Elekta Unity **191**
Lok-Bar Exact **22**
Lok-Bar Prodigy **22**
Lok-Bars **22,23,169**
Lok-Bar transversale **23,62**
Longue Extension Posifix **12**
Longue Extension Type-S **12**
Lotion thérapeutique **222**

M
Marquage du patient
 InkAlign **184**
 Marqueur de confort 2.0 **183**
 Marqueurs DecoColor **189**
 Marqueurs rectaux **188**
 Marqueurs Sharpie **189**
 Marqueurs Suremark **185-188**
 Marqueurs vaginaux **188**
 Portal Markers **187**
 Règles **188**
Marqueur de confort 2.0 **183**
Marqueur fiduciaire liquide BioXmark **181**
Marqueurs Align **178**
Marqueurs couplés **177**
Marqueurs CyberMark **178**
Marqueurs DecoColor **189**
Marqueurs de repère
 Accusyte **180**
 Marqueurs Align **178**
 Marqueurs couplés **177**
 Marqueurs CyberMark **178**
 Marqueurs de type suture **178**
 Marqueurs FlexiCoil **177**
 Marqueurs Fleximark G/T **177**

Marqueurs FusionCoil **175**
Marqueurs Or pour tissus mous **179**
Marqueurs osseux **178**
Marqueurs PointCoil **176**
Marqueurs PolyMark **176**
Marqueurs de type suture **178**
Marqueurs en or pour tissus mous **179**
Marqueurs FlexiCoil **177**
Marqueurs Fleximark G/T **177**
Marqueurs FusionCoil **175**
Marqueurs Or pour tissus mous **179**
Marqueurs osseux **178**
Marqueurs PointCoil **176**
Marqueurs PolyMark **176**
Marqueurs rectaux et vaginaux **188**
Marqueurs rectaux jetables **188**
Marqueurs Sharpie **189**
Marqueurs Suremark **185-188**
Marqueurs vaginaux **188**
Marqueurs vaginaux jetables **188**
Masques pédiatriques **97,212,213**
Matelas de table SofTouch **25**
Mousse de positionnement **172**
MR Lok-Bar **23,191**
MR Lok-Bar/Barre de localisation **62**

O
ONEBridge **49,58**

P
Personnalisation SBRT **58,59,60,61,62**
Pieds à coulisse **223**
Pieds à coulisse corporels **223**
Planche de transfert du patient **223**
Planche incliné C-Qual M **130**
Plan incliné C-Qual **132**
Plan incliné Evolve **137**
Plan incliné pour traitement en procubitus
 New Horizon **143**
Plans inclinés
 Access pour décubitus dorsal et
 Access pour décubitus dorsal RM **133**
 C-Qual **132**
 C-Qual M **130**
 Dispositif pour le sein Access G2 pour procubitus **141**
 Evolve **137**
 Insert de poitrine kVue Access 360 G2 pour procubitus **139**
 New Horizon pour procubitus **143**

Thorawedge **143**
Plaque d'ancrage d'insert kVue **14**
Plaque de base à axe variable **89,105**
Plaque de base en acrylique pour
 décubitus dorsal
 Uni-frame **100**
Plaque de base en fibre de carbone pour
 décubitus dorsal
 Posifix **105,225**
 Uni-frame **100**
Plaque de base latérale **100**
Plaque de protection pour table **14**
Plaque d'extrémité pour Varian **13**
Plaque Posicast Microperfo **108**
Plaque respiratoire **49**
Plaque respiratoire large **58**
Plaque respiratoire, large **58**
Plaque respiratoire standard **58**
Plaque respiratoire, standard **58**
Plaques de base , tête, cou et épaules **105,225**

Plaques encéphales **99**
Plateau **90**
Plateau IRM Type-S **90**
Plateau kVue CT **14**
Plateaux CT **20**
Plateaux - IMR **191,194**
Plateaux IRM **191,194**
Plateaux QUANTUM CT **20**
Plateaux - TDM **21**
Plateforme TotalIRT tout-en-un **44,45**
Pleine avec trou pour le nez **211**
Poignées InfinityLock **204**
Poignées InfinityLock™ **204**
Poignées pour patient **13,62**
Portal Markers **187**
Porte-tête décubitus ventral **100**
Portrait avec cale intégrée **91**
Posicast-Lite et Posicast-Plus **84,107**
Positionneur de bras vertical Monarch **61,131**

Precise Bite **116**
Produit de nettoyage Vac-Lok **168**
ProForm **209**
 Extension et plateaux pédiatriques **110**
 Thermoplastiques **210-213**
Protecteurs de testicules **221**
Pro Wing Board **138**

R
Réchauffeur **123**
RediFoam **171**

Index

Règles **188,222**
Rétracteur d'épaule **114,120**
Rouleau Positionneur de jambe **171**

S
Sangle de table **222**
Sangle thermoplastique pour menton **108,135**
Slate AirShuttle **33**
Solutions de stockage **224-226**
Soutien-gorge de traitement **145**
Split-Leg Vac-Lok **148**
Standard perforé **211,213**
Stents GrayDuck **113**
Style 18 renforcé **211,213**
Style 18 renforcé avec ouvertures pour les cheveux **211**
Support de cou Pronumbra **204**
Support de four à chaleur sèche/bain d'eau **122,226**
Support de protecteur de testicules **221**
Support mural C-Qual **225**
Supports de rangement Vac-Lok **225**
Supports pour les genoux et les pieds FlexLock **152**

Support thermoplastique sein **130**
Support thoracique procubitus **154**
Système de transfert de patient
 Symphony **28**
Système d'immobilisation Encompass SRS **70,71,72,77**
Système d'immobilisation HipFix **148**
 Thermoplastiques **149**
Système d'immobilisation Solstat **112**
Système d'immobilisation SRS Solstice **73,74,75**
Système d'immobilisation ThermFix **148**
 Thermoplastics **149**
Système kVue BoS Proton **205**
Système kVue Portrait Proton **215**
Système Posifix
 Extensions **104**
 Plaque de base Posifix à axe variable **105**
 Plaques de base **105,106,107**
 Thermoplastiques Posicast **111,212,213**

Système tête et cou kVue Pronumbra **203**
Système tête et cou Pronumbra **203**
Système Uni-frame
 Plaque de base latérale **100**
 Plaques de base **99,100**

Plaques de base basculantes **100**
Porte-tête décubitus ventral **100**
Thermoplastiques **101,103**

T
Table kVue **14**
Table kVue One **15**
Table kVue One Proton **202,203,204**
Table kVue Proton **202**
Tables **10,11,12,13,14**
Tables et plateaux **6**
Table Universal Couchtop 1 Pièce **10**
Thermoplastique avec cale Intégrée **92**
Thermoplastique ClearVision **95,102**
Thermoplastique perforé standard
 HipFix **149**
 Sein **130**
Thermoplastique pour épaule **75,95,108**

Thermoplastiques
 ProForm Pédiatrique **111,212-213**
 ProForm Thermoplastic **210-213**
 Thermoplastiques Posifix **106-108**
 Thermoplastiques profilés en L **109**
 Thermoplastique Type-S **92-98**
 Thermoplastique Uni-frame **101-103**
Thermoplastiques BoS **206,207**
Thermoplastiques divers **98,103**
Thermoplastiques pédiatriques ProForm **111,212,213**
Thermoplastiques Posicast **106-108**
Thermoplastiques Posicast-Lite **107**
Thermoplastiques pour le pelvis **149**
Thermoplastiques profilés en L **109**
Thermoplastiques renforcés IMRT
 HipFix **149**
 Plan incliné **130**

Thermoplastiques ZENTEC **84,96**
Thermoplastique Type-S **92-98**
Thermoplastique Uni-frame **101-103**
Thorawedge **143**
Traverse ZiFix **59**
Type-S System
 Adaptateur de plateau iBEAM **90**
 Extension de style Varian **87**
 Extensions **87**
 Fixator **90**
 Perforation standard **97**
 Plaque de base à axe variable **89**
 Plaques de base **89**
 Plateau **90**
 Plateau IRM Type-S **90**
 Plateaux **89,90**

Plateformes **88**
Thermoplastiques **92-98**
Universal Couchtop Extension Longue **87**

U
Universal Couchtop Long Extension **10,11,12,13**

W
Wing Board élargi **144**
Wing Boards **144**
 ArmShuttle Elite **134**
 Positionneur de bras vertical Monarch **131**
 Pro Wing Board **138**
Wing Board Standard **144**

Index des numéros de pièce

20CFHNPSUB1P	97	301052	60,155	BPL120	58
20CFHNSUB1P	90	301055	60,155	BPL300	57
20CFHNSUB2	90	301056	155	CHS01	114
20CFHNSUB7	90	301071	60,155	CHS02	114
20MCO2005	226	301076	154	CHS03	75,112
20VARSUB10	22	301080	143	CHS03K	74
013115	225	301081	143	CHS03MR	75
013140	153,225	301082	143	CHS03MRK	74
013156	225	301102	154	CHS03MRSGK	74
013159	105,225	301201	118	CHS03SGK	74
31051	218	301202	118	CHS04	75,112
31052	218	301203	118	CHS04K	74
31101	218	301204	118	CHS04MR	75
31102	218	301205	118	CHS04MRK	74
31151	218	301234	119	CHS04MRSGK	74
31152	218	302071MR	153	CHS04SGK	74
31202	218	302072	153	CHS05	112
32052	218	305001	118	CHS06	112
32102	218	400006	171	CHS40	112
32152	218	402422	171	CHS40K	112
32202	218	402525	171	CHS41	112
101019	105	402820	171	CHS42	112
102021	105	402848	171	CQRULER	188,222
107063	157	403024	171	GDS001	113
107065	105	772021	108,131	GDS002	113
107101MR	120	772030	107	GDS003	113
107102MR	120	772044	107	MPCM2010	183
107103MR	120	772145	107	MPCM2010INT	183
107104MR	120	924392	108	MPCM4022	183
107106MR	120	930030	107	MPCM4022INT	183
108010	104	930033	107	MT202	100
108072	105	930044	107	MT400	132
108073	90	930055	107	MT401	132
125012	153	930080	157	MT20100	100
126000	153	930145	107	MT20100CF	100
151004MR	153	970031	107,131	MT20103CF	100
151005MR	153	8003020	134	MT20104	100
301008A	119	8003415	170	MT20108	100
301022	119	11210590	181	MTACLO01	115
301023	119	31033030	218	MTACL1520	115
301024	119	31053050	218	MTACL2035	
301025BLK	89,119	31054040	218		75,112,114,115,204,211,213
301026	119	31103050	218	MTACL2035HF	
301027A	119	31104040	218		75,112,114,115,204
301029	121	BPL001	58	MTACL2035U	115
301030	118	BPL005	225	MTACL2045	115
301032	118	BPL007	58	MTACL4060	115
301033	118	BPL008	58	MTACL5865T	115
301034	118	BPL009	58	MTACL6060	115
301035	89,121	BPL010	57	MTACL14242	115
301040	171	BPL020	57	MTACLSHIM	115
301048	155	BPL026	59	MTACLTYPES1	115

MTACLYPES2	115	MTAPUIR1832	98
MTAPCID1832	75,112	MTAPUIW1824VT	102
MTAPCID1832SG	71,75,112,195	MTAPUIW1832VT	102
MTAPCIN1832	75,112	MTAPUL	100
MTAPCIN1832SG	75,112	MTAPUL2.4	100
MTAPS3.2	98	MTAPUR	98
MTAPS25	98,103	MTAPUR2.4	98
MTAPS35	98,103	MTAPUW	103
MTAPS18391	98,103	MTAPUW2.4	103
MTAPSD2.4	97	MTAPUW122.4	103
MTAPSD3.2	97	MTBC45	223
MTAPSID27NR24	96	MTBC55	223
MTAPSID27NR32	96	MTBR100LL	145
MTAPSID29NR24	98	MTBR100LR	145
MTAPSID29NR32	98	MTBR100ML	145
MTAPSID2724	96	MTBR100MR	145
MTAPSID2724VT	96	MTBR100SL	145
MTAPSID2732	96	MTBR100SR	145
MTAPSID2732SG	95	MTBR100TBC	145
MTAPSID2732VT	96	MTBR100XLL	145
MTAPSID2924	98	MTBR100XLR	145
MTAPSID2932	98	MTCB36	154
MTAPSP2.4	97	MTCBALRAD	222
MTAPSSPF	75,95,108	MTCBALRASL4	222
MTAPSSTS	75,95,112	MTCBPBITE	116
MTAPU	103	MTCBPBITES	112,116
MTAPU1.6	103	MTCBPBITETD	116
MTAPU2.4	103	MTCBPBITETDS	116
MTAPUI2	103	MTCBPBITEWRM	116,123
MTAPUI4	103	MTCBPFC	168
MTAPUI22.4	103	MTCBPLL	123
MTAPUI42.4	103	MTCFHN006	90
MTAPUD	97	MTCFHN006SUB6	90
MTAPUD002	98	MTCFHNV	87
MTAPUD2.4	97	MTCFHNVAB01	89
MTAPUD1224	98	MTCT23	186
MTAPUD1424	98	MTCT40	186
MTAPUI1824	102	MTCTCR3	186
MTAPUI1832	102	MTCTW10	186
MTAPUI1832CL	102	MTCTW20	186
MTAPUID1824	96	MTCTXFC001	175
MTAPUID1824VT	96	MTCTXFC105185	175
MTAPUID1832	96	MTCTXFC1051820	175
MTAPUID1832SG	95	MTCTXFC1051825	175
MTAPUID1832VT	96	MTCTXFC09101820	177
MTAPUID2024	98	MTCTXFC10201820	175
MTAPUID2032	98	MTCTXFC10251820	175
MTAPUID2232	98	MTCTXFC12101720	177
MTAPUID181232	98	MTCTXGT10182010	177
MTAPUID181332RD	96	MTCTXGT10182020	177
MTAPUID181432	98	MTCTXPC0605	176
		MTCTXPC08185	176

Index des numéros de pièce

MTCTXPC0819153	176	MTIL6042	10	MTIL6840	208
MTCTXPM0834	176	MTIL6044	10	MTIL6841	208
MTCTXPM101820	176	MTIL6045	10	MTIL7040	208
MTCTXPM101825	176	MTIL6046	10	MTIL662501	13,62
MTDLI2	157	MTIL6047	10	MTIL662502	13,62
MTDLIZ2	157	MTIL6048	10	MTLTBP	100
MTFA39B	171	MTIL6049	10	MTLTBP2	100
MTFA40B	171	MTIL6050	22,62	MTLTBPIAT01	100
MTFA41B	171	MTIL6051	22,23,62	MTM400	130
MTGBSUB1	144	MTIL6053	22	MTM500	138
MTGBSUB3	144	MTIL6054	22,23,62,191	MTM3002	194
MTHFI1822	149	MTIL6058	23	MTM3003	194
MTHFI18222.4	149	MTIL6100SU	224	MTM3004	191
MTHFX1822	149	MTIL6120	10	MTM3302	194
MTHFX1822S	149	MTIL6121	10	MTM3404	194
MTHFX18222.4	149	MTIL6140	10	MTMCO20	226
MTHFX18222.4S	149	MTIL6141	10	MTMRHNP	90
MTHPBBO1	143	MTIL6142	10	MTMRHNTYPES	90
MTHPBBO103	143	MTIL6152	13	MTNW887709	177
MTIAD1	220	MTIL6220	10	MTNW887710	177
MTIL1006	23,169	MTIL6240	10	MTNW887711	177
MTIL1104	224	MTIL6320	10	MTNW887712	177
MTIL3013	21	MTIL6321	10	MTNW887805	178
MTIL3019	21	MTIL6322	10	MTNW887808	179
MTIL3020	21	MTIL6323	10	MTNW887809	179
MTIL3051	22	MTIL6341	10	MTNW887812	179
MTIL3151	21,22	MTIL6342	10	MTNW887825	179
MTIL3152	21,23	MTIL6343	10	MTNW887830	179
MTIL3300	21	MTIL6420	10	MTNW887835	179
MTIL3310	21	MTIL6440	10	MTNW887836	179
MTIL3311	21	MTIL6520	10	MTNW887837	179
MTIL3351	23,191	MTIL6521	10	MTNW887840	179
MTIL3352	23,191	MTIL6540	10	MTNW887851	178
MTIL3454	23,191,194	MTIL6541	10	MTNW887853	178
MTIL3651	22	MTIL6612	13	MTNW887855	178
MTIL3652	23	MTIL6617	13	MTNW887860	179
MTIL3653	21,22	MTIL6660	11,208	MTNW887866	178
MTIL3704	21	MTIL6661	11	MTNW887870	179
MTIL3705	21	MTIL6663	11	MTNW887871	179
MTIL3850	22	MTIL6664	12,87	MTNW887872	179
MTIL3950	23	MTIL6665	12,87	MTNW887873	179
MTIL4101	21	MTIL6666	12,104	MTNW887881	178
MTIL6000SU	224	MTIL6667	13	MTNW887882	178
MTIL6020	10	MTIL6669	11	MTNW887883	178
MTIL6022	10	MTIL6670	12,87	MTPFC02	89
MTIL6023	10	MTIL6672	12,104	MTPLC01	154
MTIL6024	10	MTIL6673	11,208	MTPLHA01	149
MTIL6026	10	MTIL6675K	12,209	MTPLHA0201	149
MTIL6027	10	MTIL6676	11,208	MTPLHA0202	149
MTIL6028	10	MTIL6682K	12,209	MTPLHA10203	149
MTIL6029	10	MTIL6683K	209	MTPLVCO4MR	148
MTIL6040	10	MTIL6684	208	MTPLVCSUB8	149

Index des numéros de pièce

MTPM150	187	MTTIMO2E	118	OAP160	131
MTPM350	187	MTTIMO2F	118	OAP170	131
MTRFH3	130	MTTIMO2L	118	OAP180	131
MTRFI918	130	MTTSL	221	OAP200	138
MTRFI9182.4	130	MTTSM	221	OAP220	61
MTRFX918	130	MTTSS	221	OAP221	131
MTRFX9182.4	130	MTTSST2	221	OAP223	138
MTRHI500	123	MTULB001	23,191	OAP224	138
MTRHI500EX	123	MTULB002	191	OAP240	138
MTSBRT003	58	MTVAR46	23	OAP300	138
MTSBRT202	58	MTVIP40	223	PRO300K	209
MTSHIM01	117	MTVIP166	221	PRO320K	209
MTSHIM01S	117	MTVIP173	222	PRO330	211
MTSHIMS	117	MTVIP181	221	PRO330IM1832	211
MTSHIMT	89,117	MTVIP182	221	PRO330IM1832CL	210
MTSILVER2	117	MTVIP183	221	PRO330IM1832PT	211
MTSILVER2A	117	MTVIP1664	221	PRO330IM1832SG	210
MTSILVER2B	117	MTVIPFFF101C	172	PRO330SPN32	211
MTSILVER2C	117	MTVIPFFF102C	172	PRO331IM1832	211
MTSILVER2D	117	MTVIPFFF105C	172	PRO331IM1832CL	210
MTSILVER2E	117	MTVIPFFF106C	172	PRO331IM1832CLN	210
MTSILVER2F	117	MTVIPFFF801C	172	PRO331IM1832N	211
MTSL10	185	MTVIPFFF802C	172	PRO331IM1832S	210
MTSL15	185	MTVIPFFF803C	172	PRO340	211
MTSL15T	185	MTVIPFFF804C	172	PRO400K	209
MTSL20	185	MTVIPU413	223	PRO420K	209
MTSL20T	185	MTVIPU414L	223	PRO430	213
MTSL25	185	MTVIPU414R	223	PRO430IM1832	111,213
MTSL25RT	187	MTVL71FC	148	PRO430IM1832CL	111,212
MTSL30	185	MTVLHH150	168	PRO430IM1832SG	111,212
MTSL40	185	MTVLHOOK	168,225	PRO431IM1832	111,213
MTSLCL20	187	MTVLTAG	168	PRO431IM1832CL	111,212
MTSLCL25	187	MTVPI	170	PRO431IM1832SG	111,212
MTSLLM1	186	MTVPEXA	170	PRO440	111,213
MTSLLM2	186	MTVPEXC	170	PRO450	111,213
MTSLV20	186	MTVPEXD	170	PRO3311832SGN	210
MTSLV30	186	MTVPEXG	170	RT-1500-04	214
MTSLV40	186	MTVPEXH	170	RT-1776KSDGXF	93
MTSLV50	186	MTVPFT	170	RT-1776KYSDGXF	93
MTSLW3	185	MTVRT20	95	RT-1778KFORF3	109
MTSLW4	185	MTVRTW	102	RT-1778KFORF5	109
MTSLW8	185	MTWB08T	144	RT-1778KORF3	109
MTSR01	114	MTWB08U	144	RT-1778KORF5	109
MTSR02	114	MTWB09	144	RT-1778KPR3D	106
MTSR03	114	MTZM1710	188	RT-1778KPR3DF	106
MTSRPI04	180	MTZM1735	188	RT-1778KPR5D	106
MTTG66	220	MTZM1740	188	RT-1778KPR5DF	106
MTTIMO2	118	OAPI00	132	RT-1778KSDF	94
MTTIMO2A	118	OAPI10	61,131	RT-1778ORF3	109
MTTIMO2B	118	OAPI20	131,132	RT-1778ORF4	109
MTTIMO2C	118	OAPI21	138	RT-1778ORF5	109
MTTIMO2D	118	OAPI40	138	RT-1778PR2DC	135

RT-1778PR3D	106	RT-1778KORF5	109	RT-1882KBOS-D	207
RT-1778PR5D	106	RT-1779	101	RT-1882KBOS-DS	207
RT-1779	101	RT-1779KS	101	RT-1882KBOS-DVS	206
RT-1779KSD	93	RT-1779KSL	101	RT-1882KBOS-DXS	206
RT-1779L	101	RT-1779SD	93	RT-1882KBOS-E	207
RT-1779S	101	RT-1779SDL	93	RT-1882KBOS-ES	207
RT-1779SL	101	RT-1782BOS-DXS	206	RT-1882KP	149
RT-1782KORF3	109	RT-1782KORF5	109	RT-1882ORF3	109
RT-1782KPR3D	106	RT-1782KPR5D	106	RT-1882ORFPLV4	151
RT-1782KPR5D	106	RT-1782KSD	94	RT-1882P	149
RT-1782KSD	94	RT-1782KYSDF	94	RT-1882P18A	151
RT-1782ORF3	109	RT-1782ORF4	109	RT-1883PI2A	151
RT-1782ORF4	109	RT-1782ORF5	109	RT-1889	101
RT-1782ORF5	109	RT-1782PR3D	106	RT-1889KS	101
RT-1782PR3D	106	RT-1782PR5D	106	RT-1889KSD	93
RT-1782SD	94	RT-1783P3	135,151	RT-1889KSDL	93
RT-1783P3	135,151	RT-1821KP	149	RT-1889KSL	101
RT-1821KP	149	RT-1821P	149	RT-1889KS-S3	102
RT-1822P18A	151	RT-1822P18A	151	RT-1889KYFORF3	109
RT-1823PI2A	151	RT-1848	151	RT-1889KYFORF5	109
RT-1848	151	RT-1876KFORF3	109	RT-1889KYS	101
RT-1876KFORF3	109	RT-1876KFORF5	109	RT-1889KYSD	93
RT-1876KFORF5	109	RT-1876KSDGLF	93	RT-1889KYSGLF	102
RT-1876KSDGLF	93	RT-1878BOS-D2L	207	RT-1889L	101
RT-1878BOS-D2L	207	RT-1878BOS-D2LS	207	RT-1889S	101
RT-1878BOS-D2LVS	206	RT-1878BOS-E2L	207	RT-1889SD	93
RT-1878BOS-E2L	207	RT-1878BOS-E2LS	207	RT-1889SDL	93
RT-1878BOS-E2LS	207	RT-1878KBOS-D2L	207	RT-1889SD-S3	93
RT-1878KBOS-D2L	207	RT-1878KBOS-D2LS	207	RT-1889SDL	93
RT-1878KBOS-D2LS	206	RT-1878KBOS-D2LSF	206	RT-1889SD-S3	93
RT-1878KBOS-D2LVS	206	RT-1878KBOS-E2L	207	RT-1889SL	101
RT-1878KBOS-E2L	207	RT-1878KBOS-E2LF	206	RT-1889S-S3	102
RT-1878KBOS-E2LS	207	RT-1878KSDF	94	RT-1889YS	101
RT-1878KSDF	94	RT-1882BOS-D	207	RT-1889YSD	93
RT-1882BOS-D	207	RT-1882BOS-DS	207	RT-1889YSR	101
RT-1882BOS-DS	207	RT-1882BOS-DVS	206	RT-1892KSD	94
RT-1882BOS-DVS	206	RT-1882BOS-E	207	RT-1892KYSD	94
RT-1882BOS-E	207	RT-1882BOS-ES	207	RT-1892KYSDF	94
RT-1882BOS-ES	207			RT-1892SD	94

Index des numéros de pièce

RT-1882KBOS-D	207	RT-2111C	122,226	RT-4517-230120T80F90M	RT-4550FE	20
RT-1882KBOS-DS	207	RT-2111C-WLS	122,226	164,167	RT-4550GEC	20
RT-1882KBOS-DVS	206	RT-4415RP-50	158	RT-4517-IND01	RT-4550GEH	20
RT-1882KBOS-DXS	206	RT-4420-DCBL	189	RT-4517-PB3	RT-4550GEL	20
RT-1882KBOS-E	207	RT-4420-DCVT	189	RT-4517-PB3M	RT-4550GEP	20
RT-1882KBOS-ES	207	RT-4420-DCWT	189	RT-4517-PB4	RT-4550GER	20
RT-1882KP	149	RT-4420-SPBK	189	RT-4517-PB4M	RT-4550GER2	20
RT-1882ORF3	109	RT-4420-SPBL	189	RT-4517-T6565F7	RT-4550KVGEC	19
RT-1882ORFPLV4	151	RT-4420-SPGN	189	RT-4517-T6565F7M	RT-4550KVGEL	19
RT-1882P	149	RT-4420-SPRD	189	RT-4517-T7993F20	RT-4550KVGER	19
RT-1882P18A	151	RT-4422-38RM	188	RT-4517-T7993F20M	RT-4550KVPBR	19
RT-1883PI2A	151	RT-4426-DBK	184	RT-4525HGA	RT-4550KVPBRPM	19
RT-1889	101	RT-4426-OBKN	184	RT-4525TILT	RT-4550KVPH01	19
RT-1889KS	101	RT-4426-OUVN	184	RT-4525TILT-A	RT-4550KVQ	14
RT-1889KSD	93	RT-4426-UVTL-02	184	RT-4525TILT-B	RT-4550KVSS3	19
RT-1889KSDL	93	RT-4454-14	135	RT-4527EXA	RT-4550KVSS4	19
RT-1889KSD-S3	93	RT-4464-02	156	RT-4527EXAG	RT-4550KVSS5	19
RT-1889KSL	101	RT-4474-6	171	RT-4527LMI3	RT-4550KVSSPM	19
RT-1889KS-S3	102	RT-4474-8	171	RT-4527LTOMO	RT-4550KVTAQ	19
RT-1889KYFORF3	109	RT-4484-16/4X6	99	RT-4527QFIX	RT-4550KVTAQ2	19
RT-1889KYFORF5	109	RT-4485	205	RT-4529M	RT-4550PBR	20
RT-1889KYS	101	RT-4487G-083	221	RT-4535BOS	RT-4550SEA	20
RT-1889KYSD	93	RT-4488-01	25	RT-4535BOSMRI	RT-4550SS3	20
RT-1889KYSGLF	102	RT-4488-02	25	RT-4535KV	RT-4550SS4	20
RT-1889L	101	RT-4488-03	25	RT-4535KV01	RT-4550TAQ	20
RT-1889S	101	RT-4488-04	25	RT-4535KV03	RT-4550TAQ2	20
RT-1889SD	93	RT-4489STRAP	152	RT-4536KV-01	RT-4551BAR	24
RT-1889SDL	93	RT-4490BOS1	205	RT-4536KV-100	RT-4551BAR-01	24
RT-1889SD-S3	93	RT-4491-Q1	117	RT-4536KV-400	RT-4551BAR-03	24
RT-1889SL	101	RT-4491-Q2	117	RT-4536KV-500	RT-4551BAR-04	24
RT-1889S-S3	102	RT-4491-Q3-2G	117	RT-4536KV-600	RT-4551BAR-05	24,204
RT-1889YS	101	RT-4491-Q4-2G	117	RT-4536KV-800	RT-4551BARMRI	24,62
RT-1889YSD	93	RT-4492U	205,215	RT-4536KV-1000	RT-4551CART	226
RT-1889YSR	101	RT-4494	136	RT-4536KV-1500	RT-4551KV	15
RT-1892KSD	94	RT4494-P	136	RT-4543WALL	RT-4551KV0	15
RT-1892KYSD	94	RT-4517-0002M	60,164,166	RT-4544-01	RT-4551KV-01	15
RT-1892KYSDF	94	RT-4517-0003M	60,164,167	RT-4544KV-10	RT-4551KV2	16
RT-1892SD	94	RT-4517-4079VF15M	63,164	RT-4544KV-13	RT-4551KV-03	202
RT-1892YSD	94	RT-4517-5070F15M	164,165	RT-4544KV-IND	RT-4551KV5F	16
RT-1892YSDR	94	RT-4517-7070F20M	164,165	RT-4546	RT-4551KV8	16
RT-1910-4	219	RT-4517-10070F30M	164	RT-4546-01	RT-4551KV13	16
RT-1913-2	219	RT-4517-10070F35M	164,165	RT-4546-02	RT-4551KV18	16,64
RT-1913-3	219	RT-4517-10070F40M	164	RT-4546-03	RT-4551KV19	16,64
RT-1913-4	219	RT-4517-12075F35M	164,166	RT-4546-04	RT-4551KVA-ELK	15
RT-1922	219	RT-4517-80150F65M	164,166	RT-4546-05	RT-4551KVTBHRD	15
RT-1931-4	219	RT-4517-100100F30M	164	RT-4546AA-01	RT-4551KVVHRD	15
RT-1969	99	RT-4517-100100F40M	164,165	RT-4546AW-01	RT-4551SRV	14
RT-1989S	101	RT-4517-100100TRAPF35M	164,166	RT-4546C	RT-4552	89
RT-2075-110	122			RT-4546L	RT-4552A	120
RT-2075-220	122			RT-4546MRI	RT-4552CART	226
RT-2075-PB	219			RT-4548	RT-4552KV	17,87

RT-4517-230120T80F90M	RT-4550FE	20
164,167	RT-4550GEC	20
RT-4517-IND01	RT-4550GEH	20
RT-4517-PB3	RT-4550GEL	20
RT-4517-PB3M	RT-4550GEP	20
RT-4517-PB4	RT-4550GER	20
RT-4517-PB4M	RT-4550GER2	20
RT-4517-T6565F7	RT-4550KVGEC	19
RT-4517-T6565F7M	RT-4550KVGEL	19
RT-4517-T7993F20	RT-4550KVGER	19
RT-4517-T7993F20M	RT-4550KVPBR	19
RT-4525HGA	RT-4550KVPBRPM	19
RT-4525TILT	RT-4550KVPH01	19
RT-4525TILT-A	RT-4550KVQ	14
RT-4525TILT-B	RT-4550KVSS3	19
RT-4527EXA	RT-4550KVSS4	19
RT-4527EXAG	RT-4550KVSS5	19
RT-4527LMI3	RT-4550KVSSPM	19
RT-4527LTOMO	RT-4550KVTAQ	19
RT-4527QFIX	RT-4550KVTAQ2	19
RT-4529M	RT-4550PBR	20
RT-4535BOS	RT-4550SEA	20
RT-4535BOSMRI	RT-4550SS3	20
RT-4535KV	RT-4550SS4	20
RT-4535KV01	RT-4550TAQ	20
RT-4535KV03	RT-4550TAQ2	20
RT-4536KV-01	RT-4551BAR	24
RT-4536KV-100	RT-4551BAR-01	24
RT-4536-NS40	RT-4551BAR-03	24
RT-4536-NS50	RT-4551BAR-04	24
RT-4536-NS60	RT-4551BAR-05	24,204
RT-4536-NS65	RT-4551BARMRI	24,62
RT-4536-SA01	RT-4551CART	226
RT-4543S	RT-4551KV	15
RT-4543WALL	RT-4551KV0	15
RT-4544-01	RT-4551KV-01	15
RT-4544KV-10	RT-4551KV2	16
RT-4544KV-13	RT-4551KV-03	202
RT-4544KV-IND	RT-4551KV5F	16
RT-4546	RT-4551KV8	16
RT-4546-01	RT-4551KV13	16
RT-4546-02	RT-4551KV18	16,64
RT-4546-03	RT-4551KV19	16,64
RT-4546-04	RT-4551KVA-ELK	15
RT-4546-05	RT-4551KVTBHRD	15
RT-4546AA-01	RT-4551KVVHRD	15
RT-4546AW-01	RT-4551SRV	14
RT-4546C	RT-4552	89
RT-4546L	RT-4552A	120
RT-4546MRI	RT-4552CART	226
RT-4548	RT-4552KV	17,87
RT-4550CN01	RT-4552KV-01	215

Index des numéros de pièce

RT-4552MRI	89	RT-7001	219	VLG40	160
RT-4552P	120	RT-7003	219	VLG40C	160
RT-4558-B1	64	RT-A001	116	VLG40FC	160
RT-4558-B2	64	RT-A782KSD	92	VLH90C	160
RT-4558CB03	59	RT-A876KSDGLF	92	VLJ20	160
RT-4558KV4	63,64	RT-A889KYSD	92	VLJ20C	160
RT-4558KV4-01	63,64	RT-A892KYSD	92	VLJ20FC	160
RT-4588-01	64	RT-A892KYSDF	92	VLPLV01	160,163
RT-4600-01	71	RT-B889KYCF2	72,77	VLPLV01C	160,163
RT-4600-01-MRI	71,195	RT-B889KYCF2A	72,77	VLPLV01FC	160,163
RT-4600-02	71	RT-C829K	204	VLPLV02	160,163
RT-4600-03	76	RT-C876K	204	VLPLV02C	160,163
RT-4600-03-MRI	76	RT-C878K	204	VLPLV02FC	160,163
RT-4600-10	72,77	RT-C889K	204	VLPLV09C	160,163
RT-4600-12	72,77	RT-PUMP220Q1	170	VLPLV09FC	160,163
RT-4600-14	72,77	RT-PUMPQ1	170	VLPLV10C	160,163
RT-4600-20	72,77	RT-PUMPQ-TS	170	VLPLV10FC	160,163
RT-4600KV-01	17,71	T-1882BOS-E	207	VLSBRT202FC	58
RT-4635KV-01	17	THRMFX100	148	VLTYSO1CX	161,163
RT-4635KV-100	17	THRMFX101	148	VLTYSO2CX	161,163
RT-4700-10	192	THRMFX102	148	VLWGB03	161,162
RT-4700-20	192	TRT100	45	VLWGB03C	161,162
RT-4800-01	150	VL04C	161,162	VLWGB04C	131,161,162
RT-4800-02	61	VL14C25	161	VLWGB05C	131,161,162
RT-4800-04	62,204	VL0017	60,161,162		
RT-4800-100	42	VL0018	161,162		
RT-4800-B1	63	VL0021	161		
RT-4800-B2	63	VL0022	60,161,162		
RT-4800-B3	58	VL37	161,163		
RT-4800-FS	60,152	VL71FC	161,163		
RT-4800-GL	150	VLA80C	160		
RT-4800-H30	150	VLARM01	161,162		
RT-4800-H45	150	VLARM01C	161,162		
RT-4800-KS	60,152	VLARM01FC	161,162		
RT-4800-SR	152	VLARM02C	161,162		
RT-5100-04	214	VLARM02FC	161,162		
RT-5100-51CE	39	VLB40	160		
RT-5100-51CU	39	VLB40C	160		
RT-5100-51ST	39	VLE225	160		
RT-5100-52	39	VLE225C	160		
RT-5100-53	39	VLF15	160		
RT-5100-54	39	VLF15C	160		
RT-5100-100	33	VLF15FC	160		
RT-5100-100S	33	VLFB01	160		
RT-5100-400	33,214	VLFB01C	160		
RT-5100-400S	33,214	VLFB01FC	160		
RT-5100-500	31,38	VLFB02FC	160		
RT-5100-500S	31,38	VLG26C	160		
RT-5100-700	32	VLG26FC	160		
RT-5100-700S	32	VLG35	160		
RT-5200-01	195	VLG35C	160		
RT-5300	36	VLG35FC	160		

© 2024 CQ Medical. Tous droits réservés.

CQ Medical est une marque commerciale de Medtec LLC. BoS, Fibreplast, Qfix, Positioning Patients for Life, Symphony sont des marques déposées de Qfix Systems LLC.

Evolve, HipFix, Interloc, Medtec, Posicast, Posifix, ProtonSeries et Uni-frame sont des marques déposées de Medtec LLC.

Access, Access 360, Adapt-It, AirDrive, AirDrive Caddie, AirDrive Trolley, AirShuttle, Alta, ArmShuttle, Assure, Aqua-Brief, Aquaplast RT, BoS, Cantilever Board, Cosmas Cup, DoseMax, Encompass, FlexLock, IntegraBite, Integrated Shim, InfinityEdge, InfinityLock, InkAlign, INSIGHT, kVue, Low-e, Low-Pro, OneTouch, Portrait, ProBoard, Prone CSA Kit, Pronumbra, RapidHeat, Shoulder-Loc, SofTouch, Stealth Beam, Tilt-Pro, Tilt-Pro Base, Variable Perf, Virtual Indexing, VacQfix, ZiFix, ZiFix Traverse sont des marques déposées de Qfix Systems LLC.

Accuform, Align, Bi-Axial Arm Support System, Body Pro-Lok, Body Pro-Lok ONE, Clam-Lok, ClearVision, Combifix, ComfortCare, C-Qual, C-Qual M, Cybermark, DoseMatch, Feetfix, Fixator, FlexiCoil, FlexiMarc, FreedomView, FusionCoil, GlideTrack, Helping Hands, IMRT Reinforced Thermoplastic, Iso-Align, Kneefix, Lok-Bar, Monarch, MRSeries, MultiFix, New Horizon, ONEBridge, ONEPlatform, PointCoil, PolyMark, Posiboard, Posirest, Positilt, Precise Bite, Prodigy, ProForm, Pronelok, Pron-pillo, PureVision, RediFoam, Solstice, Solstat, ThermFix, Thorawedge, TotalRT, trUpoint ARCH, Type-S, Universal Couchtop, Vac-Lok, Wing Board et ZENTEC sont des marques déposées de Medtec LLC.

Varian, TrueBeam, Exact, Acuity, Ximatron, Calypso, HyperArc et Halcyon sont des marques commerciales de Varian Medical Systems. Lightspeed, HiSpeed, ProSpeed et Discovery sont des marques déposées de GE Healthcare. Brilliance, AcQSim, Gemini Picker PQ 5000 sont des marques déposées de Philips Medical Systems. SOMATOM, ZXT et TXT sont des marques déposées de Siemens AG. MAGNETOM Aera, Skyra et Vida sont des marques déposées de Siemens. Precise et Medical Intelligence I-Beam sont des marques déposées d'Elektä AB. Kevlar et Tyvek sont des marques déposées d'E.I. DuPont de Nemours and Company. Sharpie est une marque commerciale de Sanford L.P. DecoColor est une marque commerciale de Uchida of America, Corp. Pro-Tekt est une marque déposée de MEDRAD, INC. U.S.A. Formica est une marque déposée de Formica Corporation. Suremark, Clearline, PortalMark, Visionmark, Powermark, Liquimark et BeautyLine sont des marques déposées de The Suremark Company. PhantomForm est une marque déposée de IZI Medical Products. Staph-Chek est une marque déposée de Morrison Medical. Bolx I et Bolx II sont des marques déposées de Action Products. RectalPro est une marque déposée de QLRAD. SpringLoc est une marque déposée de SchureMed. FCT Embrace est une marque déposée de Fujifilm Medical Systems USA, Inc. GrayDuck Stents et GrayDuck Dart sont des marques déposées de POLL Medical. Grip Rings est une marque commerciale de VanArsdale Innovative Products, Inc. Spee-D-Mark est une marque déposée de PDC. BioXmark est une marque déposée de Nanovi A/S. Accusyte est une marque déposée de Radiation Products LLC. BrachyGel est une marque déposée de Brachyfoam, Inc.

Conformément à la section 287(a) du titre 35 du code des États-Unis, le lecteur est informé des droits de Qfix Systems LLC, Medtec LLC et CQ Medical sur les brevets américains énumérés sur le site de CQ Medical (www.CQmedical.com/patents) et associés aux produits suivants ou à leurs accessoires ou composants.

Ce catalogue contient des informations sur les produits qui peuvent ou non être disponibles dans certains pays. Chaque pays dispose de lois et de règlements spécifiques régissant la commercialisation des dispositifs médicaux et la communication d'informations sur les dispositifs médicaux dans les médias imprimés et numériques. Les produits figurant dans ce catalogue ou sur notre site web peuvent ou non avoir reçu l'approbation, la validation ou l'autorisation de mise sur le marché d'un organisme de réglementation gouvernemental dans un pays donné, ou peuvent avoir reçu l'approbation, la validation ou l'autorisation de mise sur le marché pour différentes indications et restrictions dans différents pays, ou peuvent être destinés uniquement à un usage expérimental. La présence d'un produit dans ce catalogue ne doit pas être interprétée comme une sollicitation ou une promotion dudit produit, ni comme une indication non autorisée par les lois et règlements du pays où réside le lecteur. Il est possible que certains produits ne soient pas homologués conformément à la réglementation canadienne.



COMPATIBILITÉ VISIONRT

Les produits suivants ont été identifiés comme étant compatibles avec VisionRT : ClearVision & ClearVision 2 tête uniquement et tête, cou et épaules, systèmes d'immobilisation Solstice SRS & Solstat avec masque ClearVision Precise Bite, système d'immobilisation Encompass SRS avec masque Assure Open View Fibreplast tête uniquement, bolus personnalisé Aquaplast RT, masque Assure Open View tête, cou et épaules.

- Vision RT n'est pas en mesure de commenter ni de revendiquer la rigidité de l'immobilisation, les propriétés dosimétriques, l'efficacité clinique ou la reproductibilité de l'alignement du patient lors de l'utilisation de ces produits.
- La compatibilité est soumise au respect des directives du fournisseur lors de l'utilisation de ces produits avec des systèmes de radiothérapie guidée par la surface, ainsi qu'au respect des directives de Vision RT pour le tracé des régions d'intérêt à utiliser pour le traitement.
- Le vendeur des produits est tenu de s'assurer que les utilisateurs ont bien reçu les consignes concernant l'utilisation de ces produits avec des systèmes de radiothérapie guidés en surface. Les vendeurs peuvent modifier leurs consignes de temps en temps sans les passer en revue avec Vision RT. Vision RT ne peut être tenu responsable d'une utilisation impropre des produits.
- Vision RT ne fait aucune revendication et n'est pas responsable de l'adéquation ou de l'utilisation de ces produits pour la ou les procédures respectives pour lesquelles ils font l'objet d'une publicité ou de toute autre procédure.
- Les acheteurs sont responsables de leurs propres choix quant aux masques qu'ils auront sélectionnés.



info@CQmedical.com | CQmedical.com

