

SPRIEVODCA PRODUKTOM A NÁVOD NA POUŽITIE

RT-4488-01, RT-4488-02, RT-4488-03,
RT-4488-04, RT-4488-05 a RT-4488-06

Podložka na stôl SofTouch™



VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA

! VAROVANIE ! AKÉKOL'VEK ÚPRAVY TOHTO ZARIADENIA SÚ ZAKÁZANÉ. AK BUDE AKÁKOL'VEK ČASŤ TOHTO ZARIADENIA NADMERNE ZAŤAŽENÁ, BUDE SA JAVIŤ AKO POŠKODENÁ ALEBO NEBUDE SPRÁVNE FUNGOVAŤ, IHNEĎ JU PRESTAŇTE POUŽÍVAŤ A KONTAKTUJTE SPOLOČNOSŤ QFIX NA ČÍSLE +1 484-720-6054 ALEBO NA ADRESE TECHSUPPORT@QFIX.COM.

VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY A POPISY

Zoznam symbolov a ich definície nájdete na stránke Qfix.com.



POZRITE SI NÁVOD NA POUŽITIE

Podložka na stôl SofTouch™ môže zakrývať dôležité výstražné štítky, bezpečnostné opatrenia a iné označenie. Tieto výstrahy, bezpečnostné opatrenia a ďalšie označenie nájdete v návode na použitie zariadenia, na ktorom sa podložka na stôl používa.

ÚDRŽBA

Zariadenie môžete čistiť jemným, neabrazívnym čistiacim alebo dezinfekčným roztokom. Ak chcete zariadenie vyčistiť, na čistú tkaninu aplikujte roztok a utrite ňou povrch.

Nasledujúce čistiace látky boli testované a uznané za vhodné na čistenie povrchov. Ak chcete dezinfikovať povrch zariadenia, naštudujte si konkrétne pokyny výrobcu čistiaceho prostriedku.

- Voda
- 10 % bieliaci roztok Clorox®
- Izopropylalkohol
- 2,4 % aktivovaný roztok dialdehydu Cidex®
- Mydlo a voda

NEROZSTREKUJTE priamo na podložku na stôl.

NEUKLADAJTE na podložku na stôl ostré predmety.



Advena Limited
Tower Business Centre, 2nd Flr
Tower Street, Swatar, BKR 4013
Malta



Vyrobené v USA spoločnosťou

Qfix

440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA

+1 610-268-0585 www.Qfix.com

SofTouch je ochranná známka spoločnosti Qfix.

Cidex® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Johnson & Johnson.

Clorox® je registrovaná ochranná známka spoločnosti The Clorox Company.

2004784_SK_A